

# wingbrush

by LUORO

Neu

Fühler ansetzen.  
Zudrücken.  
Fertig.



Die neue Generation der  
**Interdentalbürste.**

Zwischenräume finden statt suchen.

„Kreieren Sie einen neuen Standard.“

## Unterschätzte Gefahr.

Die Zahnzwischenräume bilden fast 40 % der Zahnoberfläche und sind für Zahnbürsten unerreichbar. Daher sind sie häufig Auslöser für Krankheiten und Karies.

## Kenntnis des Problems.

Die Relevanz der Zahnreinigung ist bekannt, die Relevanz der Zahnzwischenraumreinigung ist weitaus unbekannter - unberechtigterweise.

## Das Problem...

... ist die Vernachlässigung der Interdentalreinigung. Verständlich, denn sie ist:

- unangenehm
- umständlich
- zeitintensiv

## Lösungen entstehen, wo Probleme bestehen.

Um Probleme zu lösen, muss man die Ursache analysieren, innovative Lösungen entwickeln und diese umsetzen. Dies haben wir uns zur Aufgabe gemacht.



Die Lösung. Wingbrush Interdentalbürste.



Einfach.  
Gründlich.  
Schnell.

Die innovative Wingbrush Interdentalsbürste ermöglicht durch ihre einfache Handhabung eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume sowie Kronen, Brücken und Implantate. Dank des kegelförmigen Interdentalfühlers gleiten Sie mühelos entlang der Zahnzwischenräume - jeder Interdentalraum lässt sich intuitiv erfüllen.


Finden statt Suchen.

Sanfte Borsten und ein mit Kunststoff überzogener Metalldraht garantieren eine schonende Reinigung, ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Die Wirksamkeit der Wingbrush wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für ZMK der Universität Bonn (Prof. Dr. M. Frentzen) klinisch getestet.

# Ein perfektes Ergebnis in nur 3 Schritten.

1. Setzen Sie den Interdentalfühler am Zahnzwischenraum an.
2. Drücken Sie die Wingbrush zusammen. Essensreste und Zahnbelag werden schonend entfernt.
3. Fertig. Gleiten Sie zum nächsten Zahnzwischenraum.

Schwer erreichbare Zahnzwischenräume lassen sich mit der Wingbrush optimal auch von innen reinigen.



Draht 0,45 mm



## Bürste wechseln - mit einem Klick.

Mit den innovativen Wingbrush Aufsteckbürsten wechseln Sie schnell und einfach Ihre Wingbrush Bürste.

1. Knicken Sie die alte Bürste leicht nach hinten und ziehen Sie diese ab.
2. Stecken Sie die neue Bürste auf die Wingbrush.


Verschiedene Formen - passend für jeden Zahnzwischenraum. Unsere feine Bürste (2,2 mm  $\emptyset$ ) in gelb reinigt optimal enge Zahnzwischenräume. Mit unserer konischen Bürste (2,5 - 4,5 mm  $\emptyset$ ) in orange reinigen Sie sowohl enge als auch breite Zahnzwischenräume.



# Intuitiv reinigen.

Lästiges Suchen von Zahnzwischenräumen gehört der Vergangenheit an. Dank des cleveren und einzigartigen Fühlers finden Sie mit der Wingbrush intuitiv jeden Zahnzwischenraum. Gleiten Sie einfach an den Zähnen entlang.

Durch ihren kegelförmigen Fühler passt sich die Wingbrush dem Zahnzwischenraum perfekt an. Das innovative Design der Wingbrush verhindert dabei Zahnfleischverletzungen.




# Klinisch getestet.

Die Wirkung der Wingbrush wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für ZMK der Universität Bonn (Prof. Dr. M. Frentzen) klinisch getestet.

Die einfache Handhabung ermöglicht es Ihnen, selbst schwer erreichbare und versteckte Zahnzwischenräume zu erreichen.

Interdentalbürsten haben in Zahnzwischenräumen eine größere Wirkung als Zahnseide. Sie entfernen mehr Plaque, da sie mit ihren Borsten eine größere Zahnfläche erreichen.





# Für jeden das Richtige dabei.

Überzeugen Sie sich selbst!

Probieren Sie die LUORO Wingbrush im Starter-Set mit drei Wechselköpfen in zwei verschiedenen Größen und Formen aus.

Testen Sie die verschiedenen Bürstenköpfe und finden Sie das für Sie ideale LUORO Refill-Set.

Alle Produkte sind online in unserem Shop und bei Ihrem Zahnarzt oder Apotheker erhältlich:

[www.luoro.de/shop/](http://www.luoro.de/shop/)

Unterstützen Sie uns,  
damit wir noch besser  
werden.

Unser wachsendes Unternehmen freut sich über jedes Feedback. Helfen Sie uns, noch innovativer zu werden, indem Sie an unserer Markt- und Feedbackumfrage unter folgendem Link teilnehmen:

[www.luoro.de/luoro-forschung/](http://www.luoro.de/luoro-forschung/)

Herzlichen Dank!



„Die Interdentalreinigung war bis jetzt umständlich und zeitaufwändig.  
Die Wingbrush revolutioniert und vereinfacht den Prozess der  
Interdentalreinigung.“

Prof. Dr. M. Frentzen

Fortschritt, Innovation und Qualität.



Besuchen Sie uns unter [www.luoro.de](http://www.luoro.de) und bestellen Sie gleich online.

LUORO GmbH  
Klingelpütz 70  
DE-50670 Köln

Tel. +49 (0)1578 363 54 36  
[info@luoro.de](mailto:info@luoro.de)