


Verlässliche physikalische Eigenschaften.



Schrumpf nach 24 Stunden*

Abrasion nach 50.000 Zyklen
Prof. Dr. K. H. Kunzelmann; A. Bock, LMU München, Deutschland 2016


Biegebruchfestigkeit*

Druckfestigkeit*

Diametrale Zugfestigkeit*

* Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International

Artikelinformationen Multi Opacity	Harvard Ref.Nr. 4 g Spritze	Harvard Ref.Nr. 20 x 0.3 g OptiTip®s	Artikelinformationen Spritzen Kits	Harvard Ref.Nr.	Artikelinformationen Universal Opacity	Harvard Ref.Nr. 4 g Spritze	Harvard Ref.Nr. 20 x 0.3 g OptiTip®s
Farbe A1 E	7082310	7082410	Harvard PremiumFill  „Multi Opacity“ Assortment Kit	7082502	Farbe A1 U	7082300	7082400
Farbe A2 E	7082311	7082411	11 Spritzen à 4 g, in den Farben		Farbe A2 U	7082301	7082401
Farbe A2 D	7082320	7082420	A1 E, A2 E, B2 E, C2 E, A3 E, A3.5 E, BL E		Farbe A3 U	7082302	7082402
Farbe A3 E	7082312	7082412	INC, A2 D, A3.5 D, BL D		Farbe A3.5 U	7082303	7082403
Farbe A3.5 E	7082313	7082413			Farbe B1 U	7082304	7082404
Farbe A3.5 D	7082321	7082421			Farbe B2 U	7082305	7082405
Farbe B1 E	7082323	7082423	Harvard PremiumFill  „Multi Opacity“ Trial Kit S	7082501	Farbe C2 U	7082306	7082406
Farbe B2 E	7082314	7082414	3 Spritzen à 4 g, in den Farben				
Farbe C2 E	7082315	7082415	INC, A2 E, A2 D		Artikelinformationen Spritzen Kits		Harvard Ref.Nr.
Farbe BL E	7082316	7082416			Harvard PremiumFill  „Universal Opacity“ IntroKit S		7082500
Farbe BL D	7082322	7082422	Harvard Applier OptiTip®s	7095200	3 Spritzen à 4 g, in den Farben		
Farbe INC	7082330	7082430			A2 U, A3 U, A3.5 U		



Harvard PremiumFill 
Nano-Optimized Hybrid Composite
Für **posteriore** und anteriore
Restaurationen.



Harvard PremiumFill⁺

Nano-Optimized Hybrid Composite

Für **posteriore** und anteriore Restaurationen.

⁺ = höhere Röntgenopazität und eine neue 4 g Spritze

Ein Composite in der Liga der Besten.

Sehr lange haltbar, ästhetisch, überragendes Handling!

Überragendes Handling und nicht klebrige Konsistenz

- Leicht zu platzieren und sehr angenehm in der Anwendung
- Sehr gute Modellierbarkeit
- Exzellente Hochglanzpolierbarkeit
- Anorganische Füller von ungefähr 0,6 µm

Perfekte ästhetische Restaurationen

- *Zahnähnliche Fluoreszenz*
- *Chamäleonartige Farbanpassung*
- *Große Auswahl an Farben und unterschiedlichen Transluzenzen*

Erhältlich in 4 g Spritzen und 0.3 g OptiTip®s

Geringe Polymerisationsschrumpfung dank Nanofüllern

- Perfekter Randschluss

Zwei verschiedene Opazitätstechniken:

1.) **Multi Opacity Schichttechnik** für den Spezialisten

(Schichtungen von Dentin und Schmelz; Incisalfarben).



2.) **Universal Opacity**


(einfache Technik – eine mittlere Opazität)

geeignet für einfache Fälle.



Sehr schöne ästhetische Ergebnisse.

Fall 1*



Defekte große Compositefüllung
an Zahn 46



Neue exzellente Hochglanzfüllung
mit Harvard PremiumFill⁺

Fall 2*



Defekte MOD Füllung entfernt
an Zahn 26




Neue ästhetische Füllung
mit Harvard PremiumFill⁺


Sehr guter Randschluss.

Vor und nach Belastung im Kausimulator.

Harvard PremiumFill / Harvard InterLock



Prof. Dr. K. H. Kunzelmann; Dr. I. Nyamaa, LMU München, Deutschland 2016



„Analyse des
Randschlusses mit
SEM-Bildern“