




Symbios®

# Produktkatalog



## Symbios – regenerative Lösungen für jeden Fall

Das umfassende Portfolio für die Hart- und Weichgewebsregeneration bietet einfache Anwendung und Sicherheit für Zahnärzte und Ihre Patienten. Symbios besteht aus einer Reihe von zuverlässigen Knochenaufbaumaterialien, resorbierbaren Membranen und Instrumenten.

Diese Lösungen fördern die Bildung, das Volumen und die Stabilität des Knochens für vorhersagbare, langfristige Ergebnisse, auf die sich Patienten und Zahnärzte verlassen können.

## INHALT

### **Knochenaufbaumaterial**

Symbios Xenograft Granulat	4
Symbios Biphasisches Knochenaufbaumaterial	5
Frios Algipore	5

### **Membranen**

Symbios Kollagenmembran SR	6
Symbios Hydratisierte Kollagenmembran	6

### **Instrumente/Zubehör**

Frios MicroSaw Sets	7
BoneTrap	11
Frios FixationSet	12
Symbios Membran-Nägel	13
Frios SinusSet	14
Frios Unit S/i	16

<b>Materialien</b>	19
--------------------	----

Möglicherweise sind nicht alle Produkte für alle Märkte zugelassen/lizenziert oder überall erhältlich. Für eine Auskunft über das aktuelle Produktsortiment und die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte steht Ihnen Ihr Dentsply Sirona-Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Um die Lesbarkeit für unsere Kunden zu verbessern, verwendet Dentsply Sirona die Symbole ® oder ™ im Text nicht. Dies ist jedoch nicht als Verzicht auf Markenrechte von Seiten Dentsply Sirona zu verstehen. Alle Warenzeichen und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

#### **Kennzeichnung von Materialien**

Informationen zu Materialien im Zusammenhang mit Implantaten, Systemkomponenten und Instrumenten werden anhand einer Artikelnummer nach jedem Artikel gegeben: Symbios Xenograft Granulat<sup>54</sup>. Eine Übersicht über die verwendeten Materialien und deren Zusammensetzung finden Sie auf Seite 19 in diesem Katalog. Die Abbildungen in diesem Katalog dienen der Veranschaulichung. Die Größe der abgebildeten Produkte kann von der Größe der Originalprodukte abweichen. Dentsply Sirona behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

# Xenogenes Knochenaufbaumaterial

## Symbios Xenograft Granulat

Symbios Xenograft Granulat ist ein porcines Knochenmineral zur Anwendung in der Parodontal-, Oral-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

- Hoch poröse Karbonat-Apatit-Partikel
- Natürliche Porenstruktur für Zellkonduktion
- Große Zwischenräume innerhalb und zwischen den Partikeln für die Osseokonduktion und die Knochenneubildung
- Erhältlich im Tiegel in zwei verschiedenen Partikelgrößen und unterschiedlichen Volumina

## Symbios Xenograft Granulat<sup>54</sup>, Tiegel (steril)



0,5 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0000



1,0 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0001



2,0 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0002



4,0 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0003



1,0 ml  
1,0 - 2,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0004



2,0 ml  
1,0 - 2,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0005

## Symbios Xenograft Granulat Spritze<sup>54</sup> (steril)



0,25 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0006



0,5 ml  
0,25 - 1,0 mm  
Korngröße

Bestell-Nr. 3231 0007

# Phykogenes Knochenaufbaumaterial

## Symbios Biphasisches BGM<sup>52, 31</sup> (steril)



**0,5 ml**  
0,2 – 1,0 mm  
Korngröße  
(für die Augmentation  
kleiner Defekte)

**1,0 ml**  
0,2 – 1,0 mm  
Korngröße  
(für die Augmentation  
kleiner Defekte)

**1,0 ml**  
1,0 – 2,0 mm  
Korngröße  
(für die Augmentation  
lateraler Defekte  
und Sinusboden-  
augmentation)

**2,0 ml**  
1,0 – 2,0 mm  
Korngröße  
(für die Augmentation  
lateraler Defekte  
und Sinusboden-  
augmentation)

Bestell-Nr.	31 - 0110	31 - 0111	31 - 0112	31 - 0113
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Symbios Biphasisches Knochenaufbaumaterial (BGM)

- Resorbierbares anorganisches Knochenaufbaumaterial in Granulatform, pflanzlichen Ursprungs, das aus Rotalgen gewonnen wird und zu 20 % aus Hydroxyapatit (HA) und zu 80 % aus  $\beta$ -Trikalziumphosphat (TCP) besteht
- Materialabbau und Knochenbildung/-heilung sind im Gleichgewicht
- Resorptionseigenschaften sorgen für ein stabiles Volumen während der Knochenbildungsphase
- Zwei verschiedenen Korngrößen für eine indikationsspezifische Verwendung

## Frios Algipore<sup>31</sup> (steril)



**0,5 ml**  
0,3 – 0,5 mm Korngröße  
(für die Auffüllung von Defekten bis 0,5 cm<sup>3</sup>)

Bestell-Nr.	31 - 1104
-------------	-----------

## Frios Algipore

- Aus Rotalgen gewonnenes rein pflanzliches Knochenaufbaumaterial mit hoher Analogie zum Hydroxylapatit des natürlichen Knochens
- Fördert die Knochenbildung durch interkonnektierende Poren und eine raue Oberfläche
- Volumenerhalt durch langsame Resorption des Materials
- Drei verschiedene Korngrößen für eine indikationsspezifische Verwendung



**1,0 ml**  
0,5 – 1,0 mm Korngröße  
(für die Augmentation lateraler Defekte  
bis 1,0 cm<sup>3</sup>)



**2,0 ml**  
0,5 – 1,0 mm Korngröße  
(für die Augmentation lateraler Defekte  
bis 1,0 cm<sup>3</sup>)

Bestell-Nr.	31 - 1214	31 - 1224
-------------	-----------	-----------



**1,0 ml**  
1,0 – 2,0 mm Korngröße  
(für die Augmentation bei Sinusboden-  
elevation ab 1,0 cm<sup>3</sup>)



**2,0 ml**  
1,0 – 2,0 mm Korngröße  
(für die Augmentation bei Sinusboden-  
elevation ab 1,0 cm<sup>3</sup>)

Bestell-Nr.	31 - 1312	31 - 1324
-------------	-----------	-----------

# Resorbierbare Membranen

## Symbios Kollagenmembran SR (slow resorbable/langsam resorbierbar)

- Resorbierbare Gewebematrix gewonnen aus hochreiner boviner Achillessehne (Typ1)
- Die einzigartige Faserausrichtung bietet eine hohe Reißfestigkeit/Zugfestigkeit
- Trocken oder hydratisiert anwendbar
- Vorhersagbare Resorptionsdauer von 26 bis 38 Wochen

## Symbios Kollagenmembran SR<sup>53</sup> (2 Membranen pro Box, steril)



15 mm x 20 mm



20 mm x 30 mm

Bestell-Nr.

3290 5270

3290 5271



30 mm x 40 mm

Bestell-Nr.

3290 5272

## Symbios Hydratisierte Kollagenmembran

- Gereinigtes intaktes Kollagengewebe aus bovinem Perikard
- Die einzigartige hydratisierte Lieferform ermöglicht die sofortige Verwendung; es ist flexibel und passt sich leicht an die Defektkonturen an
- Vorhersagbare Resorptionsdauer von 16 Wochen

## Symbios Hydratisierte Kollagenmembran<sup>55</sup> (1 Membran pro Box, steril)



15 mm x 20 mm



20 mm x 30 mm

Bestell-Nr.

3290 5274

3290 5275




30 mm x 40 mm

Bestell-Nr.

3290 5276

# Frios MicroSaw - Sets



Frios MicroSaw ExpertSet WI-75



Frios MicroSaw ExpertSet WS-75

## Frios MicroSaw nach Prof. Khoury

- Für die reibungslose knochenerhaltende Aufbereitung von Knochenblöcken und Knochendeckeln
- Präzise mit nur 0,29 mm dünner Mikrosägescheibe
- Atraumatisch durch drehbaren Weichgewebsschutz und direkte Kühlung der Mikrosägescheibe

Bestell-Nr.	90 - 6741	90 - 6742
-------------	-----------	-----------

Frios MicroSaw StarterSet WI-75


Frios MicroSaw StarterSet WS-75

Bestell-Nr.	90 - 6751	90 - 6752
-------------	-----------	-----------

## Frios MicroSaw - Sets

Inhalt	Frios MicroSaw ExpertSet WI-75 90 - 6741	Frios MicroSaw ExpertSet WS-75 90 - 6742	Frios MicroSaw StarterSet WI-75 90 - 6751	Frios MicroSaw StarterSet WS-75 90 - 6752
Frios Winkelstück WI-75	•		•	
Frios Winkelstück WS-75, zerlegbar		•		•
Frios Handstück, gerade	•	•		
Frios Handstück, abgewinkelt	•	•		
Frios MicroSaw Protector 75	•	•	•	•
Frios MicroSaw Protector für Handstück	•	•	•	•
Frios MicroSaw Sägescheiben (4 Stück)	•	•	•	•
Frios MicroSaw Bohrer (2 Stück)	•	•	•	•
Frios Meißel gerade (D4 und D6)	•	•	•	•
Frios Meißel gebogen (D4 und D6)	•	•	•	•

## Frios MicroSaw ExpertSet WS-75



## Frios MicroSaw – Einzelartikel

### Frios MicroSaw Protector für Frios Handstücke für Frios Winkelstücke

- Weichgewebsschutz beim Auftrennen und Schneiden von Hartgewebestrukturen

### Frios MicroSaw Protector für Winkelstücke:

**Frios MicroSaw Protector 75<sup>6</sup>**  
für Frios Winkelstück WI-75  
(Bestell-Nr. 90 – 6711)  
Frios Winkelstück WS-75,  
zerlegbar (Bestell-Nr. 90 – 6721)  
Frios Winkelstück WI-75 LED G  
(Bestell-Nr. 90 – 6810)



Bestell-Nr. 90 – 6731

### Frios MicroSaw Protector für Winkelstück 975<sup>6</sup>

Nur passend für Frios Winkelstück 975



90 – 5041

### Frios MicroSaw Protector für Handstücke:

**Frios MicroSaw Protector für Handstücke<sup>6</sup>**  
für Frios Handstück abgewinkelt/gerade  
(Bestell-Nr. 90 – 5030 und 90 – 5050)



Bestell-Nr. 90 – 5031

**Frios MicroSaw Protector SI-11 LED G<sup>6</sup>**  
für Frios Handstück SI-11 LED G<sup>6</sup>  
(Bestell-Nr. 90 – 6850)



90 – 6860



**Frios MicroSaw Bohrer<sup>6</sup>  
und Sägescheiben<sup>6</sup>**  
(6 Stück - 2 Bohrer, 4 Scheiben)



(für den Einmalgebrauch)

Bestell-Nr.	90 - 5086
-------------	-----------

**Frios MicroSaw Bohrer**

- Vorbohren der Knochendeckel
- Nachpräparation nicht zerschnittener Knochenblöcke

**Frios MicroSaw Sägescheiben**

- Aufbereitung von Knochenblöcken und Knochendeckeln

**Frios MicroSaw Bohrer<sup>6</sup>**  
(2 Stück)



(für den Einmalgebrauch)

Bestell-Nr.	90 - 5046
-------------	-----------

**Frios MicroSaw Sägescheiben<sup>6</sup>**  
(4 Stück)



(für den Einmalgebrauch)

Bestell-Nr.	90 - 5045
-------------	-----------

**Frios MicroSaw Meißel<sup>6</sup>**



**gerade**  
(D4 und D6)  
Frontal- und Seitenansicht



**gebogen**  
(D4 und D6)  
Frontal- und Seitenansicht

Bestell-Nr.	90 - 5037
-------------	-----------

Bestell-Nr.	90 - 5038
-------------	-----------

# Frios Trepanbohrer

## Frios Trepanbohrer

- Trepanbohrer für die Präparation autogener Knochenzapfen

## Frios Trepanbohrer, Durchmesser:

D 3,1: innen 2,0 mm, außen 3,1 mm  
D 3,5: innen 2,4 mm, außen 3,5 mm

## Frios Hohlfräsen für Knochenentnahme<sup>6</sup>



D 3,1



D 3,5

Bestell-Nr.

51 - 4091

51 - 4092

## Frios Zapfenheber zur Knochenentnahme<sup>6</sup>

- Zapfenheber zur Knochenentnahme zur leichten Entnahme der Knochenstücke

## Frios Zapfenheber zur Knochenentnahme<sup>6</sup>



Bestell-Nr.

51 - 4093

# BoneCollector

**BoneTrap<sup>21</sup>**  
(steril)



(zum einmaligen Gebrauch)

Bestell-Nr.

22179

## **BoneTrap**

- Zum Sammeln und Verwenden von autologem Knochen
- Es besteht kein Risiko einer Immunreaktion, da autologes Material verwendet wird
- Steril geliefert

# FixationSet

## Frios FixationSet

- Zum punktgenauen Setzen der Symbios Membran-Nägel
- Auf die Membran-Nägel abgestimmte Setzinstrumente, gerade und anguliert
- Bohr- und Positionierhilfe für größtmögliche Präzision
- Einweg-Mikrobohrer zum Vorbohren bei sehr hartem Knochen

### Inhalt:

- 12 x 4 **Symbios Membran-Nägel**  
(steril, in Spendern)
- 6 **Einwegbohrer für Symbios Membran-Nägel** (steril)
- 1 **Frios Setzinstrument für Membran-Nägel, gerade**
- 1 **Frios Setzinstrument für Membran-Nägel, anguliert**
- 1 **Frios Bohr- und Positionierhilfe für Membran-Nägel**
- 1 **Implantat-Hammer**
- 1 **Membran-Nägel Magazin**
- 1 **OP-Tray für FixationSet**

## Frios FixationSet



Bestell-Nr.

59 - 9044

## Frios FixationSet



## FixationSet - Einzelartikel

### Frios Membran-Nägel Einwegbohrer<sup>6</sup> (Pilotbohrer, steril)



Bestell-Nr.	59 - 8060
-------------	-----------

### Frios Membran-Nägel Bohr- und Positionierhilfe<sup>6</sup>



Bestell-Nr.	59 - 9036
-------------	-----------

### Frios Membran-Nägel Bohr- und Positionierhilfe, Arbeitsteil<sup>6</sup>



Bestell-Nr.	59 - 9037
-------------	-----------

### Frios Membran-Nägel Setzinstrument<sup>6</sup>



gerade



anguliert

Bestell-Nr.	59 - 9034
-------------	-----------

Bestell-Nr.	59 - 9040
-------------	-----------

### Frios Membran-Nägel Setzinstrument, Arbeitsteil<sup>6</sup>



gerade



anguliert

Bestell-Nr.	59 - 9039
-------------	-----------

Bestell-Nr.	59 - 9041
-------------	-----------

### Frios Membran-Nägel Bohr- und Positionierhilfe, Universalgriff<sup>6</sup>



Bestell-Nr.	59 - 9042
-------------	-----------

## Membran-Nägel

### Symbios Membran-Nägel Multipack<sup>4</sup> (4 Nägel, steril)



Bestell-Nr.	90 - 5283
-------------	-----------

### Symbios Membran-Nägel

- Für die perfekte Fixation von Membranen
- Zur Verwendung mit resorbierbaren und nicht resorbierbaren Membranen
- Frios FixationSet für das Setzen der Membran-Nägel

# SinusSet

## Frios SinusSet

- Für alle Präparationsschritte des offenen Sinuslifts
- Drill Set für die laterale Präparation des Knochenfensters
- Elevatoren für die Mobilisierung der Kieferhöhlenschleimhaut
- Standfester Anmischbecher und Applikatoren für das Einbringen von Augmentationsmaterial

## Frios SinusSet




Bestell-Nr. 59 - 8000

### Inhalt:

- 1 Drill Set
- 7 Elevatoren
- 3 Applikatoren
- 1 Chirurgischer Anmischbecher Tray
- 1 Tray

## Frios SinusSet



# SinusSet - Einzelartikel

## Frios Sinus Instrument <sup>4/6</sup>



**Nr. 1**  
Elevator gerade

Bestell-Nr.	59 - 7951
-------------	-----------



**Nr. 2**  
Elevator anguliert 120°

Bestell-Nr.	59 - 7952
-------------	-----------



**Nr. 3**  
Elevator anguliert 90°

Bestell-Nr.	59 - 7953
-------------	-----------



**Nr. 4**  
Elevator anguliert 60°

Bestell-Nr.	59 - 7954
-------------	-----------



**Nr. 5**  
Elevator zweifach  
abgewinkelt 90°/120°

Bestell-Nr.	59 - 7955
-------------	-----------



**Nr. 6**  
Elevator zweifach  
abgewinkelt 90°/90°

Bestell-Nr.	59 - 7956
-------------	-----------



**Nr. 7**  
Elevator zweifach  
abgewinkelt 90°/60°

Bestell-Nr.	59 - 7957
-------------	-----------



**Nr. 8**  
Applikator  
(Kugel/Löffel)

Bestell-Nr.	59 - 7958
-------------	-----------



**Nr. 9**  
Applikator  
(Löffel/Spitze)

Bestell-Nr.	59 - 7959
-------------	-----------



**Nr. 10**  
Applikator  
(Konus/Zylinder)

Bestell-Nr.	59 - 7960
-------------	-----------



## Drill Set für Frios SinusSet<sup>6</sup>



Bestell-Nr.	59 - 8003
-------------	-----------

## Drill Set für Frios SinusSet<sup>6</sup>

**Inhalt:**  
Bohrer für Fissuren  
Diamantbohrer  
Hartmetallbohrer

# Chirurgie-Einheit

## Frios Unit S/i

- Einfaches und speziell auf die Implantat-chirurgie zugeschnittenes Bedienkonzept
- Leistungsstarker Handmotor bei höchster Laufruhe
- Anwenderorientierte Programmfolge mit direkt auf Tastendruck ansteuerbarer Gewindeschneidfunktion

### Inhalt:

- 1 Unit S/i mit Handmotor  
(Kabellänge 1,8 m)
- 1 Motorablage
- 1 Stativ
- 1 Fußsteuerung
- 1 Netzkabel
- 1 Schlauchgarnitur
- 5 Schlauchösen
- 1 Motorverdrehsicherung

## Frios Unit S/i V 220 - 240 AC

Bestell-Nr.	90 - 6611
-------------	-----------

## Frios Winkelstücke

- Patentiertes Hexagon-Spannsystem für störungsfreien Behandlungsablauf und geringeren Verschleiß der Instrumente
- Zerlegbare Version mit um 90° drehbarem Kopf für schwer zugängliche OP-Gebiete, genügt auch strengsten Hygieneanforderungen
- LED Version mit neutralem weißem LED-Licht mit höherer Lichtstärke und größerem Ausleuchtungsfeld als herkömmliche Halogenlampen

Hinweis für Verwender der Frios Unit S: Bei Verwendung dieser Winkelstücke auf der Frios Unit S bestehen Kompatibilitätsprobleme. Bitte sprechen Sie unbedingt bei Bestellung bzw. vor Inbetriebnahme mit Ihrem Vertriebsrepräsentanten.

## Frios Hand- und Winkelstücke



	Frios Winkelstück WS-75 20:1, zerlegbar	Frios Winkelstück WI-75 20:1, nicht zerlegbar	Frios Winkelstück WI-75 LED G
Bestell-Nr.	90 - 6721	90 - 6711	90 - 6810
	Frios Handstück gerade 1:1	Frios Handstück anguliert 1:1	Frios Handstück SI-11 1:1, LED G
Bestell-Nr.	90 - 5030	90 - 5050	90 - 6850





# Zubehör



Für die Verfügbarkeit weiterer Ersatzteile zur Frios Unit S/i, FRIOS Unit S und Frios Unit E kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Dentsply Sirona-Außendienstmitarbeiter.

**Passend für die Frios Unit S/i:**

**Frios Unit S/i Handmotor**  
(Kabellänge 1,8 m)

Bestell-Nr.	90 - 6621
-------------	-----------

**Frios Unit S/i Fußsteuerung**

Bestell-Nr.	90 - 6632
-------------	-----------

**Passend für die Frios Unit S/i und Frios Unit S:**

**Frios Innenkühlröhrchen**  
für Frios Winkelstück (20:1)

Bestell-Nr.	90 - 5047
-------------	-----------

**Frios Innenkühlröhrchen lang**  
(für Bohrer Verlängerung)

Bestell-Nr.	90 - 5043
-------------	-----------

**Passend für alle Frios Chirurgie-Einheiten:**

**Frios Unit S, Frios Unit E**  
**Sterile Schlauchfolie**  
für Handmotor (10 Stück)

Bestell-Nr.	90 - 6472
-------------	-----------

**Frios Unit S**  
**Set Schlauchösen**  
(5 Stück)

Bestell-Nr.	90 - 6443
-------------	-----------

**Passend für die Frios Unit S:**

**Frios Unit S Handmotor**  
(Kabellänge 1,8 m)

Bestell-Nr.	90 - 6410
-------------	-----------

**Frios Unit S Fußsteuerung**  
EIN/AUS

Bestell-Nr.	90 - 6420
-------------	-----------

**Schlauchgarnituren:**

**Frios Unit S/i Schlauchgarnitur**  
(Motorkabel 2,2 m/5 Stück)

Bestell-Nr.	90 - 6446
-------------	-----------

**Frios ISU Schlauchgarnitur universal**  
(5 Stück), auch für ASU geeignet

Bestell-Nr.	90 - 5018
-------------	-----------

**Frios Unit S Schlauchgarnitur**  
(Motorkabel 1,8 m/5 Stück)

Bestell-Nr.	90 - 6470
-------------	-----------

**Frios Unit S Schlauchgarnitur**  
(Motorkabel 3,5 m/3 Stück)

Bestell-Nr.	90 - 6471
-------------	-----------

**Frios Unit E Schlauchgarnitur**  
für Motorkabel 1,8 m (5 Stück)  
mit Luer-Lock-Verbindung

Bestell-Nr.	90 - 6546
-------------	-----------

# Materialien

## Metalle

Typ	Index	Zusammensetzung
Titan	4	Ti6Al4V grade 5
Edelstahl	6	Chirurgischer Stahl

## Keramik

Typ	Index	Zusammensetzung
Hydroxylapatit	31	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$
Trikalziumphosphat	52	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
Karbonatapatit	54	Porciner spongiöser Knochen

## BoneTrap

Typ	Index	Zusammensetzung
Kunststoff	21	

## Kollagenmembran

Typ	Index	Zusammensetzung
Kollagen	53	hochreine bovine Achillessehne (Typ 1)
Kollagen	55	bovines Perikard

## Über Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants bietet umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie an. Dazu gehören sowohl die Implantatsysteme Ankylos®, Astra Tech Implant System® und Xive® als auch digitale Technologien wie patientenindividuelle Lösungen mit Atlantis® sowie Simplant® für die computer-gestützte Implantologie.

Des Weiteren sind regenerative Lösungen mit Symbios®, Programme zur beruflichen Fortbildung und Weiterentwicklung sowie professionelle Marketingleistungen für Praxen und Labore unter der Marke STEPPS™ im Portfolio. Dentsply Sirona Implants schafft einen Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker und ermöglicht vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantatbehandlung, die zu einer höheren Lebensqualität für Patienten führen.

Weitere Informationen zu Dentsply Sirona Implants finden Sie unter [www.dentsplysirona.com/implants](http://www.dentsplysirona.com/implants).

**Hersteller:** DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim/Deutschland · Tel. 0621 4302-000 · Fax 0621 4302-001  
E-Mail: [implants-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Deutschland:** DENTSPLY IH GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim · Tel. 0621 4302-006 · Fax 0621 4302-007  
E-Mail: [implants-de-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-de-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Österreich:** Dentsply Sirona Europe GmbH · Zweigniederlassung Wien  
Wienerbergstraße 11 / Turm A / 27. Stock · 1100 Wien  
Tel. 01 600 4930-301 · Fax 01 600 4930-381  
E-Mail: [bestellung.austria@dentsplysirona.com](mailto:bestellung.austria@dentsplysirona.com)

**Vertrieb Schweiz:** DENTSPLY IH SA · Rue Galilée 6, CEI 3, Y-Parc  
1400 Yverdon-les-Bains · Tel. 0800 845844 · Fax: 0800 845845  
E-Mail: [implants-ch-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-ch-info@dentsplysirona.com)

## Über Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und Patienten überall auf der Welt geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, fertigt und vertreibt umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind.

Dentsply Sirona, The Dental Solutions Company™, liefert innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York (US-Bundesstaat Pennsylvania), und die internationale Zentrale ist in Salzburg (Österreich) angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert.

Weitere Informationen zu Dentsply Sirona und die Produktpalette finden Sie unter [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com).