

Prophylaxepulver


3M

ACTEON

ACTEON

	3M	ACTEON	ACTEON
Produktname	3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder	Air-N-Go® „Classic“ Pulver	Air-N-Go® „Perio“ Pulver
Hersteller	3M Deutschland GmbH	Satelec S.A.S. (ACTEON® Equipment)	Satelec S.A.S. (ACTEON® Equipment)
Vertrieb	Dentalfachhandel	Fachhandel	Fachhandel
Verwendungsbereich	Entfernung von sub- und supragingivaler Plaque und Verfärbungen während PZR ohne zusätzliches Polieren; Entfernung von sub- und supragingivaler Plaque auf Implantaten und festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen (Brackets); Entfernung von Plaque und Verfärbungen auf Wurzel- und Dentinoberflächen; Nachsorge in Periimplantitistherapie nach erfolgter Initialtherapie; Nachsorge in Parodontitistherapie nach erfolgter Initialtherapie, effektivere Keimreduktion in parodontalen Taschen	supragingival	subgingival
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	ja	ja	ja
Zusammensetzung	zu über 99% aus Glycin	Natriumcarbonat	Glycin
Wasserlöslichkeit	sehr leicht wasserlöslich	ja	nein
Korngröße	durchschnittliche Partikelgröße 20–25 µm	~ 76 µm	~ 25 µm
Lieferumfang	2 Flaschen à 160 g	4 Flaschen à 250 g	3 Flaschen à 160 g
Geschmack	angenehm süßlich (nicht salzig)	neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminze, Zitrone	neutral
Garantiezeit	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
Preis	auf Anfrage	83,00 €	78,00 €
Website	www.3M.de/OralCare	www.acteongroup.com	www.acteongroup.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2019


American Dental Systems

DÜRR DENTAL

DÜRR DENTAL

	American Dental Systems	DÜRR DENTAL	DÜRR DENTAL
Produktname	proClean	Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean	Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi
Hersteller	Velopex	DÜRR DENTAL SE	DÜRR DENTAL SE
Vertrieb	American Dental Systems GmbH	Dentalfachhandel	Dentalfachhandel
Verwendungsbereich	supragingival	supragingivale Anwendung, sanfte und gründliche Entfernung von Verfärbungen	sub- und supragingivale Anwendung; entfernt leichte Verfärbungen und Biofilm schnell, effektiv, gründlich und sanft
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	nein	für alle supragingival einsetzbaren Pulverstrahlgeräte	für alle sub- und supragingival einsetzbaren Pulverstrahlgeräte
Zusammensetzung	Natriumhydrogencarbonat	Trehalose	Trehalose
Wasserlöslichkeit	ja	ja	ja
Korngröße	keine Angaben	65 µm	30 µm
Lieferumfang	4 Dosen à 60 g	4 Flaschen à 180 g	4 Flaschen à 100 g
Geschmack	neutral	neutral, Orange, Spearmint	neutral
Garantiezeit	–	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
Preis	54,40 € zzgl. MwSt.	79,60 € UVP	59,60 € UVP
Website	www.ADSsystems.de	www.duerrdental.com www.lunos-dental.com	www.duerrdental.com www.lunos-dental.com

Prophylaxepulver



EMS







EMS



EMS

	EMS	EMS	EMS
Produktname	AIRFLOW® PLUS Pulver	AIRFLOW® PERIO Pulver	AIRFLOW® SOFT Pulver
Hersteller	EMS Electro Medical Systems S.A.	EMS Electro Medical Systems S.A.	EMS Electro Medical Systems S.A.
Vertrieb	Fachhandel/Depot	Fachhandel/Depot	Fachhandel/Depot
Verwendungsbereich	<p>sub- und supragingivale Entfernung von Biofilm, Verfärbungen und jungem Zahnstein – sicher, schnell und effektiv; PLUS Pulver ~ 14 µm entfernt Biofilm auf: Schmelz, Dentin, Weichgewebe, Zunge und Gaumen, Milchzähnen, orthodontischen Apparaturen, Implantatoberflächen, prothetischen Restaurationen – minimal-invasiv und sanft zu Hart- und Weichgewebe; schmerzfrei für den Patienten</p> <p>Alle Pulver werden in eigener Manufaktur produziert und geprüft. EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des GBT (Guided Biofilm Therapy) Protokolls.</p>	<p>sub- und supragingivale Biofilmentfernung auf: Schmelz, Dentin, Weichgewebe, Zunge und Gaumen, Milchzähnen, orthodontischen Apparaturen, Implantatoberflächen und prothetischen Restaurationen – sicher, schnell und effektiv</p> <p>Das AIRFLOW® PERIO Glycin Pulver ~ 25 µm ist das erste Pulver, das weltweit bei der subgingivalen AIRFLOW® Behandlung zum Einsatz kam.</p> <p>Alle Pulver werden in eigener Manufaktur produziert und geprüft. EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des GBT (Guided Biofilm Therapy) Protokolls.</p>	<p>supragingivale Entfernung von Biofilm, starken Verfärbungen und jungem Zahnstein – sicher, schnell und effektiv und ideal für Patienten mit empfindlichen Zähnen</p> <p>Alle Pulver werden in eigener Manufaktur produziert und geprüft. EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des GBT (Guided Biofilm Therapy) Protokolls.</p>
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt
Zusammensetzung	Erythritol	Glycin	Glycin
Wasserlöslichkeit	ja	ja	ja
Korngröße	~ 14 µm	~ 25 µm	~ 65 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 120 g	4 Flaschen à 120 g	4 Flaschen à 200 g
Geschmack	angenehm süßlich	angenehm süßlich	angenehm süßlich
Garantiezeit	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
Preis	99,00 € (UVP, ohne MwSt.) Kennenlernangebot unter: 089 427161-0	89,00 € (UVP, ohne MwSt.) Kennenlernangebot unter: 089 427161-0	117,00 € (UVP, ohne MwSt.) Kennenlernangebot unter: 089 427161-0
Website	www.ems-dental.com	www.ems-dental.com	www.ems-dental.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2019

			
EMS	GERU-DENT	Hager & Werken	Hager & Werken
AIRFLOW® CLASSIC Comfort Pulver	AIR POLISHING POWDER	Cavitron® Jet-Fresh	Cavitron® Proply-Jet
EMS Electro Medical Systems S.A.	DEL DENT LTD	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona
Fachhandel/Depot	GERU-DENT Kraus Dentalsysteme GmbH	Hager & Werken GmbH & Co. KG	Hager & Werken GmbH & Co. KG
<p>supragingivale Entfernung von Biofilm, starken Verfärbungen und jungem Zahnstein, wesentlich kleinere Korngröße und sanftere Reinigung</p> <p>Alle Pulver werden in eigener Manufaktur produziert und geprüft. EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des GBT (Guided Biofilm Therapy) Protokolls.</p>	<p>Prophylaxe, Implantatreinigung, Fissurenreinigung, Bracketreinigung; schonende Reinigung durch weiche, runde Körnung</p>	<p>supragingivale Reinigung</p>	<p>supragingivale Reinigung</p>
<p>von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt</p>	ja	nein	nein
Natriumbicarbonat	sodium bicarbonate	enthält Aluminiumhydroxid und Geschmacksstoffe	enthält Natriumbicarbonat, Geschmacksstoffe und Natriumsaccharin
ja	ja	unlöslich in Wasser	ja
~ 40 µm	100 µm	90 % von 45 µm und 300 µm, Ø 84 µm	75 % von 25 µm und 53 µm 25 % von 53 µm und 80 µm
4 Flaschen à 300 g	4 Dosen à 250 g	1 Flasche à 364 g 6 Flaschen à 364 g	1 Flasche à 364 g 6 Flaschen à 364 g
vier Geschmacksrichtungen: Lemon, Mint, Cherry und Neutral	Spearmint	Minze	Minze
analog Haltbarkeitsdatum	12 Monate ungeöffnet	–	–
95,00 € (UVP, ohne MwSt.) Kennenlernangebot unter: 089 427161-0	59,00 €/kg zzgl. MwSt.	1 Flasche à 364 g: 41,50 € 6 Flaschen à 364 g: 245,00 €	1 Flasche à 364 g: 41,50 € 6 Flaschen à 364 g: 245,00 €
www.ems-dental.com	www.geru-dent.de	www.hagerwerken.de	www.hagerwerken.de

Prophylaxepulver


KaVo

KaVo

KaVo

Produktname	PROPHYflex Perio Pulver	PROPHYflex Pulver	PROPHYpearls
Hersteller	KaVo Dental GmbH	KaVo Dental GmbH	KaVo Dental GmbH
Vertrieb	Depot	Depot	Depot
Verwendungsbereich	supra- und subgingival: Biofilmmangement, sub- und supragingivale Anwendung, Reinigung von Implantaten, Kronen und Brücken	supragingival: Reinigung von Zahnoberflächen, Entfernung von Verfärbungen und Zahnbelägen, Kieferorthopädie, Reinigung vor der Fissurenversiegelung, Prothetik, konservierende und ästhetische Zahnheilkunde	supragingival: Reinigung von Zahnoberflächen, Entfernung von Verfärbungen und Zahnbelägen, Kieferorthopädie, Reinigung vor der Fissurenversiegelung, Prothetik, konservierende und ästhetische Zahnheilkunde
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	KaVo Pulverstrahlgeräte	KaVo Pulverstrahlgeräte	KaVo Pulverstrahlgeräte
Zusammensetzung	Glycin	Natriumbicarbonat	Calciumcarbonat
Wasserlöslichkeit	ja	ja	nein
Korngröße	18–22 µm	Ø 60–70 µm	Ø 60–70 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 100g	80 Sticks à 15g	80 Sticks à 15g, 4 Flaschen à 250g
Geschmack	neutral	Orange, Berry, Cherry, Mint	neutral, Orange, Mint, Peach, Black Currant
Garantiezeit	–	–	–
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Website	www.kavo.com	www.kavo.com	www.kavo.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2019


Loser & Co

Loser & Co

mectron

Produktname	LM Calcium C	LM Glycine	mectron Prophylaxis Powder Intense
Hersteller	LM Dental	LM Dental	mectron S.p.A.
Vertrieb	Loser & Co	Loser & Co	mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Verwendungsbereich	supragingivales Biofilmmangement, Entfernung von Belägen sowie Verfärbungen	effektives subgingivales Biofilmmangement; Reinigung von Weichgeweben, Implantaten und Brackets, Kronen und Brücken	Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von extrinsischen Verfärbungen, Reinigung von Kavitätenrändern vor dem Ätzen, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	ja	ja	Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten
Zusammensetzung	Calciumcarbonat	Glycin	Natriumbicarbonat
Wasserlöslichkeit	nein	ja	kurzfristige hydrophobe Eigenschaft, dann wasserlöslich
Korngröße	55 µm	~ 25 µm	< 120 µm
Lieferumfang	4 x 250 g	4 x 100 g	2 Flaschen à 250 g
Geschmack	neutral, süßlich	neutral, süßlich	Zitrone
Garantiezeit	siehe Haltbarkeit	siehe Haltbarkeit	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum
Preis	115,50 €	97,90 €	31,00 €
Website	www.loser.de	www.loser.de	www.mectron.de www.we-love-prophylaxis.com

Prophylaxepulver



mectron



mectron



mectron

	mectron	mectron	mectron
Produktname	mectron Prophylaxis Powder Smooth	mectron Prophylaxis Powder Soft	mectron Prophylaxis Powder Sensitive
Hersteller	mectron S.p.A.	mectron S.p.A.	mectron S.p.A.
Vertrieb	mectron Deutschland Vertriebs GmbH	mectron Deutschland Vertriebs GmbH	mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Verwendungsbereich	Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von extrinsischen Verfärbungen, Reinigung von Brackets, Vorbereitung zum Bleaching, Reinigung restaurativer Materialien, Reinigung von Kavitätenrändern vor dem Ätzen, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln, Pflege von Füllungen	Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von extrinsischen Verfärbungen, Reinigung von Kavitätenrändern vor dem Ätzen, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln, Reinigung von Brackets, Vorbereitung zum Bleaching, Pflege von Füllungen	Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von subgingivalem Biofilm, Detoxifikation von parodontalen Taschen, Pflege von Implantatoberflächen, Behandlung der Periimplantitis, Reinigung von Brackets, Vorbereitung zum Bleaching, Reinigung restaurativer Materialien, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln, Pflege von Füllungen
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten	Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten	Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten
Zusammensetzung	Calciumcarbonat	Natriumbicarbonat	Glycin
Wasserlöslichkeit	nein	kurzfristige hydrophobe Eigenschaft, dann wasserlöslich	ja
Korngröße	45–75 µm	Ø 40 µm	Ø 25 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 250 g	4 Flaschen à 250 g	2 Flaschen à 160 g
Geschmack	neutral	Minze	süßlich
Garantiezeit	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum
Preis	110,00 €	75,00 €	52,00 €
Website	www.mectron.de www.we-love-prophylaxis.com	www.mectron.de www.we-love-prophylaxis.com	www.mectron.de www.we-love-prophylaxis.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2019


NSK

NSK

SPEIKO

SPEIKO

NSK	NSK	SPEIKO	SPEIKO
FLASH pearl	Perio-Mate Powder	Speiko Prophylaxe-Pulver soft	Speiko Prophylaxe-Pulver
NSK	NSK	SPEIKO – Dr. Speier GmbH	SPEIKO – Dr. Speier GmbH
über Fachhandel	über Fachhandel	Dentalhändler, Dentaldepots europaweit	Dentalhändler, Dentaldepots europaweit
supragingival	sub- und supragingival	zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen; durch reduzierte Korngröße eine sanftere, weniger abrasive Reinigung, für häufigere Anwendungen	zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen
für alle supragingival einsetzbaren Pulverstrahlgeräte	ja	geeignet für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte	geeignet für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte
Calciumcarbonat	glycinbasiert	Natriumbicarbonat, Minzaroma, Zitronenaroma	Natriumbicarbonat, Minzaroma, Zitronenaroma
nicht wasserlöslich	ja	–	–
Ø 54 µm	Ø 25 µm	Ø 55 µm	Ø 75 µm
4 Flaschen à 300g, Dosierbecher; alternativ: 100 x 15g Sticks	2 Flaschen à 160g	200g	1.000g
neutral	leicht süßlich	Minze, Zitrone	Minze, Zitrone
–	–	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
79,00 € (4x300g); 143,00 € (100x15g)	63,00 €	18,60 €	44,30 €
www.nsk-europe.de	www.nsk-europe.de	www.speiko.de	www.speiko.de

Prophylaxepulver



W&H



W&H



W&H

	W&H	W&H	W&H
Produktname	Proxexo Aura Prophylaxis Powder SOFT	Proxexo Aura Prophylaxis Powder SMOOTH	Proxexo Aura Prophylaxis Powder SENSITIVE
Hersteller	mectron S.p.A.	mectron S.p.A.	mectron S.p.A.
Vertrieb	W&H Deutschland GmbH	W&H Deutschland GmbH	W&H Deutschland GmbH
Verwendungsbereich	supragingivale Anwendung: Entfernen extrinsischer Verfärbungen, Reinigen von Fissuren und Kavitäten, Reinigen kieferorthopädischer Brackets	supragingivale Anwendung: Zahnreinigung mit glänzendem Finish, Schäden des Zahnschmelzes werden vermieden; reinigt schonend restaurative Materialien, Brackets, Füllungen, Kavitäten- ränder und Fissuren; ermöglicht auch die Behandlung von Patienten auf salzfreier Diät	supra- und subgingivale Anwendung: sanftes Entfernen von Verfärbungen, Biofilmmangement in parodontalen Taschen, parodontale Erhaltungstherapie, Implantatpflege und Behandeln von Periimplantitis, Reinigen kieferortho- pädischer Brackets, schonendes Reinigen restaurativer Materialien, minimalinvasiv auf freiliegenden Zahnhälsen und Dentin
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	Verwendung mit W&H Pulverstrahlgeräten	Verwendung mit W&H Pulverstrahlgeräten	Verwendung mit W&H Pulverstrahlgeräten
Zusammensetzung	basierend auf Natriumbicarbonat	basierend auf Calciumcarbonat	basierend auf Glycin
Wasserlöslichkeit	kurzfristige hydrophobe Eigenschaft, dann wasserlöslich	nein	ja
Korngröße	durchschnittliche Partikelgröße 40 µm	45–75 µm	durchschnittliche Partikelgröße 25 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 250 g	4 Flaschen à 250 g	2 Flaschen à 160 g
Geschmack	Minze	neutral	süßlich
Garantiezeit	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum
Preis	75,00 € (UVP)	110,00 € (UVP)	52,00 € (UVP)
Website	www.wh.com	www.wh.com	www.wh.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2019