

BEHANDLUNGSHILFEN
INFEKTIONSKONTROLLE

DENITAI CATAILOG

WIE NENNEN SIE DIE ÜBERZEUGUNG,
DASS ALLES IMMER EIN BISSCHEN
BESSER, EINFACHER UND
ZUVERLÄSSIGER SEIN KANN?

WIR NENNEN ES
Upgrade Dentistry

Mit Expertise und Begeisterung hat COLTENE diesen Anspruch Wirklichkeit werden lassen. Wir kennen die Bedürfnisse und Ansprüche unserer Endkunden genau und arbeiten unermüdlich an weiteren innovativen und smarten Lösungen.

Das ist kein leeres Versprechen, es ist unsere Mission. Upgrade Dentistry macht Behandlungen effektiver, sicherer und ökonomischer für Dentalfachleute und Patienten.

Better Quality. Better Reliability. Better Practise.



www.coltene.com

**INDIKATION
PRODUKTTYP**

**EINSATZGEBIET
EIGENSCHAFTEN**

PRODUKTNAME

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

WATTE

Watterollen	Standard	Luna, Cotton-roll	8
	Für empfindliche Patienten	Luna Gold, Parotisroll	9
Watterollenspender	Hygienische Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen	Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat	10
Wattekügelchen	Trocknen von Kavitäten, Applizieren von Wirkstoffen	Wattekügelchen	11
Wattekügelchenspender	Hygienische Aufbewahrung und Entnahme von Wattekügelchen	Solomat-N, Solomat-Click	11

KOFFERDAM

Kofferdamtücher	Latex gepudert	Dental Dam Latex, geschnitten oder auf Rolle Fiesta Dam mit Fruchtgeschmack	12 13
	Latex puderfrei	Elasti-Dam	13
	Latexfrei	Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, Flexi Dam gerahmt	13
Kofferdamklammern	Standard	Flügelklammern, flügellose Klammern	16
	Farbcodierte Klammern	Fiesta Kofferdamklammern	17
	Sonderformen	Brinkerklammern für Geweberetraktion, Tigerklammern für frakturierte Zähne	18
Zubehör	Markieren	Schablone, Stempel	19
	Anlegen Kofferdam	Metall- oder Kunststoffrahmen	19
	Lochen	Lochzange (6er Lochzange, 8er Lochzange)	20
	Applizieren	Klammerzange	20
	Elastische Befestigungsschnüre zum Fixieren	Wedjets	20
	Schützen	Servietten	20
Kofferdamset	Alles für die Kofferdamanwendung in einem Set - ideal zum Einstieg	Standard Kits ohne Klammer- und Lochzange Komplett Kits mit Klammer- und Lochzange Simple Dam Kits	22

ABSAUGKANÜLEN

Chirurgische Absaugkanülen	Für den Einsatz bei chirurgischen Eingriffen	Surgitip	26
Mikrochirurgische Absaugkanülen	Für den Einsatz bei mikrochirurgischen Eingriffen, speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe	Surgitip-micro	26
Endodontische Absaugkanülen	Zum Trocknen des Wurzelkanals	Surgitip-endo	26
Universalabsaugkanülen	Unsteril Absaugen hoher Volumina	Absaugkanülen unsteril Concorde II	27
Zubehör	Zum Anschluss der Kanülen an verschiedene Absauganlagen	Adapter, Doppeladapter	27

**INDIKATION
PRODUKTTYP**

**EINSATZGEBIET
EIGENSCHAFTEN**

PRODUKTNAME

WUNDVERSORGUNG

Gelatineschwämmchen	Blutstillung	Gelatamp forte, Gelatamp	30
Chirurgisches Nahtmaterial	Nadel-Faden Kombination	Sintraumal	31
Tamponade imprägniert mit Jodoform	Antiseptische Tamponade und Drainage	Jodoform Tamponade	31
Sterile Tamponade	Drainage	Gazestreifen	31
Mulltupfer	Abtupfen und Trocknen von Wunden	Roeko-Swab	31
Hochfrequenz Elektrochirurgiesystem	Blutstillung, Gewebekonturierung, Frenektomie	PerFect TCS II	32
Magnetostriktiver Ultraschallscaler	Zahnreinigung	BioSonic US 100R	33

INFEKTIONSKONTROLLE

Handschuhe	Latexfrei	Rexam non latex powderfree	36
Mundschutz	Geruchsadsorbierend, flüssigkeitsresistent	Protecta active carbon	36
	Mundschutz mit Ohrschlaufen	Protecta Quick non latex, Protecta Quick	36
	Mundschutz zum Binden	Protecta	36
Patientenumhänge	Mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	Simplex-Plus Maxi, Simplex-Plus	37
	Flüssigkeitsundurchlässiger Umhang	Simplex	37
	Waschbarer Umhang	Denta	37
Kopfschutztaschen	Hygienischer Schutz der Kopfstütze am Zahnarztstuhl	Kopfschutztaschen auf Rolle, Kopfschutztaschen für KaVo, für Ritter, Filterpapier	38
Abdeckungen	Sterile Abdeckungen für Trays und Schläuche	Steri-Quick, Steri-sleeve	38
	Unsterile Schlauchüberzüge	Schlauchüberzüge	38
Ultraschallreinigungssysteme	Instrumentenreinigung	Ultraschallreinigungssysteme (UC 50DB, UC125, UC 150, UC 300) Reinigungslösungen und Zubehör (BioSonic UC 30, UC31, UC 32, UC 34, UC 38/42, UC39, UC40)	39
Desinfektion	Oberflächendesinfektion	BioSonic WIPEOUT	44

OKKLUSIONSPRÜFUNG

Papier	Grobprüfung	Artikulationspapier 200µ	46
Papier und Seide	Mittelfeine Prüfung	Artikulationspapier 80µ und 40µ	46
Folie	Feinprüfung	Okklusionsfolie 12µ OkkluFoil+ 12µ Shimstock-Folie 8µ	46 47 47
Spender, Pinzetten und Sprays	Hygienische Aufbewahrung und Anwendungshilfen	Folienspender, Klemmpinzetten, Okklu-top Spray,	47

Watte

Kofferdamklammern

Kofferdam

Behandlungshilfen

WATTE

Die anspruchsvolle vollautomatische Fertigung am Standort Langenau in Süddeutschland gewährleistet Präzision und höchste Qualität der ROEKO Watteprodukte. Entsprechend niedrig ist der Verbrauch in der zahnmedizinischen Praxis, entsprechend werden störungsfreies Arbeiten und perfekte Ergebnisse ermöglicht. Neben der Qualität stehen immer auch die Arbeitserleichterung für den Zahnarzt und der Patientenkomfort im Fokus. ROEKO Watteprodukte sind daher ungewöhnlich und vielfältig und erfüllen sehr spezifische Anforderungen.

Luna Gold – hautfreundliche Watterolle

Die vliesummantelten Luna Gold lassen sich ohne vorheriges Befeuchten entfernen und vermeiden Schleimhautreaktionen.



Wattekügelchen – einheitlich in Form und Größe

Die vollautomatische Produktion der ROEKO Wattekügelchen garantiert ihre einheitliche Form und Größe und bietet damit Verlässlichkeit.



Parotisroll – mit integriertem Federstab

Parotisroll fixieren sich selbst und reduzieren bei richtiger Platzierung an der Parotisdrüse den Speichelfluss des Patienten.



KOFFERDAM

Kofferdam ermöglicht, einzelne Zähne und ganze Zahnreihen zu isolieren und so ein aseptisches, komplett trockenes Arbeitsfeld herzustellen. Die ungehinderte Sicht auf das Behandlungsfeld spart Behandlungszeit, zudem schützt Kofferdam vor Verletzungen der Schleimhaut und dem Verschlucken endodontischer Spüllösungen und Instrumente. Unter den beiden Qualitätsmarken HYGENIC und ROEKO bietet COLTENE alle Materialien, die es zur professionellen Anwendung von Kofferdam braucht. Neben Standardmaterialien erleichtern diverse Spezialprodukte die Behandlung von Kindern, Allergikern oder die Kofferdamanwendung in medizinisch besonders komplizierten Fällen.

Elasti-Dam – extra elastischer, puderfreier Latexkofferdam

Leichtes Anlegen durch hohe Elastizität. Geringe Belastung von Patient und Praxisteam mit allergieauslösenden Latexproteinen. Erhältlich in Standard- und Kindergröße.



Flexi-Dam non latex gerahmt – latexfreier Kofferdam mit integriertem Kunststoffrahmen

Bereits gerahmt verkürzt sich die Zeit, die zum Kofferdamanlegen benötigt wird.



Fiesta farbcodierte Tigerklammern

Kofferdamklammern mit Zacken bieten extra guten Halt auch wenn wenig Zahnschubstanz vorhanden ist.



Kofferdamset – alles in einem

Ein Kofferdamset ist ideal zum Einstieg, da es alles für die Kofferdamanwendung enthält.



ROEKO Luna



Wirtschaftliches Arbeiten ohne störende und zeitraubende Unterbrechungen ist ein wichtiger Aspekt bei der zahnärztlichen Behandlung. Die Luna wurde für langanhaltende Saugleistung entwickelt, damit sie nicht so schnell erschöpft und dadurch ihre Abhalte- und Polsterfunktion möglichst lange erfüllen kann.

- exzellente Polsterwirkung
- dauerhafte Formstabilität schafft Platz zum Arbeiten
- langanhaltende Saugleistung erspart störendes Wechseln der Watterolle
- durch hermetisch verschlossene PE-Beutel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt

Größe	300 g
1	100001
2	100002
3	100003
4	100004

Größe	500 Stk.
1	105001
2	105002
3	105003
Nur für den Export	

Größe	1000 Stk.
1	104001
2	104002
3	104003
Nur für den Export	

ROEKO Cotton-roll



Die Cotton-roll ist eine besonders weiche und saugstarke Watterolle.

Größe	1000 Stk.
1	104011
2	104012
3	104013
Nur für den Export	

ROEKO Luna Gold



Die hautfreundliche Watterolle der Extraklasse

Luna Gold ist eine einzigartige Watterolle – spürbar und sichtbar anders. Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen. Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden. Vor allem bei empfindlichen Patienten trägt dies entscheidend zum Patientenkomfort bei. Die herausragende Qualität der Luna Gold ist sofort erkennbar – der Goldstreifen macht den Unterschied zu herkömmlichen Watterollen sichtbar.

- hautfreundlich – keine Schleimhautreaktionen
- langanhaltende Saugleistung
- kein häufiges, störendes Wechseln
- dauerhaft formstabil – schafft Platz zum Arbeiten
- chlorfrei gebleicht

Größe	300 g
1	109121
2	109122
3	109123

Größe	1000 Stk.
1	109101
2	109102
3	109103
Nur für den Export	

ROEKO Parotisroll



Parotisroll ist eine einzigartige Watterolle aufgrund ihres integrierten Federstabes. Dieser Federstab gibt ihr Spannung durch die sich die Parotisroll selbst fixiert. Parotisroll schafft dort Platz wo er benötigt wird, um optimal und störungsfrei arbeiten zu können.

- **bukkal** übt Parotisroll einen sanften Druck auf die Parotis aus und reduziert so vorübergehend den Speichelfluss. Sie hält die Wange ab und hilft durch die Federwirkung den Mund geöffnet zu halten
- **lingual** klemmt sich die Parotisroll fest und hält dadurch die Zunge sanft nach unten ab
- **labial** hält die Parotisroll die Lippe ab. Ideal für die Verwendung in der kosmetischen Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und bei der Behandlung von Kindern

Größe	100 Stk.		
1	ø 9 mm	80 mm	160001
2	ø 10 mm	80 mm	160002

Größe	100 Stk.		
3	ø 10 mm	100 mm	160003
5	ø 8 mm	100 mm	160005

ROEKO Roll-o-mat



Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Roll-o-mat Watterollenspender ist in Kunststoff oder Chrom-Nickel-Stahl erhältlich und kann für Watterollen der Größen 1, 2 und 3 verwendet werden, vorausgesetzt sie haben Standardlänge (36–40 mm). Er eignet sich nicht zum Spenden der Luna for kids. Beide Spender können bei bis zu 134 °C auto-klaviert werden.

ROEKO Roll-o-mat Plastik, weiß	
Größe 134 × 100 × 48 mm	120004

ROEKO Roll-o-mat Chrom-Nickel-Stahl	
Größe 134 × 100 × 43,5 mm	120005

ROEKO Lunamat



Durch Herausziehen der Schublade werden 2–3 Watterollen gespendet, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender ist für Standard Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4 sowie für Luna for kids geeignet.

ROEKO Lunamat	
Größe 52 × 106 × 100 mm	120000

ROEKO Parotimat



Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 Parotisroll und Parotisroll anatomic.

ROEKO Parotimat	162 100
Größe 112 × 103 × 82 mm	

ROEKO Wattekügelchen



ROEKO Wattekügelchen sind besonders weich und saugstark. Vollautomatische Produktion und Materialqualität garantieren höchste Saugkraft, einheitliche Form und Größe.

Größe			
000	ø 3.0 mm	1.5 g	210000
00	ø 4.0 mm	4.0 g	210100
0	ø 4.8 mm	4.0 g	210110
1	ø 6.3 mm	10.0 g	210111
2	ø 7.6 mm	10.0 g	210112

ROEKO Solomat-Click



Der Spender besteht aus Entnahmerost mit Deckel, Refill und Edelstahlsockel. Diese Teile werden zusammen geklickt – fertig! Den Solomat-Click gibt es für vier verschiedene Größen (000, 00, 0, 1). Er wird mit dem praktischen Refill-System nachgefüllt. Der Edelstahlsockel sorgt für Stabilität. Der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Spraynebel und Staub. Das Refill bildet den Hauptteil und kann nachgekauft werden.

Größe Spender	1 Stk.
000	224000
00	224100
0	224110
1	224111
Größe 43 x 50 x 41 mm	

Größe Refills			3 Stk.
000	ø 3.0 mm		214000
00	ø 4.0 mm		214100
0	ø 4.8 mm		214110
1	ø 6.3 mm		214111
Größe 43 x 43 x 31 mm			

ROEKO Solomat-N



Zur Einzelentnahme von Wattekügelchen, Etching Pellets oder Schaumstoffpellets.

- aus Kunststoff
- mit dem praktischen Refill - System
- standsicher
- autoklavierbar bis 134 °C

Die Wattekügelchen werden manuell zur Entnahmefläche geschoben.

Größe Spender	1 Stk.
000	223000
00	223100
0	223110
1	223111
2	223112
Größe 75 x 43 x 52 mm	

Größe Refills			6 Stk.
000	ø 3.0 mm		213000
00	ø 4.0 mm		213100
0	ø 4.8 mm		213110
1	ø 6.3 mm		213111
2	ø 7.6 mm		213112
Größe 39 x 39 x 45 mm			

Kofferdam

Kofferdam wird in der Zahnheilkunde zur Isolierung der Zähne verwendet. Die Anwendung von Kofferdam hilft Zeit zu sparen, und führt schneller zu besseren Behandlungsergebnissen. Kofferdam bietet Schutz bei der Verwendung von Lösungen, sowie vor Aspirieren oder Verschlucken von Instrumenten. Zusätzlich schützt Kofferdam vor Infektionen. Kurz gesagt: Das Arbeiten mit Kofferdam ist effektiv und sicher.

HYGENIC Dental Dam

Hygenic Dental Dam wird aus reinem natürlichem Latex hergestellt. Er ist widerstandsfähig und reissfest. Der zugeschnittene Kofferdam wird in zwei Größen angeboten.



Standardgröße		36 Blatt
geschnitten, Größe 152 × 152 mm (6" × 6")		
hell	dünn	H00533
	mittel	H00534
	stark	H00535
	extra stark	H00536
dunkel	dünn	H00538
	mittel	H00539
	stark	H00540
grün	dünn	H00541
	mittel	H02146
	stark	H02147
	extra stark	H02148
blau	dünn	H02149
	mittel	H03530
	stark	H07315

Kindergröße		52 Blatt
geschnitten, Größe 127 × 127 mm (5" × 5")		
hell	dünn	H00523
	mittel	H00524
	stark	H00525
	extra stark	H00526
dunkel	mittel	H00529
	stark	H00530
	extra stark	H00531
grün	dünn	H02141
	mittel	H02142
	stark	H02143
blau	extra stark	H02144
	mittel	H03529
	stark	H07314

Großpackung Standardgröße		360 Blatt
Größe 152 × 152 mm (6" × 6")		
dünn	hell	H04242
	grün	H04246
mittel	hell	H04243
	dunkel	H04245
	grün	H04247
	Fiesta	H07317

Großpackung Kindergröße		364 Blatt
Größe 127 × 127 mm (5" × 5")		
dünn	hell	H04236
	grün	H04240
mittel	hell	H04237
	dunkel	H04239
	grün	H04241
	Fiesta	H07316



Kindergröße

Dental Dam auf Rollen



Standardgröße		
Größe 152 mm × 5,5 m		
hell	mittel	H00514
	dunkel	H00519
grün	dünn	H02174
	mittel	H02175
	extra stark	H02177

Kindergröße		
Größe 127 mm × 6,7 m		
hell	dünn	H00503
	mittel	H00504



Kindergröße

HYGENIC Fiesta Dental Dam (latex)



Fiesta Dental Dam hat einen für den Patienten sehr angenehmen Duft nach Frucht und ist in sortierten hellen Farben erhältlich.

Standardgröße		36 Blatt
Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
dünn		H04639
mittel		H04642
stark		H04644

Kindergröße		52 Blatt
Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
dünn		H04640
mittel		H04641
stark		H04643



Kindergröße

HYGENIC Elasti-Dam



Elasti-Dam ist im Vergleich mit handelsüblichen Materialien aus Naturkautschuk deutlich elastischer¹⁾ und reißfester. Dies erleichtert das Anlegen des Kofferdam. Gleichzeitig bietet Elasti-Dam die notwendige Spannkraft, die es für eine gute Abhaltefunktion braucht. Elasti-Dam ist puderfrei²⁾ und mit kontrolliert niedrigem Proteinwert. Die Belastung mit allergieauslösenden Proteinen ist dadurch deutlich verringert, damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.

1) Bis zu 40% elastischer. Wert basiert auf internen Tests.

2) gem. EN 455-03:2015 < 2 mg/Blatt & ISO 21171, Normen und Testmethoden für Medizinische Schutzhandschuhe

Standardgröße		36 Blatt
geschnitten, Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
grün	mittel	H11625
	stark	H11676
blau	mittel	H11627
	stark	H11678

Kindergröße		52 Blatt
geschnitten, Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
grün	mittel	H11624
	stark	H11675
blau	mittel	H11626
	stark	H11677



Kindergröße

HYGENIC Flexi Dam non latex



Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.

- niedriger Elastizitätskoeffizient
- extra-stark und flexibel
- latexfrei
- einzelne Blätter ohne Puder
- geruchlos

Hygenic Flexi Dam non latex		30 Stk.
Größe 152 x 152 mm (6" x 6"), mittel		
violett		H09945
grün		H09946

HYGENIC Flexi Dam non latex gerahmt



- Integrierter Kunststoffrahmen – spart Zeit
- Hochelastisches Flexi Dam Material – reißfest und kinderleicht anzulegen
- Latexfrei – keine Gefahr allergischer Reaktionen
- Geruchsneutral – angenehm für den Patienten

Hygenic Flexi Dam non latex	20 Stk.
gerahmt, Größe 100 × 105 mm, mittel	
violett	H00750

HYGENIC Dental Dam non latex



Latexfreier Kofferdam, reissfest und mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen.

Standardgröße	15 Blatt
Größe 152 × 152 mm (6" × 6"), mittel	
grün	H09105

Kindergröße	15 Blatt
Größe 127 × 127 mm (5" × 5"), mittel	
grün	H09928

Großpackung Standardgröße	75 Blatt
Größe 152 × 152 mm (6" × 6"), mittel	
grün	H09106



Kindergröße

ROEKO Dental Dam



ROEKO Dental Dam Latex	36 Stk.
Größe 150 × 150 mm, grün	
dünn	390020
mittel	390021
stark	390022

ROEKO Elasti-Dam



Elasti-Dam ist im Vergleich mit handelsüblichen Materialien aus Naturkautschuk deutlich elastischer¹⁾ und reißfester. Dies erleichtert das Anlegen des Kofferdam. Gleichzeitig bietet Elasti-Dam die notwendige Spannkraft, die es für eine gute Abhaltefunktion braucht. Elasti-Dam ist puderfrei²⁾ und mit kontrolliert niedrigem Proteinwert. Die Belastung mit allergieauslösenden Proteinen ist dadurch deutlich verringert, damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.

1) Bis zu 40% elastischer. Wert basiert auf internen Tests.

2) gem. EN 455-03:2015 < 2 mg / Blatt & ISO 21171, Normen und Testmethoden für Medizinische Schutzhandschuhe

Standardgröße		36 Blatt
Größe 152 x 152 mm		
mittel	grün	60013793
stark	grün	60013794

Kindergröße		36 Blatt
Größe 127 x 127 mm		
mittel	blau	60013795
stark	blau	60013796



Kindergröße

ROEKO Flexi Dam non latex




Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.

- latexfrei
- puderfrei
- reissfester als Latex Dam
- sehr hohe Dehnfähigkeit
- ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- geruchsneutral

ROEKO Flexi Dam non latex	
150 x 150 mm, Stärke 0.5 mm, 30 Stk. mit Schablone	
violett	390035
blau	390033

Hygenic Flügelklammern



Der Kofferdam wird außerhalb der Mundhöhle in die Flügel eingehängt und gemeinsam mit der Klammer im Mund plziert. Anschließend wird der Gummi mit einem Instrument über die zentralen Flügel unter die Klammer geschoben.

#00	Für obere und untere Prämolaren	H02762
#1	Für Eckzähne im OK	H02703
#2	Für große Prämolaren und Milch-Molaren	H02761
#2A	Für Prämolaren	H05688
#3	Für kleine Molaren	H05689
#4	Für kleine Molaren im OK	H02704
#7	Für Molaren im UK	H02758
#8	Für Molaren im OK	H02760
#8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02759
#9	Für Frontzähne	H02763
#14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmäßig geformte Molaren	H05690
#14A	Abwärtsfallender Kieferkamm für große, teilweise durchbrochene Molaren	H02757

HYGENIC Dental Dam Klammerset

Enthält die am häufigsten benötigten Klammern für die Anwendung von Dental Dam.

Folgende Klammergrößen: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

System-9 Flügelklammerset	H02701
---------------------------	--------

Hygenic flügellose Klammern



Zuerst wird die Klammer im Mund plziert, dann wird der Kofferdamgummi darübergestülpt. Bei diesen Klammern steht das Erkennungszeichen «W» (Wingless) vor der Klammersnummer.

#212	Für Frontzähne	H07792
#W00	Für obere und untere Prämolaren	H02769
#W2	Für große Prämolaren und Milch-Molaren	H02768
#W2A	Für Prämolaren im UK	H02775
#W3	Für kleine Molaren	H03814
#W7	Für Molaren im UK	H02765
#W8	Für Molaren im OK	H02767
#W8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02766
#W9	Für Frontzähne	H02770
#W14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmäßig geformte Molaren	H02774
#W14A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für große, teilweise durchbrochene Molaren	H02764
#W56	Universal Molar-Klammer im UK und OK	H03815

HYGENIC Fiesta Klammern mit Farbcode



Jede Klammer ist individuell farblich gekennzeichnet für die einfache, fehlerfreie Anwendung. Für die praktische Aufbewahrung werden die Klammern auf die farblich passenden Halterungen des Steriständers aus rostfreiem Stahl plaziert.

HYGENIC Fiesta farbcodierte Flügelklammern		
#2	● große Prämolaren	H09957
#2A	● Prämolaren	H09958
#4	● Kleine Molaren OK	H09959
#7	● Molaren UK	H09960
#8A	● für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H09961
#9	● Frontzähne	H09962
#12A	● Molaren UK rechts, OK links	H09963
#13A	● Molaren UK links, OK rechts	H09964
#14A	● für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H09965

HYGENIC Fiesta farbcodierte flügellose Klammern		
#W2	● große Prämolaren	H02794
#W2A	● Prämolaren	H02795
#W3	● Kleine Molaren UK	H02796
#W7	● Molaren UK	H02797
#W8	● Molaren OK	H02798
#W8A	● für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H02799
#W9	● Frontzähne	H02800
#W14A	● für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H02802
#W56	● Universal-Molarenklammer	H02803



Hygenic Dental Dam Klammernset



Enthalten die am häufigsten benötigten Klammern für die Anwendung von Dental Dam. Mit und ohne Flügel erhältlich.

Fiesta 9 Flügelklammernset Folgende Klammergrößen: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A	H09966	Fiesta 9W Klammernset ohne Flügel Folgende Klammergrößen: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56	H02801
Fiesta Klammern-Organizer	H09956		

**HYGENIC Brinker Klammern
(Geweberetraktion)**



#B1
Molaren UK



#B2
Molaren OK links



#B3
Molaren OK rechts



#B4
Front- und Eckzähne



#B5

Zahnfleischfüllungen



#B6

Brinker Geweberetraktoren schieben das Zahnfleisch sanft nach unten. Erhältlich als Set mit jeweils einer Klammer jeden Typs, auch einzeln erhältlich.

Brinker Universal-Klammerset (jeweils B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6)	H01054	B-1	untere Molaren	H01048
		B-2	obere linke Molaren	H01049
		B-3	obere rechte Molaren	H01050
		B-4	Prämolare, Frontzähne	H01051
		B-5	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01052
		B-6	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01053

HYGENIC Tigerklammern



#12A*
Molaren UK rechts
OK links



#13A*
Molaren UK links
OK rechts

Tigerklammern sichern den Halt mit vielen kleinen Zacken.

#12A	Tigerklammern Molaren UK rechts/OK links	H02706
#13A	Tigerklammern Molaren UK links/OK rechts	H02705

ROEKO Klammern



#00



#206



#209



#200



#201



#211



#212



ROEKO Flügelklammern halten den Kofferdam ab und bieten durch ihre Form bessere Sicht.

ROEKO Klammer-Set			390 050
Folgende Klammern sind im Set enthalten #00, #206, #209, #200, #201, #212			
#00	Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken		390051
#206	Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform		390052
#209	Untere Prämolaren, flache Backen		390053
#200	Untere Molaren		390054
#201	Obere Molaren, konkave Beckenform		390055
#211	Frontzahn, konkave Beckenform		390056
#212	Frontzahn		390057

Hygenic Dental Dam Schablone



Zur Markierung von Lochpositionen auf Dental Dam. Der Dental Dam wird auf die Schablone gelegt und die Zahnpositionen der zu isolierenden Zähne werden markiert.

6" x 6" (152 x 152 mm) H01441

5" x 5" (127 x 127 mm) H01440



Kindergröße

Hygenic Dental Dam Stempel




Stempel zur Markierung der Zahnposition auf dem Dental Dam. Verwendbar mit herkömmlicher Stempelfarbe.

6" x 6" (152 x 152 mm) H01443

5" x 5" (127 x 127 mm) H01442



Kindergröße



HYGENIC Dental Dam Rahmen			
3 wählbare Rahmentypen:			
Ostby, Kunststoff – röntgendurchlässig	6"	(152 mm)	H00560
U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig	6"	(152 mm)	H01414
U-förmig, Metall	6"	(152 mm)	H07083
Alle Rahmen sind autoklavierbar.			

HYGENIC Dental Dam Rahmen			
2 wählbare Rahmentypen:			
U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig	5"	(127 mm)	H01416
U-förmig, Metall	5"	(127 mm)	H07082
Alle Rahmen sind autoklavierbar.			



Kindergröße

Dental Dam Lochzange



Lochzange aus Edelstahl nach Ainsworth mit 5 Lochgrößen für die Verwendung mit Elasti-Dam, Flexi Dam, Dental Dam Latex und Dental Dam non latex. Einfach zu handhaben und im Autoklaven oder durch Heißluft sterilisierbar.

HYGENIC Dental Dam Lochzange H01261

Dental Dam Klammerzange



Eine hochwertige Dental Dam Klammerzange aus Edelstahl für die sichere Aufnahme und Fixierung der Klammern am Zahn.

HYGENIC Dental Dam Klammerzange H01262

Hygenic Wedjets Befestigungsschnur



Die Alternative oder Ergänzung zu den Kofferdamklammern. Mit den Wedjets, ist eine sichere und stabile Befestigung in den Zahnzwischenräumen zu erreichen. Latex sind in drei Stärken und Non Latex in zwei Stärken erhältlich.

Latex			
extra dünn	blau	7 ft. (2.1 m)	H08040
dünn	gelb	7 ft. (2.1 m)	H06522
dick	orange	7 ft. (2.1 m)	H06523

Non-Latex			
dünn	grün	7 ft. (2.1 m)	H06524
dick	blau	7 ft. (2.1 m)	H06525

HYGENIC Ora-Shield Dental Dam Servietten



Weiche Dental Dam Servietten zur Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen Kofferdam und empfindlicher Haut. Maximale Absorption von Speichel, Wasser und Schweiß.

HYGENIC Ora-Shield Dental Dam Servietten	50 Stk.
Für Rahmengröße 5" (127 mm) und 6" (152 mm)	H01415
Übergroße	H00841

ROEKO Lochschablone

Die Lochschablone aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff ermöglicht einfaches Markieren der Positionen der Zähne auf dem Kofferdam.

ROEKO Lochschablone	390042
---------------------	--------

ROEKO Metallrahmen

Der U-förmige Metallrahmen nach Young hat mehrere Stifte zum sicheren Fixieren des Dental Dam. Der Rahmen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl ist sterilisierbar.

ROEKO Metallrahmen	390040
--------------------	--------

ROEKO Lochzange

Die Lochzange ist ein Präzisionsinstrument mit 8 Lochgrößen und für Flexi Dam, Dental Dam Latex sowie Dental Dam Silicone non latex gleichermaßen geeignet. Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.

ROEKO Lochzange	390010
-----------------	--------

ROEKO Klammerzange

Die Klammerzange ist ein Präzisionsinstrument zur sicheren Aufnahme und gezielten Fixierung der Klammern am Zahn.

- Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen.
- Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.

ROEKO Klammerzange	390011
--------------------	--------

HYGENIC Dental Dam Kits



HYGENIC Komplett-Kits – mit Lochzange und Klammerzange			
Komplett-Kit mit Flügelklammern	H02778	Komplett-Kit mit Flügelklammern in Kunststoff-Transportbox	H02782
6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt		6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)		6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern		Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern	
6" Schablone		6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)		Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange		Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange		Dental Dam Klammerzange	

Komplett-Kit mit flügellosen Klammern	H02790
6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

HYGENIC Komplett-Kit 52 Blatt	
mit Brinker Gewebe-Retraktorenklammern	H09715
5" x 5" (127 x 127 mm) Dam – grün mittel	
5" (127 mm) Plastikrahmen (H01416)	
Brinker Universalklammernset	
5" Schablonen	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	



Kindergröße

HYGENIC Standard Kits – ohne Lochzange und Klammerzange			
Kit mit Flügelklammern	H02779	Kit mit flügellosen Klammern	H02792
6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt		6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)		6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern		Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone		6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)		Latex Wedjets (dünn, gelb)	

Kit mit flügellosen Klammern und Metallrahmen	H02793
6" x 6" (152 x 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Metallrahmen (H07083)	
Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	

HYGENIC Dental Dam Kits



Simple Dam-Kit mit Elasti-Dam	
	H02900
6" x 6" (152 x 152 mm) Elasti-Dam – grün, mittel	
36 Blätter (H11625)	
6" (152 mm) Kunststoffrahmen (H01414)	
Fiesta flügellose, farbcodierte Klammern	
6"-Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

Simple Dam-Kit mit Flexi-Dam	
	H02901
6" x 6" (152 x 152 mm) Flexi-Dam non latex – violett, 30 Blätter (H09945)	
6" (152 mm) Kunststoffrahmen (H01414)	
Fiesta flügellose, farbcodierte Klammern	
6"-Schablone	
Latex Wedjets (dünn, grün)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

ROEKO Dental Dam Set



ROEKO Dental Dam Set		390000
Lochzange Typ Ainsworth		1 Stk.
Klammerzange Typ Ivory		1 Stk.
Klammerset		1 Stk.
Flexi Dam non latex mit Lochschablone		30 Stk.
Metallrahmen nach Young		1 Stk.

Absaugkanülen Surgitip
Behandlungshilfen

ABSAUGKANÜLEN

Durchdacht und innovativ präsentiert sich die Produktlinie der **ROEKO Surgitip-Absaugkanülen**. Die Kunststoffkanülen sind hygienisch, einfach in der Handhabung und ermöglichen durch ihre sich deutlich abhebenden grünen Spitzen äußerst präzises Absaugen in Chirurgie und Mikrochirurgie. Mit der gelenkigen, feinen Surgitip-endo ist ein Absaugen sogar im Wurzelkanal möglich.

Surgitip-endo

endodontische Absaugkanüle für den Wurzelkanal

Surgitip-endo saugt im Wurzelkanal Spüllösungen und Feuchtigkeit schnell und gründlich auf.

Surgitip Absaugkanülen

Die Kunststoffkanülen ermöglichen äußerst präzises Absaugen, denn Form und Design sind speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe entwickelt.




Concorde II

zum Absaugen hoher Volumina

Universalabsaugkanüle, mit der sich Zunge und Wangen sanft abhalten lassen.



ROEKO Surgitip



Surgitip-Absaugkanülen sind bewährte Helfer, um das orale Behandlungsfeld bei minimal-invasiven Eingriffen zu trocknen und Partikel abzusaugen. Die Kunststoffkanülen ermöglichen äußerst präzises Absaugen, denn Form und Design sind speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe entwickelt. Die Kanülen überzeugen zudem durch hygienische und einfache Handhabung.

- Präzises Absaugen durch sich deutlich abhebende grüne Spitze
- Keine Sichtbeeinträchtigung durch schlanke Form und konische Spitze
- Hygienisch und zeitsparend, da einzeln verpackt und sofort einsatzbereit
- Verschiedene Ansaugdurchmesser für ein breites Behandlungsspektrum

Surgitip mit grüner Spitze	
Ansaugöffnung ø 2.5 mm / Anschlussöffnung ø 6.5 mm	
20 Stk.*	462025
100 Stk.**	462026

Surgitip ohne grüne Spitze	
Ansaugöffnung ø 4.8 mm / Anschlussöffnung ø 6.5 mm	
20 Stk.*	462048
100 Stk.**	462049

*enthält 1 Doppeladapter
**enthält 5 Doppeladapter

ROEKO Surgitip-micro



Surgitip-micro wurde für das Arbeiten unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop entwickelt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Endodontie. Der geringe Durchmesser von nur 1.2 mm gewährleistet ein sicheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes.

Surgitip-micro mit grüner Mikrospitze	
Ansaugöffnung ø 1.2 mm / Anschlussöffnung ø 6.5 mm	
20 Stk.*	462012
100 Stk.**	462013

*enthält 1 Doppeladapter
**enthält 5 Doppeladapter

ROEKO Surgitip-endo



Surgitip-endo ist eine Absaugkanüle entwickelt speziell zur Trocknung des Wurzelkanals. Ihr innovatives Kugeldesign verleiht ihr eine komfortable Rundumbeweglichkeit. Diese Flexibilität ermöglicht ein Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Die Saugleistung bleibt uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

Surgitip-endo	
Ansaugöffnung ø 0.35 mm, ISO 60 / Anschlussöffnung ø 6.5 mm	
20 Stk.*	60018280

*enthält 1 Doppeladapter

ROEKO Absaugkanülen



Die unsterilen Einmalkanülen aus Kunststoff mit einer Ansaugöffnung von \varnothing 4.8 mm eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge den Kanülen der Surgitip-Familie, das heißt gezieltes Absaugen ohne Sicht-behinderung.

Absaugkanüle ohne grüne Spitze	
Ansaugöffnung \varnothing 4.8 mm / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
100 Stk.*	461048

* enthält 1 Doppeladapter

ROEKO Concorde II



Die weichen Konturen der Concorde II Absaugkanülen machen sie angenehm für den Patienten und leicht zu reinigen. Concorde II besteht aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

- geräuscharme Absaugung
- optimale Abhaltefunktion
- mattierte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexe
- kann im Autoklav oder Chemiklav mit bis zu 134 °C sterilisiert werden
- die Kanülen sind mit \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm für alle Standardeinrichtungen erhältlich. Die 11 mm Kanülen werden mit einem autoklavierbaren Adapter geliefert.

Größe		
\varnothing 11 mm	10 Stk.	450211
\varnothing 16 mm	10 Stk.	450216

Adapter und Doppeladapter



Damit ROEKO Absaugkanülen mit allen Standardabsauganlagen verwendet werden können, sind Adapter erhältlich. Alle Adapter sind im Autoklav und Chemieklav bis zu 134 °C sterilisierbar.

Doppeladapter	463000
Mit dem Doppeladapter können Surgitip, Surgitip-micro und die nicht sterilen Absaugkanülen auf allen \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm Anlagen verwendet werden.	

Adapter			
Mit dem Einzeladapter können Concorde II und Surgitip an 11 und 16 mm Anlagen angeschlossen werden.			
Adapter	\varnothing 6.5	> \varnothing 11 mm	463025
Adapter	\varnothing 11	> \varnothing 16 mm	463011

Zahnreinigung

Wundversorgung

Chirurgisches Nahtmaterial

Elektrochirurgie

Behandlungshilfen

WUNDVERSORGUNG

Die professionelle Wundversorgung nach Extraktionen und anderen chirurgischen Eingriffen unterstützt den körpereigenen Heilungsprozess und vermeidet postoperative Wundinfektionen. COLTENE Produkte der Wundversorgung sind vielfältig und finden Einsatz in der initialen Blutstillung, in der Desinfektion sowie beim Tupfen und Trocknen der Wunde bis hin zum Verschluss der Wunde durch chirurgische Naht.

ROEKO Swab

Mulltupfer aus feinstem Gazegewebe

Saugfähige Mulltupfer mit stabiler Faltung zur Versorgung von Wunden sowie zum Aufbeißen während der Behandlung.



ROEKO Gelatamp

schnelle und sichere Wundversorgung und Blutstillung

Resorbierbare, gut verträgliche Gelatineschwämmchen zur sicheren Wundversorgung und Blutstillung von Wundhöhlen und Alveolen.



PerFect® TCS II

Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem

Schneiden und Koagulation im Weichgewebe mit Präzision.

Gelatamp Gelatineschwämmchen sind resorbierbare, gut verträgliche Produkte zur sicheren Wundversorgung und Blutstillung von Wundhöhlen und Alveolen.

ROEKO Gelatamp forte



Gelatamp forte ist ein Gelatineschwamm, der sich bei der Flüssigkeitsaufnahme und Blutstillung deutlich von anderen handelsüblichen Gelatineschwämmen unterscheidet. Durch ein patentiertes Verfahren erhält Gelatamp forte eine besonders raue Oberfläche und ist zudem deutlich poröser. Seine spezielle Schwammstruktur hat eine **aktivierte Kapillarwirkung**, das heißt unmittelbare Flüssigkeitsaufnahme und beschleunigte Aktivierung der Koagulationskaskade nach Einsetzen des Schwammes in der Wunde.

Gelatamp forte ist in schlanker Quaderform (10 × 10 × 4 mm) erhältlich und lässt sich leicht in der Wundhöhle applizieren.

- Unmittelbare Blutaufnahme und beschleunigte Blutstillung
- Induziert Hämostase auch nach Behandlung mit gerinnungshemmenden Medikamenten
- Idealer Medikamententräger durch pH neutrale Eigenschaften
- Vollständige Resorption

Mit Gelatamp forte

- Besteht keine Sichtbeeinträchtigung durch die Blutung
- Reduziert sich die Behandlungszeit

Blister Pack

50 Stk.	10 × 10 × 4 mm	60022234
---------	----------------	----------

ROEKO Gelatamp



Gelatamp enthält kolloidales Silber und hebt sich dadurch deutlich von reinen Gelatineschwämmen ab. Gelatamp hat durch das Silber eine **breite antibakterielle Wirkung**, über die gesamte Resorptionszeit hinweg. Das Silber gibt Gelatamp auch seine spezifisch braune Farbe.

- Breite antibakterielle Wirkung durch kolloidales Silber
- Rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- Vollständige Resorption

Mit Gelatamp

- verläuft der Heilungsprozess unproblematischer
- ist ein erneutes Öffnen der Wunde nicht notwendig

Dosen

20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274002
50 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274007

Blister Pack

20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274008
---------	---------------	--------


ROEKO Sintraumal



Mit dem chirurgischen Nahtmaterial von ROEKO steht dem Zahnarzt ideales Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe zur Verfügung. Der kringsfreie Faden besticht durch guten Knotensitz und maximale Zugkraft. Die Fäden sind anhand der Farbe leicht zu erkennen:

- Seide: schwarz
- Flexafil: grün

Die öhrlose Nadel mit Präzisionsschliff schont das Gewebe. Der Ruck, der durch das Nähen mit einer Öhrnadel entsteht, wird vermieden und die Wunde nicht zusätzlich vergrößert. Sintraumal ist steril in der Doppel-Peelpackung verpackt. Das Arbeiten mit Sintraumal erspart zeitraubendes, lästiges Einfädeln und Sterilisieren. Sintraumal gibt es in sechs Kombinationen, für jeden chirurgischen Eingriff die optimale Nadel/Faden-Kombination. Sintraumal ist nicht resorbierbar.



Nadel-Faden Kombination				Faden 45 cm	12 Stk.
HS 20	1.5 metric	USP 4/0	Eingriffe am festen Gaumengewebe	Seide, schwarz	490301
HS 25	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490302
DS 20	1.5 metric	USP 4/0	Wurzelspitzenresektionen, Lappenoperation	Seide, schwarz	490303
HS 25	2.5 metric	USP 2/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490305
HRT 18	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen, Nähte im stärkeren Gewebe	Flexafil, grün	490306
GR 20	1.5 metric	USP 4/0	Lappenoperationen, Parodontalchirurgie, Gingivektomie	Seide, schwarz	490307

ROEKO Gazestreifen



- sterile Tamponade- und Drainagestreifen
- aus 24-fädigem Mull
- fest gewebt, mit faserfreien Kanten
- gebrauchsfertig in Spenderpackung

ROEKO Gazestreifen	
1 cm x 5 m	290001



ROEKO Jodoform Tamponade	
Mit Jodoform imprägnierte, unsterile Tamponadebinde zur antiseptischen Tamponade und Drainage.	
1 cm x 5 m	300001
2 cm x 5 m	300002

Roeko-Swab unsteril



Roeko-Swab Multtupfer sind ideal zum Abtupfen und Trocknen von Flüssigkeiten und Sekret in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der zahnmedizinischen Behandlung.

Größe	500 Stk.	Größe	1000 Stk.
erbsen	252001	erbsen	253001
haselnuss	252002	haselnuss	253002
walnuss	252003	walnuss	253003
pflaumen	252004		
hühnerei	252005		
extra	252006		

PerFect TCS II

PerFect TCS II ist ein Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem, mit dem Weichgewebe mit höherer Effizienz, größerer Präzision und weniger Blutungen als mit dem gewöhnlichen Zahnarztscalpell behandelt werden kann.

- entfernt bequem unerwünschtes Gewebe
- verkürzt Behandlungszeit durch Vereinfachung des Operationsverfahrens und Blutstillung
- hervorragende Schneidepräzision für überlegene klinische und ästhetische Resultate
- ermöglicht problemlose Wundheilung
- zwei Anwendungen: Schneiden und Koagulation
- autoklavierbare Elektrodenhüllen

Weitere klinische Anwendungen:

- Erweiterung des Gingivasulkus
- Kronenverlängerung
- Freilegung impaktierter Zähne
- Entfernung hyperplastischer Gingiva
- Frenektomie
- Inzision von Abszessen



PerFect TCS II Kontinentaleuropa	S8230CE
PerFect TCS II Großbritannien	S8230UK

Zubehör für PerFect TCS II Gerät	
Dispersive Elektrode	S213
Fußschalter	S8FSRK
Handstückkabeleinheit	S6008CE
Handstückhalter	S7001

Elektrodenhandstücke für PerFect TCS II		
Kompletter Satz S6011 bis 6018	8 Stk.	S6010A
Satz mit den Elektroden S6011, 6012, 6015	3 Stk.	S7010A
Koagulationskugel	2 Stk.	S6011A
Gerades Messer 45°	2 Stk.	S6012A
Abgeschrägtes Messer 45°	2 Stk.	S6013A
Gerade runde Schlinge	2 Stk.	S6014A
Längliche Schlinge 45°	2 Stk.	S6015A
Gerade längliche Schlinge	2 Stk.	S6016A
Rhombusförmige Schlinge 45°	2 Stk.	S6017A
AP 1½ 90°	2 Stk.	S6018A

Besitzer eines Strobex oder PerFect TCS Gerätes müssen die Handstückkabeleinheit aufrüsten um die aktuellen Elektrodenhandstücke verwenden zu können. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von COLTENE.

BioSonic



BioSonic Scaler System

- Der BioSonic magnetostruktiver Ultraschall-Scaler stellt automatisch auf die jeweilige Betriebsfrequenz der 25 kHz bzw. 30 kHz Einsätze um
- Durch den integrierten Turboschalter kann die Scalerleistung kurzfristig erhöht werden, um hartnäckigen Zahnstein schneller zu entfernen.
- Ergonomischer Griff bietet verringert Ermüdungserscheinungen bei langen Behandlungen
- Durch sein spezielles Design benötigt der Scaler wenig Standfläche
- Auswahl an den gängigsten Einsätzen in 25 kHz und 30 kHz verfügbar
- Mehr Sicherheit und längere Lebensdauer durch patentierte Herstellung der Instrumenteneinsätze

BioSonic SuperSoft Einsätze

- Höchster Anwendungskomfort für die beliebtesten Scalereinsätze
- SuperSoft rutschfester Silikongriff
- Besseres Tastgefühl und Beweglichkeit

BioSonic US100R	US100R
Japan	US100R100
USA	US100R115T
Mexiko/Lateinamerika	US100R115M
Europa	US100R230CE
Großbritannien	US100R230UK

Australien	US100R240
BioSonic US100R Gerät	1 Stk.
Handstück	1 Stk.
Fußschalter	1 Stk.
Schnellkupplung	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.



US1025K
US1030K
Universal #10
Slotted

US1025KOM
US1030KOM
Universal #10
Direct Flow

US1025KSP
US1030KSP
Slim #10
Slotted



US1025KOS
US1030KOS
Slim #10
Direct Flow

US100025K
US100030K
TB #1000
Slotted

SuperSoft rutschfester Silikongriff

BioSonic Einsätze 30 kHz	
10 Straight Universal	US1030K
10 Super Soft	USG1030K
10 OptiMist	US1030KOM
10 Slim Universal	US1030KSP

10 XSlim Super Soft	USG1030KSP
10 Slim OptiMist	US1030KOS
10 Slim OptiMist SS	USG1030KOS
1000 Triple Bend	US100030K

BioSonic Einsätze 25 kHz	
10 Straight Universal	US1025K
10 Super Soft	USG1025K
10 OptiMist	US1025KOM
10 Slim Universal	US1025KSP

10 XSlim Super Soft	USG1025KSP
10 Slim OptiMist	US1025KOS
10 Slim OptiMist SS	USG1025KOS
1000 Triple Bend	US100025K



USG1025K
USG1030K
Universal #10
Slotted

USG1025KSP
USG1030KSP
Slim #10
Slotted

USG1025KOS
USG1030KOS
Slim #10
Direct Flow

Zubehör	
O-Ring Ersatz-Kit	US12OR

Ultraschall Reinigungssysteme
Handschuhe


Mundschutz

Infektionskontrolle

INFEKTIONSKONTROLLE

Um auch in Sachen Hygiene risikofrei arbeiten zu können, bietet COLTENE bewährte und außergewöhnliche Produktlösungen an. Jeder Patient bringt potentiell Krankheitserreger mit in die Praxis, welche auch vom Praxisteam übertragen werden können. Bei der Vielzahl an Patienten und der Bandbreite zahnärztlicher Eingriffe muss jeder Handgriff im Hygieneablauf routinemäßig sitzen. Dies geht umso schneller je sicherer und anwendungsfreundlicher die Produkte zum Infektionsschutz sind. COLTENE ist ein erfahrener Hersteller hochqualitativer Hygieneprodukte für den Zahnarzt.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme verpflichten wir uns zu qualitätssichernden Maßnahmen über alle Unternehmensprozesse hinweg.



Protecta active carbon

Flüssigkeitsresistenter Mundschutz mit Aktivkohle

Schützt vor Krankheitserregern und zusätzlich vor unangenehmen Gerüchen.



Sterile Abdeckungen

für Schlauch, Tray und andere Ablageflächen

Infektionsschutz auf der höchsten Leistungsstufe gemäß der Europäischen Norm EN 13795 für OP-Textilien.

BioSonic®

Ultraschallreinigungsbäder

Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen durch verunreinigte Instrumente.



Rexam non latex



Rexam non latex powderfree extra touch & feel

- puderfreier Nitrilhandschuh
- außergewöhnlich elastisch und reissfest
- angenehm weich und anschmiegsam
- texturierte Fingerkuppen
- latex-, puder- und thuramfrei

Nur innerhalb der EU erhältlich.

blau			
XS	5–5½	100 Stk.	692070
S	6–6½	100 Stk.	692071
M	7–7½	100 Stk.	692072
L	8–8½	100 Stk.	692073
XL	9–9½	100 Stk.	692074

ROEKO Protecta



ROEKO Protecta active carbon

- 4-lagiger chirurgischer Mundschutz mit Aktivkohle
- adsorbiert Gerüche
- Filterleistung > 99 %
- flüssigkeitsresistente Maske, Typ IIR EN 14683
- hypoallergen und latexfrei

grün		
	50 Stk.	60013736



ROEKO Protecta Quick non Latex

- latexfreier Mundschutz mit Ohrschlaufen
- dreilagiges, hautfreundliches Vliesmaterial
- extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683

blau		
	50 Stk.	680010



ROEKO Protecta Quick

- leichter Mundschutz mit Ohrschlaufen
- dreilagig
- extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 98%, Typ II nach EN 14683

grün		
	50 Stk.	680006



ROEKO Protecta

- Mundschutz zum Binden
- dreilagig
- langer, formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683

grün		
	50 Stk.	680002

ROEKO Simplex



ROEKO Simplex-Plus Maxi

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Abrissperforation
- extra breit
- zum Binden
- in praktischem Spenderkarton

60 × 60 cm		
weiß	80 Stk.	647101
blau	80 Stk.	647102
mint	80 Stk.	647104

ROEKO Simplex-Plus

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Abrissperforation
- zum Binden

59 × 54 cm		
weiß	80 Stk.	647001
blau	80 Stk.	647002

ROEKO Simplex

- PE-Folie
- auf Rolle mit Abrissperforation
- zum Binden

77 × 56 cm		
weiß	200 Stk.	645001
blau	200 Stk.	645002
grün	200 Stk.	645003

ROEKO Denta



- waschbarer Patientenumhang aus Kunststoff
- mit verstellbarem Klettverschluss am Kragen
- mit Auffangtasche am Saum

70 × 60 cm		
blau	1 Stk.	634024



ROEKO Kopfschutztaschen auf Rolle

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- paßt in den Simplimat
- in 3 Größen für fast alle Gerätetypen

Höhe × Breite, weiß		
27 × 28 cm	100 Stk.	670007
27 × 31 cm	100 Stk.	670008
27 × 34 cm	100 Stk.	670009

Höhe × Breite, blau		
27 × 28 cm	100 Stk.	670027
27 × 31 cm	100 Stk.	670028
27 × 34 cm	100 Stk.	670029



ROEKO Filterpapier

Einzelne Kopfschutztaschen gestapelt im Karton

25 x 32 cm	500 Stk.	670002
------------	----------	--------

ROEKO Kopfschutztaschen für KaVo

passend zu 1058/1042/1060/1062 E50/E70/80		
26 x 22 cm	100 Stk.	670004

passend zu 1058/1063/1065/1066 E30/E50		
27 x 22 cm	50 Stk.	670006

ROEKO Kopfschutztaschen für Ritter

Modell: Analog		
26 x 22cm	50 Stk.	670005



ROEKO Steri-Quick

- sterile Tücher zum Abdecken von Flächen und Instrumenten
- Verbund aus saugfähigem Vlies und keimundurchlässiger Folie
- ausgezeichnete Drapierfähigkeit und angenehme Haptik
- einzelnd und steril verpackt und sofort einsatzbereit
- entspricht höchster Leistungsstufe gemäß EN 13795 1-3

steril		
35 x 50 cm	80 Stk.	671100
50 x 70 cm	50 Stk.	671101
70 x 100 cm	25 Stk.	671102



ROEKO Steri-sleeve

- sterile Schlauchüberzüge zum Schutz vor Kreuzkontaminationen zwischen chirurgischen Eingriffen
- Verbund aus saugfähigem Vlies und keimundurchlässiger Folie
- mit Klebeband zum Befestigen
- einzelnd und steril verpackt und sofort einsatzbereit
- entspricht höchster Leistungsstufe gemäß EN 13795 1-3

steril		
Breite 7,5 cm Schlauchlänge 100 cm	25 Stk.	670101



ROEKO Schlauchüberzüge

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Klettverschluss

unsteril		
Breite 7,5 cm	100 m	670100

ROEKO Klettverschluss für Schlauchüberzüge

unsteril		
	5 Stk.	670102

BioSonic Ultraschall-Reinigungsgerät



Optimale Sicherheit für den Benutzer:

- Das spezielle Design des FingerGuard Instrumentenkorb verhindert wirksam Verletzungen durch vorstehende Instrumente.
- Die zwei erhöhten Leisten am Boden des Korbes vereinfachen die Entnahme der Instrumente.
- Das Abflussventil ermöglicht ein bequemes Entleeren des Tankinhaltes, ohne dass die verschmutzte Flüssigkeit berührt werden muss. Das Gerät muss zum Entleeren nicht angehoben werden, sodass auch keine Flüssigkeit verschüttet werden kann.
- Die Abdeckhauben für Gerät und Bechergläser verhindern ein Austreten von kontaminierten Aerosolen.

Stabiles Kunststoffgehäuse

- Kratz-, stoß- und chemikalienresistent.
- Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre hinweg.

Extrem leises Arbeitsgeräusch

- Die Abdeckhaube deckt Instrumentenkorb und Bechergläser völlig ab und reduziert damit den Geräuschpegel in Ihrer Praxis.
- Die präzis eingestellte Betriebsfrequenz garantiert optimale Reinigungsleistung bei leisem Arbeitsgeräusch.
- Der Gummischutz an den Auflageflächen der Körbe vermeidet laute Geräusche.

Synchron-Zeitschalter

- Zuverlässig einstellbare Reinigungsdauer
- Reinigungszyklen bis zu 30 min (UC50DB)
- Reinigungszyklen bis zu 60 min (UC300 + UC125)



BioSonic UC150



IHRE PATIENTEN
VERTRAUEN IHNEN,
UND SIE KÖNNEN
BioSonic®
VERTRAUEN!

Das neue Ultraschallreinigungsgerät BioSonic® UC150 von COLTENE bietet die hohe Qualität, die bereits von anderen BioSonic® Produkten bekannt ist. Es ist wegweisend auf dem Gebiet der Ultraschallreinigung. Das schlanke Schweizer Design des BioSonic® UC150 wurde –

Entwickelt für EFFIZIENZ

- **Datenprotokollfunktion** und Download von Nutzungsdaten über USB
- **Heizfunktion** – Optimal integrierte, kontrollierte Heizung, die den Reinigungsprozess unterstützt und Zeit spart - Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- **Entgasungsfunktion** – Zur Entfernung von Lufteinschlüssen und einfachen Vorbereitung Ihrer Lösung für eine höchst wirksame Reinigung
- Bietet Platz für **mehrere Kassetten** gleichzeitig

Entwickelt für VIELSEITIGKEIT

- **Individuell anpassbarer Betrieb** mit mehreren Reinigungsmodi und vom Anwender wählbarer Zyklusdauer und Temperatur
- Verwendung als **Tisch- oder Einbaugerät**

Entwickelt für KOMFORT

- **Leiser Betrieb** für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung
- Mit Handschuhen bedienbarer, mehrsprachiger **Touchscreen** für eine reibungslose Benutzererfahrung
- **Schnelle und einfache Entleerung** mit extern zugänglichem Ablasshahn



UC150 Geräte	60021988	UC150 Reinigungsgerät Euro Steckertyp F	1
	60021989	UC150 Reinigungsgerät UK Steckertyp G	1
Zubehörkit	60022042	Korb, Bechergläser (2), Deckel (2), Positionsringe (2), Positionsrahmen (2)	1
Zubehör	60022040	Kassettenkorb (26,8 x 15,8 x 11,5 cm)	1
	60022041	Positionsrahmen	1
	UC53	600-ml-Becherglas mit Deckel und Positionsring	1
	60022043	UC150 Ersatz-Abflussfilter	3
	60022044	UC150 Ersatz-Abflussschlauch	1
	60022046	UC150 Dichtung	1
	60022045	UC150 Ersatzdeckel	1

Der 5,7-l-Edelstahltank bietet viel Kapazität bei kleinem Platzbedarf

Außenmaße: 34,5 x 27,6 x 35,5 cm
Tankmaße: 28,7 x 16,0 x 17,8 cm
Tankkapazität: 6,6 l
Nutzbares Volumen: 5,7 l



BioSonic UC300



- Tankkapazität 14.4 l
- Nutzkapazität 11.4 l
- Außenmaße: L 48.2 × B 30.5 × H 31.1 cm
- Innenmaße: L 35.6 × B 22.9 × H 17.1 cm

BioSonic UC300	
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz	UC300230CE
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz mit UK-Stecker	UC300230UK
BioSonic UC300	1 Stk.
Tankabdeckhaube	1 Stk.
Enzymatische Reinigungslösung (UC32)	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör UC300	
Großer FingerGuard Instrumentenkorb mit 5 Teileinsätzen	UC310
Twin FingerGuard Instrumentenkorb mit 2 Teileinsätzen	UC311
Ersatzdeckel	UC340
3 Ersatzablaufilter	UC350
Halterung für 2 Becher	UC330
Korbteiler	UC335
Ersatzablaufschlauch	UC355
Korb für Kassetten	UC325

BioSonic UC125



- individuell einstellbarem LCD Display
- Erweiterte Produktlinie - Gesetz ist auch mit Heizung erhältlich
- Tankkapazität 4.8 l
- Nutzkapazität 3.8 l
- Außenmaße: L 41.9 × B 24.9 × H 35 cm
- Innenmaße: L 28.6 × B 14.3 × H 12.7 cm

BioSonic UC125	
Ultraschall Reinigungsgesetz ohne Heizung	UC125230CE
Ultraschall Reinigungsgesetz mit Heizung	UC125H230CE
BioSonic UC125	1 Stk.
Tankabdeckhaube	1 Stk.
Universalreiniger mit Korrosionsschutz (UC31)	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör-Set	UC155XD
¾ FingerGuard Instrumentenkorb (UC152XD)	1 Stk.
Borsilikat-Becherglas (UC53)	2 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	2 Stk.

Zubehör	
FingerGuard Instrumentenkorb	UC151XD
¾ FingerGuard Instrumentenkorb	UC152XD
Halterung für 1 Becher	UC153

BioSonic UC50DB



- mit digitaler Zeitschaltuhr
- Tankkapazität 3.2 l
- Nutzkapazität 2.0 l
- Außenmaße: L 27.3 × B 21.9 × H 20.3 cm
- Innenmaße: L 19.7 × B 14.6 × H 10.5 cm

BioSonic UC50DB	
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz	UC50DB 230CE
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz m. UK-Stecker	UC50DB 230UK
Tankabdeckhaube	1 Stk.
FingerGuardTM Instrumentenkorb	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör Set	UC59
FingerGuard Instrumentenkorb (UC58)	1 Stk.
Borsilikat-Becherglas (UC53)	1 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	1 Stk.

Zubehör	
FingerGuard Instrumentenkorb aus Kunststoff mit Metallboden	UC58
Halterung für 1 Becher	UC153

BioSonic Zubehör



ST-16

Borsilikat-Becherglas, 600 ml	UC53
Korb für Kleinteile	UCB2
Einweichbehälter Inhalt 0.5 l 6.4 × 22.9 × 12.7 cm	ST16

Reinigungskonzentrat



**BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution
Universalreiniger Hochkonzentrat**

Ultrasonic Reinigungslösung für Verunreinigungen wie Blut, Ablagerungen, Speichel und zur allgemeinen Reinigung. Zur Reinigung von Instrumenten, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungseinsätzen.

473 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC30
--	------



**BioSonic General Purpose Cleaner plus Super Rust Inhibitor
Universalreiniger mit Korrosionsschutz**

Die neue BioSonic Reinigungslösung UC31 kombiniert die bewährte BioSonic Reinigungskraft mit zuverlässigem Korrosionsschutz. UC31 kommt in Unit Dose Einheiten, die die Dosierung unkompliziert machen: jede Packung mit 15 ml Inhalt ergibt etwa 2-4 l Reinigungslösung. Das Konzentrat vermischt sich ohne einrühren mit kaltem und warmem Wasser. Je 20 Beutel sind in der praktischen Spenderbox.

20 × 15 ml ergibt ca. 76 l Reinigungslösung	UC31
--	------



BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner
Enzymatische Reinigungslösung

Für starke Verschmutzungen mit getrocknetem Blut, Gewebe, Speichel und zur allgemeinen Reinigung. Reinigt effektiv von Ablagerungen auf Instrumenten. Zur Reinigung von Instrumenten, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungseinsätzen.

236 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC32
--	------



BioSonic Plaster and Stone Remover
Gips- und Einbettmassenentferner

Pulverkonzentrat für Verschmutzung mit Gips und Einbettmassen. Zur Reinigung von Prothesen, Teilprothesen, Modellguss, Protheseneinbettung, Mischbecher und Artikulatoren, mit Ausnahme von solchen aus Aluminium.

840 g Dose ergibt 11.4 l fertige Lösung	UC34
--	------



BioSonic Germicidal Ultrasonic Cleaner
Desinfektionsreiniger

Reinigungskonzentrat für Verschmutzungen mit Blut, Ablagerungen, Speichel und zur allgemeinen Desinfektion. Zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten, Kronen und Brücken.

236 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC38
473 ml MeterDose ergibt 60 l fertige Lösung	UC42



BioSonic Cement Remover
Ultrasonic Zemententferner Reinigungskonzentrat

473 ml MeterDose für ca. 32 Anwendungen	UC39
--	------

BioSonic UC40
Universal Ultrasonic Cleaner



Die neue universelle Ultraschalllösung bietet eine einzigartige, wirksame Formel zur Vorreinigung und Dekontamination zahnmedizinischer Instrumente. Die 3-in-1-Reinigungslösung enthält Enzyme, die selbst eingetrocknete Verunreinigungen sowie Eiweißrückstände, wie Blut, Speichel oder Gewebe, kraftvoll auflösen und reinigen und schützt außerdem Instrumente vor Erosion.

- Entspricht den Anforderungen von HTM 01-05
- Aldehydfrei
- Phosphatfrei
- Nicht ammoniakhaltig
- Biologisch abbaubar

Menge	
1-l-Dosierflasche entspricht 50 l	60021960
5-l-Refill kann 250 l entsprechen	60021961

BioSonic WIPEOUT

BioSonic WIPEOUT sind gebrauchsfertige Desinfektionstücher aus einem hochwertigen, langlebigen Trägermaterial. Die schnell wirkende Rezeptur eignet sich zur Desinfektion aller Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte, bietet ein breites Wirkungsspektrum und angenehme Aromen. Erhältlich in einem milden alkoholischen oder zarten Zitronenaroma.

BioSonic WIPEOUT Tex

Hochwertige Desinfektionstücher auf Alkoholbasis mit breitem Wirkspektrum in nur 60 Sekunden, getestet unter hoher organischer Belastung.



Spenderdose und 6 Refill-Beutel mit je 180 Tüchern 20 × 18 cm

Tex, Lemon (auf Alkoholbasis)	60021957
Tex, Natural (auf Alkoholbasis)	60021956

BioSonic WIPEOUT Sensitive

Hochwertiges alkoholfreies 2-in-1 Desinfektions- und Reinigungstuch, wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren in nur 15 Sekunden. Schlierenarme Rezeptur und ideal für alkoholempfindliche Oberflächen.



Spenderdose und 6 Refill-Beutel mit je 180 Tüchern 20 × 18 cm

Sensitive, Lemon	60021959
Sensitive, Natural	60021958

OKKLUSIONSPRÜFUNG

Okklusionsprüfung und -korrektur gehört zu den anspruchsvollsten Bereichen der modernen Zahnmedizin.

HANEL bietet ein komplettes Programm für die Okklusionsprüfung in Labor und Praxis, sowie optimale Instrumente und anderes Zubehör für die leichte Handhabung.

Die Prüfmittel haben die erforderlichen Stärken, Anschließbarkeit, Reißfestigkeit und Farbabgabe, sodass punktförmige, flächige oder strichförmige Kontakte und Mikrokontakte sicher aufgezeigt werden.



Für die Grobprüfung

Stärkere Kontakte werden flächig eingefärbt



Für die mittelfeine Prüfung

Das universell einsetzbare Prüfmittel



Für die Feinprüfung

Punktförmige, feine Zeichnung der Kontakte

Artikulationspapier



HANEL Artikulationspapier 200 µ

Artikulationspapier für die Grobprüfung zur differenzierten Darstellung der Kontaktsituation.

300 Blätter (18 x 50 mm)	rot	200 µ	480392
300 Blätter (18 x 50 mm)	blau	200 µ	480397



HANEL Artikulationspapier 80 µ & 40 µ

Artikulationspapier für die mittelfeine Prüfung.

U-förmig, 72 Blatt	blau	80 µ	480367	I-förmig, 144 Blatt	blau	80 µ	480387
U-förmig, 72 Blatt	blau	40 µ	480337	I-förmig, 144 Blatt	blau/rot	80 µ	480384
U-förmig, 72 Blatt	blau/rot	80 µ	480364	Streifen, 120 Blatt	rot	40 µ	480352
U-förmig, 72 Blatt	rot	40 µ	480332	Streifen, 120 Blatt	blau	40 µ	480357
C-förmig, 144 Blatt	blau	80 µ	480377	Streifen, 120 Blatt	blau/rot	40 µ	480354
C-förmig, 144 Blatt	blau/rot	80 µ	480374	Rolle, 15 m	rot	40 µ	480322
				Rolle, 15 m	blau	40 µ	480327

Okklusionsfolie



HANEL Okklusionsfolie 12 µ

Die HANEL Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reissfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.

22 mm x 25 m, einseitig	
schwarz	480021
rot	480022
grün	480023
blau	480027

22 mm x 25 m, doppelseitig	
schwarz	480041
rot	480042
grün	480043
blau	480047
schwarz/rot	480165



80 mm x 25 m, einseitig	
schwarz	480031
rot	480032
grün	480033
blau	480037

80 mm x 25 m, doppelseitig	
schwarz	480051
rot	480052
grün	480053
blau	480057



HANEL OkcluFoil+ 12 µ

Die HANEL OccluFoil+ erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. Sie besitzt eine gute Anschmiegsamkeit wodurch Pseudokontakte minimiert werden.

einseitig	
schwarz	60022258
rot	60022259
grün	60022260
blau	60022261

doppelseitig	
schwarz	60022262
rot	60022263
grün	60022264
blau	60022265
schwarz/rot	60022266



HANEL Shimstock-Folie

Shimstock-Folie zur Überprüfung der Kontaktpunkte für die präzise Endkontrolle.

8 µ (8 mm x 5 m)	480180
------------------	--------



HANEL Folien Abreiß-Spender

HANEL Folien Abreiß-Spender	480620
-----------------------------	--------

HANEL Klemmpinzetten

Die hochwertigen, sterilisierbaren Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien.

Miller Pinzette gerade	480610
Miller Pinzette gebogen	480612
Doppelgabel Labor	480613
Doppelgabel Praxis	480614




HANEL Okklu-top

Okklu-top mit der verbesserten Rezeptur und leicht entfernbaren Farbe zum Auffinden von Störkontakten und approximalen Kontaktpunkten auf dem Modell.


Aerosol	75 ml	rot	480410
Aerosol	75 ml	grün	480411

NOTIZEN





NOTIZEN





Standorte

CH Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN Coltène/Whaledent China Trading Co. Ltd.

Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T +86 10 6212 3251
F +86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT Coltène Italia S.r.l.

c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR Coltène/Whaledent S.a.r.l.

Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

UK Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

IN Coltène/Whaledent Private Ltd.

106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T +91 22 25923626
F +91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio





Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T +5521 3865 5600
F +5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br

ES Coltène Iberia S.L.U.


c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

JP Coltène Japan LLC

2-2-28 2nd Floor, Nishikicho
190-0022 Tachikawa Tokyo / Japan
T +81 42 595 6945
F +81 42 595 6946
info.jp@coltene.com



© COLTENE - www.coltene.com



 **COLTENE**