

DIE NEUE 3.0 INTERNA® IMPLANTATLINIE

DIE LÖSUNG FÜR PATIENTEN
MIT HORIZONTALER KNOCHENATROPHIE

Weniger Augmentationen
und kürzere Operationszeiten



BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Niederlassungen

DEUTSCHLAND
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tel.: +49 7231 428060
Fax: +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANKREICH
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIEN
Via Conservatorio, 22
20122 Milan · Italy
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIKO
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Mexico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

B.T.I.
Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spain
bti.implantes@bti-implant.es

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · UK
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.de
Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte
in den verschiedenen Ländern.



BTI APP
PRODUKTNEUHEITEN
Version für iPhone / Smartphone
Version für iPad Tablet (exklusive Inhalte für Kunden)

CAT178 DE · CAT: Implantas 3.0 · V.02 MARZO 2019



3.0

INTERNA®
IMPLANTATLINIE



Human Technology

INDIKATIONEN:

PARTIELLE ODER VOLLSTÄNDIGE ZAHNLOSIGKEIT MIT TRANSVERSALER KNOCHENATROPHIE

Indikationen für Ø 2,5 mm:

Verschraubte mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM® Distanzhülsen
Keine Einzelzahnversorgungen und keine Versorgungen direkt auf Implantatniveau.

Indikationen für Ø 3,0 mm:

Mehrgliedrige Versorgungen Einzelzahnversorgungen (außer Okklusion) bei:
- allen unteren und den oberen seitlichen Schneidezähnen
- Nichtanlagen

Indikationen für Ø 3,3 mm:

Mehrgliedrige Versorgungen Einzelzahnversorgungen (auch in Okklusion)

BESONDERHEITEN

6-LAPPIGE Interna® Verbindung

- vermeidet Ermüdungspunkte
- gute Lastverteilung (axial, lateral und torsionsstabil)

VERBINDUNG



3.0 mm Prothetische PLATTFORM

Schmales transgingivales Emergenzprofil

IMPLANTATKÖRPER

Ø: 2,5 mm / 3,0 mm / 3,3 mm
Für stark resorbierte Kiefer

OBERFLÄCHE

UNICCA®

- Mit Calcium-Ionen modifiziert
- Drei Rauheitsgrade

KONISCHER Apex

bei konventionellen Längen

APEX



ZYLINDRISCHER Apex

bei kurzen Implantaten

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR

Ø 3,0 / Ø 3,3 mm IMPLANTATE:

Mehrgliedrige und Einzelzahnversorgungen



Ø 2,5 mm IMPLANTATE:




Mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM® Distanzhülse INTMIP325XX

SYSTEMÜBERSICHT INTERNA®

INTERNA® Ø 3,0 mm Plattform

DIREKTE UND INDIREKTE VERSORGUNGEN



Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA2555	2,5	5,5 mm
IIP3CA2565	2,5	6,5 mm
IIP3CA2575	2,5	7,5 mm
IIP3CA2585	2,5	8,5 mm
IIP3CA2510	2,5	10,0 mm
IIP3CA2511	2,5	11,5 mm
IIP3CA2513	2,5	13,0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA3055	3,0	5,5 mm
IIP3CA3065	3,0	6,5 mm
IIP3CA3075	3,0	7,5 mm
IIP3CA3085	3,0	8,5 mm
IIP3CA3010	3,0	10,0 mm
IIP3CA3011	3,0	11,5 mm
IIP3CA3013	3,0	13,0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA3355	3,3	5,5 mm
IIP3CA3365	3,3	6,5 mm
IIP3CA3375	3,3	7,5 mm
IIP3CA3385	3,3	8,5 mm
IIP3CA3310	3,3	10,0 mm
IIP3CA3311	3,3	11,5 mm
IIP3CA3313	3,3	13,0 mm

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3R33	3,0	3,0 mm
INPC3R34	3,0	4,0 mm

20 Ncm

Reduzierter Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3RRE33	3-1,8	3,0 mm
INPC3RRE34	3-1,8	4,0 mm

20 Ncm

Abformpfosten

Offene Abformung (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCI133	3,0	12,0 mm

Laboranalog

Art. - Nr.
INRLI3

Provisorischer Titan-Zylinder

Art. - Nr.
INCP130 (ohne Rotationsschutz)
INCP131 (mit Rotationsschutz)

INDIREKTE VERSORGUNG MIT DER UNIT® DISTANZHÜLSE (Einzelzahnversorgung)

UNIT® Distanzhülse Ø 3,5 mm (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUP320	2,0 mm
INTMIUP325	2,5 mm
INTMIUP330	3,0 mm

35 Ncm

Drehmomentratschen-Einsatz: PTTEXX

Schutzkappe für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIUPE	3,5 mm	3,0 mm

10 Ncm

Abformpfosten für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Offene Abformung
CIMIUPE	

Laboranalog für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIUPE

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT MULTI-IM® DISTANZHÜLSE (Mehrgliedrige Versorgung)

für Ø 3,0 / Ø 3,3 mm Implantate

MULTI-IM® Distanzhülse (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP320	2,0 mm
INTMIP325	2,5 mm
INTMIP330	3,0 mm
INTMIP335	3,5 mm
INTMIP340	4,0 mm

35 Ncm

Schutzkappe für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIU1	4,0	4,0 mm
TPMIU2	4,0	3,0 mm
TPMIU3	4,0-5,0	4,0 mm
TPMIU4	4,0-6,0	4,0 mm

10 Ncm.

Abformpfosten für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Offene Abformung
CIMIPEU	4,0

Laboranalog für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIEU

für Ø 2,5 mm Implantate

MULTI-IM® Distanzhülse (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP32520	2,0 mm
INTMIP32525	2,5 mm
INTMIP32530	3,0 mm
INTMIP32535	3,5 mm
INTMIP32540	4,0 mm

35 Ncm

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4,0	6,0 mm
IROMIEU	4,0	9,0 mm

Titan-Bioabutment® (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPT3B33	3,4	3,0 mm
INPPT3B34	3,4	4,0 mm

SQUARE Ästhetik-Abutment® (Ti Golden®)

(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESP30	3,0	0,0 mm
INPESP31	3,0	1,0 mm
INPESP32	3,0	2,0 mm

* Diese Komponenten werden mit der passenden Halteschraube ausgeliefert.

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.
CPESPE

SQUARE Ästhetik-Abutment UNIT® (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Art. - Nr.
IESMIUPE	CIESMIUPE

Provisorischer Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Titan)	Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIPEU	CPMIPEUP

Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)	Art. - Nr. (Kunststoff)
COMIPEU	CCMIPEU

Steggelenke für MULTI-IM® Distanzhülse



Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Art. - Nr.
IESMIPU	CIESMIPU

Erweitertes Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Art. - Nr.
IESMIPUEX	CIESMIPUEX

Aufwachsschraube

(nur für SQUARE Ästhetik-Abutment)

Art. - Nr.
INTEPESPE

(außer SQUARE Ästhetik-Abutment)

Art. - Nr.
INTEIU16 (kurz)
INTEIU (lang)

Halteschrauben Gold

Art. - Nr.
INTOOC® (Vierkant) 35 Ncm
Ti Black® Art. - Nr. INTTUH® (Sechskant) 35 Ncm

* Diese Schrauben sind nicht kompatibel mit dem SQUARE Ästhetik-Abutment

Halteschrauben für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.
TTMIR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Für Angulationen bis 15° 20 Ncm (Schraubendreher PTHSXX, bei Angulationen PTHAXX)

Aufwachsschraube für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Länge
TEMIR12	12,00 mm
TEMIR	15,00 mm
TEMIR20	20,00 mm (reduzierter Durchmesser)

Art. - Nr.
TTMI30 (Sechskant) Für Angulationen von 15 bis 30° 20 Ncm (Schraubendreher PTHBXX)