

Behandlungseffizienz



Abformmaterial

Seite 4



Rotierende Instrumente

Seite 10



Behandlungshilfen

Seite 16

Smarte und effiziente Hilfsmittel, auf die Zahnärzte bauen

COLTENE ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen **Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz.**

Smarte und effiziente Hilfsmittel

Mit Behandlungseffizienz kommt das dritte Thema ins Spiel. Das breite Sortiment an verschiedenen, ausgeklügelten Hilfsmitteln, auf die sich Zahnärzte täglich verlassen, beinhaltet hochpräzise Abformmaterialien, qualitativ hochwertige Produkte für die Wundversorgung und Watteerzeugnisse, sowie effiziente Absaugkanülen und erstklassige rotierende Instrumente.



Abformmaterial

A-Silikone – C-Silikone – Zubehör



Rotierende Instrumente

Hartmetallfräser – Diamantschleifer – Polierer – Winkelstücke



Behandlungshilfen

Kofferdam – Wundversorgung – Absaugkanülen –
Watteprodukte – Okklusionsprüfung



Abformmaterial



Wussten Sie, dass ...


- ▶ wir attraktive Aktionspakete mit dem Sympress-Mischgerät anbieten? Sprechen Sie uns an!

AFFINIS®

Perfect Impressions

- ▶ Innovative Oberflächenaffinität
- ▶ Hervorragendes Anfließverhalten in feuchtem Milieu
- ▶ Ideale Verarbeitungszeit, optimale Mundverweildauer
- ▶ Ausgezeichnete Lesbarkeit

Hervorragendes Anfließverhalten im feuchten Milieu



AFFINIS fließt direkt an den Zahn und in den Sulkus.



AFFINIS tropft nicht ab. Ideale thixotrope Balance zwischen selbstkonturierender Konsistenz und Standfestigkeit.

98,4% perfekte Wiedergabe marginaler Konturen* durch die optimale Affinität von AFFINIS

Üblicherweise führt der Zusatz oberflächenaktiver Substanzen bei herkömmlichen Abformmassen nicht nur zur Verbesserung der Benetzungseigenschaften, sondern auch zum Aufbau einer hohen Fließgrenze. Das Material neigt zum Einschluss von Luftblasen. AFFINIS zeigt hingegen aufgrund der strukturbrechenden Eigenschaften seines Tensidsystems eine sehr niedrige Fließgrenze (selbstkonturierende Konsistenz). Gleichzeitig hat das angemischte Material eine ausreichende Standfestigkeit und tropft nicht vom Zahn.

* The International Journal of Prosthodontics. May 2007, vol 20, nr. 3



System 360 Refill

- 6482 ● **MonoBody**
 - 6487 ● **heavy body**
 - 6472 ● **putty**
 - 60019776 ● **BLACK EDITION heavy body**
- 2 × 380 ml (Basis und Kat.)
1 × Fixationsring



Putty

- 6530 ● **putty soft**
 - 6531 ● **fast putty soft**
 - 6535 ● **putty super soft**
- je 300 ml Basis und Kat.



System 50

- 6501 ● **light body**
 - 6511 ● **regular body**
 - 6775 ● **PRECIOUS light body**
 - 6776 ● **PRECIOUS regular body**
- 2 × Kartusche, 50 ml
12 × Universal Mixing Tip

Infos zu weiteren Packungen erhalten Sie von Ihrem COLTENE-Gebietsleiter oder unter www.coltene.com





Wussten Sie, dass ...

- ▶ wir attraktive Aktionspakete mit dem Sympress-Mischgerät anbieten? Sprechen Sie uns an!

PRESIDENT The Original

A small step for dentists. A great step for dentistry.

- ▶ Neue frische Farben für einen besseren Kontrast zwischen Korrektur- und Löffelmaterialien
- ▶ Details können noch besser erkannt werden
- ▶ Neue Löffelmaterialien: MonoBody für Implantatabformungen und putty super soft, das leicht zu durchmischen ist
- ▶ Neues Korrekturmaterial Xtra light body, welches auch kleinste marginale Details erfassen kann, da es sehr dünnflüssig ist.



putty 2 x 300 ml

- 60019942 ● putty
- 60019943 ● putty soft
- 60019944 ● putty super soft
- 60022166 ● fast putty soft



System 360 Refill 2 x 380 ml

- 60019946 ● MonoBody
- 60019948 ● heavy body



2 x 50 ml

- 60019937 ● Xtra light body
- 60019938 ● light body
- 60019939 ● regular body

2 x 75 ml

- 60019941 ● heavy body



Regular body



Light body



Xtra light body

Infos zu weiteren Packungen erhalten Sie von Ihrem COLTENE-Gebietsleiter oder unter www.coltene.com

Mixing Tips

										
Universal Mixing Tip	Oral Tip Yellow	Mixing Tip Türkis	Spreader Tip	Dynamic Mixing Tip	Fixation Ring	Short Fine	Short Super Fine	Long Fine	Long Fine	Fine
60019663	6555	6552	6223	6162	6163	6747	6759	6749	60019562	60022137
40 Stk.	100 Stk.	40 Stk.	100 Stk.	40 Stk.	1 Stk.	40 Stk.	40 Stk.	40 Stk.	24 Stk.	20 Stk.

PRESIDENT The Original

50 ml	light body regular body Xtra light body	×	×								
75 ml	heavy body			×							
System 360	MonoBody heavy body					×	×				
50 ml PRECIOUS 50 ml	light body light body fast regular body regular body fast	×	×								
System 360	MonoBody heavy body putty heavy body Black Edition					×	×				
JET BLUE BITE 50 ml	Fast Superfast	×			×						
ParaCore 5 ml	Kit Refill							×	×		
Fill-Up! 4,5 g	Kit Refill							×	×		
TempoSIL 2 5 ml	Kit Refill									×	
GuttaFlow bioseal 5 ml	Kit Refill										×
BRILLIANT EverGlow Flow	Kit Refill										×





Speedex®

Aus 3 mach 1

coltex, coltoflax und RAPID wird zu Speedex

Als einer der weltweit führenden Hersteller von C-Silikon hat sich COLTENE entschlossen, alle Produkteigenschaften der bisherigen C-Silikon-Produktlinien zu vereinen und zu einer vollumfänglichen Produktlinie unter dem bekannten Markennamen „Speedex“ zusammenzufassen.


- ▶ Einer für alle: Der Speedex Universal Activator für alle Wash und Tray-Materialien
- ▶ Erweiterte Produktauswahl für maximale Flexibilität: Neues Speedex Putty soft Material überzeugt durch herausragende Endhärte
- ▶ Wenn es mal schnell gehen muss: Individuelle Anwendungszeit durch Über/Unterdosierung des Aktivators



Klinische Verarbeitungszeit (Normaldosierung)

Speedex light maximal 4:30 min

≤ 0:30 min ≤ 1:00 min ≥ 3:00 min




≤ 1:30 min

23°C

Speedex medium maximal 4:00 min

≤ 0:30 min ≤ 0:30 min ≥ 3:00 min




≤ 1:00 min

23°C

Speedex putty maximal 4:15 min

≤ 0:30 min ≤ 0:45 min ≥ 3:00 min



≤ 1:15 min

23°C

Endhärte

Speedex	Shore A 24 h
light	52
medium	51-53
putty	66

← Niederviskos → Hochviskos

Zubehör roeko

Alle Speedex-Produkte im Überblick

4970	Speedex putty	
60023572	Speedex putty soft	Neu
4980	Speedex light body	
4986	Speedex medium body	
4990	Speedex Universal Activator	
60023647	Speedex Starter Set: Speedex putty, light body & Universal Activator	Neu

coltex und coltoflax wird Speedex

4015	coltoflax	4970	Speedex putty
4215	coltex medium	4986	Speedex medium body
4115	coltex extra fine	4980	Speedex light body
4165	coltex fine		
4046	coltoflax Activator Paste	4990	Speedex Universal Activator
4392	coltex mix		
4142	coltex extrafine mix		

RAPID wird Speedex

4515	RAPID	4970	Speedex putty
4590	RAPID Soft	60023572	Speedex putty soft
4540	RAPID Liner	4980	Speedex light body
4530	RAPID Activator	4990	Speedex Universal Activator
4550	RAPID Liner Activator		



ROEKO Stay-put

Retraktionsfaden

Nicht imprägniert, 183 cm

521000	0 x-fine
521001	1 fine
521002	2 mittel
521003	3 stark

ROEKO Gingiva Liquid

ROEKO Gingiva Liquid

524000	1 x 10 ml
--------	-----------

ROEKO Comprecap

Größe	Inhalt	normal	anatomic
1/2/3	150 Stk.	530000	
1/2/3	120 Stk.		531299
1	120 Stk.	530008	531201
1	600 Stk.	531008	
3	120 Stk.	530010	531203
3	600 Stk.	531010	
5	60 Stk.	530014	531205
5	400 Stk.	531014	



Rotierende Instrumente



Wussten Sie, dass ...

- ▶ die Schneidleistung von DIATECH Speedster überdurchschnittlich hoch ist? *

* Di Cristofaro RGR, Giner L, Mayoral JR. Comparative Study of the Cutting Efficiency and Working Life of Carbide Burs. Journal of Prosthodontics. 2013 Jul 1;22(5):391–6. DOI: 10.1111/jopr.12017

DIATECH Hartmetallfräser



Abbildung 1:1

											
ISO 001 008											
Kopfform	S1	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S3	S3	S3	S4
ISO Ø 1/10 mm	010	014	018*	023*	008	010	014	008	008	010	009
Kopflänge mm					1	1	1.4	2	3	2	4
US-Nummer	2G	4G	6G	8G	34G	35G	37G	330G	245G	331G	556G
FG 5 Stk.	237000AA	237001AA	237002AA	237003AA	237004AA	237005AA	237006AA	237007AA	237009AA	237008AA	237010AA
FG 10 Stk.	237100AA	237101AA	237102AA	237103AA	237104AA	237105AA	237106AA	237107AA	237109AA	237108AA	237110AA

Abbildung 1:1

											
ISO 109 008											
Kopfform	S4	S4	S5	S5	S6	S6	S379	S847	S847	S847	S856
ISO Ø 1/10 mm	010	012	010	012	012	016	023*	012	014	016	012
Kopflänge mm	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
US-Nummer	557G	558G	1557G	1558G	701G	702G	379	847	847	847	856
FG 5 Stk.	237011AA	237012AA	237013AA	237014AA	237015AA	237016AA	237023AA	237030AA	237031AA	237024AA	237028AA
FG 10 Stk.	237111AA	237112AA	237113AA	237114AA	237115AA	237116AA					

*Two-piece design

Abbildung 1:1

		
ISO 198 008		
Kopfform	S856	S856
ISO Ø 1/10 mm	014	016
Kopflänge mm	8	8
US-Nummer	856	856
FG 5 Stk.	237029AA	237026AA
FG 10 Stk.		

Kopfform	Beschreibung
SPEEDSTER	
S1	Rund Kreuzverzahnt
S2	Umgekehrter Kegel Kreuzverzahnt
S3	Birne Kreuzverzahnt
S4	Zylinder Kreuzverzahnt
S5	Zylinder rund Kreuzverzahnt
S6	Konus Kreuzverzahnt
S379	Ei Kreuzverzahnt
S847	Konus Kreuzverzahnt
S856	Konus rund, lang Kreuzverzahnt

Infos zu weiteren Formen, Größen und Schaftlängen erhalten Sie von Ihrem COLTENE-Gebietsleiter oder unter www.coltene.com



DIATECH Diamantschleifer

Abbildung 1:1

Kopfform	879	878K	837	879	877K	830L	837R	801	837	368	859
ISO Ø 1/10 mm	014	018	014	014	012	014	012	012	012	023	012
Kopflänge mm	10	8	8	10	6	5	8	8	8	5	10
REF	200654AA	200642AA	200255AA	200653AA	200602AA	200180AA	200265AA	200081AA	200252AA	200014AA	200506AA
Korngröße	■ MLX	■ MLX	■ MLX	■ ML	■ F	■ F					

Abbildung 1:1

Kopfform	801	379	863	863	368	ZR881	ZR881	ZR379
ISO Ø 1/10 mm	018	023	012	012	023	016	014	023
Kopflänge mm		5	10	10	5	8	8	5
REF	200088AA	200037AA	200559AA	200562AA	200018AA	60022032	60022031	60022022
Korngröße	■ F	■ F	■ F	■ XF	■ XF	■ C	■ M	■ M

- MLX 150 µm*
- ML 105 µm*
- F 40 µm*
- XF 25 µm*
- C 105 - 149 µm
- M 88 - 105 µm

* Durchschnittswert

Wussten Sie, dass unsere Multilayer Diamantinstrumente ...

- ▶ in der Schweiz mit hohem Qualitätsstandard hergestellt werden?
- ▶ über eine gleichmäßige Schicht von Naturdiamanten auf verschiedenen Ebenen verfügen? Beim Schleifen übernehmen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die Funktion der abgenutzten Außenschicht.



Kopfform	Beschreibung
Multilayer Diamantinstrumente	
368	Knospe
379	Ei
801	Rund
830L	Birne lang
837	Zylinder
837R	Zylinder Kante rund
859	Konus spitz
863	Flamme
877K	Torpedo konisch
878K	Torpedo konisch
879	Torpedo

Kopfform	Beschreibung
Z-Rex Diamantinstrumente	
ZR379	Ei
ZR881	Zylinder rund

DIATECH Polierer



Komposit / Kompomer:



Abbildung 1:1

1 COMPREPOL PLUS

Polierertyp	2301RA	2303RA	2311RA	2327RA	235G14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	140
Kopflänge mm	7.5	10	7.5	2.5	1.6
RA 5 Stk.	230291AA	230293AA	230295AA	230297AA	60019878
RA 10 Stk.		230294AA	230296AA		



2 COMPOSHINE PLUS

2401RA	2403RA	2411RA	2427RA	245G14RA
030	040	060	100	140
7.5	10	7.5	2.5	1.6
230299AA	230301AA	230303AA	230305AA	60019880
	230302AA	230304AA		

CAD/CAM Restauration, Zirkonoxid:



Abbildung 1:1

1 ZIRCOPOL PLUS

Polierertyp	9703RA	9711RA	975G14RA
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Kopflänge mm	10	7.5	1.6
RA 5 Stk.	230379AA	230381AA	60022004
RA 10 Stk.			



2 ZIRCOSHINE PLUS

9803RA	9811RA	985G14RA
040	060	140
10	7.5	1.6
230391AA	230393AA	60022005

Infos zu weiteren Polierern erhalten Sie von
Ihrem COLTENE-Gebietsleiter oder unter
www.coltene.com





Wussten Sie, dass ...

- ▶ unsere Winkelstücke in Deutschland hergestellt werden?
- ▶ wir über jahrzehntelanges Know-how in Entwicklung, Konzeption und Fertigung von Übertragungsinstrumenten verfügen?
- ▶ Ihr Instrument mit persönlicher Gravur erhältlich ist?

Bitte beachten Sie:

Durch die erhöhten Anforderungen der Hygiene nach RKI muss ein Übertragungsinstrument nach jedem Patienten aufbereitet werden. Können Sie dies mit Ihren vorrätigen Instrumenten gewährleisten?

SciCan

SANAO™

Winkelstücke

- ▶ Keramikkugellager
- ▶ 24 Monate Garantie
- ▶ Spezielle Ergonomie - keine Handgelenksermüdung
- ▶ Laufruhig mit geringerer Geräuschkulisse
- ▶ SANAO 61dB
- ▶ Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche
- ▶ Helle Beleuchtung 25.000 LUX
- ▶ Einwandfreie Zuverlässigkeit
- ▶ Verchromte Edelstahloberfläche




Winkelstück	Max. U/min	Übliche Anwendungsgebiete
Niedrige Geschwindigkeit		
SANAO PSO	8.000	Prophylaxe, Polieren, für „snap-on“ oder „screw-in“ Kelche oder Bürsten
SANAO 40ST	40.000	Oberflächenpolitur
Mit Beleuchtungssystem		
SANAO 200L	200.000	Entfernung kariösen Materials, Präparation von Kavitäten und Kronen
SANAO 40L	40.000	Kavitätenpräparation, Finishing
SANAO 10L	8.000	Endoskopie, Kavitätenpräparation, Finishing





Behandlungshilfen



Kofferdam

ROEKO Flexi Dam non latex



390035	30 Blatt	violett, 150 × 150 mm
390033	30 Blatt	blau, 150 × 150 mm

HYGENIC Dental Dam



HYGENIC Fiesta Dental Dam (latex)

H04642	36 Blatt	Mittel, assortierte Farben, 152 × 152 mm
--------	----------	---

HYGENIC Dental Dam (latex)

H02147	36 Blatt	Mittel, grün, 152 × 152 mm
H03530	36 Blatt	Mittel, blau, 152 × 152 mm

HYGENIC Dental Dam non latex

H09105	15 Blatt	Grün, 152 × 152 mm
--------	----------	--------------------

Zubehör

HYGENIC Dental Dam Zubehör



HYGENIC Dental Dam Klammer-Set
FIESTA Flügelklammern-Set

H09966	9 x	farbcodierte Klammern
--------	-----	-----------------------



HYGENIC Ora-Shield
Dental Dam Servietten

H01415	50 Stk	Für Rahmengröße 5" (127 mm) und 6" (152 mm)
--------	--------	--



HYGENIC Wedjets
Befestigungsschnur, latex

H08040	Extra dünn	blau
H06522	Dünn	gelb
H06523	Dick	orange

HYGENIC Wedjets
Befestigungsschnur, non-latex

H06524	Non-latex dünn	lemongrün
H06525	Non-latex dick	aquablau

HYGENIC Dental Dam Rahmen

H07083	6" (152 mm)	U-förmiger Metallrahmen
--------	-------------	-------------------------



Wundversorgung

roeko




Wirkungsweise ROEKO Gelatamp



1.

Schwämmchen saugt in der Wunde Blut auf
bis zum 55-75fachen seines Eigengewichtes, ohne sich auszudehnen. Kein unangenehmes Druckgefühl in der Wunde.



2.

Thrombozytenaggregation
Die Schwammstruktur begünstigt, dass Blutplättchen sich anlagern, die Blutgerinnung wird gefördert.




3.

Stabilisierung des Koagulums
Die Kontraktion des Koagulums wird verhindert und dadurch auch das Entstehen von sekundären Hohlräumen oder Spalten. Wundheilungsstörungen wird vorgebeugt.



4.

Breite antimikrobielle Depotwirkung
Silberionen werden über die gesamte Resorptionszeit freigesetzt. Silber wirkt gegen ein breites Spektrum an Bakterien.



5.

Vollständige Resorption
innerhalb von 4 Wochen optimal an die Heilungszeit angepasst. Die Wunde ist nach Einlegen des Schwammes final versorgt.

ROEKO Gelatamp

Gelatineschwämmchen für die Wundversorgung

ROEKO Gelatamp, Dose

274002	20 Stk.	14 × 14 × 7 mm
274007	50 Stk.	14 × 14 × 7 mm

ROEKO Gelatamp, Blisterverpackung


274008	20 Stk.	14 × 14 × 7 mm
--------	---------	----------------

ROEKO Gelatamp forte, Blisterverpackung

60022234	50 Stk.	10 × 10 × 4 mm
----------	---------	----------------

Keimreduktion durch Gelatamp

Die antibakterielle Wirkung des Silbers in Gelatamp nachgewiesen in einem mikrobiologischem Belastungstest.



Mikrobiologischer Belastungstest durchgeführt von Labor L+S GmbH, Bad Bocklet, 1992



ROEKO Sintraural

Chirurgisches Nahtmaterial für Extraktionen, z. B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen, Nähte im stärkeren Gewebe

Nadel-Faden Kombination

HRT 18 2.0 metric USP 3/0

490306	12 Stk.	Faden 45 cm, Flexafil, grün
--------	---------	-----------------------------

ROEKO Swab

Mulltupfer, unsteril

ROEKO Swab

252001	500 Stk.	erbsen
252002	500 Stk.	haselnuss
252003	500 Stk.	walnuss
252004	500 Stk.	pflaumen
252005	500 Stk.	hühnerei
252006	500 Stk.	extra



Infos zu weiteren Größen erhalten Sie von Ihrem COLTENE-Gebietsleiter oder unter www.coltene.com



PerFect® TCS II

Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem

PerFect TCS II ist ein Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem, mit dem Weichgewebe mit höherer Effizienz, größerer Präzision und weniger Blutungen als mit dem gewöhnlichen Zahnarztscalpell behandelt werden kann.

- ▶ Entfernt bequem unerwünschtes Gewebe
- ▶ Verkürzt Behandlungszeit durch Vereinfachung des Operationsverfahrens und Blutstillung
- ▶ Hervorragende Schneidepräzision für überlegene klinische und ästhetische Resultate
- ▶ Ermöglicht problemlose Wundheilung
- ▶ Zwei Anwendungen: Schneiden und Koagulation
- ▶ Autoklavierbare Elektrodenhüllen



PerFect TCS II


S8230CE S8230CE PerFect TCS II
(Gerät inkl. Elektrodensatz S7010A)

PerFect TCS II Elektroden

S6010A	Kompletter Satz S6011A-S6018A	S6018A
S7010A	Satz mit den Elektroden S6011A, S6012A und S6015A	S6014A
S6011A		S6015A
S6012A		S6016A
S6013A		S6017A



roeko



ROEKO Wattekügelchen

210000	Größe 000	Ø 3,0 mm	1,5 g
210100	Größe 00	Ø 4,0 mm	4 g
210110	Größe 0	Ø 4,8 mm	4 g
210111	Größe 1	Ø 6,3 mm	10 g
210112	Größe 2	Ø 7,6 mm	10 g

ROEKO Surgitip

Sterile Absaugkanülen

60018280	Surgitip-endo, 20 Stk.
462012	Surgitip-micro 1,2 mm, 20 Stk.
462013	Surgitip-micro 1,2 mm, 100 Stk.
462025	Surgitip 2,5 mm, 20 Stk.
462026	Surgitip 2,5 mm, 100 Stk.
462048	Surgitip 4,8 mm, 20 Stk.
462049	Surgitip 4,8 mm, 100 Stk.



ROEKO Solomat-Click

Wattekügelchen-Spender

43 × 50 × 41 mm

224000	1 ×	Größe 000
224100	1 ×	Größe 00
224110	1 ×	Größe 0
224111	1 ×	Größe 1

Refills

43 × 43 × 31 mm

214000	3 × Ø 3,0 mm	Größe 000
214100	3 × Ø 4,0 mm	Größe 00
214110	3 × Ø 4,8 mm	Größe 0
214111	3 × Ø 6,3 mm	Größe 1



Wussten Sie, dass ...

- ▶ die Aufbereitung von Edelstahlkanülen mit hohem Aufwand und Kosten verbunden ist? Eine gute Alternative dazu bieten unsere Surgitip-Absaugkanülen.

**ROEKO Luna****ROEKO Luna**

Watterollen

100001	Größe 1, 300g
100002	Größe 2, 300g
100003	Größe 3, 300g
100004	Größe 4, 300g

ROEKO Luna Gold

Watterollen

109121	Größe 1, 300g
109122	Größe 2, 300g
109123	Größe 3, 300g

Wussten Sie, dass ...

- ▶ die Luna Gold mit einem hautfreundlichen Fließ umhüllt ist? Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden.

**roeko****ROEKO Roll-o-mat**

Watterollen-Spender

Roll-o-mat Apec

120004

Roll-o-mat Edelstahl

120005

**ROEKO Parotisroll**

Watterolle mit integriertem Federstab für bukkale, linguale und labale Anwendung

ROEKO Parotisroll 100 Stk.

160001	Ø 9 mm	Größe 1, 80 mm
160002	Ø 10 mm	Größe 2, 80 mm
160003	Ø 10 mm	Größe 3, 100 mm
160005	Ø 8 mm	Größe 5, 100 mm

HANEL Okklusionsfolie

HANEL Okklusionsfolie 12 µ

22 mm × 25 m, einseitig

480021	schwarz
480022	rot
480023	grün
480027	blau

80 mm × 25 m, einseitig

480031	schwarz
480032	rot
480033	grün
480037	blau

22 mm × 25 m, doppelseitig

480041	schwarz
480042	rot
480043	grün
480047	blau
480165	schwarz/rot

80 mm × 25 m, doppelseitig

480051	schwarz
480052	rot
480053	grün
480057	blau

HANEL OkkluFoil+ 12 µ

einseitig

60022258	schwarz
60022259	rot
60022260	grün
60022261	blau

doppelseitig

60022262	schwarz
60022263	rot
60022264	grün
60022265	blau
60022266	schwarz/rot



Wussten Sie, dass ...



- ▶ die HANEL Folie alle Ansprüche der modernen Gnathologie erfüllt? In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reißfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.



COLTENE
DENTAL MANAGEMENT ACADEMY

Exklusive Fortbildungen

COLTENE bietet regelmäßig Schulungen mit Mehrwert an. In den praxisnahen Workshops können Sie sich über die neuesten Möglichkeiten im Bereich der Endodontie, der restaurativen Zahnheilkunde sowie im Bereich der Hygiene informieren.



Informationen zu unseren Fortbildungen finden Sie unter **events.coltene.com**

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com
www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

