



# PRODUKTKATALOG



## Retouresendung, - Bestell,- und Zahlungsbedingungen

### Vorgehensweise bei einer Retouresendung

Bitte informieren Sie uns telefonisch unter 06543 / 81 82 00 über eine geplante Retouresendung.

Legen Sie die betreffende Rechnung des RETOURESENDUNG Artikels der Sendung mit anbei.

Bitte senden Sie Ihre RETOURESENDUNG-Sendungen an folgende Adresse:

**Bicon Europe Ltd.**  
Dietrichshöhe 2  
55491 Büchenbeuren Deutschland

### Rückgabe Recht

Sollte Ihre RETOURESENDUNG-Sendung mit fehlenden oder aufgrund des Transports geschädigten Artikeln bei uns eintreffen, können diese Artikel nicht gutgeschrieben werden.

Bei Artikeln die innerhalb 30 Tage nach Rechnungserhalt an uns zurück gesendet werden, behalten wir uns vor 10% Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Bei Artikeln die zwischen 31 und 90 Tagen nach Rechnungserhalt an uns zurück gesendet werden, behalten wir uns vor 15% Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Artikel die erst nach 90 Tagen an uns zurückgeschickt werden, sind nicht zum Umtausch oder zur Rückerstattung berechtigt.

Die Artikel müssen in der unbeschädigten und ungeöffneten Originalverpackung an uns zurück gesandt werden.

Implantate und Abutments die zurückgesendet werden sollen, müssen noch mindestens 2 Jahre bis zum Ablaufdatum der Sterilisation aufweisen können.

Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.

Einzelne Bestandteile von Instrumenten-Kits oder zuvor schon gutgeschriebene Artikel sind nicht zur Rückgabe berechtigt.

### Bestellungen

Bestellungen können telefonisch, per Fax oder E-Mail an [germany@bicon.com](mailto:germany@bicon.com) getätigt werden.

**Bicon Europe Ltd.**  
Dietrichshöhe 2  
55491 Büchenbeuren  
Deutschland  
**Fax:** 06543 / 81 82 01  
**Telefon:** 06543 / 81 82 00  
**E-Mail:** [germany@bicon.com](mailto:germany@bicon.com) **Web:** [www.bicon.com](http://www.bicon.com)

Die Büroöffnungszeiten sind Montag - Freitag von 8:30 - 16:30 Uhr Bestellungen die bis 16:00 Uhr bei uns eingehen, werden am selben Tag verschickt.

### Schadensersatzansprüche

Der Besteller ist verpflichtet, uns festgestellte Mängel, - Liefer- oder Herstellungsfehler, sowie Transportschäden unverzüglich nach Lieferung mitzuteilen. Bei dem Empfang der Ware durch den Paketdienst ist auf eine unbeschädigte Außenverpackung der Ware zu achten. Sollte die Außenverpackung stark beschädigt sein, ist dies bei dem Paketdienst zu reklamieren. Bicon haftet nicht für Schäden die während des Transports entstanden sind.


### Zahlung

Kreditkarte (mit 2% Skonto), Vorauskasse oder per Banküberweisung 7 Tage nach Rechnungsstellung.

# KATALOG

## Inhaltsverzeichnis

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>IMPLANTATE</b>                        | <b>1</b>     |
| SHORT                                    | 1            |
| NARROW                                   | 1            |
| MAX 2,5                                  | 1            |
| <b>PROVISORISCHE IMPLANTATE</b>          | <b>2</b>     |
| <b>KNOCHENREGENERATION</b>               |              |
| SynthoGraft                              | 2            |
| Kollagen Produkte                        | 2            |
| <b>TEMPORÄRE ABUTMENTS</b>               |              |
| Titan und PEEK                           | 3            |
| Sinus Lift                               | 3            |
| Scanbar                                  | 4            |
| <b>ABDRUCKNAHME AUF IMPLANTATLEVEL</b>   | <b>4</b>     |
| Digitaler Abdruck                        | 4            |
| Standard Abdruck                         | 4            |
| <b>LABOR PRODUKTE</b>                    | <b>5</b>     |
| Fräsbare Abutment-Rohlinge               | 5            |
| Labor Abutments                          | 5            |
| <b>DEFINITIVE ABUTMENTS</b>              | <b>6-8</b>   |
| Universal                                | 6            |
| Non-Shouldered                           | 7            |
| Stealth                                  | 8            |
| <b>PROTHESEN UND HYBRID ABUTMENTS</b>    | <b>9-12</b>  |
| Brevis                                   | 9            |
| Prothesen Abutments (zuvor LO Abutments) | 10           |
| Fixed-Detachable Universal               | 11           |
| Fixed-Detachable                         | 12           |
| <b>TRINIA</b>                            | <b>13</b>    |
| <b>INSTRUMENTARIUM</b>                   | <b>14-16</b> |
| <b>GUIDED SURGERY</b>                    | <b>17</b>    |
| <b>DEMONSTRATIONS MODELLE</b>            | <b>17</b>    |
| <b>UNIVERSAL ABUTMENT ÜBERSICHT</b>      | <b>19-20</b> |



### 2,0mm Schacht

#### Integra-CP®

| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE  |
|---------|-------------|--------|
| 330-206 | 3,0mm       | 6,0mm  |
| 330-208 | 3,0mm       | 8,0mm  |
| 335-008 | 3,5mm       | 8,0mm  |
| 335-011 | 3,5mm       | 11,0mm |
| 340-005 | 4,0mm       | 5,0mm  |
| 340-008 | 4,0mm       | 8,0mm  |
| 340-011 | 4,0mm       | 11,0mm |

### 2,0mm Schacht

#### Integra-Ti®

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 130-206 | 3,0mm | 6,0mm |
| 130-208 | 3,0mm | 8,0mm |
| 135-008 | 3,5mm | 8,0mm |
| 140-005 | 4,0mm | 5,0mm |
| 140-008 | 4,0mm | 8,0mm |

### 2,5mm Schacht \*

#### Integra-CP®

| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE  |
|---------|-------------|--------|
| 340-255 | 4,0mm       | 5,0mm  |
| 340-256 | 4,0mm       | 6,0mm  |
| 340-258 | 4,0mm       | 8,0mm  |
| 340-251 | 4,0mm       | 11,0mm |
| 345-258 | 4,5mm       | 8,0mm  |
| 345-251 | 4,5mm       | 11,0mm |

### 2,5mm Schacht \*

#### Integra-Ti®

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 140-258 | 4,0mm | 8,0mm |
| 145-258 | 4,5mm | 8,0mm |

**\*Notiz: 2,5mm Schacht Implantate wurden exklusiv für die Oberkiefer-Front Einzelversorgung entwickelt. Für alle anderen Versorgungen, wie die Unterkiefer-Front, Deckprothesen, festsitzende oder herausnehmbare Versorgungen, gilt es 2,5mm-Schacht-Implantate zu vermeiden.**

### 3,0mm Schacht

#### Integra-CP®


| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE  |
|---------|-------------|--------|
| 345-305 | 4,5mm       | 5,0mm  |
| 345-306 | 4,5mm       | 6,0mm  |
| 345-308 | 4,5mm       | 8,0mm  |
| 345-311 | 4,5mm       | 11,0mm |
| 350-305 | 5,0mm       | 5,0mm  |
| 350-306 | 5,0mm       | 6,0mm  |
| 350-308 | 5,0mm       | 8,0mm  |
| 350-311 | 5,0mm       | 11,0mm |
| 360-305 | 6,0mm       | 5,0mm  |
| 360-306 | 6,0mm       | 6,0mm  |
| 360-108 | 6,0mm       | 8,0mm  |

### 3,0mm Schacht


#### Integra-Ti®

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 145-305 | 4,5mm | 5,0mm |
| 145-306 | 4,5mm | 6,0mm |
| 145-308 | 4,5mm | 8,0mm |
| 150-305 | 5,0mm | 5,0mm |
| 150-306 | 5,0mm | 6,0mm |
| 150-308 | 5,0mm | 8,0mm |
| 160-305 | 6,0mm | 5,0mm |
| 160-306 | 6,0mm | 6,0mm |

## Unterkiefer



## Oberkiefer



### 2,0 2,0mm Schacht

### 2,5 2,5mm Schacht


### 3,0 3,0mm Schacht

## EINHEILPFOSTEN

| ART.NR. | DURCHMESSER   |
|---------|---------------|
| 100-002 | 2,0mm Schacht |
| 100-025 | 2,5mm Schacht |
| 100-001 | 3,0mm Schacht |

## FDUA PROVISORISCHE IMPLANTATE

(FDUA: Fixed-Detachable Universal Abutment)



SP: Standard Profil TP: Lang Profil

| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|-------|
| 425-316 | 2,75mm      | 6,0mm | 2,0mm |
| 425-326 | 2,75mm      | 6,0mm | 4,0mm |
| 425-318 | 2,75mm      | 8,0mm | 2,0mm |
| 425-328 | 2,75mm      | 8,0mm | 4,0mm |


| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|-------|
| 425-310 | 2,75mm      | 10mm  | 2,0mm |
| 425-320 | 2,75mm      | 10mm  | 4,0mm |

## FDUA PROTHETIK KOMPONENTEN


(FDUA: Fixed-Detachable Universal Abutment)



| ART.NR. | BESCHREIBUNG                       |
|---------|------------------------------------|
| 100-135 | Titan Abdruckhülse (2)             |
| 100-130 | Titan Standard Abutment Analog (2) |
| 100-140 | Titan Abschlusskappe (2)           |



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 100-640 | Scan Body (2)                       |
| 100-049 | Digitales Abutment Analog und Hülse |



|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 100-016 | 5,0mm Abdruckschraube (4)    |
| 100-017 | 10,0mm Abdruckschraube (4)   |
| 100-020 | Stegbefestigungsschraube (4) |



|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 101-904 | Eindrehwerkzeug Implantat     |
| 101-024 | 10mm Sechskantschraubendreher |
| 101-026 | 20mm Sechskantschraubendreher |

## DEGRANULATION KIT\*



| ART.NR. | BESCHREIBUNG      |
|---------|-------------------|
| GRKIT1  | Degranulation Kit |

\*Runde Bohrer zur leichteren Entfernung von Weichgewebe aus Zahnhöhlen oder Entfernung von Granulationsgewebe.

## KNOCHENAUFBAU INSTRUMENTE



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 801-510 | 4,0mm Knochenersatz Applikator |
| 801-511 | 5,0mm Knochenersatz Applikator |

## KOLLAGEN PRODUKTE

| ART.NR. | BESCHREIBUNG                    |
|---------|---------------------------------|
| 509-600 | 15 x 20mm resorbierbare Membran |
| 509-300 | 20 x 30mm resorbierbare Membran |
| 509-800 | 30 x 40mm resorbierbare Membran |
| 509-400 | Kollagenpflock (10)             |



Membran



Kollagenpflock

## SYNTHOGRAFT®

| ART.NR. | BEZEICHNUNG | PARTIKELGRÖSSE | AMPULLEN | GRAMM TOTAL |
|---------|-------------|----------------|----------|-------------|
| 400-125 | 0,25g       | 50-500µm       | 5        | 1,25g       |
| 400-150 | 0,5g        | 50-500µm       | 5        | 2,5g        |
| 400-151 | 1,0g        | 50-500µm       | 5        | 5,0g        |
| 400-152 | 2,0g        | 50-500µm       | 5        | 10,0g       |

| ART.NR. | BEZEICHNUNG | PARTIKELGRÖSSE | AMPULLEN | GRAMM TOTAL |
|---------|-------------|----------------|----------|-------------|
| 400-525 | 0,25g       | 500-1000µm     | 5        | 1,25g       |
| 400-500 | 0,5g        | 500-1000µm     | 5        | 2,5g        |
| 400-501 | 1,0g        | 500-1000µm     | 5        | 5,0g        |
| 400-502 | 2,0g        | 500-1000µm     | 5        | 10,0g       |

# SynthoGraft®

Phasenreines Beta-Tricalciumphosphat

### SynthoGraft bietet:


- ▶ Erhöhte Patientenakzeptanz
- ▶ Beseitigung der inhärenten Risiken verbunden mit biologisch gewonnenen Knochentransplantatmaterialien
- ▶ Grössere Oberfläche, verglichen mit anderen synthetischen Knochenaufbaumaterialien
- ▶ Schnelle Gefässbildung und anschließende Resorption durch Vermischung mit dem Patienteneigenem Blut
- ▶ Porosität im Nanometer-Bereich
- ▶ Verfügbar in zwei Partikelgrössen: 50-500µm und 500 - 1000 µm



## TEMPORÄRE ABUTMENTS (Ti6Al4V)

### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|
| 140-245 | 4,0mm       | 4,5mm |
| 140-265 | 4,0mm       | 6,5mm |
| 150-245 | 5,0mm       | 4,5mm |
| 150-265 | 5,0mm       | 6,5mm |



### 2,5mm Schacht

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 240-545 | 4,0mm | 4,5mm |
| 240-565 | 4,0mm | 6,5mm |
| 250-545 | 5,0mm | 4,5mm |
| 250-565 | 5,0mm | 6,5mm |



### 3,0mm Schacht


|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 340-345 | 4,0mm | 4,5mm |
| 340-365 | 4,0mm | 6,5mm |
| 350-345 | 5,0mm | 4,5mm |
| 350-365 | 5,0mm | 6,5mm |
| 365-345 | 6,5mm | 4,5mm |
| 365-365 | 6,5mm | 6,5mm |
| 375-345 | 7,5mm | 4,5mm |
| 375-365 | 7,5mm | 6,5mm |



## TEMPORÄRE ABUTMENTS (PEEK)

### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|
| 140-745 | 4,0mm       | 4,5mm |
| 140-765 | 4,0mm       | 6,5mm |
| 150-745 | 5,0mm       | 4,5mm |
| 150-765 | 5,0mm       | 6,5mm |



### 2,5mm Schacht

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 240-745 | 4,0mm | 4,5mm |
| 240-765 | 4,0mm | 6,5mm |
| 250-745 | 5,0mm | 4,5mm |
| 250-765 | 5,0mm | 6,5mm |



### 3,0mm Schacht

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 340-745 | 4,0mm | 4,5mm |
| 340-765 | 4,0mm | 6,5mm |
| 350-745 | 5,0mm | 4,5mm |
| 350-765 | 5,0mm | 6,5mm |
| 365-745 | 6,5mm | 4,5mm |
| 365-765 | 6,5mm | 6,5mm |
| 375-745 | 7,5mm | 4,5mm |
| 375-765 | 7,5mm | 6,5mm |



## TEMPORÄRE SINUS LIFT ABUTMENTS

### 2,5mm Schacht



6,0 x 2,5




6,5 x 2,5



7,0 x 2,5


| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|
| 260-503 | 6,0mm       | 2,5mm |
| 365-503 | 6,5mm       | 2,5mm |
| 370-503 | 7,0mm       | 2,5mm |



## SCANBARE TEMPORÄRE ABUTMENTS


### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | SERIE | HÖHE  |
|---------|-------|-------|
| 143-725 | 4     | 2,5mm |
| 143-745 | 4T    | 4,5mm |
| 153-725 | 5L    | 2,5mm |
| 153-745 | 5     | 4,5mm |




### 2,5mm Schacht

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 243-725 | 4  | 2,5mm |
| 243-745 | 4T | 4,5mm |
| 243-765 | 4X | 6,5mm |
| 253-725 | 5L | 2,5mm |
| 253-745 | 5  | 4,5mm |
| 253-765 | 5T | 6,5mm |
| 253-785 | 5X | 8,5mm |



### 3,0mm Schacht

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 353-725 | 5L | 2,5mm |
| 353-745 | 5  | 4,5mm |
| 353-765 | 5T | 6,5mm |
| 353-785 | 5X | 8,5mm |
| 363-725 | 6L | 2,5mm |
| 363-745 | 6  | 4,5mm |
| 363-765 | 6T | 6,5mm |
| 373-725 | 7L | 2,5mm |
| 373-745 | 7  | 4,5mm |




## DIGITALE SCANPFOSTEN (2) (PEEK)



| ART.NR. | BESCHREIBUNG               |
|---------|----------------------------|
| 100-610 | 2,0mm Digitale Scanpfosten |
| 100-620 | 2,5mm Digitale Scanpfosten |
| 100-630 | 3,0mm Digitale Scanpfosten |

## DIGITALE IMPLANTAT ANALOGE



| ART.NR. | BESCHREIBUNG           |
|---------|------------------------|
| 100-199 | 2,0mm Analog mit Kappe |
| 100-299 | 2,5mm Analog mit Kappe |
| 100-399 | 3,0mm Analog mit Kappe |

## IMPLANTAT-LEVEL ABFORMKOMponenten

### 2,0mm Schacht



| ART.NR. | BESCHREIBUNG                           |
|---------|----------------------------------------|
| 100-423 | Abdruckpfosten und Hülse*              |
| 100-424 | Kit zur Abformung auf Implantatebene** |
| 100-425 | Abdruckhülse (4)                       |
| 100-188 | Implantat Analog (2)                   |

### 2,5mm Schacht






| ART.NR. | BESCHREIBUNG                           |
|---------|----------------------------------------|
| 100-413 | Abdruckpfosten und Hülse*              |
| 100-414 | Kit zur Abformung auf Implantatebene** |
| 100-415 | Abdruckhülse (4)                       |
| 100-288 | Implantat Analog (2)                   |

### 3,0mm Schacht



| ART.NR. | BESCHREIBUNG                           |
|---------|----------------------------------------|
| 100-433 | Abdruckpfosten und Hülse*              |
| 100-434 | Kit zur Abformung auf Implantatebene** |
| 100-435 | Abdruckhülse (4)                       |
| 100-388 | Implantat Analog (2)                   |



\* Beinhaltet 2 Titan Abdruckpfosten + 2 Kunststoff Abdruckhülsen. \*\* Beinhaltet 1 Titan Abdruckpfosten, 2 Kunststoff Abdruckhülsen und 1 Titan Implantat Analog.

## 2,0mm Schacht

| ART. NR. | SERIE | DURCHMESSER |
|----------|-------|-------------|
| 741-700  | 4     | 10mm        |
| 744-700  | 4     | 14,2mm      |




4 – 10

4 – 14,2

## 2,5mm Schacht

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 541-700 | 4 | 10mm   |
| 544-700 | 4 | 14,2mm |
| 551-700 | 5 | 10mm   |
| 554-700 | 5 | 14,2mm |



4 – 10


4 – 14,2

5 – 10

5 – 14,2

## 3,0mm Schacht

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 651-700 | 5 | 10mm   |
| 654-700 | 5 | 14,2mm |
| 661-700 | 6 | 10mm   |
| 664-700 | 6 | 14,2mm |




5 – 10

5 – 14,2

6 – 10

6 – 14,2

Rohling  
Durchmesser



UA Serie



## LABOR ABUTMENTS\*


### 2,5mm Schacht

| ART. NR. | DURCHMESSER | HÖHE  | ANGULATION |
|----------|-------------|-------|------------|
| 550-600  | 5,0mm       | 3,0mm | 0°         |
| 550-605  | 5,0mm       | 3,0mm | 15°        |




### 3,0mm Schacht

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 650-610 | 5,0mm | 4,0mm | 0°  |
| 650-615 | 5,0mm | 4,0mm | 15° |
| 665-600 | 6,5mm | 3,0mm | 0°  |
| 665-605 | 6,5mm | 3,0mm | 15° |



Durchmesser



7,0mm

Höhe

\*Entwickelt für das Dentallabor zur manuellen Anpassung von Abutments für IAC®- oder Metallkeramik-Restorationen.

## UNIVERSAL ABUTMENTS\* (UA)

### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | SERIE | PROFIL | ANGULATION |
|---------|-------|--------|------------|
| 140-710 | 4     | SP     | 0°         |
| 140-715 | 4     | SP     | 15°        |
| 140-720 | 4     | TP     | 0°         |
| 150-700 | 5     | LP     | 0°         |
| 150-705 | 5     | LP     | 15°        |
| 150-710 | 5     | SP     | 0°         |
| 150-715 | 5     | SP     | 15°        |

### 2,5mm Schacht

|         |   |    |     |
|---------|---|----|-----|
| 240-710 | 4 | SP | 0°  |
| 240-715 | 4 | SP | 15° |
| 240-720 | 4 | TP | 0°  |
| 240-725 | 4 | TP | 15° |
| 240-730 | 4 | XP | 0°  |
| 240-735 | 4 | XP | 15° |
| 250-700 | 5 | LP | 0°  |
| 250-705 | 5 | LP | 15° |
| 250-710 | 5 | SP | 0°  |
| 250-715 | 5 | SP | 15° |
| 250-720 | 5 | TP | 0°  |
| 250-725 | 5 | TP | 15° |
| 250-730 | 5 | XP | 0°  |
| 250-735 | 5 | XP | 15° |

### 3,0mm Schacht

|         |   |    |     |
|---------|---|----|-----|
| 350-700 | 5 | LP | 0°  |
| 350-705 | 5 | LP | 15° |
| 350-710 | 5 | SP | 0°  |
| 350-715 | 5 | SP | 15° |
| 350-720 | 5 | TP | 0°  |
| 350-725 | 5 | TP | 15° |
| 350-730 | 5 | XP | 0°  |
| 350-735 | 5 | XP | 15° |
| 365-700 | 6 | LP | 0°  |
| 365-705 | 6 | LP | 15° |
| 365-710 | 6 | SP | 0°  |
| 365-715 | 6 | SP | 15° |
| 365-720 | 6 | TP | 0°  |
| 365-725 | 6 | TP | 15° |
| 375-700 | 7 | LP | 0°  |
| 375-705 | 7 | LP | 15° |
| 375-710 | 7 | SP | 0°  |

### SERIE 4



### SERIE 5



### SERIE 4



### SERIE 5



### SERIE 5



### SERIE 6



### SERIE 7



## UA KAPPEN\* (2)



LP Retentiv



LP Passiv



SP/TP Retentiv




SP/TP Passiv

| ART.NR. |
|---------|
| 105-700 |
| 105-705 |
| 105-710 |
| 105-715 |

| BESCHREIBUNG              |
|---------------------------|
| UA5 LP Retentive Kappe    |
| UA5 LP Passive Kappe      |
| UA5 SP/TP Retentive Kappe |
| UA5 SP/TP Passive Kappe   |


\*Die UA Kappen sind nur für die UA 5 Serie verfügbar.



### \* PROFIL LEGENDE

LP: Flaches Profil  
SP: Standard Profil  
TP: Hohes Profil  
XP: Extra-Hohes Profil

Siehe Seite 19-20 für eine komplette Übersicht:



## UNIVERSAL ABUTMENT PROTHETISCHE KOMPONENTEN

### UA Restorative Kits (6-LP Kit abgebildet)



Abdruck



Provisorium



Heil



Aufwachs



Analog

| ART.NR. | SERIE | PROFIL |
|---------|-------|--------|
| 100-945 | 4     | SP, TP |
| 100-950 | 5     | LP     |
| 100-955 | 5     | SP, TP |
| 100-960 | 6     | LP     |
| 100-965 | 6     | SP, TP |
| 100-970 | 7     | LP, SP |

### Abdruck Hülse (3)



4-4T



5L



5-5T



6L



6-6T



7L-7

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 100-746 | 4 | SP, TP |
| 100-751 | 5 | LP     |
| 100-756 | 5 | SP, TP |
| 100-761 | 6 | LP     |
| 100-766 | 6 | SP, TP |
| 100-771 | 7 | LP, SP |

### Provisorium Hülsen (3)



4-4T



5L



5-5T



6L



6-6T



7L-7

| ART.NR. | SERIE | PROFIL |
|---------|-------|--------|
| 100-845 | 4     | SP, TP |
| 100-850 | 5     | LP     |
| 100-855 | 5     | SP, TP |
| 100-860 | 6     | LP     |
| 100-865 | 6     | SP, TP |
| 100-870 | 7     | LP, SP |


### Heil Kappen (3)



4-4T




5L




5-5T



6L



6-6T



7L-7

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 100-846 | 4 | SP, TP |
| 100-851 | 5 | LP     |
| 100-856 | 5 | SP, TP |
| 100-861 | 6 | LP     |
| 100-866 | 6 | SP, TP |
| 100-871 | 7 | LP, SP |

### Aufwachs Hülsen (3)



4-4T



5L



5-5T



6L



6-6T



7L-7

| ART.NR. | SERIE | PROFIL |
|---------|-------|--------|
| 100-749 | 4     | SP, TP |
| 100-754 | 5     | LP     |
| 100-759 | 5     | SP, TP |
| 100-764 | 6     | LP     |
| 100-769 | 6     | SP, TP |
| 100-774 | 7     | LP, SP |

### Universal Abutment Analog (2)



4-4T



5L



5-5T



6L



6-6T





7L-7

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 100-745 | 4 | SP, TP |
| 100-750 | 5 | LP     |
| 100-755 | 5 | SP, TP |
| 100-760 | 6 | LP     |
| 100-765 | 6 | SP, TP |
| 100-770 | 7 | LP, SP |

## NON-SHOULDERED ABUTMENTS

### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE   | ANGULATION |
|---------|-------------|--------|------------|
| 140-002 | 4,0mm       | 6,5mm  | 0°         |
| 140-015 | 4,0mm       | 6,5mm  | 15°        |
| 140-025 | 4,0mm       | 6,5mm  | 25°        |
| 140-101 | 4,0mm       | 10,0mm | 0°         |
| 140-115 | 4,0mm       | 10,0mm | 15°        |
| 150-001 | 5,0mm       | 6,5mm  | 0°         |
| 150-015 | 5,0mm       | 6,5mm  | 15°        |
| 150-025 | 5,0mm       | 6,5mm  | 25°        |
| 150-201 | 5,0mm       | 12,0mm | 0°         |
| 150-215 | 5,0mm       | 12,0mm | 15°        |




### 2,5mm Schacht

|         |       |        |     |
|---------|-------|--------|-----|
| 240-001 | 4,0mm | 6,5mm  | 0°  |
| 240-015 | 4,0mm | 6,5mm  | 15° |
| 240-025 | 4,0mm | 6,5mm  | 25° |
| 240-101 | 4,0mm | 10,0mm | 0°  |
| 240-115 | 4,0mm | 10,0mm | 15° |
| 250-001 | 5,0mm | 6,5mm  | 0°  |
| 250-015 | 5,0mm | 6,5mm  | 15° |
| 250-025 | 5,0mm | 6,5mm  | 25° |
| 250-111 | 5,0mm | 10,0mm | 0°  |
| 250-115 | 5,0mm | 10,0mm | 15° |



### 3,0mm Schacht

|         |       |        |     |
|---------|-------|--------|-----|
| 340-001 | 4,0mm | 6,5mm  | 0°  |
| 340-015 | 4,0mm | 6,5mm  | 15° |
| 340-101 | 4,0mm | 10,0mm | 0°  |
| 340-115 | 4,0mm | 10,0mm | 15° |
| 350-050 | 5,0mm | 5,0mm  | 0°  |
| 350-055 | 5,0mm | 5,0mm  | 15° |
| 350-001 | 5,0mm | 6,5mm  | 0°  |
| 350-015 | 5,0mm | 6,5mm  | 15° |
| 350-025 | 5,0mm | 6,5mm  | 25° |
| 350-101 | 5,0mm | 10,0mm | 0°  |
| 350-115 | 5,0mm | 10,0mm | 15° |
| 350-201 | 5,0mm | 12,0mm | 0°  |
| 350-215 | 5,0mm | 12,0mm | 15° |
| 365-050 | 6,5mm | 5,0mm  | 0°  |
| 365-055 | 6,5mm | 5,0mm  | 15° |
| 365-001 | 6,5mm | 6,5mm  | 0°  |
| 365-015 | 6,5mm | 6,5mm  | 15° |
| 375-801 | 7,5mm | 8,0mm  | 0°  |
| 375-815 | 7,5mm | 8,0mm  | 15° |




## NON-SHOULDERED ABUTMENT PROTHETISCHE KOMPONENTEN

### Restaurations- und Labor Kits\*



| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE  |
|---------|-------------|--------|
| 140-465 | 4,0mm       | 6,5mm  |
| 140-410 | 4,0mm       | 10,0mm |

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 150-450 | 5,0mm | 5,0mm  |
| 150-465 | 5,0mm | 6,5mm  |
| 150-410 | 5,0mm | 10,0mm |
| 150-412 | 5,0mm | 12,0mm |



| ART.NR. | DURCHMESSER | LÄNGE |
|---------|-------------|-------|
| 165-450 | 6,5mm       | 5,0mm |
| 165-465 | 6,5mm       | 6,5mm |



|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 175-480 | 7,5mm | 8,0mm |
|---------|-------|-------|

\*Jedes Kit enthält je 1x Abutment Labor Analog, Abdruck / Aufwachshülse und Provisorium Hülse.

### Provisorium Hülen (2)



| ART.NR. | DURCHMESSER |
|---------|-------------|
| 140-165 | 4,0mm       |
| 150-165 | 5,0mm       |
| 165-165 | 6,5mm       |
| 175-165 | 7,5mm       |

### PROVISORIUM RINGE (4)





| ART.NR. | DURCHMESSER |
|---------|-------------|
| 140-010 | 4,0mm       |
| 150-010 | 5,0mm       |
| 165-065 | 6,5mm       |

## STEALTH ABUTMENTS


### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE  | ANGULATION |
|---------|-------------|-------|------------|
| 200-150 | 3,5mm       | 1,5mm | 0°         |
| 200-153 | 3,5mm       | 3,0mm | 0°         |
| 200-200 | 4,0mm       | 1,5mm | 0°         |
| 200-400 | 4,0mm       | 3,5mm | 0°         |
| 200-201 | 5,0mm       | 2,0mm | 0°         |
| 200-202 | 5,0mm       | 2,0mm | 10°        |
| 200-221 | 5,0mm       | 4,0mm | 0°         |
| 200-222 | 5,0mm       | 4,0mm | 10°        |




### 2,5mm Schacht

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 250-300 | 4,0mm | 1,5mm | 0°  |
| 250-400 | 4,0mm | 3,5mm | 0°  |
| 250-301 | 5,0mm | 2,0mm | 0°  |
| 250-302 | 5,0mm | 2,0mm | 10° |
| 250-311 | 5,0mm | 3,0mm | 0°  |
| 250-312 | 5,0mm | 3,0mm | 10° |
| 250-321 | 5,0mm | 4,0mm | 0°  |
| 250-322 | 5,0mm | 4,0mm | 10° |
| 250-341 | 5,0mm | 6,0mm | 0°  |
| 250-342 | 5,0mm | 6,0mm | 10° |



### 3,0mm Schacht

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 300-300 | 4,0mm | 1,5mm | 0°  |
| 300-400 | 4,0mm | 3,5mm | 0°  |
| 300-301 | 5,0mm | 2,0mm | 0°  |
| 300-302 | 5,0mm | 2,0mm | 10° |
| 300-311 | 5,0mm | 3,0mm | 0°  |
| 300-312 | 5,0mm | 3,0mm | 10° |
| 300-321 | 5,0mm | 4,0mm | 0°  |
| 300-322 | 5,0mm | 4,0mm | 10° |
| 300-341 | 5,0mm | 6,0mm | 0°  |
| 300-342 | 5,0mm | 6,0mm | 10° |
| 300-601 | 6,5mm | 2,0mm | 0°  |
| 300-602 | 6,5mm | 2,0mm | 10° |
| 300-621 | 6,5mm | 4,0mm | 0°  |
| 300-622 | 6,5mm | 4,0mm | 10° |



## STEALTH ABUTMENT PROTHISCHE KOMPONENTEN


### Hülsen\* (4)



| ART.NR.                                                   | DURCHMESSER | HÖHE   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 250-103                                                   | 3,5mm       | 10,0mm |
| 250-104                                                   | 4,0mm       | 10,0mm |
| <i>Beinhaltet (4) beige Hülsen.</i>                       |             |        |
| 250-105                                                   | 5,0mm       | 10,0mm |
| 250-106                                                   | 6,5mm       | 10,0mm |
| <i>Beinhaltet (2) farbige Hülsen und (2) beige Hülsen</i> |             |        |

\*Diese Hülsen können für Abdrucknahme, Provisorium und zum Aufwachsen verwendet werden.

### Transfer Pfosten (2)




| ART.NR.                                                                                   | BESCHREIBUNG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 250-183                                                                                   | 3,5mm        |
| 250-184                                                                                   | 4,0mm        |
| <i>Beinhaltet (2) Analoge / Transfer-Pfosten und (2) beige Hülsen.</i>                    |              |
| 250-185                                                                                   | 5,0mm        |
| 250-186                                                                                   | 6,5mm        |
| <i>Beinhaltet (2) Analoge / Transfer-Pfosten, (1) farbige Hülse und (1) beige Hülsen.</i> |              |

## BREVIS™ ABUTMENTS\*

### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | HÖHE  | ANGULATION |
|---------|-------|------------|
| 100-404 | 2,0mm | 0°         |
| 100-405 | 2,0mm | 15°        |
| 100-406 | 4,0mm | 0°         |
| 100-407 | 4,0mm | 15°        |
| 100-408 | 6,0mm | 0°         |
| 100-409 | 6,0mm | 15°        |



### 2,5mm Schacht

|         |       |     |
|---------|-------|-----|
| 250-424 | 2,0mm | 0°  |
| 250-425 | 2,0mm | 15° |
| 250-426 | 4,0mm | 0°  |
| 250-427 | 4,0mm | 15° |
| 250-428 | 6,0mm | 0°  |
| 250-429 | 6,0mm | 15° |




### 3,0mm Schacht

|         |       |     |
|---------|-------|-----|
| 300-434 | 2,0mm | 0°  |
| 300-435 | 2,0mm | 15° |
| 300-436 | 4,0mm | 0°  |
| 300-437 | 4,0mm | 15° |
| 300-438 | 6,0mm | 0°  |
| 300-439 | 6,0mm | 15° |



\* Jedes Abutment wird mit einem Brevis Gehäuse + Gummi O-Ring mit erhöhter Friktion geliefert.



## BREVIS™ ABUTMENT KOMPONENTEN



Gummi O-Ringe  
erhöhte Friktion



Gummi O-Ringe  
verringerte Friktion

| ART.NR. | BESCHREIBUNG                      |
|---------|-----------------------------------|
| 100-013 | O-Ringe erhöhte Friktion (10)     |
| 100-014 | O-Ringe verringerte Friktion (10) |



Gummi  
O-Ringe



Brevis  
Gehäuse




Abdruck  
Kappe



Aluminium  
Transfer  
Pfosten

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 100-212 | Brevis Gehäuse          |
| 100-217 | Abform Kit mit Gehäuse  |
| 100-218 | Abform Kit ohne Gehäuse |





Abform Kit mit Gehäuse

## PROTHESEN ABUTMENTS\*


### 2,0mm Schacht

| ART.NR. | DURCHMESSER | HÖHE  |
|---------|-------------|-------|
| 200-501 | 4,0mm       | 1,0mm |
| 200-502 | 4,0mm       | 2,0mm |
| 200-503 | 4,0mm       | 3,0mm |
| 200-504 | 4,0mm       | 4,0mm |
| 200-505 | 4,0mm       | 5,0mm |




### 2,5mm Schacht

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 250-501 | 4,0mm | 1,0mm |
| 250-502 | 4,0mm | 2,0mm |
| 250-503 | 4,0mm | 3,0mm |
| 250-504 | 4,0mm | 4,0mm |
| 250-505 | 4,0mm | 5,0mm |




### 3,0mm Schacht

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 300-501 | 4,0mm | 1,0mm |
| 300-502 | 4,0mm | 2,0mm |
| 300-503 | 4,0mm | 3,0mm |
| 300-504 | 4,0mm | 4,0mm |
| 300-505 | 4,0mm | 5,0mm |



\*Jedes Prothesen Abutment wird mit einem Einsatzverarbeitungs Kit geliefert



## LOCATOR® PROTHESEN ABUTMENT KOMPONENTEN

|                                      |                                      |                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                      |                                     |
| 2300g (5,0 lb.)<br>Retentionseinsatz | 1400g (3,0 lb.)<br>Retentionseinsatz | 700g (1,5 lb.)<br>Retentionseinsatz |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
|                      |               |                |
| Verarbeitungseinsatz | Metallgehäuse | Abstandshalter |

| ART.NR. | BESCHREIBUNG                 |
|---------|------------------------------|
| 100-519 | Einsatzverarbeitungs Kit (2) |

|                                      |                                     |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                     |                                     |
| 1400g (3,0 lb.)<br>Retentionseinsatz | 900g (2,0 lb.)<br>Retentionseinsatz | 500g (1,0 lb.)<br>Retentionseinsatz |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 100-521 | Retentionseinsatz grüne Kappe (4)  |
| 100-525 | Retentionseinsatz orange Kappe (4) |
| 100-526 | Retentionseinsatz rote Kappe (4)   |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
|               |                       |
| Abdruck Kappe | Labor Abutment Analog |

| ART.NR. | BESCHREIBUNG |
|---------|--------------|
| 100-524 | Abform Kit   |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| 101-839    Werkzeug                                                                 |




LOCATOR® ist eine eingetragene Marke von Zest IP Holdings, LLC, und das LOCATOR® Implantatbefestigungssystem wird von Zest Dental Solutions hergestellt.

## FIXED-DETACHABLE UNIVERSAL ABUTMENTS\*


### 2,0mm Schacht

| ART. NR. | PROFIL | SCHAFT   | ANGULATION |
|----------|--------|----------|------------|
| 202-310  | SP     | Standard | 0°         |
| 202-315  | SP     | Standard | 15°        |
| 202-510  | TP     | Standard | 0°         |
| 202-515  | TP     | Standard | 15°        |
| 202-520  | SP     | Lang     | 0°         |
| 202-525  | SP     | Lang     | 15°        |
| 202-720  | TP     | Lang     | 0°         |
| 202-725  | TP     | Lang     | 15°        |





### 2,5mm Schacht

| ART. NR. | PROFIL | SCHAFT   | ANGULATION |
|----------|--------|----------|------------|
| 252-310  | SP     | Standard | 0°         |
| 252-315  | SP     | Standard | 15°        |
| 252-510  | TP     | Standard | 0°         |
| 252-515  | TP     | Standard | 15°        |
| 252-520  | SP     | Lang     | 0°         |
| 252-525  | SP     | Lang     | 15°        |
| 252-720  | TP     | Lang     | 0°         |
| 252-725  | TP     | Lang     | 15°        |



### 3,0mm Schacht

| ART. NR. | PROFIL | SCHAFT   | ANGULATION |
|----------|--------|----------|------------|
| 302-310  | SP     | Standard | 0°         |
| 302-315  | SP     | Standard | 15°        |
| 302-510  | TP     | Standard | 0°         |
| 302-515  | TP     | Standard | 15°        |
| 302-520  | SP     | Lang     | 0°         |
| 302-525  | SP     | Lang     | 15°        |
| 302-720  | TP     | Lang     | 0°         |
| 302-725  | TP     | Lang     | 15°        |




### \*PROFIL LEGENDE

SP: Standard Profil = 2,0mm  
TP: Hohes Profil = 4,0mm

## FIXED-DETACHABLE UNIVERSAL ABUTMENT KOMPONENTEN




| ART. NR. | BESCHREIBUNG                       |
|----------|------------------------------------|
| 100-135  | Titan Abdruckhülse (2)             |
| 100-130  | Titan Standard Abutment Analog (2) |
| 100-140  | Titan Abschlusskappe (2)           |



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                 |
|----------|------------------------------|
| 100-016  | 5,0mm Abdruckschraube (4)    |
| 100-017  | 10,0mm Abdruckschraube (4)   |
| 100-020  | Stegbefestigungsschraube (4) |



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                  |
|----------|-------------------------------|
| 101-024  | 10mm Sechskantschraubendreher |
| 101-026  | 20mm Sechskantschraubendreher |




|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 100-640 | Scan Body (2)                       |
| 100-049 | Digitales Abutment Analog und Kappe |



## FIXED-DETACHABLE ABUTMENTS\*

### 2,0mm Schacht

| ART. NR. | DURCHMESSER | HÖHE  | ANGULATION |
|----------|-------------|-------|------------|
| 100-003  | 4,0mm       | 3,0mm | 0°         |
| 100-015  | 4,0mm       | 3,0mm | 15°        |
| 100-004  | 4,0mm       | 5,0mm | 0°         |
| 100-115  | 4,0mm       | 5,0mm | 15°        |



### 2,5mm Schacht

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 250-213 | 4,0mm | 3,0mm | 0°  |
| 250-215 | 4,0mm | 3,0mm | 15° |
| 250-214 | 4,0mm | 5,0mm | 0°  |
| 250-255 | 4,0mm | 5,0mm | 15° |




### 3,0mm Schacht


|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 300-003 | 4,0mm | 3,0mm | 0°  |
| 300-015 | 4,0mm | 3,0mm | 15° |
| 300-004 | 4,0mm | 5,0mm | 0°  |
| 300-115 | 4,0mm | 5,0mm | 15° |




\*Für verschraubte TRINIA® und gegossene Steg Restaurationen.



## FIXED-DETACHABLE KOMPONENTEN\*




| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 100-005  | Abdruckhülse & ausbrennbare Modelierkappe (Kunststoff) (4) |
| 100-019  | Abdruckhülse (Titan) (4)                                   |
| 100-006  | Titan Standard Abutment Analog (4)                         |
| 100-022  | Abschlusskappe (Titan) (2)                                 |



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                 |
|----------|------------------------------|
| 100-016  | 5,0mm Abdruckschraube (4)    |
| 100-017  | 10,0mm Abdruckschraube (4)   |
| 100-020  | Stegbefestigungsschraube (4) |
| 100-021  | Abdeckschraube (4)           |



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                  |
|----------|-------------------------------|
| 101-024  | 10mm Sechskantschraubendreher |
| 101-026  | 20mm Sechskantschraubendreher |



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 100-640 | Scan Body (2)                       |
| 100-039 | Digitales Abutment Analog und Kappe |



## Das **REVOLUTIONÄRE**, metallfreie CAD-CAM Material

### WARUM TRINIA®?

Zahnärzte und Zahntechniker suchen nach Alternativen zu Metallunterkonstruktionen mit verbesserten klinischen Fähigkeiten. TRINIA® ist die heutige CAD/CAM-Lösung für metallfreie Restaurationen.

### ONLY TRINIA®

- Biokompatibel und metallfrei
- Modifizierbar und reparierbar
- Leicht und flexibel
- Kein Brennen erforderlich
- Ermöglicht längere distale Verlängerungen
- Kann aufgrund seiner Biegsamkeit nicht freitragend sein

### TRINIA®

| ART. NR. | BESCHREIBUNG      | GRÖSSE         | FARBE     |
|----------|-------------------|----------------|-----------|
| 612-115  | TRINIA® Disc      | 98mm x 15mm    | Elfenbein |
| 612-125  | TRINIA® Disc      | 98mm x 25mm    | Elfenbein |
| 615-115  | TRINIA® D-Förmig  | 89 x 71 x 15mm | Elfenbein |
| 613-115  | TRINIA® Block (2) | 55 x 19 x 15mm | Elfenbein |
| 614-115  | TRINIA® Block (2) | 40 x 19 x 15mm | Elfenbein |
| 612-215  | TRINIA® Disc      | 98mm x 15mm    | Pink      |
| 612-225  | TRINIA® Disc      | 98mm x 25mm    | Pink      |
| 615-215  | TRINIA® D-Förmig  | 89 x 71 x 15mm | Pink      |



festsitzende Prothesen



Prothetisches Gerüst



herausnehmbare Prothesen

## BOHREINHEIT UND WINKELSTÜCKE



ART. NR.  
028-150  
028-425

BESCHREIBUNG  
Elektronische Bohreinheit  
Motor für Bohreinheit



028-201 20:1 High Torque Winkelstück €1.550

## CHIRURGIE UND PROTHETIK KITS



Einstiegs Kit



Komplett Kit



Fortgeschrittenen Kit




Prothetik Kit

ART. NR.  
101-057  
101-098  
101-095  
101-096

BESCHREIBUNG  
Einstiegs Kit  
Komplett Kit  
Fortgeschrittenen Kit  
Prothetik Kit

## INSTRUMENTEN KITS



ART. NR.  
104-993  
104-994  
104-996

BESCHREIBUNG  
Fortgeschrittenen Kit  
Komplett Kit  
Prothetik Kit

## PILOT BOHRER (Edelstahl)




2,0mm Pilot Bohrer 2,0mm verlängerter Pilot Bohrer

ART. NR.  
101-001  
101-002

BESCHREIBUNG  
2,0mm Pilot Bohrer  
2,0mm verlängerter Pilot Bohrer

## PILOTBOHRER MIT BOHRSTOP (Edelstahl)



5,0mm 6,0mm 7,0mm 8,0mm 9,0mm 10mm 11mm

ART. NR.  
101-105  
101-106  
101-107  
101-108  
101-109  
101-110  
101-111

BESCHREIBUNG  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 5,0mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 6,0mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 7,0mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 8,0mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 9,0mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 10mm Stop  
2,0mm Pilotbohrer mit Bohrstop - 11mm Stop



2,0mm Bohrstop Kit Pilot Bohrer

ART. NR.  
101-099  
104-999

BESCHREIBUNG  
2,0mm Bohrstop Kit Pilot Bohrer  
2,0mm Bohrstop Tray Pilot Bohrer

## WINKELSTÜCKBOHRER (Ti6Al4V)



ART. NR.  
101-125  
101-130  
101-135  
101-140  
101-645  
101-650  
101-655  
101-660  
101-120

BESCHREIBUNG  
2,5mm  
3,0mm  
3,5mm  
4,0mm  
4,5mm  
5,0mm  
5,5mm  
6,0mm  
Winkelstückbohrer Kit

## WINKELSTÜCKBOHRER VERLÄNGERT (Ti6Al4V)



101-325  
101-330  
101-335  
101-340  
101-345  
101-350  
101-355  
101-360  
101-121

2,5mm  
3,0mm  
3,5mm  
4,0mm  
4,5mm  
5,0mm  
5,5mm  
6,0mm  
Winkelstückbohrer Kit

## HAND BOHRER (Ti6Al4V)



101-025  
101-030  
101-035  
101-040  
101-045  
101-050  
101-055  
101-060  
101-122

2,5mm  
3,0mm  
3,5mm  
4,0mm  
4,5mm  
5,0mm  
5,5mm  
6,0mm  
Hand Bohrer Set\*

\*Hand Bohrer Set inkl. Gerader Multifunktionsgriff, Entfernungsschlüssel, Handbohrer Verlängerung.

## ENTFERNUNGSSCHLÜSSEL



101-017 Entfernungsschlüssel

## VERLÄNGERUNG FÜR WINKELSTÜCKBOHRER



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                       |
|----------|------------------------------------|
| 101-022  | Verlängerung für Winkelstückbohrer |

## PARALLELISIERUNGS PIN



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 701-001 | Parallelisierungs Pin |
|---------|-----------------------|

## MESSSONDEN



Doppelseitige Osteotomie Messsonde



Abutment Schulter Messsonde

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 101-370 | Doppelseitige Osteotomie Messsonde |
| 101-380 | Abutment Schulter Messsonde        |

## GEWINDEKOMPONENTEN



gerader Multifunktionsgriff



abgewinkelter Multifunktionsgriff



Gewindeknopf



Gewinde Instrumenten Adapter

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 101-016 | Gerader Multifunktionsgriff       |
| 101-009 | Abgewinkelter Multifunktionsgriff |
| 101-014 | Gewindeknopf                      |
| 101-020 | Gewinde Instrumenten Adapter*     |

\*Für den Einsatz mit Sulkus Former, Hand Bohrern und Gingiva Stanzen.

## HAMMER




|         |        |
|---------|--------|
| 801-165 | Hammer |
|---------|--------|

## PLATZIERUNGSSPITZEN



| ART. NR. | BESCHREIBUNG |
|----------|--------------|
| 101-010  | 2,0mm        |
| 101-258  | 2,5mm        |
| 101-018  | 3,0mm        |
| 101-012  | Standard     |
| 101-019  | Gross        |

## EINBRINGER / ENTFERNER



|         |       |
|---------|-------|
| 101-005 | 2,0mm |
| 101-007 | 2,5mm |
| 101-006 | 3,0mm |

## SULKUS FORMER\*



|         |         |
|---------|---------|
| 101-440 | 4 Serie |
| 101-450 | 5 Serie |
| 101-465 | 6 Serie |
| 101-475 | 7 Serie |

\*Werden mit je einem 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm Positionierungs Pins geliefert.

## POSITIONIERUNGS PIN



|         |           |
|---------|-----------|
| 101-180 | 2,0mm (4) |
| 101-186 | 2,5mm (4) |
| 101-183 | 3,0mm (4) |

## GINGIVA STANZEN



|         |       |
|---------|-------|
| 101-540 | 4,0mm |
| 101-550 | 5,0mm |
| 101-565 | 6,5mm |

## KNOCHEN EXPANDER



| ART. NR. | BESCHREIBUNG         |
|----------|----------------------|
| 901-430  | 3,0mm                |
| 901-435  | 3,5mm                |
| 901-440  | 4,0mm                |
| 901-445  | 4,5mm                |
| 901-450  | 5,0mm                |
| 901-455  | 5,5mm                |
| 901-460  | 6,0mm                |
| 101-123  | Knochen Expander Set |

## OSTEOTOME



|         |               |
|---------|---------------|
| 901-535 | 3,5mm         |
| 901-540 | 4,0mm         |
| 901-545 | 4,5mm         |
| 901-550 | 5,0mm         |
| 901-560 | 6,0mm         |
| 101-124 | Osteotome Set |

## Gebogene Meißel




|         |                     |
|---------|---------------------|
| 901-645 | 4,5mm               |
| 901-650 | 5,0mm               |
| 901-660 | 6,0mm               |
| 101-126 | Set gebogene Meißel |

## MEISSEL ZUR KIEFERKAMMSPREITUNG



|         |       |
|---------|-------|
| 901-613 | 3,0mm |
| 901-615 | 5,0mm |
| 901-616 | 6,0mm |



|         |       |
|---------|-------|
| 801-330 | 3,0mm |
| 801-345 | 4,5mm |
| 801-355 | 5,5mm |

## PERIOTOME



doppelendiges, gerades Periotom

doppelendiges, abgewinkeltes Periotom

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                          |
|----------|---------------------------------------|
| 801-007  | doppelendiges, gerades Periotom       |
| 801-008  | doppelendiges, abgewinkeltes Periotom |

## KÜRETEN



Sinus Lift Kürette stark gekrümmt

Sinus Lift Kürette Standardkrümmung

Antraplasty Elevator

abgewinkelte Kürette

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 801-515 | Sinus Lift Kürette stark gekrümmt   |
| 801-517 | Sinus Lift Kürette Standardkrümmung |
| 801-518 | Antraplasty Elevator                |
| 801-522 | abgewinkelte Kürette                |

## BOHRER



#1557 Hartmetallbohrer kurz (5)



11,0mm Hartmetallfräse




#4 Rosenbohrer Standardlänge (5)



Sinus Lift Bohrer

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 155-701 | #1557 Hartmetallbohrer kurz (5)  |
| 201-011 | 11,0mm Hartmetallfräse           |
| 155-704 | #4 Rosenbohrer Standardlänge (5) |
| 201-029 | Sinus Lift Bohrer                |

## TREPAN FRÄSEN



3,75mm

4,25mm

5,25mm

6,0mm

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 801-837 | 3,75mm (4,6mm OD) |
| 801-840 | 4,25mm (5,2mm OD) |
| 801-850 | 5,25mm (6,2mm OD) |
| 801-860 | 6,0mm (6,95mm OD) |

## IMPLANTAT ABSTAND SCHABLONE



|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 101-305 | Implantat Abstand Schablone |
|---------|-----------------------------|

## ABUTMENT ZANGEN



Abutment Haltezange



Abutment Entfernungszange (Oberkiefer)



Abutment Entfernungszange (Unterkiefer)

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                            |
|----------|-----------------------------------------|
| 801-002  | Abutment Haltezange                     |
| 801-055  | Abutment Entfernungszange (Oberkiefer)  |
| 801-056  | Abutment Entfernungszange (Unterkiefer) |

## KRONENPLATZIERUNGSI INSTRUMENTE



Kronenplatzierungsinstrument



Kronen Platzierungsspitze

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 101-315 | Kronenplatzierungsinstrument |
| 101-015 | Kronen Platzierungsspitze    |

## HYDROPLASTIC RESIN



|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 103-031 | Hydroplastic Resin zur<br>Herstellung von Schlüsseln (20g) |
|---------|------------------------------------------------------------|

## APPLIKATOREN AUS BAUMWOLLE



2,0mm Applikatoren aus Baumwolle (100)



3,0mm Applikatoren aus Baumwolle (100)

|         |             |
|---------|-------------|
| 103-027 | 2,0mm (100) |
| 103-028 | 3,0mm (100) |

## PROTHESEN DUPLIKATOR



|         |                      |
|---------|----------------------|
| 103-980 | Prothesen Duplikator |
|---------|----------------------|

## ABUTMENT PRÄPARATION



Abutment Präparations Halter mit Adaptern



2,0mm Adapter



2,5mm Adapter

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                 |
|----------|----------------------------------------------|
| 101-395  | Abutment Präparations<br>Halter mit Adaptern |
| 701-382  | 2,0mm Adapter                                |
| 701-385  | 2,5mm Adapter                                |

## IAC® POLIER KIT




|         |                 |
|---------|-----------------|
| 103-033 | IAC® Polier Kit |
|---------|-----------------|

## HINTERGRUNDNEUTRALISATOR



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 103-006 | Bicon Hintergrundneutralisator |
|---------|--------------------------------|

## RÖNTGENMESSSCHABLONE




|         |           |
|---------|-----------|
| 103-002 | 30 x 42mm |
|---------|-----------|

## SILIKON DAPPENGLAS



|         |                    |
|---------|--------------------|
| 103-030 | Silikon Dappenglas |
|---------|--------------------|

## EINHEIL PFOSTEN ENTFERNUNGSI INSTRUMENTE



Einheil Pfosten Abtrenner




Einheil Pfosten Entfernungsinstrument (manuell)

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 801-001 | Einheil Pfosten Abtrenner                       |
| 101-114 | Einheil Pfosten Entfernungsinstrument (manuell) |


## GUIDED SURGERY KITS




3,0mm



4,0mm




4,5mm



5,0mm

| ART. NR. | BESCHREIBUNG |
|----------|--------------|
| 101-830  | 3,0mm        |
| 101-840  | 4,0mm        |
| 101-845  | 4,5mm        |
| 101-850  | 5,0mm        |

## GUIDED PILOT BOHRER (2,0mm)



| ART. NR. | BESCHREIBUNG                  |
|----------|-------------------------------|
| 920-350  | 2,0 x 5,0mm                   |
| 920-360  | 2,0 x 6,0mm                   |
| 920-380  | 2,0 x 8,0mm                   |
| 920-311  | 2,0 x 11,0mm                  |
| 101-820  | 2,0mm Guided Pilot Bohrer Kit |

## GUIDED CHIRURGISCHE KOMPONENTEN



3,0 x 6,0mm

3,0 x 8,0mm



4,0 x 5,0mm

4,0 x 6,0mm

4,0 x 8,0mm

4,0 x 11,0mm



4,5 x 5,0mm

4,5 x 6,0mm

4,5 x 8,0mm

4,5 x 11,0mm



5,0 x 5,0mm

5,0 x 6,0mm

5,0 x 8,0mm

5,0 x 11,0mm

| ART. NR. | DURCHMESSER | LÄNGE  |
|----------|-------------|--------|
| 930-360  | 3,0mm       | 6,0mm  |
| 930-380  | 3,0mm       | 8,0mm  |
| 940-350  | 4,0mm       | 5,0mm  |
| 940-360  | 4,0mm       | 6,0mm  |
| 940-380  | 4,0mm       | 8,0mm  |
| 940-311  | 4,0mm       | 11,0mm |
| 945-350  | 4,5mm       | 5,0mm  |
| 945-360  | 4,5mm       | 6,0mm  |
| 945-380  | 4,5mm       | 8,0mm  |
| 945-311  | 4,5mm       | 11,0mm |
| 950-350  | 5,0mm       | 5,0mm  |
| 950-360  | 5,0mm       | 6,0mm  |
| 950-380  | 5,0mm       | 8,0mm  |
| 950-311  | 5,0mm       | 11,0mm |

## GUIDED EINBRINGER



4,0 x 2,5mm

4,5 x 2,5mm

4,5 x 3,0mm

5,0 x 3,0mm

| ART. NR. | DURCHMESSER | SCHACHT |
|----------|-------------|---------|
| 940-425  | 4,0mm       | 2,5mm   |
| 945-425  | 4,5mm       | 2,5mm   |
| 945-430  | 4,5mm       | 3,0mm   |
| 950-430  | 5,0mm       | 3,0mm   |

## GUIDED RINGE (5)



2,0mm

3,0mm

4,0mm

4,5mm

5,0mm

| ART. NR. | DURCHMESSER |
|----------|-------------|
| 920-005  | 2,0mm       |
| 930-005  | 3,0mm       |
| 940-005  | 4,0mm       |
| 945-005  | 4,5mm       |
| 950-005  | 5,0mm       |

## GUIDED SPADE DRILLS



3,0mm

4,0mm

4,5mm

5,0mm

|         |       |
|---------|-------|
| 930-201 | 3,0mm |
| 940-201 | 4,0mm |
| 945-201 | 4,5mm |
| 950-201 | 5,0mm |

## GUIDED GINGIVA STANZEN



3,0mm


4,0mm

4,5mm

5,0mm

|         |       |
|---------|-------|
| 930-101 | 3,0mm |
| 940-101 | 4,0mm |
| 945-101 | 4,5mm |
| 950-101 | 5,0mm |

## DEMONSTRATIONS MODELLE



|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 102-501 | Abutment Replika UAS (10x vergrößert)           |
| 102-510 | Kronen Replika (10x vergrößert)                 |
| 102-508 | Implantat Replika (10x vergrößert, 5,0 x 6,0mm) |
| 545-306 | Messing Implantat 4,5 x 6,0mm 3,0mm Schacht     |
| 850-700 | Messing Universal Abutment UAS 0° 3,0mm Schaft  |
| 700-001 | Replika Einheil Pfosten 3,0mm                   |
| 102-104 | Übungsmodell                                    |



## DAS BICON KURZIMPLANTAT EINE DREISSIGJÄHRIGE PERSPEKTIVE

*Dieses Buch ist eine prägnante und zugängliche Zusammenstellung von über 30 Jahren Wissen rund um das Bicon-System. Es bietet nicht nur eine Geschichte der Zahnimplantate und die Wissenschaft der Osseointegration, sondern auch eine umfangreiche Sammlung klinischer Beispiele, die die Fähigkeiten von Bicon demonstrieren. Mit allem, was von historischen und theoretischen Ursprüngen bis hin zu detaillierten chirurgischen und restaurativen Schritt-für-Schritt-Anleitungen reicht, ist dieses Buch ein Muss für jeden, der sich für Implantologie interessiert.*


1. Die Geschichte der Zahnimplantate
2. Übersicht über das Bicon-System
3. Eigenschaften von Implantat-Abutment-Prothetiksystemen: Ein Paradigmenwechsel
4. Biologische Reaktion auf Zahnimplantate
5. Technische Aspekte von Bicon-Implantaten
6. Der Einfluss der Implantat-Abutment-Fläche auf die periimplantäre Gesundheit
7. Das Überleben kurzer Implantate
8. Behandlungsplanung und grundlegende Verfahren
9. Anteriore Implantatplatzierung
10. Implantation bei Jugendlichen
11. Wiederherstellungstechniken
12. Sinuslift-Techniken
13. Ridge Splitting und der Split-Thickness Flap
14. Atrophische Kieferkämme
15. Atrophische Unterkieferkämme
16. Faktoren, die das Knochenniveau und die Restauration kurzer Implantate beeinflussen
17. Implantatplatzierung in beeinträchtigtem Gewebe
18. Knochenlücken
19. Knochenregeneration: Materialien und Techniken
20. Fazit

**Preis:** €100

**Verlag:** Quintessence Publishing Co. Inc

**ISBN:** 978-0-86715-781-9

## SERIE 4




### ABUTMENT SCHACHT


- 2,0mm Schacht
- 2,5mm Schacht
- 3,0mm Schacht



## SERIE 5



### MARKIERUNGEN




| Serie | PROFIL MARKIERUNGEN |          |           |                  |
|-------|---------------------|----------|-----------|------------------|
|       | FLACH (L)           | STANDARD | HOHES (T) | EXTRA-HOHES (XP) |
| 4     |                     | 4        | 4T        | 4X               |
| 5     | 5L                  | 5        | 5T        | 5X               |
| 6     | 6L                  | 6        | 6T        |                  |
| 7     | 7L                  | 7        |           |                  |

## UNIVERSAL ABUTMENT PROTHETISCHE KOMPONENTEN



\*Die Kappen sind nur für die 5,0mm Durchmesser Abutments erhältlich.




## UNIVERSAL ABUTMENT ANALOG




## PROFIL LEGENDE

LP: Flaches Profil  
SP: Standard Profil  
TP: Hohes Profil  
XP: Extra-Hohes Profil

## SERIE 6



## SERIE 7



10,0mm  
8,0mm  
6,0mm  
4,0mm  
2,0mm



3,0



BICON EUROPE LTD.  
Dietrichshöhe 2  
55491 Büchenbeuren  
Deutschland  
TEL +49 6543 818 200  
[www.bicon.com](http://www.bicon.com)  
[germany@bicon.com](mailto:germany@bicon.com)

**bicon**<sup>®</sup>  
DENTAL IMPLANTS