



American Dental Systems

American Dental Systems

Name	proClean	proClean Soft
Verwendungsbereich	supragingival	supragingival
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	nein	nein
Zusammensetzung	Natriumbicarbonat	Natriumbicarbonat
Wasserlöslichkeit	k. A.	k. A.
Korngröße	k. A.	k. A.
Lieferumfang	4 Dosen à 60g	4 Dosen à 60g
Geschmack	neutral	Minzgeschmack
Garantie	k. A.	k. A.
Website	www.adsystems.de	www.adsystems.de

Zum Produkt





EMS Electro Medical Systems

AIRFLOW® PLUS Pulver



EMS Electro Medical Systems

AIRFLOW® CLASSIC Comfort Pulver



Henry Schein

B.A Ultraclean Prophylaxepulver Perio Plus

sub- und supragingivale Entfernung von Biofilm, Verfärbungen und jungem Zahnstein; AIR-FLOWING® (PLUS Pulver ~14 µm) ist sicher, schnell, effektiv, effizient und minimalinvasiv auf: Schmelz, Dentin, Weichgewebe, Zunge und Gaumen, Milchzähnen, orthodontischen Apparaturen, Implantatoberflächen, prothetischen Restaurationen; Pulver in eigener Manufaktur produziert und geprüft; nach Verbrauch des PLUS Pulvers wird diese zur hochwertigen Aluminium-Trinkflasche; 100% biologisch abbaubare Tülle für präzisen, kontrollierten Pulverfluss ohne Pulverstaub beim Nachfüllen

supragingivale Entfernung von Biofilm, starken Verfärbungen und jungem Zahnstein, wesentlich kleinere Korngröße und sanftere Reinigung; alle Pulver werden in eigener Manufaktur produziert und geprüft; EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des GBT (Guided Biofilm Therapy) Protokolls.

vielseitiges, nicht kariogenes und neutral schmeckendes Pulver mit Polierwirkung auf Tagatose-Basis für die professionelle Zahnreinigung, mit optimierter Partikelgröße (~15 µm) und spezieller Partikelgeometrie sehr schonend für die sub- und supragingivale Anwendung.

von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt

von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver“ (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt.

für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet

Erythritol

Natriumbicarbonat

Tagatose-Basis

ja

ja

ja

~14 µm

~40 µm

~15 µm

Aluminiumflasche à 400g

4 Flaschen à 300g

Flasche à 100g

angenehm süßlich

vier Geschmacksrichtungen: Lemon, Mint, Cherry und Neutral

neutral

analog Haltbarkeitsdatum

analog Haltbarkeitsdatum

ja

www.ems-dental.com

www.ems-dental.com

www.henryschein-dental.de





Henry Schein



mectron

Name	B.A. Ulticlean Prophylaxepulver	mectron Prophylaxis Powder SOFT™
Verwendungsbereich	Klassiker für die professionelle Zahnreinigung, zur supragingivalen Anwendung auf Natriumhydrogencarbonat-Basis, entfernt Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen, bei Bedarf kann damit die Zahnoberfläche für verschiedene Behandlungen vorbereitet werden, für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet, verfügbar in den Geschmacksrichtungen Zitrone und Minze	Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von extrinsischen Verfärbungen, Reinigung von Kavitätenträndern vor dem Ätzen, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet	Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten
Zusammensetzung	Natriumhydrogencarbonat-Basis	Natriumbicarbonat
Wasserlöslichkeit	ja	kurzfristige hydrophobe Eigenschaft, dann wasserlöslich
Korngröße	~40 µm	Ø55 µm
Lieferumfang	Flasche 300g	4 Flaschen à 250g
Geschmack	Zitrone oder Minze	Minze
Garantie	ja	in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum
Website	www.henryschein-dental.de	k. A.

Zum Produkt





mectron

mectron Prophylaxis Powder SOFT¹

Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von extrinsischen Verfärbungen, Reinigung von Kavitätenrändern vor dem Ätzen, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln, Reinigung von Brackets, Vorbereitung zum Bleaching, Pflege von Füllungen

Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten

Natriumbicarbonat

kurzfristige hydrophobe Eigenschaft, dann wasserlöslich

Ø 55 µm

4 Flaschen à 250g

Zitrone

in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum

k. A.



mectron

mectron Prophylaxis Powder Sensitive

Entfernung von supragingivalem Biofilm, Entfernung von subgingivalem Biofilm, Detoxifikation von parodontalen Taschen, Pflege von Implantatoberflächen, Behandlung der Periimplantitis, Reinigung von Brackets, Vorbereitung zum Bleaching, Reinigung restaurativer Materialien, Reinigung der Fissuren vor dem Versiegeln, Pflege von Füllungen

Verwendung mit mectron Pulverstrahlgeräten

Glycin

ja

Ø 25 µm

2 Flaschen à 160g

süßlich

in geschlossenem Zustand analog Haltbarkeitsdatum

k. A.

