

Raffinierte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Geschwindigkeit

Zolid Bion: Der Gamechanger



Makes your work „flow“

Zolid Bion – Gamechanger unter den Zirkonoxiden

Mit Zolid Bion werden Ästhetik und Sicherheit in perfekter Weise vereint – ganz ohne Kompromisse. Der Werkstoff, der hinter Zolid Bion steckt, revolutioniert den Bereich von vollkeramischen Materialien aus Zirkonoxid.

Der stufenlose Farbverlauf, kombiniert mit einer erhöhten Transluzenz im Schneidebereich, schafft Natürlichkeit ohne Abstriche in Bezug auf die Sicherheit machen zu müssen. Innovative Rohstoffe ermöglichen ein Plus an geforderter Mindestfestigkeit nach Klasse 5 (DIN EN ISO 6872) über den gesamten Rohling. Dies ermöglicht in der Planung sowie in der Anwendung die totale Freiheit und bietet über alle freigegebenen Indikationen hinweg die benötigte Sicherheit. Von minimalinvasiven Veneers über monolithische Frontzahnkronen bis hin zu weitspannigen Brücken auf Implantaten. Dem Anwendungsbereich von Zolid Bion sind kaum Grenzen gesetzt. Als allererstes Zirkonoxid seiner Klasse ist Zolid Bion auch High-Speed-sinterfähig. Dies ermöglicht in der Anwendung ein sehr effizientes Sinter-Management mit Kronen, die innerhalb von 45 Minuten aus dem Ceramill Therm DRS High-Speed Ofen entnommen werden können.

Nicht nur in der Ästhetik hat sich Amann Girrbach die Natur als Vorbild genommen – sondern auch im Bereich von erneuerbaren Materialien. In einem ersten Schritt werden daher Zolid Bion Rohlinge sowie auch weitere CAD-/CAM-Rohlinge von Amann Girrbach in einer ökologischen Blankverpackung aus Karton geliefert.



FREIHEIT

Kompromisslose Eigenschaften für noch mehr Indikationsvielfalt

Dank der kompromisslosen Kombination aus natürlicher Ästhetik, der hohen Festigkeit sowie des umfangreichen Farb- und Höhenportfolios, lässt sich nahezu jede Restauration realisieren – egal ob Veneer, Krone oder weitspannige Brücke.

SICHERHEIT


Unser Anspruch – ausgezeichnete Qualität

Amann Girrbach ist seit über 15 Jahren Innovationstreiber von Zirkonoxid-Workflows in der dentalen Anwendung. Dank dieser Entwicklungstiefe und der innovativen Rohstoffe werden Arbeitsabläufe noch einfacher und sicherer. Das zeigt sich auch in den optimierten Zolid-Rohlingen, die künftig mit Rahmen vertrieben werden.

GESCHWINDIGKEIT

Kleine Restaurationen in 45 Minuten

Als erstes seiner Klasse können Kronen aus Zolid Bion im Ceramill Therm DRS in nur 45 Minuten gesintert werden. Dies ermöglicht dem Anwender eine äußerst effiziente Bearbeitung, insbesondere von kleinen Restaurationen wie Kronen, Abutments und dreigliedrigen Brücken.



Zolid Bion – mit Sicherheit die richtige Wahl

Zolid Bion überzeugt sowohl durch die inneren wie auch die äußeren Werte. Innovative Rohstoffe sorgen für hervorragende Materialeigenschaften, eine innovative Fertigung der Rohlinge bei Amann Girrbach am Standort Österreich für noch mehr Produktionssicherheit beim Anwender.

Entwickelt und empfohlen
für bestmögliche Ästhetik
bei 1.500°C / 2h Sinterzeit



DT Luís Manuel Rocha Saraiva, Clarity Lab Porto, PT



CDT Barbara Wetzel, Trainer Amann Girrbach, AT

CDT Atsushi Hasegawa, Organ Dental Lab, JPN



MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler, GER



Von Anwendern getestet

Zolid Bion begeistert weltweit



MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler, GER

”

Zolid Bion ist für mich der neue Goldstandard – Sintern in 45 Minuten ohne Einbußen von Festigkeit und Ästhetik öffnet neue Möglichkeiten für mein Labor und hebt den Zolid-Zirkonoxid-Workflow auf ein neues Level.



Benjamin Votteler ZTM,
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co,
Deutschland

”

Als neuestes Mitglied der Zolid-Familie ermöglicht uns Zolid Bion ein noch breiteres Spektrum an ästhetischen Lösungen aus Zirkonoxid anbieten zu können. Zolid Bion ist ein Meilenstein im Bereich der Ästhetik.



DT Luís Manuel Rocha Saraiva,
Clarity Lab Porto,
Portugal

”

Die Zukunft von Zirkonoxid ist jetzt! Zolid Bion ist ein modernes Material, das Ästhetik mit 3D-Effekt ohne Abstriche bei der Festigkeit bietet.




Mauro Cuccagna ODT,
Laboratorio Odontotecnico M. Cuccagna,
Italien

Mehr Freiheit und Sicherheit

Ein System – alle Möglichkeiten

Die Vorteile im Überblick

- ✓ Breites Indikations- und Individualisierungsspektrum durch weiße, voreingefärbte und multilayer Rohlinge in unterschiedlichen Transluzenzstufen
- ✓ Fein abgestimmte Färbekonzepte nach dem VITA classical Farbschlüssel gewährleisten treffsichere und reproduzierbare Ergebnisse
- ✓ Eigene Rohlingsproduktion am Standort Österreich mit modernster Fertigungstechnologie sichert exzellenten und konstant hohen Qualitätsstandard
- ✓ Umfassendes Schulungsangebot zur Verarbeitung der Zolid DNA Generation
- ✓ Echtheitszertifikat und 10 Jahre Garantie für alle eingesetzten Zolid Restaurationen. Mehr dazu auf zolid.amanngirrbach.com



100% Made in Austria

*Mittelwert 3-Punkt Biegeprüfung nach DIN EN ISO 6872, F&E Amann Girrbach

Bestellinformationen

Verfügbar ab Juni 2023*

BL1

768228	Zolid Bion BL1 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768229	Zolid Bion BL1 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768230	Zolid Bion BL1 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768231	Zolid Bion BL1 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768232	Zolid Bion BL1 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768233	Zolid Bion BL1 98x25 F	25 mm	1 Stk.

BL2

768237	Zolid Bion BL2 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768238	Zolid Bion BL2 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768240	Zolid Bion BL2 98x20 F	20 mm	1 Stk.

BL3

768245	Zolid Bion BL3 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768246	Zolid Bion BL3 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768248	Zolid Bion BL3 98x20 F	20 mm	1 Stk.

A1

768260	Zolid Bion A1 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768261	Zolid Bion A1 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768262	Zolid Bion A1 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768263	Zolid Bion A1 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768264	Zolid Bion A1 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768265	Zolid Bion A1 98x25 F	25 mm	1 Stk.

A2

768268	Zolid Bion A2 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768269	Zolid Bion A2 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768270	Zolid Bion A2 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768271	Zolid Bion A2 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768272	Zolid Bion A2 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768273	Zolid Bion A2 98x25 F	25 mm	1 Stk.

A3

768276	Zolid Bion A3 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768277	Zolid Bion A3 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768278	Zolid Bion A3 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768279	Zolid Bion A3 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768280	Zolid Bion A3 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768281	Zolid Bion A3 98x25 F	25 mm	1 Stk.

A3,5

768284	Zolid Bion A3,5 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768285	Zolid Bion A3,5 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768286	Zolid Bion A3,5 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768287	Zolid Bion A3,5 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768288	Zolid Bion A3,5 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768289	Zolid Bion A3,5 98x25 F	25 mm	1 Stk.

A4

768292	Zolid Bion A4 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768293	Zolid Bion A4 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768294	Zolid Bion A4 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768295	Zolid Bion A4 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768296	Zolid Bion A4 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768297	Zolid Bion A4 98x25 F	25 mm	1 Stk.

B1

768300	Zolid Bion B1 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768301	Zolid Bion B1 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768302	Zolid Bion B1 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768303	Zolid Bion B1 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768304	Zolid Bion B1 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768305	Zolid Bion B1 98x25 F	25 mm	1 Stk.

B2

768308	Zolid Bion B2 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768309	Zolid Bion B2 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768310	Zolid Bion B2 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768311	Zolid Bion B2 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768312	Zolid Bion B2 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768313	Zolid Bion B2 98x25 F	25 mm	1 Stk.

B3

768317	Zolid Bion B3 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768318	Zolid Bion B3 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768320	Zolid Bion B3 98x20 F	20 mm	1 Stk.

B4

768325	Zolid Bion B4 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768326	Zolid Bion B4 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768328	Zolid Bion B4 98x20 F	20 mm	1 Stk.

C1

768333	Zolid Bion C1 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768334	Zolid Bion C1 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768336	Zolid Bion C1 98x20 F	20 mm	1 Stk.

C2

768340	Zolid Bion C2 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768341	Zolid Bion C2 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768342	Zolid Bion C2 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768343	Zolid Bion C2 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768344	Zolid Bion C2 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768345	Zolid Bion C2 98x25 F	25 mm	1 Stk.

C3

768349	Zolid Bion C3 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768350	Zolid Bion C3 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768352	Zolid Bion C3 98x20 F	20 mm	1 Stk.

C4

768357	Zolid Bion C4 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768358	Zolid Bion C4 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768360	Zolid Bion C4 98x20 F	20 mm	1 Stk.

D2

768364	Zolid Bion D2 98x12 F	12 mm	1 Stk.
768365	Zolid Bion D2 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768366	Zolid Bion D2 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768367	Zolid Bion D2 98x18 F	18 mm	1 Stk.
768368	Zolid Bion D2 98x20 F	20 mm	1 Stk.
768369	Zolid Bion D2 98x25 F	25 mm	1 Stk.

D3

768373	Zolid Bion D3 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768374	Zolid Bion D3 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768376	Zolid Bion D3 98x20 F	20 mm	1 Stk.

D4

768381	Zolid Bion D4 98x14 F	14 mm	1 Stk.
768382	Zolid Bion D4 98x16 F	16 mm	1 Stk.
768384	Zolid Bion D4 98x20 F	20 mm	1 Stk.

*Produktangebot kann je nach Zulassungsstatus länderspezifisch abweichen

Über Amann Girschbach

Als Vorreiter in der dentalen CAD/CAM-Technologie zählt Amann Girschbach zu den führenden Innovatoren und bevorzugten Full-Service-Anbietern in der digitalen Dentalprothetik. Mit hoher Entwicklungskompetenz und konsequenter Kundenorientierung bietet das Unternehmen ausgereifte Produkte und Workflowlösungen an. Neben innovativen Scan- und Produktionslösungen, in denen Softwaresysteme und die Cloud-Plattform AG.Live eine zentrale Rolle spielen, runden hochqualitative Materialien, ein starker technischer Service mit global aufgestelltem Helpdesk sowie Ausbildungsangebote und Trainings das Portfolio ab. Zu den Kunden in rund 100 Ländern gehören Zahnarztpraxen, Praxislabore und Dentallabore. Ein hoher Qualitätsstandard und Nachhaltigkeit sind für Amann Girschbach ausschlaggebende Wertschöpfungskriterien, weshalb das Unternehmen die gesamte Entwicklung und Produktion am Hauptsitz in Mäder, Österreich untergebracht hat. Darüber hinaus hat Amann Girschbach Vertriebs-Niederlassungen in Pforzheim (Deutschland), Verona (Italien), Jossigny (Frankreich), Charlotte (USA), Singapur (Stadt), Curitiba (Brasilien), Peking (China) sowie Kooperationen in Kyoto (Japan) und Beirut (Libanon).



Wir beraten Sie auch gerne
persönlich. Kontaktieren Sie uns!

Auf unserer Webseite finden Sie weiterführende Informationen zu unseren Standorten und Kontaktdaten, damit Sie uns rasch erreichen können.

bit.ly/ag-kontakt ↗

