


zolid lunaris

New 2026



„Natürliche Ästhetik –
ganz einfach erreicht.“



Um Lichtjahre voraus.

Zolid Lunar ist das neueste Mitglied der bewährten Zolid Zirkonoxid-Familie. Wie der Mond steht es für Beständigkeit in der Anwendung – dank des weiterentwickelten Farbkonzepts, das den neuesten Markttrend aufgreift.

- Intensive chromatische A-D Farben**
Die chromatische Einfärbung von Zolid Lunar ist im Vergleich zu den anderen Zolid-Produkten deutlich intensiver und reduziert den Nachbearbeitungsaufwand erheblich: Fräsen, Sintern, Glasieren – fertig. Die Restaurationen wirken dabei natürlich und lebendig.
- Hohe Festigkeit für alle festsitzenden Restaurationstypen**
Über 1.000 MPa* ermöglichen Einzelkronen bis hin zu 14-gliedrigen Brücken. Zuverlässig, langlebig und vielseitig.
- Highspeed-Sintern für maximale Effizienz**
Gesinterte Restaurationen in nur 15 Minuten – ohne Qualitätseinbußen. Ermöglicht die Herstellung von Restaurationen am selben Tag.
- Umfassendes Portfolio**
Eine vielseitige Allround-Lösung mit Höhen von 12–30 mm, 16 A-D-Farbtönen und 5 Bleach-Farben für maximale Flexibilität.
- Qualität und Service, die überzeugen**
Entwickelt nach höchsten Standards mit 10 Jahren Garantie – unterstützt durch umfassende Schulungen und Support für zuverlässige und sichere Restaurationen.



„Kundenanforderungen verändern sich – und genau das motiviert uns, unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Mit Zolid Lunar setzen wir neue Maßstäbe: Die intensivere Einfärbung reduziert aufwendige Arbeitsschritte und trifft den vita Shade Guide präziser denn je. Der Nachfolger von Zolid Gen-X überzeugt mit Amann Girrbach Premium-Qualität und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.“

B.Sc. Melanie Röschmann, Senior Product Manager Consumables



„Zolid Lunar ist unser Highlight für High-Speed-Sintern: Kronen und bis zu 3-gliedrige Brücken lassen sich mit dem Therm CS in nur 15 Minuten sintern – bei gleichbleibend hervorragenden Materialeigenschaften. Zolid Lunar ermöglicht so eine besonders einfache und wirtschaftliche Prozessführung.“

Dipl. Ing. Axel Reichert, Senior Manager R&D Material

Entwickelt von Dentalexperten für Dentalexperten.

Softwareintegration, die schützt

Zolid Lunar is vollständig in die Ceramill-Software eingebunden – alle prozessrelevanten Parameter sind hinterlegt und unterstützen eine sichere, verlässliche Anwendung.

Fräsergebnisse, die überzeugen

Die ausgewogene Weißdichte schont das Werkzeug und ermöglicht präzise, dünne Ränder. Der individuell berechnete Schrumpffaktor sorgt für eine optimale Passung. In Kombination mit Motion Air entsteht das perfekte Team für exzellente Ergebnisse.

Sinterergebnisse, die beeindrucken

Das speziell entwickelte Sinterprogramm liefert hochästhetische Restaurationen in Vita-Farben mit über 1.000 MPa Festigkeit – natürlich, langlebig und zuverlässig.

Schnelligkeit, die begeistert

In Kombination mit dem Therm CS bietet Zolid Lunar is eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit im Zolid-Portfolio: Restaurationen können in nur 15 Minuten gesintert werden – ohne Einbußen bei Qualität oder Ästhetik.

Kompatibilität, die verbindet

Das 98-mm-Blankformat fügt sich nahtlos in gängige dentale Fräsmaschinen ein. Die breite Maschinenkompatibilität sorgt für einen reibungslosen Workflow und macht den Einsatz flexibel.

„Zolid Lunar is bietet beeindruckende Ästhetik bei zugleich hoher Festigkeit – ein wirklich überzeugendes Produkt.“


Zirconet, Alain Sakr, Bukarest



Sinterprozess und Material im perfekten Zusammenspiel.

Richtiges Sintern ist entscheidend, denn in diesem Prozessschritt entstehen die gewünschten Materialeigenschaften. Zolid Lunariss wird mit einem eigenen Sinterprogramm verarbeitet, das verlässliche Festigkeit und ansprechende ästhetische Resultate ermöglicht.

Sinterdiagramm



Für reproduzierbare Ergebnisse – erfahren Sie hier mehr über die Verarbeitung von Zolid Lunariss.



„Ein Quantensprung in der Farbpräzision: Das intensivere Chroma im Zahnhals und der perfekt abgestimmte Schneidebereich treffen exakt die Vita-Farbskala – ein echter ästhetischer Fortschritt!“

Laboratorio Dentek, Giuseppe & Alessia Umile, Santa Ninfa, ITA

Zolid Zirkonoxid – flexible Lösungen für Ihren Workflow.

Portfolioübersicht

	ZOLID BION	ZOLID FX MULTILAYER	ZOLID LUNARIS	ZOLID GEN-X	ZOLID HT+ PRESHADES	ZOLID HT+ WHITE	CERAMILL ZI	ZOLID DRS
Materialtyp	Multilayer 4Y-TZP & 5Y-TZP	Multilayer 5Y-TZP	Multilayer 3Y-TZP & 4Y-TZP	Multilayer 4Y-TZP	Preshade 4Y-TZP	Weiß 4Y-TZP	Weiß 3Y-TZP	Multilayer 4Y-TZP
Transluzenz	Super Hoch 45 - 49 %	Super Hoch 49 %	Hoch 46 %	Hoch 45 %	Hoch 45 %	Hoch 45 %	Niedrig 35 %	Hoch 45 %
Festigkeit *	1.100 MPa	700 MPa	1.000 MPa	1.000 MPa	1.000 MPa	1.100 MPa	1.200 MPa	1.100 MPa
Farben	16 Vita-Farben, BL0 - BL4	16 Vita-Farben, Bleach	16 Vita-Farben, BL0 - BL4	16 Vita-Farben, BL1 & BL3	16 Vita-Farben, Bleach	Weiß	Weiß	16 Vita-Farben, BL1 & BL3
Höhen	12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm	14, 16, 20 mm	12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm	12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm	14, 16, 20 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm	Blöcke: C20, B40

* Mittelwert Drei-Punkt Biegeprüfung nach DIN EN ISO 6872, F&E Amann Girrbach

Restaurationsstypen

	ZOLID BION	ZOLID FX MULTILAYER	ZOLID LUNARIS	ZOLID GEN-X	ZOLID HT+ PRESHADES	ZOLID HT+ WHITE	CERAMILL ZI	ZOLID DRS
Designoptionen								
Monolithisch	•	•	•	•				•
Cut-Back/Teilverblendet	•	•	•	•	•	•		
Brückengerüste	•		•	•	•	•	•	
Restaurationsstypen								
Veneer	•	•	•					
Inlay/Onlay	•	•	•	•				•
Einzelkronen	•	•	•	•	•	•	•	•
3-gliedrige Brücken	•	•	•	•	•	•	•	•
Mehrgliedrige Brücken	•		•	•	•	•	•	
Abutments	•	•	•	•	•	•	•	•

Bestellübersicht

Zolid Lunar is bietet eine vielseitige Allround-Lösung für höchste Ansprüche. Mit Höhen von 12 bis 30 mm, 16 A–D-Farbtönen und 5 Bleach-

Farben ermöglicht es maximale Flexibilität in der Anwendung und individuell zugeschnittene Lösungen für jeden Patienten.

Artikelnummer	Artikelname
768506	Zolid Lunar is BL0 98x12
768507	Zolid Lunar is BL0 98x14
768508	Zolid Lunar is BL0 98x16
768509	Zolid Lunar is BL0 98x18
768510	Zolid Lunar is BL0 98x20
768511	Zolid Lunar is BL0 98x25
768512	Zolid Lunar is BL0 98x30
768514	Zolid Lunar is BL1 98x12
768515	Zolid Lunar is BL1 98x14
768516	Zolid Lunar is BL1 98x16
768517	Zolid Lunar is BL1 98x18
768518	Zolid Lunar is BL1 98x20
768519	Zolid Lunar is BL1 98x25
768520	Zolid Lunar is BL1 98x30
768522	Zolid Lunar is BL2 98x12
768523	Zolid Lunar is BL2 98x14
768524	Zolid Lunar is BL2 98x16
768525	Zolid Lunar is BL2 98x18
768526	Zolid Lunar is BL2 98x20
768527	Zolid Lunar is BL2 98x25
768528	Zolid Lunar is BL2 98x30
768530	Zolid Lunar is BL3 98x12
768531	Zolid Lunar is BL3 98x14
768532	Zolid Lunar is BL3 98x16
768533	Zolid Lunar is BL3 98x18
768534	Zolid Lunar is BL3 98x20
768535	Zolid Lunar is BL3 98x25
768536	Zolid Lunar is BL3 98x30
768538	Zolid Lunar is BL4 98x12
768539	Zolid Lunar is BL4 98x14
768540	Zolid Lunar is BL4 98x16
768541	Zolid Lunar is BL4 98x18
768542	Zolid Lunar is BL4 98x20
768543	Zolid Lunar is BL4 98x25
768544	Zolid Lunar is BL4 98x30
768546	Zolid Lunar is A1 98x12
768547	Zolid Lunar is A1 98x14
768548	Zolid Lunar is A1 98x16
768549	Zolid Lunar is A1 98x18
768550	Zolid Lunar is A1 98x20
768551	Zolid Lunar is A1 98x25
768552	Zolid Lunar is A1 98x30
768554	Zolid Lunar is A2 98x12
768555	Zolid Lunar is A2 98x14
768556	Zolid Lunar is A2 98x16
768557	Zolid Lunar is A2 98x18
768558	Zolid Lunar is A2 98x20
768559	Zolid Lunar is A2 98x25
768560	Zolid Lunar is A2 98x30

Artikelnummer	Artikelname
768562	Zolid Lunar is A3 98x12
768563	Zolid Lunar is A3 98x14
768564	Zolid Lunar is A3 98x16
768565	Zolid Lunar is A3 98x18
768566	Zolid Lunar is A3 98x20
768567	Zolid Lunar is A3 98x25
768568	Zolid Lunar is A3 98x30
768570	Zolid Lunar is A3,5 98x12
768571	Zolid Lunar is A3,5 98x14
768572	Zolid Lunar is A3,5 98x16
768573	Zolid Lunar is A3,5 98x18
768574	Zolid Lunar is A3,5 98x20
768575	Zolid Lunar is A3,5 98x25
768576	Zolid Lunar is A3,5 98x30
768578	Zolid Lunar is A4 98x12
768579	Zolid Lunar is A4 98x14
768580	Zolid Lunar is A4 98x16
768581	Zolid Lunar is A4 98x18
768582	Zolid Lunar is A4 98x20
768583	Zolid Lunar is A4 98x25
768584	Zolid Lunar is A4 98x30
768586	Zolid Lunar is B1 98x12
768587	Zolid Lunar is B1 98x14
768588	Zolid Lunar is B1 98x16
768589	Zolid Lunar is B1 98x18
768590	Zolid Lunar is B1 98x20
768591	Zolid Lunar is B1 98x25
768592	Zolid Lunar is B1 98x30
768594	Zolid Lunar is B2 98x12
768595	Zolid Lunar is B2 98x14
768596	Zolid Lunar is B2 98x16
768597	Zolid Lunar is B2 98x18
768598	Zolid Lunar is B2 98x20
768599	Zolid Lunar is B2 98x25
768600	Zolid Lunar is B2 98x30
768602	Zolid Lunar is B3 98x12
768603	Zolid Lunar is B3 98x14
768604	Zolid Lunar is B3 98x16
768605	Zolid Lunar is B3 98x18
768606	Zolid Lunar is B3 98x20
768607	Zolid Lunar is B3 98x25
768608	Zolid Lunar is B3 98x30
768610	Zolid Lunar is B4 98x12
768611	Zolid Lunar is B4 98x14
768612	Zolid Lunar is B4 98x16
768613	Zolid Lunar is B4 98x18
768614	Zolid Lunar is B4 98x20
768615	Zolid Lunar is B4 98x25
768616	Zolid Lunar is B4 98x30



Artikelnummer	Artikelname
768618	Zolid Lunar is C1 98x12
768619	Zolid Lunar is C1 98x14
768620	Zolid Lunar is C1 98x16
768621	Zolid Lunar is C1 98x18
768622	Zolid Lunar is C1 98x20
768623	Zolid Lunar is C1 98x25
768624	Zolid Lunar is C1 98x30
768626	Zolid Lunar is C2 98x12
768627	Zolid Lunar is C2 98x14
768628	Zolid Lunar is C2 98x16
768629	Zolid Lunar is C2 98x18
768630	Zolid Lunar is C2 98x20
768631	Zolid Lunar is C2 98x25
768632	Zolid Lunar is C2 98x30
768634	Zolid Lunar is C3 98x12
768635	Zolid Lunar is C3 98x14
768636	Zolid Lunar is C3 98x16
768637	Zolid Lunar is C3 98x18
768638	Zolid Lunar is C3 98x20
768639	Zolid Lunar is C3 98x25
768640	Zolid Lunar is C3 98x30
768642	Zolid Lunar is C4 98x12
768643	Zolid Lunar is C4 98x14
768644	Zolid Lunar is C4 98x16
768645	Zolid Lunar is C4 98x18
768646	Zolid Lunar is C4 98x20
768647	Zolid Lunar is C4 98x25
768648	Zolid Lunar is C4 98x30
768650	Zolid Lunar is D2 98x12
768651	Zolid Lunar is D2 98x14
768652	Zolid Lunar is D2 98x16
768653	Zolid Lunar is D2 98x18
768654	Zolid Lunar is D2 98x20
768655	Zolid Lunar is D2 98x25
768656	Zolid Lunar is D2 98x30
768658	Zolid Lunar is D3 98x12
768659	Zolid Lunar is D3 98x14
768660	Zolid Lunar is D3 98x16
768661	Zolid Lunar is D3 98x18
768662	Zolid Lunar is D3 98x20
768663	Zolid Lunar is D3 98x25
768664	Zolid Lunar is D3 98x30
768666	Zolid Lunar is D4 98x12
768667	Zolid Lunar is D4 98x14
768668	Zolid Lunar is D4 98x16
768669	Zolid Lunar is D4 98x18
768670	Zolid Lunar is D4 98x20
768671	Zolid Lunar is D4 98x25
768672	Zolid Lunar is D4 98x30



QR-Code scannen -
Zolid Lunar is online
shoppen


store.amangirrbach.com

Service und Ausbildung


AG Academy

Kontinuierliche Produktinnovationen, regelmäßige Schulungsveranstaltungen und Anregungen unserer Kunden und Partner haben uns dazu veranlasst, die AG Academy zu gründen.

Wir bieten sowohl Präsenzkurse in unseren eigenen Schulungszentren in Österreich, Deutschland, Libanon, Singapur, Brasilien und den USA als auch natürlich Live-Onlinekurse und On-Demand-Webinare an, die jederzeit und überall verfügbar sind. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und Bedürfnissen machen unsere AG Academy einzigartig und bieten unseren Partnern einen nachhaltigen Mehrwert.



Der Leistungsumfang der AG Academy auf einen Blick



AG Academy: Kurs im Schulungszentrum, Online-Schulungen.

Zwei Jahrzehnte Erfahrung


Seit über 20 Jahren stellt Amann Girrbach am Standort Österreich Zirkonoxid-Rohlinge her. Aus der ursprünglichen Fertigung einfacher Fräsblöcke hat sich eine hochmoderne Produktionsstätte entwickelt, die nach neuesten Standards zertifizierte Produkte in über 90 Länder weltweit liefert.

Auch Fräsmaschinen und Sinteröfen werden bei uns entwickelt und produziert, was eine einzigartige Fertigungstiefe ermöglicht und eine präzise Abstimmung aller Fertigungsschritte erlaubt. So entstehen sichere Produkte, die Labore, Praxen und Patienten weltweit gleichermaßen begeistern.



Amann Girrbach Zirkonoxid Produktion

Warum Amann Girrbach? Innovation für Ihren nachhaltigen Workflow.



AG-Firmensitz Mäder, Österreich

Unser Hauptsitz im österreichischen Rheintal spiegelt unser natürliches Engagement für Nachhaltigkeit wider. Umgeben von Wäldern, Wiesen und Bergen inspiriert Vorarlberg zu Innovationen – und hat sich damit den Ruf als „Silicon Valley der Alpen“ erworben und ist europaweit führend bei den Patentanmeldungen pro Kopf.

Bei Amann Girrbach setzen wir uns daher für einen effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Rohstoffen sowie für eine umweltverträgliche Produktion ein.



Über Amann Girschbach

Als Vorreiter in der dentalen CAD/CAM-Technologie zählt Amann Girschbach zu den führenden Innovatoren und bevorzugten Full-Service-Anbietern in der digitalen Dentalprothetik. Mit hoher Entwicklungskompetenz und konsequenter Kundenorientierung bietet das Unternehmen ausgereifte Produkte und Workflowlösungen an. Neben innovativen Scan- und Produktionslösungen, in denen Softwaresysteme und die Cloud-Plattform AG.Live eine zentrale Rolle spielen, runden hochqualitative Materialien, ein starker technischer Service mit global aufgestelltem Helpdesk sowie Ausbildungsangebote und Trainings das Portfolio ab.

Zu den Kunden in rund 90 Ländern gehören Zahnarztpraxen, Praxislabore und Dentallabore. Ein hoher Qualitätsstandard und Nachhaltigkeit sind für Amann Girschbach ausschlaggebende Wertschöpfungskriterien, weshalb das Unternehmen die gesamte Entwicklung und Produktion am Hauptsitz in Mäder, Österreich untergebracht hat. Darüber hinaus hat Amann Girschbach Vertriebsniederlassungen in Pforzheim (DE), Verona (IT), Jossigny (FR), Charlotte (USA), Singapur (SGP), Curitiba (BRA), Peking (CHN) sowie Kooperationen in Kyoto (JPN) und Beirut (LBN).



**Wir beraten Sie auch gerne persönlich.
Kontaktieren Sie uns!**

Auf unserer Webseite finden Sie weiterführende Informationen zu unseren Standorten und Kontaktdaten, damit Sie uns rasch erreichen können.

→ bit.ly/ag-contact

