

# AIR-FLOW®

# 3.0



AIR-FLOW® handy 3.0

**EMS**<sup>+</sup>  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

AIR-FLOW® handy 3.0  
ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®

# AIR-FLOW® handy 3.0

ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW® MIT NEUEM STANDARD IN EFFIZIENZ  
UND FLEXIBILITÄT, ERGONOMIE UND DESIGN



## PREMIUM 3.0 PROPHYLAXE

MOBILE PROPHYLAXE FÜR DIE HÖCHSTEN ANSPRÜCHE  
IN DER MODERNEN, PROFESSIONELLEN ZAHNREINIGUNG  
ÜBER DAS GESAMTE BEHANDLUNGSSPEKTRUM SUB-  
UND SUPRAGINGIVAL

**PROPHYLAXE HEUTE**

## OPTIONEN FÜR NEUEN THERAPIEERFOLG →



### AIR-FLOW® handy 3.0 PREMIUM

> AIR-FLOW handy 3.0 PLUS mit zusätzlichem AIR-FLOW PERIO Handstück – immer bereit für sub- und supragingival mit den AIR-FLOW® Pulvern PERIO und PLUS



### AIR-FLOW® handy 3.0 PLUS

> Optimal zur Anwendung bis zu 4mm Taschentiefe sowie im gesamten sichtbaren Zahnbereich – Flexibilität und Effizienz mit dem AIR-FLOW® Pulver PLUS



### AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO

> Optimal zur subgingivalen Anwendung tiefer als 4mm – einfache, gründliche Entfernung des Biofilms mit den AIR-FLOW® Pulvern PERIO und PLUS



### AIR-FLOW® handy 3.0

> Spezialisiert auf alle supragingivalen Anwendungen – für optimale Ergebnisse im gesamten sichtbaren Zahnbereich mit den AIR-FLOW® Pulvern CLASSIC, CLASSIC COMFORT und SOFT



# SCHÖN → SCHÖN LEICHT

## FORM UND FUNKTION FÜR OPTIMALEN KOMFORT BEI DER ANWENDUNG

> Designed für freien Blick  
auf das Behandlungsfeld




> Ausbalanciert für beste Handlichkeit



# AIR-FLOW® handy 3.0

**AIR-FLOW® handy 3.0**

ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®



**DIE ORIGINAL THERAPIE  
AIR-FLOW® PERIO WIRKT  
BIS IN DIE TIEFSTEN  
PARODONTALTASCHEN –  
BIOFILM VERSCHWINDET,  
UND DAMIT MILLIONEN  
VON POTENTIELLEN  
KRANKHEITSERREGERN**

PERIO-Düse zur subgingivalen Anwendung – drei horizontale Düsenaustritte für Pulver-Luft-Gemisch, ein vertikaler Düsenaustritt für Wasser

## **IMPLANTATE →**

**PROPHYLAXE DURCH ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®  
MIT DEM AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO**



> Implantat, freiliegend  
durch zurückgebildeten  
Zahnknochen

- > Periimplantitis ist die Parodontitis der Implantatpatienten
- > Der Biofilm setzt sich am Implantat fest, es kommt zu periimplantären Entzündungen, in der Folge zur Zurückbildung des Zahnknochens und letztlich zum Verlust des Implantats
- > Regelmässige subgingivale Prophylaxe mit der Original Therapie AIR-FLOW® verhindert Periimplantitis



**AIR-FLOW®  
EASY-FILL**  
> Sicher,  
sauber und  
schnell



# FULL-MOUTH AIR-FLOW® THERAPY

EIN GEMISCH AUS LUFT UND ORIGINAL AIR-FLOW®  
PULVER\* TRIFFT SICH MIT EINEM WASSERSPRAY  
ZUR SCHNELLEN UND SCHMERZLOSEN ENTFERNUNG  
VON ALLEN ZAHNBELÄGEN SOWIE VON BIOFILM  
IN DER GESAMTEN MUNDHÖHLE – MINIMALABRASIV  
UND STAUBFREI

\*Alle Original AIR-FLOW® Prophylaxepulver werden im EMS-eigenen Labor entwickelt und kommen aus EMS-eigener Herstellung - für optimales Zusammenwirken mit allen Original AIR-FLOW® Handstücken



# EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA  
Chemin de la Vuarpillière 31  
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700  
Fax +41 22 99 44 701  
welcome@ems-ch.com  
www.ems-dent.com

EMS  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GmbH  
Schatzbogen 86  
D-81829 München

Tel. +49 89 42 71 610  
Fax +49 89 42 71 61 60  
info@ems-ch.de