



Piezomed Instrumente

extrem  
schnell,  
präzise,  
sanft

Effizient und schonend.



# Instrumente für die Knochenchirurgie

## B1

Fein verzahntes Instrument für feine Sägeschnitte, mit wenig Knochenverlust bei der Knochenblockentnahme.



## B2R, B2L

Fein verzahntes Instrument für horizontale Sägeschnitte, mit wenig Knochenverlust, in schwer zugänglichen Bereichen. Nach rechts oder nach links gebogen erhältlich.



## B3

Scharfes Instrument zum Modellieren und Konturieren der Knochenoberfläche sowie zum Sammeln von Knochenespänen.



## B4

Scharfer Meißel für die Kieferkammsspaltung.



## B5

Scharfer Schaber zum Sammeln von Knochenespänen und zum Ablösen von Knochendeckeln.



## B6, B7



# Instrumente für die Parodontologie und Extraktion

## P1

Zur Entfernung von Konkrementen in der subgingivalen Region. Ideal zur Behandlung von tiefen, periodontalen Taschen.



## P2RD

Rechtsgebogene, diamantierte Spitze für das parodontale Debridement. Besonders geeignet für die offene Wurzelglättung.



## P2LD

Linksgebogene, diamantierte Spitze für das parodontale Debridement. Besonders geeignet für die offene Wurzelglättung.



## EX1

Instrument für die schonende Zahnextraktion zum Erhalt des alveolären Knochens.



## EX2

Instrument für die schonende Zahnextraktion zum Erhalt des alveolären Knochens.



# Instrumente für die retrograde Endodontie

## R1D

Gerades, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



## R2RD

Leicht nach rechts gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



## R2LD

Leicht nach links gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



## R3D

Gewinkeltes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



## R4RD

Stark nach rechts gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



## R4LD

Stark nach links gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.



# Instrumente für lateralen Sinuslift

## S1

Diamantiertes Instrument zum Präparieren eines Knochendeckels für die laterale Sinusboden-augmentation sowie für Kronenrandverlängerungen.



## S2

Instrument mit diamantierter Kugel zum Präparieren eines Knochendeckels für die laterale Sinusbodenaugmentation sowie für Kronenrandverlängerungen.



## S3

Instrument zum sanften Lösen der Schneider'schen Membran vom Knochen. Drei Spray-Austrittsöffnungen schützen die Schneider'sche Membran durch einen Kühlmittelfilm.



## S4

Instrument mit abgerundeten Kanten für das schonende Ablösen der Schneider'schen Membran.



## S5

Instrument mit abgerundeten Kanten für das schonende Ablösen der Schneider'schen Membran.



# Die W&H Piezomed Instrumente

QR-Code mit dem  
Mobiltelefon scannen  
und mehr über die  
W&H Piezomed  
Instrumente erfahren



Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der  
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## Kühlung dort wo sie gebraucht wird

Die Kühlmittelführung, die durch  
das Instrument bis nahe zum  
Arbeitspunkt führt, gewährleistet  
eine optimale Kühlung des  
Instruments und des zu  
bearbeitenden Hartgewebes.



### Instrumentenset »Bone«

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



### Instrumentenset »Paro«

P1, P2RD, P2LD



### Instrumentenset »EX«

EX1, EX2



### Instrumentenset »Endo«

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD



### Instrumentenset »Sinus«

S1, S2, S3, S4, S5



Die neuen W&H Piezomed-Instrumente sind,  
gleich wie der Instrumentenwechsler und der  
Instrumentenständer, thermodesinfizierbar  
und sterilisierbar.

#### Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

#### Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH  
Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen, Deutschland  
t + 49 8682 8967-0  
f + 49 8682 8967-11  
office.de@wh.com  
wh.com

W&H Austria GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-239  
f + 43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
wh.com

W&H CH-AG  
Industriepark 9  
8610 Uster, Schweiz  
t + 41 43 4978484  
f + 41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com