

ALL-IN-ONE
N°1
PROPHYLAXIS

ORIGINAL
+
METHOD

AIR-FLOW[®] PULVER

**GUIDED
BIOFILM
THERAPY**

EMS⁺

AIR-FLOW® PULVER

ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®

→ SUB- UND SUPRAGINGIVAL

KLINISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

AIR-FLOW® HANDSTÜCKE




AIR-FLOW® PULVER PLUS

- SUB- UND SUPRAGINGIVAL – IN EINEM SCHRITT
- KEINE REIZUNG DES ZAHNFLEISCHES – PATIENTEN FÜHLEN SICH GUT UND SIND SCHMERZFREI
- KEINE ERKENNBARE BEEINTRÄCHTIGUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE AUCH BEI RECALL-PROPHYLAXE
- Auf Erythritolbasis
- Durchschn. Korngrösse ~14 µm
- 100 g Flasche

- ZUM ENTFERNEN VON BIOFILM UND MITTLEREN/LEICHTEN VERFÄRBUNGEN MIT OPTIMIERTEM PATIENTENKOMFORT
- ERSETZT DIE HERKÖMMLICHE POLITUR MIT ABRASIVEN POLIERPASTEN – DAS SPART ZEIT

- ZUM ENTFERNEN DES BIOFILMS VON ZAHN UND IMPLANTAT IN TASCHEN BIS 4 MM
- ZUM ENTFERNEN DES BIOFILMS VON ZAHN UND IMPLANTAT IN TIEFEN PARODONTALTASCHEN
- MIT AIR-FLOW® PERIO HANDSTÜCK UND WEICHER EINWEG-NOZZLE MIT TIEFENMARKIERUNG



→ SUPRAGINGIVAL

- ZUM ENTFERNEN VON BIOFILM UND STARKEN VERFÄRBUNGEN MIT OPTIMIERTEM PATIENTENKOMFORT OBERHALB DER ZAHNSCHMELZZEMENTGRENZE



AIR-FLOW® PULVER CLASSIC COMFORT

- Natriumbicarbonat
- Durchschn. Korngrösse ~40 µm
- 250 g Flasche




**EINS
FÜR
ALLES**



**GUIDED
BIOFILM
THERAPY**




BIOFILM MANAGEMENT MIT AIR-FLOW® PLUS PULVER



OBERHALB
SCHMELZ-
ZEMENT-
GRENZE

1. AIR-FLOW® SUPRAGINGIVAL



SCHMELZ-
ZEMENT-
GRENZE
< 4mm

2. AIR-FLOW® SUB- UND SUPRAGINGIVAL



SCHMELZ-
ZEMENT-
GRENZE
> 4mm

3. AIR-FLOW® SUBGINGIVAL



EMS-DENTAL.COM

EMS
Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
D-81829 München
Phone +49 89 42 71 610
Fax +49 89 42 71 61 60
info@ems-ch.de