


Entsorgung beginnt mit **e.** enretec



Produktinformationen zur e-box für MST 1

Amalgamauffangbehälter für den Amalgamabscheider
MULTI SYSTEM TYP 1 von Metasys



e-box für MST 1

TÜV NORD CERT
GmbH bestätigt:

- ✓ nach DIN EN ISO 11143 geprüft
- ✓ Abscheiderate gem. Original

Besser als das Original

- ✓ Hochwertiger Kunststoff mit Abperleffekt
- ✓ Erstklassige Verarbeitung
- ✓ **Kostenfrei** im Austausch gegen einen gefüllten Behälter

Kostenfreie Hotline: 0800 367 383 2

www.enretec.de



Unser Zertifizierungsstandard

Entsorgung beginnt mit **e.** enretec



Die *e-box für MST 1* ist ein von der enretec GmbH hergestellter und vom TÜV NORD geprüfter Amalgamauffangbehälter für den Amalgamabscheider MULTI SYSTEM TYP 1 des Herstellers Metasys.

Produktinformationen zur *e-box für MST 1*

- ✓ Der Behälter ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen!
- ✓ **TÜV NORD CERT GmbH bestätigt:**
 - Die *e-box für MST 1* ist geprüft nach DIN EN ISO 11143 (Zahnheilkunde – Amalgamabscheider).
 - Abscheiderate der *e-box für MST 1* entspricht zu 100 % dem Originalbehälter.
- ✓ Die *e-box für MST 1* entspricht allen Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt.
- ✓ Qualitativ hochwertiger Behälter mit Abperleffekt
 - Schmutzabweisender Kunststoff, der Ablagerungen im Bereich der elektr. Füllstandsmessung verhindert und damit Fehlermeldungen vermeidet.
 - Keine störenden Kunststoffüberstände.
- ✓ Optische Füllstandsanzeige bei 95 % bzw. 100 %.
- ✓ Der Einbau der *e-box für MST 1* entspricht dem Originalbehälter und erfolgt gemäß den Herstellervorgaben im Gerätehandbuch.

Die *e-box für MST 1* ist Ihre Alternative zum teuren Nachkauf eines neuen Originalbehälters oder zum Behälterrecycling.

Sie erhalten von uns:

- ✓ stets einen neuen und hygienisch einwandfreien Behälter kostenfrei im Austausch gegen einen gefüllten Behälter.
- ✓ volle Gewährleistungsansprüche auf den Amalgamauffangbehälter *e-box für MST 1*.

Informationen zur Entsorgung

WICHTIG: Tragen Sie bei der Entnahme des Amalgamauffangbehälters Handschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Inhalt!

1. Entnehmen Sie die *e-box für MST 1* aus dem Amalgamabscheider gemäß den Vorgaben des Geräteherstellers.
2. Verschließen Sie den Behälter fest mit dem beiliegenden Deckel.
3. Veranlassen Sie die kostenfreie Abholung & Entsorgung sowie Nachbestellung mittels des beigelegten Auftragsformulars der enretec oder Ihres Fachhändlers. Gern können Sie uns auch telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Kontakt

enretec GmbH
Kanalstraße 17
16727 Velten
info@enretec.de

HINWEIS:

Wir bieten auch die Entsorgung weiterer Praxisabfälle an. Informieren Sie sich unter www.enretec.de über unsere Leistungen.

Kostenfreie Hotline: 0800 367 383 2

www.enretec.de



Unser Zertifizierungsstandard