

Produktkatalog 2011

Gesamtverzeichnis



Gültig ab 1. Januar 2011 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs.

Hinweis: Um den Lesefluss nicht zu stören, verzichtet Nobel Biocare im Text auf die Zeichen TM und [®]. Hiermit verzichtet Nobel Biocare jedoch auf keine Rechte an der Marke oder eingetragenen Marke; aus den Angaben darf keinesfalls auf einen solchen Verzicht geschlossen werden.

Platform Switching ist die in Deutschland verwendete Bezeichnung, Platform Shifting in Österreich und in der Schweiz.

Markenhinweise:

Ankylos[®] ist eine Marke der Dentsply Friadent Group, Astra Tech[®] ist eine Marke der Astra Tech Group, BredentTM ist eine Marke von Bredent GmbH & Co. KG, Camlog[®] ist eine Marke der Camlog Biotechnologies Group, Dolder[®] und Dalbo[®] sind Marken von Cendres+Metaux SA, Lifecore[®] Biomedical Restore ist eine Marke der Lifecore Biomedical Group, Locator[®] ist eine Marke von Zest Anchors Inc, Sterngold[®] Implamed ist eine Marke der Sterngold Group, Straumann[®] ist eine Marke der Institut Straumann AG, Telio[®] CAD und IPS e.max[®] CAD sind Marken der Ivoclar Vivadent AG, 3i[®] ist eine Marke der Biomet Group, Thommen[®] ist eine Marke der Thommen Medical AG und Zimmer[®] Dental ist eine Marke der Zimmer Group.

Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen; unter Umständen sind nicht alle Produkte nach kanadischem Recht zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten.

Inhalt.

Einführung

Lösungen für alle Indikationen	Von der Wurzel bis zur Zahnkrone	6
	Implantate für alle Indikationen	8
	Prothetik für ein natürliches Aussehen und optimale Funktion	11
	Weltweit und rund um die Uhr	12
	Von Wissenschaft und Innovation geprägte Tradition	14
	Vertrieb, Kundendienst und Support	15

Chirurgie

Implantate mit Außensechskant-Verbindung	Einführung	
	– Außensechskant-Verbindung	18
	– Entscheidungsbaum	19
Brånemark System™ Mk III	– Brånemark System™ Mk III, Mk IV und NobelSpeedy™ Groovy	20
Brånemark System™ Mk IV	Übersicht	22
NobelSpeedy™ Groovy	Produktspezifikationen	
Brånemark System™ Zygoma	– Implantate	32
	– Bohrer	38
	– Chirurgische Komponenten	43
	– Chirurgie-Kits	45
	Brånemark System™ Zygoma	48
Implantate mit konischer Innenverbindung	Einführung	
	– Konische Innenverbindung	54
	– NobelActive™	55
NobelActive™	Übersicht	56
	Produktspezifikationen	
	– Implantate	60
	– Bohrer	62
	– Chirurgische Komponenten	66
	– Chirurgie-Kit	68
Implantate mit Dreikanal-Innenverbindung	Einführung	
	– Dreikanal-Innenverbindung	72
	– Entscheidungsbaum	73
	– NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace	74
NobelReplace™ Tapered	Übersicht	76
Replace™ Select Tapered	Produktspezifikationen	
NobelReplace™ Straight	– Implantate	88
Replace™ Select Straight	– Bohrer	96
NobelSpeedy™ Replace	– Chirurgische Komponenten	104
Replace™ Select TC	– Chirurgie-Kits	108
NobelDirect™	Einführung	114
	Übersicht	116
NobelDirect™ Groovy	Produktspezifikationen	
NobelDirect™ Oval	– Implantate	122
NobelDirect™ Posterior	– Bohrer	126
NobelDirect™ 3.0	– Chirurgie-Kits	132
Immediate Provisional Implant		137
Instrumente, Zubehör und Geräte		143

Prothetik

Standardprothetik	Einführung	
	– Abutments für alle Indikationen	150
	Provisorische Versorgung auf Implantaten	
	– Gingivaformer	152
	– Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	154
	– QuickTemp™ Abutment Conical	156
	– Provisorisches Abutment	158
	Endgültige Versorgung auf Implantaten	
	– Procera® Esthetic Abutment	160
	– Esthetic Abutment	166
	– Snappy™ Abutment	170
	– GoldAdapt™	174
	– Multi-unit Abutment	176
	– Abutments mit geringem Profil und Abutments für Einzelzahnversorgungen	184
	Deckprothesenlösungen	
	– Locator® Abutment	186
	– Kugelkopf-Abutment Titan	190
	– Goldabutment für Steg/Goldkappe für Steg	192
	Andere prothetische Komponenten	
	– Klinische und Laborschrauben	194
	– Schraubendreher und Drehmomentratsche	196
	– Abformpfosten	197
	– Laborimplantate	202
	– Kunststoffkappen und Heilkappen	203
	– Prothetik-Kits	205
	– Auswahlabutments	206
	– Verschiedene Komponenten	207
	Ersatzteile	209
Individuelle CAD/CAM-Prothetik – NobelProcera™ und Procera®	Einführung	212
	Zementierte Kronen und Brücken	214
	Abutments	216
	Verschraubte Implantatbrücken	222
	Implantatstege	230
	Scanner und Software	240

**Diagnose, Behandlungsplanung
und schablonengeführte Chirurgie –
NobelGuide™**

Einführung	Optimales prothetisches Ergebnis	248
Diagnose und Behandlungsplanung	Software und Kalibrierungskit	250
Schablonengeführte Chirurgie	Individuelle Produkte und Verankerungsstifte	251
	Übersicht über Kits für schablonengeführte Chirurgie	252
	Außensechskant-Verbindung – Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy	
	– Übersicht	254
	– Guided Bohrer	262
	– Chirurgische und Laborkomponenten	266
	– Chirurgie-Kits	270
	Konische Innenverbindung – NobelActive™	
	– Übersicht	276
	– Guided Bohrer	280
	– Chirurgische und Laborkomponenten	284
	– Chirurgie-Kits	288
	Dreikanal-Innenverbindung – NobelReplace™ Tapered	
	– Übersicht	292
	– Guided Bohrer	296
	– Chirurgische und Laborkomponenten	300
	– Chirurgie-Kits	304
	Dreikanal-Innenverbindung – NobelReplace™ Straight und NobelSpeedy™ Replace	
	– Übersicht	308
	– Guided Bohrer	312
	– Chirurgische und Laborkomponenten	316
	– Chirurgie-Kits	320
Patienteninformationsmaterial		
	Materialien zur Information und Kommunikation mit dem Patienten	328
	Für das Wartezimmer	329
	Für die Beratung	333
	Nach der Behandlung	334
Anhänge		
	Erläuterung von Symbolen auf Etiketten und in Gebrauchsanweisungen	337
	Erläuterung der Etiketten	338
	Drehmoment-Übersicht	340
	Empfehlungen zum Reinigen und Sterilisieren	342
	Materialeigenschaften	347
	TiUnite® für eine vorhersagbare und verbesserte Osseointegration	351
	Garantie	352
Index	Index in alphabetischer Reihenfolge	355
	Index nach Artikelnummern	371
Weltweiter Kundendienst		387

Von der Wurzel bis zur Zahnkrone.

Nobel Biocare ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen und weltweit führend im Bereich wissenschaftlich fundierter Lösungen, die für die Versorgung aller Indikationen von der Wurzel bis zur Zahnkrone einsetzbar sind. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Sicherheit, Schulung und Innovation mit dem Ziel, die Behandlungsdauer zu verkürzen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Dank der guten Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Zahntechnikern profitieren weltweit Patienten von unseren ästhetischen und rekonstruktiven Lösungsmöglichkeiten.

Umfassendes Lösungsangebot

Wir bieten Zahnärzten und Zahntechnikern ein umfassendes Angebot an Lösungen und Behandlungskonzepten aus einer Hand und stellen dadurch ein hohes Maß an Qualität, Flexibilität und Kompatibilität sicher – für die optimale Lösung bei jeder Indikation.

Prothetik für ein natürliches Aussehen und optimale Funktion

Wir bieten Prothetik für sichere, vorhersagbare und einfach zu verwendende Lösungen, mit denen eine natürlich aussehende, ästhetische Versorgung mit optimaler Funktionalität erreicht wird.

Professionelle Schulung und Fortbildung

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Schulungs- und Fortbildungskursen an, in denen schwerpunktmäßig die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, um Nobel Biocare Lösungen in die Zahnarztpraxis oder das Labor erfolgreich zu integrieren.

Umfassender Kundendienst und Support

Alle unsere Standardprodukte können rund um die Uhr auf der Internetseite „www.nobelbiocare.com/de/online-shop/“ bestellt werden. Zudem stehen unsere erfahrenen Mitarbeiter für eine persönliche Beratung gerne zur Verfügung.



CAD/CAM-Zahnmedizin der nächsten Generation

NobelProcera Prothetik wird mithilfe modernster Software und fortschrittlicher optischer Scantechnologien (konoskopische Holografie) individuell entworfen und gefertigt.

Implantate für jede Indikation

Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Implantaten auf Knochen- und Weichgewebsebene für alle Indikationen entwickelt, das auch Implantate mit kleinem Durchmesser, verschiedene Längen und drei verschiedene Verbindungen für die Abutmentmontage umfasst.

Große Materialauswahl

Alle unsere Lösungen werden aus verschiedenen Materialien mit hoher Festigkeit und Biokompatibilität angefertigt, um zuverlässige und vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen, wie z. B. Implantate aus Reintitan und Prothetiklösungen aus weißem und eingefärbtem Zirkondioxid, Aluminiumoxid, Titan, Kobalt-Chrom sowie IPS e.max® CAD und Telio® CAD (Kunststoff).

Innovative Diagnose- und Behandlungskonzepte

Wir haben zahlreiche Konzepte entwickelt, um die prothetische Versorgung und die klinische Effizienz zu optimieren. Die Schwerpunkte der wichtigsten Konzepte liegen auf der Verbesserung der Diagnose und Behandlungsplanung, Primärstabilität, der Optimierung der Weichgewebsintegration und der schablonengeführten Implantatinsertion für ein weniger invasives chirurgisches Vorgehen.

Implantate für alle Indikationen.

Nobel Biocare stellt ein umfangreiches Sortiment an Implantaten auf Knochen- und Weichgewebsebene für alle Indikationen und Knochenqualitäten bereit, das jedem Anwender sowie allen gewählten Behandlungskonzepten gerecht wird – bei Ein- und Zwei-Schritt-Chirurgie sowie bei sofortiger, frühzeitiger oder späterer Belastung. Es sind Implantate mit unterschiedlichsten Abmessungen erhältlich, unter anderem mit kleinem Durchmesser und in kurzer Ausführung, die eine der drei unterschiedlichen Implantat-Abutment-Verbindungen aufweisen.

Ein Material

Aufgrund seiner Biokompatibilität und Affinität zur Knochenbildung hat sich Reintitan als Branchenstandard für die Herstellung medizinischer Produkte, speziell in der Zahnmedizin, etabliert. Seit über zwanzig Jahren fertigen wir Implantate aus chemisch unveränderten Varianten von Reintitan.

Kaltbearbeitung

Für alle unsere Implantate nutzen wir ein intern entwickeltes Kaltbearbeitungsverfahren für Reintitan, mit dem überragende Werte bei Dehn- (> 55 %), Zug- (> 70 %) und Ermüdungsfestigkeit (> 50 %) erzielt werden.

TiUnite

Im Jahr 2000 haben wir die osseokonduktiven Eigenschaften von Titan mit unserer patentierten Titanoxidoberfläche TiUnite verbessert, die nachweislich die Primärstabilität durch schnellere Knochenbildung erhöht.

Zwei Bohrprotokolle

Durch die Standardisierung der Protokolle für die Implantatinsertion konnten wir die Bohrschritte optimieren.



NobelProcera™ Krone und Abutment auf NobelActive™ Implantat



NobelProcera™ Implantatbrücke auf NobelReplace™ Tapered Implantaten

Wurzelförmige (Tapered) Implantate

Farbkodierung (nach Durchmesser der Implantatplattform); Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise unabhängig von der Indikation.

Parallelwandige Implantate

Erlauben die Unterpräparation in weichem Knochen für erhöhte Stabilität und bieten passiven Sitz in dichtem Knochen. Außerdem besteht bei unkomplizierten Indikationen die Möglichkeit, die Bohrschritte zu reduzieren.

Drei prothetische Verbindungen

Die Implantate von Nobel Biocare sind mit drei verschiedenen Verbindungen für die Abutmentmontage erhältlich.

Außensechskant-Verbindung

Diese prothetische Verbindung ist der Branchenstandard und bietet je nach Abutment eine Auswahl von 6 bis


12 Positionen; ihr kurzer Abstand zwischen Krone und erstem Gewindegang ist für dünnes marginales Weichgewebe von Vorteil.

Dreikanal-Innenverbindung


Optimale taktile Rückmeldung mit drei Möglichkeiten der Positionierung und Farbkodierung für die einfache Ermittlung der Plattform.

Konische Innenverbindung

Eine einzigartige konische Verbindung mit Innensechskant und Platform Switching, mit der sowohl Einzelzahn- als auch verblockte Versorgungen möglich sind. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung bei präziser konischer Passung. Der Übergang zwischen Implantat und Abutment erlaubt ein Austrittsprofil-Design, das eine verbesserte Stabilisierung des Weichgewebes ermöglicht.



All-on-4™: NobelProcera™ Implantatbrücke auf Multi-unit Abutments und NobelSpeedy™ Implantaten



NobelProcera™ Implantatsteg auf Replace™ Select TC Implantaten

Brånemark System

Nach Meinung vieler ist das original Brånemark System das vielseitigste Implantatsystem im Portfolio von Nobel Biocare. Das Brånemark System ist eine Weiterentwicklung des Implantatsystems, das ursprünglich von Prof. Per-Ingvar Brånemark entwickelt wurde. Das Brånemark System gehört zur Produktfamilie der parallelwandigen Implantate, die für beinahe alle Indikationen geeignet sind, insbesondere aber in mitteldichtem bis dichtem Knochen sehr effektiv sind. Das Brånemark System ist eines der wenigen Implantatsysteme, das durch über 40 Jahre klinische Erfahrung gestützt wird, die seine langfristige klinische Wirksamkeit und Sicherheit belegt.

NobelSpeedy

NobelSpeedy ist ein leicht konisches Implantat mit einer ausgeprägten apikalen Verjüngung zur Ermöglichung einer Unterpräparation. Es wurde zudem für eine hohe Primärstabilität bei weichem bis mitteldichtem Knochen entwickelt. Diese Merkmale bieten die Möglichkeit, die Bohrprotokolle zu verkürzen. Deshalb gehört NobelSpeedy zu den bevorzugten Implantaten für Gesamtlösungen wie All-on-4. NobelSpeedy ist mit Außensechskant- sowie Dreikanal-Innenverbindung erhältlich.

NobelActive

NobelActive ist die neueste Produktreihe im Sortiment und das innovativste Zahnimplantat von Nobel Biocare. Es handelt sich dabei um ein Hybridimplantat: Es weist ein leicht wurzelförmiges Design auf, obwohl bei der Insertion Bohrprotokolle für parallelwandige Implantate zum Einsatz kommen. NobelActive ist ein Implantat für erfahrene Anwender und bietet eine hohe Primärstabilität, insbesondere bei Extraktionsalveolen und weichem Knochen.

NobelReplace und Replace Select

Diese Implantatsysteme erreichen eine optimale Primärstabilität in weichem und dichtem Knochen. Die Implantate sind in wurzelförmiger oder gerader Ausführung sowie mit und ohne strukturierter Schulter erhältlich. Sie weisen alle eine Dreikanal-Innenverbindung für die Prothetik auf.

Außensechskant-Verbindung



Brånemark System™
Groovy und Shorty

NobelSpeedy™
Groovy und Shorty

Konische Innenverbindung



NobelActive™

Dreikanal-Innenverbindung



NobelReplace™
Tapered und Straight

Replace™ Select
Tapered und Straight

NobelSpeedy™
Replace

Prothetik für ein natürliches Aussehen und optimale Funktion.

Nobel Biocare bietet sichere, zuverlässige und wissenschaftlich belegte Lösungen für alle klinischen Anforderungen und jedes Budget. Die Prothetik ist perfekt auf die Vielfältigkeit der Implantatsysteme und ihre jeweilige Implantat-Abutment-Verbindung abgestimmt.

Von Einzelzahnversorgungen bis zur Versorgung zahnloser Kiefer

Unser Prothetiksoriment umfasst Komponenten für die provisorische und endgültige Versorgung von Einzelzähnen, teilbezahnten und zahnlosen Kiefern. Gingivaformer und Deckschrauben sind darüber hinaus für Fälle erhältlich, bei denen eine sofortige provisorische Versorgung nicht möglich ist.

Das Spektrum der Versorgungen reicht von Einzelkronen auf natürlichen Zähnen oder Implantaten, über Brücken, bis hin zu Implantatstegen. Individuelle, mit CAD/CAM gefertigte Prothetik bietet erstklassige Ästhetik, Stabilität und gleichbleibende Passgenauigkeit.

Umfassende Materialauswahl

Für die Prothetik steht ein umfangreiches Materialsoriment zur Auswahl, wie z. B. Zirkondioxid, Aluminiumoxid, Titan, Kobalt-Chrom, IPS e.max® CAD und Telio® CAD (Kunststoff). Darüber hinaus kann Prothetik aus Zirkondioxid, IPS e.max® CAD und Telio® CAD in einer Vielzahl an Farbtönen gefertigt werden.

CAD/CAM-Zahnmedizin der nächsten Generation – NobelProcera

Viele unserer Versorgungen werden mit NobelProcera individuell entworfen und gefertigt. NobelProcera liefert mithilfe modernster Software und fortschrittlicher optischer Scan-technologien (konoskopische Holografie) sichere und zuverlässige Lösungen mit industrieller Passgenauigkeit und hervorragender Materialhomogenität.

Innovatives Behandlungskonzept – NobelGuide


Mit NobelGuide bieten wir ein umfassendes Behandlungskonzept für die 3-D-Diagnose, 3-D-prothetikoriente Behandlungsplanning und schablonengeführte Implantatchirurgie. NobelGuide ermöglicht eine weniger invasive schablonengeführte Chirurgie, die für den Patienten mit geringeren Schmerzen und Schwellungen verbunden ist.



NobelProcera™ Abutment auf NobelReplace™ Implantat



NobelProcera™ Brücke auf natürlichen Zähnen



Prothetikoriente Behandlungsplanning mit NobelGuide™

Wir bieten beispiellose Qualität – weltweit und rund um die Uhr.

Mit 34 Direktvertretungen weist Nobel Biocare die umfassendste geografische Abdeckung in der Branche auf und versorgt gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern mehr als 60 Länder. Ausgehend von unserem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, haben wir weltweit ein Team von mehr als 2.200 engagierten und kompetenten Mitarbeitern aufgebaut.

Hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Als führender Hersteller von Medizinprodukten streben wir die maximale Effizienz bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte unter Wahrung der höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards an. Wir stützen uns bei unserer Arbeit auf ein einzigartiges globales Netzwerk aus eigenen Forschungsstandorten und Produktionsstätten in wichtigen geographischen Regionen, um unseren Kunden eine optimale Bereitstellung unserer Produkte bieten zu können. Sämtliche Produktionsstätten von Nobel Biocare haben das ISO-Qualitätszertifikat erhalten. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wird durch regelmäßige externe Audits sichergestellt.

Globales Produktionsnetzwerk

Wir stellen unsere Produkte an eigenen Standorten in aller Welt her. Implantate und prothetische Standardprodukte werden in Karlskoga (Schweden) und Yorba Linda (USA) hergestellt. Das NobelProcera Produktsortiment wird an vier Standorten hergestellt: in Stockholm (Schweden), Mahwah (USA) und Tokio (Japan) sowie im NobelProcera Innovationszentrum in Québec (Kanada). Nobel Biocare Produkte gelangen im Wesentlichen über unsere eigenen Vertriebszentren in Belfelt (Niederlande) und Yorba Linda (USA) direkt zum Kunden.



In unseren Produktionsstätten werden die modernsten Verfahren, Prozesse und Technologien genutzt, um hochwertige Produkte bei kurzen Fertigungszeiten herzustellen (Yorba Linda, USA).



Alle NobelProcera Gerüste werden einer Endqualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die Qualitätsspezifikationen erfüllen (Tokio, Japan).



Als Anbieter von Komplettlösungen garantieren wir natürlich auch einen umfassenden Kundendienst und Support rund um die Uhr. Unser Standort in Yorba Linda (USA) – der eine Produktionsstätte, ein großes Kundencenter sowie eine Schulungs- und Fortbildungseinrichtung beherbergt – bietet diesen Service an einem Standort und aus einer Hand an.



Von Wissenschaft und Innovation geprägte Tradition.


Nobel Biocare ist eines der weltweit führenden Unternehmen für wissenschaftlich fundierte prothetische und ästhetische Lösungen im Dentalbereich, von denen viele inzwischen Branchenstandard sind.




1952: Professor Per-Ingvar Brånemark entdeckt, dass Titan sich mit Knochen verbindet (Osseointegration). In der Folgezeit wird er für Nobel Biocare tätig und begründet die moderne Zahnimplantologie.




1983: Mats Andersson führt als Erster die vollautomatisierte, industrielle Produktion der CAD/CAM-Zahnprothetik ein. Heute ist NobelProcera führend hinsichtlich Technologie, Materialien und Produkte.



2000: Nobel Biocare führt TiUnite ein – die Implantatoberfläche, die die Osseointegration durch beschleunigtes Knochenwachstum fördert. Derzeit sind alle unsere Implantate mit dieser patentierten Oberfläche ausgestattet.



2005: Nobel Biocare bringt NobelGuide auf den Markt – das erste umfassende System für 3-D-Diagnose, 3-D-Behandlungsplanung und schablonengeführte Chirurgie für Implantatbehandlungen.



2008: Nobel Biocare bringt NobelActive auf den Markt – ein einzigartiges Implantatdesign mit einer außergewöhnlich hohen Primärstabilität auch bei ungünstigen Knochenverhältnissen.



Zukunft: Nobel Biocare wird weiterhin das Konzept wissenschaftlich fundierter und klinisch gestützter Innovationen verfolgen – zum Wohl unserer Kunden und deren Patienten.

Wissenschaftlich fundierte Innovationen

Unsere Schwerpunkte sind Technik, Werkstoffe und Life Sciences. Ziel ist die Regeneration der natürlichen Strukturen und der natürlichen Physiologie für unsere Patienten, die Wiederherstellung bzw. der Wiederaufbau des natürlichen Gebisses und die Optimierung des Erfolgs von Zahnbehandlungen.

Umfassende Forschung

Unsere Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung werden durch internationale Kooperationen mit führenden medizinischen und zahnmedizinischen Universitäten, Instituten und Partnerunternehmen wirkungsvoll unterstützt.

Der Patient steht im Mittelpunkt

Wir arbeiten an der ständigen Anpassung, Optimierung und Erweiterung unseres Produktportfolios, damit Zahnärzte und Zahntechniker ihren Patienten einen tatsächlichen und anhaltenden Vorteil bei der zahnärztlichen Versorgung bieten und ihnen somit ein gesünderes und zufriedeneres Leben ermöglichen können.

Vertrieb, Kundendienst und Support.

Nobel Biocare bietet einen umfassenden Kundendienst und Support durch erfahrene Kundendienstmitarbeiter, eine neue Website für Zahnärzte und Zahntechniker mit Onlineshop und ein breites Spektrum an Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen.

Onlineshop

All unsere Standardprodukte können rund um die Uhr auf der Nobel Biocare Onlineshop-Website bestellt werden. Sie finden die gewünschten Produkte über eine anwenderfreundliche Suchfunktion. Hier können Sie die erforderlichen Bestellmengen angeben und die Produkte einfach dem Warenkorb hinzufügen. Die Komponenten werden innerhalb weniger Tage direkt an Ihre Zahnarztpraxis oder Ihr Labor geliefert. Besuchen Sie unsere Website: www.nobelbiocare.com/de/online-shop.

Kundendienst

Falls Sie den persönlichen Kontakt bevorzugen oder sich nicht sicher sind, welche Nobel Biocare Produkte Ihren speziellen Anforderungen gerecht werden, stehen Ihnen die Kundendienstmitarbeiter von Nobel Biocare zur Verfügung. Sie können alle Fragen zur gesamten Produktreihe beantworten und Ihre Bestellungen aufnehmen. Der Kundendienst ist gerne auch bei der Einrichtung eines Onlineshop-Kontos behilflich und demonstriert Ihnen auf Wunsch den Ablauf der Bestellung über das System. Die Kontaktaufnahme zu einem Kundendienstmitarbeiter erfolgt über Ihre Nobel Biocare Niederlassung vor Ort.

Schulung und Fortbildung

Wir bieten eine umfangreiche Palette an Schulungs- und Fortbildungskursen an, in denen schwerpunktmäßig die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für die erfolgreiche Integration von Nobel Biocare Lösungen in die Zahnarztpraxis oder das Labor vermittelt werden. Onlinekurse stehen rund um die Uhr zur Verfügung; die Kurse in Kliniken und Seminaren bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Fälle vorzustellen, um Rat und Unterstützung von Spezialisten einzuholen. Das komplette Schulungsangebot finden Sie unter www.nobelbiocare.com/education.

Website für Zahnärzte und Zahntechniker

Die Nobel Biocare Website für Zahnärzte und Zahntechniker ist übersichtlich aufgebaut, verfügt über eine verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit sowie neue Inhalte, inklusive einer branchenführenden Ressourcenbibliothek. Der Schwerpunkt der neuen Seite liegt auf einer interaktiven und intuitiven Anwendbarkeit. Mehr erfahren Sie unter www.nobelbiocare.com/dental.

Individuell angefertigte Prothetik

Wir bieten individuelle Prothetik für nahezu jede Indikation an. Die Prothetik wird mit der intuitiven NobelProcera Software gestaltet und in einem NobelProcera Fräszentrum individuell angefertigt. Wenn Sie an individueller Prothetik interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstmitarbeiter vor Ort.

Umfassende Produktgarantie

Auf alle Komponenten des Standardprothetiksortiments sowie auf alle Implantate gewährt Nobel Biocare eine zehnjährige Produktgarantie, auf alle individuellen NobelProcera CAD/CAM-Versorgungen eine fünfjährige Produktgarantie.* Für NobelProcera Versorgungen auf Implantatsystemen anderer Hersteller erhalten Kunden bei Versagen des Implantats neue NobelReplace Implantate und Prothetikgerüste.

Patienteninformationsmaterial

Ein vollständiges Sortiment an Patienteninformationen steht zur Bestellung zur Verfügung (siehe Seiten 327–335). Die Materialien beinhalten verschiedene Prospekte zur Auslage im Wartezimmer, eine ausführliche Broschüre mit allen Behandlungslösungen sowie informative Poster. Ein Highlight ist das Patientenkartenset für Patienten, die sich einer Behandlung unterzogen haben. Das Set besteht aus einer Karte, auf der die Kontaktdaten der Klinik eingetragen werden können, sowie aus einem Behandlungsheft für anschließende Kontrolluntersuchungen. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kundendienstmitarbeiter in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

* Ausgenommen provisorische Versorgungen aus Kunststoff.

Implantate mit Außensechskant-Verbindung.

Einführung	Außensechskant-Verbindung	18
	Entscheidungsbaum	19
	Brånemark System™ Mk III, Mk IV und NobelSpeedy™ Groovy	20
Übersicht		22
Produktspezifikationen	Implantate	32
	Bohrer	38
	Chirurgische Komponenten	43
	Chirurgie-Kits	45
Brånemark System™ Zygoma		48




Außensechskant-Verbindung.


Bei der Außensechskant-Verbindung handelt es sich um die von Professor P.-I. Brånemark entwickelte Originalverbindung, die sich schon seit über 40 Jahren in der Praxis bewährt.

- Unvergleichliche prothetische Vielseitigkeit durch 6 bis 12 Positionen (je nach Abutment)
- Geringer Abstand zwischen Kronenrand und erstem Gewinde
- Ideal für dünnes marginales Weichgewebe


Sowohl Implantate des Brånemark Systems als auch NobelSpeedy Implantate sind mit Außensechskant-Verbindung erhältlich.



Außensechskant-Verbindung




Konische Innenverbindung



Dreikanal-Innenverbindung

Entscheidungsbaum.



Brånemark System™ Mk III, Mk IV und NobelSpeedy™ Groovy.

Brånemark System™ Mk III TiUnite®

Die Originalvariante des Implantats

- Das weltweit am häufigsten wissenschaftlich dokumentierte Implantatssystem, das sich über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren im klinischen Einsatz bewährt hat.
- Für den Einsatz bei mitteldichtem bis dichtem Knochen.

Außergewöhnliche Vielseitigkeit

Erhältlich in 7 mm bis 52,5 mm (Zygoma) Länge mit Narrow Platform bis Wide Platform sowie umfangreichem prothetischen Portfolio.

Brånemark System™ Mk III Groovy

Die Weiterentwicklungsmerkmale gegenüber Mk III TiUnite

Koronales Design

- TiUnite bis zur Schulter zur Erhaltung des krestalen Knochens.
- Das Gewinde befindet sich nahe der Implantatschulter für bessere Osseointegration im Randbereich.

Groovy


Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.

Breitere Schneidekammern

Ermöglichen eine Unterpräparation des Implantatbetts.

Leicht abgerundete Spitze

Für eine leichtere Insertion.



Brånemark System™ Mk IV TiUnite®**Unterschiede zum Brånemark System Mk III TiUnite****Flansch näher an Aufsitzfläche des Abutments**


Längerer Gewindebereich für erhöhte Primärstabilität.

Leicht wurzelförmiger Körper

Erhöhte Primärstabilität in weichem Knochen.

Geringe Gewindetiefe

Für den Einsatz bei weichem Knochen.

**NobelSpeedy™ Groovy****Die Weiterentwicklungsmerkmale gegenüber Mk IV TiUnite****Koronales Design**

TiUnite bis zur Schulter zur Erhaltung des krestalen Knochens.

Leicht vergrößerte Gewindekanten

Für den Einsatz bei dichtem Knochen.

Groovy

Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.

Wurzelförmige Spitze

Erlaubt die Unterpräparation im Implantatbett zur Erhöhung der Primärstabilität in weichem Knochen.

Übersicht – Brånemark System™ Mk III NP und NobelSpeedy™ NP.



Implantat

Bohrer

Bohrerstopp



Brånemark System™ Mk III Groovy NP

Länge in mm	10	11,5	13	15
Ø 3,3mm	32114	32115	32116	32117

Deckschraube nicht enthalten.

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10mm	32296
Ø 2 × 7–15mm	32297
Ø 2 × 10–18mm	32299



Ø 2,0mm	33063
Ø 2,8mm	33064



Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP

Länge in mm	10	11,5	13	15
Ø 3,3mm	28906	28907	28908	28909

Deckschraube enthalten.

Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8 × 7–10mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18mm	32262



NobelSpeedy™ Groovy NP

Länge in mm	10	11,5	13	15
Ø 3,3mm	33123	33124	33125	33126

Deckschraube nicht enthalten.

Präzisionsbohrer

36118



Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube
Versenker NP 32281 	Gewindeschneider NP 10-15 32289 	Implantateindreher NP 29126, 29127 	Gingivaformer Ø 3,5 mm 3 mm 33441 5 mm 33442 Ø 4,5 mm 3 mm 33443 5 mm 33444  Deckschraube Deckschraube 28986 

Übersicht – Brånemark System™ Mk III RP Ø 3,75 und 4,0 mm.



Implantat



Brånemark System™ Mk III Shorty RP

Länge in mm 7

Ø 3,75 mm 32118

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III Groovy RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 3,75 mm 32119 32120 32121 32122 32123 32124

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 3,75 mm 28912 28913 28914 28915 28916 28917

Deckschraube enthalten.



Brånemark System™ Mk III Shorty RP

Länge in mm 7

Ø 4,0 mm 32125

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III Groovy RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 4,0 mm 32126 32127 32128 32129 32130 32131

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 4,0 mm 28919 28920 28921 28922 28923 28924

Deckschraube enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP

Länge in mm 7

Ø 3,75 mm 28911

Deckschraube enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP

Länge in mm 7

Ø 4,0 mm 28918

Deckschraube enthalten.

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm	32296
Ø 2 × 7–15 mm	32297
Ø 2 × 10–18 mm	32299
Ø 3 × 7–10 mm	32266
Ø 3 × 7–15 mm	32267
Ø 3 × 10–18 mm	32268
Ø 3,2 × 7–10 mm	32269
Ø 3,2 × 7–15 mm	32270
Ø 3,2 × 10–18 mm	32271
Ø 3,4 × 7–10 mm	32272
Ø 3,4 × 7–15 mm	32273
Ø 3,4 × 10–18 mm	32274



Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262



Präzisionsbohrer

36118



Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																																
<table><tr><td>Ø 2,0 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,0 mm</td><td>33075</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,4 mm</td><td>33078</td></tr></table>	Ø 2,0 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064	Ø 3,0 mm	33075	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,4 mm	33078	<table><tr><td>Versenker RP</td><td>32283</td></tr></table>	Versenker RP	32283	<table><tr><td colspan="2">Ø 3,75 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>32290</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>32291</td></tr></table>  <table><tr><td colspan="2">Ø 4,0 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>33072</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>33073</td></tr></table> 	Ø 3,75 mm		7–13 mm	32290	7–18 mm	32291	Ø 4,0 mm		7–13 mm	33072	7–18 mm	33073	<table><tr><td>21 mm</td><td>29129</td></tr><tr><td>26 mm</td><td>29130</td></tr><tr><td>34 mm</td><td>29131</td></tr></table> 	21 mm	29129	26 mm	29130	34 mm	29131	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 4,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33445</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33446</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 5,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29137</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29139</td></tr></table>  <table><tr><td colspan="2">Deckschraube</td></tr><tr><td>Deckschraube</td><td>28987</td></tr></table> 	Gingivaformer		Ø 4,0 mm		3 mm	33445	5 mm	33446	Ø 5,0 mm		3 mm	29137	5 mm	29139	Deckschraube		Deckschraube	28987
Ø 2,0 mm	33063																																																			
Ø 2,8 mm	33064																																																			
Ø 3,0 mm	33075																																																			
Ø 3,2 mm	33077																																																			
Ø 3,4 mm	33078																																																			
Versenker RP	32283																																																			
Ø 3,75 mm																																																				
7–13 mm	32290																																																			
7–18 mm	32291																																																			
Ø 4,0 mm																																																				
7–13 mm	33072																																																			
7–18 mm	33073																																																			
21 mm	29129																																																			
26 mm	29130																																																			
34 mm	29131																																																			
Gingivaformer																																																				
Ø 4,0 mm																																																				
3 mm	33445																																																			
5 mm	33446																																																			
Ø 5,0 mm																																																				
3 mm	29137																																																			
5 mm	29139																																																			
Deckschraube																																																				
Deckschraube	28987																																																			

Übersicht – Brånemark System™ Mk IV RP und NobelSpeedy™ RP.



Implantat



NobelSpeedy™ Shorty RP

Länge in mm 7

Ø 4,0 mm 32146

Deckschraube nicht enthalten.



NobelSpeedy™ Groovy RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 4,0 mm 32147 32148 32149 32150 32151 32152

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 4,0 mm 28933 28934 28935 28936 28937 28938

Deckschraube enthalten.



Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP

Länge in mm 7

Ø 4,0 mm 28932

Deckschraube enthalten.

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm	32296
Ø 2 × 7–15 mm	32297
Ø 2 × 10–18 mm	32299
Ø 3 × 7–10 mm	32266
Ø 3 × 7–15 mm	32267
Ø 3 × 10–18 mm	32268
Ø 3,2 × 7–10 mm	32269
Ø 3,2 × 7–15 mm	32270
Ø 3,2 × 10–18 mm	32271
Ø 3,4 × 7–10 mm	32272
Ø 3,4 × 7–15 mm	32273
Ø 3,4 × 10–18 mm	32274



Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262



Präzisionsbohrer

36118



Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																						
<table><tr><td>Ø 2,0 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,0 mm</td><td>33075</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,4 mm</td><td>33078</td></tr></table>	Ø 2,0 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064	Ø 3,0 mm	33075	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,4 mm	33078	<table><tr><td>Versenker RP</td><td>32283</td></tr></table>	Versenker RP	32283	<table><tr><td colspan="2">Ø 4,0 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>33072</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>33073</td></tr></table>	Ø 4,0 mm		7–13 mm	33072	7–18 mm	33073	<table><tr><td>21 mm</td><td>29129</td></tr><tr><td>26 mm</td><td>29130</td></tr><tr><td>34 mm</td><td>29131</td></tr></table>	21 mm	29129	26 mm	29130	34 mm	29131	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 4,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33445</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33446</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 5,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29137</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29139</td></tr></table>	Gingivaformer		Ø 4,0 mm		3 mm	33445	5 mm	33446	Ø 5,0 mm		3 mm	29137	5 mm	29139
Ø 2,0 mm	33063																																									
Ø 2,8 mm	33064																																									
Ø 3,0 mm	33075																																									
Ø 3,2 mm	33077																																									
Ø 3,4 mm	33078																																									
Versenker RP	32283																																									
Ø 4,0 mm																																										
7–13 mm	33072																																									
7–18 mm	33073																																									
21 mm	29129																																									
26 mm	29130																																									
34 mm	29131																																									
Gingivaformer																																										
Ø 4,0 mm																																										
3 mm	33445																																									
5 mm	33446																																									
Ø 5,0 mm																																										
3 mm	29137																																									
5 mm	29139																																									
				<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Deckschraube</td></tr><tr><td>Deckschraube</td><td>28987</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			Deckschraube		Deckschraube	28987																																
																																										
Deckschraube																																										
Deckschraube	28987																																									
																																										

Übersicht – Brånemark System™ Mk III WP, Mk IV WP und NobelSpeedy™ WP.



Implantat

Bohrer



Brånemark System™ Mk III Shorty WP

Länge in mm 7

Ø 5,0 mm 32132

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP

Länge in mm 7

Ø 5,0 mm 28925

Deckschraube enthalten.



Brånemark System™ Mk III Groovy WP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 5,0 mm 32133 32134 32135 32136 32137 32138

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 5,0 mm 28926 28927 28928 28929 28930 –

Deckschraube enthalten.



NobelSpeedy™ Shorty WP

Länge in mm 7

Ø 5,0 mm 32153

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP

Länge in mm 7

Ø 5,0 mm 28939

Deckschraube enthalten.



NobelSpeedy™ Groovy WP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 5,0 mm 32154 32155 32156 32157 32158 32159

Deckschraube nicht enthalten.



Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 5,0 mm 28940 28941 28942 28943 28944 –

Deckschraube enthalten.

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm 32296

Ø 2 × 7–15 mm 32297

Ø 2 × 10–18 mm 32299

Ø 3 × 7–10 mm 32266

Ø 3 × 7–15 mm 32267

Ø 3 × 10–18 mm 32268



Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm 32260

Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm 32261

Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm 32262

Ø 3,2/3,6 × 7–10 mm 32263

Ø 3,2/3,6 × 7–15 mm 32264

Ø 3,2/3,6 × 10–18 mm 32265

Ø 3,8/4,2 × 7–10 mm 32275

Ø 3,8/4,2 × 7–15 mm 32276

Ø 3,8/4,2 × 10–18 mm 32277



Präzisionsbohrer

36118



Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube
		Ø 5,0mm		Gingivaformer
Ø 2 mm 33063	Versenker WP 32285	7–13mm 32292	21 mm 29134	Ø 5,0mm
Ø 2,8mm 33064		7–18mm 32293	26 mm 29135	3 mm 33447
Ø 3 mm 33075				5 mm 33448
Ø 3,2mm 33077				
Ø 3,6mm 33084				Ø 6,0mm
Ø 4,2 mm 33081				3 mm 29141
				5 mm 29143



Deckschraube

Deckschraube 28988



Übersicht – NobelSpeedy™ WP 6.0.



Implantat



NobelSpeedy™ Shorty WP 6.0

Länge in mm 7

Ø 6,0mm 32139

Deckschraube nicht enthalten.



NobelSpeedy™ Groovy WP 6.0

Länge in mm 8,5 10 11,5 13 15 18

Ø 6,0mm 32140 32141 32142 32143 32144 32145

Deckschraube nicht enthalten.

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm	32296
Ø 2 × 7–15 mm	32297
Ø 2 × 10–18 mm	32299
Ø 5 × 7–10 mm	32278
Ø 5 × 7–15 mm	32279
Ø 5 × 10–18 mm	32280



Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262
Ø 3,2/3,6 × 7–10 mm	32263
Ø 3,2/3,6 × 7–15 mm	32264
Ø 3,2/3,6 × 10–18 mm	32265
Ø 3,8/4,2 × 7–10 mm	32275
Ø 3,8/4,2 × 7–15 mm	32276
Ø 3,8/4,2 × 10–18 mm	32277



Präzisionsbohrer


36118




Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																						
<table><tr><td>Ø 2 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,6 mm</td><td>33084</td></tr><tr><td>Ø 4,2 mm</td><td>33081</td></tr></table>	Ø 2 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,6 mm	33084	Ø 4,2 mm	33081	<table><tr><td>Versenker WP</td><td>32285</td></tr></table>	Versenker WP	32285	<table><tr><td colspan="2">Ø 6,0 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>32294</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>32295</td></tr></table>	Ø 6,0 mm		7–13 mm	32294	7–18 mm	32295	<table><tr><td>21 mm</td><td>29134</td></tr><tr><td>26 mm</td><td>29135</td></tr></table>	21 mm	29134	26 mm	29135	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 5,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33447</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33448</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Ø 6,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29141</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29143</td></tr></table>	Gingivaformer		Ø 5,0 mm		3 mm	33447	5 mm	33448			Ø 6,0 mm		3 mm	29141	5 mm	29143
Ø 2 mm	33063																																									
Ø 2,8 mm	33064																																									
Ø 3,2 mm	33077																																									
Ø 3,6 mm	33084																																									
Ø 4,2 mm	33081																																									
Versenker WP	32285																																									
Ø 6,0 mm																																										
7–13 mm	32294																																									
7–18 mm	32295																																									
21 mm	29134																																									
26 mm	29135																																									
Gingivaformer																																										
Ø 5,0 mm																																										
3 mm	33447																																									
5 mm	33448																																									
Ø 6,0 mm																																										
3 mm	29141																																									
5 mm	29143																																									
				 <table><tr><td colspan="2">Deckschraube</td></tr><tr><td>Deckschraube</td><td>28988</td></tr></table> 	Deckschraube		Deckschraube	28988																																		
Deckschraube																																										
Deckschraube	28988																																									

Produktspezifikationen – Implantate.

Brånemark System™ Mk III TiUnite®



Brånemark System™ Mk III Groovy




		A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K
Plattform		Sechskant-höhe	Schulterhöhe		Ge-winde-abstand	Ge-winde-steigung	Gewinde-flanke	Gewinde-gang	Gewindehöhe		Länge	Durch-messer der Spitze	Schulter-durch-messer	Sechskant-breite
			Mk III TiUnite®	Mk III Groovy	Doppelgewinde*				Mk III TiUnite®	Mk III Groovy				
NP	3,3 x 10mm	0,7	0,8	0,3	0,5	1,0	3,3	2,8	8,1	9,06	9,5	2,6	3,5	2,4
	3,3 x 11,5mm	0,7	0,8	0,3	0,5	1,0	3,3	2,8	9,6	10,06	11,0	2,6	3,5	2,4
	3,3 x 13mm	0,7	0,8	0,3	0,5	1,0	3,3	2,8	11,1	12,06	12,5	2,6	3,5	2,4
	3,3 x 15mm	0,7	0,8	0,3	0,5	1,0	3,3	2,8	13,1	14,06	14,5	2,6	3,5	2,4
RP	3,75 x 7 mm Shorty	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	5,1	5,91	6,5	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 8,5mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	6,6	7,41	8,0	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 10mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	8,0	8,91	9,5	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 1,5mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	9,5	10,41	11,0	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 13mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	11,0	11,91	12,5	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 15mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	13,0	13,91	14,5	2,9	4,1	2,7
	3,75 x 18mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,73	3,09	16,0	16,91	17,5	2,9	4,1	2,7
RP	4 x 7mm Shorty	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	5,2	6,08	6,5	3,1	4,1	2,7
	4 x 8,5mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	6,7	7,58	8,0	3,1	4,1	2,7
	4 x 10mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	8,1	9,08	9,5	3,1	4,1	2,7
	4 x 11,5mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	9,6	10,58	11,0	3,1	4,1	2,7
	4 x 13mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	11,1	12,08	12,5	3,1	4,1	2,7
	4 x 15mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	13,1	14,08	14,5	3,1	4,1	2,7
	4 x 18mm	0,7	0,8	0,3	0,6	1,2	3,83	3,19	16,1	17,08	17,5	3,1	4,1	2,7
WP	5 x 7mm Shorty	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	5,6	6,08	6,5	3,8	5,1	3,4
	5 x 8,5mm	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	7,1	7,58	8,0	3,8	5,1	3,4
	5 x 10mm	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	8,6	9,08	9,5	3,8	5,1	3,4
	5 x 11,5mm	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	10,1	10,58	11,0	3,8	5,1	3,4
	5 x 13mm	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	11,6	12,08	12,5	3,8	5,1	3,4
	5 x 15mm	0,7	0,8	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	13,6	14,08	14,5	3,8	5,1	3,4
	5 x 18mm	0,7	n. v.	0,3	0,8	1,6	4,93	4,08	n. v.	17,08	17,5	3,8	5,1	3,4


Alle Angaben in mm.

* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

Brånemark System™ Mk IV TiUnite®



NobelSpeedy™ Groovy



Plattform		A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K		L	M
		Sechskant-höhe	Schulterhöhe		Gewindeabstand	Gewinde-steigung	Gewindeflanke 1	Gewindegang 1	Gewindehöhe		Länge	Gewindeflanke 2	Gewindegang 2	Durchmesser der Spitze		Schulterdurchmesser	Sechskantbreite
			Bmk Mk IV	Nobel-Speedy Groovy	Doppelgewinde*				Bmk Mk IV	Nobel-Speedy Groovy				Bmk Mk IV	Nobel-Speedy Groovy		
NP	3,3 x 10 mm	0,7	n. v.	0,3	0,5	1,0	3,35	2,85	n. v.	9,23	9,5	3,15	2,65	n. v.	1,8	3,5	2,4
	3,3 x 11,5 mm	0,7	n. v.	0,3	0,5	1,0	3,35	2,85	n. v.	10,73	11,0	3,15	2,65	n. v.	1,8	3,5	2,4
	3,3 x 13 mm	0,7	n. v.	0,3	0,5	1,0	3,35	2,85	n. v.	12,23	12,5	3,15	2,65	n. v.	1,8	3,5	2,4
	3,3 x 15 mm	0,7	n. v.	0,3	0,5	1,0	3,35	2,85	n. v.	14,23	14,5	3,15	2,65	n. v.	1,8	3,5	2,4
RP	Shorty (NobelSpeedy)	0,7	n. v.	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	n. v.	6,23		3,8	3,16	n. v.	2,2	4,1	2,7
	4 x 7 mm (Brmk Mk IV)	0,7	0,4	n. v.	0,6	1,2	4,0	3,36	5,3	n. v.	6,5	3,8	3,16	2,7	n. v.	4,1	2,7
	4 x 8,5 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	6,8	7,73	8,0	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
	4 x 10 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	8,3	9,23	9,5	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
	4 x 11,5 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	9,8	10,73	11,0	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
	4 x 13 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	11,3	12,23	12,5	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
	4 x 15 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	13,3	14,23	14,5	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
	4 x 18 mm	0,7	0,4	0,3	0,6	1,2	4,0	3,36	16,3	17,23	17,5	3,8	3,16	2,7	2,2	4,1	2,7
WP	Shorty (NobelSpeedy)	0,7	n. v.	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	n. v.	6,23		4,73	3,89	n. v.	2,7	5,1	3,4
	5 x 7 mm (Brmk Mk IV)	0,7	0,2	n. v.	0,8	1,6	4,93	4,09	5,6	n. v.	6,5	4,73	3,89	3,7	n. v.	5,1	3,4
	5 x 8,5 mm	0,7	0,2	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	7,1	7,73	8,0	4,73	3,89	3,7	2,7	5,1	3,4
	5 x 10 mm	0,7	0,2	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	8,6	9,23	9,5	4,73	3,89	3,7	2,7	5,1	3,4
	5 x 11,5 mm	0,7	0,2	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	10,1	10,73	11,0	4,73	3,89	3,7	2,7	5,1	3,4
	5 x 13 mm	0,7	0,2	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	11,6	12,23	12,5	4,73	3,89	3,7	2,7	5,1	3,4
	5 x 15 mm	0,7	0,2	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	13,6	14,23	14,5	4,73	3,89	3,7	2,7	5,1	3,4
	5 x 18 mm	0,7	n. v.	0,3	0,8	1,6	4,93	4,09	n. v.	17,23	17,5	4,73	3,89	n. v.	2,7	5,1	3,4
WP 6,0	Shorty (NobelSpeedy)	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	6,1		5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 8,5 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	7,6	8,0	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 10 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	9,11	9,5	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 11,5 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	10,61	11,0	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 13 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	12,11	12,5	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 15 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	14,11	14,5	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4
	6 x 18 mm	0,7	n. v.	0,4	0,8	1,6	5,93	5,09	n. v.	17,11	17,5	5,73	4,89	n. v.	3,8	5,1	3,4

Alle Angaben in mm.

* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

 Implantate NP	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP Ø 3,3mm*	–	–	28906	28907	28908	28909	–
Brånemark System™ Mk III Groovy NP Ø 3,3mm	–	–	32114	32115	32116	32117	–
NobelSpeedy™ Groovy NP Ø 3,3mm	–	–	33123	33124	33125	33126	–

 Implantate RP	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP Ø 3,75mm*	28911	28912	28913	28914	28915	28916	28917
Brånemark System™ Mk III Shorty RP Ø 3,75mm	32118	–	–	–	–	–	–
Brånemark System™ Mk III Groovy RP Ø 3,75mm	–	32119	32120	32121	32122	32123	32124
Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP Ø 4mm*	28918	28919	28920	28921	28922	28923	28924
Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP Ø 4mm*	28932	28933	28934	28935	28936	28937	28938
Brånemark System™ Mk III Shorty RP Ø 4mm	32125	–	–	–	–	–	–
Brånemark System™ Mk III Groovy RP Ø 4mm	–	32126	32127	32128	32129	32130	32131
NobelSpeedy™ Shorty RP Ø 4mm	32146	–	–	–	–	–	–
NobelSpeedy™ Groovy RP Ø 4mm	–	32147	32148	32149	32150	32151	32152


 Implantate WP	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP Ø 5mm*	28925	28926	28927	28928	28929	28930	–
Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP Ø 5mm*	28939	28940	28941	28942	28943	28944	–
Brånemark System™ Mk III Shorty WP Ø 5mm	32132	–	–	–	–	–	–
Brånemark System™ Mk III Groovy WP Ø 5mm	–	32133	32134	32135	32136	32137	32138
NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 5mm	32153	–	–	–	–	–	–
NobelSpeedy™ Groovy WP Ø 5mm	–	32154	32155	32156	32157	32158	32159

 Implantate WP 6.0	7	8,5	10	11,5	13	15	18
NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 6mm	32139	–	–	–	–	–	–
NobelSpeedy™ Groovy WP Ø 6mm	–	32140	32141	32142	32143	32144	32145

* Deckschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Bohrer- und Implantatlängen



Alle Angaben beziehen sich auf den Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und dem unteren Ende der Markierung.

Achtung: Die Präparation mit dem Bohrer ist bis zu 1 mm länger als das Implantat. Es muss sichergestellt sein, dass diese zusätzliche Länge zulässig ist, wenn im Bereich wichtiger anatomischer Strukturen gearbeitet wird.

Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

Brånemark System™ Mk III TiUnite®

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,3	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	3,75	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 (Ø 3,2/3,6)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 (Ø 3,8/4,2)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.
Bei Bedarf sind Versenker und Gewindeschneider erhältlich.

Brånemark System™ Mk IV TiUnite®

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 (Ø 3,2/3,6)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 (Ø 3,8/4,2)

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.
Bei Bedarf sind Versenker und Gewindeschneider erhältlich.

Brånemark System™ Mk III Groovy

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,3	Ø 2,0	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	3,75	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.
Für NP Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.


NobelSpeedy™ Groovy

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,3	Ø 2,0	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2
WP	6,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2 Ø 5,0

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.
Für NP Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.

* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.


31278 Spiralbohrer 1,5 × 7–15 mm




32296 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 7–10 mm




32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 7–15 mm




32299 Stufenbohrer mit Spitze 2 × 10–18 mm




32266 Spiralbohrer 3 × 7–10 mm




32267 Spiralbohrer 3 × 7–15 mm




32268 Spiralbohrer 3 × 10–18 mm



32269 Spiralbohrer 3,2 × 7–10 mm




32270 Spiralbohrer 3,2 × 7–15 mm




32271 Spiralbohrer 3,2 × 10–18 mm




32272 Spiralbohrer 3,4 × 7–10 mm




32273 Spiralbohrer 3,4 × 7–15 mm




32274 Spiralbohrer 3,4 × 10–18 mm




32278 Spiralbohrer 5 × 7–10 mm




32279 Spiralbohrer 5 × 7–15 mm




32280 Spiralbohrer 5 × 10–18 mm




32260 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–10 mm




32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm




32262 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 10–18 mm




32263 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–10 mm




32264 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–15 mm




32265 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 10–18 mm




32275 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–10 mm



32276 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–15 mm



32277 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 10–18 mm



32281 Brånemark System™ Versenker NP



32283 Brånemark System™ Versenker RP



32285 Brånemark System™ Versenker WP




35425 Bohrersatz 7–15 mm


32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 x 7–15 mm

32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm


35426 Rosenbohrer




32289 Gewindeschneider NP 10–15 mm



32290 Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–13 mm




32291 Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–18 mm




33072 Gewindeschneider RP Ø 4 7–13 mm




33073 Gewindeschneider RP Ø 4 7–18 mm




32292 Gewindeschneider WP Ø 5 7–13 mm




32293 Gewindeschneider WP Ø 5 7–18 mm



32294 Gewindeschneider NobRpl 6.0/Bmk Syst WP Ø 6 7–13 mm



32295 Gewindeschneider NobRpl 6.0/Bmk Syst WP Ø 6 7–18 mm



36118 Präzisionsbohrer



35426 Rosenbohrer



29164 Bohrerverlängerungsschaft



Produktspezifikationen – Chirurgische Komponenten.

Bohrerstopps

Bohrerstopp-Kit	32430
Bohrerstopp-Kit Box	33062
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,6	33084
Bohrerstopp Ø 4,2	33081

Implantateindreher Brånemark System™

Implantateindreher Brånemark System™ NP 26mm	29126
Implantateindreher Brånemark System™ NP 34mm	29127
Implantateindreher Brånemark System™ RP 21mm	29129
Implantateindreher Brånemark System™ RP 26mm	29130
Implantateindreher Brånemark System™ RP 34mm	29131
Implantateindreher Brånemark System™ WP 21mm	29134
Implantateindreher Brånemark System™ WP 26mm	29135
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ NP 21mm	29128
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 12mm	29132
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 21mm	29133
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ WP 12mm	29136



Gingivaformer Brånemark System™

						
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 5,0	Ø 6,0
Höhe 3 mm	33441	33443	33445	29137	33447	29141
Höhe 5 mm	33442	33444	33446	29139	33448	29143




Deckschrauben Brånemark System™

			
Plattform	NP	RP	WP
Deckschraube	28986	28987	28988
Deckschraubendreher Brånemark System™ Sechskant	DIB 097-0	DIB 097-0	DIB 097-0




Knochenfräsen und Knochenfräse für Deckschraube

			
Plattform	NP	RP	WP
Knochenfräse Brånemark System™	28977	28978	28979
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™	28980	28981	28982




Knochenfräsen zur maschinellen oder manuellen Verwendung

			
Plattform in mm	Ø 4,5	Ø 5,1	Ø 6,5
Knochenfräse mit Führung Brånemark System™	33392	33393	33495
Knochfräsenführung Brånemark System™	33496	33497	33498



Verschiedenes

Brånemark System™/NobelSpeedy™ Röntgenschablone	33097
Brånemark System™ Chirurgische Drehmomentratsche	32110
Brånemark System™ Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	32111




Produktspezifikationen – Chirurgie-Kits.

32302 Brånemark System™ Chirurgie-Kit

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die RP-Plattform.
- Für Brånemark System Groovy und Shorty sowie für NobelSpeedy Groovy und Shorty.

Hinweis: Instrumente für NP- und WP-Plattformen müssen separat bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

** Artikel in diesem Kit nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Brånemark System™ Chirurgie-Kit**32302**


(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält Instrumente für RP-Plattform

Chirurgie-Kit Box	32312
Implantateindreher Brånemark System™ RP 21 mm	29129
Implantateindreher Brånemark System™ RP 26 mm	29130
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 12 mm	29132
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149
Deckschraubendreher Brånemark System™ Sechskant	DIB 097-0
Bohrerverlängerungsschaft	29164
Richtungsindikator Ø2/Ø2,4–2,8 mm × 4	32112
Brånemark System™ Chirurgische Drehmomentratsche	32110
Tiefenmesslehre	32948
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
Brånemark System™ Produktübersicht	33129
Brånemark System™/NobelSpeedy™ Röntgenschablone	33097
Halter für Implantathülsen	29543


Hinweise:

- Instrumente für NP- und WP-Plattformen müssen separat bestellt werden.
- Bohrer sind separat erhältlich und nicht im Kit enthalten.




Brånemark System™ Freilegungschirurgie-Kit **32308**
(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält	
Brånemark System™ Freilegungschirurgie-Kit Box	32315
Knochenfräse Brånemark System™ NP	28977
Knochenfräse Brånemark System™ RP	28978
Knochenfräse Brånemark System™ WP	28979
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ NP	28980
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ RP	28981
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ WP	28982
Deckschraubendreher Brånemark System™ Sechskant	DIB 097-0
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28mm	29149



Brånemark System™ Zygoma.



		A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
Plattform	Implantat- länge	Sechs- kant- höhe	Gewin- de- stei- gung	Gewin- deflan- ke 1	Gewin- degang 1	Gewin- dehöhe	Länge des kleineren Durch- messers	Gesamt- länge	Gewin- deflan- ke 2	Gewin- degang 2	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer	Sechs- kant- breite	Winkel
RP	30 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	31,0	17,8	34,7	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	35 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	36,0	22,8	39,7	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	40 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	41,0	27,8	44,7	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	42,5 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	43,5	30,3	47,2	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	45 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	46,0	32,8	49,7	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	47,5 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	48,5	35,3	52,2	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	50 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	51,0	37,8	54,7	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°
	52,5 mm	0,7	0,6	4,4	3,76	53,5	40,3	57,2	3,9	3,26	2,5	4,1	2,7	45°

Alle Angaben in mm.

Brånemark System™ Zygoma Implantate RP	TiUnite® maschiniert	
Implantat 30 mm	34723	28862
Implantat 35 mm	34724	28863
Implantat 40 mm	34735	28864
Implantat 42,5 mm	34736	28865
Implantat 45 mm	34737	28866
Implantat 47,5 mm	34738	28867
Implantat 50 mm	34739	28868
Implantat 52,5 mm	34740	28869

Alle Implantate werden mit vormontiertem Einbringpfosten geliefert.
Jede Packung enthält außerdem eine Deckschraube.

Hinweis: Alle Brånemark System Zygoma Implantate dürfen nur mit Brånemark System Zygoma Deckschrauben und Brånemark System Zygoma Abutments verwendet werden.

	TiUnite® maschiniert	
Deckschraube	32424	28989

Brånemark System™ Zygoma Gingivaformer	TiUnite® maschiniert	
Ø 4 x 3 mm	32332	33445
Ø 4 x 5 mm	32333	33446
Ø 5 x 3 mm	–	29137
Ø 5 x 5 mm	–	29139

Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP	TiUnite® maschiniert	
Multi-unit 3 mm	32330	29312
Multi-unit 5 mm	32331	29313
17° Multi-unit 2 mm	32328	29314
17° Multi-unit 3 mm	32329	29315

Brånemark System™ Zygoma Abutmentschraube	33397	33397
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ Zygoma RP Ø 4 mm	33396	33396
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 4 mm	–	33460
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 5 mm	–	29072

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



**Für Multi-unit
Abutment**
ist ein Multi-unit
Abutment Schrauben-
dreher erforderlich.




**Für 17° Multi-unit
Abutment**
ist ein Unigrip™
Schraubendreher
erforderlich.




Brånemark System™ Zygoma Bohrer

Rosenbohrer	DIA 578-0
Spiralbohrer 2,9mm	32628
Spiralbohrer 2,9mm kurz	32629
Pilotbohrer 3,5mm	32630
Pilotbohrer 3,5mm kurz	32791
Spiralbohrer 3,5mm	32631
Spiralbohrer 3,5mm kurz	32632




Zygoma Instrumente

Zygoma Chirurgie-Kit	29162
Enthält: Z Handstück, Z Bohrschutz, Z Bohrschutz (kurz), Z Tiefenmesslehre (gerade), Z Tiefenmesslehre (abgewinkelt)	
Deckschraubendreher Brånemark System™ Sechskant	DIB 097-0
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 25mm (zum Einsetzen der Einbringpfostenschraube)	29152
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28mm (zum Einsetzen der Einbringpfostenschraube)	29149
Zygoma Handstück (zur Verwendung mit OsseoSet™ 100) (halbgerade, Übersetzung 20:1)	32615
Adapter für Winkelstück	29081



Implantate mit konischer Innenverbindung.

Einführung	Konische Innenverbindung	54
	NobelActive™	55
Übersicht		56
Produktspezifikationen	Implantate	60
	Bohrer	62
	Chirurgische Komponenten	66
	Chirurgie-Kit	68




Konische Innenverbindung.

Eine einzigartige konische Verbindung mit Innensechskant, Doppelfunktion, integriertem Platform Switching sowie einer Plattform für Brückenversorgungen auf Implantatniveau.

- Drehschritte von 60°
- Gleichmäßige Lastverteilung bei äußerst präziser Passung des Abutments
- Verbindungsfläche zwischen Implantat und Abutment ermöglicht ein individuelles Design des Austrittsprofils für eine verbesserte Weichgewebserhaltung
- Unterstützt ein niedriges Austrittsprofil, ideal für den Frontzahnbereich


NobelActive ist mit konischer Innenverbindung erhältlich.



Konische Innenverbindung



Außensechskant-Verbindung



Dreikanal-Innenverbindung

NobelActive™.

Maximale Weichgewebserhaltung


Mit dem integrierten Platform Switching wird eine verbesserte Weichgewebsanlagerung für ein natürliches Aussehen erreicht.

Hohe Primärstabilität, selbst bei ungünstigen Knochenverhältnissen

Sich erweiternder, wurzelförmiger Implantatkörper mit Doppelgewinde zur stetigen Verdichtung des Knochens.

Auch für minimal präparierte Implantatbetten geeignet

Implantatspitze mit zwei Schneiden ermöglicht eine minimale Osteotomie.



Maximales Alveolarknochenvolumen

Schmal zulaufender koronaler Bereich* für eine bessere Weichgewebsunterstützung.

Anpassbare Implantatausrichtung

Dank des speziell konzipierten Implantatdesigns können erfahrene Zahnmediziner die Implantatausrichtung anpassen, um eine optimale prothetische Versorgung zu begünstigen.

* Nur bei RP-Implantaten.

Übersicht – NobelActive™ NP.



Implantat



NobelActive™ NP

Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 3,5 mm	35221	34125	34126	34127	34128	35215

Deckschraube nicht enthalten.

Plattform 3,5 mm

Abutmentübergang 3,0 mm

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2, 7–15 mm	32297
Ø 2, 10–18 mm	32299

Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8, 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8, 10–18 mm	32262
Ø 2,8/3,2, 7–15 mm	34638
Ø 2,8/3,2, 10–18 mm	34639



Präzisionsbohrer	36118
------------------	-------



Bohrerstopp

Ø 2 mm	33063
Ø 2,8 mm	33064
Ø 3,2 mm	33077



Implantateindreher	Gingivaformer	Gingivaformer für Brücke	Deckschraube																
<table><tr><td>NP 28 mm</td><td>34995</td></tr><tr><td>NP 36 mm</td><td>34996</td></tr></table> 	NP 28 mm	34995	NP 36 mm	34996	<table><tr><td>NP Ø 3,6 × 3 mm</td><td>34212</td></tr><tr><td>NP Ø 3,6 × 5 mm</td><td>34213</td></tr><tr><td>NP Ø 5 × 3 mm</td><td>34214</td></tr><tr><td>NP Ø 5 × 5 mm</td><td>34215</td></tr></table> 	NP Ø 3,6 × 3 mm	34212	NP Ø 3,6 × 5 mm	34213	NP Ø 5 × 3 mm	34214	NP Ø 5 × 5 mm	34215	<table><tr><td>NP 5 mm</td><td>34681</td></tr></table> 	NP 5 mm	34681	<table><tr><td>NP</td><td>34145</td></tr></table> 	NP	34145
NP 28 mm	34995																		
NP 36 mm	34996																		
NP Ø 3,6 × 3 mm	34212																		
NP Ø 3,6 × 5 mm	34213																		
NP Ø 5 × 3 mm	34214																		
NP Ø 5 × 5 mm	34215																		
NP 5 mm	34681																		
NP	34145																		

Übersicht – NobelActive™ RP.



Implantat



NobelActive™ RP

Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 4,3 mm	35223	34131	34132	34133	34134	35219

Deckschraube nicht enthalten.

Plattform 3,9 mm

Abutmentübergang 3,4 mm

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2, 7–15 mm	32297
Ø 2, 10–18 mm	32299

Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8, 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8, 10–18 mm	32262
Ø 2,8/3,2, 7–15 mm	34638
Ø 2,8/3,2, 10–18 mm	34639
Ø 3,2/3,6, 7–15 mm	32264
Ø 3,2/3,6, 10–18 mm	32265
Ø 3,8/4,2, 7–15 mm	32276
Ø 3,8/4,2, 10–18 mm	32277



Präzisionsbohrer	36118
------------------	-------



Bohrerstopp

Ø 2 mm	33063
Ø 2,8 mm	33064
Ø 3,2 mm	33077
Ø 3,6 mm	33084
Ø 4,2 mm	33081



NobelActive™ RP

Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0 mm	35225	34137	34138	34139	34140	35220

Deckschraube nicht enthalten.

Plattform 3,9 mm

Abutmentübergang 3,4 mm



Spiralbohrer

Ø 2, 7–15 mm	32297
Ø 2, 10–18 mm	32299

Stufenspiralbohrer

Ø 2,4/2,8, 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8, 10–18 mm	32262
Ø 3,2/3,6, 7–15 mm	32264
Ø 3,2/3,6, 10–18 mm	32265
Ø 3,8/4,2, 7–15 mm	32276
Ø 3,8/4,2, 10–18 mm	32277
Ø 4,2/4,6, 7–15 mm	34582
Ø 4,2/4,6, 10–18 mm	34583



Präzisionsbohrer	36118
------------------	-------




Ø 2 mm	33063
Ø 2,8 mm	33064
Ø 3,6 mm	33084
Ø 4,2 mm	33081



Implantateindreher	Gingivaformer	Gingivaformer für Brücke	Deckschraube																				
<table><tr><td>RP 28 mm</td><td>34997</td></tr><tr><td>RP 36 mm</td><td>34998</td></tr></table> 	RP 28 mm	34997	RP 36 mm	34998	<table><tr><td>Ø 3,6 × 3 mm</td><td>34216</td></tr><tr><td>Ø 3,6 × 5 mm</td><td>34217</td></tr><tr><td>Ø 5 × 3 mm</td><td>34218</td></tr><tr><td>Ø 5 × 5 mm</td><td>34219</td></tr><tr><td>Ø 6 × 3 mm</td><td>34220</td></tr><tr><td>Ø 6 × 5 mm</td><td>34221</td></tr></table> 	Ø 3,6 × 3 mm	34216	Ø 3,6 × 5 mm	34217	Ø 5 × 3 mm	34218	Ø 5 × 5 mm	34219	Ø 6 × 3 mm	34220	Ø 6 × 5 mm	34221	<table><tr><td>RP 5 mm</td><td>34682</td></tr></table> 	RP 5 mm	34682	<table><tr><td>RP</td><td>34146</td></tr></table> 	RP	34146
RP 28 mm	34997																						
RP 36 mm	34998																						
Ø 3,6 × 3 mm	34216																						
Ø 3,6 × 5 mm	34217																						
Ø 5 × 3 mm	34218																						
Ø 5 × 5 mm	34219																						
Ø 6 × 3 mm	34220																						
Ø 6 × 5 mm	34221																						
RP 5 mm	34682																						
RP	34146																						

Produktspezifikationen – Implantate.

NobelActive™



		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Plattform		Durchmesser der Spitze	Schulterhöhe	Gewindehöhe	Gewindeabstand	Gewindesteigung	Gesamtlänge	Gewindeflanke	Abutmentübergang	Brückenübergang
Doppelgewinde*										
NP 3,5	3,5x8,5mm	2,6	0,9	7,04	1,2	2,4	8,0	3,5	3	3,5
	3,5x10mm	2,6	0,9	8,54	1,2	2,4	9,5	3,5	3	3,5
	3,5x11,5mm	2,6	0,9	10,04	1,2	2,4	11,0	3,5	3	3,5
	3,5x13mm	2,6	0,9	11,54	1,2	2,4	12,5	3,5	3	3,5
	3,5x15mm	2,6	0,9	13,54	1,2	2,4	14,5	3,5	3	3,5
	3,5x18mm	2,6	0,9	16,54	1,2	2,4	17,5	3,5	3	3,5
RP 4,3	4,3x8,5mm	3,2	1,3	7,04	1,2	2,4	8,0	4,3	3,4	3,9
	4,3x10mm	3,2	1,3	8,13	1,2	2,4	9,5	4,3	3,4	3,9
	4,3x11,5mm	3,2	1,3	9,63	1,2	2,4	11,0	4,3	3,4	3,9
	4,3x13mm	3,2	1,3	11,13	1,2	2,4	12,5	4,3	3,4	3,9
	4,3x15mm	3,2	1,3	13,13	1,2	2,4	14,5	4,3	3,4	3,9
	4,3x18mm	3,2	1,3	16,13	1,2	2,4	17,5	4,3	3,4	3,9
RP 5,0	5,0x8,5mm	3,6	1,3	7,04	1,2	2,4	8,0	4,9	3,4	3,9
	5,0x10mm	3,6	1,3	8,2	1,2	2,4	9,5	4,9	3,4	3,9
	5,0x11,5mm	3,6	1,3	9,6	1,2	2,4	11,0	4,9	3,4	3,9
	5,0x13mm	3,6	1,3	11,1	1,2	2,4	12,5	4,9	3,4	3,9
	5,0x15mm	3,6	1,3	13,1	1,2	2,4	14,5	4,9	3,4	3,9
	5,0x18mm	3,6	1,3	16,1	1,2	2,4	17,5	4,9	3,4	3,9

Alle Angaben in mm.

* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

 Implantate NP Ø 3,5 mm	8,5	10	11,5	13	15	18
NobelActive™ NP**	35221	34125	34126	34127	34128	35215

 Implantate RP Ø 4,3 mm	8,5	10	11,5	13	15	18
NobelActive™ RP**	35223	34131	34132	34133	34134	35219

 Implantate RP Ø 5,0 mm	8,5	10	11,5	13	15	18
NobelActive™ RP**	35225	34137	34138	34139	34140	35220

** Deckschraube nicht enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Produktspezifikationen – Bohrer.

	Brånemark System™ Mk III TiUnite®	Brånemark System™ Mk III Groovy	Brånemark System™ Mk IV TiUnite®	NobelSpeedy™ Groovy	NobelActive™	Replace™ Select Straight	NobelReplace™ Straight	NobelSpeedy™ Replace	Replace™ Select TC
Bohrer									
32296 Spiralbohrer mit Spitze 2x7–10 mm	×	×	×	×		×	×	×	×
32297 Spiralbohrer mit Spitze 2x7–15 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32299 Spiralbohrer mit Spitze 2x10–18 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32266 Spiralbohrer 3x7–10 mm	×	×		×		×	×	×	
32267 Spiralbohrer 3x7–15 mm	×	×		×		×	×	×	
32268 Spiralbohrer 3x10–18 mm	×	×		×		×	×	×	
32269 Spiralbohrer 3,2x7–10 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32270 Spiralbohrer 3,2x7–15 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32271 Spiralbohrer 3,2x10–18 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32272 Spiralbohrer 3,4x7–10 mm	×	×		×		×	×	×	
32273 Spiralbohrer 3,4x7–15 mm	×	×		×		×	×	×	
32274 Spiralbohrer 3,4x10–18 mm	×	×		×		×	×	×	
32278 Spiralbohrer 5x7–10 mm				×				×	
32279 Spiralbohrer 5x7–15 mm				×				×	
32280 Spiralbohrer 5x10–18 mm				×				×	
32260 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–10 mm	×	×	×	×		×	×	×	×
32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32262 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 10–18 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32263 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–10 mm	×	×	×	×		×	×	×	×
32264 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–15 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32265 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 10–18 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	
32275 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–10 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32276 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–15 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	
32277 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 10–18 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	
34638 Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 7–15 mm					×				
34639 Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 10–18 mm					×				
34582 Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 7–15 mm					×				
34583 Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 10–18 mm					×				
Versenker									
32281 Brånemark System™ Versenker NP	×	×		×					
32282 NobelReplace™ Versenker NP						×	×	×	×
32283 Brånemark System™ Versenker RP	×	×	×	×					
32284 NobelReplace™ Versenker RP						×	×	×	×
32285 Brånemark System™ Versenker WP	×	×	×	×					
32286 NobelReplace™ Versenker WP						×	×	×	
32288 NobelReplace™ Versenker 6.0								×	
Gewindeschneider									
32289 Gewindeschneider NP 10–15 mm	×	×		×		×	×	×	×
32290 Gewindeschneider RP 3,75 7–13 mm	×	×		×					
32291 Gewindeschneider RP 3,75 7–18 mm	×	×		×					
33072 Gewindeschneider RP 4 7–13 mm	×	×	×	×		×	×	×	×
33073 Gewindeschneider RP 4 7–18 mm	×	×	×	×		×	×	×	×
32292 Gewindeschneider WP 5 7–13 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32293 Gewindeschneider WP 5 7–18 mm	×	×	×	×		×	×	×	
32294 Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/ Brånemark System™ WP 6x7–13 mm				×				×	
32295 Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/ Brånemark System™ WP 6x7–18 mm				×				×	
Andere									
31278 Spiralbohrer 1,5 x 7–15 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32948 Tiefenmesslehre	×	×	×	×	×	×	×	×	×
36118 Präzisionsbohrer	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen


Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

Werden empfohlen, um bei der Anwendung von Immediate Function eine optimale Primärstabilität des Implantats zu gewährleisten.

Plattform	Ø Implantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	Ø 3,5	2,0	2,0	2,0
		(2,4/2,8)	2,4/2,8 (2,8/3,2)	2,4/2,8 2,8/3,2
RP	Ø 4,3	2,0	2,0	2,0
		2,4/2,8 (2,8/3,2)	2,4/2,8 3,2/3,6	2,4/2,8 3,2/3,6 (3,8/4,2)
RP	Ø 5,0	2,0	2,0	2,0
		2,4/2,8 3,2/3,6	2,4/2,8 3,2/3,6 3,8/4,2	2,4/2,8 3,2/3,6 3,8/4,2 (4,2/4,6)

Hinweis: Alle Angaben in mm.
Bohrerdurchmesser in Klammern (-) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.


Bohrer- und Implantatlängen




Alle Angaben beziehen sich auf den Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und dem unteren Ende der Markierung.
Achtung: Die Präparation mit dem Bohrer ist bis zu 1 mm länger als das Implantat. Es muss sichergestellt sein, dass diese zusätzliche Länge zulässig ist, wenn im Bereich wichtiger anatomischer Strukturen gearbeitet wird.

* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

31278 Spiralbohrer 1,5 × 7–15 mm




32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 7–15 mm




32299 Stufenbohrer mit Spitze 2 × 10–18 mm




32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm




32262 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 10–18 mm




34638 Stufenbohrer 2,8/3,2 7–15 mm




34639 Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 10–18 mm




32264 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–15 mm




32265 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 10–18 mm




32276 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–15 mm




32277 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 10–18 mm




34582 Stufenbohrer 4,2/4,6 7–15 mm



34583 Stufenbohrer 4,2/4,6 10–18 mm




36118 Präzisionsbohrer



35425 Bohrersatz 7-15 mm

- 32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 x 7-15 mm
- 32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7-15 mm
- 35426 Rosenbohrer



Produktspezifikationen – Chirurgische Komponenten.

Gingivaformer NobelActive™

	NP	NP	RP	RP	RP
Abutmentdurchmesser in mm	Ø 3,6	Ø 5,0	Ø 3,6	Ø 5,0	Ø 6,0
Höhe 3 mm	34212	34214	34216	34218	34220
Höhe 5 mm	34213	34215	34217	34219	34221



Gingivaformer Brücke NobelActive™*

	NP	RP
Abutmentdurchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,0
Höhe 5 mm	34681	34682



Deckschrauben NobelActive™

	NP	RP
Plattform	NP	RP
Deckschraube	34145	34146



Knochenfräsen zur maschinellen oder manuellen Verwendung

	NP	RP
Plattform in mm	Ø 4,6	Ø 5,3
Knochenfräse mit Führung NobelActive™ NP	34777	–
Knochenfräsenführung NobelActive™ NP	34778	–
Knochenfräse mit Führung NobelActive™ RP	–	34779
Knochenfräsenführung NobelActive™ RP	–	34780



Implantateindreher NobelActive™

	NP	RP
Plattform	NP	RP
Implantateindreher NobelActive™ NP 28 mm	34995	–
Implantateindreher NobelActive™ NP 36 mm	34996	–
Implantateindreher NobelActive™ RP 28 mm	–	34997
Implantateindreher NobelActive™ RP 36 mm	–	34998




* Zur Verwendung bei mehrgliedrigen Versorgungen mit NobelProcera™ Implantatbrücke und GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert.

Bohrerstopps

Bohrerstopp-Kit	32430
Bohrerstopp-Kit Box	33062
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,6	33084
Bohrerstopp Ø 4,2	33081


Verschiedenes

NobelActive™ Produktübersicht	22639
NobelActive™ Röntgenschablone	35455
NobelActive™ manuelle Drehmomentratsche Chirurgie	34584
Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	28840
Handschlüssel für Implantateindreher	32180



Produktspezifikationen – Chirurgie-Kit.

34987 NobelActive™ Chirurgie-Kit



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.


Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelActive™ Chirurgie-Kit
(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

34987

Kit enthält	
NobelActive™ Chirurgie-Kit Box	34988
Implantateindreher NobelActive™ NP 28 mm	34995
Implantateindreher NobelActive™ NP 36 mm	34996
Implantateindreher NobelActive™ RP 28 mm	34997
Implantateindreher NobelActive™ RP 36 mm	34998
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149
Bohrerverlängerungsschaft	29164
Richtungsindikator Ø2/Ø2,4–2,8 mm × 2	32112
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
NobelActive™ manuelle Drehmomentratsche Chirurgie	34584
Tiefenmesslehre	32948
Halter für Implantathülsen	29543
NobelActive™ Röntgenschablone	35455
NobelActive™ Produktübersicht	22639

Hinweis: Bohrer sind separat verfügbar und nicht im Kit enthalten.



Implantate mit Dreikanal-Innenverbindung.

Einführung	Dreikanal-Innenverbindung	72
	Entscheidungsbaum	73
	NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace	74
Übersicht		76
Produktspezifikationen	Implantate	88
	Bohrer	96
	Chirurgische Komponenten	104
	Chirurgie-Kits	108




Dreikanal-Innenverbindung.

Die Dreikanal-Innenverbindung ist die weltweit am häufigsten verwendete Verbindung.

- Drei Kanäle gewährleisten ein korrektes Einsetzen des Abutments in Drehschritten von 120°.
- Dies ermöglicht eine direkte, spürbare Führung beim Platzieren der prothetischen Komponenten und hilft beim richtigen und sicheren Einsetzen von Abutments, selbst in Bereichen mit schlechter Sicht und begrenztem vertikalen Platzangebot.
- Die Implantate, Instrumente und prothetischen Komponenten sind farbkodiert zur einfachen und schnellen Identifikation.

NobelReplace, Replace Select und NobelSpeedy Replace Implantate sind alle mit Dreikanal-Innenverbindung verfügbar.



Dreikanal-Innenverbindung




Außensechskant-Verbindung



Konische Innenverbindung

Entscheidungsbaum.



NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace.

Replace™ Select Tapered

Das klassische Tapered Implantat bildet die Form einer natürlichen Zahnwurzel nach.

- Hohe Primärstabilität, speziell in Extraktionsalveolen.
- Deckschraube enthalten.

TiUnite

Erhöhte Implantatstabilität durch schnellere Knochenbildung.

NobelReplace™ Tapered


Weiterentwicklungsmerkmale gegenüber Replace Select Tapered.

Koronales Design

TiUnite und horizontale Makrofurchen an der Implantatschulter erhalten den krestalen Knochen und verbessern die Weichgewebsintegration.

Groovy

Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.



**Replace™ Select Straight/
Replace™ Select TC****Deckprothesenlösung**

Replace Select TC mit maschinierter 3-mm-Schulter für Ein-Schritt-Protokoll und Zugang auf Gewebeebene.*

Parallelwandiger Körper

Basierend auf dem ursprünglichen Brånemark System für den Einsatz bei mitteldichtem Knochen.

Deckschraube enthalten.

NobelReplace™ Straight**Koronales Design**

TiUnite und horizontale Makrofurchen an der Implantatschulter erhalten den krestalen Knochen und verbessern die Weichgewebsintegration.

Groovy

Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.

Leicht wurzelförmiger Körper

Konzipiert für eine höhere Primärstabilität.


Wurzelförmige Spitze

Ermöglicht die Unterpräparation im Implantatbett zur Erhöhung der Primärstabilität in weichem Knochen.



* Das Bild zeigt Replace Select Straight mit maschinierter 1,5-mm-Schulter.

Übersicht Tapered Implantate.

Implantat						Bohrer mit Spitze	Bohrer		
NP 	NobelReplace™ Tapered NP								
	Länge in mm	8	10	11,5	13		16	Länge in mm Ø 3,5mm	
	Ø 3,5mm	32211	32212	36100	32213		32214	8	32075
								10	29367
							11,5	36113	
							13	29368	
							16	29369	
RP 	NobelReplace™ Tapered RP						NP-Bohrer +		
	Länge in mm	8	10	11,5	13		16	Länge in mm Ø 4,3mm	
	Ø 4,3mm	32215	32216	36101	32217		32218	8	32076
								10	29370
							11,5	36114	
							13	29371	
							16	29372	
RP 	Replace™ Select Tapered RP								
	Länge in mm	8	10	11,5	13		16	Länge in mm Ø 4,3mm	
	Ø 4,3mm	36106	29413	36107	29414		29415	8	32076
								10	29370
							11,5	36114	
							13	29371	
							16	29372	

Bohrer für dichten Knochen	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																							
<table><tr><td>Länge in mm</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td>29377</td><td>29378</td></tr></table> 	Länge in mm	13	16	Ø 3,5 mm	29377	29378	<table><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td>32089</td></tr></table> 	Ø 3,5 mm	32089	<table><tr><td>Kurz</td><td>31604</td></tr><tr><td>Lang</td><td>31625</td></tr></table> 	Kurz	31604	Lang	31625	Gingivaformer <table><tr><td>Höhe in mm</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td>29436</td><td>29437</td></tr><tr><td>Ø 4,5 mm</td><td>33449</td><td>33450</td></tr></table>  <table><tr><td>Deckschraube</td><td>29433</td></tr></table> 	Höhe in mm	3	5	Ø 3,5 mm	29436	29437	Ø 4,5 mm	33449	33450	Deckschraube	29433
Länge in mm	13	16																								
Ø 3,5 mm	29377	29378																								
Ø 3,5 mm	32089																									
Kurz	31604																									
Lang	31625																									
Höhe in mm	3	5																								
Ø 3,5 mm	29436	29437																								
Ø 4,5 mm	33449	33450																								
Deckschraube	29433																									
<table><tr><td>Länge in mm</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 4,3 mm</td><td>29380</td><td>29381</td></tr></table> 	Länge in mm	13	16	Ø 4,3 mm	29380	29381	<table><tr><td>Ø 4,3 mm</td><td>32090</td></tr></table> 	Ø 4,3 mm	32090	<table><tr><td>Kurz</td><td>29508</td></tr><tr><td>Lang</td><td>29509</td></tr></table> 	Kurz	29508	Lang	29509	Gingivaformer <table><tr><td>Höhe in mm</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Ø 4,3 mm</td><td>33535</td><td>33536</td></tr><tr><td>Ø 5,3 mm</td><td>33451</td><td>33452</td></tr></table>  <table><tr><td>Deckschraube</td><td>29434</td></tr></table> 	Höhe in mm	3	5	Ø 4,3 mm	33535	33536	Ø 5,3 mm	33451	33452	Deckschraube	29434
Länge in mm	13	16																								
Ø 4,3 mm	29380	29381																								
Ø 4,3 mm	32090																									
Kurz	29508																									
Lang	29509																									
Höhe in mm	3	5																								
Ø 4,3 mm	33535	33536																								
Ø 5,3 mm	33451	33452																								
Deckschraube	29434																									

Implantat	Bohrer mit Spitze	Bohrer																																																																									
WP  NobelReplace™ Tapered WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32219</td><td>32220</td><td>36102</td><td>32221</td><td>32222</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.  Replace™ Select Tapered WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>36108</td><td>29423</td><td>36109</td><td>29424</td><td>29425</td></tr></table> Deckschraube enthalten. <tr><td> 6.0  NobelReplace™ Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32223</td><td>32224</td><td>36103</td><td>32225</td><td>32226</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.  Replace™ Select Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>36110</td><td>32949</td><td>36111</td><td>32950</td><td>–</td></tr></table> Deckschraube enthalten. <tr><td> Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118  </td></tr><tr><td> NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table>  </td></tr></td></tr>	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 5,0mm	32219	32220	36102	32221	32222	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 5,0mm	36108	29423	36109	29424	29425	6.0  NobelReplace™ Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32223</td><td>32224</td><td>36103</td><td>32225</td><td>32226</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.  Replace™ Select Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>36110</td><td>32949</td><td>36111</td><td>32950</td><td>–</td></tr></table> Deckschraube enthalten. <tr><td> Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118  </td></tr> <tr><td> NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table>  </td></tr>	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 6,0mm	32223	32224	36103	32225	32226	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 6,0mm	36110	32949	36111	32950	–	Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118 	NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table> 	Länge in mm	Ø 5,0mm	8	32077	10	29373	11,5	36115	13	29374	16	29375	Länge in mm	Ø 6,0mm	8	32078	10	29967	11,5	36116	13	29968	16	32249
Länge in mm	8	10	11,5	13	16																																																																						
Ø 5,0mm	32219	32220	36102	32221	32222																																																																						
Länge in mm	8	10	11,5	13	16																																																																						
Ø 5,0mm	36108	29423	36109	29424	29425																																																																						
6.0  NobelReplace™ Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32223</td><td>32224</td><td>36103</td><td>32225</td><td>32226</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.  Replace™ Select Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>36110</td><td>32949</td><td>36111</td><td>32950</td><td>–</td></tr></table> Deckschraube enthalten. <tr><td> Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118  </td></tr> <tr><td> NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table>  </td></tr>	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 6,0mm	32223	32224	36103	32225	32226	Länge in mm	8	10	11,5	13	16	Ø 6,0mm	36110	32949	36111	32950	–	Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118 	NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table> 	Länge in mm	Ø 5,0mm	8	32077	10	29373	11,5	36115	13	29374	16	29375	Länge in mm	Ø 6,0mm	8	32078	10	29967	11,5	36116	13	29968	16	32249																									
Länge in mm	8	10	11,5	13	16																																																																						
Ø 6,0mm	32223	32224	36103	32225	32226																																																																						
Länge in mm	8	10	11,5	13	16																																																																						
Ø 6,0mm	36110	32949	36111	32950	–																																																																						
Ø 2,0mm 36117  Präzisions-bohrer 36118 																																																																											
NP- und RP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 5,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32077</td></tr><tr><td>10</td><td>29373</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36115</td></tr><tr><td>13</td><td>29374</td></tr><tr><td>16</td><td>29375</td></tr></table>  NP-, RP- und WP-Bohrer + <table><tr><td>Länge in mm</td><td>Ø 6,0mm</td></tr><tr><td>8</td><td>32078</td></tr><tr><td>10</td><td>29967</td></tr><tr><td>11,5</td><td>36116</td></tr><tr><td>13</td><td>29968</td></tr><tr><td>16</td><td>32249</td></tr></table> 	Länge in mm	Ø 5,0mm	8	32077	10	29373	11,5	36115	13	29374	16	29375	Länge in mm	Ø 6,0mm	8	32078	10	29967	11,5	36116	13	29968	16	32249																																																			
Länge in mm	Ø 5,0mm																																																																										
8	32077																																																																										
10	29373																																																																										
11,5	36115																																																																										
13	29374																																																																										
16	29375																																																																										
Länge in mm	Ø 6,0mm																																																																										
8	32078																																																																										
10	29967																																																																										
11,5	36116																																																																										
13	29968																																																																										
16	32249																																																																										

Bohrer für dichten Knochen	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																							
<table><tr><td>Länge in mm</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>29383</td><td>29384</td></tr></table> 	Länge in mm	13	16	Ø 5,0mm	29383	29384	<table><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32091</td></tr></table> 	Ø 5,0mm	32091	<table><tr><td>Kurz</td><td>29510</td></tr><tr><td>Lang</td><td>29511</td></tr></table> 	Kurz	29510	Lang	29511	Gingivaformer <table><tr><td>Höhe in mm</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>33453</td><td>33454</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>29446</td><td>29447</td></tr></table>  <table><tr><td>Deckschraube</td><td>29435</td></tr></table> 	Höhe in mm	3	5	Ø 5,0mm	33453	33454	Ø 6,0mm	29446	29447	Deckschraube	29435
Länge in mm	13	16																								
Ø 5,0mm	29383	29384																								
Ø 5,0mm	32091																									
Kurz	29510																									
Lang	29511																									
Höhe in mm	3	5																								
Ø 5,0mm	33453	33454																								
Ø 6,0mm	29446	29447																								
Deckschraube	29435																									
<table><tr><td>Länge in mm</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>29970</td><td>32250</td></tr></table> 	Länge in mm	13	16	Ø 6,0mm	29970	32250	<table><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32092</td></tr></table> 	Ø 6,0mm	32092	<table><tr><td>Kurz</td><td>29997</td></tr><tr><td>Lang</td><td>32413</td></tr></table> 	Kurz	29997	Lang	32413	Gingivaformer <table><tr><td>Höhe in mm</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>29998</td><td>29999</td></tr><tr><td>Ø 7,0mm</td><td>33455</td><td>33457</td></tr></table>  <table><tr><td>Deckschraube</td><td>30087</td></tr></table> 	Höhe in mm	3	5	Ø 6,0mm	29998	29999	Ø 7,0mm	33455	33457	Deckschraube	30087
Länge in mm	13	16																								
Ø 6,0mm	29970	32250																								
Ø 6,0mm	32092																									
Kurz	29997																									
Lang	32413																									
Höhe in mm	3	5																								
Ø 6,0mm	29998	29999																								
Ø 7,0mm	33455	33457																								
Deckschraube	30087																									

Übersicht parallelwandige Implantate.



Implantat	Bohrer	Bohrerstopp										
	Spiralbohrer <table><tr><td>Ø 2 × 7–10 mm</td><td>32296</td></tr><tr><td>Ø 2 × 7–15 mm</td><td>32297</td></tr><tr><td>Ø 2 × 10–18 mm</td><td>32299</td></tr></table> 	Ø 2 × 7–10 mm	32296	Ø 2 × 7–15 mm	32297	Ø 2 × 10–18 mm	32299	<table><tr><td>Ø 2 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr></table>	Ø 2 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064
Ø 2 × 7–10 mm	32296											
Ø 2 × 7–15 mm	32297											
Ø 2 × 10–18 mm	32299											
Ø 2 mm	33063											
Ø 2,8 mm	33064											
	Stufenspiralbohrer <table><tr><td>Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm</td><td>32260</td></tr><tr><td>Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm</td><td>32261</td></tr><tr><td>Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm</td><td>32262</td></tr></table> 	Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260	Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261	Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262					
Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260											
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261											
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262											
	Präzisionsbohrer <table><tr><td></td><td>36118</td></tr></table> 		36118									
	36118											
	Replace™ Select TC NP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>7+3</td><td>10+3</td><td>13+3</td><td>15+3</td></tr><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td>36285</td><td>36286</td><td>36287</td><td>36288</td></tr></table> <i>Deckschraube enthalten.</i>	Länge in mm	7+3	10+3	13+3	15+3	Ø 3,5 mm	36285	36286	36287	36288	
Länge in mm	7+3	10+3	13+3	15+3								
Ø 3,5 mm	36285	36286	36287	36288								

Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																										
<table><tr><td>Versenker NP</td><td>32282</td></tr></table>	Versenker NP	32282	<table><tr><td>10–15 mm</td><td>32289</td></tr></table>	10–15 mm	32289	<table><tr><td>Kurz</td><td>31604</td></tr><tr><td>Lang</td><td>31625</td></tr></table>	Kurz	31604	Lang	31625	Gingivaformer <table><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td></td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29436</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29437</td></tr><tr><td>Ø 4,5 mm</td><td></td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33449</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33450</td></tr></table>  Deckschraube <table><tr><td></td><td>29433</td></tr></table>  Heilschraube TC <table><tr><td>1 mm</td><td>36293</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>36294</td></tr></table> 	Ø 3,5 mm		3 mm	29436	5 mm	29437	Ø 4,5 mm		3 mm	33449	5 mm	33450		29433	1 mm	36293	3 mm	36294
Versenker NP	32282																												
10–15 mm	32289																												
Kurz	31604																												
Lang	31625																												
Ø 3,5 mm																													
3 mm	29436																												
5 mm	29437																												
Ø 4,5 mm																													
3 mm	33449																												
5 mm	33450																												
	29433																												
1 mm	36293																												
3 mm	36294																												



Implantat

Bohrer



NobelReplace™ Straight RP

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 4,0 mm	32181	32182	32183	32184	32185

Deckschraube nicht enthalten.



Replace™ Select Straight RP

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 4,3 mm	28951	28952	28953	28954	28955

Deckschraube enthalten.



NobelSpeedy™ Replace RP

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 4,0 mm	32200	32201	32202	32203	32204

Deckschraube nicht enthalten.



Replace™ Select TC RP

Länge in mm	7+3	10+3	13+3	15+3	18
Ø 4,0 mm	36289	36290	36291	36292	–

Deckschraube enthalten.

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm	32296
Ø 2 × 7–15 mm	32297
Ø 2 × 10–18 mm	32299
Ø 3,2 × 7–10 mm	32269
Ø 3,2 × 7–15 mm	32270
Ø 3,2 × 10–18 mm	32271
Ø 3,4 × 7–10 mm	32272
Ø 3,4 × 7–15 mm	32273
Ø 3,4 × 10–18 mm	32274



Stufenspiralbohrer


Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262
Ø 3,2/3,6 × 7–10 mm	32263
Ø 3,2/3,6 × 7–15 mm	32264
Ø 3,2/3,6 × 10–18 mm	32265



Präzisionsbohrer

36118



Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																												
<table><tr><td>Ø 2 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,4mm</td><td>33078</td></tr><tr><td>Ø 3,6mm</td><td>33084</td></tr></table>	Ø 2 mm	33063	Ø 2,8mm	33064	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,4mm	33078	Ø 3,6mm	33084	<table><tr><td>Versenker RP</td><td>32284</td></tr></table>	Versenker RP	32284	<table><tr><td colspan="2">Ø 4 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>33072</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>33073</td></tr></table>	Ø 4 mm		7–13 mm	33072	7–18 mm	33073	<table><tr><td>Kurz</td><td>29508</td></tr><tr><td>Lang</td><td>29509</td></tr></table>	Kurz	29508	Lang	29509	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 4,3 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33535</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33536</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 5,3 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33451</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33452</td></tr><tr><td colspan="2">Deckschraube 29434</td></tr><tr><td colspan="2">Heilschraube TC</td></tr><tr><td>1 mm</td><td>36295</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>36296</td></tr></table>	Gingivaformer		Ø 4,3 mm		3 mm	33535	5 mm	33536	Ø 5,3 mm		3 mm	33451	5 mm	33452	Deckschraube 29434		Heilschraube TC		1 mm	36295	3 mm	36296
Ø 2 mm	33063																																															
Ø 2,8mm	33064																																															
Ø 3,2 mm	33077																																															
Ø 3,4mm	33078																																															
Ø 3,6mm	33084																																															
Versenker RP	32284																																															
Ø 4 mm																																																
7–13 mm	33072																																															
7–18 mm	33073																																															
Kurz	29508																																															
Lang	29509																																															
Gingivaformer																																																
Ø 4,3 mm																																																
3 mm	33535																																															
5 mm	33536																																															
Ø 5,3 mm																																																
3 mm	33451																																															
5 mm	33452																																															
Deckschraube 29434																																																
Heilschraube TC																																																
1 mm	36295																																															
3 mm	36296																																															
				  																																												



Implantat

**NobelReplace™ Straight WP**

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0 mm	32186	32187	32188	32189	32190

Deckschraube nicht enthalten.

**Replace™ Select Straight WP**

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0 mm	28956	28957	28958	28959	–

Deckschraube enthalten.

**NobelSpeedy™ Replace WP**

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0 mm	32205	32206	32207	32208	32209

Deckschraube nicht enthalten.

Bohrer

Spiralbohrer

Ø 2 × 7–10 mm	32296
Ø 2 × 7–15 mm	32297
Ø 2 × 10–18 mm	32299
Ø 3 × 7–10 mm	32266
Ø 3 × 7–15 mm	32267
Ø 3 × 10–18 mm	32268


**Stufenspiralbohrer**

Ø 2,4/2,8 × 7–10 mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15 mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18 mm	32262
Ø 3,2/3,6 × 7–10 mm	32263
Ø 3,2/3,6 × 7–15 mm	32264
Ø 3,2/3,6 × 10–18 mm	32265
Ø 3,8/4,2 × 7–10 mm	32275
Ø 3,8/4,2 × 7–15 mm	32276
Ø 3,8/4,2 × 10–18 mm	32277



Präzisionsbohrer	36118
-------------------------	-------



Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																						
<table><tr><td>Ø 2 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,0 mm</td><td>33075</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,6 mm</td><td>33084</td></tr><tr><td>Ø 4,2 mm</td><td>33081</td></tr></table>	Ø 2 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064	Ø 3,0 mm	33075	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,6 mm	33084	Ø 4,2 mm	33081	<table><tr><td>Versenker WP</td><td>32286</td></tr></table>	Versenker WP	32286	<table><tr><td colspan="2">Ø 5 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>32292</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>32293</td></tr></table>	Ø 5 mm		7–13 mm	32292	7–18 mm	32293	<table><tr><td>Kurz</td><td>29510</td></tr><tr><td>Lang</td><td>29511</td></tr></table>	Kurz	29510	Lang	29511	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 5,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33453</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33454</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 6,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29446</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29447</td></tr></table>	Gingivaformer		Ø 5,0 mm		3 mm	33453	5 mm	33454	Ø 6,0 mm		3 mm	29446	5 mm	29447
Ø 2 mm	33063																																									
Ø 2,8 mm	33064																																									
Ø 3,0 mm	33075																																									
Ø 3,2 mm	33077																																									
Ø 3,6 mm	33084																																									
Ø 4,2 mm	33081																																									
Versenker WP	32286																																									
Ø 5 mm																																										
7–13 mm	32292																																									
7–18 mm	32293																																									
Kurz	29510																																									
Lang	29511																																									
Gingivaformer																																										
Ø 5,0 mm																																										
3 mm	33453																																									
5 mm	33454																																									
Ø 6,0 mm																																										
3 mm	29446																																									
5 mm	29447																																									
																																										
				<table><tr><td>Deckschraube</td><td>29435</td></tr></table> 	Deckschraube	29435																																				
Deckschraube	29435																																									

**Implantat****NobelSpeedy™ Replace 6.0**

Länge in mm	10	11,5	13	15	18
Ø 6,0mm	32191	32192	32193	32194	32195

Deckschraube nicht enthalten.

Bohrer**Spiralbohrer**

Ø 2 × 7–10mm	32296
Ø 2 × 7–15mm	32297
Ø 2 × 10–18mm	32299
Ø 5 × 7–10mm	32278
Ø 5 × 7–15mm	32279
Ø 5 × 10–18mm	32280


**Stufenspiralbohrer**

Ø 2,4/2,8 × 7–10mm	32260
Ø 2,4/2,8 × 7–15mm	32261
Ø 2,4/2,8 × 10–18mm	32262
Ø 3,2/3,6 × 7–10mm	32263
Ø 3,2/3,6 × 7–15mm	32264
Ø 3,2/3,6 × 10–18mm	32265
Ø 3,8/4,2 × 7–10mm	32275
Ø 3,8/4,2 × 7–15mm	32276
Ø 3,8/4,2 × 10–18mm	32277

**Präzisionsbohrer**



36118




Bohrerstopp	Versenker	Gewindeschneider	Implantateindreher	Gingivaformer/ Deckschraube																																				
<table><tr><td>Ø 2 mm</td><td>33063</td></tr><tr><td>Ø 2,8 mm</td><td>33064</td></tr><tr><td>Ø 3,2 mm</td><td>33077</td></tr><tr><td>Ø 3,6 mm</td><td>33084</td></tr><tr><td>Ø 4,2 mm</td><td>33081</td></tr></table>	Ø 2 mm	33063	Ø 2,8 mm	33064	Ø 3,2 mm	33077	Ø 3,6 mm	33084	Ø 4,2 mm	33081	<table><tr><td>Versenker 6.0</td><td>32288</td></tr></table>	Versenker 6.0	32288	<table><tr><td colspan="2">Ø 6 mm</td></tr><tr><td>7–13 mm</td><td>32294</td></tr><tr><td>7–18 mm</td><td>32295</td></tr></table>	Ø 6 mm		7–13 mm	32294	7–18 mm	32295	<table><tr><td>Kurz</td><td>29997</td></tr><tr><td>Lang</td><td>32413</td></tr></table>	Kurz	29997	Lang	32413	<table><tr><td colspan="2">Gingivaformer</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 6,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>29998</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>29999</td></tr><tr><td colspan="2">Ø 7,0 mm</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>33455</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>33457</td></tr></table>	Gingivaformer		Ø 6,0 mm		3 mm	29998	5 mm	29999	Ø 7,0 mm		3 mm	33455	5 mm	33457
Ø 2 mm	33063																																							
Ø 2,8 mm	33064																																							
Ø 3,2 mm	33077																																							
Ø 3,6 mm	33084																																							
Ø 4,2 mm	33081																																							
Versenker 6.0	32288																																							
Ø 6 mm																																								
7–13 mm	32294																																							
7–18 mm	32295																																							
Kurz	29997																																							
Lang	32413																																							
Gingivaformer																																								
Ø 6,0 mm																																								
3 mm	29998																																							
5 mm	29999																																							
Ø 7,0 mm																																								
3 mm	33455																																							
5 mm	33457																																							
																																								
				<table><tr><td>Deckschraube</td><td>30087</td></tr></table> 	Deckschraube	30087																																		
Deckschraube	30087																																							

Produktspezifikationen – Implantate.

Replace™ Select Tapered




NobelReplace™ Tapered




		A	B	C	D	E	F	G	H
Plattform		Schulter- höhe	Gewinde- steigung	Gewinde- flanke	Gewinde- gang	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
NP	3,5×8mm	1,5	0,64	3,5	2,96	7,0	8,6	2,11	3,5
	3,5×10mm	1,5	0,64	3,5	2,96	9,02	10,6	2,11	3,5
	3,5×11,5mm	1,5	0,64	3,5	2,96	10,5	12,1	2,11	3,5
	3,5×13mm	1,5	0,64	3,5	2,96	12,07	13,6	2,11	3,5
	3,5×16mm	1,5	0,64	3,5	2,96	15,12	16,6	2,11	3,5
RP	4,3×8mm	1,5	0,71	4,3	3,67	7,0	8,6	2,56	4,3
	4,3×10mm	1,5	0,71	4,3	3,67	9,02	10,6	2,56	4,3
	4,3×11,5mm	1,5	0,71	4,3	3,67	10,5	12,1	2,56	4,3
	4,3×13mm	1,5	0,71	4,3	3,67	12,07	13,6	2,56	4,3
	4,3×16mm	1,5	0,71	4,3	3,67	15,12	16,6	2,56	4,3
WP	5×8mm	1,5	0,75	5,0	4,18	7,0	8,6	2,98	5,0
	5×10mm	1,5	0,75	5,0	4,18	9,02	10,6	2,98	5,0
	5×11,5mm	1,5	0,75	5,0	4,18	10,5	12,1	2,98	5,0
	5×13mm	1,5	0,75	5,0	4,18	12,07	13,6	2,98	5,0
	5×16mm	1,5	0,75	5,0	4,18	15,12	16,6	2,98	5,0
6.0	6×8mm	1,5	0,79	5,9	4,97	7,0	8,6	3,54	6,0
	6×10mm	1,5	0,79	5,9	4,97	9,02	10,6	3,54	6,0
	6×11,5mm	1,5	0,79	5,9	4,97	10,5	12,1	3,54	6,0
	6×13mm	1,5	0,79	5,9	4,97	12,07	13,6	3,54	6,0
	6×16mm	1,5	0,79	5,9	4,97	15,12	16,6	3,54	6,0

Alle Angaben in mm.

Replace™ Select Straight



NobelReplace™ Straight




		A	B	C	D		E	F	G	H	I
Plattform		Schulter- höhe	Gewinde- abstand	Gewinde- steigung	Gewindeflanke		Gewinde- gang	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
		Doppelgewinde*			Replace Select Straight	NobelReplace Straight					
NP	3,5x10mm	1,5	0,5	1,0	3,45	3,45	2,95	7,75	9,25	2,6	3,5
	3,5x11,5mm	1,5	0,5	1,0	3,45	3,45	2,95	9,25	10,75	2,6	3,5
	3,5x13mm	1,5	0,5	1,0	3,45	3,45	2,95	10,75	12,25	2,6	3,5
	3,5x15mm	1,5	0,5	1,0	3,45	3,45	2,95	12,75	14,25	2,6	3,5
RP	4,3/4x10mm	1,5	0,6	1,2	4,23	4,0	3,59	7,75	9,25	3,1	4,3
	4,3/4x11,5mm	1,5	0,6	1,2	4,23	4,0	3,59	9,25	10,75	3,1	4,3
	4,3/4x13mm	1,5	0,6	1,2	4,23	4,0	3,59	10,75	12,25	3,1	4,3
	4,3/4x15mm	1,5	0,6	1,2	4,23	4,0	3,59	12,75	14,25	3,1	4,3
	4,3/4x18mm	1,5	0,6	1,2	4,23	4,0	3,59	15,75	17,25	3,1	4,3
WP	5x10mm	1,5	0,8	1,6	4,93	4,93	4,08	7,75	9,25	3,8	5,0
	5x11,5mm	1,5	0,8	1,6	4,93	4,93	4,08	9,25	10,75	3,8	5,0
	5x13mm	1,5	0,8	1,6	4,93	4,93	4,08	10,75	12,25	3,8	5,0
	5x15mm	1,5	0,8	1,6	4,93	4,93	4,08	12,75	14,25	3,8	5,0
	5x18mm	1,5	0,8	1,6	4,93	4,93	4,08	15,75	17,25	3,8	5,0


Alle Angaben in mm.

* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

Replace™ Select TC



NobelSpeedy™ Replace



Replace™ Select TC

		A	B	C	D	E	H	I	J	K
Plattform		Schulter- höhe	Gewinde- flanke	Gewinde- gang	Gewinde- abstand	Gewinde- steigung	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
Doppelgewinde*										
NP	3,5x(7+3) mm	3,0	3,45	2,95	0,5	1,0	6,25	9,25	2,6	3,5
	3,5x(10+3) mm	3,0	3,45	2,95	0,5	1,0	9,25	12,25	2,6	3,5
	3,5x(13+3) mm	3,0	3,45	2,95	0,5	1,0	12,25	15,25	2,6	3,5
	3,5x(15+3) mm	3,0	3,45	2,95	0,5	1,0	14,25	17,25	2,6	3,5
RP	4x(7+3) mm	3,0	4,0	3,36	0,6	1,2	6,25	9,25	3,1	4,3
	4x(10+3) mm	3,0	4,0	3,36	0,6	1,2	9,25	12,25	3,1	4,3
	4x(13+3) mm	3,0	4,0	3,36	0,6	1,2	12,25	15,25	3,1	4,3
	4x(15+3) mm	3,0	4,0	3,36	0,6	1,2	14,25	17,25	3,1	4,3

Alle Angaben in mm.

* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

NobelSpeedy™ Replace


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Plattform		Schulter- höhe	Gewinde- flanke 1	Gewinde- gang 1	Gewinde- abstand	Gewinde- steigung	Gewinde- flanke 2	Gewinde- gang 2	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
Doppelgewinde*												
NP	3,5x10 mm	1,5	3,51	3,01	0,5	1,0	3,31	2,81	7,75	9,25	1,9	3,5
	3,5x11,5 mm	1,5	3,51	3,01	0,5	1,0	3,31	2,81	9,25	10,75	1,9	3,5
	3,5x13 mm	1,5	3,51	3,01	0,5	1,0	3,31	2,81	10,75	12,25	1,9	3,5
	3,5x15 mm	1,5	3,51	3,01	0,5	1,0	3,31	2,81	12,75	14,25	1,9	3,5
RP	4x10 mm	1,5	4,1	3,46	0,6	1,2	3,9	3,26	7,75	9,25	2,2	4,3
	4x11,5 mm	1,5	4,1	3,46	0,6	1,2	3,9	3,26	9,25	10,75	2,2	4,3
	4x13 mm	1,5	4,1	3,46	0,6	1,2	3,9	3,26	10,75	12,25	2,2	4,3
	4x15 mm	1,5	4,1	3,46	0,6	1,2	3,9	3,26	12,75	14,25	2,2	4,3
	4x18 mm	1,5	4,1	3,46	0,6	1,2	3,9	3,26	15,75	17,25	2,2	4,3
WP	5x10 mm	1,5	4,9	4,26	0,8	1,6	4,7	4,06	7,75	9,25	2,7	5,0
	5x11,5 mm	1,5	4,9	4,26	0,8	1,6	4,7	4,06	9,25	10,75	2,7	5,0
	5x13 mm	1,5	4,9	4,26	0,8	1,6	4,7	4,06	10,75	12,25	2,7	5,0
	5x15 mm	1,5	4,9	4,26	0,8	1,6	4,7	4,06	12,75	14,25	2,7	5,0
	5x18 mm	1,5	4,9	4,26	0,8	1,6	4,7	4,06	15,75	17,25	2,7	5,0
6.0	6x10 mm	1,5	5,9	5,26	0,8	1,6	5,7	5,06	9,11	9,25	3,8	6,0
	6x11,5 mm	1,5	5,9	5,26	0,8	1,6	5,7	5,06	10,61	10,75	3,8	6,0
	6x13 mm	1,5	5,9	5,26	0,8	1,6	5,7	5,06	12,11	12,25	3,8	6,0
	6x15 mm	1,5	5,9	5,26	0,8	1,6	5,7	5,06	14,11	14,25	3,8	6,0
	6x18 mm	1,5	5,9	5,26	0,8	1,6	5,7	5,06	17,11	17,25	3,8	6,0

Alle Angaben in mm.


* Die Implantate legen mit jeder Drehung den doppelten Gewindeabstand zurück.

Wurzelförmige Implantate

 Implantate NP	8	10	11,5	13	16
NobelReplace™ Tapered NP	32211	32212	36100	32213	32214
Replace™ Select Tapered NP*	36104	29401	36105	29402	29403
 Implantate RP					
NobelReplace™ Tapered RP	32215	32216	36101	32217	32218
Replace Select™ Tapered RP*	36106	29413	36107	29414	29415
 Implantate WP					
NobelReplace™ Tapered WP	32219	32220	36102	32221	32222
Replace™ Select Tapered WP*	36108	29423	36109	29424	29425
 Implantate 6.0					
NobelReplace™ Tapered 6.0	32223	32224	36103	32225	32226
Replace™ Select Tapered 6.0*	36110	32949	36111	32950	–


**Parallelwandige Implantate**

 Implantate NP	10	11,5	13	15	18
NobelReplace™ Straight NP	32160	32161	32162	32163	–
Replace™ Select Straight NP*	28946	28947	28948	28949	–
NobelSpeedy™ Replace NP	32196	32197	32198	32199	–
 Implantate RP					
NobelReplace™ Straight RP	32181	32182	32183	32184	32185
Replace™ Select Straight RP*	28951	28952	28953	28954	28955
NobelSpeedy™ Replace RP	32200	32201	32202	32203	32204
 Implantate WP					
NobelReplace™ Straight WP	32186	32187	32188	32189	32190
Replace™ Select Straight WP*	28956	28957	28958	28959	–
NobelSpeedy™ Replace WP	32205	32206	32207	32208	32209
 Implantate 6.0					
NobelSpeedy™ Replace 6.0	32191	32192	32193	32194	32195

**Implantate für Deckprothesen**

 Implantate NP	7+3	10+3	13+3	15+3
Replace™ Select TC NP*	36285	36286	36287	36288
 Implantate RP				
Replace™ Select TC RP*	36289	36290	36291	36292

* Deckschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Bohrer- und Implantatlängen*

NobelReplace™ und Replace™ Select Tapered



Alle Angaben beziehen sich auf den Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und dem unteren Ende der Markierung.

Achtung: Die Präparation mit dem Bohrer ist bis zu 1 mm länger als das Implantat.

Es muss sichergestellt sein, dass diese zusätzliche Länge zulässig ist, wenn im Bereich wichtiger anatomischer Strukturen gearbeitet wird.

NobelReplace™ und Replace™ Select Straight



Replace™ Select TC




* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Produktspezifikationen – Bohrer für Tapered Implantate.


	Replace™ Select Tapered	NobelReplace™ Tapered
Bohrer		
36117 Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm	×	×
32075 Bohrer Tapered NP 3,5×8 mm	×	×
29367 Bohrer Tapered NP 3,5×10 mm	×	×
36113 Bohrer Tapered NP 3,5×11,5 mm	×	×
29368 Bohrer Tapered NP 3,5×13 mm	×	×
29369 Bohrer Tapered NP 3,5×16 mm	×	×
32076 Bohrer Tapered RP 4,3×8 mm	×	×
29370 Bohrer Tapered RP 4,3×10 mm	×	×
36114 Bohrer Tapered RP 4,3×11,5 mm	×	×
29371 Bohrer Tapered RP 4,3×13 mm	×	×
29372 Bohrer Tapered RP 4,3×16 mm	×	×
32077 Bohrer Tapered WP 5×8 mm	×	×
29373 Bohrer Tapered WP 5×10 mm	×	×
36115 Bohrer Tapered WP 5×11,5 mm	×	×
29374 Bohrer Tapered WP 5×13 mm	×	×
29375 Bohrer Tapered WP 5×16 mm	×	×
32078 Bohrer Tapered 6.0 6×8 mm	×	×
29967 Bohrer Tapered 6.0 6×10 mm	×	×
36116 Bohrer Tapered 6.0 6×11,5 mm	×	×
29968 Bohrer Tapered 6.0 6×13 mm	×	×
32249 Bohrer Tapered 6.0 6×16 mm		×
29377 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 13 mm	×	×
29378 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 16 mm	×	×
29380 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 13 mm	×	×
29381 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 16 mm	×	×
29383 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13 mm	×	×
29384 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16 mm	×	×
29970 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×13 mm	×	×
32250 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16 mm		×
36118 Präzisionsbohrer	×	×
Gewindeschneider		
32089 Gewindeschneider Tapered NP	×	×
32090 Gewindeschneider Tapered RP	×	×
32091 Gewindeschneider Tapered WP	×	×
32092 Gewindeschneider Tapered 6.0	×	×

Bohrprotokolle/Produkt-Referenzlinien*


3,5x13mm




4,3x13mm



5,0x13mm




6,0x13mm



* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

36117 Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm



32075 Bohrer Tapered NP 3,5 × 8 mm



29367 Bohrer Tapered NP 3,5 × 10 mm



36113 Bohrer Tapered NP 3,5 × 11,5 mm



29368 Bohrer Tapered NP 3,5 × 13 mm



29369 Bohrer Tapered NP 3,5 × 16 mm




32076 Bohrer Tapered RP 4,3 × 8 mm




29370 Bohrer Tapered RP 4,3 × 10 mm



36114 Bohrer Tapered RP 4,3 × 11,5 mm




29371 Bohrer Tapered RP 4,3 × 13 mm



29372 Bohrer Tapered RP 4,3 × 16 mm




32077 Bohrer Tapered WP 5 × 8 mm




29373 Bohrer Tapered WP 5 × 10 mm



36115 Bohrer Tapered WP 5 × 11,5 mm




29374 Bohrer Tapered WP 5 × 13 mm



29375 Bohrer Tapered WP 5 × 16 mm




32078 Bohrer Tapered 6.0 6 × 8 mm




29967 Bohrer Tapered 6.0 6 × 10 mm




36116 Bohrer Tapered 6.0 6×11,5 mm




29968 Bohrer Tapered 6.0 6 × 13 mm



32249 Bohrer Tapered 6.0 6 × 16 mm




29377 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 13 mm




29378 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 16 mm




29380 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 13 mm




29381 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 16 mm




29383 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5 × 13 mm




29384 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5 × 16 mm




29970 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 × 13 mm



32250 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 × 16 mm



36118 Präzisionsbohrer



Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

Replace™ Select Straight

Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,5	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	4,3	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2

Alle Angaben in mm.

Für NP-Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.

NobelSpeedy™ Replace

Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,5	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2
6.0	6,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2 Ø 5,0

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.

Für NP-Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.

NobelReplace™ Straight

Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,5	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.

Für NP-Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.

Replace Select™ TC


Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,5	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,0
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,4

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.

Für NP-Implantate in besonders weichem Knochen ist zudem ein Ø 1,5 mm Spiralbohrer erhältlich.

* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.


31278 Spiralbohrer 1,5 × 7–15 mm




32296 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 7–10 mm




32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 7–15 mm




32299 Spiralbohrer mit Spitze 2 × 10–18 mm




32266 Spiralbohrer 3 × 7–10 mm




32267 Spiralbohrer 3 × 7–15 mm




32268 Spiralbohrer 3 × 10–18 mm




32269 Spiralbohrer 3,2 × 7–10 mm




32270 Spiralbohrer 3,2 × 7–15 mm




32271 Spiralbohrer 3,2 × 10–18 mm




32272 Spiralbohrer 3,4 × 7–10 mm




32273 Spiralbohrer 3,4 × 7–15 mm




32274 Spiralbohrer 3,4 × 10–18 mm




32278 Spiralbohrer 5 × 7–10 mm




32279 Spiralbohrer 5 × 7–15 mm




32280 Spiralbohrer 5 × 10–18 mm




32260 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–10 mm




32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm




32262 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 10–18 mm




32263 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–10 mm




32264 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 7–15 mm




32265 Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 10–18 mm




32275 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–10 mm



32276 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 7–15 mm



32277 Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 10–18 mm



32282 NobelReplace™ Versenker NP



32284 NobelReplace™ Versenker RP




32286 NobelReplace™ Versenker WP




32288 NobelReplace™ Versenker 6.0




32289 Gewindeschneider NP 10–15 mm




33072 Gewindeschneider RP Ø 4 7–13 mm




33073 Gewindeschneider RP Ø 4 7–18 mm




32292 Gewindeschneider WP Ø 5 7–13 mm




32293 Gewindeschneider WP Ø 5 7–18 mm




32294 Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–13 mm



32295 Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–18 mm



36118 Präzisionsbohrer




35425 Bohrersatz 7–15 mm

32297 Spiralbohrer mit Spitze 2 x 7–15 mm

32261 Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 7–15 mm

35426 Rosenbohrer



Produktspezifikationen – Chirurgische Komponenten.

Gingivaformer NobelReplace™

								
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 4,3	Ø 5,3	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 7,0
Höhe 3 mm	29436	33449	33535	33451	33453	29446	29998	33455
Höhe 5 mm	29437	33450	33536	33452	33454	29447	29999	33457



Deckschrauben NobelReplace™

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Deckschraube	29433	29434	29435	30087




Heilschrauben TC

		
Plattform	NP	RP
Höhe 1 mm	36293	36295
Höhe 3 mm	36294	36296



Schleimhautstanzen

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Schleimhautstanze	29628	29629	29630	32672
Führung für Schleimhautstanze	29631	29632	29633	32673



Bohrerführungen

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Bohrerführung	29634	29635	29636	32674



Knochenfräsenführungen


Plattform	NP	RP	WP	6.0
Knochenfräsenführungen	33506	33507	33508	33509

**Knochenfräsen zur maschinellen oder manuellen Verwendung**

Äußerer Schneidedurchmesser mm	NP	RP	WP	6.0
Knochenfräse mit Führung NobelReplace™	33501	33502	33504	33505

**Implantateindreher NobelReplace™**

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Implantateindreher NobelReplace™ kurz	31604	29508	29510	29997
Implantateindreher NobelReplace™ lang	31625	29509	29511	32413



Handschlüssel für Implantateindreher	32180
--------------------------------------	-------

**Bohrerstopps**

Bohrerstopp-Kit	32430
Bohrerstopp-Kit Box	33062
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,6	33084
Bohrerstopp Ø 4,2	33081



Manuelle Drehmomentratsche

NobelReplace™ Chirurgische Drehmomentratsche	28839
Adapter für chirurgische Drehmomentratsche NobelReplace™	28840



NobelReplace Tapered, Replace Select Tapered


Richtungsindikatoren Tapered

Richtungsindikator Tapered NP	32255
Richtungsindikator Tapered RP	32256
Richtungsindikator Tapered WP	32257
Richtungsindikator Tapered 6.0	32258



Verschiedenes

Spülkanüle	2042
NobelReplace™ Tapered Röntgenschablone	36138





NobelReplace Straight, Replace Select Straight, NobelSpeedy Replace und Replace Select TC

Richtungsindikatoren

Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm	32112
-------------------------------------	-------

Verschiedenes

NobelReplace™ Straight/NobelSpeedy™	
Röntgenschablone	33096
Replace™ Select TC Röntgenschablone	71580




Produktspezifikationen – Chirurgie-Kits.

36132 NobelReplace™ Chirurgie-Kit für Tapered Implantate

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die Plattformen NP, RP und WP.
- Für NobelReplace Tapered, Replace Select Tapered, NobelDirect Groovy, NobelDirect Oval und NobelDirect Posterior.

Hinweis: Instrumente für die 6.0-Plattformen müssen separat bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.


Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit**36132**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält

NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit Box	36133
NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit-Einsatz	36135
Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm	36117
Bohrer Tapered NP 3,5 × 8 mm	32075
Bohrer Tapered NP 3,5 × 10 mm	29367
Bohrer Tapered NP 3,5 × 11,5 mm	36113
Bohrer Tapered NP 3,5 × 13 mm	29368
Bohrer Tapered NP 3,5 × 16 mm	29369
Bohrer Tapered RP 4,3 × 8 mm	32076
Bohrer Tapered RP 4,3 × 10 mm	29370
Bohrer Tapered RP 4,3 × 11,5 mm	36114
Bohrer Tapered RP 4,3 × 13 mm	29371
Bohrer Tapered RP 4,3 × 16 mm	29372
Bohrer Tapered WP 5,0 × 8 mm	32077
Bohrer Tapered WP 5,0 × 10 mm	29373
Bohrer Tapered WP 5,0 × 11,5 mm	36115
Bohrer Tapered WP 5,0 × 13 mm	29374
Bohrer Tapered WP 5,0 × 16 mm	29375
Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 13 mm	29377
Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 16 mm	29378
Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 13 mm	29380
Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 16 mm	29381
Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5,0 × 13 mm	29383
Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5,0 × 16 mm	29384
Gewindeschneider Tapered NP	32089
Gewindeschneider Tapered RP	32090
Gewindeschneider Tapered WP	32091
NobelReplace™ Chirurgische Drehmomentratsche	28839
Implantateindreher NobelReplace™ NP kurz	31604
Implantateindreher NobelReplace™ RP kurz	29508
Implantateindreher NobelReplace™ WP kurz	29510




Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149
Bohrerverlängerungsschaft	29164
Richtungsindikator Tapered NP	32255
Richtungsindikator Tapered RP	32256
Richtungsindikator Tapered WP	32257
Reinigungsnadel für Bohrer	2042
Präzisionsbohrer	36118
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
NobelReplace™ Tapered Produktübersicht	36137
NobelReplace™ Tapered Röntgenschablone	36138
Halter für Implantathülsen	29543

Hinweis: Instrumente für die 6.0-Plattformen müssen separat bestellt werden.

32301 NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die RP-Plattform.
- Für NobelReplace Straight, Replace Select Straight, Replace Select TC und NobelSpeedy Replace.

Hinweis: Zusätzliche Instrumente für NP- und WP-Implantate müssen gesondert bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

** Artikel in diesem Kit nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich.


Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit**32301**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält Instrumente für RP-Plattform	
NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit Box	32313
NobelReplace™ Chirurgische Drehmomentratsche	28839
Implantateindreher NobelReplace™ RP kurz	29508
Implantateindreher NobelReplace™ RP lang	29509
Manueller Schraubendreher UniGrip™ 28 mm	29149
Bohrerverlängerungsschaft	29164
Tiefenmesslehre	32948
Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4	32112
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
NobelReplace™ Straight Produktübersicht	33128
NobelReplace™ Straight/NobelSpeedy™ Replace Röntgenschablone	33096
Replace™ Select TC Röntgenschablone	71580
Halter für Implantathülsen	29543

Hinweis: Instrumente für NP- und WP-Plattformen müssen separat bestellt werden.



NobelDirect™.

Einführung	NobelDirect™ Groovy, Oval, Posterior und 3.0	114
Übersicht		116
Produktspezifikationen	Implantate	122
	Bohrer	126
	Chirurgie-Kits	132



NobelDirect™ Groovy, Oval, Posterior und 3.0.

NobelDirect™ Groovy



Ovaler koronaler Bereich
Minimiert den Schleifbedarf.

Einteiliges Implantat

- Verbessert das Weichgewebsmanagement.
- Kein Wechsel zwischen provisorischen und definitiven Abutments notwendig.

Implantatkörper NobelReplace Tapered

- Bildet die Form einer natürlichen Zahnwurzel nach.
- Verbesserte Primärstabilität, speziell in Extraktionsalveolen.

Groovy

Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.

NobelDirect™ Oval



NobelDirect™ Posterior

NobelDirect™ 3.0

Snappy Abutment


Der obere Teil entspricht einem Snappy Abutment 4.0, das direkt mit dem Implantat verbunden ist.

Implantatkörper NobelReplace Tapered

- Bildet die Form einer natürlichen Zahnwurzel nach.
- Verbesserte Primärstabilität, speziell in Extraktionsalveolen.

Groovy

Furchen im Gewinde fördern erwiesenermaßen das Knochenwachstum.

**Einteiliges Implantat**

Hohe Stabilität trotz des geringen Durchmessers.

Schmales Design

Bei begrenztem interdentalen Platzangebot.



Übersicht – NobelDirect™ Groovy, Posterior und Oval.

Implantat	Bohrer mit Spitze		Bohrer																															
 NobelDirect™ Groovy NP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 3,5mm</td><td>–</td><td>32635</td><td>32636</td><td>32637</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 3,5mm	–	32635	32636	32637	 <table><tr><td>Ø 2,0mm</td><td>36117</td></tr></table>	Ø 2,0mm	36117	 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 3,5mm</td><td>32075</td><td>29367</td><td>29368</td><td>29369</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 3,5mm	32075	29367	29368	29369										
Länge in mm	8	10	13	16																														
Ø 3,5mm	–	32635	32636	32637																														
Ø 2,0mm	36117																																	
Länge in mm	8	10	13	16																														
Ø 3,5mm	32075	29367	29368	29369																														
 NobelDirect™ Groovy RP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 4,3mm</td><td>32638</td><td>32639</td><td>32640</td><td>32641</td></tr></table>  NobelDirect™ Posterior RP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 4,3mm</td><td>32650</td><td>32651</td><td>32652</td><td>32653</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 4,3mm	32638	32639	32640	32641	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 4,3mm	32650	32651	32652	32653	 <table><tr><td>Präzisions-bohrer</td><td>36118</td></tr></table>	Präzisions-bohrer	36118	<i>NP-Bohrer +</i>  <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 4,3mm</td><td>32076</td><td>29370</td><td>29371</td><td>29372</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 4,3mm	32076	29370	29371	29372
Länge in mm	8	10	13	16																														
Ø 4,3mm	32638	32639	32640	32641																														
Länge in mm	8	10	13	16																														
Ø 4,3mm	32650	32651	32652	32653																														
Präzisions-bohrer	36118																																	
Länge in mm	8	10	13	16																														
Ø 4,3mm	32076	29370	29371	29372																														

Bohrer für dichten Knochen

Länge in mm	13	16
Ø 3,5mm	29377	29378



Gewindeschneider

Ø 3,5mm	32089
---------	-------



Implantateindreher

NP	30942
----	-------



Länge in mm	13	16
Ø 4,3mm	29380	29381



Ø 4,3mm	32090
---------	-------



RP/WP/6.0	30943
-----------	-------



Implantat	Bohrer mit Spitze	Bohrer																						
 NobelDirect™ Groovy WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32642</td><td>32643</td><td>32644</td><td>32645</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 5,0mm	32642	32643	32644	32645	 <table><tr><td>Ø 2,0mm</td><td>36117</td></tr></table>	Ø 2,0mm	36117	<i>NP- und RP-Bohrer +</i> <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32077</td><td>29373</td><td>29374</td><td>29375</td></tr></table> 	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 5,0mm	32077	29373	29374	29375
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 5,0mm	32642	32643	32644	32645																				
Ø 2,0mm	36117																							
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 5,0mm	32077	29373	29374	29375																				
 NobelDirect™ Posterior WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32654</td><td>32665</td><td>32666</td><td>32667</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 5,0mm	32654	32665	32666	32667														
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 5,0mm	32654	32665	32666	32667																				

Implantat	Bohrer mit Spitze	Bohrer																						
 NobelDirect™ Oval 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32646</td><td>32165</td><td>32166</td><td>32167</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 6,0mm	32646	32165	32166	32167	 <table><tr><td>Präzisionsbohrer</td><td>36118</td></tr></table>	Präzisionsbohrer	36118	<i>NP-, RP- und WP-Bohrer +</i> <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32078</td><td>29967</td><td>29968</td><td>32249</td></tr></table> 	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 6,0mm	32078	29967	29968	32249
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 6,0mm	32646	32165	32166	32167																				
Präzisionsbohrer	36118																							
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 6,0mm	32078	29967	29968	32249																				
 NobelDirect™ Posterior 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32668</td><td>32669</td><td>32670</td><td>–</td></tr></table>	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 6,0mm	32668	32669	32670	–														
Länge in mm	8	10	13	16																				
Ø 6,0mm	32668	32669	32670	–																				

Bohrer für dichten Knochen

Länge in mm	13	16
Ø 5,0mm	29383	29384



Gewindeschneider

Ø 5,0mm	32091
---------	-------



Implantateindreher

RP/WP/6.0	30943
-----------	-------



Länge in mm	13	16
Ø 6,0mm	29970	32250



Ø 6,0mm	32092
---------	-------



RP/WP/6.0	30943
-----------	-------



Übersicht – NobelDirect™ 3.0.



NobelDirect™ 3.0		
Länge in mm	13	15
Ø 3,0mm	31465	31466



Ø 1,5 mm × 10–16 mm	28965
---------------------	-------



Länge in mm	13	15
Ø 3,0mm	32168	32169

Bohrer für dichten Knochen

Länge in mm	13	15
Ø 3,0mm	32170	32171



Implantateindreher

Ø 3,0mm	30941
---------	-------




Heilkappe 3.0

Ø 3,0mm	31417
---------	-------




Produktspezifikationen – Implantate.

NobelDirect™ Groovy und Oval



NobelDirect™ Posterior



NobelDirect™ Groovy und Oval

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Plattform		Höhe des oberen Bereichs	Schulterhöhe	Gewinde- steigung	Gewinde- flanke	Gewinde- gang	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
NP	3,5×10 mm	4,0	4,0	0,64	3,5	2,96	9,02	17,02	2,11	3,5
	3,5×13 mm	4,0	4,0	0,64	3,5	2,96	12,07	20,07	2,11	3,5
	3,5×16 mm	4,0	4,0	0,64	3,5	2,96	15,12	23,12	2,11	3,5
RP	4,3×8 mm	4,0	4,0	0,71	4,3	3,67	7,0	15,0	2,56	4,3
	4,3×10 mm	4,0	4,0	0,71	4,3	3,67	9,02	17,02	2,56	4,3
	4,3×13 mm	4,0	4,0	0,71	4,3	3,67	12,07	20,07	2,56	4,3
	4,3×16 mm	4,0	4,0	0,71	4,3	3,67	15,12	23,12	2,56	4,3
WP	5×8 mm	4,0	4,0	0,75	5,0	4,18	7,0	15,0	2,98	5,0
	5×10 mm	4,0	4,0	0,75	5,0	4,18	9,02	17,02	2,98	5,0
	5×13 mm	4,0	4,0	0,75	5,0	4,18	12,07	20,07	2,98	5,0
	5×16 mm	4,0	4,0	0,75	5,0	4,18	15,12	23,12	2,98	5,0
6,0	6×8 mm	4,0	4,0	0,79	5,9	4,97	7,0	15,0	3,54	6,0
	6×10 mm	4,0	4,0	0,79	5,9	4,97	9,02	17,02	3,54	6,0
	6×13 mm	4,0	4,0	0,79	5,9	4,97	12,07	20,07	3,54	6,0
	6×16 mm	4,0	4,0	0,79	5,9	4,97	15,12	23,12	3,54	6,0


Alle Angaben in mm.

NobelDirect™ Posterior

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Plattform		Höhe des oberen Bereichs	Schulterhöhe	Gewinde- steigung	Gewinde- flanke	Gewinde- gang	Gewinde- höhe	Gesamt- länge	Durch- messer der Spitze	Schulter- durch- messer
RP	4,3×8 mm	4,75	1,5	0,71	4,3	3,67	7,0	13,25	2,56	4,3
	4,3×10 mm	4,75	1,5	0,71	4,3	3,67	9,02	15,27	2,56	4,3
	4,3×13 mm	4,75	1,5	0,71	4,3	3,67	12,07	18,32	2,56	4,3
	4,3×16 mm	4,75	1,5	0,71	4,3	3,67	15,12	21,37	2,56	4,3
WP	5×8 mm	4,75	1,5	0,75	5,0	4,18	7,0	13,25	2,98	5,0
	5×10 mm	4,75	1,5	0,75	5,0	4,18	9,02	15,27	2,98	5,0
	5×13 mm	4,75	1,5	0,75	5,0	4,18	12,07	18,32	2,98	5,0
	5×16 mm	4,75	1,5	0,75	5,0	4,18	15,12	21,37	2,98	5,0
6,0	6×8 mm	4,55	1,5	0,79	5,9	4,97	7,0	13,05	3,54	6,0
	6×10 mm	4,55	1,5	0,79	5,9	4,97	9,02	15,07	3,54	6,0
	6×13 mm	4,55	1,5	0,79	5,9	4,97	12,07	18,12	3,54	6,0

Alle Angaben in mm.

NobelDirect™ 3.0



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Plattform	Höhe des konischen oberen Bereichs	Schulterdurchmesser	Schulterhöhe	Gewindesteigung	Gewindeflanke	Gewindegang	Durchmesser der Spitze	Gewindehöhe	Gesamtlänge
3,0×13mm	5,0	3,0	3,0	0,6	3,0	2,5	2,0	11,3	19,3
3,0×15mm	5,0	3,0	3,0	0,6	3,0	2,5	2,0	13,3	21,3

Alle Angaben in mm.

NobelDirect™ Groovy und Oval


 Implantate NP Ø 3,5 mm	8	10	13	16
NobelDirect™ Groovy NP	–	32635	32636	32637
 Implantate RP Ø 4,3 mm				
NobelDirect™ Groovy RP	32638	32639	32640	32641
 Implantate WP Ø 5,0 mm				
NobelDirect™ Groovy WP	32642	32643	32644	32645
 Implantate 6.0 Ø 6,0 mm				
NobelDirect™ Oval 6.0	32646	32165	32166	32167

**NobelDirect™ Posterior**

 Implantate RP Ø 4,3 mm	8	10	13	16
NobelDirect™ Posterior RP	32650	32651	32652	32653
 Implantate WP Ø 5,0 mm				
NobelDirect™ Posterior WP	32654	32665	32666	32667
 Implantate 6.0 Ø 6,0 mm				
NobelDirect™ Posterior 6.0	32668	32669	32670	–

**Implantateindreher NobelDirect™**

Implantateindreher NobelDirect™ NP	30942
Implantateindreher NobelDirect™ RP/WP/6.0	30943

**NobelDirect™ 3.0**

NobelDirect™ 3.0 × 13 mm	31465
NobelDirect™ 3.0 × 15 mm	31466

**Implantateindreher NobelDirect™ 3.0**

Implantateindreher NobelDirect™ 3.0	30941
-------------------------------------	-------







Heilkappe 3.0	31417
---------------	-------



Produktspezifikationen – Bohrer für NobelDirect™ Groovy, Oval und Posterior.


	NobelDirect™ Groovy/Oval	NobelDirect™ Posterior
Bohrer		
36117 Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm	×	×
32075 Bohrer Tapered NP 3,5 x 8 mm	×	×
29367 Bohrer Tapered NP 3,5 x 10 mm	×	×
29368 Bohrer Tapered NP 3,5 x 13 mm	×	×
29369 Bohrer Tapered NP 3,5 x 16 mm	×	×
32076 Bohrer Tapered RP 4,3 x 8 mm	×	×
29370 Bohrer Tapered RP 4,3 x 10 mm	×	×
29371 Bohrer Tapered RP 4,3 x 13 mm	×	×
29372 Bohrer Tapered RP 4,3 x 16 mm	×	×
32077 Bohrer Tapered WP 5 x 8 mm	×	×
29373 Bohrer Tapered WP 5 x 10 mm	×	×
29374 Bohrer Tapered WP 5 x 13 mm	×	×
29375 Bohrer Tapered WP 5 x 16 mm	×	×
32078 Bohrer Tapered 6.0 6 x 8 mm	×	×
29967 Bohrer Tapered 6.0 6 x 10 mm	×	×
29968 Bohrer Tapered 6.0 6 x 13 mm	×	×
32249 Bohrer Tapered 6.0 6 x 16 mm	×	
29377 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 x 13 mm	×	
29378 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 x 16 mm	×	
29380 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 x 13 mm	×	×
29381 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 x 16 mm	×	×
29383 Bohrer für dichten Knochen Tapered WVP 5 x 13 mm	×	×
29384 Bohrer für dichten Knochen Tapered WVP 5 x 16 mm	×	×
29970 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 x 13 mm	×	×
32250 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 x 16 mm	×	
36118 Präzisionsbohrer	×	×
Gewindeschneider		
32089 Gewindeschneider Tapered NP	×	
32090 Gewindeschneider Tapered RP	×	×
32091 Gewindeschneider Tapered WVP	×	×
32092 Gewindeschneider Tapered 6.0	×	×

Bohrprotokolle/Produkt-Referenzlinien**

3,5 × 13 mm
NobelDirect™ Groovy4,3 × 13 mm
NobelDirect™ Groovy
NobelDirect™ Posterior5,0 × 13 mm
NobelDirect™ Groovy
NobelDirect™ Posterior6,0 × 13 mm
NobelDirect™ Oval
NobelDirect™ Posterior

* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

36117 Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm




32075 Bohrer Tapered NP 3,5 × 8 mm




29367 Bohrer Tapered NP 3,5 × 10 mm



29368 Bohrer Tapered NP 3,5 × 13 mm



29369 Bohrer Tapered NP 3,5 × 16 mm




32076 Bohrer Tapered RP 4,3 × 8 mm



29370 Bohrer Tapered RP 4,3 × 10 mm




29371 Bohrer Tapered RP 4,3 × 13 mm




29372 Bohrer Tapered RP 4,3 × 16 mm




32077 Bohrer Tapered WP 5 × 8 mm



29373 Bohrer Tapered WP 5 × 10 mm




29374 Bohrer Tapered WP 5 × 13 mm




29375 Bohrer Tapered WP 5 × 16 mm




32078 Bohrer Tapered 6.0 6 × 8 mm




29967 Bohrer Tapered 6.0 6 × 10 mm




29968 Bohrer Tapered 6.0 6 × 13 mm



32249 Bohrer Tapered 6.0 6 × 16 mm*




29377 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 13 mm




29378 Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5 × 16 mm




29380 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 13 mm




29381 Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3 × 16 mm




29383 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5 × 13 mm




29384 Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5 × 16 mm



29970 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 × 13 mm



32250 Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6 × 16 mm*



36118 Präzisionsbohrer




* Nicht für NobelDirect™ Posterior.

Produktspezifikationen – Bohrer für NobelDirect™ 3.0.

NobelDirect™ 3.0

Bohrer	
28965 Spiralbohrer 1,5 x 10–16 mm	×
32168 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 x 13 mm	×
32169 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 x 15 mm	×
32170 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 x 13 mm	×
32171 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 x 15 mm	×



32168 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 × 13 mm



32169 NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3 × 15 mm



32170 NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3 × 13 mm



32171 NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3 × 15 mm




* Stufenbohrer 2/2,25/2,5.

Produktspezifikationen – Chirurgie-Kits.

36132 NobelReplace™ Chirurgie-Kit für Tapered Implantate

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die Plattformen NP, RP und WP.
- Für NobelReplace Tapered, Replace Select Tapered, NobelDirect Groovy, NobelDirect Oval und NobelDirect Posterior.

Hinweis: Instrumente für die 6.0 Plattform müssen separat bestellt werden.




* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelDirect™ Chirurgie-Kit**32952**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)


Kit enthält	
NobelDirect™ Kit Box	32953
Bohrerführung NP	29634
Bohrerführung RP	29635
Bohrerführung WP	29636
Bohrerführung 6.0	32674
Führung für Schleimhautstanze NP	29631
Führung für Schleimhautstanze RP	29632
Führung für Schleimhautstanze WP	29633
Führung für Schleimhautstanze Ø 6	32673
Schleimhautstanze NP	29628
Schleimhautstanze RP	29629
Schleimhautstanze WP	29630
Schleimhautstanze Ø 6	32672
Implantateindreher NobelDirect™ NP	30942
Implantateindreher NobelDirect™ RP/WP/6.0	30943
NobelDirect™ Röntgenschablone	33074
NobelDirect™ Produktübersicht	33131



NobelDirect™ 3.0 Chirurgie-Kit**32792**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält	
NobelDirect™ 3.0 Chirurgie-Kit Box	32793
Schleimhautstanze 3.0	28910
Führung für Schleimhautstanze 3.0	29144
Bohrerführung 3.0	29145
Implantateindreher NobelDirect™ 3.0	30941
Spiralbohrer 1,5×10–16 mm	28965
NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3×13 mm	32168
NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3×15 mm	32169
NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3×13 mm	32170
NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3×15 mm	32171
NobelDirect™ 3.0 Röntgenschablone	33121



Immediate Provisional Implant.

Einführung	Immediate Provisional Implant	138
Produktspezifikationen	Implantate und chirurgische Komponenten	139
	Chirurgie-Kit	140



Immediate Provisional Implant.

Für alle Indikationen

Abstützung provisorischer mehrgliedriger Versorgung und provisorischer Versorgung für den vollständigen Zahnbogen im Ober- und Unterkiefer.

Optimale prothetische Ausrichtung

Mit einer biegsamen Schulter für Abutmentparallelität konzipiert.

Solider und passend dimensionierter Implantatkörper

Ø 2,8 mm Implantatkörper (Titanlegierung) mit kortikal verbreiterten Gewinden für eine zuverlässige Stabilität bei begrenztem Platzangebot.



Optimierte Retention

Maschinierter, in die Prothese integrierte Kappe aus Titan zur festen Verbindung mit dem Tapered Abutmentdesign.



Höchste Präzision bei der Gewebereproduktion

Das Design des Implantathalses verhindert ein Überwachsen der Schleimhaut über das Abutment.



Implantate und chirurgische Komponenten.


Implantate	
Immediate Provisional Implant	29544
Immediate Provisional Implants 10 Einzelpackungen	29545

Chirurgische Instrumente, Bohrer und Zubehör	
Immediate Provisional Implant Komfortkappe 5/Pkg	29548
Immediate Provisional Implant Eindrehschlüssel	29550
Immediate Provisional Implant Handstück	29551
Immediate Provisional Implant Entfernungsschlüssel	29552
Immediate Provisional Implant Biegewerkzeug	29553
Immediate Provisional Implant Parallelisierungsstift	29554
Immediate Provisional Implant Einmalspiralbohrer	30049
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532

Prothetik	
Immediate Provisional Implant Kappe 5/Pkg	29546
Immediate Provisional Implant Analog 5/Pkg	29547



Chirurgie-Kit.



Immediate Provisional Implant Chirurgie-Kit 32305
(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält	
Immediate Provisional Implant Kit Box	32319
Immediate Provisional Implant x 15	29544
Immediate Provisional Implant Kappe 5/Pkg x 3	29546
Ratsche	2080
Ratscheneinsatz	2082
Immediate Provisional Implant Eindrehschlüssel	29550
Immediate Provisional Implant Handstück	29551
Immediate Provisional Implant Entfernungsschlüssel	29552
Immediate Provisional Implant Biegewerkzeug	29553
Immediate Provisional Implant Parallelisierungsstift x 4	29554
Immediate Provisional Implant Einmalspiralbohrer	30049
Röntgenschablone Immediate Provisional Implant	30161

Instrumente, Zubehör und Geräte.

Instrumente und Zubehör	144
Geräte	147



Instrumente und Zubehör.

Unigrip™ Schraubendreher

Manueller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29148
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 36 mm	29150
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 25 mm	29152
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 30 mm	29153
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 35 mm	29154




Nobel Biocare™ Kit Box für Chirurgie ohne Lappenbildung

32304

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält		
Nobel Biocare™ Kit Box für Chirurgie ohne Lappenbildung	32317	
Schleimhautstanze NP	29628	
Schleimhautstanze RP	29629	
Schleimhautstanze WP	29630	
Schleimhautstanze Ø 6	32672	
Führung für Schleimhautstanze NP	29631	
Führung für Schleimhautstanze RP	29632	
Führung für Schleimhautstanze WP	29633	
Führung für Schleimhautstanze Ø 6	32673	
Bohrerführung NP	29634	
Bohrerführung RP	29635	
Bohrerführung WP	29636	
Bohrerführung 6.0	32674	
Ersatz-Kit Box	32310	



Schleimhautstanzen

Schleimhautstanze Ø 4,1 mm, 5/Pkg	32Z2000
Schleimhautstanze Ø 5,2 mm, 5/Pkg	32Z2002
Schleimhautstanze Ø 6,2 mm, 5/Pkg	32Z2004

Implantatentfernung


Implantatentfernungsschlüssel	36139
Trepanbohrer 3,8/4,6 mm	28859
Trepanbohrer 4,4/5,2 mm	28860
Trepanbohrer 5,2/6,2 mm	28861
Trepanbohrer 6,2/7,0 mm	61383

Schraubenentfernungs-/Reparaturinstrumente**NobelReplace™**

Schraubenentferner-Kit NobelReplace™	3701
Implantatgewindereiniger NobelReplace™ NP	2594
Implantatgewindereiniger NobelReplace™ RP/WP	3000

Schraubenentfernungs-/Reparaturinstrumente**Brånemark System™**

Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ NP M1.6	28852
Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ RP M2	28853
Führungshülse Brånemark System™ NP	29172
Führungshülse Brånemark System™ RP	29173
Führungshülse Brånemark System™ WP	29174
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ NP	28856
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ RP	28857
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ WP	28858
Spiralbohrer Brånemark System™ NP 1,3 mm	28854
Spiralbohrer Brånemark System™ RP 1,6 mm	28855



Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
Halter für Implantathülsen	29543
Chirurgisches Abdeckset 2/Pkg	12T7400
Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167
Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm	32112
Bohrerverlängerungsschaft	29164
Tiefenmesslehre	32948
All-on-4™ Führungsschablone	32068



Periotome

Das Periotom eignet sich hervorragend für eine nicht traumatische Zahnextraktion als Vorbereitung einer sofortigen Implantatinserterion.

Periotome Set

30044

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält	
Griff	30045
P-1 Klinge	30046
P-2 Klinge	30047
P-3 Klinge	30048



Osteotome

Osteotome helfen bei der Insertion von Implantaten in weichen Oberkieferknochen. Sie verdichten den Knochen seitlich, statt wertvolle Knochensubstanz aus dem Implantatbett zu entfernen. Sie sollten nur im Oberkiefer und nur in weichem Knochen zur Anwendung kommen.

Nobel Biocare Osteotome-Kit

32321

(Osteotome können nicht einzeln bestellt werden.)

Kit enthält	
Osteotome-Kit Box	
Osteotom Ø 2,5	
Osteotom Ø 3	
Osteotom Ø 3,5	
Osteotom Ø 4	
Osteotom Ø 4,5	
Osteotom Ø 5	



Geräte.

Chirurgische Einheit

OsseoSet™ 200 SI-923, 230 V	NB00900116
OsseoSet™ 200 SI-915, 115 V (US)	NB00900117
OsseoSet™ 200 (WS-75) SI-923, 230 V*	NB00900114

Zubehör

Winkelstück WI-75 E/KM 20:1	NB10207554
Winkelstück WS-75 E/KM 20:1**	NB10207513
Handstück S-11, gerade 1:1	NB00001104
OsseoSet™ 200 Motor mit Kabel	NB04720016
Schlauchaufsatz zur Kühlung 5/Pkg	32F1004
Schlauchset 80mm 10/Pkg	32F0128
Nadel für interne Kühlung	NB02610500



Programm	Behandlungsart	Instrument	Geschwindigkeit (U/min)	Geschwindigkeitsbereich	Max. Drehmoment (Ncm)	Implantatsystem
1.	Oralchirurgie	1:1	40.000	300–40.000 U/min	Max.	Universell
2.	Präparation des Implantatbetts	20:1	2.000	15–2.000 U/min	Max.	Universell (Werkseinstellung: Bränemark System™/ NobelReplace™ Straight)
3.	Präparation des Implantatbetts	20:1	800	15–2.000 U/min	Max.	Universell (Werkseinstellung: NobelReplace™ Tapered)
4. Vorwärts (rückwärts)	Gewindeschneiden/Eindrehen des Implantats	20:1	30 (60***)	5–50 Ncm (in Schritten von 5 Ncm)	50	Universell
5. Vorwärts (rückwärts)	Festziehen von Abutment und Prothetikschrabe	20:1	15 (20***)	5–50 Ncm (in Schritten von 5 Ncm)	50	Universell

* Ausführung mit abnehmbarem Winkelstück WS-75 E/KM 20:1. Diese Ausführung soll den Bedürfnissen in den Märkten gerecht werden, in denen die Hygieneempfehlungen die Verwendung eines abnehmbaren Handstücks vorsehen.

** Abnehmbar. Diese Ausführung soll den Bedürfnissen in den Märkten gerecht werden, in denen die Hygieneempfehlungen die Verwendung eines abnehmbaren Handstücks vorsehen.

*** Einstellung im Rückwärtsmodus.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Standardprothetik.

Einführung	Abutments für alle Indikationen	150
Provisorische Versorgung auf Implantaten	Gingivaformer	152
	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	154
	QuickTemp™ Abutment Conical	156
	Provisorisches Abutment	158
Endgültige Versorgung auf Implantaten	Procera® Esthetic Abutment	160
	Esthetic Abutment	166
	Snappy™ Abutment	170
	GoldAdapt™	174
	Multi-unit Abutment	176
	Abutments mit geringem Profil und Abutments für Einzelzahnversorgungen	184
Deckprothesenlösungen	Locator® Abutment	186
	Kugelkopf-Abutment Titan	190
	Goldabutment für Steg/Goldkappe für Steg	192
Andere prothetische Komponenten	Klinische und Laborschrauben	194
	Schraubendreher und Drehmomentratsche	196
	Abformpfosten	197
	Laborimplantate	202
	Kunststoffkappen und Heilkappen	203
	Prothetik-Kits	205
	Auswahlabutments	206
	Verschiedene Komponenten	207
Ersatzteile		209



Abutments für alle Indikationen.

Nobel Biocare bietet ein breites Spektrum an Standard-abutments für Versorgungen auf Implantaten für sämtliche Indikationen an. Das Sortiment umfasst alle Komponenten für die provisorische und endgültige Versorgung von Einzelzähnen, teilbezahnten und zahnlosen Kiefern.

Kompatibilität

Die Abutments und Komponenten sind perfekt auf die Vielseitigkeit jedes Implantatsystems von Nobel Biocare und seine jeweilige prothetische Versorgung abgestimmt.

Qualität und Passung

Die Präzisionsfräsung garantiert eine hohe Oberflächenqualität und perfekte Passung bei den Abutments. Alle Abutments verfügen über eine einzigartige TorqTite Abutmentschraube mit Karbonbeschichtung, um eine zuverlässige Passung zu garantieren und um das Risiko einer Lockerung der Schraube zu minimieren.

Festigkeit

Alle Abutments sind aus biokompatiblen Materialien gefertigt, die auf Festigkeit und Beständigkeit getestet wurden. Auf alle Komponenten des Standardprothetiksortiments sowie auf alle Implantate gewährt Nobel Biocare eine zehnjährige Produktgarantie.

Drei prothetische Versorgungen



Außensechskant-Verbindung

- Brånemark System und NobelSpeedy Groovy
- 6 bis 12 Positionen, je nach Abutment
- Geringer Abstand zwischen Kronenrand und erstem Gewinde
- Ideal für dünnes marginales Weichgewebe



Konische Innenverbindung

- NobelActive
- Drehschritte von 60°
- Innensechskant-Verbindung
- Integriertes Platform Switching
- Unterstützt niedrige Austrittsprofile, ideal für den Frontzahnbereich



Dreikanal-Innenverbindung

- NobelReplace, Replace Select und NobelSpeedy Replace
- Drehschritte von 120°
- Farbkodierungssystem für einfache Handhabung
- Taktile Einstellung, ideal im Seitenzahnbereich

	Provisorisch					Endgültig												
	Gingivaformer	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	QuickTemp™ Abutment	Provisorisches Abutment rotationsgesichert	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert	Esthetic Abutment	Snappy™ Abutment	Procera® Esthetic Abutment	GoldAdapt™ rotationsgesichert	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert	Multi-unit Abutment	Abutment mit geringem Profil NobelActive™	Einzelzahn-Abutment NobelReplace™	Locator® Abutment	Kugelpf-Abutment Titan	Goldabutment für Steg		
																		
Indikationen																		
Einzelzahnversorgung	x	x		x		x	x	x	x			x	x					
Mehrgliedrige Versorgung	x		x		x	x	x	x	x	x	x							
Vollständiger Zahnbogen	x		x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		
Ort																		
Frontzahnbereich	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Seitenzahnbereich	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x
Versorgung																		
Zementiert		x	x			x	x	x	x			x	x					
Verschraubt				x	x				x	x	x							
Material																		
Zirkondioxid								x										
Titan	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			
Legierung									x	x								x


Gingivaformer.

**Außensechskant-
Verbindung**
Bränemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy





**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



	Außensechskant-Verbindung						Konische Innenverbindung			
	NP	NP	RP	RP	WP	WP	NP	NP	RP	RP
Höhe	3mm	5mm	3mm	5mm	3mm	5mm	3mm	5mm	3mm	5mm
Gingivaformer Ø 3,5 mm			—	—	—	—	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 3,6 mm	—	—	—	—	—	—				
Gingivaformer Ø 4 mm	—	—			—	—	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 4,5 mm			—	—	—	—	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 5 mm	—	—								
Gingivaformer Ø 6 mm	—	—	—	—			—	—		
Gingivaformer für Brücke Ø 3,5 mm	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Gingivaformer für Brücke Ø 3,9 mm	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Dreikanal-InnenverbindungNobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace

	NP	NP	RP	RP	WP	WP	6.0	6.0
Höhe	3mm	5mm	3mm	5mm	3mm	5mm	3mm	5mm
Gingivaformer Ø 3,5 mm	 29436	 29437	—	—	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 4,3 mm	—	—	 33535	 33536	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 4,5 mm	 33449	 33450	—	—	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 5 mm	—	—	—	—	 33453	 33454	—	—
Gingivaformer Ø 5,3 mm	—	—	 33451	 33452	—	—	—	—
Gingivaformer Ø 6 mm	—	—	—	—	 29446	 29447	29998	29999
Gingivaformer Ø 7 mm	—	—	—	—	—	—	 33455	 33457

Gingivaformer Platform Switching RP-NP 34549

Gingivaformer Platform Switching WP-RP 34550



Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung.

Vereinfachte provisorische Versorgung für zementierte Einzelzahnversorgungen

Die rotationsgesicherte Ausführung des oberen Teils unterstützt die provisorische Sofortversorgung von Einzelzähnen.

Kann zur Sofortversorgung eingesetzt werden, so dass ein Zwei-Schritt-Verfahren entfällt und somit Zeit für Arzt und Patient eingespart wird.

Für optimale Weichgewebsmodellation, besonders bei Sofortbelastung.

Kompositkappe zur Unterstützung der Basis der provisorischen Versorgung.



	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	31643	 1,5mm 31644	31655	–	–	31637	 2mm 31639	31640	31641
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung 1,5 mm	–	–	–	35269	 1,5mm 35270	–	–	–	–
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung 3,0 mm	–	–	–	35245	 3,0mm 35246	–	–	–	–
Kunststoffkappe für provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	31656	 5,0mm 31656	31656	31656	 5,0mm 31656	31656	 5,0mm 31656	31656	31656

Kunststoffkappe enthalten (nicht ausbrennbar).

QuickTemp™ Abutment Conical.

Vereinfachte provisorische Versorgung für zementierte mehrgliedrige Versorgungen

Geringe Abwinkelung des Abutmentkegels optimiert eine mehrgliedrige Versorgung bei divergenten Implantatwinkeln.






Kann zur Sofortversorgung eingesetzt werden, so dass ein Zwei-Schritt-Verfahren entfällt und somit Zeit für Arzt und Patient eingespart wird.

Die nicht rotationsgesicherte Ausführung des oberen Teils unterstützt die provisorische Sofortversorgung von mehrgliedrigen Lösungen.

Für optimale anatomische Weichgewebsmodellation, besonders bei Sofortbelastung.

Komposit-Kunststoffkappe mit Retentionsringen zur Unterstützung der Basis der provisorischen Versorgung.




	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
QuickTemp™ Abutment Conical		 1,5mm				 1,5mm			
	33401	33402	33403	–	–	33398	33399	33400	–
QuickTemp™ Abutment Conical 1,5 mm	–	–	–	 1,5mm	 1,5mm	–	–	–	–
				 1,5mm	 1,5mm				
QuickTemp™ Abutment Conical 3,0 mm	–	–	–	 3,0mm	 3,0mm	–	–	–	–
				 3,0mm	 3,0mm				
Kunststoffkappe für QuickTemp™ Abutment Conical		 5,0mm		 5,0mm	 5,0mm	 5,0mm	 5,0mm	 5,0mm	–
	33404	33404	33404	33404	33404	33404	33404	33404	–

Kunststoffkappe enthalten (nicht ausbrennbar).

Provisorisches Abutment.

Provisorische Abutments für Einzelzahn- und mehrgliedrige Versorgungen

Erhältlich in Kunststoff oder Titan.




Retentionsrillen für festen Halt der provisorischen Kunststoffversorgung.

Zusätzliche Länge zur Anpassung an die speziellen klinischen Anforderungen.

Für Versorgungen auf Implantat- und Abutmentniveau.



Für provisorische Einzelzahn- (rotationsgesichert) und mehrgliedrige Lösungen (nicht rotationsgesichert).



	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Provisorisches Abutment rotationsgesichert Titan mit Abutmentschraube	29028	 29030	29032	34224	 34225	29034	 29036	29038	31456
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Titan mit Abutmentschraube	29029	 29031	29033	35027	 35028	29035	 29037	29039	31457
Provisorisches Abutment rotationsgesichert Kunststoff ohne Abutmentschraube (nicht ausbrennbar)	30256	 30257	30258	–	–	30259	 30260	30261	30262
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Kunststoff ohne Abutmentschraube (nicht ausbrennbar)	DCA 1048-0	 DCA 1050-0	DCA 1052-0	–	–	31350	 31351	31352	31353
Provisorische Kappe Multi-unit Titan mit Prothetikschrabe	29046	 29046	29047	29046	 29046	29046	 29046	29046	–
Provisorische Kappe Multi-unit Kunststoff ohne Prothetikschrabe (nicht ausbrennbar)	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 705-0	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 468-0	–

Procera® Esthetic Abutment.

Zirkondioxid-Abutments für Einzelzahn- und mehrgliedrige Versorgungen

Eine umfassende Auswahl an Formen, Höhen, Schultern und Abwinkelungen sorgt für minimale Anpassungen in der Zahnarztpraxis.



Biokompatibles Zirkondioxid bietet zertifizierte ausgezeichnete Festigkeit und Homogenität.



Konfektioniertes Abutment basiert auf den gängigsten individuell gefertigten Abutments und liefert hervorragende ästhetische Ergebnisse für alle Indikationen.

Anatomisch geformter Rand ermöglicht natürliche Weichgewebkonturen.

	Außensechskant- Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innen- verbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment # 1	 2,2 [3,6] 10,0 5,1 Gerade, hoch 33754 – –			 2,7 [1,5] 7,5 4,6 Gerade, niedrig 34118 –		 2,2 [3,6] 10,0 5,1 Gerade, hoch 33774 – –			
Procera Esthetic Abutment # 2	 1,3 [2,5] 9,0 5,1 Gerade, niedrig 33755 – –			 2,5 [3,7] 8,5 4,6 Gerade, hoch 34119 –		 1,3 [2,5] 9,0 5,1 Gerade, niedrig 33775 – –			
Procera Esthetic Abutment # 3	 10° 2,1 [3,2] 10,3 5,5 Abgewinkelt, hoch 33756 – –			 10° 1,5 [2,7] 7,5 4,6 Abgewinkelt, niedrig 34120 –		 10° 2,1 [3,2] 10,3 5,5 Abgewinkelt, hoch 33776 – –			
Procera Esthetic Abutment # 4	 10° 1,3 [2,4] 9,3 5,2 Abgewinkelt, niedrig 33757 – –			 10° 2,5 [3,7] 8,5 4,6 Abgewinkelt, hoch 34121 –		 10° 1,3 [2,4] 9,3 5,2 Abgewinkelt, niedrig 33777 – –			
Procera Esthetic Abutment # 5	 2,4 [3,9] 10,7 6,6 Gerade, hoch – 33758 –			 1,5 [2,7] 8,5 5 Gerade, niedrig – 34122 –		 2,4 [3,9] 10,7 6,6 Gerade, hoch – 33778 –			
Procera Esthetic Abutment # 6	 1,6 [3,1] 10,1 6,6 Gerade, niedrig – 33759 –			 2,5 [3,7] 9,5 5 Gerade, hoch – 34123 –		 1,6 [3,1] 10,1 6,6 Gerade, niedrig – 33779 –			
Procera Esthetic Abutment # 7	 10° 2,3 [3,7] 10,6 6,4 Abgewinkelt, hoch – 33760 –			 10° 1,5 [2,7] 8,5 5 Abgewinkelt, niedrig – 34124 –		 10° 2,3 [3,7] 10,6 6,4 Abgewinkelt, hoch – 33780 –			

Abutmentschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™















Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment # 8		 — 33761 —		 — 34175 —		 — 33781 —			
Procera Esthetic Abutment # 9		 — 33762 —		 — 34176 —		 — 33782 —			
Procera Esthetic Abutment # 10		 — 33763 —		 — 34177 —		 — 33783 —			
Procera Esthetic Abutment # 11		 — 33764 —		 — 34178 —		 — 33784 —			
Procera Esthetic Abutment # 12		 — 33765 —		 — 34179 —		 — 33785 —			
Procera Esthetic Abutment # 13		 — — 33766 —				 — — 33786 —			
Procera Esthetic Abutment # 14		 — — 33767 —				 — — 33787 —			

Abutmentschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment # 15	—	—	 33768	—	—	—	—	 33788	—
Procera Esthetic Abutment # 16	—	—	 33769	—	—	—	—	 33789	—
Procera Esthetic Abutment # 17	—	—	 33770	—	—	—	—	 33790	—
Procera Esthetic Abutment # 18	—	—	 33771	—	—	—	—	 33791	—
Procera Esthetic Abutment # 19	—	—	 33772	—	—	—	—	 33792	—
Procera Esthetic Abutment # 20	—	—	 33773	—	—	—	—	 33793	—

Abutmentschraube enthalten.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy










**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™








Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 1	—	—	—	—	—		34535	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 2	—	—	—	—	—		34536	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 3	—	—	—	—	—		34537	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 4	—	—	—	—	—		34538	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 5	—	—	—	—	—		34539	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 6	—	—	—	—	—		34540	—	—
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 7	—	—	—	—	—		34541	—	—

Abutmentschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

	Außensechskant- Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innen- verbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 8	—	—	—	—	—	—	—	 10° 1,5 [6,4] 3,0 10,0 Abgewinkelt, niedrig 34542 —	
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 9	—	—	—	—	—	—	—	 2,4 [6,5] 3,2 8,3 Gerade, hoch 34543 —	
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 10	—	—	—	—	—	—	—	 1,6 [6,5] 2,4 7,6 Gerade, niedrig 34544 —	
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 11	—	—	—	—	—	—	—	 15° 2,2 [7] 2,9 8,5 Abgewinkelt, hoch 34545 —	
Procera Esthetic Abutment Platform Switching # 12	—	—	—	—	—	—	—	 15° 1,6 [6,8] 2,6 7,7 Abgewinkelt, niedrig 34546 —	

Abutmentschraube enthalten.

Hinweis: Procera Esthetic Abutment Platform Switching ist in den USA nicht erhältlich.

Esthetic Abutment.

Titanabutments für Einzelzahn- und mehrgliedrige Versorgungen

Eine umfassende Auswahl an Formen, Höhen, Schultern und Abwinkelungen sorgt für minimale Anpassungen in der Zahnarztpraxis.




Erstklassige ästhetische Ergebnisse bei allen Indikationen.









Optionale provisorische Kappe für Sofortversorgung.



Anatomisch geformter Rand ermöglicht natürliche Weichgewebkonturen.

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innenverbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Esthetic Abutment 0,5 mm	—	—	—	—	—	—	—	 7,5mm 0,5mm	32374 32375
Esthetic Abutment 1 mm	—	 *7,5mm **8mm 1mm	32397* 32398**	—	—	 7,5mm 1mm	32372 32373	—	—
Esthetic Abutment 1,5 mm	—	—	—	 8mm 1,5mm	34194 34198	—	—	—	—
Esthetic Abutment 2 mm	 8,5mm 2mm	32396	—	—	—	—	—	—	—
Esthetic Abutment 3 mm	 9,5mm 3mm	32399	—	 9,5mm 3mm	34195 34199	 **10 mm *9,5 mm 3mm	32376* 32377*	32378**	—

Abutmentschraube enthalten.

	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innenverbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
15° Esthetic Abutment 0,5 mm	—	—	—	—	—	—	—	 7,5 mm 0,5 mm	32382 32383
15° Esthetic Abutment 1 mm	—	 8 mm 1 mm	32402	—	—	32380	 7,5 mm 1 mm	32381	— —
15° Esthetic Abutment 1,5 mm	—	—	—	 8 mm 1,5 mm	34200	—	—	—	—
15° Esthetic Abutment 2 mm	 8,5 mm 2 mm	32400	—	—	—	—	—	—	—
15° Esthetic Abutment 3 mm	—	 9,5 mm 3 mm	—	 9,5 mm 3 mm	34201	32384*	 **10 mm *9,5 mm 3 mm	32385* 32386**	—

Abutmentschraube enthalten.

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment (ausbrennbar)	32408	 7,1 mm 32409	32172	–	–	32408	 7,1 mm 32409	32410	32172
Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment (ausbrennbar)	32787	 7,1 mm 32788	–	–	–	32787	 7,1 mm 32788	32789	–

Snappy™ Abutment.

**Für Einzelzahn- und mehrgliedrige zementierte
Versorgungen im Seitenzahnbereich**

Genauer Sitz ist durch deutliches
Klickgeräusch überprüfbar.




Eine Packung enthält alle benötigten
Komponenten: Abutment und
Schraube, Abformpfosten, Heil-
kappe und provisorische Kappe
(rotationsgesichert).

In zwei Abutmenthöhen (4 und
5,5 mm) und zwei Schulter-
höhen erhältlich.*

Lasermarkierungen auf allen
Produkten sorgen für eine
schnelle und genaue Ermittlung
der Komponenten.







* Die Schulterhöhen sind je nach Implantattyp und Plattformgröße unterschiedlich.

	Außensechskant- Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innen- verbindung NobelActive™			Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace				
											
	NP	RP	WP	NP	RP	RP Wide	NP	RP	WP	6.0	
Snappy Abutment 4.0 0,5 mm	—	—	—	—	—	—		35963	35964	35965	
Snappy Abutment 4.0 0,75 mm	—	—	—	—	—	—		35962	—	—	
Snappy Abutment 4.0 1 mm		35970	35971	35972	—	—	—	—	—	—	
Snappy Abutment 4.0 1,5 mm	—	—	—		35980	35978	35976		35966	35967	35968
Snappy Abutment 4.0 2 mm		35973	35974	35975	—	—	—	—	—	—	
Snappy Abutment 4.0 3 mm	—	—	—		35981	35979	35977	—	—	—	

Lieferumfang:

- Abutmentschraube
- Abformpfosten
- Heilkappe
- Kunststoff-/provisorische Kappe (rotationsgesichert)

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innenverbindung NobelActive™			Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
										
	NP	RP	WP	NP	RP	RP Wide	NP	RP	WP	6.0
Snappy Abutment 5.5 0,5 mm	–	–	–	–	–	–		35799	35800	35801
Snappy Abutment 5.5 0,75 mm	–	–	–	–	–	–		35798	–	–
Snappy Abutment 5.5 1 mm		35847	35848	–	–	–	–	–	–	–
Snappy Abutment 5.5 1,5 mm	–	–	–	35946	35852	35960		35802	35803	35804
Snappy Abutment 5.5 2 mm		35850	35851	–	–	–	–	–	–	–
Snappy Abutment 5.5 3 mm	–	–	–	35947	35853	35961		–	–	–

Lieferumfang:

- Abutmentschraube
- Abformpfosten
- Heilkappe
- Kunststoff-/provisorische Kappe (rotationsgesichert)

	NP	RP	WP	NobRpl 6.0/Bmk WP
Snappy Abutment 4.0 Heilkappe (nicht ausbrennbar)	35992	 5,1 mm 35992	35993	35994
Snappy Abutment 5.5 Heilkappe (nicht ausbrennbar)	35950	 6,7 mm 35950	35866	35867
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provi- sorische Kappe (rotationsgesichert/ ausbrennbar)	35986	 5,3 mm 35986	35987	35988
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provi- sorische Kappe (rotationsgesichert/ ausbrennbar)	35858	 6,9 mm 35858	35859	35860
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provi- sorische Kappe (nicht rotationsgesichert/ ausbrennbar)	35989	 5,1 mm 35989	35990	35991
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provi- sorische Kappe (nicht rotationsgesichert/ ausbrennbar)	35861	 6,9 mm 35861	35862	35863
Snappy Abutment 4.0 Abformpfosten	35995	 35996	35997	35998
Snappy Abutment 5.5 Abformpfosten	35868	 35869	35870	35871
Snappy Abutment 4.0 Modellanalog	35982	 4 35983	35984	35985
Snappy Abutment 5.5 Modellanalog	35854	 5 35855	35856	35857

GoldAdapt™.

Abutment für alle Indikationen mit Angusstechnik

Für zementierte und verschraubte
Versorgungen.

Ausbrennbarer Zylinder für
Wachsmodellation.

Für Einzelzahn- (rotationsgesichert)
und mehrgliedrige Versorgungen
(nicht rotationsgesichert).

Basis besteht aus
Goldlegierung.



	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innenverbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
GoldAdapt™ Abutment (rotationsgesichert)	29004	 29008	29012	35143	 35144	29006	 29010	29014	29989
GoldAdapt™ Abutment (nicht rotationsgesichert)	29005	 29009	29013	35141	 35142	29007	 29011	29015	29990

Abutmentschraube enthalten.

Multi-unit Abutment.

Für mehrgliedrige verschraubte Versorgungen

Vereinfachter Zugang bei divergenten Implantatwinkeln.

Abutments werden mit Insertions-
hilfen geliefert.

Indiziert für zahnlose oder teilbezahnte Kiefer, besonders bei Anwendung der All-on-4-Technik.



Erhältlich in den Ausführungen gerade und abgewinkelt (17° und 30°), rotationsgesichert, nicht rotationsgesichert und in verschiedenen Schulterhöhen.



	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Multi-unit Abutment 1 mm		 1 mm					 1 mm		
	29176	29179	29184	–	–	29196	29199	29204	–
Multi-unit Abutment 1,5 mm					 1,5 mm				
	–	–	–	34186	34190	–	–	–	–
Multi-unit Abutment 2 mm		 2 mm					 2 mm		
	29177	29180	29185	–	–	29197	29200	29205	–
Multi-unit Abutment 2,5 mm					 2,5 mm				
	–	–	–	34187	34191	–	–	–	–
Multi-unit Abutment 3 mm		 3 mm					 3 mm		
	29178	29181	29186	–	–	29198	29201	29206	–
Multi-unit Abutment 3,5 mm					 3,5 mm				
	–	–	–	34595	34596	–	–	–	–
Multi-unit Abutment 4 mm		 4 mm					 4 mm		
	–	29182	–	–	–	–	29202	–	–
Multi-unit Abutment 4,5 mm					 4,5 mm				
	–	–	–	–	35407	–	–	–	–
Multi-unit Abutment 5 mm		 5 mm					 5 mm		
	–	29183	–	–	–	–	29203	–	–

Abutmentschraube enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
17° Multi-unit Abutment 2 mm									
	29187	29189	–	–	–	29235	29237	–	–
17° Multi-unit Abutment 2,5 mm									
	–	–	–	34188	34192	–	–	–	–
17° Multi-unit Abutment 3 mm									
	29188	29190	–	–	–	29236	29238	–	–
17° Multi-unit Abutment 3,5 mm									
	–	–	–	34189	34193	–	–	–	–
17° Multi-unit Abutment 4 mm									
	–	29191	–	–	–	–	29239	–	–
30° Multi-unit Abutment 3,5 mm									
	–	–	–	34367	34369	–	–	–	–
30° Multi-unit Abutment 4 mm									
	–	29192	–	–	–	–	29240	–	–
30° Multi-unit Abutment nicht rotations- gesichert 4 mm (für schablonengeführte Chirurgie mit dem All-on-4-Konzept)									
	–	33411	–	–	–	–	33409	–	–
30° Multi-unit Abutment 4,5 mm									
	–	–	–	34368	34370	–	–	–	–
30° Multi-unit Abutment 5 mm									
	–	29193	–	–	–	–	29241	–	–
30° Multi-unit Abutment nicht rotations- gesichert 5 mm (für schablonengeführte Chirurgie mit dem All-on-4-Konzept)									
	–	33412	–	–	–	–	33410	–	–

Abutmentschraube enthalten.

Multi-unit Abutment für Straumann®-Implantate

		Höhe
Multi-unit für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	36071	0,9 mm
Multi-unit für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	36072	1,2 mm

Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 1,5 mm	36073	1,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 2,5 mm	36074	2,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36075	3,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 1,5 mm	36035	1,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 2,5 mm	36037	2,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36038	3,5 mm
Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 4,5 mm	36039	4,5 mm

17° Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 2,5 mm	36040	2,5 mm
17° Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36041	3,5 mm
17° Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 2,5 mm	36042	2,5 mm
17° Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36043	3,5 mm

30° Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36044	3,5 mm
30° Multi-unit für Straumann® Bone Level NC 4,5 mm	36045	4,5 mm
30° Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36046	3,5 mm
30° Multi-unit für Straumann® Bone Level RC 4,5 mm	36047	4,5 mm





Multi-unit Abutment für Camlog®-Implantate

		Höhe
Multi-unit für Camlog® 3.3	33556	1,5 mm
Multi-unit für Camlog® 3.8	33557	1,5 mm
Multi-unit für Camlog® 4.3	33558	1,5 mm
Multi-unit für Camlog® 5.0/6.0	33559	1,5 mm




Multi-unit Abutment für Ankylos®-Implantate

		Höhe
Multi-unit für Ankylos® 3.5-7.0	33572	1,5 mm




Abutmentschraube enthalten.



Multi-unit Abutment für AstraTech®-Implantate		Höhe
Multi-unit für AstraTech® Yellow 1,5 mm	36048	1,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Yellow 2,5 mm	36049	2,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Yellow 3,5 mm	36050	3,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Aqua 1,5 mm	36051	1,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Aqua 2,5 mm	36052	2,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Aqua 3,5 mm	36053	3,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Aqua 4,5 mm	36054	4,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Lilac 1,5 mm	36055	1,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Lilac 2,5 mm	36056	2,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Lilac 3,5 mm	36057	3,5 mm
Multi-unit für AstraTech® Lilac 4,5 mm	36058	4,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Yellow 2,5 mm	36059	2,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Yellow 3,5 mm	36060	3,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Aqua 2,5 mm	36061	2,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Aqua 3,5 mm	36062	3,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Lilac 2,5 mm	36063	2,5 mm
17° Multi-unit für AstraTech® Lilac 3,5 mm	36064	3,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Yellow 3,5 mm	36065	3,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Yellow 4,5 mm	36066	4,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Aqua 3,5 mm	36067	3,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Aqua 4,5 mm	36068	4,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Lilac 3,5 mm	36069	3,5 mm
30° Multi-unit für AstraTech® Lilac 4,5 mm	36070	4,5 mm
Multi-unit Abutment für AstraTech® ST 3.5	33543	1,5 mm
Multi-unit Abutment für AstraTech® ST 4.0	33544	1,5 mm
Multi-unit Abutment für AstraTech® ST 4.5/5.0	33545	1,5 mm



Abutmentschraube enthalten.

	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abutmentschraube Multi-unit abgewinkelt	29194	 29195	—	—*	—*	29242	 29243	—	—
Prothetikschaube Multi-unit	29285	 29285	29286	29285	 29285	29285	 29285	29285	—
Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit (enthält 15 mm Schraube für Abformpfosten)	 29089*	 29089*	29091**	 29089	 29089	 29089	 29089	29089	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Multi-unit	 29090	 29090	29092	 29090	 29090	 29090	 29090	29090	—
Abformpfosten Steg für geschlossenen Löffel Multi-unit	 29093	 29093	—	 29093	 29093	 29093	 29093	29093	—
Heilkappe Multi-unit (1/Pkg)	 31145	 31145	29066	 31145	 31145	 31145	 31145	31145	—
Heilkappe Multi-unit (5/Pkg)	 29064	 29064	—	 29064	 29064	 29064	 29064	29064	—
Heilkappe breit Multi-unit (1/Pkg)	 31146	 31146	29067	 31146	 31146	 31146	 31146	31146	—

* Abutmentschraube wird mit Abutment geliefert und kann nicht separat bestellt werden.

	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Provisorische Kappe Multi-unit Titan (mit Prothetikschrabe)	29046	 29046	29047	29046	 29046	29046	 29046	29046	–
Provisorische Kappe Multi-unit Kunststoff (ohne Prothetikschrabe/ nicht ausbrennbar)	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 705-0	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 468-0	 DCA 468-0	DCA 468-0	–
Modellanalog Multi-unit (1/Pkg)	31161	 31161	31162	31161	 31161	31161	 31161	31161	–
Modellanalog Multi-unit (5/Pkg)	29110	 29110	–	29110	 29110	29110	 29110	29110	–
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm (1/Pkg)	31154	 31154	31156	31154	 31154	31154	 31154	31154	–
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm (5/Pkg)	29102	 29102	–	29102	 29102	29102	 29102	29102	–
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm (1/Pkg)	31155	 31155	31157	31155	 31155	31155	 31155	31155	–
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm (5/Pkg)	29103	 29103	–	29103	 29103	29103	 29103	29103	–

	Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Laborschraube Multi-unit (1/Pkg)	–	–	 31163	–	–	–	–	–	–
Laborschraube Multi-unit (5/Pkg)	29287	 29287	–	29287	 29287	29287	 29287	29287	–
Laborschraube Multi-unit abgewinkelt (1/Pkg)	31164	 31165	–	31164	 31165	31166	 31167	–	–
Schutzkappe Multi-unit (5/Pkg)	29123	 29123	29124	29123	 29123	29123	 29123	29123	–
Goldkappe Multi-unit (mit Prothetikschraube) (1/Pkg)	29043	 29043	29044	29043	 29043	29043	 29043	29043	–
Goldkappe Multi-unit (mit Prothetikschraube) (5/Pkg)	29042	 29042	–	29042	 29042	29042	 29042	29042	–
Goldkappe Multi-unit für Steg (mit Prothetikschraube)	 4,2mm 29045	29045	–	29045	 29045	29045	 29045	29045	–

Abutments mit geringem Profil und Abutments für Einzelzahnversorgungen.

Für eine optimale Positionierung bei begrenztem
interdentalem Platzangebot

Für zementierte
Einzelzahnversorgungen.

Geringer Durchmesser bei
begrenztem interdentalem
Platzangebot.



Abutment mit geringem Profil
mit konischer Innenverbindung.



Eine Anpassung des
Abutments wird emp-
fohlen, um ein optimales
Versorgungsergebnis zu
erzielen (bei Bedarf).

Abutment für Einzelzahnversor-
gungen mit Dreikanal-Verbindung.

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Einzelzahn-Abutment NobelReplace	–	–	–	–	–	 7mm 29476	–	–	–
Abutment mit geringem Profil NobelActive 7 mm	–	–	–	 7mm 34371	34597	–	–	–	–
Abutment mit geringem Profil NobelActive 9 mm	–	–	–	 9mm 34372	34598	–	–	–	–

Abutmentschraube enthalten.

Locator® Abutment.

Effiziente Lösung zur zuverlässigen Befestigung von Deckprothesen

Für mehrgliedrige Versorgungen und Versorgungen des vollständigen Zahnbogens.

Einsetzbar bei einer Implantatdivergenz von maximal 40°.



Verschiedene Höhen für unterschiedliche Weichgewebsebenen.

Die einfachen Nylon-Retentions-einsätze sind je nach Retention und Divergenzgrad unterschiedlich farblich markiert.



Weniger als 10° Divergenz

10–20° Divergenz

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Locator® Abutment 0 mm	—	—	—	—	—	0 mm REF 08756	 REF 08761	—	—
Locator® Abutment 0,73 mm	0,73 mm REF 08105	 REF 08681	—	—	—	—	—	—	—
Locator® Abutment 1,0 mm	—	—	—	1,0 mm REF 01401	 REF 01411	1,0 mm REF 08757	 REF 08762	REF 08766	—
Locator® Abutment 1,1 mm	—	1,1 mm REF 08825		—	—	—	—	—	—
Locator® Abutment 2,0 mm	2,0 mm REF 08106	 REF 08682	REF 08826	2,0 mm REF 01402	 REF 01412	2,0 mm REF 08758	 REF 08763	REF 08767	—
Locator® Abutment 3,0 mm	3,0 mm REF 08107	 REF 08683	REF 08827	3,0 mm REF 01403	 REF 01413	3,0 mm REF 08759	 REF 08764	REF 08768	—
Locator® Abutment 4,0 mm	4,0 mm REF 08108	 REF 08684	REF 08828	4,0 mm REF 01404	 REF 01414	4,0 mm REF 08760	 REF 08765	REF 08769	—
Locator® Abutment 5,0 mm	5,0 mm REF 08109	 REF 08685	REF 08829	5,0 mm REF 01405	 REF 01415	5,0 mm REF 08734	 REF 08753	REF 08770	—
Locator® Abutment 6,0 mm	6,0 mm REF 08696		—	6,0 mm REF 01406	 REF 01416	6,0 mm REF 08735	 REF 08754	—	—

Analoge/Replika

Locator® Modellanalog Ø 4 mm (4/Pkg)	REF08530
Locator® Modellanalog Ø 4 mm (20/Pkg)	REF08530-20
Locator® Modellanalog Ø 5 mm (4/Pkg)	REF08516
Locator® Modellanalog Ø 5 mm (20/Pkg)	REF08516-20

**Locator Einsätze**

Locator® Retentionseinsatz (transparent) (4/Pkg)	REF08524
Locator® Retentionseinsatz (transparent) (20/Pkg)	REF08524-20
Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau) (4/Pkg)	REF08529
Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau) (20/Pkg)	REF08529-20
Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot) (4/Pkg)	REF08548
Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot) (20/Pkg)	REF08548-20
Locator® Retentionseinsatz leicht (pink) (4/Pkg)	REF08527
Locator® Retentionseinsatz leicht (pink) (20/Pkg)	REF08527-20
Locator® Prozesseinsatz (schwarz) (4/Pkg)	REF08515
Locator® Prozesseinsatz (schwarz) (20/Pkg)	REF08515-20
Locator® Erweiterter Bereich (grün) (4/Pkg)	REF08547
Locator® Erweiterter Bereich (grün) (20/Pkg)	REF08547-20




Verarbeitung

Locator® Abformpfosten (4/Pkg)	REF08505
Locator® Abformpfosten (20/Pkg)	REF08505-20
Locator® Labor-Set (2/Pkg)	REF08519-2
Locator® Labor-Set (10/Pkg)	REF08519-10
Weißer Distanzring (20/Pkg)	REF08514

**Zubehör**

Locator® Parallelisierungsstift (4/Pkg)	REF08517
Angulationsschablone	REF09530
Locator® Eindreh Schlüssel 23 mm	REF08913
Locator® Eindreh Schlüssel 29 mm	REF08914
Locator® Komponentenwerkzeug	REF08393
Locator® Retentionsentferner (nur die Spitze)	REF08397
Locator® Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	REF08390



Kugelpfopf-Abutment Titan.

Ideal für Deckprothesen bei divergenten Implantaten

Einsetzbar bei einer Implantatdivergenz von bis zu 30° maximal.

Verschiedene Höhen für unterschiedliche Weichgewebsebenen.



Für mehrgliedrige Versorgung und Versorgung des vollständigen Zahnbogens.

Retentionskraft der Goldkappen lässt sich einstellen.



	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innen-Verbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Kugelpf-Abutment Titan 1 mm	—	 31905	—	—	—	 31908	31911	—	—
Kugelpf-Abutment Titan 2 mm	—	—	—	—	—	 31909	31912	—	—
Kugelpf-Abutment Titan 3 mm	—	 31906	—	—	—	 31910	31913	—	—
Kugelpf-Abutment Titan 5 mm	—	 31907	—	—	—	—	—	—	—
Adapter NobelReplace™ WP zu RP (erhöht das Abutment um zusätzliche 0,5 mm)	—	—	—	—	—	—	 31945	—	—
Modellanalog Kugelpf-Abutment	—	 29114	—	—	—	 29114	29114	—	—
Goldkappe für Kugelpf-Abutment (enthält Duplizierhilfe)	—	 29025	—	—	—	 29025	29025	—	—
Einsatz für Goldkappe für Kugelpf-Abutment	—	 3855	—	—	—	 33855	33855	—	—

Goldabutment für Steg/Goldkappe für Steg.

**Vereinfacht das Anlöten eines Stegs für
steggetragene Deckprothesen**

Minimale Höhe unterstützt stegge-
tragene Deckprothesen mit geringer
Höhe.

Für Versorgungen
auf Implantat- und
Abutmentniveau.

Einzigartige Komponenten
für optimale Abformung und
Laborverarbeitung.



	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Goldabutment für Steg auf Implantatniveau (Abutmentschraube enthalten)	 5,5mm —	29068	—	—	—	 5,5mm 29061	29062	—	—
Goldkappe Multi-unit für Steg (Prothetischschraube enthalten)	 4,2mm 29045	29045	—	29045	29045	29045	29045	29045	—

Klinische und Laborschrauben.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



Für Zirkondioxid-Versorgungen		NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Procera Esthetic Abutment Zirkondioxid										
NobelProcera Abutment aus Zirkondioxid										
		31171	28815	28844	31171	28815	28837	28816	28816	28816
NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid										
Für Titanversorgungen		NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Provisorisches Abutment aus Titan und Kunststoff										
Esthetic Abutment		29282	29283	29284	31171	28815	29474	29475	29475	29475
Snappy Abutment										
GoldAdapt rotationsgesichert										
		31168	29290 (5/Pkg)	31169	31168	29290 (5/Pkg)	31170	29293 (5/Pkg)	29293 (5/Pkg)	29293 (5/Pkg)
Multi-unit Abutment										
Abutment mit geringem Profil und Abutment für Einzelzahnversorgungen										
NobelProcera Implantatbrücke Titan										
NobelProcera Implantatsteg										

Schraubendreher und Drehmomentratsche.

Manuelle Schraubendreher

Manueller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 22 mm	29026
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29148
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 36 mm	29150
Manueller Schraubendreher Multi-unit 25 mm	29156
Manueller Schraubendreher Multi-unit Brånemark System™ WP 25 mm	29157


Maschinelle Schraubendreher

Maschineller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 24 mm	29027
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 25 mm	29152
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 30 mm	29153
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 35 mm	29154
Maschineller Schraubendreher Multi-unit 21 mm	29158
Maschineller Schraubendreher Multi-unit Brånemark System™ WP 20 mm	29159

Locator® Eindreh Schlüssel 23 mm	REF08913
Locator® Eindreh Schlüssel 29 mm	REF08914

Schraubendreher/Aktivator	29163
Locator® Komponentenwerkzeug	REF08393
Locator® Retentionsentferner (nur die Spitze)	REF08397
Locator® Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	REF08390

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167



Abformpfosten.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	Außensechskant-Verbindung			Konische Innenverbindung		Dreikanal-Innenverbindung			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 3,5 mm	 15 mm 33462	—	—	—	—	 13 mm 33537	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 3,6 mm	—	—	—	—	 13 mm 35261 35262	—	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 4 mm	—	 15 mm 33464	—	—	—	—	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 4,3 mm	—	—	—	—	—	—	 13 mm 33540	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 4,5 mm	 15 mm 33463	—	—	—	—	 13 mm 33470	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 5 mm	—	 15 mm 29073	33465	34231	 13 mm 34234	—	—	 13 mm 33472	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 5,3 mm	—	—	—	—	—	—	 13 mm 33471	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 6 mm	—	—	 13 mm 29075	—	 13 mm 34236	—	—	 13 mm 29494	 13 mm 30040
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Ø 7 mm	—	—	—	—	—	—	—	 13 mm 33473	—

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innenverbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 3,5mm	–	–	–	–	–	 9mm 33538	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 3,6mm	–	–	–	 9mm 35263	–	–	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 4,3mm	–	–	–	–	–	 9mm 33541	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 4,5mm	–	–	–	–	–	 9mm 33474	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 5mm	–	–	–	 9mm 34235	–	 9mm 33476	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 5,3mm	–	–	–	–	–	 9mm 33475	–	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 6mm	–	–	–	 9mm 34237	–	 9mm 32178	 9mm 32179	–	–
Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil Ø 7mm	–	–	–	–	–	–	–	 9mm 33477	–

	Außensechskant- Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy			Konische Innen- verbindung NobelActive™		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace			
									
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 3,5 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	 9 mm 35390	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 4,3 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	—	 9 mm 35406	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 4,5 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	 9 mm 35395	—	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 5 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	—	 9 mm 35397	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 5,3 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	—	 9 mm 35396	—	—
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 6 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	—	 9 mm 35391	 35394	
Abformpfosten für geschlossenen Löffel Kunststoff Ø 7 mm (steril und röntgenopak)	—	—	—	—	—	—	—	 9 mm 35399	

Abformpfosten Platform Switching RP-NP Ø 3,5 mm

34547

Abformpfosten Platform Switching WP-RP Ø 4,1 mm

34548



**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	NP	RP	WP	NP	RP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 3,5 mm	14 mm 33458	—	—	—	—	—	9 mm 29485	—	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 3,6 mm	—	—	—	14 mm 35347	10 mm 35352	14 mm 35349	—	—	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 4 mm	—	12 mm 33460	—	—	—	—	—	—	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 4,3 mm	—	—	—	—	—	—	—	9 mm 33539	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 4,5 mm	12 mm 33459	—	—	—	—	—	9 mm 33466	—	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 5 mm	—	12 mm 29072	33461	14 mm 35348	10 mm 35353	14 mm 35350	—	—	9 mm 33468	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 5,3 mm	—	—	—	—	—	—	—	9 mm 33467	—	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 6 mm	—	10 mm 29074	—	10 mm 35354	14 mm 35351	—	—	9 mm 29493	9 mm 30039	—
Abformpfosten für offenen Löffel Ø 7 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	9 mm 33469	—

	Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 			Konische Innenverbindung NobelActive™ 		Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 			
	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Abformpfosten für Steg	–	 5,5mm 29076	–	–	–	 5,5mm 29087	 5,5mm 29088	–	–
Abformpfosten Brücke für offenen Löffel	–	–	–	 10mm 35355	 10mm 35356	–	–	–	–
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ Zygoma Ø 4mm	–	 33396	–	–	–	–	–	–	–

Laborimplantate.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Laborimplantat									
	31158	31159	31160	34243	34244	29498	29500	29502	29995
Laborimplantat (5/Pkg)	–		–	–	–	–	–	–	–
	–	29108	–	–	–	–	–	–	–
Laborimplantat (20/Pkg)	–	–	–	–	–	29499		29503	–
	–	–	–	–	–	–		–	–
Laborimplantat PS RP-NP	–	–	–	–	–	–	34556	–	–
	–	–	–	–	–	–	–		–
Laborimplantat PS WP-RP	–	–	–	–	–	–	–	34557	–


Kunststoffkappen und Heilkappen.

	NP	RP	WP	NobRpl 6.0/Bmk WP
Kunststoffkappe für provisorisches Abutment zur Sofortversorgung (nicht ausbrennbar)	31656	 5mm	31656	31656
Kunststoffkappe für QuickTemp™ Abutment Conical (nicht ausbrennbar)	33404	 5mm	33404	33404
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment (ausbrennbar)	32408	 7,1mm	32410	32172
Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment (ausbrennbar)	32787	 7,1mm	32789	–

	NP	RP	WP	NobRpl 6.0/Bmk WP
Kunststoff-/provisorische Kappe rotations-gesichert Snappy™ Abutment 4.0 (ausbrennbar)	35986	 5,3mm	35987	35988
Kunststoff-/provisorische Kappe rotations-gesichert Snappy™ Abutment 5.5 (ausbrennbar)	35858	 6,9mm	35859	35860
Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotations-gesichert Snappy™ Abutment 4.0 (ausbrennbar)	35989	 5,1mm	35990	35991
Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotations-gesichert Snappy™ Abutment 5.5 (ausbrennbar)	35861	 6,9mm	35862	35863

Heilkappen

Heilkappe Multi-unit	31145
Heilkappe Multi-unit (5/Pkg)	29064
Heilkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	29066
Heilkappe breit Multi-unit	31146
Heilkappe breit Multi-unit Brånemark System™ WP	29067



	NP	RP	WP	NobRpl 6.0/Bmk WP
Heilkappe Snappy™ Abutment 4.0	35992	 35992	35993	35994
Heilkappe Snappy™ Abutment 5.5	35950	 35950	35866	35867

Prothetik-Kits.

Procera® Präparations-Kit 32717

Nobel Biocare Titanschleif-Kit 28945



Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit NobelReplace™ 33316

Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit Box NobelReplace™ 33484



Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit Brånemark System™ 33435

Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit Box Brånemark System™ 33483



Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit NobelActive™ 34184

Procera® Esthetic Abutment
Auswahl-Kit Box NobelActive™ 34185



Prothetik-Kit 32309

Kit enthält

Prothetik-Kit Box	32322
Maschinelles Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151
Maschinelles Schraubendreher Unigrip™ 30 mm	29153
Maschinelles Schraubendreher Multi-unit 21 mm	29158
Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165



Auswahlabutments.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy




**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
									
Auswahlabutments	32420	32421	32422	35676	35676	32416	32417	32418	32419

Abutment Auswahl-Kit Box

32429




Brånemark System™ Abutment Auswahl-Kit

32415

NobelReplace™ Abutment Auswahl-Kit

32414



NobelActive™ Abutment Auswahl-Kit

35676

(Die folgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält		
Auswahl-Kit Box	35389	Auswahlabutment Multi-unit
Auswahlabutment Snappy		NP 1,5 mm 35365
4.0 NP 1,5 mm	35363	NP 2,5 mm 35366
4.0 NP 3,0 mm	35364	NP 3,5 mm 35367
4.0 RP 1,5 mm	35378	17° NP 2,5 mm 35368
4.0 RP 3,0 mm	35379	17° NP 3,5 mm 35369
5.5 RP 1,5 mm	35380	30° NP 3,5 mm 35370
5.5 RP 3,0 mm	35381	30° NP 4,5 mm 35371
Auswahlabutment Esthetic		RP 1,5 mm 35382
NP 1,5 mm	35357	RP 2,5 mm 35383
NP 3,0 mm	35358	RP 3,5 mm 35384
15° NP 1,5 mm	35359	RP 4,5 mm 35445
15° NP 3,0 mm	35360	17° RP 2,5 mm 35385
RP 1,5 mm	35372	17° RP 3,5 mm 35386
RP 3,0 mm	35373	30° RP 3,5 mm 35387
15° RP 1,5 mm	35374	30° RP 4,5 mm 35388
15° RP 3,0 mm	35375	Schrauben für Abformpfosten
Auswahlabutment geringes Profil		Implantatniveau NP 20 mm 31147
NP 7,0 mm	35361	Implantatniveau RP 20 mm 31148
NP 9,0 mm	35362	
RP 7,0 mm	35376	
RP 9,0 mm	35377	



Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Verschiedene Komponenten.

**Außensechskant-
Verbindung**
Brånemark System™ und
NobelSpeedy™ Groovy



**Konische Innen-
verbindung**
NobelActive™



Dreikanal-Innenverbindung
NobelReplace™,
Replace™ Select und
NobelSpeedy™ Replace



Schutzkappen	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
Schutzkappe (5/Pkg)	29116	 29117	29118	34365	 34366	29119	 29120	29121	30043
Schutzkappe Multi-unit (5/Pkg)	29123	 29123	29124	29123	 29123	29123	 29123	29123	–
Handstück für Schutzkappe	29122								

Schraube für Abformpfosten

Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ NP 20 mm	31147
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 20 mm	31148
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 30 mm	31149
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ WP 20 mm	31150
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ NP 20 mm	31151
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP/6.0 20 mm	31152
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP/6.0 30 mm	31153
Schraubenentferner-Kit NobelReplace™	3701
Entfernungsschraube NobelActive™ NP	35259
Entfernungsschraube NobelActive™ RP	35260
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532
Adapter	
Adapter für Platform Switching RP-NP*	34551
Adapter für Platform Switching WP-RP*	34552

* In den USA nicht verfügbar.



Ersatzteile.

Nobel Biocare arbeitet ständig an Innovation. Ziel ist es, Produkte und Verfahren anzubieten, die es Zahnärzten und Zahntechnikern ermöglichen, optimale klinische und ästhetische Ergebnisse zu erreichen. Die Produkte werden daher regelmäßig durch neue, verbesserte Alternativen ersetzt. Selbstverständlich bietet Nobel Biocare dennoch die Prothetikkomponenten und -instrumente an, die notwendig sind, um mit älteren Produkten durchgeführte Versorgungen zu erhalten.


Definition

Ersatzteile (auch Einzelteile genannt) sind prothetische Komponenten und Instrumente im Produktsortiment von Nobel Biocare, die zur Erhaltung der bereits gefertigten Versorgungen von Patienten notwendig sind (klinische Anforderung). Viele der Ersatzteile unterliegen denselben Änderungen wie die aktuelle Produktpalette, neue Etiketten und Verpackungen eingeschlossen (einige Abutment-schrauben haben jetzt eine TorqTite Oberfläche). Einige Produktnamen wurden auch geringfügig geändert, damit sie mit den aktuellen Produkten harmonisieren.


Aktuelles Angebot

Bei Ihrem Kundendienstmitarbeiter erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Angeboten für Ersatzteile.

Hinweis: Ersatzteile sind vom Umtausch ausgeschlossen.



EsthetiCone™ Abutment für
Brånemark System™



Goldzylinder auf Abutmentniveau
Brånemark System™

Individuelle CAD/CAM-Prothetik – NobelProcera™ und Procera®.

Einführung	212
Zementierte Kronen und Brücken	214
Abutments	216
Verschraubte Implantatbrücken	222
Implantatstege	230
Scanner und Software	240

Hinweis:

- NobelProcera Produkte sind nur mit dem NobelProcera Scanner erhältlich.
- Procera Produkte sind nur mit den Procera Mod 40, Mod 50, Piccolo und Forte Scannern erhältlich.



Individuelle CAD/CAM-Prothetik für alle Indikationen – NobelProcera™.



Modernstes computergestütztes Design

Mit der intuitiv zu bedienenden, prothetik-orientierten 3-D-Software können Restaurationen entworfen und bestellt werden. Die Daten werden über das Internet an die NobelProcera Produktionsstätte geschickt.



Genaues Scannen

Die Modelle werden mit dem NobelProcera Scanner gescannt, dessen einzigartige optische Scantechnologie eine hohe Genauigkeit gewährleistet.



Moderne industrielle Fertigung

Die präzisionsgefrästen Versorgungen (PMR) werden in einem hochentwickelten, zentralisierten, industriellen Fertigungsverfahren hergestellt.



Endgültiges Produkt

Die fertiggestellten Versorgungen werden an den Zahnarzt gesendet, damit dieser sie einsetzen kann.



Präzisionsgefräste Versorgungen (Precision Milled Restorations, PMR)

Gefräste Versorgungen werden fertiggestellt und, falls notwendig, an das Labor zur Verblendung geschickt.

Der Partner Ihrer Wahl für sämtliche Lösungen

Lösungen für alle Indikationen – von Einzelkappen auf natürlichen Zähnen oder Implantaten bis hin zu Versorgungen für zahnlose Kiefer und Implantatstege.

Materialien

Die präzisionsgefrästen NobelProcera Versorgungen werden aus Aluminiumoxid, Zirkondioxid, Titan, der Basismetallierung Kobalt-Chrom, IPS e.max® CAD und Telio® CAD (Kunststoff) gefertigt – Materialien, die für eine optimale Qualität und ideale ästhetische Ergebnisse sorgen.

Qualitätsgarantie und -zertifizierung

Kunden profitieren von der insgesamt 15-jährigen klinischen Erfahrung und Forschung von Nobel Biocare und einer umfangreichen 5-Jahres-Produktgarantie bei Materialbruch und Defekten.* Die Homogenität der Materialien und die industriellen Fertigungsprozesse garantieren eine hohe Produktqualität für hervorragende klinische Langzeitergebnisse und Patientenzufriedenheit.

Preferred Partner Program

Nobel Biocare ist bevorzugte Partnerschaften mit führenden Materiallieferanten wie Ivoclar Vivadent, VITA und Noritake eingegangen. Aufgrund dieser Partnerschaften können zertifizierte Verblendsysteme für hervorragende End-to-End-Lösungen sowie gemeinsame Schulungsprogramme angeboten werden – für optimierte Produkt- und Leistungsangebote, die ein noch breiteres Spektrum an NobelProcera Prothetiklösungen umfassen.

Das vielseitige und umfangreiche Produktsortiment umfasst zahlreiche Lösungen für alle Indikationen.

Präzisionsgefräste Versorgungen (Precision Milled Restorations, PMR) aus biokompatiblen Materialien sorgen für eine gleichbleibend hohe Passgenauigkeit, Weichgewebsunterstützung und unübertroffene Ästhetik.

In einem zentralisierten industriellen Fertigungsprozess mit modernen Fräsmaschinen werden hochwertige Produkte gefertigt, die sofort einsatzbereit sind.

Der innovative optische Scanner und eine fortschrittliche Softwaretechnologie liefern präzise Scans und bieten eine Vielzahl von intuitiven Designmöglichkeiten.



VITA

Noritake



* Ausgenommen provisorische Versorgungen aus Kunststoff.

Ivoclar Vivadent ist eine eingetragene Marke der Ivoclar Vivadent AG, VITA ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik AG und Noritake ist eine eingetragene Marke der Noritake Dental Supply Co., Limited.

NobelProcera™ Kronen und Brücken – zementierte Versorgungungen auf natürlichen Zähnen und Implantaten.

Erstklassige Ästhetik

Die Prothetik wird individuell entworfen, um eine optimale Verblendungsunterstützung und eine herausragende Ästhetik zu gewährleisten.

Perfekter Sitz



Dank des modernen, zentralisierten, industriellen Fräsverfahrens können Gerüste mit hoher Festigkeit und gleichbleibend hoher Passgenauigkeit gefertigt werden.

Für alle Indikationen

Die präzisionsgefrästen Versorgungungen für einzelne Kronen und bis zu 14-gliedrige Versorgungungen wurden entwickelt, um den klinischen Erfolg und die Zufriedenheit der Patienten zu gewährleisten.

Biokompatible Materialien

Alle Gerüste werden aus biokompatiblen Materialien gefertigt, um die optimale Adaptation des Weichgewebes sicherzustellen. Zu den verfügbaren Materialien gehören Keramik, Kunststoff und Metall.



Verfügbare Materialien

	Telio® CAD mit NobelProcera™ – A1, A2, A3, A3.5, B1, BL3	Aluminiumoxid	Eingefärbtes Zirkondioxid: white, light, medium, intense	IPS e.max® von NobelProcera™ (in 20 Farbtönen)	Titan	Basismetalllegierung Kobalt-Chrom
						
NobelProcera™ Krone	×	×	×	×	×	×
NobelProcera™ Brücke						
2 Einheiten	×	×	×		×	×
3 Einheiten	×	×	×		×	×
4 Einheiten	×	×	×		×	×
5 Einheiten	×		×		×	×
6 Einheiten	×		×		×	×
7 Einheiten			×		×	
8 Einheiten			×		×	
9 Einheiten			×		×	
10 Einheiten			×		×	
11 Einheiten			×		×	
12 Einheiten			×		×	
13 Einheiten			×		×	
14 Einheiten			×		×	

Individuelle NobelProcera™ CAD/CAM-Abutments für optimale Funktionalität und Ästhetik.

Herausragende Festigkeit und Kosteneffizienz

Mit zentralisierten industriellen Fräsverfahren können kostengünstige und sofort einsetzbare Abutments gefertigt werden.

Individuelles Austrittsprofil

Unbegrenzte Möglichkeiten beim Austrittsprofil für ideale Weichgewebsunterstützung und langfristige Hygiene.

Äußerst stabile Verbindung

Die TorqTite Oberfläche auf der Abutmentschraube verringert die Reibung und ermöglicht eine Erhöhung der Vorspannung.


Erstklassige Ästhetik

Ausgezeichnete Designflexibilität und mit Titan und eingefärbtem Zirkondioxid auch eine herausragende Materialauswahl.



Vielseitigkeit der Plattform

Verfügbar für alle Nobel Biocare Implantate und andere gängige Implantatsysteme.



NobelProcera™ und Procera® Abutments für Nobel Biocare Implantate und andere gängige Implantatsysteme
 Weitere Plattformen werden 2011 dazukommen.

Verbindung	Plattform	NobelProcera™ Abutment		Procera® Abutment	
		Titan	Eingefärbtes Zirkondioxid	Titan	Eingefärbtes Zirkondioxid
					
Implantatsysteme von Nobel Biocare					
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP	×	×	×	×
	RP	×	×	×	×
	WP	×	×	×	×
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	×	×	×	×
	RP	×	×	×	×
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP	×	×	×	×
	RP	×	×	×	×
	WP	×	×	×	×
	6.0	×	×	×	×
Andere Implantatsysteme					
Straumann® Bone Level	NC	×	×		
	RC	×	×		
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	3.5	×			
	4.8	×	×	×	×
	6.5	×	×		
Astra Tech®	Yellow	×	×		
	Aqua	×	×		
	Lilac	×	×		
	ST 3.5			×	
	ST 4.0			×	
	ST 4.5/5.0			×	
Camlog®	3.3			×	×
	3.8			×	×
	4.3			×	×
	5.0/6.0			×	×
Biomet 3i® Certain und Standard	3.4	×	×		
	4.1	×	×		
	5.0	×	×		
	6.0	×	×		
Thommen Medical	3.5	×			
	4.0	×			
	4.5	×			
	5.0	×			
	6.0	×			

* Procera Abutment Zirkondioxid ist für NobelActive nur in weiß erhältlich.

** Produkteinführung für 2011 geplant.

*** Derzeit wird nur die Produktreihe Camlog J unterstützt.

NobelProcera™ Abutments – klinische Komponenten

Verbindung	Abformpfosten, Implantatniveau				Klinische Schraube*		
	Geschlossener Löffel			Offener Löffel			
	Normale Höhe	Niedrige Höhe	Kunststoff (steril, röntgenopak)	Normale Höhe			
							
Implantatsysteme von Nobel Biocare							
Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP Ø 3,5 mm	33462		NP Ø 3,5 mm	33458	NP	29282 (Ti)
	NP Ø 4,5 mm	33463		NP Ø 4,5 mm	33459	NP	31171 (Zr)
	RP Ø 4 mm	33464		RP Ø 4 mm	33460	RP	29283 (Ti)
	RP Ø 5 mm	29073		RP Ø 5 mm	29072	RP	28815 (Zr)
	WP Ø 5 mm	33465		WP Ø 5 mm	33461	WP	29284 (Ti)
	WP Ø 6 mm	29075		WP Ø 6 mm	29074	WP	28844 (Zr)
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP Ø 3,6 x 13 mm	35261	RP Ø 3,6 x 9 mm 35263		NP Ø 3,6 x 14 mm 35347	NP	31171 (Ti, Zr)
	NP Ø 5 x 13 mm 34231		RP Ø 5 x 9 mm 34235		NP Ø 5 x 14 mm 35348	NP	28815 (Ti, Zr)
	RP Ø 3,6 x 13 mm 35262		RP Ø 6 x 9 mm 34237		RP Ø 3,6 x 14 mm 35349		
	RP Ø 5 x 13 mm 34234				RP Ø 3,6 x 10 mm 35352		
	RP Ø 6 x 13 mm 34236				RP Ø 5 x 14 mm 35350		
					RP Ø 5 x 10 mm 35353		
					RP Ø 6 x 14 mm 35351		
				RP Ø 6 x 10 mm 35354			
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 	NP Ø 3,5 mm 33537	NP Ø 3,5 mm 33538	NP Ø 3,5 mm 35390	NP Ø 3,5 mm 29485	NP	29474 (Ti)	
	NP Ø 4,5 mm 33470	NP Ø 4,5 mm 33474	NP Ø 4,5 mm 35395	NP Ø 4,5 mm 33466	NP	28837 (Zr)	
	RP Ø 4,3 mm 33540	RP Ø 4,3 mm 33541	RP Ø 4,3 mm 35406	RP Ø 4,3 mm 33539	RP, WP, 6.0	29475 (Ti)	
	RP Ø 5,3 mm 33471	RP Ø 5,3 mm 33475	RP Ø 5,3 mm 35396	RP Ø 5,3 mm 33467	RP, WP, 6.0	28816 (Zr)	
	WP Ø 5 mm 33472	WP Ø 5 mm 33476	WP Ø 5 mm 35397	WP Ø 5 mm 33468			
	WP Ø 6 mm 29494	WP Ø 6 mm 32178	WP Ø 6 mm 35391	WP Ø 6 mm 29493			
	6.0 Ø 6 mm 30040	6.0 Ø 6 mm 32179	6.0 Ø 6 mm 35394	6.0 Ø 6 mm 30039			
	6.0 Ø 7 mm 33473	6.0 Ø 7 mm 33477	6.0 Ø 7 mm 35399	6.0 Ø 7 mm 33469			

* Im Lieferumfang des Abutments enthalten.

(Ti) = für Titanabutments.

(Zr) = für Zirkondioxid-Abutments.

Verbindung	Abformpfosten, Implantatniveau				Klinische Schraube*
	Geschlossener Löffel			Offener Löffel	
	Normale Höhe	Niedrige Höhe	Kunststoff (steril und röntgenopak)	Normale Höhe	
 					
Andere Implantatsysteme					
Straumann® Bone Level					NC 36017
					RC 36018
Straumann® Standard/ Standard Plus (Octagon)					3.5 36019
					4.8, 6.5 31984
Astra Tech®					Yellow 36015
					Aqua 36016
					Lilac 33549
Biomet 3i® Certain und Standard					Certain 36020
					Standard 36022
Thommen Medical					3.5 36362
					4.0–6.0 36363

* Im Lieferumfang des Abutments enthalten.

(Ti) = für Titanabutments.

(Zr) = für Zirkondioxid-Abutments.

NobelProcera™ Abutments – Laborkomponenten

Verbindung	Modell		CAD/CAM	Wax-up-Design					
	Laborimplantat		Position des Abutments Positionsgeber	Wax-up-Hülse, rotationsgesichert, Kunststoff*	Wax-up-Halter				
									
Implantatsysteme von Nobel Biocare									
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP	31158	NP	35547	NP	30256	NP	35778	
	RP	31159	RP	35548	RP	30257	RP	35779	
	RP (5/Pkg)	29108	WP	35549	WP	30258	WP	35780	
	WP	31160							
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	34243	NP	35554	NP	34208	Kit NP/RP 34991		
	RP	34244	RP	35555	RP	34209			
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP	29498	NP	35550	NP	30259	NP	35781	
	NP (20/Pkg)	29499	RP	35551	RP	30260	RP	35782	
	RP	29500	WP	35552	WP	30261	WP	35783	
	RP (20/Pkg)	29501	6.0	35553	6.0	30262	6.0	35784	
	WP	29502							
	WP (20/Pkg)	29503							
	6.0	29995							
Andere Implantatsysteme									
Straumann® Bone Level			NC	35563	NC	35531	NC	35499	
			RC	35564	RC	35532	RC	35503	
					NC MZ	36148			
					RC MZ	36149			
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)			3.5	35565	3.5	35533	3.5	35505	
			4.8	35566	4.8	31983	4.8	31565	
			6.5	35567	4,8 MZ	36150	6.5	35507	
					6.5	35738			
Astra Tech®			Yellow	35739	Yellow	35737	Yellow	35736	
			Aqua	35561	Aqua	35530	Aqua	35497	
			Lilac	35562	Lilac	33555	Lilac	35498	
					Yellow MZ	36146			
					Aqua MZ	36145			
					Lilac MZ	36147			
Biomet 3i® Certain und Standard			Certain 3.4	35556	Certain 3.4	35525	Certain 3.4	35917	
			Certain 4.1–6.0	35557	Certain 4.1	35528	Certain 4.1	35924	
			Standard 3.4	35560	Certain 5.0	35526	Certain 5.0	35920	
			Standard 4.1–6.0	35933	Certain 6.0	35527	Certain 6.0	35922	
					Standard 3.4	35529	Standard 3.4	35492	
					Standard 4.1	35930	Standard 4.1	35495	
					Standard 5.0	35927	Standard 5.0	35493	
					Standard 6.0	35928	Standard 6.0	35494	
Thommen Medical			3.5	36345	3.5	36350	3.5	36357	
			4.0	36346	4.0	36351	4.0	36358	
			4.5	36347	4.5	36354	4.5	36359	
			5.0	36348	5.0	36355	5.0	36360	
			6.0	36349	6.0	36356	6.0	36361	

* Laborschraube nicht enthalten. Alternativ kann ein provisorisches Abutment aus Titan verwendet werden.

Die entsprechenden Artikelnummern finden Sie auf Seite 159.

MZ = Benötigt für NobelProcera Abutment Zirkondioxid MZ Wax-up.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelProcera™ Implantatbrücken – verschraubte Versorgungen auf Implantaten.

Erstklassige Ästhetik

Individuelles Design für eine optimale Verblendungsunterstützung und eine herausragende Ästhetik.

Biokompatible Materialien

Präzisionsgefräste Versorgungen aus hochwertigem Titan und eingefärbtem Zirkondioxid.

Perfekter Sitz

Moderne, zentralisierte Fräsverfahren sorgen für einen perfekten Sitz und ermöglichen eine ideale Lastverteilung sowie eine optimale Weichgewebsunterstützung.

Vielseitigkeit der Plattform

Für alle Nobel Biocare Implantate und andere gängige Implantatsysteme.



NobelProcera™ und Procera® Implantatbrücken für Nobel Biocare Implantate und andere gängige Implantatsysteme (2–12 Implantate)

Verbindung	Plattform	NobelProcera™ Implantatbrücke		Procera® Implantatbrücke	
		Titan	Eingefärbtes Zirkondioxid	Titan	Eingefärbtes Zirkondioxid
					
Implantatsysteme von Nobel Biocare					
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP	×	×	×	× (Imp)
	RP	×	×	×	× (Imp)
	WP	×	×	×	× (Imp)
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	×	×	×	× (Imp)
	RP	×	×	×	× (Imp)
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 	NP	×	×	×	× (Imp)
	RP	×	×	×	× (Imp)
	WP	×	×	×	× (Imp)
	6.0	×	×	×	× (Imp)
Andere Implantatsysteme					
Straumann® Bone Level	NC	× (Ab)	× (Ab)	×	
	RC	×	×	×	
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	4.8	×	×	×	
	6.5	×	×	×	
Astra Tech®	Yellow	×	×	×	
	Aqua	×	×	×	
	Lilac	×	×	×	
	ST 3.5	×	×	×	
	ST 4.0	×	×	×	
	ST 4.5/5.0	×	×	×	
Camlog®	3.3	×	×	×	
	3.8	×	×	×	
	4.3	×	×	×	
	5.0/6.0	×	×	×	
Ankylos®	3.5	×	×	×	
	4.5	×	×	×	
	5.5	×	×	×	
	7.0	×	×	×	

(Ab) = nur Abutmentniveau.

(Imp) = nur Implantatniveau.

* Implantatniveau durch zentralisiertes Scannen herstellbar.

NobelProcera™ Implantatbrücken auf Implantatniveau (2–12 Implantate) – klinische und Laborkomponenten

Verbindung	Klinisch		Dentallabor							
	Abformpfosten, Implantatniveau, offener Löffel, normale Höhe	Klinische Schraube*	Modell	CAD/CAM						
			Laborimplantat	Brücken- Positionsgeber	Modell- Positionsgeber					
										
Implantatsysteme von Nobel Biocare										
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP Ø 3,5 mm	33458	NP	29282 (Ti)	NP	31158	NP	35591	NP	35580
	NP Ø 4,5 mm	33459	NP	31171 (Zr)	RP	31159	RP	35592	RP	35581
	RP Ø 4 mm	33460	RP	29283 (Ti)	RP (5/Pkg)	29108	WP	35593	WP	35582
	RP Ø 5 mm	29072	RP	28815 (Zr)	WP	31160				
	WP Ø 5 mm	33461	WP	29284 (Ti)						
	WP Ø 6 mm	29074	WP	28844 (Zr)						
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	35355	NP	31171 (Ti, Zr)	NP	34243	NP	35598	NP	35587
	RP	35356	RP	28815 (Ti, Zr)	RP	34244	RP	35599	RP	35588
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP Ø 3,5 mm	29485	NP	29474 (Ti)	NP	29498	NP	35594	NP	35583
	NP Ø 4,5 mm	33466	NP	28837 (Zr)	NP (20/Pkg)	29499	RP	35595	RP	35584
	RP Ø 4,3 mm	33539	RP, WP, 6.0	29475 (Ti)	RP	29500	WP	35596	WP	35585
	RP Ø 5,3 mm	33467	RP, WP, 6.0	28816 (Zr)	RP (20/Pkg)	29501	6.0	35597	6.0	35586
	WP Ø 5 mm	33468			WP	29502				
	WP Ø 6 mm	29493			WP (20/Pkg)	29503				
	6.0 Ø 6 mm	30039			6.0	29995				
	6.0 Ø 7 mm	33469								

* Nicht in Implantatbrücke enthalten.

(Ti) = für Titanbrücke.

(Zr) = für Zirkondioxid-Brücke.

	Dentallabor	Weitere Produkte für Dentallabore			
	Wax-up-Design				
	Wax-up-Hülse, nicht rotationsgesichert, Kunststoff*	Laborschraube	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau	Schutzkappe	
					
	NP DCA 1048-0	NP 31168	NP 20 mm 31147	NP (5/Pkg) 29116	
	RP DCA 1050-0	RP (5/Pkg) 29290	RP 20 mm 31148	RP (5/Pkg) 29117	
	WP DCA 1052-0	WP 31169	RP 30 mm 31149	WP (5/Pkg) 29118	
			WP 20 mm 31150		
	NP 34671	NP 31168	NP 20 mm 31147	NP (5/Pkg) 34365	
	RP 34672	RP (5/Pkg) 29290	RP 20 mm 31148	RP (5/Pkg) 34366	
			RP 30 mm 31149		
	NP 31350	NP 31170	NP 20 mm 31151	NP (5/Pkg) 29119	
	RP 31351	RP, WP, 6.0 (5/Pkg) 29293	RP, WP, 6.0 20 mm 31152	RP (5/Pkg) 29120	
	WP 31352		RP, WP, 6.0 30 mm 31153	WP (5/Pkg) 29121	
	6.0 31353			6.0 (5/Pkg) 30043	

* Laborschraube nicht enthalten.

Alternativ kann ein provisorisches Abutment aus Titan verwendet werden.

Die entsprechenden Artikelnummern finden Sie auf Seite 159.

NobelProcera™ Implantatbrücken auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – Multi-unit Abutments

Verbindung	Multi-unit Abutment					
	Gerade		17° abgewinkelt		30° abgewinkelt	
						
Implantatsysteme von Nobel Biocare						
Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP 1 mm	29176	NP 2 mm	29187	RP 4 mm	29192
	NP 2 mm	29177	NP 3 mm	29188	RP 5 mm	29193
	NP 3 mm	29178	RP 2 mm	29189	RP 4 mm, nicht rotations- gesichert	33411
	RP 1 mm	29179	RP 3 mm	29190	RP 5 mm, nicht rotations- gesichert	33412
	RP 2 mm	29180	RP 4 mm	29191		
	RP 3 mm	29181				
	RP 4 mm	29182				
	RP 5 mm	29183				
	WP 1 mm	29184				
	WP 2 mm	29185				
	WP 3 mm	29186				
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP 1,5 mm	34186	NP 2,5 mm	34188	NP 3,5 mm	34367
	NP 2,5 mm	34187	NP 3,5 mm	34189	NP 4,5 mm	34368
	NP 3,5 mm	34595	RP 2,5 mm	34192	RP 3,5 mm	34369
	RP 1,5 mm	34190	RP 3,5 mm	34193	RP 4,5 mm	34370
	RP 2,5 mm	34191				
	RP 3,5 mm	34596				
	RP 4,5 mm	35407				
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP 1 mm	29196	NP 2 mm	29235	RP 4 mm	29240
	NP 2 mm	29197	NP 3 mm	29236	RP 5 mm	29241
	NP 3 mm	29198	RP 2 mm	29237	RP 4 mm, nicht rotations- gesichert	33409
	RP 1 mm	29199	RP 3 mm	29238	RP 5 mm, nicht rotations- gesichert	33410
	RP 2 mm	29200	RP 4 mm	29239		
	RP 3 mm	29201				
	RP 4 mm	29202				
	RP 5 mm	29203				
	WP 1 mm	29204				
	WP 2 mm	29205				
	WP 3 mm	29206				

NobelProcera™ Implantatbrücken auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – Multi-unit Abutments

Verbindung	Multi-unit Abutment					
	Gerade		17° abgewinkelt		30° abgewinkelt	
						
Andere Implantatsysteme						
Straumann® Bone Level	NC 1,5 mm	36073	NC 2,5 mm	36040	NC 3,5 mm	36044
	NC 2,5 mm	36074	NC 3,5 mm	36041	NC 4,5 mm	36045
	NC 3,5 mm	36075	RC 2,5 mm	36042	RC 3,5 mm	36046
	RC 1,5 mm	36035	RC 3,5 mm	36043	RC 4,5 mm	36047
	RC 2,5 mm	36037				
	RC 3,5 mm	36038				
	RC 4,5 mm	36039				
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	4.8	36071				
	6.5	36072				
Astra Tech®	Yellow 1,5 mm	36048	Yellow 2,5 mm	36059	Yellow 3,5 mm	36065
	Yellow 2,5 mm	36049	Yellow 3,5 mm	36060	Yellow 4,5 mm	36066
	Yellow 3,5 mm	36050	Aqua 2,5 mm	36061	Aqua 3,5 mm	36067
	Aqua 1,5 mm	36051	Aqua 3,5 mm	36062	Aqua 4,5 mm	36068
	Aqua 2,5 mm	36052	Lilac 2,5 mm	36063	Lilac 3,5 mm	36069
	Aqua 3,5 mm	36053	Lilac 3,5 mm	36064	Lilac 4,5 mm	36070
	Aqua 4,5 mm	36054				
	Lilac 1,5 mm	36055				
	Lilac 2,5 mm	36056				
	Lilac 3,5 mm	36057				
	Lilac 4,5 mm	36058				
	ST 3.5	33543				
	ST 4.0	33544				
	ST 4.5/5.0	33545				
Camlog®	3.3	33556				
	3.8	33557				
	4.3	33558				
	5.0/6.0	33559				
Ankylos®	3.5-7.0	33572				

NobelProcera™ Implantatbrücken auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – klinische und Laborkomponenten

Verbindung	Klinisch				Dentallabor	
	Abformpfosten, Abutmentniveau		Abutmentschraube Multi-unit Abutment abgewinkelt	Prothetikschraube Multi-unit	Modell	
	Geschlossener Löffel	Offener Löffel			Modellanalog Multi-unit	
						
Implantatsysteme von Nobel Biocare						
Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP, RP 29090	NP, RP 29089	NP 29194	NP, RP 29285	NP, RP 31161	
	WP 29092	Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm	RP 29195	WP 29286	(5/Pkg) NP, RP 29110	
		WP 29091			WP 31162	
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	29090	29089	—*	29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm			(5/Pkg) 29110	
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Groovy 	29090	29089	NP 29242	29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm	RP 29243		(5/Pkg) 29110	
Andere Implantatsysteme						
Straumann® Bone Level	29090	29089		29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm			(5/Pkg) 29110	
Straumann® Standard/ Standard Plus (Octagon)	4.8 29090	4.8 29089		4.8 29285	4.8 31161	
	6.5 29092	Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm		6.5 29286	4.8 (5/Pkg) 29110	
		6.5 29091			6.5 31162	
Astra Tech®	29090	29089		29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm			(5/Pkg) 29110	
Camlog®	29090	29089		29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm			(5/Pkg) 29110	
Ankylos®	29090	29089		29285	31161	
		Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm			(5/Pkg) 29110	

* Abutmentschraube wird mit Abutment geliefert und kann nicht separat bestellt werden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

		Dentallabor		Weitere Produkte für Dentallabore			
CAD/CAM		Modell-Positionsgeber	Wax-up-Design	Laborschrauben Multi-unit		Schraube für Abformpfosten Multi-unit (Abutmentniveau)	Schutzkappe
Brücken- Positionsgeber				Prothetik- schraube	Abutment- schraube Multi-unit Abutment abgewinkelt		
							
NP, RP 35600 WP 35603		NP, RP 35589 WP 35590	NP, RP DCA 468-0 WP DCA 705-0	NP, RP (5/Pkg) 29287 WP (1/Pkg) 31163	NP 31164 RP 31165	NP, RP 10 mm 31154 NP, RP 10 mm (5/Pkg) 29102 WP 10 mm 31156 NP, RP 20 mm 31155 NP, RP 20 mm (5/Pkg) 29103 WP 20 mm 31157	NP, RP (5/Pkg) 29123 WP (5/Pkg) 29124
35600		35589	NP, RP DCA 468-0	NP, RP (5/Pkg) 29287	NP 31164 RP 31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123
35600		35589	DCA 468-0	NP, RP, WP (5/Pkg) 29287	NP 31166 RP 31167	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123
35600		35589	DCA 468-0	(5/Pkg) 29287		10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123
4.8 35600 6.5 35603		4.8 35589 6.5 35590	4.8 DCA 468-0 6.5 DCA 705-0	4.8 (5/Pkg) 29287 6.5 (1/Pkg) 31163		4.8 10 mm 31154 4.8 10 mm (5/Pkg) 29102 6.5 10 mm 31156 4.8 20 mm 31155 4.8 20 mm (5/Pkg) 29103 6.5 20 mm 31157	4.8 (5/Pkg) 29123 6.5 (5/Pkg) 29124
35600		35589	DCA 468-0	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123
35600		35589	DCA 468-0	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123
35600		35589	DCA 468-0	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123

* Alternativ kann ein provisorisches Abutment aus Titan verwendet werden.
Die entsprechenden Artikelnummern finden Sie auf Seite 159.

NobelProcera™ Implantatstege – festsitzende/herausnehmbare Steglösungen.

Vielseitigkeit des Attachmentsystems

Umfassendes Sortiment an
Stegen und Attachments für
alle Patientenanforderungen.

Leicht und biokompatibel

Aus medizinischem Titan
(Ti6Al4V) gefräste Stege
(viermal leichter als Gold).

Vielseitigkeit des Implantatsystems

Für alle Nobel Biocare Implantate und
andere gängige Implantatsysteme.



Kosten- und zeitsparend


Die Stege können im
Labor gescannt und
entworfen werden.

CAD/CAM-gestützte Zahnmedizin

Die Stege sind hochglanzpoliert,
sofort einsatzbereit und weisen
weder Schweißnähte noch
poröse Stellen auf.

Perfekter Sitz

Zentralisierte Fräsverfahren
sorgen für einen perfekten Sitz
und ermöglichen eine ideale
Lastverteilung sowie eine
langfristige Stabilität.



NobelProcera™ Implantatstege (2–12 Implantate) für Nobel Biocare Implantate und andere gängige Implantatsysteme

Verbindung	Plattform	NobelProcera™ Implantatsteg
		Titan
Implantatsysteme von Nobel Biocare		
Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP	×
	RP	×
	WP	×
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	×
	RP	×
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select und NobelSpeedy™ Replace 	NP	×
	RP	×
	WP	×
	6.0	×
Andere Implantatsysteme		
Straumann® Bone Level	NC	× (Ab)*
	RC	× (Ab)*
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	4.8	× (Ab)*
	6.5	× (Ab)*
Astra Tech®	Yellow	× (Ab)*
	Aqua	× (Ab)*
	Lilac	× (Ab)*
	ST 3.5	× (Ab)*
	ST 4.0	× (Ab)*
	ST 4.5/5.0	× (Ab)*
Camlog®	3.3	× (Ab)*
	3.8	× (Ab)*
	4.3	× (Ab)*
	5.0/6.0	× (Ab)*
Ankylos®	3.5	× (Ab)*
	4.5	× (Ab)*
	5.5	× (Ab)*
	7.0	× (Ab)*

* Implantatniveau durch zentralisiertes Scannen erreichbar.

(Ab) = nur Abutmentniveau.

Festsitzende Implantatstege



Montreal-Steg



Montreal-Steg mit Lingualbogen aus Metall




Wrap-around


Herausnehmbare
Implantatstege

Implantatstege	Auswahl an Attachments
 Rund-Steg – Goldreiter enthalten	Reiter  Goldreiter Rund-Steg
 Dolder®-Steg – Makro/Mikro, Starr/Federnd – Goldreiter enthalten	Reiter   Stegreiter Gold Dolder® Makro Stegreiter Gold Dolder® Mikro
 Hader-Steg	Reiter   Hader-Reiter aus Kunststoff (Yellow) Metallkappe Hader

Herausnehmbare Implantatstege

Implantatstege	Auswahl an Attachments					
 Paris-Stege	Bredent™  Kugelpkopf Ø 2,2 mm	TSB-kompatibel  Kugelpkopf Ø 2,5 mm	OSO-kompatibel  Kugelpkopf Ø 2,0 mm	Ankersystem M3  Attachment	Zest® Anchor  Steg Locator®	Dalbo®-Plus  Kugelpkopf Ø 2,25 mm
	 Sekundärteile aus Metall	 Befestigungskappe (weiß)		 Sekundärteile aus Metall	 Steg-Kappe	 Dalbo®-Plus elliptisch
 Individuell gefräster Steg		 Sekundärteile aus Metall		 Starre Befestigung		

NobelProcera™ Implantatstege auf Implantatniveau (2–12 Implantate) – klinische und Laborkomponenten

Verbindung	Klinisch		Dentallabor					
	Abformpfosten, Implantatniveau, offener Löffel, normale Höhe	Klinische Schraube*	Modell Laborimplantat	CAD/CAM Modell-Positionsgeber				
								
Implantatsysteme von Nobel Biocare								
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP Ø 3,5 mm	33458	NP	29282	NP	31158	NP	35580
	NP Ø 4,5 mm	33459	RP	29283	RP	31159	RP	35581
	RP Ø 4 mm	33460	WP	29284	RP (5/Pkg)	29108	WP	35582
	RP Ø 5 mm	29072			WP	31160		
	WP Ø 5 mm	33461						
	WP Ø 6 mm	29074						
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP	35355	NP	31171	NP	34243	NP	35587
	RP	35356	RP	28815	RP	34244	RP	35588
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP Ø 3,5 mm	29485	NP	29474	NP	29498	NP	35583
	NP Ø 4,5 mm	33466	RP, WP, 6.0	29475	NP (20/Pkg)	29499	RP	35584
	RP Ø 4,3 mm	33539			RP	29500	WP	35585
	RP Ø 5,3 mm	33467			RP (20/Pkg)	29501	6.0	35586
	WP Ø 5 mm	33468			WP	29502		
	WP Ø 6 mm	29493			WP (20/Pkg)	29503		
	6.0 Ø 6 mm	30039			6.0	29995		
	6.0 Ø 7 mm	33469						

* Im Lieferumfang des Stegs enthalten.

Weitere Produkte für Dentallabore			
	Laborschraube	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau	Schutzkappe
			
	NP 31168	NP 20mm 31147	NP (5/Pkg) 29116
	RP (5/Pkg) 29290	RP 20mm 31148	RP (5/Pkg) 29117
	WP 31169	RP 30mm 31149	WP (5/Pkg) 29118
		WP 20mm 31150	
	NP 31168	NP 20mm 31147	NP (5/Pkg) 34365
	RP (5/Pkg) 29290	RP 20mm 31148	RP (5/Pkg) 34366
		RP 30mm 31149	
	NP 31170	NP 20mm 31151	NP (5/Pkg) 29119
	RP, WP, 6.0 (5/Pkg) 29293	RP, WP, 6.0 20mm 31152	RP (5/Pkg) 29120
		RP, WP, 6.0 30mm 31153	WP (5/Pkg) 29121
			6.0 (5/Pkg) 30043


NobelProcera™ Implantatstege auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – Multi-unit Abutments

Verbindung	Multi-unit Abutment					
	Gerade		17° abgewinkelt		30° abgewinkelt	
						
Implantatsysteme von Nobel Biocare						
Außensechskant-Verbindung Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy 	NP 1 mm	29176	NP 2 mm	29187	RP 4 mm	29192
	NP 2 mm	29177	NP 3 mm	29188	RP 5 mm	29193
	NP 3 mm	29178	RP 2 mm	29189	RP 4 mm, nicht rotations- gesichert	33411
	RP 1 mm	29179	RP 3 mm	29190	RP 5 mm, nicht rotations- gesichert	33412
	RP 2 mm	29180	RP 4 mm	29191		
	RP 3 mm	29181				
	RP 4 mm	29182				
	RP 5 mm	29183				
	WP 1 mm	29184				
	WP 2 mm	29185				
	WP 3 mm	29186				
Konische Innenverbindung NobelActive™ 	NP 1,5 mm	34186	NP 2,5 mm	34188	NP 3,5 mm	34367
	NP 2,5 mm	34187	NP 3,5 mm	34189	NP 4,5 mm	34368
	NP 3,5 mm	34595	RP 2,5 mm	34192	RP 3,5 mm	34369
	RP 1,5 mm	34190	RP 3,5 mm	34193	RP 4,5 mm	34370
	RP 2,5 mm	34191				
	RP 3,5 mm	34596				
	RP 4,5 mm	35407				
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace 	NP 1 mm	29196	NP 2 mm	29235	RP 4 mm	29240
	NP 2 mm	29197	NP 3 mm	29236	RP 5 mm	29241
	NP 3 mm	29198	RP 2 mm	29237	RP 4 mm, nicht rotation- sgesichert	33409
	RP 1 mm	29199	RP 3 mm	29238	RP 5 mm, nicht rotations- gesichert	33410
	RP 2 mm	29200	RP 4 mm	29239		
	RP 3 mm	29201				
	RP 4 mm	29202				
	RP 5 mm	29203				
	WP 1 mm	29204				
	WP 2 mm	29205				
	WP 3 mm	29206				

NobelProcera™ Implantatstege auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – Multi-unit Abutments

Verbindung	Multi-unit Abutment					
	Gerade		17° abgewinkelt		30° abgewinkelt	
						
Andere Implantatsysteme						
Straumann® Bone Level	NC 1,5 mm	36073	NC 2,5 mm	36040	NC 3,5 mm	36044
	NC 2,5 mm	36074	NC 3,5 mm	36041	NC 4,5 mm	36045
	NC 3,5 mm	36075	RC 2,5 mm	36042	RC 3,5 mm	36046
	RC 1,5 mm	36035	RC 3,5 mm	36043	RC 4,5 mm	36047
	RC 2,5 mm	36037				
	RC 3,5 mm	36038				
	RC 4,5 mm	36039				
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	4.8	36071				
	6.5	36072				
Astra Tech®	Yellow 1,5 mm	36048	Yellow 2,5 mm	36059	Yellow 3,5 mm	36065
	Yellow 2,5 mm	36049	Yellow 3,5 mm	36060	Yellow 4,5 mm	36066
	Yellow 3,5 mm	36050	Aqua 2,5 mm	36061	Aqua 3,5 mm	36067
	Aqua 1,5 mm	36051	Aqua 3,5 mm	36062	Aqua 4,5 mm	36068
	Aqua 2,5 mm	36052	Lilac 2,5 mm	36063	Lilac 3,5 mm	36069
	Aqua 3,5 mm	36053	Lilac 3,5 mm	36064	Lilac 4,5 mm	36070
	Aqua 4,5 mm	36054				
	Lilac 1,5 mm	36055				
	Lilac 2,5 mm	36056				
	Lilac 3,5 mm	36057				
	Lilac 4,5 mm	36058				
	ST 3.5	33543				
	ST 4.0	33544				
	ST 4.5/5.0	33545				
Camlog®	3.3	33556				
	3.8	33557				
	4.3	33558				
	5.0/6.0	33559				
Ankylos®	3.5-7.0	33572				

NobelProcera™ Implantatstege auf Abutmentniveau (2–12 Implantate) – klinische und Laborkomponenten

Verbindung	Klinisch								
	Abformpfosten, Abutmentniveau		Abutmentschraube Multi-unit Abutment abgewinkelt	Prothetikschrube Multi-unit					
	Geschlossener Löffel	Offener Löffel							
									
Implantatsysteme von Nobel Biocare									
Außensechskant-Verbindung Bränemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy	NP, RP	29090	NP, RP	29089	NP	29194	NP, RP	29285	
	WP	29092	Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm		RP	29195	WP	29286	
			WP	29091					
Konische Innenverbindung NobelActive™		29090		29089		—*		29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm						
Dreikanal-Innenverbindung NobelReplace™, Replace™ Select, NobelSpeedy™ Replace		29090		29089	NP	29242		29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm		RP	29243			
Andere Implantatsysteme									
Straumann® Bone Level		29090		29089				29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm						
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon)	4.8	29090	4.8	29089			4.8	29285	
	6.5	29092	Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm				6.5	29286	
			6.5	29091					
Astra Tech®		29090		29089				29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm						
Camlog®		29090		29089				29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm						
Ankylos®		29090		29089				29285	
			Enthält Schrauben für Abformpfosten 20 mm						

* Abutmentschraube wird mit Abutment geliefert und kann nicht separat bestellt werden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Dentallabor		Weitere Produkte für Dentallabore				
Modell	CAD/CAM	Laborschrauben Multi-unit		Schraube für Abformpfosten Multi-unit (Abutmentniveau)	Schutzkappe	
Modellanalog Multi-unit	Modell-Positionsgeber	Prothetik-schraube	Abutment-schraube Multi-unit Abutment abgewinkelt			
						
NP, RP 31161 (5/Pkg) NP, RP 29110 WP 31162	NP, RP 35589 WP 35590	NP, RP (5/Pkg) 29287 WP (1/Pkg) 31163	NP 31164 RP 31165	NP, RP 10 mm 31154 NP, RP 10 mm (5/Pkg) 29102 WP 10 mm 31156 NP, RP 20 mm 31155 NP, RP 20 mm (5/Pkg) 29103 WP 20 mm 31157	NP, RP (5/Pkg) 29123 WP (5/Pkg) 29124	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	NP, RP (5/Pkg) 29287	NP 31164 RP 31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	NP, RP, WP (5/Pkg) 29287	NP 31166 RP 31167	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 10 mm 31154 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	(5/Pkg) 29287		10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	
4.8 31161 4.8 (5/Pkg) 29110 6.5 31162	4.8 35589 6.5 35590	4.8 (5/Pkg) 29287 6.5 (1/Pkg) 31163		4.8 10 mm 31154 4.8 10 mm (5/Pkg) 29102 6.5 10 mm 31156 4.8 20 mm 31155 4.8 20 mm (5/Pkg) 29103 6.5 20 mm 31157	4.8 (5/Pkg) 29123 6.5 (5/Pkg) 29124	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	
31161 (5/Pkg) 29110	35589	(5/Pkg) 29287	31165	10 mm 31154 10 mm (5/Pkg) 29102 20 mm 31155 20 mm (5/Pkg) 29103	(5/Pkg) 29123	

NobelProcera™ Scanner und Software – präzises Scannen und eine Vielzahl von Designmöglichkeiten.

NobelProcera™ System	
NobelProcera™ Scanner	35465
NobelProcera™ Software	35669
NobelProcera™ Scanner-Kit-Kollektion	35754
Laptop	
Desktop mit Bildschirm	
NobelProcera™ Systemschulung	100964



NobelProcera™ Scanner



NobelProcera™ Software


NobelProcera™ Scanner-Zubehör	
NobelProcera™ Scanner-Transportkoffer	35905

NobelProcera™ Scanner-Wartungsvertrag	
NobelProcera™ Scanner-Wartungsvertrag 1 Jahr	23226
NobelProcera™ Scanner-Wartungsvertrag 2 Jahre	23227


Lieferumfang des NobelProcera™ Scanners	
NobelProcera™ Scanner	35465
Basis- und Modellhalter	36217
Kalibrierungskugel	35467
PIB- und Abutmenthalter	35478
NobelProcera™ Scanner-Netzgerät 24 V	35482
NobelProcera™ Scanner-Zubehör Box	35487
NobelProcera™ Abdeckhaube	35488
NobelProcera™ Referenzvorrichtung	36395
Batch Halter	35475
Inbusschlüssel	35480
USB-Kabel	35481
EU-Stromanschluss	35483
GB-Stromanschluss	35484
USA-Stromanschluss	35485
NobelProcera™ Scanner-Kit-Kollektion	35754




Kalibrierungskugel



Batch Halter



PIB- und Abutmenthalter



Referenzvorrichtung



Inbusschlüssel

NobelProcera™ Scanner-Kit-Kollektion	35754
1. NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Nobel Biocare System-Kit	35490
2. NobelProcera™ Abutment Positionsgeber-Kit	35542
3. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Brånemark System™	35544
4. NobelProcera™ Positionsgeber NobelReplace™ Kit	35751
5. NobelProcera™ Positionsgeber NobelActive™ Kit	35752
6. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Multi-unit	35753
7. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box anderes System	35546



1. NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Nobel Biocare System-Kit	35490
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Kit-Box	35491
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ NP	35781
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ RP	35782
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ WP	35783
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ 6.0	35784
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelActive	34991
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ NP	35778
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ RP	35779
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ WP	35780



2. NobelProcera™ Abutment Positionsgeber-Kit	35542
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber-Kit Box	35543
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ NP	35550
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ RP	35551
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ WP	35552
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	35553
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelActive™ NP	35554
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelActive™ RP	35555
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ NP	35547
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ RP	35548
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ WP	35549



3. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Brånemark System™	35544
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Brånemark System™	35545
NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ NP	35580
NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ RP	35581
NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ WP	35582
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ NP	35591
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ RP	35592
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ WP	35593



4. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelReplace™	35751
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelReplace™	35709
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ NP	35583
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ RP	35584
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ WP	35585
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	35586
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ NP	35594
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ RP	35595
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ WP	35596
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	35597



5. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelActive™	35752
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelActive™	35714
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelActive™ NP	35587
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelActive™ RP	35588
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ NP	35598
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ RP	35599



6. NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Multi-unit	35753
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Multi-unit	35713
NobelProcera™ Modell Positionsgeber Multi-unit	35589
NobelProcera™ Modell Positionsgeber Multi-unit WP	35590
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Multi-unit	35600
NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Multi-unit WP	35603



Abutment Wax-up Halter für andere Implantatsysteme

(Nicht enthalten im NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Nobel Biocare System-Kit)

NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Bone Level NC	35499
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Bone Level RC	35503
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	35505
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	31565
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	35507
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Yellow	35736
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Aqua	35497
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Lilac	35498
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 3.4	35917
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 4.1	35924
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 5.0	35920
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 6.0	35922
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 3.4	35492
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 4.1	35495
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 5.0	35493
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 6.0	35494
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 3.5	36357
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 4.0	36358
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 4.5	36359
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 5.0	36360
NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 6.0	36361

Abutment Positionsgeber für andere Implantatsysteme	
(Nicht enthalten in NobelProcera™ Positionsgeber-Kits)	
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Bone Level NC	35563
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Bone Level RC	35564
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	35565
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	35566
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	35567
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Yellow	35739
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Aqua	35561
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Lilac	35562
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Certain 3.4	35556
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Certain 4.1–6.0	35557
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Standard 3.4	35560
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Standard 4.1–6.0	35933
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 3.5	36345
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 4.0	36346
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 4.5	36347
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 5.0	36348
NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 6.0	36349

Diagnose, Behandlungsplanung und schablonengeführte Chirurgie – NobelGuide™

Einführung	Optimales prothetisches Ergebnis	248
Diagnose und Behandlungsplanung	Software und Kalibrierungskit	250
Schablonengeführte Chirurgie	Individuelle Produkte und Verankerungsstifte	251
	Übersicht über Kits für schablonengeführte Chirurgie	252
	Außensechskant-Verbindung – Brånemark System™ und NobelSpeedy™ Groovy	
	– Übersicht	254
	– Guided Bohrer	262
	– Chirurgische und Laborkomponenten	266
	– Chirurgie-Kits	270
	Konische Innenverbindung – NobelActive™	
	– Übersicht	276
	– Guided Bohrer	280
	– Chirurgische und Laborkomponenten	284
	– Chirurgie-Kits	288
	Dreikanal-Innenverbindung – NobelReplace™ Tapered	
	– Übersicht	292
	– Guided Bohrer	296
	– Chirurgische und Laborkomponenten	300
	– Chirurgie-Kits	304
	Dreikanal-Innenverbindung – NobelReplace™ Straight und NobelSpeedy™ Replace	
	– Übersicht	308
	– Guided Bohrer	312
	– Chirurgische und Laborkomponenten	316
	– Chirurgie-Kits	320



Optimales prothetisches Ergebnis dank 3-D-Diagnose, 3-D-Behandlungsplanung und schablonengeführter Chirurgie.

Diagnose, Behandlungsplanung und Bestellung von chirurgischen Komponenten in einer umfassenden Anwendung – NobelClinician Software

Vorhersagbarkeit: Erfüllung sämtlicher prothetischer Anforderungen


Die prothetikorientierte Planung garantiert eine optimale Implantatunterstützung für die prothetische Versorgung.

Klinisches Gesamtbild in 3-D

Klare Darstellung ausgewählter anatomischer Strukturen, prothetischer Anforderungen und Implantatpositionen.

Assistentenfunktion

Die integrierte Assistentenfunktion führt den Zahnarzt und Zahntechniker durch den gesamten digitalen Arbeitsablauf.



Optimale Implantatpositionen für die Versorgung auf Grundlage prothetikorientierter Planung


Maximale Behandlungssicherheit und Vorhersagbarkeit dank integrierter Diagnostik

Effiziente interdisziplinäre Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung

Beurteilung und Erläuterung verschiedener Behandlungsmöglichkeiten für den Patienten

Nahtloser und bewährter Arbeitsablauf für den gesamten Versorgungsprozess

Schablonengeführte Chirurgie mit OP-Schablone und individuell angefertigten chirurgischen Instrumenten



Alle Komponenten aus einer Hand

Umfassendes Sortiment an chirurgischen und Laborkomponenten von einem Partner.

Minimale präoperative Untersuchung

Anwendbarkeit minimal invasiver Verfahren dank präziser 3-D-Diagnose.

Präzise Umsetzung des Behandlungsplans

Das einzigartige Kalibrierungsverfahren garantiert höchste Präzision und einen stabilen Halt der OP-Schablone.

Software und Kalibrierungsskit.


NobelClinician Software

NobelClinician Lizenz für neue NobelGuide Anwender	
NobelClinician – NobelGuide™ Lizenz (Einzelplatzlizenz*)	101560
NobelClinician – NobelGuide™ Zusatzlizenz (zusätzliche Einzelplatzlizenz*)	101628
NobelClinician Lizenz für bestehende NobelGuide Anwender	
NobelClinician – NobelGuide™ Upgrade-Lizenz (Einzelplatzlizenz*)	101640
NobelClinician – NobelGuide™ Upgrade-Zusatzlizenz (zusätzliche Einzelplatzlizenz*)	101641
Wartungsvertrag (für alle Lizenzen, je Einzelplatzlizenz, einschließlich aller Zusatzlizenzen)	
Jährliche Wartungsgebühr für NobelClinician / NobelConnect (einschließlich 1 GB Online-Speicherplatz)	101627
Upgrade für Online-Speicherplatz auf NobelConnect (von 1 GB auf)	
2 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101645
5 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101646
10 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101647
Software-Schulungs-DVD	
NobelClinician Schulungs-DVD (Englisch)	72496




Procera® Software Clinical

Paket	
Procera® Software Clinical Design Premium	15401
Procera® Software Clinical Design; Zusatzlizenz	15849
Jahresgebühr, Updates und Support	
Lizenzgebühr für Procera® Software Clinical Pro	10588
Lizenzgebühr für Procera® Software Clinical Premium	10589



Kalibrierungsskit

NobelGuide™ Kalibrierungsskit**	35949
NobelGuide™ Kalibrierungs-CD	70018



*Eine Einzelplatzlizenz ist auf einen Computer beschränkt.

** Kalibrierungs-CD ist im Kit enthalten.

Individuelle Produkte und Verankerungsstifte.

OP-Schablone

(Mit der NobelClinician Software angefertigt und bestellt.)

OP-Schablone 1 Implantat	15405
OP-Schablone 2–4 Implantate	15404
OP-Schablone 5 Implantate und mehr	14750




Duplikat der Röntgenschablone

Duplikat der Röntgenschablone*	14751
--------------------------------	-------



Verankerungsstifte – zur Verankerung der OP-Schablone

Verankerungsstift, lang	
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909
Verankerungsstift, kurz	
Verankerungsstift Ø 1,5 Kurzschaft	34761
Bohrer	
Guided Spiralbohrer Ø 1,5 mm x 20 mm	33066



* Schnelle Prototypnachbildung der Röntgenschablone

Übersicht über Kits für schablonengeführte Chirurgie.



Außensechskant-Verbindung

Brånemark System™ Groovy

Brånemark System™ Shorty

NobelSpeedy™ Groovy

NobelSpeedy™ Shorty

Seiten 254–274.



Konische Innenverbindung

NobelActive™

Seiten 276–291.





Dreikanal-Innenverbindung

NobelReplace™ Tapered

Seiten 292–307.


NobelReplace™ Straight

NobelSpeedy™ Replace

Seiten 308–324.



Übersicht – Brånemark System™ Groovy und Shorty.

Implantat	Schleimhautstanze/ Guided Schleimhautstanze*																		
																			
NP Brånemark System™ Mk III Groovy NP<table><tr><td>Länge in mm</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>Ø 3,3mm</td><td>32114</td><td>32115</td><td>32116</td><td>32117</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i>	Länge in mm	10	11,5	13	15	Ø 3,3mm	32114	32115	32116	32117	Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg32Z2006 Schleimhautstanze NP29628								
Länge in mm	10	11,5	13	15															
Ø 3,3mm	32114	32115	32116	32117															
RP Brånemark System™ Mk III Shorty RP<table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 3,75mm</td><td>32118</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i> Brånemark System™ Mk III Groovy RP<table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 3,75mm</td><td>32119</td><td>32120</td><td>32121</td><td>32122</td><td>32123</td><td>32124</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i>	Länge in mm	7	Ø 3,75mm	32118	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 3,75mm	32119	32120	32121	32122	32123	32124	Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg32Z2007 Schleimhautstanze RP29629
Länge in mm	7																		
Ø 3,75mm	32118																		
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18													
Ø 3,75mm	32119	32120	32121	32122	32123	32124													
RP Brånemark System™ Mk III Shorty RP<table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 4,0mm</td><td>32125</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i> Brånemark System™ Mk III Groovy RP<table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 4,0mm</td><td>32126</td><td>32127</td><td>32128</td><td>32129</td><td>32130</td><td>32131</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i>	Länge in mm	7	Ø 4,0mm	32125	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 4,0mm	32126	32127	32128	32129	32130	32131	Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg32Z2007 Schleimhautstanze RP29629
Länge in mm	7																		
Ø 4,0mm	32125																		
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18													
Ø 4,0mm	32126	32127	32128	32129	32130	32131													
WP Brånemark System™ Mk III Shorty WP 6.0<table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32132</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i> Brånemark System™ Mk III Groovy WP 6.0<table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32133</td><td>32134</td><td>32135</td><td>32136</td><td>32137</td><td>32138</td></tr></table><i>Deckschraube nicht enthalten.</i>	Länge in mm	7	Ø 5,0mm	32132	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 5,0mm	32133	32134	32135	32136	32137	32138	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg32Z2008 Schleimhautstanze WP29630
Länge in mm	7																		
Ø 5,0mm	32132																		
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18													
Ø 5,0mm	32133	32134	32135	32136	32137	32138													

* Wenn indiziert.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



1

Guided Bohrer	Bohrerstopp	Guided Bohrerführung	Guided Gewindeschneider*
			
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13mm 33108 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18mm 32747	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064	NP für Ø 2mm 32814 NP für Ø 2,8mm 32817	Guided Gewindeschneider NP 10–13mm 32855
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13mm 33108 Ø 3,0x(10+)7–13mm 33109 Ø 3,2x(10+)7–13mm 33115 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18mm 32747 Ø 3,0x(10+)7–18mm 32748 Ø 3,2x(10+)7–18mm 32749	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,0mm 33075 Ø 3,2mm 33077	RP für Ø 2mm 32815 RP für Ø 2,8mm 32818 RP für Ø 3,0mm 32820 RP für Ø 3,2mm 32822	Guided Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–13mm 32857
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13mm 33108 Ø 3,2x(10+)7–13mm 33115 Ø 3,4x(10+)7–13mm 33117 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18mm 32747 Ø 3,2x(10+)7–18mm 32749 Ø 3,4x(10+)7–18mm 32750	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,2mm 33077 Ø 3,4mm 33078	RP für Ø 2mm 32815 RP für Ø 2,8mm 32818 RP für Ø 3,2mm 32822 RP für Ø 3,4mm 32823	Guided Gewindeschneider RP Ø 4,0, 7–13mm 33114
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13mm 33109 Ø 3,8x(10+)7–13mm 33118 Ø 4,2x(10+)7–13mm 33119 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18mm 32748 Ø 3,8x(10+)7–18mm 32751 Ø 4,2x(10+)7–18mm 32752	Ø 2,0mm 33063 Ø 3,0mm 33075 Ø 3,8mm 33080 Ø 4,2mm 33081	6.0/ WP für Ø 2mm 32816 6.0/ WP für Ø 3,0mm 32821 6.0/ WP für Ø 3,8mm 32824 6.0/ WP für Ø 4,2mm 32825	Guided Gewindeschneider WP Ø 5,0 7–13mm 32859

* Wenn indiziert.

Guided Startbohrer/Versenker*		Guided Einbringpfosten		Adapter für Winkelstück		
						
	Guided Startbohrer/Versenker NP	32736	Guided Einbringpfosten NP	32863	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
 3,75	Guided Startbohrer/Versenker RP	32738	Guided Einbringpfosten RP	32865	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
 4,0	Guided Startbohrer/Versenker RP	32738	Guided Einbringpfosten RP	32865	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
	Guided Startbohrer/Versenker WP	32740	Guided Einbringpfosten WP	32868	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		

* Nur für subkrestale Implantatininsertion: Für den Zugang für den Guided Einbringpfosten verwenden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



2

Verankerungsabutment	Deckschraube	Gingivaformer	Provisorisches Abutment**
			
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NP 32802	Deckschraube NP 28986	NP Ø 3,5x3 mm 33441 NP Ø 3,5x5 mm 33442 NP Ø 4,5x3 mm 33443 NP Ø 4,5x5 mm 33444	nicht rotationsgesichert NP 29029 rotationsgesichert NP 29028
Guided Verankerungsabutment mit Schraube RP 32804	Deckschraube RP 28987	RP Ø 4x3 mm 33445 RP Ø 4x5 mm 33446 RP Ø 5x3 mm 29137 RP Ø 5x5 mm 29139	nicht rotationsgesichert RP 29031 rotationsgesichert RP 29030
Guided Verankerungsabutment mit Schraube RP 32804	Deckschraube RP 28987	RP Ø 4x3 mm 33445 RP Ø 4x5 mm 33446 RP Ø 5x3 mm 29137 RP Ø 5x5 mm 29139	nicht rotationsgesichert RP 29031 rotationsgesichert RP 29030
Guided Verankerungsabutment mit Schraube WP 32807	Deckschraube WP 28988	WP Ø 5x3 mm 33447 WP Ø 5x5 mm 33448 WP Ø 6x3 mm 29141 WP Ø 6x5 mm 29143	nicht rotationsgesichert WP 29033 rotationsgesichert WP 29032

** Das vollständige Sortiment provisorischer und endgültiger Abutments finden Sie im Standardprothetik-Abschnitt.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Einführung

Außensechskant-
VerbindungKonische
InnenverbindungDreikanal-
Innenverbindung

NobelDirect

Immediate Provisional
Implant

Instrumente und Geräte

Prothetik – Standard


Prothetik – CAD/CAM-
Technologie

NobelGuide

Patienteninformations-
material

Anhänge

Übersicht – NobelSpeedy™ Groovy und Shorty.

Implantat	Schleimhautstanze/ Guided Schleimhautstanze*																						
																							
NP NobelSpeedy™ Groovy NP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>Ø 3,3mm</td><td>33123</td><td>33124</td><td>33125</td><td>33126</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	10	11,5	13	15	Ø 3,3mm	33123	33124	33125	33126	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg</td><td>32Z2006</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze NP</td><td>29628</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg	32Z2006	Schleimhautstanze NP	29628								
Länge in mm	10	11,5	13	15																			
Ø 3,3mm	33123	33124	33125	33126																			
Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg	32Z2006																						
Schleimhautstanze NP	29628																						
RP NobelSpeedy™ Shorty RP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 4,0mm</td><td>32146</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten. NobelSpeedy™ Groovy RP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 4,0mm</td><td>32147</td><td>32148</td><td>32149</td><td>32150</td><td>32151</td><td>32152</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	7	Ø 4,0mm	32146	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 4,0mm	32147	32148	32149	32150	32151	32152	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg</td><td>32Z2007</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze RP</td><td>29629</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg	32Z2007	Schleimhautstanze RP	29629
Länge in mm	7																						
Ø 4,0mm	32146																						
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18																	
Ø 4,0mm	32147	32148	32149	32150	32151	32152																	
Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg	32Z2007																						
Schleimhautstanze RP	29629																						
WP NobelSpeedy™ Shorty WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32153</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten. NobelSpeedy™ Groovy WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 5,0mm</td><td>32154</td><td>32155</td><td>32156</td><td>32157</td><td>32158</td><td>32159</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten. 5.0	Länge in mm	7	Ø 5,0mm	32153	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 5,0mm	32154	32155	32156	32157	32158	32159	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg</td><td>32Z2008</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze WP</td><td>29630</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008	Schleimhautstanze WP	29630
Länge in mm	7																						
Ø 5,0mm	32153																						
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18																	
Ø 5,0mm	32154	32155	32156	32157	32158	32159																	
Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008																						
Schleimhautstanze WP	29630																						
WP NobelSpeedy™ Shorty WP 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>7</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32139</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten. NobelSpeedy™ Groovy WP 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8,5</td><td>10</td><td>11,5</td><td>13</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>Ø 6,0mm</td><td>32140</td><td>32141</td><td>32142</td><td>32143</td><td>32144</td><td>32145</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten. 6.0	Länge in mm	7	Ø 6,0mm	32139	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18	Ø 6,0mm	32140	32141	32142	32143	32144	32145	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg</td><td>32Z2008</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze Ø 6</td><td>32672</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008	Schleimhautstanze Ø 6	32672
Länge in mm	7																						
Ø 6,0mm	32139																						
Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18																	
Ø 6,0mm	32140	32141	32142	32143	32144	32145																	
Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008																						
Schleimhautstanze Ø 6	32672																						

* Falls angezeigt.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



1

Guided Bohrer	Bohrerstopp	Guided Bohrerführung	Guided Gewindeschneider
			
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13mm 33108 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18mm 32747	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064	NP für Ø 2mm 32814 NP für Ø 2,8mm 32817	Guided Gewindeschneider NP 10–13mm 32855
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13mm 33108 Ø 3,2x(10+)7–13mm 33115 Ø 3,4x(10+)7–13mm 33117 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18mm 32747 Ø 3,2x(10+)7–18mm 32749 Ø 3,4x(10+)7–18mm 32750	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,2mm 33077 Ø 3,4mm 33078	RP für Ø 2mm 32815 RP für Ø 2,8mm 32818 RP für Ø 3,2mm 32822 RP für Ø 3,4mm 32823	Guided Gewindeschneider RP Ø 4 7–13mm 33114
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13mm 33109 Ø 3,8x(10+)7–13mm 33118 Ø 4,2x(10+)7–13mm 33119 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18mm 32748 Ø 3,8x(10+)7–18mm 32751 Ø 4,2x(10+)7–18mm 32752	Ø 2,0mm 33063 Ø 3,0mm 33075 Ø 3,8mm 33080 Ø 4,2mm 33081	WP für Ø 2mm 32816 WP für Ø 3,0mm 32821 WP für Ø 3,8mm 32824 WP für Ø 4,2mm 32825	Guided Gewindeschneider WP Ø 5,0 7–13mm 32859
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13mm 33109 Ø 3,8x(10+)7–13mm 33118 Ø 4,2x(10+)7–13mm 33119 Ø 5,0x(10+)7–13mm 33120 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18mm 32748 Ø 3,8x(10+)7–18mm 32751 Ø 4,2x(10+)7–18mm 32752 Ø 5,0x(10+)7–18mm 32753	Ø 2,0mm 33063 Ø 3,0mm 33075 Ø 3,8mm 33080 Ø 4,2mm 33081	6.0/WP für Ø 2mm 32816 6.0/WP für Ø 3,0mm 32821 6.0/WP für Ø 3,8mm 32824 6.0/WP für Ø 4,2mm 32825 6.0/WP für Ø 5,0mm 32826	Guided Gewindeschneider WP Ø 6,0 7–13mm 32861

Guided Startbohrer/Versenker*		Guided Einbringpfosten		Adapter für Winkelstück		
						
	Guided Startbohrer/Versenker NP	32736	Guided Einbringpfosten NP	32863	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
	Guided Startbohrer/Versenker RP	32738	Guided Einbringpfosten RP	32865	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
 5.0	Guided Startbohrer/Versenker WP	32740	Guided Einbringpfosten WP	32868	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		
 6,0	Guided Startbohrer/Versenker WP 6.0	32742	Guided Einbringpfosten WP	32868	Adapter für Winkelstück	29081
			Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247		

* Nur für subkrestale Implantatinserterion: Für den Zugang für den Guided Einbringpfosten verwenden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



2

Verankerungsabutment	Deckschraube	Gingivaformer	Provisorisches Abutment**
			
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NP 32802	Deckschraube NP 28986	NP Ø 3,5x3 mm 33441 NP Ø 3,5x5 mm 33442 NP Ø 4,5x3 mm 33443 NP Ø 4,5x5 mm 33444	nicht rotationsgesichert NP 29029 rotationsgesichert NP 29028
Guided Verankerungsabutment mit Schraube RP 32804	Deckschraube RP 28987	RP Ø 4x3 mm 33445 RP Ø 4x5 mm 33446 RP Ø 5x3 mm 29137 RP Ø 5x5 mm 29139	nicht rotationsgesichert RP 29031 rotationsgesichert RP 29030
Guided Verankerungsabutment mit Schraube WP 32807	Deckschraube WP 28988	WP Ø 5x3 mm 33447 WP Ø 5x5 mm 33448 WP Ø 6x3 mm 29141 WP Ø 6x5 mm 29143	nicht rotationsgesichert WP 29033 rotationsgesichert WP 29032
Guided Verankerungsabutment mit Schraube WP 32807	Deckschraube WP 28988	WP Ø 5x3 mm 33447 WP Ø 5x5 mm 33448 WP Ø 6x3 mm 29141 WP Ø 6x5 mm 29143	nicht rotationsgesichert WP 29033 rotationsgesichert WP 29032

** Das vollständige Sortiment provisorischer und endgültiger Abutments finden Sie im Standardprothetik-Abschnitt.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Guided Bohrer.

Guided Spiralbohrer

Guided Spiralbohrer Ø 1,5 mm x 20 mm*	33066
Guided Spiralbohrer 2x(10+)7-18 mm	32746
Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7-18 mm	32747
Guided Spiralbohrer 3x(10+)7-18 mm	32748
Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7-18 mm	32749
Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)7-18 mm	32750
Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)7-18 mm	32751
Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)7-18 mm	32752
Guided Spiralbohrer 5x(10+)7-18 mm**	32753



Kurze Guided Spiralbohrer

Guided Spiralbohrer 2x(10+)7-13 mm	33107
Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7-13 mm	33108
Guided Spiralbohrer 3x(10+)7-13 mm	33109
Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7-13 mm	33115
Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)7-13 mm	33117
Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)7-13 mm	33118
Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)7-13 mm	33119
Guided Spiralbohrer 5x(10+)7-13 mm**	33120



Guided Startbohrer/Versenker

Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP	32736
Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP	32738
Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5	32740
Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 6**	32742
Guided Startbohrer/Versenker Mk III klassik RP***	33113



* Zum Einsetzen eines Verankerungsstifts.

** Nur für NobelSpeedy WP 6,0 Groovy und Shorty.


*** Nur für Brånemark System Mk III.

Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

Brånemark System™ Mk III Groovy

Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen**
NP	3,3	Ø 2,0	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,8
RP	3,75	Ø 2,0 (Ø 2,8)	Ø 2,0 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 3,2
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,8)	Ø 2,0 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2


Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.



NobelSpeedy™ Groovy


Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen**
NP	3,3	Ø 2,0	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,8)	Ø 2,0 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2
WP	6,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2 Ø 5,0

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.




* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
** Gewindeschneider verwenden, wenn das Eindrehmoment 45 Ncm überschreitet.


32746 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7-18 mm




32747 Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7-18 mm




32748 Guided Spiralbohrer 3x(10+)7-18 mm




32749 Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7-18 mm




32750 Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)7-18 mm



32751 Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)7-18 mm



32752 Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)7-18 mm



32753 Guided Spiralbohrer 5x(10+)7-18 mm*



33107 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7-13 mm



33108 Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7-13 mm




* Nur für NobelSpeedy WP 6.0 Groovy und Shorty.


33109 Guided Spiralbohrer 3×(10+)7–13 mm




33115 Guided Spiralbohrer 3,2×(10+)7–13 mm




33117 Guided Spiralbohrer 3,4×(10+)7–13 mm




33118 Guided Spiralbohrer 3,8×(10+)7–13 mm



33119 Guided Spiralbohrer 4,2×(10+)7–13 mm



33120 Guided Spiralbohrer 5×(10+)7–13 mm*



32736 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP



32738 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP



32740 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5



32742 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 6*



33113 Guided Startbohrer/Versenker vormals Mk III RP**



* Nur für NobelSpeedy WP 6.0 Groovy und Shorty.

** Nur für Brånemark System Mk III.

Chirurgische Komponenten.

Zur Verankerung der OP-Schablone

			
Plattform	NP	RP	WP
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761
Guided Verankerungsabutment mit Schraube Bränemark System™	32802	32804	32807



Guided Bohrerführungen

			 /6,0
Plattform	NP	RP	WP/6.0
Guided Bohrerführung Ø 2,0 mm	32814	32815	32816
Guided Bohrerführung Ø 2,8 mm	32817	32818	–
Guided Bohrerführung Ø 3,0 mm	32819	32820	32821
Guided Bohrerführung Ø 3,2 mm	–	32822	–
Guided Bohrerführung Ø 3,4 mm	–	32823	–
Guided Bohrerführung Ø 3,8 mm	–	–	32824
Guided Bohrerführung Ø 4,2 mm	–	–	32825
Guided Bohrerführung Ø 5,0 für Ø 6,0 mm	–	–	32826
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	32813	32813



Gewindeschneider

				 /6,0
Plattform	NP	RP	WP	WP/ 6.0
Guided Gewindeschneider NP 10–13 mm	32855	–	–	–
Guided Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–13 mm	–	32857	–	–
Guided Gewindeschneider RP Ø 4 7–13 mm	–	33114	–	–
Guided Gewindeschneider WP Ø 5 7–13 mm	–	–	32859	–
Guided Gewindeschneider 6.0/WP Ø 6 7–13 mm	–	–	–	32861



Einbringpfosten

			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Einbringpfosten Brånemark System™	32863	32865	32868
Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247	33247	33247

Gewebestopfen

			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Gewebestopfen Brånemark System™	33030	33032	33034

Stanzen

				
Plattform	NP	RP	WP	6,0
Guided Schleimhautstanze 5/Pkg (manuell)	32Z2006	32Z2007	32Z2008	32Z2008
Schleimhautstanze (maschinell)	29628	29629	29630	32672

Deckschrauben

			
Plattform	NP	RP	WP
Deckschraube	28986	28987	28988

Gingivaformer

						
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 5,0	Ø 6,0
Gingivaformer Brånemark System™ 3mm	33441	33443	33445	29137	33447	29141
Gingivaformer Brånemark System™ 5mm	33442	33444	33446	29139	33448	29143

Provisorische Abutments (Abutmentschraube enthalten)

			
Plattform	NP	RP	WP
nicht rotationsgesichert	29029	29031	29033
rotationsgesichert	29028	29030	29032

Hinweis: Für All-on-4 für schablonengeführte Chirurgie siehe abgewinkelte Multi-unit Abutments (Seite 178) und provisorische Kappen Multi-unit (Seite 182).

Guided Abutments*

			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Abutment Brånemark System™	32903	32905	32907

* Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).



Laborkomponenten.

Herstellung von Meistermodellen mit der OP-Schablone			
			
Plattform	NP	RP	WP
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ Brånemark System™	32768	32770	32774

Laborimplantate			
			
Plattform	NP	RP	WP
Laborimplantat Brånemark System™	31158	31159	31160
Laborimplantat Brånemark System™, 5/Pkg	–	29108	–

Guided Pin 28 mm			
			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Pin 28 mm Brånemark System™	32879	32881	32884



Guided Laborabutments*

			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Laborabutment Brånemark System™	32895	32897	32899

**Guided Laborschrauben***

			
Plattform	NP	RP	WP
Guided Laborschraube Brånemark System™	32887	32889	32892

**Provisorische Kappen Titan***

			
Plattform	NP	RP	6.0/WP
Guided Provisorische Kappe Titan	32873	32874	32876

**Modellgestützt, alle Systeme**

			
Plattform	NP	RP	6.0/WP
Guided Hülse	32754	32765	32766
Guided Hülse 20/Pkg	35110	35111	35112




* Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).

Chirurgie-Kits.

32306 Brånemark System™ Guided Chirurgie-Kit

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die RP-Plattform.
- Für Brånemark System Groovy und Shorty sowie für NobelSpeedy Groovy und Shorty.


Hinweis: Instrumente für NP- und WP-Plattformen müssen separat bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

** Artikel in diesem Kit nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen





* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

Brånemark System™ Guided Chirurgie-Kit**32306**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält Instrumente für RP-Plattform	Anzahl	
Brånemark System™ Guided Chirurgie-Kit Box	32320	1
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	3
Brånemark System™ Chirurgische Drehmomentratsche	32110	1
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167	1
Guided Einbringpfosten Brånemark System™ RP	32865	4
Guided Verankerungsabutment mit Schraube	32804	2
Brånemark System™ RP		
Adapter für Winkelstück	29081	1
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149	1
Maschinelles Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151	1
Guided Kit Box für Bohrerführungen	32797	1
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2 mm	32815	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2,8 mm	32818	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3 mm	32820	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3,2 mm	32822	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3,4 mm	32823	1
Halter für Implantathülsen	29543	1
Brånemark System™ Produktübersicht	33132	1



Hinweis: Instrumente für NP- und WP-Plattformen müssen separat bestellt werden.

Zur Vervollständigung des RP-Kits zu bestellende Zusatzkomponenten

Bohrerverlängerungsschaft	29164
---------------------------	-------

Für NP-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Einbringpfosten Brånemark System™ NP	32863
Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ NP	32802
Guided Bohrerführung NP für Ø 2 mm	32814
Guided Bohrerführung NP für Ø 2,8 mm	32817
Guided Bohrerführung NP für Ø 3 mm	32819

Für WP 5,0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Einbringpfosten Brånemark System™ WP	32868
Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ WP	32807
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	32816
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm	32821
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8 mm	32824
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm	32825

Für WP 6.0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

(nur für NobelSpeedy Groovy/Shorty WP 6.0)

Guided Einbringpfosten Brånemark System™ WP	32868
Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ WP	32807
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	32816
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm	32821
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8 mm	32824
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm	32825
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 6 bis Ø 5 mm	32826

Guided Bohrerstopp-Kit

- Dient zur Aufbewahrung, zum Autoklavieren sowie zum Befestigen der Guided Bohrerstopps.
- Nur für die Verwendung mit den Guided Spiralbohrern vorgesehen.
- Enthält Bohrerstopps für Guided Spiralbohrer mit den Durchmessern: Ø 2, Ø 2,8, Ø 3, Ø 3,2, Ø 3,4, Ø 3,8 und Ø 4,2 mm.

Hinweis: Bei Guided Bohrerstopp-Kits ist der Stopp 10mm tiefer als beim normalen Bohrerstopp-Kit, da die jeweiligen Guided Bohrer 10mm länger als normale Bohrer sind.




Guided Bohrerstopp-Kit 33085

Kit enthält	
Guided Bohrerstopp-Kit Box	33086
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,8	33080
Bohrerstopp Ø 4,2	33081



Einführung	Außensechskant-Verbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal-Innenverbindung	NobelDirect	Immediate Provisional Implant	Instrumente und Geräte	Prothetik – Standard	Prothetik – CAD/CAM-Technologie	NobelGuide	Patienteninformationsmaterial	Anhänge
------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------------	---------

Übersicht – NobelActive™.

Implantat		Schleimhautstanze/ Guided Schleimhautstanze*					
							
	NobelActive™ NP						
	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
	Ø 3,5mm	35221	34125	34126	34127	34128	35215
	<i>Deckschraube nicht enthalten.</i>						
	<i>Plattform 3,5mm.</i>						
<i>Abutmentübergang 3,0mm.</i>							
		Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg32Z2006					
		Schleimhautstanze NP29628					
 4,3	NobelActive™ RP 4,3						
	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
	Ø 4,3mm	35223	34131	34132	34133	34134	35219
	<i>Deckschraube nicht enthalten.</i>						
	<i>Plattform 3,9mm.</i>						
<i>Abutmentübergang 3,4mm.</i>							
		Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg32Z2007					
		Schleimhautstanze RP29629					
 5,0	NobelActive™ RP 5,0						
	Länge in mm	8,5	10	11,5	13	15	18
	Ø 5,0mm	35225	34137	34138	34139	34140	35220
	<i>Deckschraube nicht enthalten.</i>						
	<i>Plattform 3,9mm.</i>						
<i>Abutmentübergang 3,4mm.</i>							
		Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg32Z2008					
		Schleimhautstanze WP29630					

* Wenn indiziert.



1

Guided Bohrer	Bohrerstopp	Guided Bohrerführung	Guided Gewindeschneider*
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Guided Stufenspiralbohrer 13mm Ø 2,4/2,8(10+)7–13mm 35839 Ø 2,8/3,2(10+)7–13mm 35840 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Guided Stufenspiralbohrer 18mm Ø 2,4/2,8(10+)7–18mm 35844 Ø 2,8/3,2(10+)7–18mm 35875	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,2mm 33077	NP für Ø 2mm 32814 NP für Ø 2,8mm 32817 NP für Ø 3,2mm 35882	Guided Gewindeschneider NP 8,5–10mm 35878
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Guided Stufenspiralbohrer 13mm Ø 2,4/2,8(10+)7–13mm 35839 Ø 3,2/3,6(10+)7–13mm 35841 Ø 3,8/4,2(10+)7–13mm 35842 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Guided Stufenspiralbohrer 18mm Ø 2,4/2,8(10+)7–18mm 35844 Ø 3,2/3,6(10+)7–18mm 35876 Ø 3,8/4,2(10+)7–18mm 35877	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,6mm 33084 Ø 4,2mm 33081	RP für Ø 2mm 32815 RP für Ø 2,8mm 32818 RP für Ø 3,6mm 35883 RP für Ø 4,2mm 35884	Guided Gewindeschneider RP 4,3 8,5–10mm 35879
Guided Spiralbohrer 13mm Ø 2,0x(10+)7–13mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13mm 33109 Guided Stufenspiralbohrer 13mm Ø 3,2/3,6(10+)7–13mm 35841 Ø 3,8/4,2(10+)7–13mm 35842 Ø 4,2/4,6(10+)7–13mm 35843 Guided Spiralbohrer 18mm Ø 2,0x(10+)7–18mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18mm 32748 Guided Stufenspiralbohrer 18mm Ø 3,2/3,6(10+)7–18mm 35876 Ø 3,8/4,2(10+)7–18mm 35877 Ø 4,2/4,6(10+)7–13mm*** 35843	Ø 2,0mm 33063 Ø 2,8mm 33064 Ø 3,6mm 33084 Ø 4,2mm 33081	WP/6.0 für Ø 2mm 32816** WP/6.0 für Ø 3mm 32821** WP/6.0 für Ø 3,6mm 35885** WP/6.0 für Ø 4,2mm 32825** WP/6.0 für Ø 4,6mm 35886**	Guided Gewindeschneider RP 5,0 8,5–10mm 35880

* Obligatorische Anwendung. ** Für RP 5,0 wird die Guided Hülse WP/6.0 verwendet.

*** Mit dem 4,2/4,6-Bohrer wird bei keinem Bohrprotokoll bis zur endgültigen Tiefe gebohrt. Daher ist kein 18mm-Bohrer erhältlich. Stattdessen ist der 13mm-Bohrer zu verwenden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Guided Startbohrer/Versenker*		Guided Einbringpfosten	Adapter für Winkelstück
			
	Guided Startbohrer/Versenker NP 32736	Guided Einbringpfosten NP 35887	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker RP 32738	Guided Einbringpfosten RP 4,3 35888	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker WP Ø 5 32740	Guided Einbringpfosten RP 5,0 35889	Adapter für Winkelstück 33065

* Aufgrund des Designs des NobelActive Guided Einbringpfostens ist für die subkrestale Positionierung kein zusätzliches Entfernen von Knochen erforderlich. Wenn jedoch ein Startbohrer benötigt wird, ist der des Brånemark Systems zu verwenden, nicht der des NobelReplace Systems.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



2

Verankerungsabutment	Deckschraube	Gingivaformer	Provisorisches Abutment*
			
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NP 35890	Deckschraube NP 34145	Gingivaformer NP Ø 3,6x3 mm 34212 NP Ø 3,6x5 mm 34213 NP Ø 5x3 mm 34214 NP Ø 5x5 mm 34215 Gingivaformer für Brücke NP Ø 3,5x5 mm 34681	nicht rotationsgesichert NP 35027 rotationsgesichert NP 34224
Guided Verankerungsabutment mit Schraube RP 4,3 35891	Deckschraube RP 34146	Gingivaformer Ø 3,6x3 mm 34216 Ø 3,6x5 mm 34217 Ø 5x3 mm 34218 Ø 5x5 mm 34219 Ø 6x3 mm 34220 Ø 6x5 mm 34221 Gingivaformer für Brücke RP Ø 4,0x5 mm 34682	nicht rotationsgesichert RP 35028 rotationsgesichert RP 34225
Guided Verankerungsabutment mit Schraube RP 5,0 35892	Deckschraube RP 34146	Gingivaformer Ø 3,6x3 mm 34216 Ø 3,6x5 mm 34217 Ø 5x3 mm 34218 Ø 5x5 mm 34219 Ø 6x3 mm 34220 Ø 6x5 mm 34221 Gingivaformer für Brücke RP Ø 4,0x5 mm 34682	nicht rotationsgesichert RP 35028 rotationsgesichert RP 34225

* Das vollständige Sortiment provisorischer und endgültiger Abutments finden Sie im Standardprothetik-Abschnitt.

Guided Bohrer.

Guided Spiralbohrer

Guided Spiralbohrer Ø 1,5 mm x 20 mm*	33066
---------------------------------------	-------



Guided (Stufen)spiralbohrer 7–13 mm

Guided Spiralbohrer 2,0(10+)7–13 mm	33107
Guided Spiralbohrer 3,0(10+)7–13 mm	33109
Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8(10+)7–13 mm	35839
Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2(10+)7–13 mm	35840
Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6(10+)7–13 mm	35841
Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2(10+)7–13 mm	35842
Guided Stufenspiralbohrer 4,2/4,6(10+)7–13 mm	35843



Guided (Stufen)spiralbohrer 7–18 mm

Guided Spiralbohrer 2,0(10+)7–18 mm	32746
Guided Spiralbohrer 3,0(10+)7–18 mm	32748
Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8(10+)7–18 mm	35844
Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2(10+)7–18 mm	35875
Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6(10+)7–18 mm	35876
Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2(10+)7–18 mm	35877



Guided Startbohrer/Versenker**

Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP	32736
Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP	32738
Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5	32740



* Zum Einsetzen eines Verankerungsstifts.


** Aufgrund des Designs des NobelActive Guided Einbringpfostens ist für die subkrestale Positionierung kein zusätzliches Entfernen von Knochen erforderlich. Wenn jedoch ein Startbohrer benötigt wird, ist der des Brånemark Systems zu verwenden, nicht der des NobelReplace Systems.

Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

NobelActive™


Plattform	Ø Im-plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen
NP	3,5	Ø 2,0 (Ø 2,4/2,8) (Guided Gewin- deschneider 3,5)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 (Ø 2,8/3,2) Guided Gewin- deschneider 3,5	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 2,8/3,2 Guided Gewin- deschneider 3,5
RP	4,3	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 (Ø 3,2/3,6) (Guided Gewin- deschneider 4,3)	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 Guided Gewin- deschneider 4,3	Ø 2,0 Ø 2,4/2,8 Ø 3,2/3,6 (Ø 3,8/4,2) Guided Gewin- deschneider 4,3
RP	5,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,2/3,6 (Ø 3,8/4,2) (Guided Gewin- deschneider 5,0)	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2 Guided Gewin- deschneider 5,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,2/3,6 Ø 3,8/4,2 (Ø 4,2/4,6) Guided Gewin- deschneider 5,0

Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreite-
rung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.




* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.


32746 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7–18 mm




35844 Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8(10+)7–18 mm




32748 Guided Spiralbohrer 3x(10+)7–18 mm




35875 Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2(10+)7–18 mm



35876 Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6(10+)7–18 mm



35877 Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2(10+)7–18 mm




33107 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7–13 mm



35839 Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8(10+)7–13 mm



33109 Guided Spiralbohrer 3×(10+)7–13 mm




35840 Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2(10+)7–13 mm




35841 Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6(10+)7–13 mm



35842 Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2(10+)7–13 mm



35843 Guided Stufenspiralbohrer 4,2/4,6(10+)7–13 mm



Hinweis: Aufgrund des Designs des NobelActive Guided Einbringpfostens ist für die subkrestale Positionierung kein zusätzliches Entfernen von Knochen erforderlich. Wenn jedoch ein Startbohrer benötigt wird, ist einer der folgenden des Brånemark Systems zu verwenden, nicht einer des NobelReplace Systems.

32736 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP



32738 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP



32740 Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5



Chirurgische Komponenten.

Zur Verankerung der OP-Schablone

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™	35890	35891	35892



Guided Bohrerführungen

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0
Guided Bohrerführung Ø 2 mm	32814	32815	32816
Guided Bohrerführung Ø 2,8 mm	32817	32818	–
Guided Bohrerführung Ø 3,0 mm	–	–	32821
Guided Bohrerführung Ø 3,2 mm	35882	–	–
Guided Bohrerführung Ø 3,6 mm	–	35883	35885
Guided Bohrerführung Ø 4,2 mm	–	35884	32825
Guided Bohrerführung Ø 4,6 mm	–	–	35886
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	32813	32813



Bohrerverlängerungsschaft

Bohrerverlängerungsschaft	29164
---------------------------	-------



Gewindeschneider

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0
Guided Gewindeschneider NobelActive™ NP 8,5–10 mm	35878	35879	35880



Einbringpfosten

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0
Guided Einbringpfosten NobelActive™	35887	35888	35889

Knochenfräsen

		
Plattform	NP	RP
Knochenfräse mit Führung NobelActive™	34777	34779
Knochenfräsenführung NobelActive™	34778	34780

Stanzen

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0
Guided Schleimhautstanze 5/Pkg (manuell)	32Z2006	32Z2007	32Z2008
Schleimhautstanze (maschinell)	29628	29629	29630

Deckschrauben

		
Plattform	NP	RP
Deckschraube NobelActive™	34145	34146

Gingivaformer

					
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,6	Ø 5,0	Ø 3,6	Ø 5,0	Ø 6,0
Gingivaformer NobelActive™ 3mm	34212	34214	34216	34218	34220
Gingivaformer NobelActive™ 5mm	34213	34215	34217	34219	34221

Healing Gingivaformer für Brücke*

		
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,0
Höhe 5mm	34681	34682

Provisorische Abutments (Abutmentschraube enthalten)

		
Plattform	NP	RP
nicht rotationsgesichert NobelActive™	35027	35028
rotationsgesichert NobelActive™	34224	34225

Hinweis: Für All-on-4 für schablonengeführte Chirurgie siehe abgewinkelte Multi-unit Abutments (Seite 178) und provisorische Kappen Multi-unit (Seite 182).

* Zur Verwendung bei mehrgliedrigen Versorgungen mit NobelProcera™ Implantatbrücke und GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert.



Laborkomponenten.

Herstellung von Meistermodellen mit der OP-Schablone

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0*
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelActive™	35894	35895	35896

Laborimplantate

		
Plattform	NP	RP
Laborimplantat NobelActive™	34243	34244

Guided Pin 28 mm

		
Plattform	NP	RP
Guided Pin 28 mm Brånemark System™	32879	32881

Modellgestützt, alle Systeme

			
Plattform	NP	RP 4,3	RP 5,0*
Guided Hülse	32754	32765	32766
Guided Hülse 20/Pkg	35110	35111	35112




* Für RP 5,0 wird die Guided Hülse WP/6.0 verwendet.

Einführung	Außensteckant- Verbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal- Innenverbindung	NobelDirect	Immediate Provisional Implant	Instrumente und Geräte	Prothetik – Standard	Prothetik – CAD/CAM- Technologie	NobelGuide	Patienteninformations- material	Anhänge
------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------------------	---------

Chirurgie-Kits.

35897 NobelActive™ Guided Chirurgie-Kit

Enthält Instrumente für NP- und RP 4,3-Implantate.





* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

NobelActive™ Guided Chirurgie-Kit**35897**

(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält Instrumente für NP- und RP 4,3-Implantate.	Anzahl	
NobelActive™ Guided Chirurgie-Kit Box	35898	1
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	3
Guided Einbringpfosten NobelActive™ NP	35887	2
Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 4,3	35888	4
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ NP	35890	2
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 4,3	35891	2
Adapter für Winkelstück	33065	1
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149	1
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151	1
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167	1
NobelActive™ manuelle Drehmomentratsche Chirurgie	34584	1
Guided Bohrerführung NobelActive™ Kit Box	35926	1
Guided Bohrerführung NP für Ø 2 mm	32814	1
Guided Bohrerführung NP für Ø 2,8 mm	32817	1
Guided Bohrerführung NP für Ø 3,2 mm	35882	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2 mm	32815	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2,8 mm	32818	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3,6 mm	35883	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 4,2 mm	35884	1
Bohrerverlängerungsschaft	29164	1
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	1
Halter für Implantathülsen	29543	1
NobelActive™ Produktübersicht	35899	1

**Für RP 5,0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten**

Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	32816
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm	32821
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,6 mm	35885
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm	32825
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,6 mm	35886
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 5,0	35892
Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 5,0	35889

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Guided Bohrerstopp-Kit

- Dient zur Aufbewahrung, zum Autoklavieren sowie zum Befestigen der Guided Bohrerstopps.
- Nur für die Verwendung mit den Guided Spiralbohrern vorgesehen.
- Enthält Bohrerstopps für Guided Spiralbohrer mit den Durchmessern: Ø 2, Ø 2,8, Ø 3, Ø 3,2, Ø 3,4, Ø 3,8 und Ø 4,2 mm.

Hinweis: Bei Guided Bohrerstopp-Kits ist der Stopp 10 mm tiefer als beim normalen Bohrerstopp-Kit, da die jeweiligen Guided Bohrer 10 mm länger als normale Bohrer sind.



Guided Bohrerstopp-Kit 33085


Kit enthält	
Guided Bohrerstopp-Kit Box	33086
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,8	33080
Bohrerstopp Ø 4,2	33081

Separat erhältlich:

Bohrerstopp Ø 3,6	33084
-------------------	-------




Übersicht – NobelReplace™ Tapered.

Implantat	Schleimhautstanze/ Guided Schleimhautstanze*														
															
NP NobelReplace™ Tapered NP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 3,5 mm</td><td>32211</td><td>32212</td><td>32213</td><td>32214</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 3,5 mm	32211	32212	32213	32214	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg</td><td>32Z2006</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze NP</td><td>29628</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg	32Z2006	Schleimhautstanze NP	29628
Länge in mm	8	10	13	16											
Ø 3,5 mm	32211	32212	32213	32214											
Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg	32Z2006														
Schleimhautstanze NP	29628														
RP NobelReplace™ Tapered RP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 4,3 mm</td><td>32215</td><td>32216</td><td>32217</td><td>32218</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 4,3 mm	32215	32216	32217	32218	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg</td><td>32Z2007</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze RP</td><td>29629</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg	32Z2007	Schleimhautstanze RP	29629
Länge in mm	8	10	13	16											
Ø 4,3 mm	32215	32216	32217	32218											
Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg	32Z2007														
Schleimhautstanze RP	29629														
WP NobelReplace™ Tapered WP <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 5,0 mm</td><td>32219</td><td>32220</td><td>32221</td><td>32222</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 5,0 mm	32219	32220	32221	32222	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg</td><td>32Z2008</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze WP</td><td>29630</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008	Schleimhautstanze WP	29630
Länge in mm	8	10	13	16											
Ø 5,0 mm	32219	32220	32221	32222											
Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008														
Schleimhautstanze WP	29630														
6.0 NobelReplace™ Tapered 6.0 <table><tr><td>Länge in mm</td><td>8</td><td>10</td><td>13</td><td>16</td></tr><tr><td>Ø 6,0 mm</td><td>32223</td><td>32224</td><td>32225</td><td>32226</td></tr></table> Deckschraube nicht enthalten.	Länge in mm	8	10	13	16	Ø 6,0 mm	32223	32224	32225	32226	<table><tr><td>Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg</td><td>32Z2008</td></tr><tr><td>Schleimhautstanze Ø 6</td><td>32672</td></tr></table>	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008	Schleimhautstanze Ø 6	32672
Länge in mm	8	10	13	16											
Ø 6,0 mm	32223	32224	32225	32226											
Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008														
Schleimhautstanze Ø 6	32672														

* Wenn indiziert.



1

Guided Bohrer	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered*	Guided Bohrerführung Tapered	Guided Gewindeschneider*
 			
Guided Spiralbohrer Tapered Ø 2x(10+)-8-16 mm 32744	NP 3,5x13 mm 32844 NP 3,5x16 mm 32845	NP für Ø 2 mm 32814	Guided Gewindeschneider Tapered NP 32856
Guided Bohrer Tapered NP Ø 3,5x(+)-8 mm 32827 Ø 3,5x(+)-10 mm 32828 Ø 3,5x(+)-13 mm 32829 Ø 3,5x(+)-16 mm 32830			
Guided Spiralbohrer Tapered Ø 2x(10+)-8-16 mm 32744	RP 4,3x13 mm 32847 RP 4,3x16 mm 32848	RP für Ø 2 mm 32815 RP für Ø 2,8 mm 32818	Guided Gewindeschneider Tapered RP 32858
Guided Bohrer Tapered NP Ø 3,5x(+)-8 mm 32827 Hinweis: Verwenden Sie den Bohrer für die Plattform NP.			
Guided Bohrer Tapered RP Ø 4,3x(+)-8 mm 32831 Ø 4,3x(+)-10 mm 32832 Ø 4,3x(+)-13 mm 32833 Ø 4,3x(+)-16 mm 32834			
Guided Spiralbohrer Tapered Ø 2x(10+)-8-16 mm 32744	WP 5x13 mm 32850 WP 5x16 mm 32851	6,0/WP für Ø 2 mm 32816 6,0/WP zu NP 33019 6,0/WP zu RP 33020	Guided Gewindeschneider Tapered WP 32860
Guided Bohrer Tapered NP Ø 3,5x(+)-8 mm 32827 Hinweis: Verwenden Sie den Bohrer für die Plattformen NP und RP.			
Guided Bohrer Tapered WP Ø 5,0x(+)-8 mm 32835 Ø 5,0x(+)-10 mm 32836 Ø 5,0x(+)-13 mm 32837 Ø 5,0x(+)-16 mm 32838			
Guided Spiralbohrer Tapered Ø 2x(10+)-8-16 mm 32744	6,0x13 mm 32853 6,0x16 mm 32854	6,0/WP für Ø 2 mm 32816 6,0/WP zu NP 33019 6,0/WP zu RP 33020	Guided Gewindeschneider Tapered 6.0 32862
Guided Bohrer Tapered NP Ø 3,5x(+)-8 mm 32827 Hinweis: Verwenden Sie den Bohrer für die Plattformen NP, RP und WP.			
Guided Bohrer Tapered WP Ø 6,0x(+)-8 mm 32839 Ø 6,0x(+)-10 mm 32840 Ø 6,0x(+)-13 mm 32841 Ø 6,0x(+)-16 mm 32842			

* Wenn indiziert.

Guided Startbohrer/Versenker*		Guided Einbringpfosten	Adapter für Winkelstück
			
	Guided Startbohrer/Versenker NP 32737	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP 32864 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker RP 32739	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP 32866 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker WP 32741	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP 32869 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker WP 6.0 32743	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0 32871 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065

* Nur für subkrestale Implantatinserion: Für den Zugang für den Guided Einbringpfosten verwenden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



Verankerungsabutment	Deckschraube	Gingivaformer	Provisorisches Abutment**
			
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ NP 32803	Deckschraube NobelReplace™ NP 29433	NP Ø 3,5x3 mm 29436 NP Ø 3,5x5 mm 29437 NP Ø 4,5x3 mm 33449 NP Ø 4,5x5 mm 33450	nicht rotationsgesichert NP 29035 rotationsgesichert NP 29034
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ RP 32805	Deckschraube NobelReplace™ RP 29434	RP Ø 4,3x3 mm 33535 RP Ø 4,3x5 mm 33536 RP Ø 5,3x3 mm 33451 RP Ø 5,3x5 mm 33452	nicht rotationsgesichert RP 29037 rotationsgesichert RP 29036
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ WP 32808	Deckschraube NobelReplace™ WP 29435	WP Ø 5x3 mm 33453 WP Ø 5x5 mm 33454 WP Ø 6x3 mm 29446 WP Ø 6x5 mm 29447	nicht rotationsgesichert WP 29039 rotationsgesichert WP 29038
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0 32811	Deckschraube NobelReplace™ 6.0 30087	6.0 Ø 6x3 mm 29998 6.0 Ø 6x5 mm 29999 6.0 Ø 7x3 mm 33455 6.0 Ø 7x5 mm 33457	nicht rotationsgesichert 6.0 31457 rotationsgesichert 6.0 31456

** Das vollständige Sortiment provisorischer und endgültiger Abutments finden Sie im Standardprothetik-Abschnitt.

Guided Bohrer.

Guided Bohrer

Guided Spiralbohrer Ø 1,5 mm×20 mm*	33066
Guided Spiralbohrer Tapered 2×(10+)8–16 mm	32744
Guided Bohrer Tapered NP 3,5×(+)8 mm	32827
Guided Bohrer Tapered NP 3,5×(+)10 mm	32828
Guided Bohrer Tapered NP 3,5×(+)13 mm	32829
Guided Bohrer Tapered NP 3,5×(+)16 mm	32830
Guided Bohrer Tapered RP 4,3×(+)8 mm	32831
Guided Bohrer Tapered RP 4,3×(+)10 mm	32832
Guided Bohrer Tapered RP 4,3×(+)13 mm	32833
Guided Bohrer Tapered RP 4,3×(+)16 mm	32834
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)8 mm	32835
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)10 mm	32836
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)13 mm	32837
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)16 mm	32838
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)8 mm	32839
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)10 mm	32840
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)13 mm	32841
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)16 mm	32842
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×13 mm	32844
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×16 mm	32845
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3×13 mm	32847
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3×16 mm	32848
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13 mm	32850
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16 mm	32851
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×13 mm	32853
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16 mm	32854


Guided Startbohrer/Versenker

Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace NP	32737
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace RP	32739
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace WP	32741
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace 6.0	32743

* Zum Einsetzen eines Verankerungsstifts.




Bohrprotokolle nach Implantatlänge*



Implantatlänge	Implantatplattform				
	Guided Spiralbohrer Tapered Ø 2,0 mm	Guided Bohrer Tapered NP	Guided Bohrer Tapered RP	Guided Bohrer Tapered WP	Guided Bohrer Tapered 6.0
8 mm		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
10 mm		8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
11,5 mm**		8 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
13 mm		8 mm	13 mm	13 mm	13 mm
16 mm		8 mm	13 mm	16 mm	16 mm

* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
** Markteinführung für 2011 geplant.

32744 Guided Spiralbohrer Tapered 2x(10+)-8-16 mm



32827 Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)8 mm




32828 Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)10 mm




32829 Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)13 mm




32830 Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)16 mm



32831 Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)8 mm




32832 Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)10 mm




32833 Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)13 mm




32834 Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)16 mm




32835 Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)8 mm




32836 Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)10 mm




32837 Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)13 mm




32838 Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)16 mm




32839 Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)8 mm




32840 Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)10 mm




32841 Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)13 mm




32842 Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)16mm



32844 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×13mm




32845 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×16mm




32847 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3×13mm




32848 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3×16mm




32850 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13mm




32851 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16mm



32853 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×13mm



32854 Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16mm



32737 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ NP



32739 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ RP



32741 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ WP



32743 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ 6.0



Chirurgische Komponenten.

Zur Verankerung der OP-Schablone

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761	34761
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™	32803	32805	32808	32811



Guided Bohrerführungen

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Bohrerführung für Ø 2,0 mm	32814	32815	32816	
Guided Bohrerführung Tapered zu NP	–	33018	33019	
Guided Bohrerführung Tapered zu RP	–	–	33020	
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	32813	32813	



Gewindeschneider

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Gewindeschneider Tapered	32856	32858	32860	32862



Einbringpfosten

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Einbringpfosten NobelReplace™	32864	32866	32869	32871
Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247	33247	33247	33247



Gewebestopfen

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Gewebestopfen NobelReplace™	33031	33033	33035	33037



Stanzen

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Schleimhautstanze 5/Pkg (manuell)	32Z2006	32Z2007	32Z2008	32Z2008
Schleimhautstanze (maschinell)	29628	29629	29630	32672

**Spülkanüle**

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Spülkanüle	2042	2042	2042	2042

Deckschrauben

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Deckschraube NobelReplace™	29433	29434	29435	30087

**Gingivaformer**

								
Abutment-Durchmesser in mm	Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 4,3	Ø 5,3	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 7,0
Gingivaformer NobelReplace™ 3 mm	29436	33449	33535	33451	33453	29446	29998	33455
Gingivaformer NobelReplace™ 5 mm	29437	33450	33536	33452	33454	29447	29999	33457

**Provisorische Abutments (Abutmentschraube enthalten)**

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
nicht rotationsgesichert	29035	29037	29039	31457
rotationsgesichert	29034	29036	29038	31456



Hinweis: Für All-on-4 für schablonengeführte Chirurgie siehe abgewinkelte Multi-unit Abutments (Seite 178) und provisorische Kappen Multi-unit (Seite 182).

Guided Abutment*

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Abutment NobelReplace™	32904	32906	32908	32910



* Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).

Laborkomponenten.

Herstellung von Meistermodellen mit der OP-Schablone

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0*
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761	34761
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™	32769	32771	32775	32778

Laborimplantate

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Laborimplantat NobelReplace™	29498	29500	29502	29995
Laborimplantat NobelReplace™, 20/Pkg	29499	29501	29503	–

Guided Pin 28 mm

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Pin 28 mm NobelReplace™	32880	32882	32885	



* Für 6.0 wird die Guided Hülse WP verwendet.

Guided Laborabutments*

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Laborabutment NobelReplace™	32896	32898	32900	32902



Guided Laborschrauben*

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Laborschraube NobelReplace™	32888	32890	32893	



Provisorische Kappen Titan*

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Provisorische Kappe Titan	32873	32874	32876	



Modellgestützt, alle Systeme

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Hülse	32754	32765	32766	
Guided Hülse 20/Pkg	35110	35111	35112	




* Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).

Chirurgie-Kits.

32954 NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit


- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die Plattformen NP und RP.
- Für NobelReplace Tapered.

Hinweis: Instrumente für WP- und 6.0-Plattformen müssen separat bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.



Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit **32954**
(Die nachfolgenden Artikel können auch einzeln bestellt werden.)

Kit enthält Instrumente für die Plattformen NP und RP		Anzahl
NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit Box	32955	1
Verankerungsstift Ø 1,5mm	30909	3
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)8mm	32827	1
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)10mm	32828	1
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)13mm	32829	1
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)16mm	32830	1
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)8mm	32831	1
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)10mm	32832	1
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)13mm	32833	1
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)16mm	32834	1
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167	1
Guided Gewindeschneider Tapered NP	32856	1
Guided Gewindeschneider Tapered RP	32858	1
Adapter für Winkelstück	33065	1
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149	1
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151	1
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x13 mm	32844	1
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x16 mm	32845	1
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x13 mm	32847	1
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x16 mm	32848	1
Guided Kit Box für Bohrerführungen Tapered	32957	1
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	1
Guided Bohrerführung NP für Ø 2 mm	32814	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2 mm	32815	1
Guided Bohrerführung Tapered RP zu NP	33018	1
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP	32864	1
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP	32866	4
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ NP	32803	1
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ RP	32805	2
Halter für Implantathülsen	29543	1
NobelReplace™ Tapered Produktübersicht	33134	1



Zur Vervollständigung des RP-Implantat-Kits zu bestellende Zusatzkomponenten

Bohrerverlängerungsschaft	29164
NobelReplace™ Chirurgische Drehmomentratsche	28839
Spülkanüle	2042

Für 5,0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten


Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)8 mm	32835
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)10 mm	32836
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)13 mm	32837
Guided Bohrer Tapered WP 5×(+)16 mm	32838
Guided Gewindeschneider Tapered WP	32860
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13 mm	32850
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16 mm	32851
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	32816
Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP zu NP	33019
Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP zu RP	33020
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP	32869
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ WP	32808

Für 6.0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)8 mm	32839
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)10 mm	32840
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)13 mm	32841
Guided Bohrer Tapered 6.0 6×(+)16 mm	32842
Guided Gewindeschneider Tapered 6.0	32862
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×13 mm	32853
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16 mm	32854
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm*	32816
Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP zu NP*	33019
Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP zu RP*	33020
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0	32871
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0	32811

* Auch für WP-Implantate notwendig.

Übersicht – NobelReplace™ Straight und NobelSpeedy™ Replace.

Implantat						Schleimhautstanze/ Guided Schleimhautstanze*		
								
	NobelReplace™ Straight NP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	Guided Schleimhautstanze NP 5/Pkg	32Z2006	
	Ø 3,5 mm	32160	32161	32162	32163	Schleimhautstanze NP	29628	
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelSpeedy™ Replace NP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15			
	Ø 3,5 mm	32196	32197	32198	32199			
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelReplace™ Straight RP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	Guided Schleimhautstanze RP 5/Pkg	32Z2007	
	Ø 4,0 mm	32181	32182	32183	32184	Schleimhautstanze RP	29629	
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelSpeedy™ Replace RP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	18		
	Ø 4,0 mm	32200	32201	32202	32203	32204		
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelReplace™ Straight WP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	18	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008
	Ø 5,0 mm	32186	32187	32188	32189	32190	Schleimhautstanze WP	29630
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelSpeedy™ Replace WP							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	18		
	Ø 5,0 mm	32205	32206	32207	32208	32209		
	Deckschraube nicht enthalten.							
	NobelSpeedy™ Replace 6.0							
	Länge in mm	10	11,5	13	15	18	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP 5/Pkg	32Z2008
	Ø 6,0 mm	32191	32192	32193	32194	32195	Schleimhautstanze Ø 6	32672
	Deckschraube nicht enthalten.							

* Wenn indiziert.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



1

Guided Bohrer	Bohrerstopp	Guided Bohrerführung	Guided Gewindeschneider*
Guided Spiralbohrer 13 mm Ø 2,0x(10+)7–13 mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13 mm 33108 Guided Spiralbohrer 18 mm Ø 2,0x(10+)7–18 mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18 mm 32747	Ø 2,0 mm 33063 Ø 2,8 mm 33064	NP für Ø 2 mm 32814 NP für Ø 2,8 mm 32817	Guided Gewindeschneider NP 10–13 mm 32855
Guided Spiralbohrer 13 mm Ø 2,0x(10+)7–13 mm 33107 Ø 2,8x(10+)7–13 mm 33108 Ø 3,2x(10+)7–13 mm 33115 Ø 3,4x(10+)7–13 mm 33117 Guided Spiralbohrer 18 mm Ø 2,0x(10+)7–18 mm 32746 Ø 2,8x(10+)7–18 mm 32747 Ø 3,2x(10+)7–18 mm 32749 Ø 3,4x(10+)7–18 mm 32750	Ø 2,0 mm 33063 Ø 2,8 mm 33064 Ø 3,2 mm 33077 Ø 3,4 mm 33078	RP für Ø 2 mm 32815 RP für Ø 2,8 mm 32818 RP für Ø 3,2 mm 32822 RP für Ø 3,4 mm 32823	Guided Gewindeschneider RP 7–13 mm 33114
Guided Spiralbohrer 13 mm Ø 2,0x(10+)7–13 mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13 mm 33109 Ø 3,8x(10+)7–13 mm 33118 Ø 4,2x(10+)7–13 mm 33119 Guided Spiralbohrer 18 mm Ø 2,0x(10+)7–18 mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18 mm 32748 Ø 3,8x(10+)7–18 mm 32751 Ø 4,2x(10+)7–18 mm 32752	Ø 2,0 mm 33063 Ø 3,0 mm 33075 Ø 3,8 mm 33080 Ø 4,2 mm 33081	WP für Ø 2 mm 32816 WP für Ø 3,0 mm 32821 WP für Ø 3,8 mm 32824 WP für Ø 4,2 mm 32825	Guided Gewindeschneider WP 7–13 mm 32859
Guided Spiralbohrer 13 mm Ø 2,0x(10+)7–13 mm 33107 Ø 3,0x(10+)7–13 mm 33109 Ø 3,8x(10+)7–13 mm 33118 Ø 4,2x(10+)7–13 mm 33119 Ø 5,0x(10+)7–13 mm 33120 Guided Spiralbohrer 18 mm Ø 2,0x(10+)7–18 mm 32746 Ø 3,0x(10+)7–18 mm 32748 Ø 3,8x(10+)7–18 mm 32751 Ø 4,2x(10+)7–18 mm 32752 Ø 5,0x(10+)7–18 mm 32753	Ø 2,0 mm 33063 Ø 3,0 mm 33075 Ø 3,8 mm 33080 Ø 4,2 mm 33081	6,0/WP für Ø 2 mm 32816 6,0/WP für Ø 3,0 mm 32821 6,0/WP für Ø 3,8 mm 32824 6,0/WP für Ø 4,2 mm 32825 6,0/WP für Ø 5,0 mm 32826	Guided Gewindeschneider 6,0/WP 7–13 mm 32861

* Wenn indiziert.

Guided Startbohrer/Versenker*		Guided Einbringpfosten	Adapter für Winkelstück
			
	Guided Startbohrer/Versenker NP 32737	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP 32864 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker RP 32739	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP 32866 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker WP 32741	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP 32869 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065
	Guided Startbohrer/Versenker WP 6.0 32743	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0 32871 Gegenhalter Einbringpfosten Guided 33247	Adapter für Winkelstück 33065

* Nur für subkrestale Implantatinserktion: Für den Zugang für den Guided Einbringpfosten verwenden.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen



2

Verankerungsabutment	Deckschraube	Gingivaformer	Provisorisches Abutment**
			
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ NP 32803	Deckschraube NobelReplace™ NP 29433	NP Ø 3,5x3 mm 29436 NP Ø 3,5x5 mm 29437 NP Ø 4,5x3 mm 33449 NP Ø 4,5x5 mm 33450	nicht rotationsgesichert NP 29035 rotationsgesichert NP 29034
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ RP 32805	Deckschraube NobelReplace™ RP 29434	RP Ø 4,3x3 mm 33535 RP Ø 4,3x5 mm 33536 RP Ø 5,3x3 mm 33451 RP Ø 5,3x5 mm 33452	nicht rotationsgesichert RP 29037 rotationsgesichert RP 29036
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ WP 32808	Deckschraube NobelReplace™ WP 29435	WP Ø 5x3 mm 33453 WP Ø 5x5 mm 33454 WP Ø 6x3 mm 29446 WP Ø 6x5 mm 29447	nicht rotationsgesichert WP 29039 rotationsgesichert WP 29038
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0 32811	Deckschraube NobelReplace™ 6.0 30087	6.0 Ø 6x3 mm 29998 6.0 Ø 6x5 mm 29999 6.0 Ø 7x3 mm 33455 6.0 Ø 7x5 mm 33457	nicht rotationsgesichert 6.0 31457 rotationsgesichert 6.0 31456

** Das vollständige Sortiment provisorischer und endgültiger Abutments finden Sie im Standardprothetik-Abschnitt.

Guided Bohrer.

Guided Spiralbohrer

Guided Spiralbohrer Ø 1,5 mm×20 mm*	33066
Guided Spiralbohrer 2×(10+)7–18 mm	32746
Guided Spiralbohrer 2,8×(10+)7–18 mm	32747
Guided Spiralbohrer 3×(10+)7–18 mm	32748
Guided Spiralbohrer 3,2×(10+)7–18 mm	32749
Guided Spiralbohrer 3,4×(10+)7–18 mm	32750
Guided Spiralbohrer 3,8×(10+)7–18 mm	32751
Guided Spiralbohrer 4,2×(10+)7–18 mm	32752
Guided Spiralbohrer 5×(10+)7–18 mm	32753



Kurze Guided Spiralbohrer

Guided Spiralbohrer 2×(10+)7–13 mm	33107
Guided Spiralbohrer 2,8×(10+)7–13 mm	33108
Guided Spiralbohrer 3×(10+)7–13 mm	33109
Guided Spiralbohrer 3,2×(10+)7–13 mm	33115
Guided Spiralbohrer 3,4×(10+)7–13 mm	33117
Guided Spiralbohrer 3,8×(10+)7–13 mm	33118
Guided Spiralbohrer 4,2×(10+)7–13 mm	33119
Guided Spiralbohrer 5×(10+)7–13 mm	33120



Guided Startbohrer/Versenker

Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ NP	32737
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ RP	32739
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ WP	32741
Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ 6.0**	32743



* Zum Einsetzen eines Verankerungsstifts.


** Nur für NobelSpeedy™ Replace.

Bohrprotokolle nach Knochenqualität*

NobelReplace™ Straight

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen**
NP	3,5	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,8	Ø 2,0 Ø 2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,8)	Ø 2,0 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2


Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.



NobelSpeedy™ Replace

Plattform	Ø Im- plantat	Weicher Knochen	Mitteldichter Knochen	Dichter Knochen**
NP	3,3	Ø 2,0	Ø 2,0	Ø 2,0 Ø 2,8
RP	4,0	Ø 2,0 (Ø 2,8)	Ø 2,0 Ø 3,2	Ø 2,0 Ø 2,8 Ø 3,4
WP	5,0	Ø 2,0 Ø 3,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2
6.0	6,0	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2	Ø 2,0 Ø 3,0 Ø 3,8 Ø 4,2 Ø 5,0


Alle Angaben in mm. Bohrerdurchmesser in Klammern (–) geben nur die Verbreiterung des marginalen Kortex an, nicht die Bohrung bis zur endgültigen Tiefe.




* Informationen zur Bestimmung des Bohrprotokolls finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

** Gewindeschneider verwenden, wenn das Eindrehmoment 45 Ncm überschreitet.


32746 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7–18 mm




32747 Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7–18 mm




32748 Guided Spiralbohrer 3x(10+)7–18 mm




32749 Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7–18 mm




32750 Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)7–18 mm




32751 Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)7–18 mm



32752 Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)7–18 mm




32753 Guided Spiralbohrer 5x(10+)7–18 mm



33107 Guided Spiralbohrer 2x(10+)7–13 mm




33108 Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7–13 mm




33109 Guided Spiralbohrer 3x(10+)7–13 mm




33115 Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7–13 mm




33117 Guided Spiralbohrer 3,4×(10+)7–13 mm




33118 Guided Spiralbohrer 3,8×(10+)7–13 mm



33119 Guided Spiralbohrer 4,2×(10+)7–13 mm



33120 Guided Spiralbohrer 5×(10+)7–13 mm



32737 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ NP



32739 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ RP



32741 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ WP



32743 Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ 6.0



Chirurgische Komponenten.

Zur Verankerung der OP-Schablone

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Verankerungsstift Ø 1,5mm	30909	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5mm Kurzschaft	34761	34761	34761	34761
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™	32803	32805	32808	32811*



Guided Bohrerführungen

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Bohrerführung Ø 2,0mm	32814	32815	32816	
Guided Bohrerführung Ø 2,8mm	32817	32818	–	
Guided Bohrerführung Ø 3,0mm	32819	32820	32821	
Guided Bohrerführung Ø 3,2mm	–	32822	–	
Guided Bohrerführung Ø 3,4mm	–	32823	–	
Guided Bohrerführung Ø 3,8mm	–	–	32824	
Guided Bohrerführung Ø 4,2mm	–	–	32825	
Guided Bohrerführung Ø 6,0 für Ø 5,0mm	–	–	32826*	
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	32813	32813	



Gewindeschneider

				
Plattform	NP	RP	WP	WP/6.0
Guided Gewindeschneider NP 10–13mm	32855	–	–	–
Guided Gewindeschneider RP Ø 4 7–13mm	–	33114	–	–
Guided Gewindeschneider WP Ø 5 7–13mm	–	–	32859	–
Guided Gewindeschneider 6.0/WP Ø 6 7–13mm	–	–	–	32861*



Einbringpfosten

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Einbringpfosten NobelReplace™	32864	32866	32869	32871*
Gegenhalter Einbringpfosten Guided	33247	33247	33247	33247



* Nur für NobelSpeedy™ Replace.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen

Gewebestopfen

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Gewebestopfen NobelReplace™	33031	33033	33035	33037*

Stanzen

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Schleimhautstanze 5/Pkg (manuell)	32Z2006	32Z2007	32Z2008	32Z2008
Schleimhautstanze (maschinell)	29628	29629	29630	32672*

Spülkanüle

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Spülkanüle	2042	2042	2042	2042

Deckschrauben

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Deckschraube NobelReplace™	29433	29434	29435	30087*

Gingivaformer

Abutment-Durchmesser in mm	NP 3,5	NP 4,5	RP 4,3	RP 5,3	WP 5,0	WP 6,0	6.0 6,0	6.0 7,0
Gingivaformer NobelReplace™ 3 mm	29436	33449	33535	33451	33453	29446	29998*	33455*
Gingivaformer NobelReplace™ 5 mm	29437	33450	33536	33452	33454	29447	29999*	33457*

Provisorische Abutments (Abutmentschraube enthalten)

Plattform	NP	RP	WP	6.0
nicht rotationsgesichert	29035	29037	29039	31457*
rotationsgesichert	29034	29036	29038	31456*

Hinweis: Für All-on-4 für schablonengeführte Chirurgie siehe abgewinkelte Multi-unit Abutments (Seite 178) und provisorische Kappen Multi-unit (Seite 182).

Guided Abutments**

Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Abutment NobelReplace™	32904	32906	32908	32910*

* Nur für NobelSpeedy™ Replace.

** Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).

Laborkomponenten.

Herstellung von Meistermodellen mit der OP-Schablone

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0*
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	30909	30909	30909
Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	34761	34761	34761
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™	32769	32771	32775	32778



Laborimplantate

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Laborimplantat NobelReplace™	29498	29500	29502	29995
Laborimplantat NobelReplace™, 20/Pkg	29499	29501	29503	–



Guided Pin 28 mm

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Pin 28 mm NobelReplace™	32880	32882	32885	



* Für 6.0 wird die Guided Hülse WP verwendet.

Guided Laborabutments*

				
Plattform	NP	RP	WP	6.0
Guided Laborabutment NobelReplace™	32896	32898	32900	32902

**Guided Laborschrauben***

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Laborschraube NobelReplace™	32888	32890	32893	

**Provisorische Kappen Titan***

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Provisorische Kappe Titan	32873	32874	32876	

**Modellgestützt, alle Systeme**

				
Plattform	NP	RP	WP/6.0	
Guided Hülse	32754	32765	32766	
Guided Hülse 20/Pkg	35110	35111	35112	




* Nur für eine spezielle Art vorgefertigter, verschraubter Provisorien (vormals T-i-a-H-Konzept).

Chirurgie-Kits.

32794 NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit

- Enthält Instrumente für die Implantatchirurgie für die RP-Plattform.
- Für NobelReplace Straight und NobelSpeedy Replace.


Hinweis: Instrumente für NP-, WP- und 6.0-Plattformen müssen separat bestellt werden.



* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

** Artikel in diesem Kit nicht enthalten; Artikel in weiteren Längen erhältlich.

Jetzt unter www.nobelbiocare.com/shop bestellen





* Artikel in diesem Kit nicht enthalten.

NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit

32794

Kit enthält Instrumente für RP-Plattform	Anzahl	
NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit Box	32796	1
Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	3
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167	1
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP	32866	4
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ RP	32805	2
Adapter für Winkelstück	33065	1
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	29149	1
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	29151	1
Guided Kit Box für Bohrerführungen	32797	1
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2 mm	32815	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 2,8 mm	32818	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3 mm	32820	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3,2 mm	32822	1
Guided Bohrerführung RP für Ø 3,4 mm	32823	1
Halter für Implantathülsen	29543	1
NobelReplace™ Straight Produktübersicht	33133	1



Hinweis: Instrumente für NP-, WP- und 6.0-Plattformen müssen separat bestellt werden.

Zur Vervollständigung des RP-Kits zu bestellende Zusatzkomponenten

Bohrerverlängerungsschaft	29164
NobelReplace™ Chirurgische Drehmomentratsche	28839

Für NP-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP	32864
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ NP	32803
Guided Bohrerführung NP für Ø 2 mm	32814
Guided Bohrerführung NP für Ø 2,8 mm	32817

Für WP 5,0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP	32869
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ WP	32808
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	32816
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm	32821
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8 mm	32824
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm	32825

Für WP 6.0-Implantate zu bestellende Zusatzkomponenten

Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0	32871
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0	32811
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm*	32816
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm*	32821
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8 mm*	32824
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm*	32825
Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 6 bis Ø 5 mm	32826

* Auch für WP-Implantate notwendig.

Guided Bohrerstopp-Kit

- Dient zur Aufbewahrung, zum Autoklavieren sowie zum Befestigen der Guided Bohrerstopps.
- Nur für die Verwendung mit den Guided Spiralbohrern vorgesehen.
- Enthält Bohrerstopps für Guided Spiralbohrer mit den Durchmessern: Ø 2, Ø 2,8, Ø 3, Ø 3,2, Ø 3,4, Ø 3,8 und Ø 4,2 mm.

Hinweis: Bei Guided Bohrerstopp-Kits ist der Stopp 10 mm tiefer als beim normalen Bohrerstopp-Kit, da die jeweiligen Guided Bohrer 10 mm länger als normale Bohrer sind.




Guided Bohrerstopp-Kit 33085

Kit enthält	
Guided Bohrerstopp-Kit Box	33086
Bohrerstopp Ø 2	33063
Bohrerstopp Ø 2,8	33064
Bohrerstopp Ø 3	33075
Bohrerstopp Ø 3,2	33077
Bohrerstopp Ø 3,4	33078
Bohrerstopp Ø 3,8	33080
Bohrerstopp Ø 4,2	33081



Patienteninformationsmaterial.

Materialien zur Information und Kommunikation mit dem Patienten	328
Für das Wartezimmer	329
Für die Beratung	333
Nach der Behandlung	334



Materialien zur Information und Kommunikation mit dem Patienten.

Nobel Biocare bietet eine große Bandbreite an Patienteninformationsmaterial, von dem sowohl die Patienten als auch der Zahnarzt profitieren. Mit einfacher, überzeugender Sprache und entsprechendem Bildmaterial dient dieses speziell zu diesem Zweck erstellte Material zur Information der Patienten über moderne Behandlungsmethoden. Patienten erfahren, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wenn einzelne oder mehrere Zähne schadhaft sind oder fehlen, oder was man tun kann, wenn alle Zähne fehlen.

Für das Wartezimmer

Die Information der Patienten ist ein wichtiger Bestandteil der Arzt-Patient-Beziehung. Patienten fühlen sich wohler, wenn mit ihnen umfassend über die Behandlungsmöglichkeiten gesprochen wird. Unser Informationsmaterial für Patienten kann schon bei den ersten Schritten des Patienten in Ihrer Praxis, nämlich wenn er zum ersten Mal Ihr Wartezimmer betritt, eingesetzt werden. Nobel Biocare bietet Ihnen eine breitgefächerte Auswahl an Materialien, einschließlich Informationsblättern, Büchern, Broschüren, Heften und Postern.

Für die Beratung

Um Sie bei der Patientenberatung zu unterstützen, haben wir ein Flipchart mit großen Abbildungen und nur wenigen Textblöcken entwickelt. Der Patient kann sich so auf Ihre Erklärungen konzentrieren, während die klaren Bilder zusätzliche und anschauliche Informationen liefern, ohne von Ihrer Stimme abzulenken. Das Flipchart enthält auf den Rückseiten zusätzliche Informationen, die auch für Ihr Team eine wertvolle Hilfe darstellen. Sie können das Flipchart als gedruckte Version oder als interaktives Desktop-Dokument, in das zusätzliche Patientenvideos und Animationen eingebettet sind, nutzen.

Nach der Behandlung

Besonders hervorheben möchten wir unser Patientenkarten-Set, das Ihre Kommunikation mit dem Patienten nach der Behandlung unterstützt. Dieses Set besteht u. a. aus einer Plastikkarte, die die Kontaktdaten des Arztes enthalten kann. Der Patient erhält so die Gewissheit, dass er Sie in Notfällen oder zur Bestätigung von Nachsorgeterminen erreichen kann. Darüber hinaus gibt sie dem Patienten die Sicherheit, dass hochwertige Originalprodukte von Nobel Biocare verwendet wurden. Ein zum Set gehörendes Behandlungsheft rundet das Angebot ab. Es enthält in leicht verständlicher Form Behandlungsinformationen für anschließende Kontrolluntersuchungen.

Weitere Informationen darüber, wie Nobel Biocare Sie bei der Kommunikation mit Ihren Patienten unterstützen kann, erhalten Sie auf unserer Website unter www.nobelbiocare.com/dental oder bei Ihrem Außendienstmitarbeiter von Nobel Biocare.



Für das Wartezimmer.




Zeigen Sie der Welt Ihr schönstes Lächeln

Broschüre: 36 Seiten

71125 Englisch
71126 Deutsch
71127 Spanisch
71128 Französisch
71129 Italienisch
71140 Portugiesisch
71141 Vereinfachtes Chinesisch
71142 Traditionelles Chinesisch
71143 Russisch
71145 Schwedisch
71146 Dänisch
71147 Finnisch
71149 Niederländisch

- Detaillierte Broschüre mit allen Lösungen und Informationen für Patienten
- Lösungen für Einzelzahn- oder mehrgliedrige Versorgungen und vollständig zahnlose Kiefer
- Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Für Patienten, die über eine Behandlung nachdenken



Zeigen Sie der Welt Ihr schönstes Lächeln

Dreiseitiger Flyer



72120 Englisch
72121 Deutsch
72122 Spanisch
72123 Französisch
72124 Italienisch
72125 Portugiesisch
72126 Vereinfachtes Chinesisch
72127 Traditionelles Chinesisch
72128 Russisch
72129 Japanisch
72130 Schwedisch
72131 Dänisch
72132 Norwegisch
72133 Finnisch
72134 Niederländisch
72135 Polnisch
72136 Vietnamesisch
72617 Thailändisch

- Flyer für das Wartezimmer mit allgemeinen Informationen zum Lesen zu Hause oder zur Information von Familienmitgliedern
- Warum man fehlende Zähne nicht ignorieren sollte
- Wer sich für eine Versorgung mit Implantaten eignet
- Die Vorteile der modernen Zahnmedizin

Nur ein fehlender oder beschädigter Zahn?

Dreiseitiger Flyer

72084 Englisch
72085 Deutsch
72086 Spanisch
72087 Französisch
72088 Italienisch
72089 Portugiesisch
72090 Vereinfachtes Chinesisch
72091 Traditionelles Chinesisch
72092 Russisch
72093 Japanisch
72094 Schwedisch
72095 Dänisch
72096 Norwegisch
72097 Finnisch
72098 Niederländisch
72099 Polnisch
72100 Vietnamesisch
72615 Thailändisch



- Flyer für das Wartezimmer mit leicht verständlichen Informationen zum Lesen zu Hause oder zur Information von Familienmitgliedern
- Warum man einen fehlenden Zahn nicht ignorieren sollte
- Einzelzahnversorgung mit oder ohne Implantat
- Die Vorteile der modernen Zahnmedizin


Mehrere fehlende Zähne?

Dreiseitiger Flyer

72101 Englisch
72102 Deutsch
72103 Spanisch
72104 Französisch
72105 Italienisch
72106 Portugiesisch
72107 Vereinfachtes Chinesisch
72108 Traditionelles Chinesisch
72109 Russisch
72110 Japanisch
72113 Schwedisch
72114 Dänisch
72115 Norwegisch
72116 Finnisch
72117 Niederländisch
72118 Polnisch
72119 Vietnamesisch
72616 Thailändisch





- Flyer für das Wartezimmer mit leicht verständlichen Informationen zum Lesen zu Hause oder zur Information von Familienmitgliedern
- Warum man mehrere fehlende Zähne nicht ignorieren sollte
- Lösungen für mehrere fehlende Zähne mit oder ohne Implantate
- Die Vorteile der modernen Zahnmedizin



- Flyer für das Wartezimmer mit leicht verständlichen Informationen zum Lesen zu Hause oder zur Information von Familienmitgliedern
- Erklärt die Nachteile konventioneller Prothesen
- Deckprothesen- und Vollbrückenlösungen, jeweils auf dem Implantat befestigt oder herausnehmbar
- Die Vorteile der modernen Zahnmedizin

Leben mit Prothesen? Dreiseitiger Flyer

72068 Englisch
72069 Deutsch
72070 Spanisch
72071 Französisch
72072 Italienisch
72073 Portugiesisch
72074 Vereinfachtes Chinesisch
72075 Traditionelles Chinesisch
72076 Russisch
72077 Japanisch
72078 Schwedisch
72079 Dänisch
72080 Norwegisch
72081 Finnisch
72082 Niederländisch
72083 Polnisch
72569 Vietnamesisch
72614 Thailändisch



- Unterstützt Sie bei der Erklärung des All-on-4-Behandlungskonzepts
- Behandlungsvorteile, Behandlungsvoraussetzungen des Patienten, Fotos
- Zur Einlage in den Flyer „Leben mit Prothesen?“

All-on-4™-Patienten- informationsblatt Einlage: 1 Blatt

71892 Englisch
71597 Englisch (für die USA)
71614 Deutsch
71616 Französisch
71615 Spanisch
71617 Italienisch
71618 Portugiesisch
71660 Traditionelles Chinesisch
71661 Russisch
71662 Japanisch
71663 Schwedisch
71664 Dänisch
71665 Finnisch
71666 Litauisch
71667 Niederländisch
71668 Ungarisch
71669 Polnisch
72618 Thailändisch

Patientenposter-Set

3 Poster, 50 x 70 cm

70563 Englisch

70564 Deutsch

70565 Spanisch

70566 Französisch

70567 Italienisch

70568 Portugiesisch

70571 Russisch

70573 Schwedisch

70574 Dänisch

70575 Norwegisch

70576 Finnisch

70577 Niederländisch

71262 Polnisch




- Poster für das Wartezimmer, um die Patienten auf die Behandlungslösungen aufmerksam zu machen und ihre Neugier zu wecken
- Als Dreierset erhältlich

Buch: Ronald Goldstein zum Thema Ästhetische Zahnheilkunde


Buch: 230 Seiten

71052 Englisch



- Erläutert alle ästhetischen Lösungen mit Nobel Biocare Produkten
- Das Buch wird in einem schützenden, festen Kartonschuber geliefert

Für die Beratung.




- Hilfsmittel zur direkten Kommunikation zwischen Patient und Assistenzpersonal/Zahnarzt
- Eingängige bildliche Informationen mit Leitfaden für den Zahnmediziner auf den Rückseiten
- Ringbuchformat aus robustem Material

Informationsflipchart

Ringbuch: 20 Blätter, beidseitig bedruckt

71187 Englisch
71188 Deutsch
71190 Spanisch
71191 Französisch
71192 Italienisch
71194 Portugiesisch
71195 Vereinfachtes Chinesisch
71196 Traditionelles Chinesisch
71197 Russisch
71198 Japanisch
71199 Schwedisch
71200 Dänisch
71201 Finnisch
71203 Niederländisch
71205 Polnisch
71202 Litauisch
71204 Ungarisch



- Patienteninformationsposter zum Aufhängen im Besprechungszimmer
- Unterstützt Zahnärzte bei der Beratung Ihrer Patienten
- Unterstützt das Team bei der Kommunikation mit Patienten

Poster: Lösungen für alle Indikationen

Poster: 50 x 70 cm

71152 Englisch
71153 Deutsch
71154 Spanisch
71155 Französisch
71156 Italienisch
71157 Portugiesisch
71158 Vereinfachtes Chinesisch
71159 Traditionelles Chinesisch
71160 Russisch
71161 Japanisch
71162 Schwedisch
71163 Dänisch
71291 Norwegisch
71164 Finnisch
71166 Niederländisch
71168 Polnisch
71165 Litauisch
71167 Ungarisch

Nach der Behandlung.

Behandlungskarten-Set

Set: Dreiteilig

Patientenkarten-Set

23907 Englisch
23908 Deutsch
23909 Spanisch
23910 Französisch
23911 Italienisch
23912 Portugiesisch
23913 Vereinfachtes Chinesisch
23914 Traditionelles Chinesisch
23915 Russisch
23916 Japanisch
23917 Schwedisch
23918 Dänisch
23919 Finnisch
23921 Niederländisch
23923 Polnisch
23920 Litauisch
23922 Ungarisch



Patient's details		Treatment details	
Patient and treatment details should be filled out completely.			
Name		Patient name treated teeth	
Address			
Preferred dentist practice			
Address			
Phone		☐ Following tooth ☐ = treated ☐ A = Abutment	☐ Fixed ☐ Free, this number
Email		☐ Fixed ☐ Free, this number	☐ Fixed ☐ Free, this number

- Besteht aus Patientenkarte, Umschlag und Behandlungsheft
- Das Set kann dem Patienten nach der Behandlung ausgehändigt werden
- Dient zur Bestätigung und dem Qualitätsversprechen, dass ausschließlich Nobel Biocare Produkte verwendet wurden
- Direkte Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an den Patienten
- Heft, in dem Behandlungsdetails notiert werden können
- Kalender für zehn Nachsorgetermine

Einführung	Außensteckant- Verbindung	Konische Innenverbindung	Dreikanal- Innenverbindung	NobelDirect	Immediate Provisional Implant	Instrumente und Geräte	Prothetik – Standard	Prothetik – CAD/CAM- Technologie	NobelGuide	Patienteninformations- material	Anhänge
------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------------	---------

Anhänge.

Erläuterung von Symbolen auf Etiketten und in Gebrauchsanweisungen	337
Erläuterung der Etiketten	338
Drehmoment-Übersicht	340
Empfehlungen zum Reinigen und Sterilisieren	342
Materialeigenschaften	347
TiUnite® für eine vorhersagbare und verbesserte Osseointegration	351
Garantie	352

Erläuterung von Symbolen auf Etiketten und in Gebrauchsanweisungen.



Lot-/Chargennummer



Gebrauchshinweise bitte der produktspezifischen Gebrauchsanweisung entnehmen.



Artikelnummer



Die Verpackung so öffnen.



Sterilisationsmethode Gammabestrahlung



Farbkodiertes System zur schnellen Ermittlung der geeigneten Komponenten

Rx only

Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden.



Implantatdurchmesser



Nur für den Einmalgebrauch



Verfallsdatum



Nobel Biocare Produkte verfügen über die CE-Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG zu Medizinprodukten (geändert durch 2007/47/EG).


Erläuterung der Etiketten.

Beispiel für ein Etikett auf einer Implantatverpackung

Nur für den Einmalgebrauch		Lot-/Chargennummer	
Plattformbeschreibung/Art der Verbindung		Gebrauchshinweise bitte der produktspezifischen Gebrauchsanweisung entnehmen	
Implantatbezeichnung	NobelActive Internal RP		
Implantatgröße	4.3x13mm		
Artikelnummer	REF 34133	LOT 1234567890	
Verfallsdatum	Use by YYYY-MM	Single use	See instructions for use
Hersteller	 Nobel Biocare AB Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Sweden	Contents sterile unless packaging is opened or damaged CE 0086 Rx only Made in Xxxxxxx	NobelActive Internal RP 4.3x13mm REF 34133 LOT 1234567890 Nobel Biocare Produkte verfügen über die CE- Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG zu Medizinprodukten (geändert durch 2007/47/EG)
Land, in dem das Produkt hergestellt wurde			

Achtung: Laut US-Bundesgesetzten darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden

Beispiel für ein Etikett auf Blisterverpackung einer prothetischen Komponente




Drehmoment-Übersicht.

Implantate

**Brånemark System™ Mk III,
Brånemark System™ Mk IV,
NobelSpeedy™ Groovy,
Brånemark System™ Zygoma**



NobelActive™



**NobelReplace™ Tapered,
Replace™ Select Tapered,
NobelReplace™ Straight,
Replace™ Select Straight,
NobelSpeedy™ Replace,
Replace™ Select TC**




**NobelDirect™ Groovy,
NobelDirect™ Oval,
NobelDirect™ Posterior,
NobelDirect™ 3.0**



Immediate Provisional Implant



Prothetische Komponenten

Provisorisches Kunststoffabutment Provisorische Kunststoffkappe Gingivaformer Heilkappe					von Hand
Prothetikschauben für die endgültige Versorgung Provisorische Kappe Titan					 15 Ncm
Kugelpf-Abutment 17° Multi-unit 30° Multi-unit					
Alle anderen Abutments für Implantatsysteme von Nobel Biocare					 35 Ncm

Hinweis: Für andere gängige Implantatsysteme gelten unter Umständen unterschiedliche Drehmomentwerte. Stets die zugehörige Gebrauchsanweisung beachten.

Empfehlungen zum Reinigen und Sterilisieren.

Sterile Komponenten

Steril gelieferte Produkte sind auf dem Etikett als „Steril“ gekennzeichnet. Geöffnete Verpackungen mit Komponenten, die noch nie mit der Mundhöhle eines Patienten in Kontakt gekommen sind, können mit den unten angegebenen Verfahren erneut gereinigt und sterilisiert/autoklaviert werden.



Hinweis: Implantate sind in keinem Fall erneut zu sterilisieren.

Implantate

Die Implantate werden steril geliefert, sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und ausschließlich vor dem vermerkten Verfallsdatum zu verwenden. Implantate sind nicht mehr zu verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder zuvor geöffnet wurde.



Spiral- und Stufenspiralbohrer, Präzisionsbohrer, Gewindeschneider und Versenker

Bei den Bohrern handelt es sich um Einmalbohrer. Sie werden steril geliefert und sollten nach der Verwendung entsorgt werden.



Ausnahme: Die Bohrer, Bohrer für dichten Knochen und Gewindeschneider für NobelReplace Tapered und Replace Select Tapered sind wiederverwendbar. Es ist dasselbe Verfahren zur Reinigung und Sterilisation durchzuführen wie für die nachfolgend beschriebenen Instrumente.


Abutments und Kunststoffkappen

Das Multi-unit Abutment, Snappy Abutment, QuickTemp Abutment und das provisorische Abutment zur Sofortversorgung werden steril geliefert. Falls eine Resterilisation erforderlich ist, die Abutments fünf Minuten lang bei 135°C mit Dampfsterilisieren.



Hinweise:

- Entfernen Sie zur Resterilisation von geraden Multi-unit Abutments vorher den Kunststoffhalter.
- Sterile Kunststoffkappen sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und dürfen nicht erneut sterilisiert werden.



Nicht sterile Komponenten

Die Pflege und Instandhaltung von mehrfach verwendbaren Instrumenten sind für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend. Gut gepflegte Instrumente dienen nicht nur dem

Schutz Ihrer Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen, sondern sind auch sehr wichtig für das Ergebnis des gesamten Eingriffs.

Chirurgie-Kit und Chirurgie-Kit Box

Zur Sterilisation fünf Minuten lang bei 135°C mit Dampfsterilisieren.



Winkelstück

Informationen zur Reinigung und Sterilisation finden Sie in den spezifischen Anweisungen des betreffenden Herstellers.

Abutments und Kunststoffkappen

Abutments aus Titan, Goldlegierung und Kunststoff (PEEK) werden nicht steril geliefert. Es wird empfohlen, das Abutment zu sterilisieren, bevor es in die Mundhöhle eingeführt und eingesetzt wird. Zur Sterilisation fünf Minuten lang bei 135°C mit Dampfsterilisieren.

Hinweise:

- Das Abutment vor der Sterilisation reinigen, wenn Änderungen am Abutment vorgenommen wurden.
- Nicht sterile Kunststoffkappen sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und dürfen nicht erneut sterilisiert werden.

Procera® Esthetic Abutments und Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit

Die Abutments und das Kit werden nicht steril geliefert. Zur Sterilisation fünf Minuten lang bei 135°C mit Dampfsterilisieren.




Tapered Bohrer und Gewindeschneider

Die Bohrer, Bohrer für dichten Knochen und Gewindeschneider für NobelReplace Tapered und Replace Select Tapered Implantate sind wiederverwendbar und sollten nach 20 bis 30 Präparationen oder, wenn die Schneidleistung nachlässt, ausgetauscht werden. Verschlissene und beschädigte Bohrer sollten entsorgt und durch neue, scharfe Bohrer ersetzt werden.

Die Tapered Bohrer mit Innenkühlung erfordern eine spezielle Reinigung vor der Sterilisation.

Es ist dasselbe Verfahren zur Reinigung und Sterilisation durchzuführen wie für die nachfolgend beschriebenen Instrumente.



Instrumente, Abformpfosten aus Metall, manuelle Drehmomentratsche

Vorreinigung

1. Entfernen Sie Gewebereste, indem Sie die verwendeten Instrumente in kaltes Wasser legen ($<40^{\circ}\text{C}$). Keine Fixiermittel oder heißes Wasser ($>40^{\circ}\text{C}$) verwenden, da dies den Reinigungserfolg beeinflussen kann. Die Instrumente in einer feuchten Umgebung lagern, bis der nächste Schritt durchgeführt wird.
2. Legen Sie die Instrumente für 5 Minuten in eine 0,5%ige enzymatische Reinigungslösung (z. B. in ein Enzyme enthaltendes Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6–9), die mit lauwarmem Wasser zubereitet wurde. Einzelheiten zu handelsüblichen Reinigungsmitteln erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.
3. Bürsten Sie die Außen- und, wenn möglich, auch die Innenseite der Instrumente mit einer geeigneten weichen Nylonbürste, bis sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt sind.
4. Nur für wiederverwendbare Bohrer: Eine im Lieferumfang des Chirurgie-Kits enthaltene oder separat erworbene Spülkanüle an eine 20-ml-Spritze anschließen und die Innenkanäle/das Lumen mit 20 ml Reinigungslösung durchspülen.



Wiederverwendbare Bohrer: mit Spülkanüle durchspülen

5. Die Außen- und Innenseite der Instrumente mit Leitungswasser abspülen, um die Reinigungslösung vollständig zu entfernen.

Bei allen wiederverwendbaren Bohrern ohne interne Kühlung statt Schritt 4 und 5 die folgenden Schritte ausführen:

- a. Das Lumen der Bohrer mit einer 20-ml-Spritze mit 20 ml Reinigungslösung durchspülen.
- b. Die Außen- und Innenseite mit Leitungswasser abspülen, um die Reinigungslösung vollständig zu entfernen.

Automatisierte Reinigung, Desinfektion und Trocknung

1. Die Instrumente auf ein Instrumentengestell legen und das Instrumentengestell in den Spül- und Desinfektionsapparat setzen. Starten Sie den Zyklus wie folgt:
 - a. 2 Minuten mit kaltem Wasser vorreinigen und entleeren.
 - b. 5 Minuten bei 55 °C mit 0,5%igem Neodisher mediclean (Enzyme, NTA, Tenside) oder einem entsprechenden Reinigungsmittel (wenn Neodisher mediclean nicht erhältlich ist) reinigen und entleeren.
 - c. 3 Minuten mit Leitungswasser neutralisieren und entleeren.
 - d. 2 Minuten mit kaltem Leitungswasser zwischenspülen und entleeren.
2. Besondere Hinweise der Hersteller der Spülautomaten müssen befolgt werden. Reinigungs-/Desinfektionsmittel sind im Handel erhältlich.
3. Die Außenseite der Instrumente im Trockenzyklus des Reinigungs-/Desinfektionsgerätes trocknen.
4. Gegebenenfalls können die Bohrer mit einem fusselfreien Tuch zusätzlich getrocknet werden. Die Hohlräume der Instrumente mit steriler Druckluft ausblasen.



Funktionsprüfung und Wartung

Mit einem Vergrößerungsglas eine Sichtprüfung auf Sauberkeit durchführen. Den Aufbereitungsprozess gegebenenfalls wiederholen, bis die Instrumente sichtbar sauber sind.

Verpackung

Legen Sie die Instrumente in Sterilisationsbehälter.

Sterilisation

Die Instrumente unter Beachtung jeglicher geltenden gesetzlichen Vorgaben mithilfe des fraktionierten Vorvakuumverfahrens (gemäß ISO 13060/ISO 17665) sterilisieren.

Parameter für das Vorvakuumverfahren:

– 3 Vorvakuumphasen mit mind. 60 Millibar

Neuer Zyklus:

- Auf eine Sterilisationstemperatur von 132°C–134°C erhitzen
- Höchsttemperatur: 135°C
- Mindesthaltezeit: 3 Minuten
- Trocknungszeit: mind. 10 Minuten

Lagerung

Die sterilisierten Instrumente an einem trockenen, sauberen und staubfreien Ort bei einer moderaten Temperatur zwischen 5°C bis 40°C lagern.

Den Aufbereitungsprozess gegebenenfalls wiederholen, bis die Instrumente sichtbar sauber sind.

Materialeigenschaften.

Implantate

Für Nobel Biocare Implantate wird kalt bearbeitetes Titan, Grade 4, verwendet.

Chemische Zusammensetzung

Element	Grenzwerte für Zusammensetzung % nach Gewicht	
Sauerstoff	O	max. 0,40
Stickstoff	N	max. 0,03*
Kohlenstoff	C	max. 0,08*
Wasserstoff	H	max. 0,015*
Eisen	Fe	max. 0,20*
Sonstige jeweils		max. 0,10
Sonstige insgesamt		max. 0,30
Titan	Ti	Differenz

* Entspricht ASTM F 67-00, Grade 1.

Mechanische Eigenschaften

	Mindestwert MPa
Dehngrenze (0,2 % Offset)	760
Zugfestigkeit	860


Zum Vergleich: handelsübliches ASTM F-67 Titan (Standard-Implantatmaterial)

Chemische Zusammensetzung

Element	Grenzwerte für Zusammensetzung % nach Gewicht	
Sauerstoff	O	max. 0,40
Stickstoff	N	max. 0,05
Kohlenstoff	C	max. 0,08
Wasserstoff	H	max. 0,015
Eisen	Fe	max. 0,50
Titan	Ti	Differenz

Mechanische Eigenschaften

	Mindestwert MPa
Dehngrenze (0,2 % Offset)	480
Zugfestigkeit	550



Standardprothetik

Für GoldAdapt und Goldzylinder wird Goldlegierung verwendet	
Zusammensetzung	60 % Au, 19 % Pt, 20 % Pd, 1 % Ir
WAK	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Schmelzbereich	1400–1490 °C



Kunststoffkappen, Heilkappen und Abformpfosten	
Kunststoff-/provisorische Kappe für provisorisches Abutment zur Sofortversorgung, QuickTemp™ Abutment Conical, Esthetic Abutment, Snappy™ Abutment	Polycarbonat (PC)
Heilkappe Multi-unit Abutment	Polybutylenterephthalat (PBT)
Heilkappe Snappy™ Abutment	Polysulfon (PS)
Kunststoffzylinder GoldAdapt	Polyoxymethylen (POM)
Abformkappe Snappy™ Abutment, Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff	Polyamid/Nylon
Provisorisches Abutment, Kunststoff	Polyetheretherketon (PEEK)



Individuelle CAD/CAM-Prothetik

Telio® CAD	
Materialtyp	Polymethylmethacrylat (PMMA) 99,5 %, Pigmente < 0,5 %
Biegefestigkeit	130 ± 10 MPa
Elastizitätsmodul	3200 ± 300 MPa
Kugeleindruck	180 ± 5 MPa
Vickershärte (HV 0,5/30)	190 ± 5 MPa
Wasserabsorption	< 28 µg/mm³
Wasserlöslichkeit	< 0,6 µg/mm³



Aluminiumoxid	
Materialtyp	Dicht gesintertes hochreines α -Aluminiumoxid, Al_2O_3
WAK (500 °C)	$7 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Schmelzpunkt	2050 °C
Zusammensetzung	Aluminiumoxid, Magnesiumoxid und Verunreinigungsgrenzwerte, Gesamtgehalt Siliciumdioxid + Calciumoxid + Alkalimetalloxide $\text{Al}_2\text{O}_3 > 99,5 \%$, $\text{MgO} < 0,3 \%$, $\text{SiO}_2 + \text{CaO} < 0,1 \%$
Biegefestigkeit	600–700 MPa
Dehnung	k. A.




Zirkondioxid	
Materialtyp	Biokompatibles Yttrium-stabilisiertes tetragonales Zirkondioxid (YTZP)
WAK (500 °C)	$10,4 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Schmelzpunkt	2700 °C
Zusammensetzung	Zirkondioxid, Yttriumoxid, Hafniumoxid, Aluminiumoxid und andere Oxide $\text{ZrO}_2 + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{HfO}_2 \geq 99,0 \%$, $\text{Y}_2\text{O}_3 > 4,5 \text{ to } \leq 6,0 \%$, $\text{HfO}_2 \leq 5 \%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 0,5 \%$ Andere Oxide $\leq 0,5 \%$ Gemäß ISO13356:2008
Biegefestigkeit	1120 MPa
Dehnung	k. A.



IPS e.max® CAD	
Zusammensetzung	SiO ₂ , Li ₂ O, K ₂ O, MgO, Al ₂ O ₃ , P ₂ O ₅ und andere Oxide
WAK (100–400 °C)	10,2×10 ⁻⁶ K ⁻¹
WAK (100–500 °C)	10,5×10 ⁻⁶ K ⁻¹
Biegefestigkeit (biaxial)*	360 MPa
Bruchzähigkeit	2,25 MPa m ^{0,5}
Elastizitätsmodul	95 GPa
Vickershärte	5800 MPa
Chemische Löslichkeit*	40 µg/cm ²
Kristallisationstemperatur	840–850 °C



Basismetalllegierung Kobalt-Chrom	
Materialtyp	Dentaurum Remanium® Star Fräsrohling (Typ 5 gemäß ISO 22674: 2006)
WAK (25–500 °C)	14,1×10 ⁻⁶ K ⁻¹
Schmelzbereich	1320–1420 °C
Zusammensetzung [Gewichtsprozent]	Kobalt 61±2 %, Chrom 28±2 %, Wolfram 9±1 %, Silikon 1,5±1 %, <1 % der folgenden Elemente: Eisen, Mangan, Stickstoff, Niob Nickelfrei gemäß ISO 22674:2006
Dehngrenze (R _{p0,2})	Min. 500, typischer Wert 635 MPa
Dehnung	10 %
Elastizitätsmodul (E)	230 GPa



Titan	
Legierungstyp	Biokompatibles medizinisches Titan gemäß ASTM F136
WAK (25–500 °C)	10,16×10 ⁻⁶ K ⁻¹
Schmelzpunkt	1640 °C
Zusammensetzung	Titan-6-Aluminium-4-Vanadium (Ti6Al4V) ELI Stickstoff ≤ 0,05 %, Kohlenstoff ≤ 0,08 %, Wasserstoff ≤ 0,012 %, Eisen ≤ 0,25 %, Sauerstoff ≤ 0,13 %, Aluminium 5,50–6,50 %, Vanadium 3,50–4,50 %, Titan = Differenz
Zugfestigkeit	860 MPa
Dehngrenze	795 MPa
Dehnung	10 %



*gemäß ISO 6872.

TiUnite® für eine vorhersagbare und verbesserte Osseointegration.


Bei TiUnite handelt es sich um die patentierte poröse Implantatoberfläche von Nobel Biocare, die die Osseointegration von Implantaten dadurch beschleunigt, dass ein schnelles Knochenwachstum angeregt wird.¹

TiUnite wurde 2000 weltweit eingeführt. Heute ist TiUnite eine der am häufigsten verwendeten Implantatoberflächen.

Vorklinische und klinische Studien belegen, dass TiUnite Implantate sichere, effektive und vorhersagbare Behandlungsergebnisse liefern.²

Vorteile von TiUnite:

- Knochenbildung schon in der frühen Einheilungsphase.
- Höhere mechanische Stabilität während der Einheilungsphase.³
- Geringere anfängliche Abnahme der Implantatstabilität, daher geringeres Risiko eines frühen Implantatversagens (Abbildung 1).³
- Die Osseokonduktivität ist vergleichbar mit oder sogar besser als die von mit Calciumphosphat angereicherten Oberflächen.^{4,5}
- Die Implantatstabilität wird langfristig aufrechterhalten (Abbildung 2).⁶
- Das Abwehrsystem des Weichgewebes verhält sich ähnlich dem Weichgewebe um einen natürlichen Zahn.⁷
- Die klinische Effizienz ist erhöht, besonders bei ungünstigen Knochenverhältnissen.^{1,2}



Die einzigartige Kombination von kontrollierter Titanoxidschichtstärke und Porosität bewirkt, dass der Knochen direkt auf und in die Oberfläche wächst. (Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von PD Dr. Peter Schüpbach, Schweiz)

Abbildung 1:
Geringere Abnahme der Primärstabilität





Abbildung 2:
Langfristige Stabilität



¹ Im Vergleich zu Implantaten mit maschinierter Oberflächen. ² Eine Liste der Referenzen ist auf Anfrage erhältlich. ³ Glauser R, Portmann M, Ruhstaller P, Lundgren AK, Hämmerle C, Gottlow J. Stability measurements of immediately loaded machined and oxidized implants in the posterior maxilla: a comparative clinical study using resonance frequency analysis. Appl Osseointegration Res 2001;2:27–9. ⁴ Poulos N, Rodriguez N, Lee J, Rueggeberg F, Schüpbach P, Hall J, Susin C, Wikesjö U ME. Evaluation of a novel calcium phosphate coated titanium porous oxide implant surface: a study in rabbits. Accepted for publication in Clin Implant Dent Relat Res. ⁵ Xiropaidis AV, Qahash M, Lim WH, Shanaman RH, Rohrer MD, Wikesjö U ME, Hall J. Bone-implant contact at calcium phosphate-coated and porous titanium oxide (TiUnite) modified oral implants. Clin Oral Implants Res 2005;16:532–9. ⁶ Glauser R, Zembic A, Ruhstaller P, Windisch S. Five-year results of implants with an oxidized surface placed predominantly in soft quality bone and subjected to immediate occlusal loading. J Prosthet Dent 2007 Jun;97(6 Suppl):59–68. ⁷ Schüpbach P, Glauser R. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent 2007;97:15–25.

Garantie.

1. Garantie gegenüber dem Behandlungsanbieter

In Abhängigkeit vom erworbenen Produkt übernimmt Nobel Biocare hiermit bestimmte Garantien:

1.1 Implantate

Nobel Biocare garantiert, dass, wenn ein beliebiges Nobel Biocare Implantat, das nach dem 1. Juli 2000 eingesetzt wurde, während eines Zeitraums von 10 Jahren* nach Insertion des Nobel Biocare Originalimplantats nicht im Knochen verbleibt, in den es implantiert wurde, Nobel Biocare das Implantat und die prothetischen Komponenten, die zum Zeitpunkt des Versagens auf dem Implantat aufgesetzt waren, kostenfrei durch das gleiche Nobel Biocare Implantat und die gleichen prothetischen Komponenten ersetzt (es sind nur Änderungen hinsichtlich Durchmesser und/oder Länge möglich). Sollte eines der Produkte nicht mehr im Handel erhältlich sein, kann eine Alternativlösung gewählt werden. Die prothetischen Komponenten können aus einem Implantat, einer Deckschraube, einem Gingivaformer, einem endgültigen Abutment, einer Prothetischschraube und/oder einem prothetischen Zylinder bestehen, abhängig von den Komponenten, die beim nicht erfolgreichen Implantat verwendet wurden.

1.2 NobelProcera Produkte auf natürlichen Zähnen und Implantaten

Nobel Biocare garantiert, dass, falls ein beliebiges NobelProcera Produkt auf natürlichen Zähnen oder Implantaten innerhalb von 5 Jahren nach dem Einsetzen versagt, Nobel Biocare das jeweilige NobelProcera Produkt ersetzen wird. Diese NobelProcera Produktgarantie deckt nur NobelProcera Produkte ab und schließt keine zusätzlichen Kosten mit ein. Diese Garantie schließt keine provisorischen Versorgungen aus Kunststoff ein.

1.3 NobelProcera Produkte auf nicht von Nobel Biocare stammenden Implantatsystemen

Seit dem 1. Juni 2010 bietet Nobel Biocare den Ersatz von Implantaten anderer Hersteller durch kostenlose NobelReplace Implantate unter folgenden Bedingungen an (die Garantie deckt ausschließlich Produkte ab, nicht jedoch die zusätzlichen Kosten für chirurgische Eingriffe und Laborleistungen):

- Ein nicht von Nobel Biocare stammendes Implantat wurde chirurgisch eingesetzt und durch klinische Studien auf Sicherheit und Effizienz geprüft. Die Studien für dieses spezifische Implantat müssen auf den Daten von mindestens 10 Patienten basieren, über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren ermittelt und in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review-System** veröffentlicht sein;
- ein NobelProcera Produkt (NobelProcera Abutment(s) (Titan, Zirkondioxid), eine NobelProcera Implantatbrücke (Titan, Zirkondioxid) oder ein NobelProcera Implantatsteg (Titan)) wurde intraoral auf dem besagten Implantat eines anderen Herstellers am oder nach dem 1. Juni 2010 eingesetzt;
- der Hersteller des nicht von Nobel Biocare stammenden Implantats erklärt die Garantieregelung, die normalerweise für das Implantat gilt, für ungültig und begründet dies ausschließlich mit der Versorgung des Implantats durch ein NobelProcera Produkt;
- der Kunde legt Nobel Biocare eine Kopie der Zurückweisung des Garantieanspruchs durch den Hersteller des Implantats vor;
- der Kunde stellt Nobel Biocare eine Falldokumentation zur Verfügung (einschließlich Röntgenaufnahmen zur Operationsplanung, nach der Operation und zur Nachuntersuchung, sowie eine Aufnahme des nicht von Nobel Biocare stammenden Implantats am Tag der Entnahme, das entfernte, nicht von Nobel Biocare stammende Implantat – einschließlich der Rechnung des Herstellers über das Implantat – und das NobelProcera Produkt);
- das Implantatversagen wurde nicht durch Trauma, Unfall oder durch Handlungen verursacht, die direkt auf das Verhalten des Patienten oder auf dessen Zustimmung zu einem solchen Verhalten zurückzuführen sind; und
- der Fall umfasst nicht branchenweit anerkannte Kontraindikationen für Implantateinsatz. Hierunter fallen unter anderem – jedoch nicht ausschließlich – nicht eingestellte Diabetes, habituelle Drogenabhängigkeit oder durch Alkoholismus verursachte Krankheiten.

2. Garantie gegenüber dem Patienten

Speziell für die NobelProcera Implantatsteg (Patientengarantiekarte): Nobel Biocare garantiert dem Patienten, dass, falls ein beliebiger NobelProcera Implantatsteg innerhalb von 5 Jahren nach dem Einsetzen versagt,

* Für Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island gilt eine lebenslange Garantie.

** Diese Zeitschriften veröffentlichen ausschließlich Manuskripte, die erfolgreich einen so genannten Peer-Review durchlaufen haben. Bei einem Peer-Review handelt es sich um ein (in der Regel verdecktes) Begutachtungsverfahren, in dem das Manuskript durch andere Experten im gleichen Forschungsfeld bewertet wird.

*** Zu den Behandlungsanbietern zählen Zahnärzte, Ärzte und Zahntechniker.

Nobel Biocare den jeweiligen NobelProcera Implantatsteg ersetzen wird. Diese NobelProcera Implantatsteg-Garantie deckt nur NobelProcera Implantatstege ab und schließt keine zusätzlichen Kosten mit ein.

3. Berechtigung

Damit der Behandlungsanbieter in allgemeinen Fällen oder im Falle von NobelProcera Implantatstegen der Patient die oben beschriebenen Vorteile in Anspruch nehmen kann, wird vom Behandlungsanbieter*** Folgendes erwartet:

3.1

Er hat nur chirurgische und prothetische Originalkomponenten von Nobel Biocare bei dem Patientenfall verwendet, bei dem das Nobel Biocare Produkt versagt hat, einschließlich Implantaten, Deckschrauben, Gingivaformern, endgültiger Abutments, Prothetikschräuben, prothetischer Zylinder, Kronen, Brücken und Stegen.

3.2

Die Behandlung wurde gemäß den von Nobel Biocare vorgeschriebenen Vorgehensweisen und Anleitungen durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Behandlung veröffentlicht waren und der gängigen zahnärztlichen Praxis entsprechen. Durch kontraindizierte Implantat- und Versorgungsverfahren, die in den veröffentlichten Vorgehensweisen und Anleitungen von Nobel Biocare beschrieben sind, wird die Garantie null und nichtig.

3.3

Speziell bei NobelProcera Produkten: Die zum Zeitpunkt der Präparation, des Designs und der Ausarbeitung veröffentlichten aktuellen Gebrauchshinweise und Verfahrensanleitungen der Materialien wurden eingehalten. Durch die Nichteinhaltung der von Nobel Biocare veröffentlichten Verfahren und Anleitungen wird die Garantie null und nichtig.

3.4

Es ist sicherzustellen, dass der Patient die allgemein anerkannten Vorgaben für gute Mundhygiene einhält. Implantatversagen und Versagen von NobelProcera Versorgungen, das auf mangelnde Mundhygiene und/oder Infektionen zurückzuführen ist, wird möglicherweise nicht durch dieses Programm abgedeckt. Bei Implantaten werden halbjährliche Untersuchungen zur Mundhygiene empfohlen.

3.5

Der Behandlungsanbieter darf zum Zeitpunkt der Einreichung des Garantiefragebogens zu Implantatversagen oder einer Reklamation in Bezug auf NobelProcera Produkte mit keinen Zahlungen an Nobel Biocare oder ein verbundenes Unternehmen im Rückstand sein.

Nobel Biocare ist nicht verpflichtet, Leistungen im Rahmen dieses Garantieprogramms für ein Nobel Biocare Implantat zu gewähren, wenn das Versagen des Implantats oder NobelProcera Produkts durch Trauma oder durch den Patienten verursacht wird, bei dem das Implantat eingesetzt wurde.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die speziell gefertigt bzw. auf Anforderung des Behandlungsanbieters modifiziert wurden; sie gilt auch nicht für das Immediate Provisional Implant (IPI) System, das Smooth Staple Implant System oder andere provisorische Implantatsysteme, die von Nobel Biocare vertrieben werden.

4. Inanspruchnahme

Senden Sie einen unterzeichneten, abgestempelten und ausgefüllten Garantiefragebogen zu Implantatversagen mit dem nicht erfolgreichen Produkt und den anderen Komponenten, die vom Behandlungsanbieter eingesetzt wurden, innerhalb von drei Monaten nach Implantatversagen an Nobel Biocare. Eine Röntgenaufnahme des nicht erfolgreichen Implantats ist obligatorisch. Stellen Sie vor Einsenden des Implantats und der anderen bei der Behandlung verwendeten Komponenten sicher, dass alle Produkte sterilisiert sind.

Bei NobelProcera Produkten müssen Reklamationsaufträge über die NobelProcera Software zusammen mit den ursprünglichen Dateinamen und den entsprechenden Reklamationscodes eingereicht werden. Bei NobelProcera Implantatbrücken muss der Reklamationsfragebogen ausgefüllt werden.

5. Änderung oder Kündigung des Garantieprogramms

Nobel Biocare kann dieses Garantieprogramm jederzeit ändern oder kündigen. Änderungen oder die Kündigung der Garantie wirken sich nicht auf von der Garantie abgedeckte Produkte aus, die vor dem Datum der Änderung oder Kündigung eingesetzt wurden.

6. Einschränkungen für das Garantieprogramm

MIT AUSNAHME DER OBEN UNTER PUNKT 1 BESCHRIEBENEN GARANTIE GEWÄHREN WEDER NOBEL BIOCARE NOCH VERBUNDENE UNTERNEHMEN, DIE KOMPONENTEN FÜR NOBEL BIOCARE HERSTELLEN ODER VERTREIBEN, EINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE – SEI

ES IN SCHRIFTLICHER ODER MÜNDLICHER FORM – HINSICHTLICH NOBEL BIOCARE KOMPONENTEN, EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG IMPLIZITER GARANTIEEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZUR EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Darüber hinaus lehnen Nobel Biocare und alle verbundenen Unternehmen jegliche Haftung gegenüber einem Behandlungsanbieter ab für entgangene Verdienste, Einnahmen oder Gewinne, das Nichteinhalten der allgemein anerkannten Standards für die zahnärztliche Praxis durch den Behandlungsanbieter sowie alle anderen direkten und indirekten, beiläufig entstandenen oder mittelbaren Schäden, die sich aus dem Design, der Zusammensetzung, dem Zustand, der Verwendung oder Leistung von Nobel Biocare Komponenten ergeben.

7. Anwendbarkeit der Garantie

Diese Garantie gilt ausschließlich für den berechtigten Behandlungsanbieter und nicht für andere Personen oder Organisationen, einschließlich Patienten, mit Ausnahme der dem Patienten unter Punkt 1 direkt gewährten Garantie.

8. Ungeteilte Vereinbarung

Mit Ausnahme der dargelegten Bestimmungen geben weder Nobel Biocare noch mit Nobel Biocare verbundene Unternehmen Erklärungen, Garantien, Zusicherungen oder sonstige Stellungnahmen zu Nobel Biocare Produkten. Diese Garantie legt die gesamte Vereinbarung fest und ersetzt alle früheren Vereinbarungen und Absprachen, die hinsichtlich des Gegenstands dieser Vereinbarung getroffen wurden.

Diese Garantie gilt für alle Nobel Biocare Niederlassungen.

Für Märkte, die von Vertriebspartnern betreut werden, können andere Bedingungen gelten. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Nobel Biocare Niederlassung vor Ort.

Die oben genannten Bestimmungen sind allgemein gehalten.

Index in alphabetischer Reihenfolge.

Beschreibung	Artikel	Seite			
2 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101645	250	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 4,5 mm	34368	178, 226, 236
5 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101646	250	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5 mm	34369	178, 226, 236
10 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	101647	250	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 4,5 mm	34370	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelActive™ NP 1,5 mm	34196	168	30° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 4 mm	29192	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelActive™ NP 3 mm	34197	168	30° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 5 mm	29193	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelActive™ RP 1,5 mm	34200	168	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP 4 mm	33411	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelActive™ RP 3 mm	34201	168	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP 5 mm	33412	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ 6.0 0,5 mm	32383	168	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP 4 mm	33409	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 1 mm	32380	168	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP 5 mm	33410	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	32384	168	30° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	29240	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 1 mm	32381	168	30° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 5 mm	29241	178, 226, 236
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	32385	168			
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 0,5 mm	32382	168	A		
15° Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 3 mm	32386	168	Abformpfosten Brücke für offenen Löffel NobelActive™ NP	35355	201, 224, 234
15° Esthetic Abutment Brånemark System™ NP 2 mm	32400	168	Abformpfosten Brücke für offenen Löffel NobelActive™ RP	35356	201, 224, 234
15° Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 1 mm	32401	168	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 3,5 mm	33462	197, 218
15° Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 3 mm	32403	168	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	33463	197, 218
15° Esthetic Abutment Brånemark System™ WP 1 mm	32402	168	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 4 mm	33464	197, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 2,5 mm	36061	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 5 mm	29073	197, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5 mm	36062	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 5 mm	33465	197, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 2,5 mm	36063	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 6 mm	29075	197, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5 mm	36064	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 3,6x9 mm	35263	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 2,5 mm	36059	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 5x9 mm	34235	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5 mm	36060	180, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 6x9 mm	34237	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 2,5 mm	36040	179, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	32179	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36041	179, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	33477	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 2,5 mm	36042	179, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	33538	198, 218
17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36043	179, 227, 237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	33474	198, 218
17° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 2,5 mm	34188	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	33541	198, 218
17° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5 mm	34189	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	33475	198, 218
17° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 2,5 mm	34192	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ RP Ø 5 mm	33476	198, 218
17° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5 mm	34193	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ WP Ø 5 mm	32178	198, 218
17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 2 mm	29187	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ WP Ø 6 mm	29090	181, 229, 238
17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 3 mm	29188	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Multi-unit Brånemark System™ WP	29092	181, 229, 238
17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 2 mm	29189	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ NP Ø 3,6x13 mm	35261	197, 218
17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 3 mm	29190	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ NP Ø 5x13 mm	34231	197, 218
17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 4 mm	29191	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x13 mm	35262	197, 218
17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	29235	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x13 mm	34234	197, 218
17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	29236	178, 226, 236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x13 mm	34236	197, 218
17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 2 mm	29237	178, 226, 236			
17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	29238	178, 226, 236			
17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	29239	178, 226, 236			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5 mm	36067	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 4,5 mm	36068	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5 mm	36069	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 4,5 mm	36070	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5 mm	36065	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 4,5 mm	36066	180, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36044	179, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 4,5 mm	36045	179, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36046	179, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 4,5 mm	36047	179, 227, 237			
30° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5 mm	34367	178, 226, 236			

Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	30040	197, 218	Abformpfosten für Steg NobelReplace™ NP	29087	201
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	33473	197, 218	Abformpfosten für Steg NobelReplace™ RP	29088	201
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	33537	197, 218	Abformpfosten Plattform Switching RP-NP	34547	199
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	33470	197, 218	Abformpfosten Plattform Switching WP-RP	34548	199
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	33540	197, 218	Abformpfosten Steg für geschlossenen Löffel Multi-unit	29093	181
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	33471	197, 218	Abutment Auswahl-Kit Box	32429	206
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 5 mm	33472	197, 218	Abutment für Einzelzahnversorgungen NobelReplace™ NP	29476	185
Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 6 mm	29494	197, 218	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ NP 7 mm	34371	185
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	35394	199, 218	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ NP 9 mm	34372	185
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	35399	199, 218	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ RP 7 mm	34597	185
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	35390	199, 218	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ RP 9 mm	34598	185
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	35395	199, 218	Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ NP M1.6	28852	145
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ NP Ø 4,3 mm	35406	199, 218	Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ RP M2	28853	145
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	35396	199, 218	Abutmentschraube Brånemark System™ NP	29282	194, 218, 224, 234
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ WP Ø 5 mm	35397	199, 218	Abutmentschraube Brånemark System™ RP	29283	194, 218, 224, 234
Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ WP Ø 6 mm	35391	199, 218	Abutmentschraube Brånemark System™ WP	29284	194, 218, 224, 234
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 3,5 mm	33458	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für Astra Tech® Aqua Titan/ Zirkondioxid	36016	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	33459	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für Astra Tech® ST 3.5 Titan	33548	195
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 4 mm	33460	50, 200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für Astra Tech® Yellow Titan/ Zirkondioxid	36015	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 5 mm	29072	50, 200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für AstraTech® Lilac/ST 4.0/4.5/5.0 Titan/Zirkondioxid	33549	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 5 mm	33461	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für Biomet 3i® Certain	36020	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 6 mm	29074	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube für Biomet 3i® Standard	36022	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ Zygoma Ø 4 mm	33396	50, 201	Abutmentschraube für Camlog® 3.3/3.8 Zirkondioxid	33561	195
Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit	29089	181, 229, 238	Abutmentschraube für Camlog® 3.3/3.8/4.3 Titan	36029	195
Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit Brånemark System™ WP	29091	181, 229, 238	Abutmentschraube für Camlog® 4.3 Zirkondioxid	33753	195
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ NP Ø 3,6x14 mm	35347	200, 218	Abutmentschraube für Camlog® 5.0/6.0 Titan	36030	195
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ NP Ø 5x14 mm	35348	200, 218	Abutmentschraube für Camlog® 5.0/6.0 Zirkondioxid	33562	195
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x10 mm	35352	200, 218	Abutmentschraube für Straumann® Bone Level NC 3.3 Titan/Zirkondioxid	36017	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x14 mm	35349	200, 218	Abutmentschraube für Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8 Titan/Zirkondioxid	36018	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x10 mm	35353	200, 218	Abutmentschraube für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5 Titan	36019	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x14 mm	35350	200, 218	Abutmentschraube für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8/6.5 Titan/Zirkondioxid	31984	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x10 mm	35354	200, 218	Abutmentschraube für Thommen Medical 3.5	36362	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x14 mm	35351	200, 218	Abutmentschraube für Thommen Medical 4.0-6.0	36363	195, 219
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	30039	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube NobelReplace™ NP	29474	194, 218, 224, 234
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	33469	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube NobelReplace™ RP/WP/6.0	29475	194, 218, 224, 234
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	29485	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube Plattform Switching RP-NP	34553	195
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	33466	200, 218, 224, 234	Abutmentschraube Plattform Switching WP-RP	34554	195
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	33539	200, 218, 224, 234	Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	28840	67, 106
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	33467	200, 218, 224, 234	Adapter für Winkelstück	29081	51, 256, 260, 270, 272
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 5 mm	33468	200, 218, 224, 234	Adapter für Winkelstück	33065	278, 288, 290, 294, 304, 306, 310, 320, 322
Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 6 mm	29493	200, 218, 224, 234	Adapter NobelReplace™ WP zu RP	31945	191
Abformpfosten für Steg Brånemark System™ RP	29076	201	All-on-4™ Führungsschablone	32068	146
			Angulationsschablone	REF09530	189
			Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment NP 1,5 mm	35359	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment NP 3,0 mm	35360	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment RP 1,5 mm	35374	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment RP 3,0 mm	35375	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment NP 2,5 mm	35368	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment NP 3,5 mm	35369	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment RP 2,5 mm	35385	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment RP 3,5 mm	35386	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment NP 3,5 mm	35370	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment NP 4,5 mm	35371	206
			Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment RP 3,5 mm	35387	206

Außen- und Innenverbindung	Körpers- verbindung	Dreikanal- verbindung	NobelDirect	Immediate Provisional Implant	Instrumente und Geräte	Prothetik – Standard	Prothetik – CAD/CAM- Technologie	NobelGuide	Patienteninformations- material	Anhänge
Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment RP 4,5mm	35388	206	Bohrer Tapered 6.0 6×10mm	29967	78, 96, 98, 108, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment NP 1,5mm	35357	206	Bohrer Tapered 6.0 6×11,5mm	36116	78, 96, 99, 108, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment NP 3,0mm	35358	206	Bohrer Tapered 6.0 6×13mm	29968	78, 96, 99, 108, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment RP 1,5mm	35372	206	Bohrer Tapered 6.0 6×16mm	32249	78, 96, 99, 108, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment RP 3,0mm	35373	206	Bohrer Tapered 6.0 6×8mm	32078	78, 96, 98, 108, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil NP 7mm	35361	206	Bohrer Tapered NP 3,5×10mm	29367	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil NP 9mm	35362	206	Bohrer Tapered NP 3,5×11,5mm	36113	76, 96, 98, 108, 109, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil RP 7mm	35376	206	Bohrer Tapered NP 3,5×13mm	29368	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil RP 9mm	35377	206	Bohrer Tapered NP 3,5×16mm	29369	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 1,5mm	35365	206	Bohrer Tapered NP 3,5×8mm	32075	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 2,5mm	35366	206	Bohrer Tapered RP 4,3×10mm	29370	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 3,5mm	35367	206	Bohrer Tapered RP 4,3×11,5mm	36114	76, 96, 98, 108, 109, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 1,5mm	35382	206	Bohrer Tapered RP 4,3×13mm	29371	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 2,5mm	35383	206	Bohrer Tapered RP 4,3×16mm	29372	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 3,5mm	35384	206	Bohrer Tapered RP 4,3×8mm	32076	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 4,5mm	35445	206	Bohrer Tapered WP 5×10mm	29373	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment NP 4.0 1,5mm	35363	206	Bohrer Tapered WP 5×11,5mm	36115	78, 96, 98, 108, 109, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment NP 4.0 3,0mm	35364	206	Bohrer Tapered WP 5×13mm	29374	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 4.0 1,5mm	35378	206	Bohrer Tapered WP 5×16mm	29375	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 4.0 3,0mm	35379	206	Bohrer Tapered WP 5×8mm	32077	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 5.5 1,5mm	35380	206	Bohrerführung 3.0	29145	134					
Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 5.5 3,0mm	35381	206	Bohrerführung 6.0	32674	104, 133, 144					
Auswahlabutments Brånemark System™ NP	32420	206	Bohrerführung NP		29634					
Auswahlabutments Brånemark System™ RP	32421	206	Bohrerführung RP	29635	104, 133, 144					
Auswahlabutments Brånemark System™ WP	32422	206	Bohrerführung WP	29636	104, 133, 144					
Auswahlabutments NobelReplace™ 6.0	32419	206	Bohrersatz 7–15mm	35425	41, 65, 103					
Auswahlabutments NobelReplace™ NP	32416	206	Bohrerstopp Ø 2mm		33063					
Auswahlabutments NobelReplace™ RP	32417	206	Bohrerstopp Ø 2.8mm		33064					
Auswahlabutments NobelReplace™ WP	32418	206	Bohrerstopp Ø 3mm	33075	25, 27, 29, 43, 67, 85, 105, 255, 259, 274, 291, 309, 324					
B			Bohrerstopp Ø 3,4mm	33078	25, 27, 43, 67, 83, 105, 255, 259, 274, 291, 309, 324					
Basis- und Modellhalter	36217	240	Bohrerstopp Ø 3,8mm	33080	255, 259, 274, 291, 309, 324					
Batch Halter	35475	240	Bohrerstopp Ø 3,2mm	33077	25, 27, 29, 31, 43, 56, 58, 67, 83, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324					
Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×13mm	29970	79, 96, 99, 108, 119, 126, 129, 132	Bohrerstopp Ø 3,6mm	33084	29, 31, 43, 58, 67, 83, 85, 87, 105, 277, 291					
Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16mm	32250	79, 96, 99, 108, 119, 126, 129, 132	Bohrerstopp Ø 4,2mm	33081	29, 31, 43, 58, 67, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324					
Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×13mm	29377	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132	Bohrerstopp-Kit	32430	43, 67, 105					
Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×16mm	29378	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132	Bohrerstopp-Kit Box	33062	43, 67, 105					
Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 3,5×13mm	29380	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132								
Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 3,5×16mm	29381	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132								
Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13mm	29383	79, 96, 99, 108, 109, 119, 126, 129, 132								
Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16mm	29384	79, 96, 99, 108, 109, 119, 126, 129, 132								
Bohrer mit Spitze Tapered 2mm	36117	76, 78, 96, 98, 108, 109, 116, 118, 126, 128, 132								

Bohrerverlängerungsschaft	29164	42, 45, 46, 68, 69, 108, 109, 110, 111, 132, 146, 273, 284, 289, 290, 307, 323		Bränemark System™ NobelSpeedy™ Röntgenschablone	33097	44, 46
Bränemark System™ Abutment-Auswahl-Kit	32415	206		Bränemark System™ Produktübersicht	33129	46
Bränemark System™ Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	32111	44		Bränemark System™ Produktübersicht Guided	33132	272
Bränemark System™ Chirurgie-Kit	32302	45, 46		Bränemark System™ Versenker NP	32281	23, 38, 41, 62, 100
Bränemark System™ Chirurgie-Kit Box	32312	45, 46		Bränemark System™ Versenker RP	32283	25, 27, 38, 41, 62, 100
Bränemark System™ Chirurgische Drehmomentratsche	32110	44, 45, 46, 270, 272		Bränemark System™ Versenker WP	32285	29, 31, 38, 41, 62, 100
Bränemark System™ Freilegung Chirurgie-Kit	32308	47		Bränemark System™ Zygoma Abutment-Schraube	33397	50, 195
Bränemark System™ Freilegung Chirurgie-Kit Box	32315	47		Bränemark System™ Zygoma Chirurgie-Kit	29162	51
Bränemark System™ Guided Chirurgie-Kit	32306	270, 272		Bränemark System™ Zygoma Deckschraube (maschiniert)	28989	50
Bränemark System™ Guided Chirurgie-Kit Box	32320	270, 272		Bränemark System™ Zygoma Deckschraube für TiUnite® Implantate	32424	50
Bränemark System™ Mk III Groovy NP 3,3x10mm	32114	22, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Gingivaformer Ø 4x3mm (TiUnite®)	32332	50
Bränemark System™ Mk III Groovy NP 3,3x11,5mm	32115	22, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Gingivaformer Ø 4x5mm (TiUnite®)	32333	50
Bränemark System™ Mk III Groovy NP 3,3x13mm	32116	22, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 30mm (maschiniert)	28862	50
Bränemark System™ Mk III Groovy NP 3,3x15mm	32117	22, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 35mm (maschiniert)	28863	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x10mm	32120	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 40mm (maschiniert)	28864	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x11,5mm	32121	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 42,5mm (maschiniert)	28865	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x13mm	32122	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 45mm (maschiniert)	28866	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x15mm	32123	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 47,5mm (maschiniert)	28867	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x18mm	32124	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 50mm (maschiniert)	28868	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 3,75x8,5mm	32119	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Implantat RP 52,5mm (maschiniert)	28869	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 4x10mm	32127	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 2mm (maschiniert)	29314	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 4x11,5mm	32128	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 2mm (TiUnite®)	32328	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 4x13mm	32129	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 3mm (maschiniert)	29315	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 4x15mm	32130	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 3mm (TiUnite®)	32329	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 4x18mm	32131	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 3mm (TiUnite®)	29312	50
Bränemark System™ Mk III Groovy RP 4x8,5mm	32126	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 3mm (maschiniert)	32330	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x10mm	32134	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 5mm (maschiniert)	29313	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x11,5mm	32135	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 5mm (TiUnite®)	32331	50
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x13mm	32136	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Pilotbohrer 3,5mm	32630	51
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x15mm	32137	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Pilotbohrer 3,5mm kurz	32791	51
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x18mm	32138	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Rosenbohrer	DIA 578-0	51
Bränemark System™ Mk III Groovy WP 5x8,5mm	32133	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Spiralbohrer 2,9mm	32628	51
Bränemark System™ Mk III Shorty RP Ø 3,75mm	32118	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Spiralbohrer 2,9mm kurz	32629	51
Bränemark System™ Mk III Shorty RP Ø 4mm	32125	24, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Spiralbohrer 3,5mm	32631	51
Bränemark System™ Mk III Shorty WP Ø 5mm	32132	28, 36, 254		Bränemark System™ Zygoma Spiralbohrer 3,5mm kurz	32632	51
Bränemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x10mm	28906	22, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 30mm	34723	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x11,5mm	28907	22, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 35mm	34724	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x13mm	28908	22, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 40mm	34735	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x15mm	28909	22, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 42,5mm	34736	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x10mm	28913	24, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 45mm	34737	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x11,5mm	28914	24, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 47,5mm	34738	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x13mm	28915	24, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 50mm	34739	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x15mm	28916	24, 36		Bränemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 52,5mm	34740	50
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x18mm	28917	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x7mm	28911	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x8,5mm	28912	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x10mm	28920	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x11,5mm	28921	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x13mm	28922	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x15mm	28923	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x18mm	28924	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x7mm	28918	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x8,5mm	28919	24, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x10mm	28927	28, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x13mm	28929	28, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x15mm	28930	28, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x7mm	28925	28, 36				
Bränemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x8,5mm	28926	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x10mm	28934	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x11,5mm	28935	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x13mm	28936	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x15mm	28937	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x18mm	28938	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x7mm	28932	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x8,5mm	28933	26, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x10mm	28941	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x11,5mm	28942	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x13mm	28943	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x15mm	28944	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x7mm	28939	28, 36				
Bränemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x8,5mm	28940	28, 36				

C

Chirurgisches Abdeckset 2/Pkg 12T7400 146

D

Deckschraube Brånemark System™ NP	28986	23, 44, 257, 261, 267
Deckschraube Brånemark System™ RP	28987	25, 27, 44, 257, 261, 267
Deckschraube Brånemark System™ WP	28988	29, 31, 44, 257, 261, 267
Deckschraube NobelActive™ NP	34145	57, 66, 279, 285
Deckschraube NobelActive™ RP	34146	59, 66, 279, 285
Deckschraube NobelReplace™ 6.0	30087	79, 87, 104, 295, 301, 311, 317
Deckschraube NobelReplace™ NP	29433	77, 81, 104, 295, 301, 311, 317
Deckschraube NobelReplace™ RP	29434	77, 83, 104, 295, 301, 311, 317
Deckschraube NobelReplace™ RP	29434	73, 79, 100, 277, 283, 293, 297
Deckschraube NobelReplace™ WP	29435	79, 85, 104, 295, 301, 311, 317
Deckschraube NobelReplace™ WP	29435	75, 81, 100, 277, 283, 293, 297
Deckschraubendreher Brånemark System™ Sechskant	DIB 097-0	44, 45, 46, 47, 51
Doppel-Maul-Schlüssel	33247	256, 260, 267, 294, 300, 310, 316
Duplikat der Röntgenschablone	14751	251

E

Einsatz für Goldkappe für Kugelkopf-Abutment	33855	191
Entfernungsschraube NobelActive™ NP	35259	208
Entfernungsschraube NobelActive™ RP	35260	208
Ersatz-Kit Box	32310	144
Esthetic Abutment Brånemark System™ NP 2mm	32396	167
Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 1mm	32397	167
Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 3mm	32399	167
Esthetic Abutment Brånemark System™ WP 1mm	32398	167
Esthetic Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	34194	167
Esthetic Abutment NobelActive™ NP 3mm	34195	167
Esthetic Abutment NobelActive™ RP 1,5mm	34198	167
Esthetic Abutment NobelActive™ RP 3mm	34199	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ 6.0 0,5mm	32375	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 1mm	32372	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 3mm	32376	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 1mm	32373	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 3mm	32377	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 0,5mm	32374	167
Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 3mm	32378	167

F

Fertige OP-Schablone: 2–4 Implantate	15404	251
Führung für Schleimhautstanze 3.0	29144	134
Führung für Schleimhautstanze 6.0	32673	104, 133, 144
Führung für Schleimhautstanze NP	29631	104, 133, 144
Führung für Schleimhautstanze RP	29632	104, 133, 144
Führung für Schleimhautstanze WP	29633	104, 133, 144

G

Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–13mm	32294	31, 38, 42, 62, 87, 100, 103
Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–18mm	32295	31, 38, 42, 62, 87, 100, 103
Gewindeschneider NP 10–15mm	32289	23, 38, 42, 62, 81, 100, 103
Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–13mm	32290	25, 38, 42, 62, 100
Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–18mm	32291	25, 38, 42, 62, 100
Gewindeschneider RP Ø 4 7–13mm	33072	25, 27, 38, 42, 62, 83, 100, 103
Gewindeschneider RP Ø 4 7–18mm	33073	25, 27, 38, 42, 62, 83, 100, 103
Gewindeschneider Tapered 6.0	32092	79, 96, 108, 119, 126, 132
Gewindeschneider Tapered NP	32089	77, 96, 108, 109, 117, 126, 132
Gewindeschneider Tapered RP	32090	77, 96, 108, 109, 117, 126, 132
Gewindeschneider Tapered WP	32091	79, 96, 108, 109, 119, 126, 132

Gewindeschneider WP Ø 5 7–13mm	32292	29, 38, 42, 62, 85, 100, 103
Gewindeschneider WP Ø 5 7–18mm	32293	29, 38, 42, 62, 85, 100, 103
Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 3,5x3mm	33441	23, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 3,5x5mm	33442	23, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 4,5x3mm	33443	23, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 4,5x5mm	33444	23, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 4x3mm	33445	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 4x5mm	33446	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 5x3mm	29137	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 5x5mm	29139	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 5x3mm	33447	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 5x5mm	33448	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 6x3mm	29141	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 6x5mm	29143	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
Gingivaformer Brücke NobelActive™ NP	34681	57, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer Brücke NobelActive™ RP	34682	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 3,6x3mm	34212	57, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 3,6x5mm	34213	57, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 5x3mm	34214	57, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 5x5mm	34215	57, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 3,6x3mm	34216	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 3,6x5mm	34217	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 5x3mm	34218	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 5x5mm	34219	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 6x3mm	34220	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 6x5mm	34221	59, 66, 152, 279, 285
Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 6x3mm	29998	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 6x5mm	29999	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 7x3mm	33455	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 7x5mm	33457	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 3,5x3mm	29436	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 3,5x5mm	29437	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 4,5x3mm	33449	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 4,5x5mm	33450	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 4,3x3mm	33535	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 4,3x5mm	33536	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 5,3x3mm	33451	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 5,3x5mm	33452	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 5x3mm	33453	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 5x5mm	33454	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317
Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 6x3mm	29446	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317

Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 6x5mm	29447	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)16mm	32834	293, 296, 298, 304, 306
Gingivaformer Plattform Switching RP-NP	34549	153	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)8mm	32831	293, 296, 298, 304, 306
Gingivaformer Plattform Switching WP-RP	34550	153	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)10mm	32836	293, 296, 298, 304, 307
Goldabutment für Steg auf Implantatniveau Brånemark System™ RP	29068	193	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)13mm	32837	293, 296, 298, 304, 307
Goldabutment für Steg auf Implantatniveau NobelReplace™ NP	29061	193	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)16mm	32838	293, 296, 298, 304, 307
Goldabutment für Steg auf Implantatniveau NobelReplace™ RP	29062	193	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)8mm	32835	293, 296, 298, 304, 307
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ NP	29005	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP Ø 6 für Ø 5mm	32826	259, 266, 271, 273, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP	29009	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2mm	32816	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 307, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ WP	29013	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3mm	32821	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelActive™ NP	35141	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,6mm	35885	277, 284, 289, 290
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelActive™ RP	35142	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8mm	32824	255, 259, 266, 271, 273, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	29990	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2mm	32825	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	29007	175	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,6mm	35886	277, 284, 289, 290
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	29011	175	Guided Bohrerführung NobelActive™ Kit Box	35926	289, 290
GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	29015	175	Guided Bohrerführung NP für Ø 2mm	32814	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 306, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ NP	29004	175	Guided Bohrerführung NP für Ø 2,8mm	32817	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ RP	29008	175	Guided Bohrerführung NP für Ø 3mm	32819	266, 271, 273, 316, 321
GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ WP	29012	175	Guided Bohrerführung NP für Ø 3,2mm	35882	277, 284, 289, 290
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelActive™ NP	35143	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 2mm	32815	255, 259, 266, 271, 272, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 306, 309, 316, 321, 322
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelActive™ RP	35144	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 2,8mm	32818	255, 259, 266, 271, 272, 277, 284, 289, 290, 293, 309, 316, 321, 322
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	29989	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 3mm	32820	255, 266, 271, 272, 316, 321, 322
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ NP	29006	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,2mm	32822	255, 259, 266, 271, 272, 309, 316, 321, 322
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ RP	29010	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,4mm	32823	255, 259, 266, 271, 272, 309, 316, 321, 322
GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ WP	29014	175	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,6mm	35883	277, 284, 289, 290
Goldkappe für Kugelkopf-Abutment	29025	191	Guided Bohrerführung RP für Ø 4,2mm	35884	277, 284, 289, 290
Goldkappe Multi-unit	29043	183	Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP für NP	33019	293, 300, 305, 307
Goldkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	29044	183	Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP für RP	33020	293, 300, 305, 307
Goldkappe Multi-unit für Steg	29045	183, 193	Guided Bohrerführung Tapered RP für NP	33018	300, 305, 306
Goldkappe Multi-unit, 5/Pkg	29042	183	Guided Bohrerstopp-Kit	33085	274, 291, 324
Guided Abutment Brånemark System™ NP	32903	267	Guided Bohrerstopp-Kit Box	33086	274, 291, 324
Guided Abutment Brånemark System™ RP	32905	267	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ NP	32863	256, 260, 267, 270, 273
Guided Abutment Brånemark System™ WP	32907	267	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ RP	32865	256, 260, 267, 270, 272
Guided Abutment NobelReplace™ 6.0	32910	301, 317	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ WP	32868	256, 260, 267, 270, 273
Guided Abutment NobelReplace™ NP	32904	301, 317	Guided Einbringpfosten NobelActive™ NP	35887	278, 285, 288, 290
Guided Abutment NobelReplace™ RP	32906	301, 317	Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 4.3	35888	278, 285, 288, 290
Guided Abutment NobelReplace™ WP	32908	301, 317	Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 5.0	35889	278, 285, 288, 290
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6x13mm	32853	293, 296, 299, 304, 307	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0	32871	294, 300, 305, 307, 310, 316, 320, 323
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6x16mm	32854	293, 296, 299, 304, 307	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP	32864	294, 300, 305, 306, 310, 316, 320, 323
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x13mm	32844	293, 296, 299, 304, 306			
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x16mm	32845	293, 296, 299, 304, 306			
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x13mm	32847	293, 296, 299, 304, 306			
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x16mm	32848	293, 296, 299, 304, 306			
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5x13mm	32850	293, 296, 299, 304, 307			
Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5x16mm	32851	293, 296, 299, 304, 307			
Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)10mm	32840	293, 296, 298, 304, 307			
Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)13mm	32841	293, 296, 298, 304, 307			
Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)16mm	32842	293, 296, 299, 304, 307			
Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)8mm	32839	293, 296, 298, 304, 307			
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)10mm	32828	293, 296, 298, 304, 306			
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)13mm	32829	293, 296, 298, 304, 306			
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)16mm	32830	293, 296, 298, 304, 306			
Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)8mm	32827	293, 296, 298, 304, 306			
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)10mm	32832	293, 296, 298, 304, 306			
Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)13mm	32833	293, 296, 298, 304, 306			

Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP	32866	294, 300, 305, 306, 310, 316, 320, 322	Guided Spiralbohrer 2x(10+)-7-13 mm	33107	255, 259, 262, 264, 277, 280, 282, 309, 312, 314
Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP	32869	294, 300, 305, 307, 310, 316, 320, 323	Guided Spiralbohrer 2x(10+)-7-18 mm	32746	255, 259, 262, 264, 270, 277, 280, 282, 289, 309, 312, 314, 320
Guided Gewebestopfen Brånemark System™ NP	33030	267	Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)-7-13 mm	33115	255, 259, 262, 265, 309, 312, 314
Guided Gewebestopfen Brånemark System™ RP	33032	267	Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)-7-18 mm	32749	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320
Guided Gewebestopfen Brånemark System™ WP		33034	Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)-7-13 mm	33117	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
Guided Gewebestopfen NobelReplace™ 6.0	33037	300, 317	Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)-7-18 mm	32750	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320
Guided Gewebestopfen NobelReplace™ NP	33031	300, 317			
Guided Gewebestopfen NobelReplace™ RP	33033	300, 317			
Guided Gewebestopfen NobelReplace™ WP	33035	300, 317			
Guided Gewindeschneider 6.0/WP Ø 6 7-13 mm	32861	259, 266, 309, 316			
Guided Gewindeschneider NobelActive™ NP 8,5-10 mm	35878	277, 284, 288			
Guided Gewindeschneider NobelActive™ RP 4,3 8,5-10 mm	35879	277, 284, 288			
Guided Gewindeschneider NobelActive™ RP 5,0 8,5-10 mm	35880	277, 284, 288	Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)-7-13 mm	33118	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
Guided Gewindeschneider NP 10-13 mm	32855	255, 259, 266, 309, 316	Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)-7-18 mm	32751	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320
Guided Gewindeschneider RP Ø 3,75 7-13 mm	32857	255, 266	Guided Spiralbohrer 3x(10+)-7-13 mm	33109	255, 259, 262, 265, 277, 280, 283, 309, 312, 314
Guided Gewindeschneider RP Ø 4 7-13 mm	33114	255, 259, 266, 309, 316	Guided Spiralbohrer 3x(10+)-7-18 mm	32748	255, 259, 262, 264, 270, 277, 280, 282, 289, 309, 312, 314, 320
Guided Gewindeschneider Tapered 6.0	32862	293, 300, 304, 307	Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)-7-13 mm	33119	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
Guided Gewindeschneider Tapered NP	32856	293, 300, 304, 306	Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)-7-18 mm	32752	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320
Guided Gewindeschneider Tapered RP	32858	293, 300, 304, 306	Guided Spiralbohrer 5x(10+)-7-13 mm	33120	259, 262, 265, 309, 312, 315
Guided Gewindeschneider Tapered WP	32860	293, 300, 307	Guided Spiralbohrer 5x(10+)-7-18 mm	32753	259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320
Guided Gewindeschneider WP Ø 5 7-13 mm	32859	255, 259, 266, 309, 316	Guided Spiralbohrer Tapered 2x(10+)-8-16 mm	32744	293, 296, 298, 304
Guided Hülse 6.0/WP	32766	269, 286, 303, 319	Guided Starbohrer/Versenker NobelReplace™ 6.0	32743	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320
Guided Hülse 6.0/WP, 20/Pkg	35112	269, 286, 303, 319	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP	32736	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288
Guided Hülse Brånemark System™ NP	29172	145	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP	32738	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288
Guided Hülse Brånemark System™ RP	29173	145	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5	32740	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288
Guided Hülse Brånemark System™ WP	29174	145	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 6	32742	260, 262, 265, 270
Guided Hülse NP	32754	269, 286, 303, 319	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ NP	32737	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320
Guided Hülse NP, 20/Pkg	35110	269, 286, 303, 319	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ RP	32739	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320
Guided Hülse RP	32765	269, 286, 303, 319	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ WP	32741	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320
Guided Hülse RP, 20/Pkg	35111	269, 286, 303, 319	Guided Startbohrer/Versenker, Mk III klassik RP	33113	262, 265
Guided Kit Box für Bohrerführungen	32797	271, 272, 321, 322	Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 (10+) 7-13	35839	277, 280, 282
Guided Kit Box für Bohrerführungen Tapered	32957	305, 306	Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 (10+) 7-18	35844	277, 280, 282, 289
Guided Laborabutment Brånemark System™ NP	32895	269	Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 (10+) 7-13	35840	277, 280, 283
Guided Laborabutment Brånemark System™ RP	32897	269	Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 (10+) 7-18	35875	277, 280, 282, 289
Guided Laborabutment Brånemark System™ WP	32899	269	Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 (10+) 7-13	35841	277, 280, 283
Guided Laborabutment NobelReplace™ 6.0	32902	303, 319	Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 (10+) 7-18	35876	277, 280, 282, 289
Guided Laborabutment NobelReplace™ NP	32896	303, 319	Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 (10+) 7-13	35842	277, 280, 283
Guided Laborabutment NobelReplace™ RP	32898	303, 319	Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 (10+) 7-18	35877	277, 280, 282, 289
Guided Laborabutment NobelReplace™ WP	32900	303, 319	Guided Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 (10+) 7-13	35843	277, 280, 283, 289
Guided Laborschraube Brånemark System™ NP	32887	269	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelActive™ NP	35890	279, 284, 288, 290
Guided Laborschraube Brånemark System™ RP	32889	269	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0	32811	295, 300, 305, 307, 311, 316, 320, 323
Guided Laborschraube Brånemark System™ WP	32892	269	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ NP	32803	295, 300, 305, 306, 311, 316, 320, 323
Guided Laborschraube NobelReplace™ NP	32888	303, 319	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ RP	32805	295, 300, 305, 306, 311, 316, 320, 322
Guided Laborschraube NobelReplace™ RP	32890	303, 319	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ WP	32808	295, 300, 305, 307, 311, 316, 320, 323
Guided Laborschraube NobelReplace™ WP/6.0	32893	303, 319	Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ NP	32802	257, 261, 266, 270, 273
Guided Pin 28 mm Brånemark System™ NP	32879	268, 286	Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ RP	32804	257, 261, 266, 270, 272
Guided Pin 28 mm Brånemark System™ RP	32881	268, 286			
Guided Pin 28 mm Brånemark System™ WP	32884	268			
Guided Pin 28 mm NobelReplace™ NP	32880	302, 318			
Guided Pin 28 mm NobelReplace™ RP	32882	302, 318			
Guided Pin 28 mm NobelReplace™ WP/6.0	32885	302, 318			
Guided Provisorische Kappe Titan 6.0/WP	32876	269, 303, 319			
Guided Provisorische Kappe Titan NP	32873	269, 303, 319			
Guided Provisorische Kappe Titan RP	32874	269, 303, 319			
Guided Schleimhautstanze 6.0/WP, 5/Pkg	3222008	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317			
Guided Schleimhautstanze NP, 5/Pkg	3222006	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317			
Guided Schleimhautstanze RP, 5/Pkg	3222007	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317			
Guided Spiralbohrer Ø 1,5x20 mm	33066	251, 262, 270, 280, 289, 296, 304, 312, 320			
Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)-7-13 mm	33108	255, 259, 262, 264, 309, 312, 314			
Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)-7-18 mm	32747	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320			

Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ WP	32807	257, 261, 266, 270, 273
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 4,3	35891	279, 284, 288, 290
Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 5,0	35892	279, 284, 288, 290
Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ NP	32768	268
Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ RP	32770	268
Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ WP	32774	268
Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelActive™ RP 4,3	35895	286
Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelActive™ RP 5,0	35896	286
Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelReplace™ NP	32769	302, 318
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ NP	35894	286
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ 6.0	32778	302, 318
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ RP	32771	302, 318
Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ WP	32775	302, 318

H

Halter für Implantathülsen	29543	46, 69, 109, 111, 146, 272, 290, 306, 322
Handschlüssel für Implantateindreher	32180	67, 105
Handstück	30045	146
Handstück für Guided Bohrerführungen	32813	266, 271, 272, 284, 289, 290, 300, 305, 306, 316, 321, 322
Handstück für Schutzkappe	29122	207
Handstück S-11, gerade 1:1	NB00001104	147
Heilkappe 3.0	31417	121, 125
Heilkappe 3.0	31417	117, 121
Heilkappe Multi-unit	31145	181, 204
Heilkappe Multi-unit	31145	169, 194
Heilkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	29066	181, 204
Heilkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	29066	169, 194
Heilkappe Multi-unit, 5/Pkg	29064	181, 204
Heilkappe Multi-unit, 5/Pkg	29064	169, 194
Heilkappe Snappy Abutment 4.0 NP/RP	35992	161, 194
Heilkappe Snappy Abutment 4.0 WP	35993	161, 194
Heilkappe Snappy Abutment 5.5 NobelReplace 6.0/Brånemark System WP	35867	161, 194
Heilkappe Snappy Abutment 5.5 NP/RP	35950	161, 194
Heilkappe Snappy Abutment 5.5 WP	35866	161, 194
Heilkappe, breit, Multi-unit	31146	181, 204
Heilkappe, breit, Multi-unit	31146	169, 194
Heilkappe, breit, Multi-unit Brånemark System™ WP	29067	181, 204
Heilkappe, breit, Multi-unit Brånemark System™ WP	29067	169, 194
Heilschraube TC NP 1 mm	36293	81, 104
Heilschraube TC NP 1 mm	36293	100
Heilschraube TC NP 3 mm	36294	81, 104
Heilschraube TC NP 3 mm	36294	100
Heilschraube TC RP 1 mm	36295	83, 104
Heilschraube TC RP 1 mm	36295	100
Heilschraube TC RP 3 mm	36296	83, 104
Heilschraube TC RP 3 mm	36296	100

I

Immediate Provisional Implant	29544	139, 140
Immediate Provisional Implant Analog 5/Pkg	29547	139
Immediate Provisional Implant Biegewerkzeug	29553	139, 140
Immediate Provisional Implant Chirurgie-Kit	32305	140
Immediate Provisional Implant Eindrehschlüssel	29550	139, 140
Immediate Provisional Implant Einmalspiralbohrer	30049	139, 140
Immediate Provisional Implant Entfernungsschlüssel	29552	139, 140
Immediate Provisional Implant Handstück	29551	139, 140
Immediate Provisional Implant Kappe 5/Pkg	29546	139, 140
Immediate Provisional Implant Kit Box	32319	140
Immediate Provisional Implant Komfortkappe 5/Pkg	29548	139
Immediate Provisional Implant Parallelisierungsstift	29554	139, 140
Immediate Provisional Implants 10 Einzelpackungen	29545	139
Implantat-Entfernungsschlüssel	36139	145
Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	29532	46, 69, 109, 111, 139, 146, 208
Implantateindreher Brånemark System™ NP 26 mm	29126	23, 43, 45
Implantateindreher Brånemark System™ NP 34 mm	29127	23, 43
Implantateindreher Brånemark System™ RP 21 mm	29129	25, 27, 43, 45, 46

Implantateindreher Brånemark System™ RP 26 mm	29130	25, 27, 43, 45, 46
Implantateindreher Brånemark System™ RP 34 mm	29131	25, 27, 43
Implantateindreher Brånemark System™ WP 21 mm	29134	29, 31, 43, 45
Implantateindreher Brånemark System™ WP 26 mm	29135	29, 31, 43, 45
Implantateindreher NobelActive™ NP 28 mm	34995	57, 66, 68, 69
Implantateindreher NobelActive™ NP 36 mm	34996	57, 66, 68, 69
Implantateindreher NobelActive™ RP 28 mm	34997	59, 66, 68, 69
Implantateindreher NobelActive™ RP 36 mm	34998	59, 66, 68, 69
Implantateindreher NobelDirect™ 3.0	30941	121, 125, 134
Implantateindreher NobelDirect™ NP	30942	117, 125, 133
Implantateindreher NobelDirect™ RP/WP/6.0	30943	117, 119, 125, 133
Implantateindreher NobelReplace™ 6.0 kurz	29997	79, 87, 105, 108, 110, 132
Implantateindreher NobelReplace™ 6.0 lang	32413	79, 87, 105, 110
Implantateindreher NobelReplace™ NP kurz	31604	77, 81, 105, 108, 109, 110, 132
Implantateindreher NobelReplace™ NP lang	31625	77, 81, 105, 110
Implantateindreher NobelReplace™ RP kurz	29508	77, 83, 105, 108, 109, 110, 111, 132
Implantateindreher NobelReplace™ RP lang	29509	77, 83, 105, 110, 111
Implantateindreher NobelReplace™ WP kurz	29510	79, 85, 105, 108, 109, 110, 132
Implantateindreher NobelReplace™ WP lang	29511	79, 85, 105, 110
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ NP 21 mm	29128	43, 45
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 12 mm	29132	43, 45, 46
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 21 mm	29133	43
Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ WP 12 mm	29136	43, 45
Implantatgewindereiniger NobelReplace™ NP	2594	145
Implantatgewindereiniger NobelReplace™ RP/WP	3000	145
Inbusschlüssel	35480	240
Jährliche Wartungsgebühr für NobelClinician / NobelConnect (einschließlich 1 GB Online-Speicherplatz)	101627	250
Kalibrierungskugel	35467	240
Knochenfräse Brånemark System™ NP	28977	44, 47
Knochenfräse Brånemark System™ RP	28978	44, 47
Knochenfräse Brånemark System™ WP	28979	44, 47
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ NP	28980	44, 47
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ RP	28981	44, 47
Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ WP	28982	44, 47
Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	33392	44
Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ RP Ø 5,1 mm	33393	44
Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ WP Ø 6,5	33495	44
Knochenfräse mit Führung Guide NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	33502	105
Knochenfräse mit Führung Guide NobelReplace™ WP Ø 6,5 mm	33504	105
Knochenfräse mit Führung NobelActive™ NP	34777	66, 285
Knochenfräse mit Führung NobelActive™ RP	34779	66, 285
Knochenfräse mit Führung NobelReplace™ 6.0 Ø 7,0 mm	33505	105
Knochenfräse mit Führung NobelReplace™ NP Ø 4,6 mm	33501	105
Knochenfräsenführung Brånemark System™ NP	33496	44
Knochenfräsenführung Brånemark System™ RP	33497	44
Knochenfräsenführung Brånemark System™ WP	33498	44
Knochenfräsenführung NobelActive™ NP	34778	66, 285
Knochenfräsenführung NobelActive™ RP	34780	66, 285
Knochenfräsenführungen 6.0	33509	105
Knochenfräsenführungen NP	33506	105
Knochenfräsenführungen RP	33507	105
Knochenfräsenführungen WP	33508	105
Kugelpf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 1 mm	31905	191
Kugelpf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 3 mm	31906	191
Kugelpf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 5 mm	31907	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 1 mm	31908	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 2 mm	31909	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 3 mm	31910	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 1 mm	31911	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 2 mm	31912	191
Kugelpf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 3 mm	31913	191

Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment NobelReplace™ WP	32789	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment NP	32787	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment RP	32788	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NobelReplace™ WP	32410	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NobRpi 6.0/Bmk WP	32172	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NP	32408	169, 203
Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment RP	32409	169, 203
Kunststoffkappe für provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	31656	155, 203
Kunststoffkappe für QuickTemp™ Abutment Conical	33404	157, 203
L		
Laborimplantat Brånemark System™ NP	31158	202, 220, 224, 234, 268
Laborimplantat Brånemark System™ RP	31159	202, 220, 224, 234, 268
Laborimplantat Brånemark System™ RP, 5/Pkg	29108	202, 220, 224, 234, 268
Laborimplantat Brånemark System™ WP	31160	202, 220, 224, 234, 268
Laborimplantat NobelActive™ NP	34243	202, 220, 224, 234, 286
Laborimplantat NobelActive™ RP	34244	202, 220, 224, 234, 286
Laborimplantat NobelReplace™ 6.0	29995	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ NP	29498	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ NP, 20/Pkg	29499	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ PS RP-NP	34556	202
Laborimplantat NobelReplace™ PS WP-RP	34557	202
Laborimplantat NobelReplace™ RP	29500	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ RP, 20/Pkg	29501	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ WP	29502	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborimplantat NobelReplace™ WP, 20/Pkg	29503	202, 220, 224, 234, 302, 318
Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ NP	31168	194, 220, 224, 234
Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ RP, 5/Pkg	29290	194, 220, 224, 234
Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ WP	31169	194, 220, 224, 234
Laborschraube auf Implantatniveau NobelReplace™ NP	31170	194, 220, 224, 234
Laborschraube auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/ WP/6.0 5/Pkg	29293	194, 220, 224, 234
Laborschraube Multi-unit Brånemark System™ WP	31163	183, 229, 238
Laborschraube Multi-unit, 5/Pkg	29287	183, 229, 238
Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, Brånemark System™ NP	31164	183, 229, 238
Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, Brånemark System™ RP	31165	183, 229, 238
Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ NP	31166	183, 229, 238
Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ RP	31167	183, 229, 238
Lineal zum Abmessen der Höhe	35807	327
Lizenzgebühr für ProCera® Software Clinical Premium	10589	250
Lizenzgebühr für ProCera® Software Clinical Pro	10588	250
Locator® Abformpfosten, 20/Pkg	REF08505-20	189
Locator® Abformpfosten, 4/Pkg	REF08505	189
Locator® Abutment Brånemark System™ NP 0,73 mm	REF08105	187
Locator® Abutment Brånemark System™ NP 2,0 mm	REF08106	187
Locator® Abutment Brånemark System™ NP 3,0 mm	REF08107	187
Locator® Abutment Brånemark System™ NP 4,0 mm	REF08108	187
Locator® Abutment Brånemark System™ NP 5,0 mm	REF08109	187
Locator® Abutment Brånemark System™ RP 0,73 mm	REF08681	187
Locator® Abutment Brånemark System™ RP 2,0 mm	REF08682	187
Locator® Abutment Brånemark System™ RP 3,0 mm	REF08683	187
Locator® Abutment Brånemark System™ RP 4,0 mm	REF08684	187

Locator® Abutment Brånemark System™ RP 5,0 mm	REF08685	187
Locator® Abutment Brånemark System™ RP 6,0 mm	REF08696	187
Locator® Abutment Brånemark System™ WP 1,1 mm	REF08825	187
Locator® Abutment Brånemark System™ WP 2,0 mm	REF08826	187
Locator® Abutment Brånemark System™ WP 3,0 mm	REF08827	187
Locator® Abutment Brånemark System™ WP 4,0 mm	REF08828	187
Locator® Abutment Brånemark System™ WP 5,0 mm	REF08829	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 1 mm	REF01401	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 2 mm	REF01402	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 3 mm	REF01403	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 4 mm	REF01404	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 5 mm	REF01405	187
Locator® Abutment NobelActive™ NP 6 mm	REF01406	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 1 mm	REF01411	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 2 mm	REF01412	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 3 mm	REF01413	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 4 mm	REF01414	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 5 mm	REF01415	187
Locator® Abutment NobelActive™ RP 6 mm	REF01416	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 0 mm	REF08756	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 1 mm	REF08757	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	REF08758	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	REF08759	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 4 mm	REF08760	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 5 mm	REF08734	187
Locator® Abutment NobelReplace™ NP 6 mm	REF08735	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 0 mm	REF08761	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 1 mm	REF08762	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 2 mm	REF08763	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	REF08764	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	REF08765	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 5 mm	REF08753	187
Locator® Abutment NobelReplace™ RP 6 mm	REF08754	187
Locator® Abutment NobelReplace™ WP 1 mm	REF08766	187
Locator® Abutment NobelReplace™ WP 2 mm	REF08767	187
Locator® Abutment NobelReplace™ WP 3 mm	REF08768	187
Locator® Abutment NobelReplace™ WP 4 mm	REF08769	187
Locator® Abutment NobelReplace™ WP 5 mm	REF08770	187
Locator® Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	REF08390	189, 196
Locator® Eindrehschlüssel 23 mm	REF08913	189, 196
Locator® Eindrehschlüssel 29 mm	REF08914	189, 196
Locator® Erweiterter Bereich (grün), 20/Pkg	REF08547-20	188
Locator® Erweiterter Bereich (grün), 4/Pkg	REF08547	188
Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot), 20/Pkg	REF08548-20	188
Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot), 4/Pkg	REF08548	188
Locator® Komponentenwerkzeug	REF08393	189, 196
Locator® Labor-Set, 10/Pkg	REF08519-10	189
Locator® Labor-Set, 2/Pkg	REF0851-2	189
Locator® Modellanalog (Ø 4 mm), 20/Pkg	REF08530-20	188
Locator® Modellanalog (Ø 4 mm), 4/Pkg	REF08530	188
Locator® Modellanalog (Ø 5 mm), 20/Pkg	REF08516-20	188
Locator® Modellanalog (Ø 5 mm), 4/Pkg	REF08516	188
Locator® Parallelisierungsstift, 4/Pkg	REF08517	189
Locator® Prozesseinsatz (schwarz), 20/Pkg	REF08515-20	188
Locator® Prozesseinsatz (schwarz), 4/Pkg	REF08515	188
Locator® Retentionseinsatz (transparent), 20/Pkg	REF08524-20	188
Locator® Retentionseinsatz (transparent), 4/Pkg	REF08524	188
Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau), 20/Pkg	REF08529-20	188
Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau), 4/Pkg	REF08529	188
Locator® Retentionseinsatz leicht (pink), 20/Pkg	REF08527-20	188
Locator® Retentionseinsatz leicht (pink), 4/Pkg	REF08527	188
Locator® Retentionsentferner (nur die Spitze)	REF08397	189, 196

M

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165	146, 196, 205
Manueller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 22 mm	29026	196
Manueller Schraubendreher Multi-unit 25 mm	29156	196

Manueller Schraubendreher Multi-unit	29157	196	Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 3mm	29198	177, 226, 236
Bränemark System™ WP 25mm			Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 1mm	29199	177, 226, 236
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 20mm	29148	144, 196	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 2mm	29200	177, 226, 236
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28mm	29149	45, 46, 47, 51, 68, 69, 108, 109, 110, 111, 132, 144, 196, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 3mm	29201	177, 226, 236
			Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4mm	29202	177, 226, 236
			Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 5mm	29203	177, 226, 236
Manueller Schraubendreher Unigrip™ 36mm	29150	144, 196	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 1mm	29204	177, 226, 236
Maschineller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 24 mm	29027	196	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 2mm	29205	177, 226, 236
Maschineller Schraubendreher Multi-unit 21 mm	29158	196, 205	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 3mm	29206	177, 226, 236
Maschineller Schraubendreher Multi-unit Bränemark System™ WP 20mm	29159	196	Multi-unit für Camlog® 3.3	33556	179, 227, 237
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20mm	29151	144, 196, 205, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322	Multi-unit für Camlog® 3.8	33557	179, 227, 237
			Multi-unit für Camlog® 4.3	33558	179, 227, 237
			Multi-unit für Camlog® 5.0/6.0	33559	179, 227, 237
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 25 mm	29152	51, 144, 196			
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 30 mm	29153	144, 196, 205			
Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 35 mm	29154	144, 196			
Modellanalogs Kugelkopf-Abutment NP/RP	29114	191			
Modellanalogs Multi-unit	31161	182, 229, 238			
Modellanalogs Multi-unit Bränemark System™ WP	31162	182, 229, 238			
Modellanalogs Multi-unit, 5/Pkg	29110	182, 229, 238			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ NP 1 mm	29176	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ NP 2 mm	29177	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ NP 3 mm	29178	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ RP 1 mm	29179	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ RP 2 mm	29180	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ RP 3 mm	29181	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ RP 4 mm	29182	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ RP 5 mm	29183	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ WP 1 mm	29184	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ WP 2 mm	29185	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment Bränemark System™ WP 3 mm	29186	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment für Ankylos® 3,5-7,0	33572	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 1,5 mm	36051	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 2,5 mm	36052	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5 mm	36053	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 4,5 mm	36054	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 1,5 mm	36055	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 2,5 mm	36056	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5 mm	36057	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 4,5 mm	36058	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 3.5	33543	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 4.0	33544	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 4.5/5.0	33545	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 1,5 mm	36048	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 2,5 mm	36049	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5 mm	36050	180, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 1,5 mm	36073	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 2,5 mm	36074	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5 mm	36075	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 1,5 mm	36035	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 2,5 mm	36037	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5 mm	36038	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 4,5 mm	36039	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	36221	227			
Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	36071	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	36072	179, 227, 237			
Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 1,5 mm	34186	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 2,5 mm	34187	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5 mm	34595	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 2,5 mm	34191	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5 mm	34596	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 4,5 mm	35407	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 1 mm	29196	177, 226, 236			
Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	29197	177, 226, 236			

Produktname	Artikelnummer	Seite	Produktname	Artikelnummer	Seite
NobelDirect™ Groovy WP 5x13mm	32644	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35498	220, 244
NobelDirect™ Groovy WP 5x16mm	32645	118, 125	Astra Tech® Lilac		
NobelDirect™ Groovy WP 5x8mm	32642	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35736	220, 244
NobelDirect™ Kit	32952	133	Astra Tech® Yellow		
NobelDirect™ Kit Box	32953	133	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35917	220, 244
NobelDirect™ Oval 6.0 6x10mm	32165	118, 125	Biomet 3i® Certain 3.4		
NobelDirect™ Oval 6.0 6x13mm	32166	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35924	220, 244
NobelDirect™ Oval 6.0 6x16mm	32167	118, 125	Biomet 3i® Certain 4.1		
NobelDirect™ Oval 6.0 6x8mm	32646	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35920	220, 244
NobelDirect™ Posterior 6.0 6x10mm	32669	118, 125	Biomet 3i® Certain 5.0		
NobelDirect™ Posterior 6.0 6x13mm	32670	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35922	220, 244
NobelDirect™ Posterior 6.0 6x8mm	32668	118, 125	Biomet 3i® Certain 6.0		
NobelDirect™ Posterior RP 4,3x10mm	32651	116, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35492	220, 244
NobelDirect™ Posterior RP 4,3x13mm	32652	116, 125	Biomet 3i® Standard 3.4		
NobelDirect™ Posterior RP 4,3x16mm	32653	116, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35495	220, 244
NobelDirect™ Posterior RP 4,3x8mm	32650	116, 125	Biomet 3i® Standard 4.1		
NobelDirect™ Posterior WVP 5x10mm	32665	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35493	220, 244
NobelDirect™ Posterior WVP 5x13mm	32666	118, 125	Biomet 3i® Standard 5.0		
NobelDirect™ Posterior WVP 5x16mm	32667	118, 125	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35494	220, 244
NobelDirect™ Posterior WVP 5x8mm	32654	118, 125	Biomet 3i® Standard 6.0		
NobelDirect™ Produktübersicht	33131	133	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35778	220, 241
NobelDirect™ Röntgenschablone	33074	133	Brånemark System™ NP		
NobelGuide™ Kalibrierungs-CD ML	70018	250	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35779	220, 241
NobelGuide™ Kalibrierungsskit	35949	250	Brånemark System™ RP		
NobelProcer™ Abdeckhaube	35488	240	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35780	220, 241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35561	220, 245	Brånemark System™ WP		
Astra Tech® Aqua			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter Kit Box	35491	241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35562	220, 245	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter Nobel Biocare	35490	241
Astra Tech® Lilac			System-Kit		
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35739	220, 245	NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter NobelActive	34991	220, 241
Astra Tech® Yellow			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35784	220, 241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35556	220, 245	NobelReplace™ 6.0		
Biomet 3i® Certain 3.4			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35781	220, 241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35557	220, 245	NobelReplace™ NP		
Biomet 3i® Certain 4.1-6.0			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35782	220, 241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35560	220, 245	NobelReplace™ RP		
Biomet 3i® Standard 3.4			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35783	220, 241
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35933	220, 245	NobelReplace™ WP		
Biomet 3i® Standard 4.1-6.0			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35499	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35547	220, 241	Straumann® Bone Level NC		
Brånemark System™ NP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35503	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35548	220, 241	Straumann® Bone Level RC		
Brånemark System™ RP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35505	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35549	220, 241	Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5		
Brånemark System™ WVP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	31565	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35554	220, 241	Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8		
NobelActive™ NP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35507	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35555	220, 241	Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5		
NobelActive™ RP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	36357	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35553	220, 241	Thommen Medical 3.5		
NobelReplace™ 6.0			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	36358	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35550	220, 241	Thommen Medical 4.0		
NobelReplace™ NP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	36359	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35551	220, 241	Thommen Medical 4.5		
NobelReplace™ RP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	36360	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35552	220, 241	Thommen Medical 5.0		
NobelReplace™ WVP			NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	36361	220, 244
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35563	220, 245	Thommen Medical 6.0		
Straumann® Bone Level NC			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber	35591	224, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35564	220, 245	Brånemark System™ NP		
Straumann® Bone Level RC			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber	35592	224, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35565	220, 245	Brånemark System™ RP		
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber	35593	224, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35566	220, 245	Brånemark System™ WVP		
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber Multi-unit	35600	229, 243
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	35567	220, 245	NobelProcer™ Brücke Positionsgeber Multi-unit WVP	35603	229, 243
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ NP	35598	224, 243
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	36345	220, 245	NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ RP	35599	224, 243
Thommen Medical 3.5			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	35597	224, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	36346	220, 245	NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ NP	35594	224, 242
Thommen Medical 4.0			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ RP	35595	224, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	36347	220, 245	NobelProcer™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ WVP	35596	224, 242
Thommen Medical 4.5			NobelProcer™ Brücke Positionsgeber	35580	224, 234, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	36348	220, 245	Brånemark System™ NP		
Thommen Medical 5.0			NobelProcer™ Modell Positionsgeber	35581	224, 234, 242
NobelProcer™ Abutment Positionsgeber	36349	220, 245	Brånemark System™ RP		
Thommen Medical 6.0			NobelProcer™ Modell Positionsgeber	35582	224, 234, 242
NobelProcer™ Abutment Wax-up Halter	35497	220, 244	Brånemark System™ WVP		
Astra Tech® Aqua			NobelProcer™ Modell Positionsgeber Multi-unit	35589	229, 238, 243
			NobelProcer™ Modell Positionsgeber Multi-unit WVP	35590	229, 238, 243
			NobelProcer™ Modell Positionsgeber NobelActive™ NP	35587	224, 234, 243

NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelActive™ RP	35588	224, 234, 243	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36150	220
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	35586	224, 234, 242	Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8 MZ		
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ NP	35583	224, 234, 242	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35738	220
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ RP	35584	224, 234, 242	Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5		
NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ WP	35585	224, 234, 242	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36350	220
NobelProcera™ Positionsgeber Brånemark System™ Kit Box	35545	242	Thommen Medical 3.5		
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Abutment	35542	241	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36351	220
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Abutment	35543	241	Thommen Medical 4.0		
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box anderes System	35546	241	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36354	220
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Multi-unit	35713	243	Thommen Medical 4.5		
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelActive™	35712	243	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36355	220
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelReplace™	35709	242	Thommen Medical 5.0		
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Brånemark System™	35544	241, 242	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36356	220
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Multi-unit	35753	241, 243	Thommen Medical 6.0		
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelActive™	35752	241, 243	NobelReplace™ Abutment Auswahl-Kit	32414	206
NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelReplace™	35751	241, 242	NobelReplace™ chirurgische Drehmomentratsche	28839	106, 108, 109, 110, 111, 132, 304, 307, 320, 323
NobelProcera™ Präparations-Kit	32717	205	NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit	32301	110, 111
NobelProcera™ Referenzvorrichtung	36395	240	NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit Box	32313	110, 111
NobelProcera™ Scanner	35465	240	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×10 mm	32160	80, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Kit-Kollektion	35754	240, 241	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×11,5 mm	32161	80, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Netzgerät 24 V	35482	240	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×13 mm	32162	80, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Transportkoffer	35905	240	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×15 mm	32163	80, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Wartungsvertrag 1 Jahr	23226	240	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×10 mm	32181	82, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Wartungsvertrag 2 Jahre	23227	240	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×11,5 mm	32182	82, 94, 308
NobelProcera™ Scanner-Zubehör Box	35487	240	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×13 mm	32183	82, 94, 308
NobelProcera™ Software	35669	240	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×15 mm	32184	82, 94, 308
NobelProcera™ Software Clinical Design Premium	15401	250	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×18 mm	32185	82, 94
NobelProcera™ Software Clinical Design; Zusatzlizenz	15849	250	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×10 mm	32186	84, 94, 308
NobelProcera™ Systemschulung	100964	240	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×11,5 mm	32187	84, 94, 308
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35530	220	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×13 mm	32188	84, 94, 308
Astra Tech® Aqua			NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×15 mm	32189	84, 94, 308
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36145	220	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×18 mm	32190	84, 94, 308
Astra Tech® Aqua MZ			NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit	32794	320, 322
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	33555	220	NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit Box	32796	320, 322
Astra Tech® Lilac			NobelReplace™ Straight Produktübersicht	33128	111
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36147	220	NobelReplace™ Straight Produktübersicht Guided	33133	322
Astra Tech® Lilac MZ			NobelReplace™ Straight/NobelSpeedy™ Replace	33096	107, 111
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35737	220	Röntgenschablone		
Astra Tech® Yellow			NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit	36132	108, 109, 132
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36146	220	NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit Box	36133	108, 109, 132
Astra Tech® Yellow MZ			NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit-Platte	36135	109
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35525	220	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×10 mm	32224	78, 94, 292
Biomet 3i® Certain 3.4			NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×11,5 mm	36103	78, 94
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35528	220	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×13 mm	32225	78, 94, 292
Biomet 3i® Certain 4.1			NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×16 mm	32226	78, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35526	220	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×8 mm	32223	78, 94, 292
Biomet 3i® Certain 5.0			NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×10 mm	32212	76, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35527	220	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×11,5 mm	36100	76, 94
Biomet 3i® Certain 6.0			NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×13 mm	32213	76, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35529	220	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×16 mm	32214	76, 94, 292
Biomet 3i® Standard 3.4			NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×8 mm	32211	76, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35930	220	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×10 mm	32216	76, 94, 292
Biomet 3i® Standard 4.1			NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×11,5 mm	36101	76, 94
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35927	220	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×13 mm	32217	76, 94, 292
Biomet 3i® Standard 5.0			NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×16 mm	32218	76, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35928	220	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×8 mm	32215	76, 94, 292
Biomet 3i® Standard 6.0			NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×10 mm	32220	78, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	34208	220	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×11,5 mm	36102	78, 94
NobelActive™ NP			NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×13 mm	32221	78, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	34209	220	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×16 mm	32222	78, 94, 292
NobelActive™ RP			NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×8 mm	32219	78, 94, 292
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35531	220	NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit	32954	304, 306
Straumann® Bone Level NC 3.3			NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit Box	32955	304, 306
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36148	220	NobelReplace™ Tapered Produktübersicht	36137	109
Straumann® Bone Level NC 3.3 MZ			NobelReplace™ Tapered Produktübersicht Guided	33134	306
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35532	220	NobelReplace™ Tapered Röntgenschablone	36138	106, 109
Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8			NobelReplace™ Versenker 6.0	32288	38, 62, 87, 100, 103, 110
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	36149	220	NobelReplace™ Versenker NP	32282	38, 62, 81, 100, 103, 110
Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8 MZ			NobelReplace™ Versenker RP	32284	38, 62, 83, 100, 103, 110
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	35533	220	NobelReplace™ Versenker WP	32286	38, 62, 85, 100, 103, 110
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5			NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3×10 mm	33123	22, 36, 258
NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert	31983	220			
Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8					

NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3x11,5mm	33124	22, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3x13mm	33125	22, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3x15mm	33126	22, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x10mm	32148	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x11,5mm	32149	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x13mm	32150	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x15mm	32151	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x18mm	32152	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy RP 4x8,5mm	32147	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x10mm	32155	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x11,5mm	32156	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x13mm	32157	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x15mm	32158	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x18mm	32159	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 5x8,5mm	32154	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x10mm	32141	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x11,5mm	32142	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x13mm	32143	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x15mm	32144	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x18mm	32145	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Groovy WP 6x8,5mm	32140	30, 36, 258
NobelSpeedy™ Replace 6.0 6x10mm	32191	86, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace 6.0 6x11,5mm	32192	86, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace 6.0 6x13mm	32193	86, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace 6.0 6x15mm	32194	86, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace 6.0 6x18mm	32195	86, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace NP 3,5x10mm	32196	80, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace NP 3,5x11,5mm	32197	80, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace NP 3,5x13mm	32198	80, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace NP 3,5x15mm	32199	80, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace RP 4x10mm	32200	82, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace RP 4x11,5mm	32201	82, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace RP 4x13mm	32202	82, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace RP 4x15mm	32203	82, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace RP 4x18mm	32204	82, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace WP 5x10mm	32205	84, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace WP 5x11,5mm	32206	84, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace WP 5x13mm	32207	84, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace WP 5x15mm	32208	84, 94, 308
NobelSpeedy™ Replace WP 5x18mm	32209	84, 94, 308
NobelSpeedy™ Shorty RP Ø 4mm	32146	26, 36, 258
NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 5mm	32153	28, 36, 258
NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 6mm	32139	30, 36, 258
O		
OP-Schablone 1 Implantat	15405	251
OP-Schablone 5 Implantate und mehr	14750	251
OsseoSet™ 200 (WS-75) SI-923, 230 V	NB00900114	147
OsseoSet™ 200 Motor mit Kabel	NB04720016	147
OsseoSet™ 200 SI-915, 115 V (US)	NB00900117	147
OsseoSet™ 200 SI-923, 230 V	NB00900116	147
P		
P-1 Klinge	30046	146
P-2 Klinge	30047	146
P-3 Klinge	30048	146
Periotome-Set	30044	146
PIB- und Abutmenthalter	35478	240
Plattformadapter RP zu NP	34551	208
Plattformadapter WP zu RP	34552	208
Präzisionsbohrer	36118	22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200
Procera Wax-up Hülse nicht rotationsgesichert	34671	224
NobelActive™ NP		
Procera Wax-up Hülse nicht rotationsgesichert	34672	224
NobelActive™ RP		
Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box Bränemark System™	33483	205
Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box NobelActive™	34185	205
Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box NobelReplace™	33484	205

Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit	33435	205
Brånemark System™		
Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit NobelReplace™	33316	205
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #1	33754	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #2	33755	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #3	33756	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #4	33757	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #10	33763	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #11	33764	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #12	33765	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #5	33758	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #6	33759	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #7	33760	161
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #8	33761	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #9	33762	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #13	33766	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #14	33767	162
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #15	33768	163
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #16	33769	163
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #17	33770	163
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #18	33771	163
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #19	33772	163
Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #20	33773	163
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ Auswahl-Kit	34184	205
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #1	34118	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #2	34119	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #3	34120	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #4	34121	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #10	34177	162
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #11	34178	162
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #12	34179	162
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #5	34122	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #6	34123	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #7	34124	161
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #8	34175	162
Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #9	34176	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #1	33774	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #2	33775	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #3	33776	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #4	33777	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #1	34535	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #2	34536	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #3	34537	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #4	34538	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #10	34544	165
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #11	34545	165
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #12	34546	165
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #5	34539	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #6	34540	164
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #8	34542	165
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #9	34543	165
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #10	33783	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #11	33784	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #12	33785	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #5	33778	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #6	33779	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #7	33780	161
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #8	33781	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #9	33782	162

Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #13	33786	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #14	33787	162
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #15	33788	163
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #16	33789	163
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #17	33790	163
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #18	33791	163
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #19	33792	163
Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #20	33793	163
Prothetik-Kit	32309	205
Prothetik-Kit Box	32322	205
Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	29167	146, 196, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322
Prothetikschaube Multi-unit	29285	181, 229, 238
Prothetikschaube Multi-unit	29285	169, 217, 227
Prothetikschaube Multi-unit Brånemark System™ WP	29286	181, 229, 238
Prothetikschaube Multi-unit Brånemark System™ WP	29286	169, 217, 227
Provisorische Kappe Multi-unit	29046	159, 182
Provisorische Kappe Multi-unit Brånemark System™ WP	29047	159, 182
Provisorische Kunststoffkappe Multi-unit	DCA 468-0	159, 182, 229
Provisorische Kunststoffkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	DCA 705-0	159, 182, 229
Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	30262	159, 220
Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ NP	30259	159, 220
Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ RP	30260	159, 220
Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ WP	30261	159, 220
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ NP	29029	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP	29031	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ WP	29033	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	31457	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	29035	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	29037	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	29039	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment NobelActive™ nicht-rotationsgesichert NP	35027	159, 279, 285
Provisorisches Abutment NobelActive™ nicht-rotationsgesichert RP	35028	159, 279, 285
Provisorisches Abutment NobelActive™ rotationsgesichert NP	34224	159, 279, 285
Provisorisches Abutment NobelActive™ rotationsgesichert RP	34225	159, 279, 285
Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ NP	29028	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ RP	29030	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ WP	29032	159, 257, 261, 267
Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	31456	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ NP	29034	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ RP	29036	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ WP	29038	159, 295, 301, 311, 317
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ NP	31643	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ RP	31644	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ WP	31655	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ NP 1,5mm	35269	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ NP 3mm	35245	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ RP 1,5mm	35270	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ RP 3mm	35246	155

Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ 6.0	31641	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ NP	31637	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ RP	31639	155
Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ WP	31640	155
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ NP	DCA 1048-0	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP	DCA 1050-0	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ WP	DCA 1052-0	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	31353	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	31350	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	31351	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	31352	159, 224
Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ NP	30256	159, 220
Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ RP	30257	159, 220
Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ WP	30258	159, 220

Q

QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ NP	33401	157
QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ RP	33402	157
QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ WP	33403	157
QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ NP	33398	157
QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ RP	33399	157
QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ WP	33400	157
QuickTemp™ Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	34226	157
QuickTemp™ Abutment NobelActive™ NP 3mm	35255	157
QuickTemp™ Abutment NobelActive™ RP 1,5mm	34227	157
QuickTemp™ Abutment NobelActive™ RP 3mm	35258	157

R

Ratsche	2080	140
Ratscheneinsatz	2082	140
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ NP	28856	145
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ RP	28857	145
Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ WP	28858	145
Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5×10mm	28946	80, 94
Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5×11,5mm	28947	80, 94
Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5×13mm	28948	80, 94
Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5×15mm	28949	80, 94
Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3×10mm	28951	82, 94
Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3×11,5mm	28952	82, 94
Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3×13mm	28953	82, 94
Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3×15mm	28954	82, 94
Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3×18mm	28955	82, 94
Replace® Select Straight TiUnite® WP 5×10mm	28956	84, 94
Replace® Select Straight TiUnite® WP 5×11,5mm	28957	84, 94
Replace® Select Straight TiUnite® WP 5×13mm	28958	84, 94
Replace® Select Straight TiUnite® WP 5×15mm	28959	84, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×10mm	32949	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×11,5mm	36111	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×13mm	32950	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×8mm	36110	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×10mm	29401	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×11,5mm	36105	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×13mm	29402	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×16mm	29403	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×8mm	36104	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×10mm	29413	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×11,5mm	36107	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×13mm	29414	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×16mm	29415	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×8mm	36106	76, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® RP 5×11,5mm	36109	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5×10mm	29423	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5×13mm	29424	78, 94

Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5x16mm	29425	78, 94
Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5x8mm	36108	78, 94
Replace™ Select TC NP Ø 3,5x10+3mm	36286	80, 94
Replace™ Select TC NP Ø 3,5x13+3mm	36287	80, 94
Replace™ Select TC NP Ø 3,5x15+3mm	36288	80, 94
Replace™ Select TC NP Ø 3,5x7+3mm	36285	80, 94
Replace™ Select TC Röntgenschablone	71580	107, 111
Replace™ Select TC RP Ø 4,0x10+3mm	36290	82, 94
Replace™ Select TC RP Ø 4,0x13+3mm	36291	82, 94
Replace™ Select TC RP Ø 4,0x15+3mm	36292	82, 94
Replace™ Select TC RP Ø 4,0x7+3mm	36289	82, 94
Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8mm	32112	46, 68, 69, 107, 110, 111, 146
Richtungsindikator Tapered 6.0	32258	106, 108, 132
Richtungsindikator Tapered NP	32255	106, 108, 109, 132
Richtungsindikator Tapered RP	32256	106, 108, 109, 132
Richtungsindikator Tapered WP	32257	106, 108, 109, 132
Röntgenschablone Immediate Provisional Implant	30161	140
Rosenbohrer	35426	41, 42, 65, 103
S		
Schlauch-Set 80mm 10/Pkg	32F0128	147
Schlauch-Set 80mm 10/Pkg	32F0128	137
Schlauchaufsatz zur Kühlung 5/Pkg	32F1004	147
Schleimhautstanze Ø 4,1 mm, 5er-Pack	32Z2000	145
Schleimhautstanze Ø 5,2 mm, 5er-Pack	32Z2002	145
Schleimhautstanze Ø 6,2 mm, 5er-Pack	32Z2004	145
Schleimhautstanze 3.0	28910	134
Schleimhautstanze 6.0	32672	104, 133, 144, 258, 267, 292, 301, 308, 317
Schleimhautstanze NP	29628	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
Schleimhautstanze RP	29629	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
Schleimhautstanze WP	29630	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ NP 20mm	31147	206, 208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 20mm	31148	206, 208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 30mm	31149	208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ WP 20mm	31150	208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ NP 20mm	31151	208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP 20mm	31152	208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP 30mm	31153	208, 220, 224, 234
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm	31154	182, 229, 238
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm Brånemark System™ WP	31156	182, 229, 238
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm, 5/Pkg	29102	182, 229, 238
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm	31155	182, 229, 238
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm Brånemark System™ WP	31157	182, 229, 238
Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm, 5/Pkg	29103	182, 229, 238
Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ NP	31171	194, 218, 224, 234
Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ RP	28815	194, 218, 224, 234
Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ WP	28844	194, 218, 224
Schraube für Keramikabutment NobelReplace™ NP	28837	194, 218, 224
Schraube für Keramikabutment NobelReplace™ RP/WP/6.0	28816	194, 218, 224
Schraube für Multi-unit abgewinkelt Brånemark System™ NP	29194	181, 195, 229, 238
Schraube für Multi-unit abgewinkelt Brånemark System™ RP	29195	181, 195, 229, 238
Schraube für Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ NP	29242	181, 195, 229, 238
Schraube für Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ RP	29243	181, 195, 229, 238
Schraubendreher/Aktivator	29163	196

Schraubenentfernungs-Kit NobelReplace™	3701	145, 195, 208
Schutzkappe Brånemark System™ NP, 5/Pkg	29116	207, 220, 224, 234
Schutzkappe Brånemark System™ NP, 5/Pkg	29116	197, 208, 212, 222
Schutzkappe Brånemark System™ RP, 5/Pkg	29117	207, 220, 224, 234
Schutzkappe Brånemark System™ RP, 5/Pkg	29117	197, 208, 212, 222
Schutzkappe Brånemark System™ WP, 5/Pkg	29118	207, 220, 224, 234
Schutzkappe Brånemark System™ WP, 5/Pkg	29118	197, 208, 212, 222
Schutzkappe Multi-unit Brånemark System WP, 5/Pkg	29124	171, 197, 217, 227
Schutzkappe Multi-unit Brånemark System™ WP, 5/Pkg	29124	183, 207, 229, 238
Schutzkappe Multi-unit, 5/Pkg	29123	183, 207, 229, 238
Schutzkappe Multi-unit, 5/Pkg	29123	171, 197, 217, 227
Schutzkappe NobelActive™ NP, 5/Pkg	34365	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelActive™ NP, 5/Pkg	34365	197, 208, 212, 222
Schutzkappe NobelActive™ RP, 5/Pkg	34366	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelActive™ RP, 5/Pkg	34366	197, 208, 212, 222
Schutzkappe NobelReplace™ 6.0, 5/Pkg	30043	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelReplace™ 6.0, 5/Pkg	30043	197, 208, 212, 222
Schutzkappe NobelReplace™ NP, 5/Pkg	29119	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelReplace™ NP, 5/Pkg	29119	197, 208, 212, 222
Schutzkappe NobelReplace™ RP, 5/Pkg	29120	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelReplace™ RP, 5/Pkg	29120	197, 208, 212, 222
Schutzkappe NobelReplace™ WP, 5/Pkg	29121	207, 220, 224, 234
Schutzkappe NobelReplace™ WP, 5/Pkg	29121	197, 208, 212, 222
Snappy Abutment 4.0 Abformkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	35998	173
Snappy Abutment 4.0 Abformkappe NP	35995	173
Snappy Abutment 4.0 Abformkappe RP	35996	173
Snappy Abutment 4.0 Abformkappe WP	35997	173
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ NP 1mm	35970	171
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ NP 2mm	35973	171
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ RP 1mm	35971	171
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ RP 2mm	35974	171
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ WP 1mm	35972	171
Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ WP 2mm	35975	171
Snappy Abutment 4.0 Heilkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	35994	173, 204
Snappy Abutment 4.0 Heilkappe NP/RP	35992	173, 204
Snappy Abutment 4.0 Heilkappe WP	35993	173, 204
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	35991	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NP/RP	35989	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert WP	35990	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	35988	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NP/RP	35986	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert WP	35987	173, 203
Snappy Abutment 4.0 Laborimplantat WP	35984	173
Snappy Abutment 4.0 Modellanalogue NobRpl 6.0/Bmk WP	35985	173
Snappy Abutment 4.0 Modellanalogue NP	35982	173
Snappy Abutment 4.0 Modellanalogue RP	35983	
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ NP 1,5mm	35980	
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ NP 3mm	35981	
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ RP 1,5mm	35978	171
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ RP 3mm	35979	171
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ WP 1,5mm	35976	171
Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ WP 3mm	35977	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ 6.0 0,5mm	35965	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ 6.0 1,5mm	35969	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ NP 1,5mm	35966	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 0,5mm	35963	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 0,75mm	35962	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 1,5mm	35967	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ WP 0,5mm	35964	171
Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ WP 1,5mm	35968	171
Snappy Abutment 5.5 Abformkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	35871	173
Snappy Abutment 5.5 Abformkappe NP	35868	173
Snappy Abutment 5.5 Abformkappe RP	35869	173
Snappy Abutment 5.5 Abformkappe WP	35870	173
Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ NP 1mm	35846	172
Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ NP 2mm	35849	172
Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ RP 1mm	35847	172
Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ RP 2mm	35850	172
Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ WP 1mm	35848	172

Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ WP 2 mm	35851	172	Stromanschluss EU	35483	240
Snappy Abutment 5.5 Heilkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	35867	173, 204	Stromanschluss GB	35484	240
Snappy Abutment 5.5 Heilkappe NP/RP	35950	173, 204	Stromanschluss USA	35485	240
Snappy Abutment 5.5 Heilkappe WP	35866	173, 204	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8x10–18 mm	32262	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 56, 58, 62, 64, 80, 82, 84, 86, 100, 102
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	35863	173, 203			
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NP/RP	35861	173, 203	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8x7–10 mm	32260	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 62, 80, 82, 84, 86, 100, 102
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert WP	35862	173, 203			
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	35860	173, 203	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8x7–15 mm	32261	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 45, 56, 58, 62, 64, 65, 68, 80, 82, 84, 86, 100, 102, 103, 110
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NP/RP	35858	173, 203			
Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert WP	35859	173, 203	Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 10–18 mm	34639	38, 56, 58, 62, 64, 100
Snappy Abutment 5.5 Laborimplantat WP	35856	173	Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 7–15 mm	34638	38, 56, 58, 62, 64, 68, 100
Snappy Abutment 5.5 Modellanalog NobRpl 6.0/Bmk WP	35857	173			
Snappy Abutment 5.5 Modellanalog NP	35854	173	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6x10–18 mm	32265	28, 30, 38, 41, 58, 62, 64, 82, 84, 86, 100, 103
Snappy Abutment 5.5 Modellanalog RP	35855	173			
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ NP 1,5 mm	35946	172	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6x7–10 mm	32263	28, 30, 38, 41, 62, 82, 84, 86, 100, 102
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ NP 3 mm	35947	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ RP 1,5 mm	35852	172	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6x7–15 mm	32264	28, 30, 38, 41, 45, 58, 62, 64, 68, 82, 84, 86, 100, 103, 110
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ RP 3 mm	35853	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ WP 1,5 mm	35960	172	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x10–18 mm	32277	28, 30, 38, 41, 58, 62, 64, 84, 86, 100, 103
Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ WP 3 mm	35961	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ 6,0 0,5 mm	35801	172	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x7–10 mm	32275	28, 30, 38, 41, 62, 84, 86, 100, 103
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ 6,0 1,5 mm	35845	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ NP 1,5 mm	35802	172	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x7–15 mm	32276	28, 30, 38, 41, 45, 58, 62, 64, 68, 84, 86, 100, 103, 110
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 0,5 mm	35799	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 0,75 mm	35798	172	Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 10–18 mm	34583	38, 58, 62, 64, 100
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 1,5 mm	35803	172	Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 7–15 mm	34582	38, 58, 62, 64, 68, 100
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ WP 0,5 mm	35800	172			
Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ WP 1,5 mm	35804	172			
Spiralbohrer 1,5x7–15 mm	31278	38, 40, 62, 64, 100, 102			
Spiralbohrer 3,2x10–18 mm	32271	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
Spiralbohrer 3,2x7–10 mm	32269	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
Spiralbohrer 3,2x7–15 mm	32270	24, 26, 38, 40, 45, 62, 82, 100, 102, 110			
Spiralbohrer 3,4x10–18 mm	32274	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
Spiralbohrer 3,4x7–10 mm	32272	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
Spiralbohrer 3,4x7–15 mm	32273	24, 26, 38, 40, 45, 62, 82, 100, 102, 110			
Spiralbohrer 3x10–18 mm	32268	24, 26, 28, 38, 40, 62, 84, 100, 102			
Spiralbohrer 3x7–10 mm	32266	24, 26, 28, 38, 40, 62, 84, 100, 102			
Spiralbohrer 3x7–15 mm	32267	24, 26, 28, 38, 40, 45, 62, 84, 100, 102, 110			
Spiralbohrer 5x10–18 mm	32280	30, 38, 40, 62, 86, 100, 102			
Spiralbohrer 5x7–10 mm	32278	30, 38, 40, 62, 86, 100, 102			
Spiralbohrer 5x7–15 mm	32279	30, 38, 40, 45, 62, 86, 100, 102, 110			
Spiralbohrer Brånemark System™ NP 1,3 mm	28854	145			
Spiralbohrer Brånemark System™ RP 1,6 mm	28855	145			
Spiralbohrer Drill 1,5x10–16 mm	28965	120, 130, 134			
Spiralbohrer mit Spitze 2x10–18 mm	32299	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 56, 58, 62, 64, 80, 82, 84, 86, 100, 102			
Spiralbohrer mit Spitze 2x7–10 mm	32296	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 62, 80, 82, 84, 86, 100, 102			
Spiralbohrer mit Spitze 2x7–15 mm	32297	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 45, 56, 58, 62, 64, 65, 68, 80, 82, 84, 86, 100, 102, 103, 110			
Spülkanüle	2042	106, 108, 109, 132, 301, 304, 307, 317			
			T		
			Tiefenmesslehre	32948	38, 45, 46, 62, 68, 69, 100, 110, 111, 146
			Trepanbohrer 3,8/4,6 mm	28859	145
			Trepanbohrer 4,4/5,2 mm	28860	145
			Trepanbohrer 5,2/6,2 mm	28861	145
			Trepanbohrer 6,2/7,0 mm	61383	145
			U		
			USB-Kabel	35481	240
			V		
			Verankerungsstift Ø 1,5 mm	30909	251, 266, 268, 270, 272, 284, 286, 288, 290, 300, 302, 304, 306, 316, 318, 320, 322
			Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761	251, 266, 268, 284, 286, 300, 302, 316, 318
			W		
			Weißer Distanzring, 20/Pkg	REF08514	189
			Winkelstück WI-75 E/KM 20:1	NB10207554	147
			Winkelstück WS-75 E/KM 20:1	NB10207513	147
			Z		
			Zygoma Handstück	32615	51

Index nach Artikelnummern.

Artikel	Beschreibung	Seite			
12T7400	Chirurgisches Abdeckset 2/Pkg	146	28869	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 52,5 mm (maschinert)	50
32F0128	Schlauch-Set 80 mm 10/Pkg	147	28906	Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x10 mm	22, 36
32F1004	Schlauchaufsatz zur Kühlung 5/Pkg	147	28907	Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x11,5 mm	22, 36
32Z2000	Schleimhautstanze Ø 4,1 mm, 5er-Pack	145	28908	Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x13 mm	22, 36
32Z2002	Schleimhautstanze Ø 5,2 mm, 5er-Pack	145	28909	Brånemark System™ Mk III TiUnite® NP 3,3x15 mm	22, 36
32Z2004	Schleimhautstanze Ø 6,2 mm, 5er-Pack	145	28910	Schleimhautstanze 3.0	134
32Z2006	Guided Schleimhautstanze NP, 5/Pkg	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317	28911	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x7 mm	24, 36
			28912	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x8,5 mm	24, 36
32Z2007	Guided Schleimhautstanze RP, 5/Pkg	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317	28913	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x10 mm	24, 36
			28914	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x11,5 mm	24, 36
32Z2008	Guided Schleimhautstanze 6.0/WP, 5/Pkg	254, 258, 267, 276, 285, 292, 301, 308, 317	28915	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x13 mm	24, 36
			28916	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x15 mm	24, 36
2042	Spülkanüle	106, 108, 109, 132, 301, 304, 307, 317	28917	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 3,75x18 mm	24, 36
2080	Ratsche	140	28918	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x7 mm	24, 36
2082	Ratscheneinsatz	140	28919	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x8,5 mm	24, 36
2594	Implantatgewindereiniger NobelReplace™ NP	145	28920	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x10 mm	24, 36
3000	Implantatgewindereiniger NobelReplace™ RP/WP	145	28921	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x11,5 mm	24, 36
3701	Schraubenentfernungs-Kit NobelReplace™	145, 195, 208	28922	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x13 mm	24, 36
10588	Lizenzgebühr für ProCera® Software Clinical Pro	250	28923	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x15 mm	24, 36
10589	Lizenzgebühr für ProCera® Software Clinical Premium	250	28924	Brånemark System™ Mk III TiUnite® RP 4x18 mm	24, 36
14750	OP-Schablone 5 Implantate und mehr	251	28925	Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x7 mm	28, 36
14751	Duplikat der Röntgenschablone	251	28926	Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x8,5 mm	28, 36
15401	NobelProCera™ Software Clinical Design Premium	250	28927	Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x10 mm	28, 36
15404	Fertige OP-Schablone: 2-4 Implantate	251	28929	Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x13 mm	28, 36
15405	OP-Schablone 1 Implantat	251	28930	Brånemark System™ Mk III TiUnite® WP 5x15 mm	28, 36
15849	NobelProCera™ Software Clinical Design; Zusatzlizenz	250	28932	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x7 mm	26, 36
22639	NobelActive™ Produktübersicht	67, 69	28933	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x8,5 mm	26, 36
23226	NobelProCera™ Scanner-Wartungsvertrag 1 Jahr	240	28934	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x10 mm	26, 36
23227	NobelProCera™ Scanner-Wartungsvertrag 2 Jahre	240	28935	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x11,5 mm	26, 36
28815	Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ RP	194, 218, 224, 234	28936	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x13 mm	26, 36
28816	Schraube für Keramikabutment NobelReplace™ RP/WP/6.0	194, 218, 224	28937	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x15 mm	26, 36
28837	Schraube für Keramikabutment NobelReplace™ NP	194, 218, 224	28938	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® RP 4x18 mm	26, 36
28839	NobelReplace™ chirurgische Drehmomentratsche	106, 108, 109, 110, 111, 132, 304, 307, 320, 323	28939	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x7 mm	28, 36
		67, 106	28940	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x8,5 mm	28, 36
28840	Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	194, 218, 224	28941	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x10 mm	28, 36
28844	Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ WP	145	28942	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x11,5 mm	28, 36
28852	Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ NP M1.6	145	28943	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x13 mm	28, 36
28853	Abutment-Schraubenentferner Brånemark System™ RP M2	145	28944	Brånemark System™ Mk IV TiUnite® WP 5x15 mm	28, 36
28854	Spiralbohrer Brånemark System™ NP 1,3 mm	145	28945	Nobel Biocare Titanschleif-Kit	205
28855	Spiralbohrer Brånemark System™ RP 1,6 mm	145	28946	Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5x10 mm	80, 94
28856	Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ NP	145	28947	Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5x11,5 mm	80, 94
28857	Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ RP	145	28948	Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5x13 mm	80, 94
28858	Reparaturgewindeschneider Brånemark System™ WP	145	28949	Replace® Select Straight TiUnite® NP 3,5x15 mm	80, 94
28859	Trepanbohrer 3,8/4,6 mm	145	28951	Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3x10 mm	82, 94
28860	Trepanbohrer 4,4/5,2 mm	145	28952	Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3x11,5 mm	82, 94
28861	Trepanbohrer 5,2/6,2 mm	145	28953	Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3x13 mm	82, 94
28862	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 30 mm (maschinert)	50	28954	Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3x15 mm	82, 94
28863	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 35 mm (maschinert)	50	28955	Replace® Select Straight TiUnite® RP 4,3x18 mm	82, 94
28864	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 40 mm (maschinert)	50	28956	Replace® Select Straight TiUnite® WP 5x10 mm	84, 94
28865	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 42,5 mm (maschinert)	50	28957	Replace® Select Straight TiUnite® WP 5x11,5 mm	84, 94
28866	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 45 mm (maschinert)	50	28958	Replace® Select Straight TiUnite® WP 5x13 mm	84, 94
28867	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 47,5 mm (maschinert)	50	28959	Replace® Select Straight TiUnite® WP 5x15 mm	84, 94
28868	Brånemark System™ Zygoma Implantat RP 50 mm (maschinert)	50	28965	Spiralbohrer Drill 1,5x10-16 mm	120, 130, 134
			28977	Knochenfräse Brånemark System™ NP	44, 47
			28978	Knochenfräse Brånemark System™ RP	44, 47
			28979	Knochenfräse Brånemark System™ WP	44, 47
			28980	Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ NP	44, 47
			28981	Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ RP	44, 47
			28982	Knochenfräse für Deckschraube Brånemark System™ WP	44, 47
			28986	Deckschraube Brånemark System™ NP	23, 44, 257, 261, 267
			28987	Deckschraube Brånemark System™ RP	25, 27, 44, 257, 261, 267
			28988	Deckschraube Brånemark System™ WP	29, 31, 44, 257, 261, 267

28989	Brånemark System™ Zygoma Deckschraube (maschinell)	50	29103	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20 mm, 5/Pkg	182, 229, 238
29004	GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ NP	175	29108	Laborimplantat Brånemark System™ RP, 5/Pkg	202, 220, 224, 234, 268
29005	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ NP	175	29110	Modellanalog Multi-unit, 5/Pkg	182, 229, 238
29006	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ NP	175	29114	Modellanalog Kugelkopf-Abutment NP/RP	191
29007	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	175	29116	Schutzkappe Brånemark System™ NP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29008	GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ RP	175	29117	Schutzkappe Brånemark System™ RP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29009	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP	175	29118	Schutzkappe Brånemark System™ WP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29010	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ RP	175	29119	Schutzkappe NobelReplace™ NP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29011	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	175	29120	Schutzkappe NobelReplace™ RP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29012	GoldAdapt™ rotationsgesichert Brånemark System™ WP	175	29121	Schutzkappe NobelReplace™ WP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
29013	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert Brånemark System™ WP	175	29122	Handstück für Schutzkappe	207
29014	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ WP	175	29123	Schutzkappe Multi-unit, 5/Pkg	183, 207, 229, 238
29015	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	175	29124	Schutzkappe Multi-unit Brånemark System™ WP, 5/Pkg	183, 207, 229, 238
29025	Goldkappe für Kugelkopf-Abutment	191	29126	Implantateindreher Brånemark System™ NP 26 mm	23, 43, 45
29026	Manueller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 22 mm	196	29127	Implantateindreher Brånemark System™ NP 34 mm	23, 43
29027	Maschineller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 24 mm	196	29128	Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ NP 21 mm	43, 45
29028	Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ NP	159, 257, 261, 267	29129	Implantateindreher Brånemark System™ RP 21 mm	25, 27, 43, 45, 46
29029	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ NP	159, 257, 261, 267	29130	Implantateindreher Brånemark System™ RP 26 mm	25, 27, 43, 45, 46
29030	Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ RP	159, 257, 261, 267	29131	Implantateindreher Brånemark System™ RP 34 mm	25, 27, 43
29031	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP	159, 257, 261, 267	29132	Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 12 mm	43, 45, 46
29032	Provisorisches Abutment rotationsgesichert Brånemark System™ WP	159, 257, 261, 267	29133	Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ RP 21 mm	43
29033	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ WP	159, 257, 261, 267	29134	Implantateindreher Brånemark System™ WP 21 mm	29, 31, 43, 45
29034	Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ NP	159, 295, 301, 311, 317	29135	Implantateindreher Brånemark System™ WP 26 mm	29, 31, 43, 45
29035	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	159, 295, 301, 311, 317	29136	Implantateindreher Ratsche Brånemark System™ WP 12 mm	43, 45
29036	Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ RP	159, 295, 301, 311, 317	29137	Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 5x3 mm	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
29037	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	159, 295, 301, 311, 317	29139	Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 5x5 mm	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267
29038	Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ WP	159, 295, 301, 311, 317	29141	Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 6x3 mm	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
29039	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	159, 295, 301, 311, 317	29143	Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 6x5 mm	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267
29042	Goldkappe Multi-unit, 5/Pkg	183	29144	Führung für Schleimhautstanze 3.0	134
29043	Goldkappe Multi-unit	183	29145	Bohrerführung 3.0	134
29044	Goldkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	183	29148	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	144, 196
29045	Goldkappe Multi-unit für Steg	183, 193	29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm	45, 46, 47, 51, 68, 69, 108, 109, 110, 111, 132, 144, 196, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322
29046	Provisorische Kappe Multi-unit	159, 182	29150	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 36 mm	144, 196
29047	Provisorische Kappe Multi-unit Brånemark System™ WP	159, 182	29151	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm	144, 196, 205, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322
29061	Goldabutment für Steg auf Implantatniveau NobelReplace™ NP	193	29152	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 25 mm	51, 144, 196
29062	Goldabutment für Steg auf Implantatniveau NobelReplace™ RP	193	29153	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 30 mm	144, 196, 205
29064	Heilkappe Multi-unit, 5/Pkg	181, 204	29154	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 35 mm	144, 196
29066	Heilkappe Multi-unit Brånemark System™ WP	181, 204	29156	Manueller Schraubendreher Multi-unit 25 mm	196
29067	Heilkappe, breit, Multi-unit Brånemark System™ WP	181, 204	29157	Manueller Schraubendreher Multi-unit Brånemark System™ WP 25 mm	196
29068	Goldabutment für Steg auf Implantatniveau Brånemark System™ RP	193	29158	Maschineller Schraubendreher Multi-unit 21 mm	196, 205
29072	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 5 mm	50, 200, 218, 224, 234	29159	Maschineller Schraubendreher Multi-unit Brånemark System™ WP 20 mm	196
29073	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 5 mm	197, 218	29162	Brånemark System™ Zygoma Chirurgie-Kit	51
29074	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 6 mm	200, 218, 224, 234	29163	Schraubendreher/Aktivator	196
29075	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 6 mm	197, 218	29164	Bohrer Verlängerungsschaft	42, 45, 46, 68, 69, 108, 109, 110, 111, 132, 146, 273, 284, 289, 290, 307, 323
29076	Abformpfosten für Steg Brånemark System™ RP	201	29165	Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	146, 196, 205
29081	Adapter für Winkelstück	51, 256, 260, 270, 272	29167	Prothetikadapter für manuelle Drehmomentratsche	146, 196, 270, 272, 288, 290, 304, 306, 320, 322
29087	Abformpfosten für Steg NobelReplace™ NP	201	29172	Guided Hülse Brånemark System™ NP	145
29088	Abformpfosten für Steg NobelReplace™ RP	201	29173	Guided Hülse Brånemark System™ RP	145
29089	Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit	181, 229, 238	29174	Guided Hülse Brånemark System™ WP	145
29090	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Multi-unit	181, 229, 238	29176	Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 1 mm	177, 226, 236
29091	Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit Brånemark System™ WP	181, 229, 238	29177	Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 2 mm	177, 226, 236
29092	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Multi-unit Brånemark System™ WP	181, 229, 238	29178	Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 3 mm	177, 226, 236
29093	Abformpfosten Steg für geschlossenen Löffel Multi-unit	181	29179	Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 1 mm	177, 226, 236
29102	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10 mm, 5/Pkg	182, 229, 238	29180	Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 2 mm	177, 226, 236
			29181	Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 3 mm	177, 226, 236
			29182	Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 4 mm	177, 226, 236
			29183	Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 5 mm	177, 226, 236
			29184	Multi-unit Abutment Brånemark System™ WP 1 mm	177, 226, 236
			29185	Multi-unit Abutment Brånemark System™ WP 2 mm	177, 226, 236
			29186	Multi-unit Abutment Brånemark System™ WP 3 mm	177, 226, 236

Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname
29187	17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 2 mm	178, 226, 236	29413	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×10 mm	76, 94
29188	17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ NP 3 mm	178, 226, 236	29414	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×13 mm	76, 94
29189	17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 2 mm	178, 226, 236	29415	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3×16 mm	76, 94
29190	17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 3 mm	178, 226, 236	29423	Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5×10 mm	78, 94
29191	17° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 4 mm	178, 226, 236	29424	Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5×13 mm	78, 94
29192	30° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 4 mm	178, 226, 236	29425	Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5×16 mm	78, 94
29193	30° Multi-unit Abutment Brånemark System™ RP 5 mm	178, 226, 236	29433	Deckschraube NobelReplace™ NP	77, 81, 104, 295, 301, 311, 317
29194	Schraube für Multi-unit abgewinkelt Brånemark System™ NP	181, 195, 229, 238	29434	Deckschraube NobelReplace™ RP	77, 83, 104, 295, 301, 311, 317
29195	Schraube für Multi-unit abgewinkelt Brånemark System™ RP	181, 195, 229, 238	29435	Deckschraube NobelReplace™ WP	79, 85, 104, 295, 301, 311, 317
29196	Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 1 mm	177, 226, 236	29436	Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 3,5×3 mm	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
29197	Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	177, 226, 236	29437	Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 3,5×5 mm	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317
29198	Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	177, 226, 236	29446	Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 6×3 mm	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317
29199	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 1 mm	177, 226, 236	29447	Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 6×5 mm	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317
29200	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 2 mm	177, 226, 236	29474	Abutmentschraube NobelReplace™ NP	194, 218, 224, 234
29201	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	177, 226, 236	29475	Abutmentschraube NobelReplace™ RP/WP/6.0	194, 218, 224, 234
29202	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	177, 226, 236	29476	Abutment für Einzelzahnversorgungen NobelReplace™ NP	185
29203	Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 5 mm	177, 226, 236	29485	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	200, 218, 224, 234
29204	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 1 mm	177, 226, 236	29493	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 6 mm	200, 218, 224, 234
29205	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 2 mm	177, 226, 236	29494	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 6 mm	197, 218
29206	Multi-unit Abutment NobelReplace™ WP 3 mm	177, 226, 236	29498	Laborimplantat NobelReplace™ NP	202, 220, 224, 234, 302, 318
29235	17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	178, 226, 236	29499	Laborimplantat NobelReplace™ NP, 20/Pkg	202, 220, 224, 234, 302, 318
29236	17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	178, 226, 236	29500	Laborimplantat NobelReplace™ RP	202, 220, 224, 234, 302, 318
29237	17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	178, 226, 236	29501	Laborimplantat NobelReplace™ RP, 20/Pkg	202, 220, 224, 234, 302, 318
29238	17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	178, 226, 236	29502	Laborimplantat NobelReplace™ WP	202, 220, 224, 234, 302, 318
29239	17° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	178, 226, 236	29503	Laborimplantat NobelReplace™ WP, 20/Pkg	202, 220, 224, 234, 302, 318
29240	30° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	178, 226, 236	29508	Implantateindreher NobelReplace™ RP kurz	77, 83, 105, 108, 109, 110, 111, 132
29241	30° Multi-unit Abutment NobelReplace™ RP 5 mm	178, 226, 236	29509	Implantateindreher NobelReplace™ RP lang	77, 83, 105, 110, 111
29242	Schraube für Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ NP	181, 195, 229, 238	29510	Implantateindreher NobelReplace™ WP kurz	79, 85, 105, 108, 109, 110, 132
29243	Schraube für Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ RP	181, 195, 229, 238	29511	Implantateindreher NobelReplace™ WP lang	79, 85, 105, 110
29282	Abutmentschraube Brånemark System™ NP	194, 218, 224, 234	29532	Implantat/Prothetik Aufbewahrungsbox	46, 69, 109, 111, 139, 146, 208
29283	Abutmentschraube Brånemark System™ RP	194, 218, 224, 234	29543	Halter für Implantathülsen	46, 69, 109, 111, 146, 272, 290, 306, 322
29284	Abutmentschraube Brånemark System™ WP	194, 218, 224, 234	29544	Immediate Provisional Implant	139, 140
29285	Prothetikschräube Multi-unit	181, 229, 238	29545	Immediate Provisional Implants 10 Einzelpackungen	139
29286	Prothetikschräube Multi-unit Brånemark System™ WP	181, 229, 238	29546	Immediate Provisional Implant Kappe 5/Pkg	139, 140
29287	Laborschraube Multi-unit, 5/Pkg	183, 229, 238	29547	Immediate Provisional Implant Analog 5/Pkg	139
29290	Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ RP, 5/Pkg	194, 220, 224, 234	29548	Immediate Provisional Implant Komfortkappe 5/Pkg	139
29293	Laborschraube auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/ WP/6.0 5/Pkg	194, 220, 224, 234	29550	Immediate Provisional Implant Eindreh Schlüssel	139, 140
29312	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 3 mm (maschinert)	50	29551	Immediate Provisional Implant Handstück	139, 140
29313	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 5 mm (maschinert)	50	29552	Immediate Provisional Implant Entfernungsschlüssel	139, 140
29314	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 2 mm (maschinert)	50	29553	Immediate Provisional Implant Biegewerkzeug	139, 140
29315	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 3 mm (maschinert)	50	29554	Immediate Provisional Implant Parallelisierungsstift	139, 140
29367	Bohrer Tapered NP 3,5×10 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29628	Schleimhautstanze NP	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
29368	Bohrer Tapered NP 3,5×13 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29629	Schleimhautstanze RP	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
29369	Bohrer Tapered NP 3,5×16 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29630	Schleimhautstanze WP	104, 133, 144, 254, 258, 267, 276, 285, 288, 292, 301, 308, 317
29370	Bohrer Tapered RP 4,3×10 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29631	Führung für Schleimhautstanze NP	104, 133, 144
29371	Bohrer Tapered RP 4,3×13 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29632	Führung für Schleimhautstanze RP	104, 133, 144
29372	Bohrer Tapered RP 4,3×16 mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132	29633	Führung für Schleimhautstanze WP	104, 133, 144
29373	Bohrer Tapered WP 5×10 mm	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132	29634	Bohrerführung NP	104, 133, 144
29374	Bohrer Tapered WP 5×13 mm	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132	29635	Bohrerführung RP	104, 133, 144
29375	Bohrer Tapered WP 5×16 mm	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132	29636	Bohrerführung WP	104, 133, 144
29377	Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×13 mm	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132	29967	Bohrer Tapered 6.0 6×10 mm	78, 96, 98, 108, 118, 126, 128, 132
29378	Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5×16 mm	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132			
29380	Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 3,5×13 mm	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132			
29381	Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 3,5×16 mm	77, 96, 99, 108, 109, 117, 126, 129, 132			
29383	Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×13 mm	79, 96, 99, 108, 109, 119, 126, 129, 132			
29384	Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5×16 mm	79, 96, 99, 108, 109, 119, 126, 129, 132			
29401	Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×10 mm	76, 94			
29402	Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×13 mm	76, 94			
29403	Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5×16 mm	76, 94			

29968	Bohrer Tapered 6.0 6x13mm	78, 96, 99, 108, 118, 126, 128, 132	31165	Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, Brånemark System™ RP	183, 229, 238
29970	Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6x13mm	79, 96, 99, 108, 119, 126, 129, 132	31166	Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ NP	183, 229, 238
29989	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	175	31167	Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, NobelReplace™ RP	183, 229, 238
29990	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	175	31168	Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ NP	194, 220, 224, 234
29995	Laborimplantat NobelReplace™ 6.0	202, 220, 224, 234, 302, 318	31169	Laborschraube auf Implantatniveau Brånemark System™ WP	194, 220, 224, 234
29997	Implantateindreher NobelReplace™ 6.0 kurz	79, 87, 105, 108, 110, 132	31170	Laborschraube auf Implantatniveau NobelReplace™ NP	194, 220, 224, 234
29998	Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 6x3mm	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317	31171	Schraube für Keramikabutment Brånemark System™ NP	194, 218, 224, 234
29999	Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 6x5mm	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317	31278	Spiralbohrer 1,5x7–15mm	38, 40, 62, 64, 100, 102
30039	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 6mm	200, 218, 224, 234	31350	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ NP	159, 224
30040	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 6mm	197, 218	31351	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP	159, 224
30043	Schutzkappe NobelReplace™ 6.0, 5/Pkg	207, 220, 224, 234	31352	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ WP	159, 224
30044	Periotome-Set	146	31353	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	159, 224
30045	Handstück	146	31417	Heilkappe 3.0	121, 125
30046	P-1 Klinge	146	31456	Provisorisches Abutment rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	159, 295, 301, 311, 317
30047	P-2 Klinge	146	31457	Provisorisches Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	159, 295, 301, 311, 317
30048	P-3 Klinge	146	31465	NobelDirect™ 3,0x13mm	120, 125
30049	Immediate Provisional Implant Einmalspiralbohrer	139, 140	31466	NobelDirect™ 3,0x15mm	120, 125
30087	Deckschraube NobelReplace™ 6.0	79, 87, 104, 295, 301, 311, 317	31565	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	220, 244
30161	Röntgenschablone Immediate Provisional Implant	140	31604	Implantateindreher NobelReplace™ NP kurz	77, 81, 105, 108, 109, 110, 132
30256	Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ NP	159, 220	31625	Implantateindreher NobelReplace™ NP lang	77, 81, 105, 110
30257	Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ RP	159, 220	31637	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ NP	155
30258	Provisorisches Kunststoffabutment rotationsgesichert Brånemark System™ WP	159, 220	31639	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ RP	155
30259	Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ NP	159, 220	31640	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ WP	155
30260	Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ RP	159, 220	31641	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelReplace™ 6.0	155
30261	Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ WP	159, 220	31643	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ NP	155
30262	Provisorisches Abutment Kunststoff rotationsgesichert NobelReplace™ 6.0	159, 220	31644	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ RP	155
30909	Verankerungsstift Ø 1,5mm	251, 266, 268, 270, 272, 284, 286, 288, 290, 300, 302, 304, 306, 316, 318, 320, 322	31655	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung Brånemark System™ WP	155
30941	Implantateindreher NobelDirect™ 3.0	121, 125, 134	31656	Kunststoffkappe für provisorisches Abutment zur Sofortversorgung	155, 203
30942	Implantateindreher NobelDirect™ NP	117, 125, 133	31905	Kugelpfopf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 1mm	191
30943	Implantateindreher NobelDirect™ RP/WP/6.0	117, 119, 125, 133	31906	Kugelpfopf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 3mm	191
31145	Heilkappe Multi-unit	181, 204	31907	Kugelpfopf-Abutment Titan Brånemark System™ RP 5mm	191
31146	Heilkappe, breit, Multi-unit	181, 204	31908	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 1mm	191
31147	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ NP 20mm	206, 208, 220, 224, 234	31909	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 2mm	191
31148	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 20mm	206, 208, 220, 224, 234	31910	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ NP 3mm	191
31149	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ RP 30mm	208, 220, 224, 234	31911	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 1mm	191
31150	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau Brånemark System™ WP 20mm	208, 220, 224, 234	31912	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 2mm	191
31151	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ NP 20mm	208, 220, 224, 234	31913	Kugelpfopf-Abutment Titan NobelReplace™ RP 3mm	191
31152	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP 20mm	208, 220, 224, 234	31945	Adapter NobelReplace™ WP zu RP	191
31153	Schraube für Abformpfosten auf Implantatniveau NobelReplace™ RP/WP 30mm	208, 220, 224, 234	31983	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	220
31154	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm	182, 229, 238	31984	Abutmentschraube für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8/6.5 Titan/Zirkondioxid	195, 219
31155	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm	182, 229, 238	32068	All-on-4™ Führungsschablone	146
31156	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 10mm Brånemark System™ WP	182, 229, 238	32075	Bohrer Tapered NP 3,5x8mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132
31157	Schraube für Abformpfosten Multi-unit 20mm Brånemark System™ WP	182, 229, 238	32076	Bohrer Tapered RP 4,3x8mm	76, 96, 98, 108, 109, 116, 126, 128, 132
31158	Laborimplantat Brånemark System™ NP	202, 220, 224, 234, 268	32077	Bohrer Tapered WP 5x8mm	78, 96, 98, 108, 109, 118, 126, 128, 132
31159	Laborimplantat Brånemark System™ RP	202, 220, 224, 234, 268	32078	Bohrer Tapered 6.0 6x8mm	78, 96, 98, 108, 118, 126, 128, 132
31160	Laborimplantat Brånemark System™ WP	202, 220, 224, 234, 268	32089	Gewindeschneider Tapered NP	77, 96, 108, 109, 117, 126, 132
31161	Modellanalogue Multi-unit	182, 229, 238	32090	Gewindeschneider Tapered RP	77, 96, 108, 109, 117, 126, 132
31162	Modellanalogue Multi-unit Brånemark System™ WP	182, 229, 238	32091	Gewindeschneider Tapered WP	79, 96, 108, 109, 119, 126, 132
31163	Laborschraube Multi-unit Brånemark System™ WP	183, 229, 238	32092	Gewindeschneider Tapered 6.0	79, 96, 108, 119, 126, 132
31164	Laborschraube Multi-unit, abgewinkelt, Brånemark System™ NP	183, 229, 238			

Artikelnummer	Produktname	Maße	Anwendung	Anmerkung	Anhang
32110	Brånemark System™ Chirurgische Drehmomentratsche	44, 45, 46, 270, 272			
32111	Brånemark System™ Adapter für chirurgische Drehmomentratsche	44			
32112	Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm	46, 68, 69, 107, 110, 111, 146			
32114	Brånemark System™ Mk III Groovy NP 3,3×10 mm	22, 36, 254			
32115	Brånemark System™ Mk III Groovy NP 3,3×11,5 mm	22, 36, 254			
32116	Brånemark System™ Mk III Groovy NP 3,3×13 mm	22, 36, 254			
32117	Brånemark System™ Mk III Groovy NP 3,3×15 mm	22, 36, 254			
32118	Brånemark System™ Mk III Shorty RP Ø 3,75 mm	24, 36, 254			
32119	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×8,5 mm	24, 36, 254			
32120	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×10 mm	24, 36, 254			
32121	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×11,5 mm	24, 36, 254			
32122	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×13 mm	24, 36, 254			
32123	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×15 mm	24, 36, 254			
32124	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 3,75×18 mm	24, 36, 254			
32125	Brånemark System™ Mk III Shorty RP Ø 4 mm	24, 36, 254			
32126	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×8,5 mm	24, 36, 254			
32127	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×10 mm	24, 36, 254			
32128	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×11,5 mm	24, 36, 254			
32129	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×13 mm	24, 36, 254			
32130	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×15 mm	24, 36, 254			
32131	Brånemark System™ Mk III Groovy RP 4×18 mm	24, 36, 254			
32132	Brånemark System™ Mk III Shorty WP Ø 5 mm	28, 36, 254			
32133	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×8,5 mm	28, 36, 254			
32134	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×10 mm	28, 36, 254			
32135	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×11,5 mm	28, 36, 254			
32136	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×13 mm	28, 36, 254			
32137	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×15 mm	28, 36, 254			
32138	Brånemark System™ Mk III Groovy WP 5×18 mm	28, 36, 254			
32139	NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 6 mm	30, 36, 258			
32140	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×8,5 mm	30, 36, 258			
32141	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×10 mm	30, 36, 258			
32142	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×11,5 mm	30, 36, 258			
32143	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×13 mm	30, 36, 258			
32144	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×15 mm	30, 36, 258			
32145	NobelSpeedy™ Groovy WP 6×18 mm	30, 36, 258			
32146	NobelSpeedy™ Shorty RP Ø 4 mm	26, 36, 258			
32147	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×8,5 mm	26, 36, 258			
32148	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×10 mm	26, 36, 258			
32149	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×11,5 mm	26, 36, 258			
32150	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×13 mm	26, 36, 258			
32151	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×15 mm	26, 36, 258			
32152	NobelSpeedy™ Groovy RP 4×18 mm	26, 36, 258			
32153	NobelSpeedy™ Shorty WP Ø 5 mm	28, 36, 258			
32154	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×8,5 mm	28, 36, 258			
32155	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×10 mm	28, 36, 258			
32156	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×11,5 mm	28, 36, 258			
32157	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×13 mm	28, 36, 258			
32158	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×15 mm	28, 36, 258			
32159	NobelSpeedy™ Groovy WP 5×18 mm	28, 36, 258			
32160	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×10 mm	80, 94, 308			
32161	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×11,5 mm	80, 94, 308			
32162	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×13 mm	80, 94, 308			
32163	NobelReplace™ Straight Groovy NP 3,5×15 mm	80, 94, 308			
32165	NobelDirect™ Oval 6.0 6×10 mm	118, 125			
32166	NobelDirect™ Oval 6.0 6×13 mm	118, 125			
32167	NobelDirect™ Oval 6.0 6×16 mm	118, 125			
32168	NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3×13 mm	120, 130, 131, 134			
32169	NobelDirect™ Bohrer für weichen Knochen 3.0 3×15 mm	120, 130, 131, 134			
32170	NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3×13 mm	121, 130, 131, 134			
32171	NobelDirect™ Bohrer für dichten Knochen 3.0 3×15 mm	121, 130, 131, 134			
32172	Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NobRpl 6.0/Bmk WP	169, 203			
32178	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ WP Ø 6 mm	198, 218			
32179	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	198, 218			
32180	Handschlüssel für Implantateindreher	67, 105			
32181	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×10 mm	82, 94, 308			
32182	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×11,5 mm	82, 94, 308			
32183	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×13 mm	82, 94, 308			
32184	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×15 mm	82, 94, 308			
32185	NobelReplace™ Straight Groovy RP 4×18 mm	82, 94			
32186	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×10 mm	84, 94, 308			
32187	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×11,5 mm	84, 94, 308			
32188	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×13 mm	84, 94, 308			
32189	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×15 mm	84, 94, 308			
32190	NobelReplace™ Straight Groovy WP 5×18 mm	84, 94, 308			
32191	NobelSpeedy™ Replace 6.0 6×10 mm	86, 94, 308			
32192	NobelSpeedy™ Replace 6.0 6×11,5 mm	86, 94, 308			
32193	NobelSpeedy™ Replace 6.0 6×13 mm	86, 94, 308			
32194	NobelSpeedy™ Replace 6.0 6×15 mm	86, 94, 308			
32195	NobelSpeedy™ Replace 6.0 6×18 mm	86, 94, 308			
32196	NobelSpeedy™ Replace NP 3,5×10 mm	80, 94, 308			
32197	NobelSpeedy™ Replace NP 3,5×11,5 mm	80, 94, 308			
32198	NobelSpeedy™ Replace NP 3,5×13 mm	80, 94, 308			
32199	NobelSpeedy™ Replace NP 3,5×15 mm	80, 94, 308			
32200	NobelSpeedy™ Replace RP 4×10 mm	82, 94, 308			
32201	NobelSpeedy™ Replace RP 4×11,5 mm	82, 94, 308			
32202	NobelSpeedy™ Replace RP 4×13 mm	82, 94, 308			
32203	NobelSpeedy™ Replace RP 4×15 mm	82, 94, 308			
32204	NobelSpeedy™ Replace RP 4×18 mm	82, 94, 308			
32205	NobelSpeedy™ Replace WP 5×10 mm	84, 94, 308			
32206	NobelSpeedy™ Replace WP 5×11,5 mm	84, 94, 308			
32207	NobelSpeedy™ Replace WP 5×13 mm	84, 94, 308			
32208	NobelSpeedy™ Replace WP 5×15 mm	84, 94, 308			
32209	NobelSpeedy™ Replace WP 5×18 mm	84, 94, 308			
32211	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×8 mm	76, 94, 292			
32212	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×10 mm	76, 94, 292			
32213	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×13 mm	76, 94, 292			
32214	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5×16 mm	76, 94, 292			
32215	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×8 mm	76, 94, 292			
32216	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×10 mm	76, 94, 292			
32217	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×13 mm	76, 94, 292			
32218	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3×16 mm	76, 94, 292			
32219	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×8 mm	78, 94, 292			
32220	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×10 mm	78, 94, 292			
32221	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×13 mm	78, 94, 292			
32222	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5×16 mm	78, 94, 292			
32223	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×8 mm	78, 94, 292			
32224	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×10 mm	78, 94, 292			
32225	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×13 mm	78, 94, 292			
32226	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6×16 mm	78, 94, 292			
32249	Bohrer Tapered 6.0 6×16 mm	78, 96, 99, 108, 118, 126, 128, 132			
32250	Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6×16 mm	79, 96, 99, 108, 119, 126, 129, 132			
32255	Richtungsindikator Tapered NP	106, 108, 109, 132			
32256	Richtungsindikator Tapered RP	106, 108, 109, 132			
32257	Richtungsindikator Tapered WP	106, 108, 109, 132			
32258	Richtungsindikator Tapered 6.0	106, 108, 132			
32260	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8×7–10 mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 62, 80, 82, 84, 86, 100, 102			
32261	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8×7–15 mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 45, 56, 58, 62, 64, 65, 68, 80, 82, 84, 86, 100, 102, 103, 110			
32262	Stufenspiralbohrer 2,4/2,8×10–18 mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 41, 56, 58, 62, 64, 80, 82, 84, 86, 100, 102			
32263	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6×7–10 mm	28, 30, 38, 41, 62, 82, 84, 86, 100, 102			
32264	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6×7–15 mm	28, 30, 38, 41, 45, 58, 62, 64, 68, 82, 84, 86, 100, 103, 110			
32265	Stufenspiralbohrer 3,2/3,6×10–18 mm	28, 30, 38, 41, 58, 62, 64, 82, 84, 86, 100, 103			
32266	Spiralbohrer 3×7–10 mm	24, 26, 28, 38, 40, 62, 84, 100, 102			
32267	Spiralbohrer 3×7–15 mm	24, 26, 28, 38, 40, 45, 62, 84, 100, 102, 110			
32268	Spiralbohrer 3×10–18 mm	24, 26, 28, 38, 40, 62, 84, 100, 102			
32269	Spiralbohrer 3,2×7–10 mm	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
32270	Spiralbohrer 3,2×7–15 mm	24, 26, 38, 40, 45, 62, 82, 100, 102, 110			
32271	Spiralbohrer 3,2×10–18 mm	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
32272	Spiralbohrer 3,4×7–10 mm	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102			
32273	Spiralbohrer 3,4×7–15 mm	24, 26, 38, 40, 45, 62, 82, 100, 102, 110			

32274	Spiralbohrer 3,4x10–18mm	24, 26, 38, 40, 62, 82, 100, 102	32374	Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 0,5mm	167
32275	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x7–10mm	28, 30, 38, 41, 62, 84, 86, 100, 103	32375	Esthetic Abutment NobelReplace™ 6.0 0,5mm	167
32276	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x7–15mm	28, 30, 38, 41, 45, 58, 62, 64, 68, 84, 86, 100, 103, 110	32376	Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 3mm	167
32277	Stufenspiralbohrer 3,8/4,2x10–18mm	28, 30, 38, 41, 58, 62, 64, 84, 86, 100, 103	32377	Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 3mm	167
32278	Spiralbohrer 5x7–10mm	30, 38, 40, 62, 86, 100, 102	32378	Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 3mm	167
32279	Spiralbohrer 5x7–15mm	30, 38, 40, 45, 62, 86, 100, 102, 110	32380	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 1mm	168
32280	Spiralbohrer 5x10–18mm	30, 38, 40, 62, 86, 100, 102	32381	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 1mm	168
32281	Brånemark System™ Versenker NP	23, 38, 41, 62, 100	32382	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 0,5mm	168
32282	NobelReplace™ Versenker NP	38, 62, 81, 100, 103, 110	32383	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ 6.0 0,5mm	168
32283	Brånemark System™ Versenker RP	25, 27, 38, 41, 62, 100	32384	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 3mm	168
32284	NobelReplace™ Versenker RP	38, 62, 83, 100, 103, 110	32385	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 3mm	168
32285	Brånemark System™ Versenker WP	29, 31, 38, 41, 62, 100	32386	15° Esthetic Abutment NobelReplace™ WP 3mm	168
32286	NobelReplace™ Versenker WP	38, 62, 85, 100, 103, 110	32396	Esthetic Abutment Brånemark System™ NP 2mm	167
32288	NobelReplace™ Versenker 6.0	38, 62, 87, 100, 103, 110	32397	Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 1mm	167
32289	Gewindeschneider NP 10–15mm	23, 38, 42, 62, 81, 100, 103	32398	Esthetic Abutment Brånemark System™ WP 1mm	167
32290	Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–13mm	25, 38, 42, 62, 100	32399	Esthetic Abutment Brånemark System™ NP 2mm	167
32291	Gewindeschneider RP Ø 3,75 7–18mm	25, 38, 42, 62, 100	32400	15° Esthetic Abutment Brånemark System™ NP 2mm	168
32292	Gewindeschneider WP Ø 5 7–13mm	29, 38, 42, 62, 85, 100, 103	32401	15° Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 1mm	168
32293	Gewindeschneider WP Ø 5 7–18mm	29, 38, 42, 62, 85, 100, 103	32402	15° Esthetic Abutment Brånemark System™ WP 1mm	168
32294	Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–13mm	31, 38, 42, 62, 87, 100, 103	32403	15° Esthetic Abutment Brånemark System™ RP 3mm	168
32295	Gewindeschneider NobelReplace™ 6.0/Brånemark System™ WP Ø 6 7–18mm	31, 38, 42, 62, 87, 100, 103	32408	Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NP	169, 203
32296	Spiralbohrer mit Spitze 2x7–10mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 62, 80, 82, 84, 86, 100, 102	32409	Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment RP	169, 203
32297	Spiralbohrer mit Spitze 2x7–15mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 45, 56, 58, 62, 64, 65, 68, 80, 82, 84, 86, 100, 102, 103, 110	32410	Kunststoff-/provisorische Kappe Esthetic Abutment NobelReplace™ WP	169, 203
32299	Spiralbohrer mit Spitze 2x10–18mm	22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 56, 58, 62, 64, 80, 82, 84, 86, 100, 102	32413	Implantateindreher NobelReplace™ 6.0 lang	79, 87, 105, 110
32301	NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit	110, 111	32414	NobelReplace™ Abutment Auswahl-Kit	206
32302	Brånemark System™ Chirurgie-Kit	45, 46	32415	Brånemark System™ Abutment-Auswahl-Kit	206
32304	Nobel Biocare Kit für Chirurgie ohne Lappenbildung	144	32416	Auswahlabutments NobelReplace™ NP	206
32305	Immediate Provisional Implant Chirurgie-Kit	140	32417	Auswahlabutments NobelReplace™ RP	206
32306	Brånemark System™ Guided Chirurgie-Kit	270, 272	32418	Auswahlabutments NobelReplace™ WP	206
32308	Brånemark System™ Freilegung Chirurgie-Kit	47	32419	Auswahlabutments NobelReplace™ 6.0	206
32309	Prothetik-Kit	205	32420	Auswahlabutments Brånemark System™ NP	206
32310	Ersatz-Kit Box	144	32421	Auswahlabutments Brånemark System™ RP	206
32312	Brånemark System™ Chirurgie-Kit Box	45, 46	32422	Auswahlabutments Brånemark System™ WP	206
32313	NobelReplace™ Straight Chirurgie-Kit Box	110, 111	32424	Brånemark System™ Zygoma Deckschraube für TiUnite® Implantate	50
32315	Brånemark System™ Freilegung Chirurgie-Kit Box	47	32429	Abutment Auswahl-Kit Box	206
32317	Nobel Biocare Chirurgie-Kit Box für Chirurgie ohne Lappenbildung	144	32430	Bohrerstopp-Kit	43, 67, 105
32319	Immediate Provisional Implant Kit Box	140	32615	Zygoma Handstück	51
32320	Brånemark System™ Guided Chirurgie-Kit Box	270, 272	32628	Brånemark System™ Zygoma Spiralbohrer 2,9mm	51
32321	Nobel Biocare Osteotome-Kit	146	32629	Brånemark System™ Zygoma Spiralbohrer 2,9mm kurz	51
32322	Prothetik-Kit Box	205	32630	Brånemark System™ Zygoma Pilotbohrer 3,5mm	51
32328	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 2mm (TiUnite®)	50	32631	Brånemark System™ Zygoma Spiralbohrer 3,5mm	51
32329	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 17° 3mm (TiUnite®)	50	32632	Brånemark System™ Zygoma Spiralbohrer 3,5mm kurz	51
32330	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 3mm (TiUnite®)	50	32635	NobelDirect™ Groovy NP 3,5x10mm	116, 125
32331	Brånemark System™ Zygoma Multi-unit Abutments RP 5mm (TiUnite®)	50	32636	NobelDirect™ Groovy NP 3,5x13mm	116, 125
32332	Brånemark System™ Zygoma Gingivaformer Ø 4x3mm (TiUnite®)	50	32637	NobelDirect™ Groovy NP 3,5x16mm	116, 125
32333	Brånemark System™ Zygoma Gingivaformer Ø 4x5mm (TiUnite®)	50	32638	NobelDirect™ Groovy RP 4,3x8mm	116, 125
32372	Esthetic Abutment NobelReplace™ NP 1mm	167	32639	NobelDirect™ Groovy RP 4,3x10mm	116, 125
32373	Esthetic Abutment NobelReplace™ RP 1mm	167	32640	NobelDirect™ Groovy RP 4,3x13mm	116, 125
			32641	NobelDirect™ Groovy RP 4,3x16mm	116, 125
			32642	NobelDirect™ Groovy WP 5x8mm	118, 125
			32643	NobelDirect™ Groovy WP 5x10mm	118, 125
			32644	NobelDirect™ Groovy WP 5x13mm	118, 125
			32645	NobelDirect™ Groovy WP 5x16mm	118, 125
			32646	NobelDirect™ Oval 6.0 6x8mm	118, 125
			32650	NobelDirect™ Posterior RP 4,3x8mm	116, 125
			32651	NobelDirect™ Posterior RP 4,3x10mm	116, 125
			32652	NobelDirect™ Posterior RP 4,3x13mm	116, 125
			32653	NobelDirect™ Posterior RP 4,3x16mm	116, 125
			32654	NobelDirect™ Posterior WP 5x8mm	118, 125
			32665	NobelDirect™ Posterior WP 5x10mm	118, 125
			32666	NobelDirect™ Posterior WP 5x13mm	118, 125
			32667	NobelDirect™ Posterior WP 5x16mm	118, 125
			32668	NobelDirect™ Posterior 6.0 6x8mm	118, 125
			32669	NobelDirect™ Posterior 6.0 6x10mm	118, 125
			32670	NobelDirect™ Posterior 6.0 6x13mm	118, 125
			32672	Schleimhautstanze 6.0	104, 133, 144, 258, 267, 292, 301, 308, 317
			32673	Führung für Schleimhautstanze 6.0	104, 133, 144
			32674	Bohrerführung 6.0	104, 133, 144
			32717	NobelProcera™ Präparations-Kit	205
			32736	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ NP	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288
			32737	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ NP	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320
			32738	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ RP	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288

Artikelnummer	Produktname	Seiten	Artikelnummer	Produktname	Seiten
32739	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ RP	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320	32816	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 2 mm	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 307, 309, 316, 321, 323
32740	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 5	256, 260, 262, 265, 270, 278, 280, 283, 288	32817	Guided Bohrerführung NP für Ø 2,8 mm	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
32741	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ WP	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320	32818	Guided Bohrerführung RP für Ø 2,8 mm	255, 259, 266, 271, 272, 277, 284, 289, 290, 293, 309, 316, 321, 322
32742	Guided Startbohrer/Versenker Brånemark System™ WP Ø 6	260, 262, 265, 270	32819	Guided Bohrerführung NP für Ø 3 mm	266, 271, 273, 316, 321
32743	Guided Startbohrer/Versenker NobelReplace™ 6.0	294, 296, 299, 304, 310, 312, 315, 320	32820	Guided Bohrerführung RP für Ø 3 mm	255, 266, 271, 272, 316, 321, 322
32744	Guided Spiralbohrer Tapered 2x(10+)8–16 mm	293, 296, 298, 304	32821	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3 mm	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
32746	Guided Spiralbohrer 2x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 277, 280, 282, 289, 309, 312, 314, 320	32822	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,2 mm	255, 259, 266, 271, 272, 309, 316, 321, 322
32747	Guided Spiralbohrer 2,8x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32823	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,4 mm	255, 259, 266, 271, 272, 309, 316, 321, 322
32748	Guided Spiralbohrer 3x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 277, 280, 282, 289, 309, 312, 314, 320	32824	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,8 mm	255, 259, 266, 271, 273, 309, 316, 321, 323
32749	Guided Spiralbohrer 3,2x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32825	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,2 mm	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 309, 316, 321, 323
32750	Guided Spiralbohrer 3,4x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32826	Guided Bohrerführung 6.0/WP Ø 6 für Ø 5 mm	259, 266, 271, 273, 309, 316, 321, 323
32751	Guided Spiralbohrer 3,8x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32827	Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)8 mm	293, 296, 298, 304, 306
32752	Guided Spiralbohrer 4,2x(10+)7–18 mm	255, 259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32828	Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)10 mm	293, 296, 298, 304, 306
32753	Guided Spiralbohrer 5x(10+)7–18 mm	259, 262, 264, 270, 309, 312, 314, 320	32829	Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)13 mm	293, 296, 298, 304, 306
32754	Guided Hülse NP	269, 286, 303, 319	32830	Guided Bohrer Tapered NP 3,5x(+)16 mm	293, 296, 298, 304, 306
32765	Guided Hülse RP	269, 286, 303, 319	32831	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)8 mm	293, 296, 298, 304, 306
32766	Guided Hülse 6.0/WP	269, 286, 303, 319	32832	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)10 mm	293, 296, 298, 304, 306
32768	Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ NP	268	32833	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)13 mm	293, 296, 298, 304, 306
32769	Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelReplace™ NP	302, 318	32834	Guided Bohrer Tapered RP 4,3x(+)16 mm	293, 296, 298, 304, 306
32770	Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ RP	268	32835	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)8 mm	293, 296, 298, 304, 307
32771	Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ RP	302, 318	32836	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)10 mm	293, 296, 298, 304, 307
32774	Guided Zylinder mit Pin Unigrip Brånemark System™ WP	268	32837	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)13 mm	293, 296, 298, 304, 307
32775	Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ WP	302, 318	32838	Guided Bohrer Tapered WP 5x(+)16 mm	293, 296, 298, 304, 307
32778	Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelReplace™ 6.0	302, 318	32839	Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)8 mm	293, 296, 298, 304, 307
32787	Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment NP	169, 203	32840	Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)10 mm	293, 296, 298, 304, 307
32788	Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment RP	169, 203	32841	Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)13 mm	293, 296, 298, 304, 307
32789	Kunststoff-/provisorische Kappe 15° Esthetic Abutment NobelReplace™ VWP	169, 203	32842	Guided Bohrer Tapered 6.0 6x(+)16 mm	293, 296, 299, 304, 307
32791	Brånemark System™ Zygoma Pilotbohrer 3,5 mm kurz	51	32844	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x13 mm	293, 296, 299, 304, 306
32792	NobelDirect™ 3.0 Chirurgie-Kit	134	32845	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered NP 3,5x16 mm	293, 296, 299, 304, 306
32793	NobelDirect™ 3.0 Chirurgie-Kit Box	134	32847	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x13 mm	293, 296, 299, 304, 306
32794	NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit	320, 322	32848	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered RP 4,3x16 mm	293, 296, 299, 304, 306
32796	NobelReplace™ Straight Guided Chirurgie-Kit Box	320, 322	32850	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5x13 mm	293, 296, 299, 304, 307
32797	Guided Kit Box für Bohrerführungen	271, 272, 321, 322	32851	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered WP 5x16 mm	293, 296, 299, 304, 307
32802	Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ NP	257, 261, 266, 270, 273	32853	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6x13 mm	293, 296, 299, 304, 307
32803	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ NP	295, 300, 305, 306, 311, 316, 320, 323	32854	Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered 6.0 6x16 mm	293, 296, 299, 304, 307
32804	Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ RP	257, 261, 266, 270, 272	32855	Guided Gewindeschneider NP 10–13 mm	255, 259, 266, 309, 316
32805	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ RP	295, 300, 305, 306, 311, 316, 320, 322			
32807	Guided Verankerungsabutment mit Schraube Brånemark System™ VWP	257, 261, 266, 270, 273			
32808	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ VWP	295, 300, 305, 307, 311, 316, 320, 323			
32811	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelReplace™ 6.0	295, 300, 305, 307, 311, 316, 320, 323			
32813	Handstück für Guided Bohrerführungen	266, 271, 272, 284, 289, 290, 300, 305, 306, 316, 321, 322			
32814	Guided Bohrerführung NP für Ø 2 mm	255, 259, 266, 271, 273, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 306, 309, 316, 321, 323			
32815	Guided Bohrerführung RP für Ø 2 mm	255, 259, 266, 271, 272, 277, 284, 289, 290, 293, 300, 305, 306, 309, 316, 321, 322			

32856	Guided Gewindeschneider Tapered NP	293, 300, 304, 306	33065	Adapter für Winkelstück	278, 288, 290, 294, 304, 306, 310, 320, 322
32857	Guided Gewindeschneider RP Ø 3,75–13 mm	255, 266			
32858	Guided Gewindeschneider Tapered RP	293, 300, 304, 306	33066	Guided Spiralbohrer Ø 1,5×20 mm	251, 262, 270, 280, 289, 296, 304, 312, 320
32859	Guided Gewindeschneider WP Ø 5–13 mm	255, 259, 266, 309, 316			
32860	Guided Gewindeschneider Tapered WP	293, 300, 307	33072	Gewindeschneider RP Ø 4–13 mm	25, 27, 38, 42, 62, 83, 100, 103
32861	Guided Gewindeschneider 6.0/WP Ø 6–13 mm	259, 266, 309, 316	33073	Gewindeschneider RP Ø 4–18 mm	25, 27, 38, 42, 62, 83, 100, 103
32862	Guided Gewindeschneider Tapered 6.0	293, 300, 304, 307	33074	NobelDirect™ Röntgenschablone	133
32863	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ NP	256, 260, 267, 270, 273	33075	Bohrerstopp Ø 3 mm	25, 27, 29, 43, 67, 85, 105, 255, 259, 274, 291, 309, 324
32864	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ NP	294, 300, 305, 306, 310, 316, 320, 323	33077	Bohrerstopp Ø 3.2 mm	25, 27, 29, 31, 43, 56, 58, 67, 83, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324
32865	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ RP	256, 260, 267, 270, 272	33078	Bohrerstopp Ø 3.4 mm	25, 27, 43, 67, 83, 105, 255, 259, 274, 291, 309, 324
32866	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ RP	294, 300, 305, 306, 310, 316, 320, 322	33080	Bohrerstopp Ø 3.8 mm	255, 259, 274, 291, 309, 324
32868	Guided Einbringpfosten Brånemark System™ WP	256, 260, 267, 270, 273	33081	Bohrerstopp Ø 4.2 mm	29, 31, 43, 58, 67, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324
32869	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ WP	294, 300, 305, 307, 310, 316, 320, 323	33084	Bohrerstopp Ø 3.6 mm	29, 31, 43, 58, 67, 83, 85, 87, 105, 277, 291
32871	Guided Einbringpfosten NobelReplace™ 6.0	294, 300, 305, 307, 310, 316, 320, 323	33085	Guided Bohrerstopp-Kit	274, 291, 324
32873	Guided Provisorische Kappe Titan NP	269, 303, 319	33086	Guided Bohrerstopp-Kit Box	274, 291, 324
32874	Guided Provisorische Kappe Titan RP	269, 303, 319	33096	NobelReplace™ Straight/NobelSpeedy™ Replace Röntgenschablone	107, 111
32876	Guided Provisorische Kappe Titan 6.0/WP	269, 303, 319	33097	Brånemark System™ NobelSpeedy™ Röntgenschablone	44, 46
32879	Guided Pin 28 mm Brånemark System™ NP	268, 286	33107	Guided Spiralbohrer 2×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 264, 277, 280, 282, 309, 312, 314
32880	Guided Pin 28 mm NobelReplace™ NP	302, 318	33108	Guided Spiralbohrer 2,8×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 264, 309, 312, 314
32881	Guided Pin 28 mm Brånemark System™ RP	268, 286	33109	Guided Spiralbohrer 3×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 265, 277, 280, 283, 309, 312, 314
32882	Guided Pin 28 mm NobelReplace™ RP	302, 318	33113	Guided Startbohrer/Versenker, Mk III klassik RP	262, 265
32884	Guided Pin 28 mm Brånemark System™ WP	268	33114	Guided Gewindeschneider RP Ø 4–13 mm	255, 259, 266, 309, 316
32885	Guided Pin 28 mm NobelReplace™ WP/6.0	302, 318	33115	Guided Spiralbohrer 3,2×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 265, 309, 312, 314
32887	Guided Laborschraube Brånemark System™ NP	269	33117	Guided Spiralbohrer 3,4×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
32888	Guided Laborschraube NobelReplace™ NP	303, 319	33118	Guided Spiralbohrer 3,8×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
32889	Guided Laborschraube Brånemark System™ RP	269	33119	Guided Spiralbohrer 4,2×(10+)-7–13 mm	255, 259, 262, 265, 309, 312, 315
32890	Guided Laborschraube NobelReplace™ RP	303, 319	33120	Guided Spiralbohrer 5×(10+)-7–13 mm	259, 262, 265, 309, 312, 315
32892	Guided Laborschraube Brånemark System™ WP	269	33121	NobelDirect™ 3.0 Röntgenschablone	134
32893	Guided Laborschraube NobelReplace™ WP/6.0	303, 319	33123	NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3×10 mm	22, 36, 258
32895	Guided Laborabutment Brånemark System™ NP	269	33124	NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3×11,5 mm	22, 36, 258
32896	Guided Laborabutment NobelReplace™ NP	303, 319	33125	NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3×13 mm	22, 36, 258
32897	Guided Laborabutment Brånemark System™ RP	269	33126	NobelSpeedy™ Groovy NP 3,3×15 mm	22, 36, 258
32898	Guided Laborabutment NobelReplace™ RP	303, 319	33128	NobelReplace™ Straight Produktübersicht	111
32899	Guided Laborabutment Brånemark System™ WP	269	33129	Brånemark System™ Produktübersicht	46
32900	Guided Laborabutment NobelReplace™ WP	303, 319	33131	NobelDirect™ Produktübersicht	133
32902	Guided Laborabutment NobelReplace™ 6.0	303, 319	33132	Brånemark System™ Produktübersicht Guided	272
32903	Guided Abutment Brånemark System™ NP	267	33133	NobelReplace™ Straight Produktübersicht Guided	322
32904	Guided Abutment NobelReplace™ NP	301, 317	33134	NobelReplace™ Tapered Produktübersicht Guided	306
32905	Guided Abutment Brånemark System™ RP	267	33247	Doppel-Maul-Schlüssel	256, 260, 267, 294, 300, 310, 316
32906	Guided Abutment NobelReplace™ RP	301, 317	33316	Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit NobelReplace™	205
32907	Guided Abutment Brånemark System™ WP	267	33392	Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	44
32908	Guided Abutment NobelReplace™ WP	301, 317	33393	Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ RP Ø 5,1 mm	44
32910	Guided Abutment NobelReplace™ 6.0	301, 317	33396	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ Zygoma Ø 4 mm	50, 201
32948	Tiefenmesslehre	38, 45, 46, 62, 68, 69, 100, 110, 111, 146	33397	Brånemark System™ Zygoma Abutment-Schraube	50, 195
32949	Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×10 mm	78, 94	33398	QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ NP	157
32950	Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6×13 mm	78, 94	33399	QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ RP	157
32952	NobelDirect™ Kit	133	33400	QuickTemp™ Abutment Conical NobelReplace™ WP	157
32953	NobelDirect™ Kit Box	133	33401	QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ NP	157
32954	NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit	304, 306	33402	QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ RP	157
32955	NobelReplace™ Tapered Guided Chirurgie-Kit Box	304, 306			
32957	Guided Kit Box für Bohrerführungen Tapered	305, 306			
33018	Guided Bohrerführung Tapered RP für NP	300, 305, 306			
33019	Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP für NP	293, 300, 305, 307			
33020	Guided Bohrerführung Tapered 6.0/WP für RP	293, 300, 305, 307			
33030	Guided Gewebestopfen Brånemark System™ NP	267			
33031	Guided Gewebestopfen NobelReplace™ NP	300, 317			
33032	Guided Gewebestopfen Brånemark System™ RP	267			
33033	Guided Gewebestopfen NobelReplace™ RP	300, 317			
33034	Guided Gewebestopfen Brånemark System™ WP	267			
33035	Guided Gewebestopfen NobelReplace™ WP	300, 317			
33037	Guided Gewebestopfen NobelReplace™ 6.0	300, 317			
33062	Bohrerstopp-Kit Box	43, 67, 105			
33063	Bohrerstopp Ø 2 mm	22, 25, 27, 29, 31, 43, 56, 58, 67, 80, 83, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324			
33064	Bohrerstopp Ø 2.8 mm	22, 25, 27, 29, 31, 43, 56, 58, 67, 80, 83, 85, 87, 105, 255, 259, 274, 277, 291, 309, 324			

Artikelnummer	Produktname	Seite	Artikelnummer	Produktname	Seite
33403	QuickTemp™ Abutment Conical Brånemark System™ WP	157	33483	Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box Brånemark System™	205
33404	Kunststoffkappe für QuickTemp™ Abutment Conical	157, 203	33484	Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box NobelReplace™	205
33409	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP 4 mm	178, 226, 236	33495	Knochenfräse mit Führung Brånemark System™ WP Ø 6,5	44
33410	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert NobelReplace™ RP 5 mm	178, 226, 236	33496	Knochenfräsenführung Brånemark System™ NP	44
33411	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP 4 mm	178, 226, 236	33497	Knochenfräsenführung Brånemark System™ RP	44
33412	30° Multi-unit Abutment nicht rotationsgesichert Brånemark System™ RP 5 mm	178, 226, 236	33498	Knochenfräsenführung Brånemark System™ WP	44
33435	Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Brånemark System™	205	33501	Knochenfräse mit Führung NobelReplace™ NP Ø 4,6 mm	105
33441	Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 3,5x3 mm	23, 44, 152, 257, 261, 267	33502	Knochenfräse mit Führung Guide NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	105
33442	Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 3,5x5 mm	23, 44, 152, 257, 261, 267	33504	Knochenfräse mit Führung Guide NobelReplace™ WP Ø 6,5 mm	105
33443	Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 4,5x3 mm	23, 44, 152, 257, 261, 267	33505	Knochenfräse mit Führung NobelReplace™ 6.0 Ø 7,0 mm	105
33444	Gingivaformer Brånemark System™ NP Ø 4,5x5 mm	23, 44, 152, 257, 261, 267	33506	Knochenfräsenführungen NP	105
33445	Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 4x3 mm	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267	33507	Knochenfräsenführungen RP	105
33446	Gingivaformer Brånemark System™ RP Ø 4x5 mm	25, 27, 44, 50, 152, 257, 261, 267	33508	Knochenfräsenführungen WP	105
33447	Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 5x3 mm	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267	33509	Knochenfräsenführungen 6.0	105
33448	Gingivaformer Brånemark System™ WP Ø 5x5 mm	29, 31, 44, 152, 257, 261, 267	33535	Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 4,3x3 mm	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
33449	Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 4,5x3 mm	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33536	Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 4,3x5 mm	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317
33450	Gingivaformer NobelReplace™ NP Ø 4,5x5 mm	77, 81, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33537	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	197, 218
33451	Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 5,3x3 mm	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33538	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	198, 218
33452	Gingivaformer NobelReplace™ RP Ø 5,3x5 mm	77, 83, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33539	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	200, 218, 224, 234
33453	Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 5x3 mm	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33540	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	197, 218
33454	Gingivaformer NobelReplace™ WP Ø 5x5 mm	79, 85, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33541	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	198, 218
33455	Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 7x3 mm	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33543	Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 3.5	180, 227, 237
33457	Gingivaformer NobelReplace™ 6.0 Ø 7x5 mm	79, 87, 104, 153, 295, 301, 311, 317	33544	Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 4.0	180, 227, 237
33458	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 3,5 mm	200, 218, 224, 234	33545	Multi-unit Abutment für Astra Tech® ST 4.5/5.0	180, 227, 237
33459	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	200, 218, 224, 234	33548	Abutmentschraube für Astra Tech® ST 3.5 Titan	195
33460	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 4 mm	50, 200, 218, 224, 234	33549	Abutmentschraube für AstraTech® Lilac/ST 4.0/4.5/5.0 Titan/Zirkondioxid	195, 219
33461	Abformpfosten für offenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 5 mm	200, 218, 224, 234	33555	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Lilac	220
33462	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 3,5 mm	197, 218	33556	Multi-unit für Camlog® 3.3	179, 227, 237
33463	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ NP Ø 4,5 mm	197, 218	33557	Multi-unit für Camlog® 3.8	179, 227, 237
33464	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ RP Ø 4 mm	197, 218	33558	Multi-unit für Camlog® 4.3	179, 227, 237
33465	Abformpfosten für geschlossenen Löffel Brånemark System™ WP Ø 5 mm	197, 218	33559	Multi-unit für Camlog® 5.0/6.0	179, 227, 237
33466	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	200, 218, 224, 234	33561	Abutmentschraube für Camlog® 3.3/3.8 Zirkondioxid	195
33467	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	200, 218, 224, 234	33562	Abutmentschraube für Camlog® 5.0/6.0 Zirkondioxid	195
33468	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 5 mm	200, 218, 224, 234	33572	Multi-unit Abutment für Ankylos® 3.5-7,0	179, 227, 237
33469	Abformpfosten für offenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	200, 218, 224, 234	33753	Abutmentschraube für Camlog® 4.3 Zirkondioxid	195
33470	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	197, 218	33754	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #1	161
33471	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	197, 218	33755	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #2	161
33472	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ WP Ø 5 mm	197, 218	33756	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #3	161
33473	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	197, 218	33757	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ NP #4	161
33474	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	198, 218	33758	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #5	161
33475	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	198, 218	33759	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #6	161
33476	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ WP Ø 5 mm	198, 218	33760	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #7	161
33477	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	198, 218	33761	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #8	162
			33762	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #9	162
			33763	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #10	162
			33764	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #11	162
			33765	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ RP #12	162
			33766	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #13	162
			33767	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #14	162
			33768	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #15	163
			33769	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #16	163
			33770	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #17	163
			33771	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #18	163
			33772	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #19	163
			33773	Procera® Esthetic Abutment Brånemark System™ WP #20	163
			33774	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #1	161
			33775	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #2	161

33776	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #3	161	34219	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 5x5mm	59, 66, 152, 279, 285
33777	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ NP #4	161	34220	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 6x3mm	59, 66, 152, 279, 285
33778	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #5	161	34221	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 6x5mm	59, 66, 152, 279, 285
33779	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #6	161	34224	Provisorisches Abutment NobelActive™ rotationsgesichert NP	159, 279, 285
33780	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #7	161	34225	Provisorisches Abutment NobelActive™ rotationsgesichert RP	159, 279, 285
33781	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #8	162	34226	QuickTemp™ Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	157
33782	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #9	162	34227	QuickTemp™ Abutment NobelActive™ RP 1,5mm	157
33783	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #10	162	34231	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ NP Ø 5x13mm	197, 218
33784	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #11	162	34234	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x13mm	197, 218
33785	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ RP #12	162	34235	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 5x9mm	198, 218
33786	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #13	162	34236	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x13mm	197, 218
33787	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #14	162	34237	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 6x9mm	198, 218
33788	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #15	163	34243	Laborimplantat NobelActive™ NP	202, 220, 224, 234, 286
33789	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #16	163	34244	Laborimplantat NobelActive™ RP	202, 220, 224, 234, 286
33790	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #17	163	34365	Schutzkappe NobelActive™ NP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
33791	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #18	163	34366	Schutzkappe NobelActive™ RP, 5/Pkg	207, 220, 224, 234
33792	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #19	163	34367	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5mm	178, 226, 236
33793	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ WP #20	163	34368	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 4,5mm	178, 226, 236
33855	Einsatz für Goldkappe für Kugelkopf-Abutment	191	34369	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5mm	178, 226, 236
34118	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #1	161	34370	30° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 4,5mm	178, 226, 236
34119	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #2	161	34371	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ NP 7mm	185
34120	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #3	161	34372	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ NP 9mm	185
34121	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ NP #4	161	34535	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #1	164
34122	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #5	161	34536	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #2	164
34123	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #6	161	34537	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #3	164
34124	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #7	161	34538	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching RP #4	164
34125	NobelActive™ NP 3,5x10mm	56, 61, 276	34539	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #5	164
34126	NobelActive™ NP 3,5x11,5mm	56, 61, 276	34540	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #6	164
34127	NobelActive™ NP 3,5x13mm	56, 61, 276	34542	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #8	165
34128	NobelActive™ NP 3,5x15mm	56, 61, 276	34543	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #9	165
34131	NobelActive™ RP 4,3x10mm	58, 61, 276	34544	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #10	165
34132	NobelActive™ RP 4,3x11,5mm	58, 61, 276	34545	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #11	165
34133	NobelActive™ RP 4,3x13mm	58, 61, 276	34546	Procera® Esthetic Abutment NobelReplace™ Platform Switching WP #12	165
34134	NobelActive™ RP 4,3x15mm	58, 61, 276	34547	Abformpfosten Platform Switching RP-NP	199
34137	NobelActive™ RP 5x10mm	58, 61, 276	34548	Abformpfosten Platform Switching WP-RP	199
34138	NobelActive™ RP 5x11,5mm	58, 61, 276	34549	Gingivaformer Platform Switching RP-NP	153
34139	NobelActive™ RP 5x13mm	58, 61, 276	34550	Gingivaformer Platform Switching WP-RP	153
34140	NobelActive™ RP 5x15mm	58, 61, 276	34551	Plattformadapter RP zu NP	208
34145	Deckschraube NobelActive™ NP	57, 66, 279, 285	34552	Plattformadapter WP zu RP	208
34146	Deckschraube NobelActive™ RP	59, 66, 279, 285	34553	Abutmentschraube Platform Switching RP-NP	195
34175	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #8	162	34554	Abutmentschraube Platform Switching WP-RP	195
34176	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #9	162	34556	Laborimplantat NobelReplace™ PS RP-NP	202
34177	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #10	162	34557	Laborimplantat NobelReplace™ PS WP-RP	202
34178	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #11	162	34582	Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 7–15mm	38, 58, 62, 64, 68, 100
34179	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ RP #12	162	34583	Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 10–18mm	38, 58, 62, 64, 100
34184	Procera® Esthetic Abutment NobelActive™ Auswahl-Kit	205	34584	NobelActive™ chirurgische Drehmomentratsche	67, 68, 69, 288, 290
34185	Procera® Esthetic Abutment Auswahl-Kit Box NobelActive™	205	34595	Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5 mm	177, 226, 236
34186	Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	177, 226, 236	34596	Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5 mm	177, 226, 236
34187	Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 2,5mm	177, 226, 236	34597	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ RP 7 mm	185
34188	17° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 2,5mm	178, 226, 236	34598	Abutment mit geringem Profil NobelActive™ RP 9 mm	185
34189	17° Multi-unit Abutment NobelActive™ NP 3,5mm	178, 226, 236	34638	Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 7–15mm	38, 56, 58, 62, 64, 68, 100
34191	Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 2,5mm	177, 226, 236	34639	Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 10–18mm	38, 56, 58, 62, 64, 100
34192	17° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 2,5mm	178, 226, 236	34671	Procera Wax-up Hülse nicht rotationsgesichert NobelActive™ NP	224
34193	17° Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 3,5mm	178, 226, 236	34672	Procera Wax-up Hülse nicht rotationsgesichert NobelActive™ RP	224
34194	Esthetic Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	167			
34195	Esthetic Abutment NobelActive™ NP 3mm	167			
34196	15° Esthetic Abutment NobelActive™ NP 1,5mm	168			
34197	15° Esthetic Abutment NobelActive™ NP 3mm	168			
34198	Esthetic Abutment NobelActive™ RP 1,5mm	167			
34199	Esthetic Abutment NobelActive™ RP 3mm	167			
34200	15° Esthetic Abutment NobelActive™ RP 1,5mm	168			
34201	15° Esthetic Abutment NobelActive™ RP 3mm	168			
34208	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert NobelActive™ NP	220			
34209	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert NobelActive™ RP	220			
34212	Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 3,6x3mm	57, 66, 152, 279, 285			
34213	Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 3,6x5mm	57, 66, 152, 279, 285			
34214	Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 5x3mm	57, 66, 152, 279, 285			
34215	Gingivaformer NobelActive™ NP Ø 5x5mm	57, 66, 152, 279, 285			
34216	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 3,6x3mm	59, 66, 152, 279, 285			
34217	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 3,6x5mm	59, 66, 152, 279, 285			
34218	Gingivaformer NobelActive™ RP Ø 5x3mm	59, 66, 152, 279, 285			

Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname
34681	Gingivaformer Brücke NobelActive™ NP	57, 66, 152, 279, 285	35354	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x10 mm	200, 218
34682	Gingivaformer Brücke NobelActive™ RP	59, 66, 152, 279, 285	35355	Abformpfosten Brücke für offenen Löffel NobelActive™ NP	201, 224, 234
34723	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 30 mm	50	35356	Abformpfosten Brücke für offenen Löffel NobelActive™ RP	201, 224, 234
34724	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 35 mm	50	35357	Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment NP 1,5 mm	206
34735	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 40 mm	50	35358	Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment NP 3,0 mm	206
34736	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ RP 1.5	50	35359	Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment NP 1,5 mm	206
34737	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 45 mm	50	35360	Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment NP 3,0 mm	206
34738	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 47,5 mm	50	35361	Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil NP 7 mm	206
34739	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 50 mm	50	35362	Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil NP 9 mm	206
34740	Brånemark System™ Zygoma TiUnite® Implantat RP 52,5 mm	50	35363	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment NP 4.0 1,5 mm	206
34761	Verankerungsstift Ø 1,5 mm Kurzschaft	251, 266, 268, 284, 286, 300, 302, 316, 318	35364	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment NP 4.0 3,0 mm	206
34777	Knochenfräse mit Führung NobelActive™ NP	66, 285	35365	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 1,5 mm	206
34778	Knochenfräsenführung NobelActive™ NP	66, 285	35366	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 2,5 mm	206
34779	Knochenfräse mit Führung NobelActive™ RP	66, 285	35367	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment NP 3,5 mm	206
34780	Knochenfräsenführung NobelActive™ RP	66, 285	35368	Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment NP 2,5 mm	206
34987	NobelActive™ Chirurgie-Kit	68, 69	35369	Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment NP 3,5 mm	206
34988	NobelActive™ Chirurgie-Kit Box	68, 69	35370	Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment NP 3,5 mm	206
34991	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter NobelActive	220, 241	35371	Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment NP 4,5 mm	206
34995	Implantateindreher NobelActive™ NP 28 mm	57, 66, 68, 69	35372	Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment RP 1,5 mm	206
34996	Implantateindreher NobelActive™ NP 36 mm	57, 66, 68, 69	35373	Auswahlabutment NobelActive™ Esthetic Abutment RP 3,0 mm	206
34997	Implantateindreher NobelActive™ RP 28 mm	59, 66, 68, 69	35374	Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment RP 1,5 mm	206
34998	Implantateindreher NobelActive™ RP 36 mm	59, 66, 68, 69	35375	Auswahlabutment NobelActive™ 15° Esthetic Abutment RP 3,0 mm	206
35027	Provisorisches Abutment NobelActive™ nicht-rotationsgesichert NP	159, 279, 285	35376	Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil RP 7 mm	206
35028	Provisorisches Abutment NobelActive™ nicht-rotationsgesichert RP	159, 279, 285	35377	Auswahlabutment NobelActive™ mit geringem Profil RP 9 mm	206
35110	Guided Hülse NP, 20/Pkg	269, 286, 303, 319	35378	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 4.0 1,5 mm	206
35111	Guided Hülse RP, 20/Pkg	269, 286, 303, 319	35379	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 4.0 3,0 mm	206
35112	Guided Hülse 6.0/WP, 20/Pkg	269, 286, 303, 319	35380	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 5.5 1,5 mm	206
35141	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelActive™ NP	175	35381	Auswahlabutment NobelActive™ Snappy™ Abutment RP 5.5 3,0 mm	206
35142	GoldAdapt™ nicht rotationsgesichert NobelActive™ RP	175	35382	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 1,5 mm	206
35143	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelActive™ NP	175	35383	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 2,5 mm	206
35144	GoldAdapt™ rotationsgesichert NobelActive™ RP	175	35384	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 3,5 mm	206
35215	NobelActive™ NP 3,5x18 mm	56, 61, 276	35385	Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment RP 2,5 mm	206
35219	NobelActive™ RP 4,3x18 mm	58, 61, 276	35386	Auswahlabutment NobelActive™ 17° Multi-unit Abutment RP 3,5 mm	206
35220	NobelActive™ RP 5x18 mm	58, 61, 276	35387	Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment RP 3,5 mm	206
35221	NobelActive™ NP 3,5x8,5 mm	56, 61, 276	35388	Auswahlabutment NobelActive™ 30° Multi-unit Abutment RP 4,5 mm	206
35223	NobelActive™ RP 4,3x8,5 mm	58, 61, 276	35389	NobelActive™ Auswahl-Kit Box	206
35225	NobelActive™ RP 5x8,5 mm	58, 61, 276	35390	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ NP Ø 3,5 mm	199, 218
35245	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ NP 3 mm	155	35391	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ WP Ø 6 mm	199, 218
35246	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ RP 3 mm	155	35394	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ 6.0 Ø 6 mm	199, 218
35255	QuickTemp™ Abutment NobelActive™ NP 3 mm	157	35395	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ NP Ø 4,5 mm	199, 218
35258	QuickTemp™ Abutment NobelActive™ RP 3 mm	157	35396	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ RP Ø 5,3 mm	199, 218
35259	Entfernungsschraube NobelActive™ NP	208	35397	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ WP Ø 5 mm	199, 218
35260	Entfernungsschraube NobelActive™ RP	208	35399	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ 6.0 Ø 7 mm	199, 218
35261	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ NP Ø 3,6x13 mm	197, 218			
35262	Abformpfosten für geschlossenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x13 mm	197, 218			
35263	Abformpfosten für geschlossenen Löffel geringes Profil NobelActive™ RP Ø 3,6x9 mm	198, 218			
35269	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ NP 1,5 mm	155			
35270	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung NobelActive™ RP 1,5 mm	155			
35347	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ NP Ø 3,6x14 mm	200, 218			
35348	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ NP Ø 5x14 mm	200, 218			
35349	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x14 mm	200, 218			
35350	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x14 mm	200, 218			
35351	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 6x14 mm	200, 218			
35352	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 3,6x10 mm	200, 218			
35353	Abformpfosten für offenen Löffel NobelActive™ RP Ø 5x10 mm	200, 218			

35406	Abformpfosten für geschlossenen Löffel, Kunststoff, NobelReplace™ RP Ø 4,3 mm	199, 218	35555	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelActive™ RP	220, 241
35407	Multi-unit Abutment NobelActive™ RP 4,5 mm	177, 226, 236	35556	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Certain 3.4	220, 245
35425	Bohrersatz 7–15 mm	41, 65, 103	35557	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Certain 4.1–6.0	220, 245
35426	Rosenbohrer	41, 42, 65, 103	35560	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Standard 3.4	220, 245
35445	Auswahlabutment NobelActive™ Multi-unit Abutment RP 4,5 mm	206	35561	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Aqua	220, 245
35455	NobelActive™ Röntgenschablone	67, 69	35562	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Lilac	220, 245
35465	NobelProcera™ Scanner	240	35563	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Bone Level NC	220, 245
35467	Kalibrierungskugel	240	35564	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Bone Level RC	220, 245
35475	Batch Halter	240	35565	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	220, 245
35478	PIB- und Abutmenthalter	240	35566	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	220, 245
35480	Inbusschlüssel	240	35567	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	220, 245
35481	USB-Kabel	240	35580	NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ NP	224, 234, 242
35482	NobelProcera™ Scanner-Netzgerät 24 V	240	35581	NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ RP	224, 234, 242
35483	Stromanschluss EU	240	35582	NobelProcera™ Modell Positionsgeber Brånemark System™ WP	224, 234, 242
35484	Stromanschluss GB	240	35583	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ NP	224, 234, 242
35485	Stromanschluss USA	240	35584	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ RP	224, 234, 242
35487	NobelProcera™ Scanner-Zubehör Box	240	35585	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ WP	224, 234, 242
35488	NobelProcera™ Abdeckhaube	240	35586	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	224, 234, 242
35490	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Nobel Biocare System-Kit	241	35587	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelActive™ NP	224, 234, 243
35491	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Kit Box	241	35588	NobelProcera™ Modell Positionsgeber NobelActive™ RP	224, 234, 243
35492	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 3.4	220, 244	35589	NobelProcera™ Modell Positionsgeber Multi-unit	229, 238, 243
35493	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 5.0	220, 244	35590	NobelProcera™ Modell Positionsgeber Multi-unit WP	229, 238, 243
35494	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 6.0	220, 244	35591	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ NP	224, 242
35495	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Standard 4.1	220, 244	35592	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ RP	224, 242
35497	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Aqua	220, 244	35593	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Brånemark System™ WP	224, 242
35498	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Lilac	220, 244	35594	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ NP	224, 242
35499	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Bone Level NC	220, 244	35595	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ RP	224, 242
35503	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Bone Level RC	220, 244	35596	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ WP	224, 242
35505	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	220, 244	35597	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	224, 242
35507	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	220, 244	35598	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ NP	224, 243
35525	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Certain 3.4	220	35599	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber NobelActive™ RP	224, 243
35526	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Certain 5.0	220	35600	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Multi-unit	229, 243
35527	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Certain 6.0	220	35603	NobelProcera™ Brücke Positionsgeber Multi-unit WP	229, 243
35528	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Certain 4.1	220	35669	NobelProcera™ Software	240
35529	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Standard 3.4	220	35676	NobelActive™ Abutment Auswahl-Kit	206
35530	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Aqua	220	35709	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelReplace™	242
35531	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Bone Level NC 3.3	220	35712	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box NobelActive™	243
35532	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8	220	35713	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Multi-unit	243
35533	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	220	35736	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Astra Tech® Yellow	220, 244
35542	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Abutment	241	35737	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Yellow	220
35543	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box Abutment	241	35738	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	220
35544	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Brånemark System™	241, 242	35739	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Astra Tech® Yellow	220, 245
35545	NobelProcera™ Positionsgeber Brånemark System™ Kit Box	242	35751	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelReplace™	241, 242
35546	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Box anderes System	241	35752	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit NobelActive™	241, 243
35547	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ NP	220, 241	35753	NobelProcera™ Positionsgeber-Kit Multi-unit	241, 243
35548	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ RP	220, 241	35754	NobelProcera™ Scanner-Kit-Kollektion	240, 241
35549	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Brånemark System™ WP	220, 241	35778	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ NP	220, 241
35550	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ NP	220, 241	35779	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ RP	220, 241
35551	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ RP	220, 241	35780	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Brånemark System™ WP	220, 241
35552	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ WP	220, 241	35781	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ NP	220, 241
35553	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelReplace™ 6.0	220, 241			
35554	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber NobelActive™ NP	220, 241			

Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname	Artikelnummer	Produktname
35782	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ RP	220, 241	35917	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 3.4	220, 244
35783	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ VVP	220, 241	35920	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 5.0	220, 244
35784	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter NobelReplace™ 6.0	220, 241	35922	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 6.0	220, 244
35798	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 0,75 mm	172	35924	NobelProcera™ Abutment Wax-up Halter Biomet 3i® Certain 4.1	220, 244
35799	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 0,5 mm	172	35926	Guided Bohrerführung NobelActive™ Kit Box	289, 290
35800	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ WP 0,5 mm	172	35927	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Standard 5.0	220
35801	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ 6.0 0,5 mm	172	35928	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Standard 6.0	220
35802	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ NP 1,5 mm	172	35930	NobelProcera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Biomet 3i® Standard 4.1	220
35803	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ RP 1,5 mm	172	35933	NobelProcera™ Abutment Positionsgeber Biomet 3i® Standard 4.1–6.0	220, 245
35804	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ WP 1,5 mm	172	35946	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ NP 1,5 mm	172
35839	Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 (10+) 7–13	277, 280, 282	35947	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ NP 3 mm	172
35840	Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 (10+) 7–13	277, 280, 283	35949	NobelGuide™ Kalibrierungsskit	250
35841	Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 (10+) 7–13	277, 280, 283	35950	Snappy Abutment 5.5 Heilkappe NP/RP	173, 204
35842	Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 (10+) 7–13	277, 280, 283	35960	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ WP 1,5 mm	172
35843	Guided Stufenspiralbohrer 4,2/4,6 (10+) 7–13	277, 280, 283, 289	35961	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ WP 3 mm	172
35844	Guided Stufenspiralbohrer 2,4/2,8 (10+) 7–18	277, 280, 282, 289	35962	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 0,75 mm	171
35845	Snappy Abutment 5.5 NobelReplace™ 6.0 1,5 mm	172	35963	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 0,5 mm	171
35846	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ NP 1 mm	172	35964	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ WP 0,5 mm	171
35847	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ RP 1 mm	172	35965	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ 6.0 0,5 mm	171
35848	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ WP 1 mm	172	35966	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ NP 1,5 mm	171
35849	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ NP 2 mm	172	35967	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ RP 1,5 mm	171
35850	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ RP 2 mm	172	35968	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ WP 1,5 mm	171
35851	Snappy Abutment 5.5 Brånemark System™ WP 2 mm	172	35969	Snappy Abutment 4.0 NobelReplace™ 6.0 1,5 mm	171
35852	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ RP 1,5 mm	172	35970	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ NP 1 mm	171
35853	Snappy Abutment 5.5 NobelActive™ RP 3 mm	172	35971	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ RP 1 mm	171
35854	Snappy Abutment 5.5 Modellanalog NP	173	35972	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ WP 1 mm	171
35855	Snappy Abutment 5.5 Modellanalog RP	173	35973	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ NP 2 mm	171
35856	Snappy Abutment 5.5 Laborimplantat WP	173	35974	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ RP 2 mm	171
35857	Snappy Abutment 5.5 Modellanalog NobRpl 6.0/Bmk WP	173	35975	Snappy Abutment 4.0 Brånemark System™ WP 2 mm	171
35858	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NP/RP	173, 203	35976	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ WP 1,5 mm	171
35859	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert WP	173, 203	35977	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ WP 3 mm	171
35860	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 203	35978	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ RP 1,5 mm	171
35861	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NP/RP	173, 203	35979	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ RP 3 mm	171
35862	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert WP	173, 203	35980	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ NP 1,5 mm	171
35863	Snappy Abutment 5.5 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 203	35981	Snappy Abutment 4.0 NobelActive™ NP 3 mm	171
35866	Snappy Abutment 5.5 Heilkappe WP	173, 204	35982	Snappy Abutment 4.0 Modellanalog NP	173
35867	Snappy Abutment 5.5 Heilkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 204	35983	Snappy Abutment 4.0 Modellanalog RP	173
35868	Snappy Abutment 5.5 Abformkappe NP	173	35984	Snappy Abutment 4.0 Laborimplantat WP	173
35869	Snappy Abutment 5.5 Abformkappe RP	173	35985	Snappy Abutment 4.0 Modellanalog NobRpl 6.0/Bmk WP	173
35870	Snappy Abutment 5.5 Abformkappe WP	173	35986	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NP/RP	173, 203
35871	Snappy Abutment 5.5 Abformkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	173	35987	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert WP	173, 203
35875	Guided Stufenspiralbohrer 2,8/3,2 (10+) 7–18	277, 280, 282, 289	35988	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 203
35876	Guided Stufenspiralbohrer 3,2/3,6 (10+) 7–18	277, 280, 282, 289	35989	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NP/RP	173, 203
35877	Guided Stufenspiralbohrer 3,8/4,2 (10+) 7–18	277, 280, 282, 289	35990	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert WP	173, 203
35878	Guided Gewindeschneider NobelActive™ NP 8,5–10 mm	277, 284, 288	35991	Snappy Abutment 4.0 Kunststoff-/provisorische Kappe nicht rotationsgesichert NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 203
35879	Guided Gewindeschneider NobelActive™ RP 4,3 8,5–10 mm	277, 284, 288	35992	Snappy Abutment 4.0 Heilkappe NP/RP	173, 204
35880	Guided Gewindeschneider NobelActive™ RP 5,0 8,5–10 mm	277, 284, 288	35993	Snappy Abutment 4.0 Heilkappe WP	173, 204
35882	Guided Bohrerführung NP für Ø 3,2 mm	277, 284, 289, 290	35994	Snappy Abutment 4.0 Heilkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	173, 204
35883	Guided Bohrerführung RP für Ø 3,6 mm	277, 284, 289, 290	35995	Snappy Abutment 4.0 Abformkappe NP	173
35884	Guided Bohrerführung RP für Ø 4,2 mm	277, 284, 289, 290	35996	Snappy Abutment 4.0 Abformkappe RP	173
35885	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 3,6 mm	277, 284, 289, 290	35997	Snappy Abutment 4.0 Abformkappe WP	173
35886	Guided Bohrerführung 6.0/WP für Ø 4,6 mm	277, 284, 289, 290	35998	Snappy Abutment 4.0 Abformkappe NobRpl 6.0/Bmk WP	173
35887	Guided Einbringpfosten NobelActive™ NP	278, 285, 288, 290	36015	Abutmentschraube für Astra Tech® Yellow Titan/ Zirkondioxid	195, 219
35888	Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 4.3	278, 285, 288, 290	36016	Abutmentschraube für Astra Tech® Aqua Titan/ Zirkondioxid	195, 219
35889	Guided Einbringpfosten NobelActive™ RP 5.0	278, 285, 288, 290	36017	Abutmentschraube für Straumann® Bone Level NC 3.3 Titan/Zirkondioxid	195, 219
35890	Guided Verankerungs-Abutment mit Schraube NobelActive™ NP	279, 284, 288, 290	36018	Abutmentschraube für Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8 Titan/Zirkondioxid	195, 219
35891	Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 4,3	279, 284, 288, 290	36019	Abutmentschraube für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5 Titan	195, 219
35892	Guided Verankerungsabutment mit Schraube NobelActive™ RP 5,0	279, 284, 288, 290	36020	Abutmentschraube für Biomet 3i® Certain	195, 219
35894	Guided Zylinder mit Pin Unigrip™ NobelActive™ NP	286	36022	Abutmentschraube für Biomet 3i® Standard	195, 219
35895	Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelActive™ RP 4.3	286	36029	Abutmentschraube für Camlog® 3.3/3.8/4.3 Titan	195
35896	Guided Zylinder mit Pin Unigrip NobelActive™ RP 5.0	286	36030	Abutmentschraube für Camlog® 5.0/6.0 Titan	195
35897	NobelActive™ Guided Chirurgie-Kit	288, 290			
35898	NobelActive™ Guided Chirurgie-Kit Box	288, 290			
35899	NobelActive™ Produktübersicht Guided	290			
35905	NobelProcera™ Scanner-Transportkoffer	240			

36035	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 1,5mm	179, 227, 237	36118	Präzisionsbohrer	22, 24, 26, 28, 30, 38, 42, 56, 58, 62, 64, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 96, 99, 100, 103, 109, 116, 118, 126, 129
36037	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 2,5mm	179, 227, 237			
36038	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5mm	179, 227, 237	36132	NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit	108, 109, 132
36039	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 4,5mm	179, 227, 237	36133	NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit Box	108, 109, 132
36040	17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 2,5mm	179, 227, 237	36135	NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit-Platte	109
36041	17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5mm	179, 227, 237	36137	NobelReplace™ Tapered Produktübersicht	109
36042	17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 2,5mm	179, 227, 237	36138	NobelReplace™ Tapered Röntgenschablone	106, 109
36043	17° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5mm	179, 227, 237	36139	Implantat-Entfernungsschlüssel	145
36044	30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5mm	179, 227, 237	36145	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Aqua MZ	220
36045	30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 4,5mm	179, 227, 237	36146	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Yellow MZ	220
36046	30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 3,5mm	179, 227, 237	36147	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Astra Tech® Lilac MZ	220
36047	30° Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level RC 4,5mm	179, 227, 237	36148	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Bone Level NC 3.3 MZ	220
36048	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 1,5mm	180, 227, 237	36149	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Bone Level RC 4.1/4.8 MZ	220
36049	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 2,5mm	180, 227, 237	36150	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8 MZ	220
36050	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5mm	180, 227, 237	36217	Basis- und Modellhalter	240
36051	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 1,5mm	180, 227, 237	36221	Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 3.5	227
36052	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 2,5mm	180, 227, 237	36285	Replace™ Select TC NP Ø 3,5x7+3mm	80, 94
36053	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5mm	180, 227, 237	36286	Replace™ Select TC NP Ø 3,5x10+3mm	80, 94
36054	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 4,5mm	180, 227, 237	36287	Replace™ Select TC NP Ø 3,5x13+3mm	80, 94
36055	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 1,5mm	180, 227, 237	36288	Replace™ Select TC NP Ø 3,5x15+3mm	80, 94
36056	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 2,5mm	180, 227, 237	36289	Replace™ Select TC RP Ø 4,0x7+3mm	82, 94
36057	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5mm	180, 227, 237	36290	Replace™ Select TC RP Ø 4,0x10+3mm	82, 94
36058	Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 4,5mm	180, 227, 237	36291	Replace™ Select TC RP Ø 4,0x13+3mm	82, 94
36059	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 2,5mm	180, 227, 237	36292	Replace™ Select TC RP Ø 4,0x15+3mm	82, 94
36060	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5mm	180, 227, 237	36293	Heilschraube TC NP 1mm	81, 104
36061	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 2,5mm	180, 227, 237	36294	Heilschraube TC NP 3mm	81, 104
36062	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5mm	180, 227, 237	36295	Heilschraube TC RP 1mm	83, 104
36063	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 2,5mm	180, 227, 237	36296	Heilschraube TC RP 3mm	83, 104
36064	17° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5mm	180, 227, 237	36345	NobelProCera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 3.5	220, 245
36065	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 3,5mm	180, 227, 237	36346	NobelProCera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 4.0	220, 245
36066	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Yellow 4,5mm	180, 227, 237	36347	NobelProCera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 4.5	220, 245
36067	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 3,5mm	180, 227, 237	36348	NobelProCera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 5.0	220, 245
36068	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Aqua 4,5mm	180, 227, 237	36349	NobelProCera™ Abutment Positionsgeber Thommen Medical 6.0	220, 245
36069	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 3,5mm	180, 227, 237	36350	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Thommen Medical 3.5	220
36070	30° Multi-unit Abutment für Astra Tech® Lilac 4,5mm	180, 227, 237	36351	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Thommen Medical 4.0	220
36071	Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 4.8	179, 227, 237	36354	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Thommen Medical 4.5	220
36072	Multi-unit Abutment für Straumann® Standard/Standard Plus (Octagon) 6.5	179, 227, 237	36355	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Thommen Medical 5.0	220
36073	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 1,5mm	179, 227, 237	36356	NobelProCera™ Wax-up Hülse rotationsgesichert Thommen Medical 6.0	220
36074	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 2,5mm	179, 227, 237	36357	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 3.5	220, 244
36075	Multi-unit Abutment für Straumann® Bone Level NC 3,5mm	179, 227, 237	36358	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 4.0	220, 244
36100	NobelReplace™ Tapered Groovy NP 3,5x11,5mm	76, 94	36359	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 4.5	220, 244
36101	NobelReplace™ Tapered Groovy RP 4,3x11,5mm	76, 94	36360	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 5.0	220, 244
36102	NobelReplace™ Tapered Groovy WP 5x11,5mm	78, 94	36361	NobelProCera™ Abutment Wax-up Halter Thommen Medical 6.0	220, 244
36103	NobelReplace™ Tapered Groovy 6.0 6x11,5mm	78, 94	36362	Abutmentschraube für Thommen Medical 3.5	195, 219
36104	Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5x8mm	76, 94	36363	Abutmentschraube für Thommen Medical 4.0-6.0	195, 219
36105	Replace® Select Tapered TiUnite® NP 3,5x11,5mm	76, 94	36395	NobelProCera™ Referenzvorrichtung	240
36106	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3x8mm	76, 94	61383	Trepanbohrer 6,2/7,0mm	145
36107	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 4,3x11,5mm	76, 94	70018	NobelGuide™ Kalibrierungs-CD ML	250
36108	Replace® Select Tapered TiUnite® WP 5x8mm	78, 94	71580	Replace™ Select TC Röntgenschablone	107, 111
36109	Replace® Select Tapered TiUnite® RP 5x11,5mm	78, 94	72496	NobelClinician Schulungs-DVD (Englisch)	250
36110	Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6x8mm	78, 94	100964	NobelProCera™ Systemschulung	240
36111	Replace® Select Tapered TiUnite® 6.0 6x11,5mm	78, 94	101560	NobelClinician – NobelGuide™ Lizenz (Einzelplatzlizenz)	250
36113	Bohrer Tapered NP 3,5x11,5mm	76, 96, 98, 108, 109, 132	101627	Jährliche Wartungsgebühr für NobelClinician / NobelConnect (einschließlich 1 GB Online-Speicherplatz)	250
36114	Bohrer Tapered RP 4,3x11,5mm	76, 96, 98, 108, 109, 132	101628	NobelClinician – NobelGuide™ Zusatzlizenz (zusätzliche Einzelplatzlizenz)	250
36115	Bohrer Tapered WP 5x11,5mm	78, 96, 98, 108, 109, 132			
36116	Bohrer Tapered 6.0 6x11,5mm	78, 96, 99, 108, 132			
36117	Bohrer mit Spitze Tapered 2mm	76, 78, 96, 98, 108, 109, 116, 118, 126, 128, 132			

101640	NobelClinician – NobelGuide™ Upgrade-Lizenz (Einzelplatzlizenzen)	250		REF08530-20	Locator® Modellanalog (Ø 7 mm), 20/Pkg	188
101641	NobelClinician – NobelGuide™ Upgrade-Zusatzlizenz (zusätzliche Einzelplatzlizenzen)	250		REF08530	Locator® Modellanalog (Ø 4 mm), 4/Pkg	188
101645	2 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	250		REF08547-20	Locator® Erweiterter Bereich (grün), 20/Pkg	188
101646	5 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	250		REF08547	Locator® Erweiterter Bereich (grün), 4/Pkg	188
101647	10 GB Online-Speicherplatz auf NobelConnect, Abonnement für 1 Jahr	250		REF08548-20	Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot), 20/Pkg	188
				REF08548	Locator® Erweiterter Bereich leicht (rot), 4/Pkg	188
				REF08681	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 0,73 mm	187
				REF08682	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 2,0 mm	187
				REF08683	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 3,0 mm	187
				REF08684	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 4,0 mm	187
				REF08685	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 5,0 mm	187
				REF08696	Locator® Abutment Bränemark System™ RP 6,0 mm	187
DCA 468-0	Provisorische Kunststoffkappe Multi-unit	159, 182, 229		REF08734	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 5 mm	187
DCA 705-0	Provisorische Kunststoffkappe Multi-unit Bränemark System™ WP	159, 182, 229		REF08735	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 6 mm	187
DCA 1048-0	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Bränemark System™ NP	159, 224		REF08753	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 5 mm	187
DCA 1050-0	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Bränemark System™ RP	159, 224		REF08754	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 6 mm	187
DCA 1052-0	Provisorisches Kunststoffabutment nicht rotationsgesichert Bränemark System™ WVP	159, 224		REF08756	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 0 mm	187
DIA 578-0	Bränemark System™ Zygoma Rosenbohrer	51		REF08757	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 1 mm	187
DIB 097-0	Deckschraubendreher Bränemark System™ Sechskant	44, 45, 46, 47, 51		REF08758	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 2 mm	187
				REF08759	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 3 mm	187
				REF08760	Locator® Abutment NobelReplace™ NP 4 mm	187
				REF08761	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 0 mm	187
				REF08762	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 1 mm	187
				REF08763	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 2 mm	187
				REF08764	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 3 mm	187
				REF08765	Locator® Abutment NobelReplace™ RP 4 mm	187
				REF08766	Locator® Abutment NobelReplace™ WVP 1 mm	187
				REF08767	Locator® Abutment NobelReplace™ WVP 2 mm	187
				REF08768	Locator® Abutment NobelReplace™ WVP 3 mm	187
				REF08769	Locator® Abutment NobelReplace™ WVP 4 mm	187
				REF08770	Locator® Abutment NobelReplace™ WVP 5 mm	187
				REF08825	Locator® Abutment Bränemark System™ WP 1,1 mm	187
				REF08826	Locator® Abutment Bränemark System™ WP 2,0 mm	187
				REF08827	Locator® Abutment Bränemark System™ WP 3,0 mm	187
				REF08828	Locator® Abutment Bränemark System™ WP 4,0 mm	187
				REF08829	Locator® Abutment Bränemark System™ WP 5,0 mm	187
				REF08913	Locator® Eindrehschlüssel 23 mm	189, 196
				REF08914	Locator® Eindrehschlüssel 29 mm	189, 196
				REF09530	Angulationsschablone	189
REF01401	Locator® Abutment NobelActive™ NP 1 mm	187				
REF01402	Locator® Abutment NobelActive™ NP 2 mm	187				
REF01403	Locator® Abutment NobelActive™ NP 3 mm	187				
REF01404	Locator® Abutment NobelActive™ NP 4 mm	187				
REF01405	Locator® Abutment NobelActive™ NP 5 mm	187				
REF01406	Locator® Abutment NobelActive™ NP 6 mm	187				
REF01411	Locator® Abutment NobelActive™ RP 1 mm	187				
REF01412	Locator® Abutment NobelActive™ RP 2 mm	187				
REF01413	Locator® Abutment NobelActive™ RP 3 mm	187				
REF01414	Locator® Abutment NobelActive™ RP 4 mm	187				
REF01415	Locator® Abutment NobelActive™ RP 5 mm	187				
REF01416	Locator® Abutment NobelActive™ RP 6 mm	187				
REF08105	Locator® Abutment Bränemark System™ NP 0,73 mm	187				
REF08106	Locator® Abutment Bränemark System™ NP 2,0 mm	187				
REF08107	Locator® Abutment Bränemark System™ NP 3,0 mm	187				
REF08108	Locator® Abutment Bränemark System™ NP 4,0 mm	187				
REF08109	Locator® Abutment Bränemark System™ NP 5,0 mm	187				
REF08390	Locator® Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	189, 196				
REF08393	Locator® Komponentenwerkzeug	189, 196				
REF08397	Locator® Retentionsentferner (nur die Spitze)	189, 196				
REF08505-20	Locator® Abformpfosten, 20/Pkg	189				
REF08505	Locator® Abformpfosten, 4/Pkg	189				
REF08514	Weißer Distanzring, 20/Pkg	189				
REF08515-20	Locator® Prozesseinsatz (schwarz), 20/Pkg	188				
REF08515	Locator® Prozesseinsatz (schwarz), 4/Pkg	188				
REF08516-20	Locator® Modellanalog (Ø 5 mm), 20/Pkg	188				
REF08516	Locator® Modellanalog (Ø 5 mm), 4/Pkg	188				
REF08517	Locator® Parallelisierungstift, 4/Pkg	189				
REF08519-2	Locator® Labor-Set, 2/Pkg	189				
REF08519-10	Locator® Labor-Set, 10/Pkg	189				
REF08524-20	Locator® Retentionseinsatz (transparent), 20/Pkg	188				
REF08524	Locator® Retentionseinsatz (transparent), 4/Pkg	188				
REF08527-20	Locator® Retentionseinsatz leicht (pink), 20/Pkg	188				
REF08527	Locator® Retentionseinsatz leicht (pink), 4/Pkg	188				
REF08529-20	Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau), 20/Pkg	188				
REF08529	Locator® Retentionseinsatz extra leicht (blau), 4/Pkg	188				

Weltweiter Kundendienst.

Europa und Russland

Belgien

Nobel Biocare Belgium
Telefon: +32 2 467 41 70

Dänemark

Nobel Biocare Danmark
Telefon: +45 39 40 48 46

Deutschland

Nobel Biocare Deutschland
Telefon: +49 221 500 85 590

Finnland

Nobel Biocare Suomi
Telefon: +358 9 343 69 70

Frankreich

Nobel Biocare France
Telefon: +33 1 49 20 00 30

Großbritannien

Nobel Biocare UK and Ireland
Telefon: +44 1895 430 650

Irland

Nobel Biocare UK and Ireland
Telefon: 1800 677 306 (gebührenfrei)

Italien

Nobel Biocare Italiana
Telefon: +39 039 683 61
Kundendienst: 800 53 93 28 (gebührenfrei)

Litauen

Nobel Biocare
Telefon: +370 5 268 3448
Kundendienst: 880 01 23 24 (gebührenfrei)

Niederlande

Nobel Biocare Benelux
Telefon: +31 30 635 4949

Norwegen

Nobel Biocare Norway
Telefon: +47 23 24 98 30

Österreich

Nobel Biocare Österreich
Telefon: +43 1 892 89 90

Polen

Nobel Biocare Polska
Telefon: +48 22 874 59 44
Kundendienst: +48 22 874 59 45

Portugal

Nobel Biocare Portugal
Telefon: +351 22 374 73 50
Kundendienst: 800 300 100 (gebührenfrei)

Russland

Nobel Biocare Russia
Telefon: +7 495 974 77 55

Schweden

Nobel Biocare
Telefon: +46 31 335 49 00
Kundendienst: +46 31 335 49 10

Schweiz

Nobel Biocare
Telefon: +41 43 211 53 20

Spanien

Nobel Biocare Ibérica
Telefon: +34 93 508 8800
Kundendienst: 900 850 008 (gebührenfrei)

Ungarn

Nobel Biocare Magyarország
Telefon: +36 1 279 33 79

Nordamerika

Kanada

Nobel Biocare Canada
Telefon: +1 905 762 3500
Kundendienst: +1 800 939 9394

USA

Nobel Biocare USA
Telefon: +1 714 282 4800
Kundendienst: +1 800 322 5001

Mittel-/Südamerika

Argentinien

Nobel Biocare USA
Telefon: +54 11 4825 9696
Kundendienst: 0800 800 66235 (gebührenfrei)

Brasilien

Nobel Biocare Brasil
Telefon: +55 11 5102 7000
Kundendienst: 0800 169 996

Mexiko

Nobel Biocare México
Telefon: +52 55 524 974 60

Asien und pazifischer Raum

Australien

Nobel Biocare Australia
Telefon: +61 2 8064 5100
Kundendienst: 1800 804 597 (gebührenfrei)

China

Nobel Biocare Trading (Shanghai)
Telefon: +86 21 5206 6655
Kundendienst: +86 21 5206 0974

Hongkong

Nobel Biocare Asia
Telefon: +852 2845 1266
Kundendienst: +852 2823 8926

Indien

Nobel Biocare India
Telefon: +91 22 6751 9999
Kundendienst: 1 800 22 9998 (gebührenfrei)

Japan

Nobel Biocare Japan
Telefon: +81 3 6717 6191

Neuseeland

Nobel Biocare New Zealand
Telefon: +61 2 8064 5100
Kundendienst: 0800 441 657 (gebührenfrei)

Singapur

Nobel Biocare Singapore
Telefon: +65 6737 7967
Kundendienst: +65 6737 7967

Taiwan

Nobel Biocare Taiwan
Telefon: +886 2 27 93 99 33

Naher Osten und Afrika

Israel

Itsmad
Telefon: +48 22 874 5951

Naher Osten

Nobel Biocare Middle East
Telefon: +48 22 874 5951

Südafrika

Nobel Biocare South Africa
Telefon: +27 11 802 0112

