



# BEGO LEISTUNGSÜBERSICHT DIGITALE ZAHNTECHNIK

Stand: Juni 2014

Miteinander zum Erfolg



## Partner der Labore? Das sind wir!

Ein ehrlicher und enger Dialog mit dem Labor ist für uns als Familienunternehmen unverzichtbar – gerade im dynamischen CAD/CAM-Umfeld. Wir kennen den Wert einer soliden Partnerschaft und konzentrieren uns voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse. Lassen Sie uns gemeinsam zukunftsfähige CAD/CAM-Lösungen für Sie entwickeln, die Ihre Wirtschaftlichkeit steigern – und Ihre Unabhängigkeit sichern. Das ist unser CAD/CAM-Prinzip.



**Thomas Kwiedor**  
Vertriebsleitung National  
BEGO



### 5 Dinge, die Sie über uns wissen sollten

- ❶ Als SLM-Pionier bieten wir Ihnen marktführende Verfahrenskompetenz in Sachen CAD/CAM – vom leistungsstarken 3shape-Scanner bis zur Hightech-Produktion.
- ❷ Mit unserer Vielfalt an Fertigungsverfahren und Materialien für alle Indikationen bieten wir Ihnen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – Idealvoraussetzungen für eine offene Produktion.
- ❸ Auf unsere Spitzenqualität „Made in Germany“ können Sie sich verlassen. Wir bieten Ihnen prothetische Lösungen für die Herstellung von hoch ästhetischem Zahnersatz.
- ❹ Als erstes Dental-Unternehmen überhaupt fertigt BEGO für Sie alle implantologischen Strukturen aus einer Hand – und auch das in einzigartiger Indikations- und Materialvielfalt.
- ❺ Darüber hinaus sorgen unsere Anwendungsberatung, unsere Scan- und Designdienstleistungen, unsere Garantieleistungen und unser BEGO TRAINING CENTER-Angebot für Ihren bestmöglichen Support.

## Inhalt

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Intro</b>                                          | <b>3</b>     |
| <b>Kronen- und Brückenprothetik aus:</b>              | <b>4–12</b>  |
| BeCe® CAD Zirkon HT+                                  | 5            |
| BeCe® CAD Zirkon+                                     | 6            |
| IPS e.max® CAD                                        | 7            |
| BeCe® Temp                                            | 8            |
| Wirobond® C+                                          | 9            |
| Wirobond® MI+                                         | 10           |
| CAD/Cast®-Legierungen                                 | 11           |
| BeCe® Cast                                            | 12           |
| BeCe® Wax-Up                                          | 12           |
| <b>BEGO CAD/CAM-Doppelkronen</b>                      | <b>13–14</b> |
| <b>Modellguss/Modelle</b>                             | <b>15</b>    |
| <b>Implantatprothetik</b>                             | <b>16–40</b> |
| Überblick                                             | 17           |
| Übersicht verfügbarer Schnittstellen und Indikationen | 18–19        |
| Individuelle Abutments                                | 20–21        |
| Stegbasen und Stege                                   | 22           |
| Attachments und Zubehör                               | 23           |
| Implantatgetragene Brücken                            | 24           |
| Prothetik-Komponenten und CAD Positioner              | 25–40        |
| <b>Service</b>                                        | <b>41–47</b> |
| Bestelloptionen                                       | 42           |
| Allgemeine Informationen                              | 43           |
| BEGO Security Prosthetics                             | 44           |
| BEGO ProGarant                                        | 45–46        |
| BEGO TRAINING CENTER                                  | 47           |

### Hinweis:

Produkte, die mit einem ® gekennzeichnet sind, sind eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller.

Produkte, die mit einem ™ gekennzeichnet sind, sind angemeldete, aber noch nicht eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller.



## BeCe® CAD Zirkon HT+

### Das transluzente Zirkoniumdioxid

Die zeitgemäße Keramik BeCe® CAD Zirkon HT+ verspricht hervorragende ästhetische Ergebnisse. Die hohe Transluzenz und die daraus resultierende erhöhte Lichtdurchlässigkeit ermöglichen eine ästhetische Natürlichkeit, die insbesondere für vollanatomische Kronen und Brücken unverzichtbar ist.

Die natürliche Ästhetik wird durch ein abgestimmtes Farbsystem unterstützt. Mit insgesamt sieben Farben ist eine zuverlässige Reproduktion der gewünschten Zahnfarben möglich. Zwei der Farben wurden speziell in ihrer Farbgebung den etwas wärmeren, rötlichen A-Farben angepasst.

#### Vorteile im Überblick

- Mit insgesamt sieben Farben ist eine zuverlässige Reproduktion der gewünschten Zahnfarben möglich
- Erheblich verringerter Nacharbeitsaufwand durch die Realisierung von schlank auslaufenden Kronenrändern
- Voreingefärbte Blanks bieten im Vergleich zur manuellen Infiltrationstechnik deutliche Vorteile hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Zeitaufwand und Wirtschaftlichkeit
- Perfekte Passung und sehr feine Kauflächenstrukturen zur einfachen Weiterverarbeitung

#### BeCe® CAD Zirkon HT+

- Einzelkappen und Brücken bis vier Einheiten  
BeCe® CAD Zirkon HT+ in 7 durchgefärbten Grundfarben (W–RY4) lieferbar
- Brücken > vier Einheiten (bis max. 6 Einheiten)

#### Extras

- Teleskope



#### BeCe® CAD Zirkon HT+ Dentinkernkrone

- Einzelkronen und Brücken bis vier Einheiten  
BeCe® CAD Zirkon HT+ in 7 durchgefärbten Grundfarben (W–RY4) lieferbar
- Brücken > vier Einheiten (bis max. 6 Einheiten)



#### BeCe® CAD Zirkon HT+ für vollanatomische Kronen und Brücken

- Einzelkronen und Brücken bis vier Einheiten  
BeCe® CAD Zirkon HT+ in 7 durchgefärbten Grundfarben (W–RY4) lieferbar
- Brücken > vier Einheiten (bis max. 6 Einheiten)



Desweiteren sind aus BeCe® CAD Zirkon HT+ zweiteilige Abutments möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ auf Seite 21.

## BeCe® CAD Zirkon+

### Bewährtes Zirkoniumdioxid auch für zirkuläre Restaurationen

BeCe® CAD Zirkon+ ist unser langjähriges, bewährtes Zirkoniumdioxid für die Herstellung von Einzelzahn- bis zu großen Brückenversorgungen.

Die CAD/CAM-Produkte aus BeCe® CAD Zirkon+ sind in 5 Farbvarianten aus voreingefärbten Blanks verfügbar.

Der Fräsprozess im Weisslingszustand und das anschließende Sintern im Hochtemperaturofen gewährleisten eine hervorragende Passgenauigkeit und ein Höchstmaß an Stabilität.

#### Vorteile im Überblick

- Voreingefärbte Blanks, die im Vergleich zur manuellen Infiltrationstechnik deutliche Vorteile hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Zeitaufwand und Wirtschaftlichkeit bieten
- Perfekte Passung zur einfachen Weiterverarbeitung



BeCe® CAD Zirkon+ erhältlich in fünf Grundfarben (LL0–LL4)



Großspannige Brücken aus BeCe® CAD Zirkon+: passgenau, stabil und bewährt

#### BeCe® CAD Zirkon+

- Einzelkappen und Brücken bis vier Einheiten  
BeCe® CAD Zirkon+ in 5 durchgefärbten Grundfarben (LL0–LL4) lieferbar
- Brücken > vier Einheiten

#### Extras

- Teleskope



Desweiteren sind aus BeCe® CAD Zirkon+ zweiteilige Abutments möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ auf Seite 21.

## IPS e.max® CAD

### Festigkeit und natürliche Ästhetik

IPS e.max® CAD ist eine Lithium-Disilikat-Keramik für die CAD/CAM-Technik.

Ästhetische Einzelzahnversorgungen sowie 3-gliedrige Brücken, Inlays, Onlays oder Veneers lassen sich aus IPS e.max® CAD mit Hilfe industrieller Fertigung einfach gestalten.

Aufgrund der besseren Schleifbarkeit wird IPS e.max® CAD in einer weichen Zwischenstufe verarbeitet, in der das Material seine auffallend bläuliche Farbe zeigt. Anschließend folgt ein schneller Kristallisationsprozess bei ca. 850 °C, bei dem IPS e.max® CAD seine endgültige Festigkeit von 360 MPa und die gewünschten ästhetischen Eigenschaften wie Zahnfarbe, Transluzenz und Helligkeit erhält.

Je nach Wunsch werden Objekte gefertigt, die abschließend verblendet oder als vollanatomische Restaurationen bemalt werden. IPS e.max® CAD-Versorgungen sind in drei Transluzenzstufen erhältlich. Es besteht eine Auswahl an 16 hoch transluzenten (HT = high translucency), 16 weniger transluzenten (LT = low translucency) und 5 opakeren Farben (MO = medium opacity). Für die Brücken kann zwischen 9 Farben gewählt werden (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, C2, D2).

Die Auswahl der Transluzenz richtet sich nach dem jeweiligen Patientenfall sowie der gewünschten Verarbeitungstechnik (Schicht-, Cut-Back, Maltechnik).



**Vollanatomische Krone**  
aus IPS e.max® CAD



**Brücke aus IPS e.max® CAD**

#### Vorteile im Überblick

- Hochfeste Lithium-Disilikat Glaskeramik mit einer Endfestigkeit von 360 MPa – ideal für konventionell oder selbstadhäsiv zementierbare Objekte
- Drei Transluzenzstufen mit bis zu 16 Farben für hochästhetische Ergebnisse
- Kristallisations- und Glanzbrand in einem Schritt – effizient und wirtschaftlich zugleich
- IPS e.max® CAD steht für ein Maximum an Ästhetik, Festigkeit und Flexibilität und ist verbunden mit jahrelanger klinischer Erfahrung und Millionen eingesetzten Restaurationen

#### IPS e.max® CAD Lithium-Disilikat (Glaskeramik)

- Einzelkronen  
IPS e.max® in HT und LT in jeweils 16 Farben (A–D) und in 5 opakeren Farben (MO) lieferbar  
(Auslieferung im blauen unkristallisierten Zustand)
- Teilkronen, Inlays, Onlays und Veneers  
IPS e.max® in 16 HT und LT Zahnfarben (A–D) lieferbar  
(Auslieferung im blauen unkristallisierten Zustand)
- Dreigliedrige Brücken bis zum zweiten Prämolaren als endständigem Pfeiler  
IPS e.max® CAD HT in 9 Farben (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, C2, D2) lieferbar  
(Auslieferung im blauen unkristallisierten Zustand)



Nähere Informationen und Gebrauchsanweisungen finden Sie unter [www.ivoclarvivadent.com/de/downloadcenter/](http://www.ivoclarvivadent.com/de/downloadcenter/)

## BeCe® Temp

### Hochvernetztes PMMA für Provisorien

BeCe® Temp ist ein eingefärbter Kunststoff auf PMMA-Basis zur Herstellung temporärer präprothetischer Kronen und Brückenversorgungen im CAD/CAM-Verfahren.

Die speziellen Polymere ergeben in hochvernetzter Form eine hohe Bruchfestigkeit bei gleichzeitig glatter und somit plaqueresistenter Oberfläche, die ein zuverlässiges Weichgewebsmanagement insbesondere bei Implantatversorgungen sicherstellt. BeCe® Temp ist sowohl für den Front- als auch den Seitenzahnbereich geeignet und erlaubt eine Tragedauer von bis zu zwölf Monaten. Die provisorischen Versorgungen sind in 2 Farbvarianten erhältlich:

- K1 – A1, A2, B1, B2, C1, D1, D2
- K2 – A3, A3,5, A4, B3, B4, C2, C3, C4, D3, D4

#### Vorteile im Überblick

- Hervorragende Passung
- Hochvernetzter PMMA-Kunststoff, dadurch abrasionsfest, plaqueresistent, gleichzeitig elastisch und stoßabsorbierend
- Absolut farbstabil und schrumpfungsfrei
- Sehr gute Polierbarkeit mit optimalem Verbund zu allen PMMA-basierten Verblendkunststoffen
- Chemische Beständigkeit für eine geprüfte Biokompatibilität
- Auch metallunterstützt durch Gerüst aus Wirobond® C+ oder Wirobond® MI+



Gefräste Brücken aus BeCe® Temp im Fräsblank

#### BeCe® Temp für Langzeitprovisorien

- Einzelkappen und Brücken  
BeCe® Temp in zwei Farben lieferbar (K1 und K2)

#### Extras

- Anatomische Kaufläche



Desweiteren sind aus BeCe® Temp zweiteilige Abutments möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ auf Seite 21.

## Wirobond® C+

### Die Kobalt-Chrom-Legierung im SLM-Verfahren

Das Selective Laser Melting-Verfahren, mitgefunden und für den Dentalbereich patentiert von BEGO, bietet eine unübertroffene Qualität bei der Herstellung von Metallgerüsten.

Im SLM-Verfahren werden die Gerüste Schicht für Schicht unter Schutzgasatmosphäre aufgebaut. Zudem wird beim Laservorgang das Material so miteinander verschmolzen, dass eine nahezu 100 %-ige Homogenität erreicht wird, die beste Materialeigenschaften gewährleistet. Durch die Verwendung der millionenfach bewährten Legierung Wirobond® C+ erhalten Sie eine bislang unerreichte hohe Sicherheit. Die mikrostrukturierte Oberfläche mit reduzierter Oxydbildung der Wirobond® C+ Legierung sorgt für einen hohen Scherverbund und damit für optimale Hafteigenschaften der Verblendung. Natürlich kann Wirobond® C+ auch mit Kunststoff verblendet werden.

#### Vorteile im Überblick

- Wirobond® C+ bietet beste Materialeigenschaften einer Kobalt-Chrom-Legierung

- Das SLM-Verfahren garantiert ein homogenes und extrem dichtes Gefüge für eine sichere keramische Verblendung
- Kontrollierter Herstellungsprozess – für spannungsfreie Gerüste und hervorragende Passung
- Nickel- und berylliumfrei
- Wirobond® C+ hat nachweislich kein zytotoxisches oder allergisches Potential
- Biokompatibilität durch neutrales Institut untersucht und durch ein Zertifikat bestätigt



Brücke aus Wirobond® C+

#### Wirobond® C+ Kronen und Brücken

- Einzelkappen und Brücken bis vier Einheiten
- Brücken > vier Einheiten

#### Extras

- Anatomische Kaufläche



#### Wirobond® C+ Einzelzahnversorgungen

- Wurzelstiftaufbau mit festem Stift



#### Wirobond® C+ Tertiärstrukturen

- K&B Tertiärgerüst
- Retention je Segment



BEGO CAD/CAM-Doppelkronen aus Wirobond® C+ finden Sie auf den Seiten 13 und 14.

Desweiteren sind aus Wirobond® C+ zweiteilige Abutments möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ auf Seite 21.

## Wirobond® MI+

### Die Kobalt-Chrom-Legierung für die Frästechnik

Das Hochgeschwindigkeitsfräsen ist das Verfahren der Wahl zur präzisen Herstellung Ihrer Wirobond® MI+ Gerüste. Auch Doppelkronen und implantatprothetische Versorgungen werden im Fräsverfahren hergestellt.

Restaurationen aus Wirobond® MI+ zeichnen sich durch eine perfekte Passung mit glatten Oberflächen und filigranen Kauflächen aus. Die Restaurationen gewährleisten somit eine unübertroffene Qualität von Metallgerüsten.

Wirobond® MI+ ist korrosionsbeständig, biokompatibel und ist nickel- und berylliumfrei.

- Jede Frässcheibe wird nachverdichtet – für eine dichte, hochglänzende Oberfläche und eine Porenfreiheit über 99 %
- Höchste Passungspräzision bei jeder Einheit dank 5-Achs-Simultan-Fräsungen
- Große Festigkeit bei allen Spannweiten, dadurch sehr breiter Indikationsbereich
- Sicher mit handelsüblichen Keramiken mit entsprechendem WAK-Wert verblendbar
- Nachweislich kein zytotoxisches Potential
- Biokompatibilität durch neutrales Institut untersucht und durch ein Zertifikat bestätigt



Gefräste Kronen und Brücken aus Wirobond® MI+

#### Wirobond® MI+ Kronen und Brücken gefräst

- Einzelkappen und Brücken

#### Extras

- Anatomische Kaufläche



BEGO CAD/CAM-Doppelkronen aus Wirobond® MI+ finden Sie auf den folgenden Seiten 13 und 14.

Desweiteren sind aus Wirobond® MI+ einteilige Abutments, Stege und okklusal verschraubte Brücken möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ ab Seite 21.

## CAD/Cast®-Legierungen

### Für die ökonomische Alternative zur Fertigung Ihrer Gussgerüste

Für das CAD/Cast®-Verfahren steht Ihnen ein breites Angebot an Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen zur Verfügung. Im BEGO Produktionszentrum werden auf Basis Ihrer CAD-Modelle Wachsgerüste im computergesteuerten Verfahren gefräst. Diese werden anschließend eingebettet und in den Materialien Ihrer Wahl im Vakuum-Druckguss industriell vergossen. Sie erhalten schließlich das gegossene Gerüst.

Das CAD/Cast®-Verfahren bietet Ihnen im Vergleich zu Ihrem traditionellen Herstellungsverfahren eine ökonomische und kalkulierbare Alternative zur Fertigung Ihrer Gussgerüste.

#### Vorteile im Überblick

- Vielfältiges Angebot an Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen
- Keine Lagerung von kostenintensiven Edelmetall-Legierungen im Labor notwendig
- Besonders wirtschaftlich: Berechnung ausschließlich des tatsächlichen Verbrauchs



Brücke im CAD/Cast®-Verfahren hergestellt

#### CAD/Cast® Kronen und Brücken

- Einzelkappen und Brücken bis vier Einheiten zzgl. Material
- Brücken > vier Einheiten (bis max. 7 Einheiten) zzgl. Material

#### Ausgewählte BEGO Edelmetall- und edelmetallfreie Legierungen

- Zum jeweils gültigen Tagespreis, siehe aktuelle Preiskarte (Tel. +49 421 20 28-251)

#### Extras

- Anatomische Kaufläche



Desweiteren sind aus unseren CAD/Cast® Edelmetall-Legierungen zweiteilige Abutments möglich. Diese finden Sie unter: „Implantatprothetik“ auf Seite 21.

## BeCe® Cast

### Gefräste Kunststoffgerüste zum Gießen im Labor

Auf Basis Ihrer CAD-Konstruktion werden im BEGO Medical-Fertigungszentrum die entsprechenden Gerüste aus BeCe® Cast gefräst. BeCe® Cast ist ein hochvernetztes Polymethylmethacrylat (PMMA), rückstandsfrei verbrennbar und ideal zum Einbetten und Gießen im Labor. Die 5-Achs-Simultan-Fräsuren im Hochgeschwindigkeitsverfahren garantieren höchste Passungspräzision bei jeder Einheit.

#### Vorteile im Überblick

- Einfache und schnelle Modellation im CAD-Verfahren
- Einsatz vom rückstandsfrei verbrennbaren und dimensionsstabilen Kunststoff – ideal zum Einbetten und Gießen in Ihrem Labor
- Filigrane Kauflächen und höchste Präzision durch Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC)
- Glatte Oberflächen für beste Gussergebnisse

#### BeCe® Cast

- Individuelle Einzelkappen und Brücken aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff (nur für BEGO Edelmetallkunden verfügbar)



## BeCe® Wax-Up

### Individuelle Überpressschablonen aus Kunststoff

Die Überpresstechnik ist heute schon weit verbreitet. Diese Technik kombiniert die sichere und einfache Anwendung mit reproduzierbarer Ästhetik. Im Rapid Prototyping-Verfahren werden Objekte aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff hergestellt, die als Basis für die keramische Überpresstechnik ihre Verwendung finden. Ein manuelles Modellieren ist nicht mehr nötig.

Auf Basis des digitalen Modells erstellen Sie einen Datensatz für die anatomische Restauration. Der Datensatz wird danach für die Herstellung des Gerüsts und des Wax-Ups in zwei Datensätze aufgeteilt.

Anschließend werden gleichzeitig das Gerüst aus dem gewählten Material und der anatomische Aufbau im 3D-Drucker als BeCe® Wax-Up gefertigt. Beide Teile werden im Dentallabor zusammen-

geführt und nach dem Ausbrennen des BeCe® Wax-Ups die Keramik auf das Gerüst aufgedrückt.

#### Vorteile im Überblick

- Individuelle dreidimensionale Formgebung auch komplizierter Geometrien
- Rückstandslos verbrennbar, dadurch keine Verunreinigungen der Keramik
- Dimensionsstabiler Kunststoff sorgt für eine sichere okklusale Abbildung
- Nur ein Datensatz für Gerüst und Verblendung nötig; besonders wirtschaftlich

#### BeCe® WAX-Up

- Individuelle Überpressschablonen für Einzelkappen und Brücken aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff (nur in Verbindung mit Kronen- und Brückengerüsten erhältlich)





## CAD/CAM-Doppelkronen von BEGO – für jeden Fall die passende Lösung

Basierend auf den seit Jahrzehnten bewährten edelmetallfreien Legierungen der Wirobond®-Familie bietet Ihnen BEGO, als Ergänzung zu den von Ihnen klassisch hergestellten Doppelkronen, nun CAD/CAM-Doppelkronen an.

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von präzisen Fertigungsverfahren und bewährten Materialien eröffnen Ihnen eine enorme Vielfalt an CAD/CAM-Doppelkronen, die im ein- oder zweistufigen Verfahren für Sie und mit Ihnen gefertigt werden. Sie entscheiden, welche Lösung am besten zu Ihnen und Ihrem Labor passt.

CAD/CAM-Doppelkronen  
von BEGO – einfach,  
wirtschaftlich und präzise

ZTM Thomas Riehl  
Product Development Manager  
Forschung und Entwicklung  
BEGO Medical

## Herstellung von CAD/CAM-Doppelkronen ...

### ... im einstufigen Verfahren

Primär- und Sekundärkonstruktion werden von Ihnen in zwei Schritten direkt hintereinander virtuell modelliert und erreichen nach der Fertigung in unserem Bremer Hightech-Produktionszentrum gleichzeitig Ihr Labor.

#### Anwendungsempfehlung

- Einzeldoppelkronen
- Doppelkronenbrücken
- Erweiterung von bestehenden Prothesen

#### Ihre Vorteile

- Nur ein Scan erforderlich
- Kein Scanspray notwendig
- Definierte Passung von Primär- und Sekundärkrone
- Schnelle Lieferung dank kurzem Herstellungsprozess (nur ein Arbeitsschritt nötig)

### ... im zweistufigen Verfahren

Im ersten Schritt erfolgt die virtuelle Modellation und Fertigung der Primärkrone(n). Nachdem der Übertragungsabdruck vom Zahnarzt genommen wurde, bearbeiten Sie Ihre Primärkrone(n) wie gewohnt auf dem Übertragungsmodell. Danach folgen das Scannen der Primärkrone(n) und die virtuelle Modellation der Sekundärkonstruktion durch Sie. BEGO fertigt anschließend Ihre Arbeiten und sendet Sie an Ihr Labor. Im zweistufigen Verfahren ist auch die besonders wirtschaftliche Variante für SLM-gefertigte Primärkronen möglich.

#### Anwendungsempfehlung

Für alle Anwendungsfälle der Doppelkronentechnik geeignet

#### Ihre Vorteile

- Keine Umstellung des gewohnten Behandlungsablaufs
- Nachbearbeitung der Primärkronen nach der Einprobe möglich
- Besonders homogenes Materialgefüge

Vor der ersten Modellation von BEGO CAD/CAM-Doppelkronen ist eine Anwenderschulung notwendig.  
Für nähere Informationen und Schulungstermine wenden Sie sich bitte an Ihren BEGO Außendienstmitarbeiter!

| CAD/CAM-Doppelkronen aus Wirobond® MI+ |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Primärkrone                          |  |
| • Sekundärelement                      |                                                                                       |
| • Sekundäranhänger                     |                                                                                       |

| CAD/CAM-Doppelkronen aus Wirobond® C+ |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Primärkrone                         |  |
| • Sekundärelement                     |                                                                                       |
| • Sekundäranhänger                    |                                                                                       |
| • Retention je Segment                |  |

## Modellgussbasen

### Geplottetes Modellgussgerüst aus Kunststoff zum Gießen im Labor

Sie schicken uns Ihren Modellguss-Datensatz und wir fertigen für Sie im Rapid Prototyping-Verfahren Modellgussbasen aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff. Diese gießen Sie dann nur noch im Labor ab und sparen sich das Modellieren auf dem zusätzlichen Duplikatmodell und das Überbetten.

#### Vorteile im Überblick

- Einfache und schnelle Modellation im CAD-Verfahren
- Einsatz vom rückstandsfrei verbrennbarem und dimensionsstabilem Kunststoff – ideal zum Einbetten und Gießen in Ihrem Labor

#### Wironit® CAD-Modellgussbasen

- Plotterbasis Modellguss



## Modellfertigung

### Digitale Modellfertigung mittels Scan-LED-Technologie (SLT)

Digitale Abformungen mittels Intraoralscannern erfordern neue Wege – die fortschreitende Digitalisierung der zahntechnischen Prozesse ebenso.

In Zusammenarbeit mit der Firma Dreve Dentamid GmbH bietet BEGO Medical qualitativ hochwertige Dentalmodelle auf der Grundlage Ihrer digitalen Daten. Das hierfür verwendete Scan-LED Verfahren ist eine Weiterentwicklung der Stereolithographie und ermöglicht eine Fertigung mit höchster Herstellpräzision und Detailgenauigkeit.

#### Vorteile im Überblick

- Zeitsparende Produktionsweise
- Angenehme Optik
- Besonders gute Haptik
- Optimale Bearbeitbarkeit

#### Modelle

- Full Arch-Modell, beige (inkl. Antagonist)



- Quarter-Modell, beige (inkl. Antagonist)



- Herausnehmbare Stümpfe, beige



Für alle gängigen Implantatsysteme



## Überblick

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Indikationen</b>                                                          | <b>18–24</b> |
| Übersicht verfügbarer Schnittstellen und Indikationen                        | 18–19        |
| Individuelle Abutments                                                       | 20–21        |
| Stegbasen und Stege                                                          | 22           |
| Attachments und Zubehör                                                      | 23           |
| Implantatgetragene Brücken                                                   | 24           |
| <b>Prothetik-Komponenten und CAD Positioner</b>                              | <b>25–40</b> |
| Sub-Tec <sup>Plus</sup> – BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RXS-Line   | 26–27        |
| PS-Line – BEGO Implant Systems – Semados® RS/RXS-Line                        | 27–28        |
| BEGO Implant Systems – Semados® Mini                                         | 28           |
| BEGO Implant Systems – Semados® Multi <sup>Plus</sup>                        | 28           |
| Serie 1.1 – Kompatibel zu Straumann® – synOcta®                              | 28–29        |
| Serie 1.2 – Kompatibel zu Straumann® – BoneLevel                             | 29–30        |
| Serie 1.3 – Kompatibel zu Straumann® – Narrow Neck CrossFit®                 | 30           |
| Serie 2.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Frialit®/XiVe®                 | 30–31        |
| Serie 2.2 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Ankylos®                       | 31           |
| Serie 3.1 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelActive™                       | 31–32        |
| Serie 3.2 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelReplace®                      | 32           |
| Serie 3.3 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Brånemark System®                  | 33           |
| Serie 3.4 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Multi Unit                         | 33           |
| Serie 4.1 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE® Certain®/NanoTite® Certain® | 34           |
| Serie 4.2 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE®/NanoTite®                   | 35           |
| Serie 5.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Astra Tech-OsseoSpeed™         | 35–36        |
| Serie 6.1 – Kompatibel zu Zimmer Dental – Tapered Screw-Vent®                | 36–37        |
| Serie 7.1 – Kompatibel zu Phibo – TSH®                                       | 37           |
| Serie 8.1 – Kompatibel zu CAMLOG® – CAMLOG®                                  | 37–38        |
| Serie 8.2 – Kompatibel zu CAMLOG® – CONELOG®                                 | 38           |
| Serie 9.1 – Kompatibel zu Dyna – Helix®                                      | 39           |
| Serie 10.1 – Kompatibel zu BioComp Implant Level                             | 39           |
| Serie 11.1 – Kompatibel zu NEOSS – ProActive®                                | 39           |
| Serie 12.1 – Kompatibel zu Keystone – PrimaConnex®                           | 40           |
| Serie 13.1 – Kompatibel zu BioHorizons – Internal                            | 40           |


# SCHNITTSTELLENVIELFALT

| Übersicht verfügbarer Schnittstellen und Indikationen                              |                      |                                          |                                                        |                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen                                                                     | Implantathersteller  | Implantatsystem                          | Implantat-durchmesser                                  | Prothetik-plattform             |  |  |  |  |
|    | BEGO Implant Systems | Semados® S-Line <sup>1)</sup>            | 3,25 / 3,75<br>4,1<br>4,5<br>5,5                       | 3,67<br>4,1<br>4,5<br>5,5       | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √ <sup>1)</sup>                                                                     |
|    | BEGO Implant Systems | Semados® RI-Line <sup>1)</sup>           | 3,75<br>4,1<br>4,5<br>5,5                              | 3,67<br>4,1<br>4,5<br>5,5       | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √ <sup>1)</sup>                                                                     |
|    | BEGO Implant Systems | Semados® RS-Line                         | 3,75<br>4,1<br>4,5<br>5,5                              | 3,67<br>4,1<br>4,5<br>5,5       | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √ <sup>1)</sup>                                                                     |
|    | BEGO Implant Systems | Semados® RSX-Line                        | 3,75<br>4,1<br>4,5<br>5,5                              | 3,67<br>4,1<br>4,5<br>5,5       | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √ <sup>1)</sup>                                                                     |
|   | BEGO Implant Systems | Semados® Mini                            | 2,7<br>2,9<br>3,1                                      | 3,5<br>3,5<br>3,5               |                                                                                     |                                                                                     | √                                                                                   |                                                                                     |
|  | BIOMET 3i            | OSSEOTITE® Certain® / NanoTite® Certain® | 3,25; 3/4/3; 4/3<br>4,0; 4/5/4; 5/4<br>5,0; 5/6/5; 6/5 | 3,4<br>4,1<br>5,0               | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
|  | BIOMET 3i            | OSSEOTITE® / NanoTite™                   | 3,25<br>3,75; 4,0; 3/4<br>5,0; 4/5                     | 3,4<br>4,1<br>5,0               | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
|  | CAMLOG®              | CAMLOG® SCREW-LINE / ROOT-LINE           | 3,3<br>3,8<br>4,3<br>5,0<br>6,0                        | ---<br>---<br>---<br>---<br>--- | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   | √                                                                                   |
|                                                                                    | CAMLOG®              | CONELOG® SCREW-LINE                      | 3,3<br>3,8<br>4,3<br>5,0                               | ---<br>---<br>---<br>---        |                                                                                     | √                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    | DENTSPLY Implants    | Ankylos (Abutment Level)                 | 3,5<br>4,5<br>5,5<br>7,0                               | Balance<br>Base<br>Abutments    |                                                                                     |                                                                                     | √                                                                                   |                                                                                     |
|  | DENTSPLY Implants    | Astra Tech-OsseoSpeed™                   | 3,5 / 4,0<br>4,5 / 5,0                                 | 3,5 / 4,0<br>4,5 / 5,0          | √                                                                                   | √                                                                                   | √ <sup>2)</sup>                                                                     | √ <sup>2)</sup>                                                                     |

<sup>1)</sup> Individuelle okklusal verschraubbare Brücken und Stegversorgungen sind auch mit dem MultiPlus System von BEGO Implant Systems möglich.

<sup>2)</sup> Individuelle Steg- und Brückenversorgungen sind auch auf Multi-unit Abutments von Nobel Biocare™ möglich. Die Multi-unit Abutments sind bei Nobel Biocare™ separat zu bestellen.

# SCHNITTSTELLENVIELFALT

| Übersicht verfügbarer Schnittstellen und Indikationen                               |                     |                                                        |                                |                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen                                                                      | Implantathersteller | Implantatsystem                                        | Implantat-durchmesser          | Prothetik-plattform                              |  |  |  |  |
|    | DENTSPLY Implants   | FRIALIT® / XiVe®                                       | 3,4<br>3,8<br>4,5<br>5,5       | ---<br>---<br>---<br>---                         | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|    | Dyna                | Dyna Helix®                                            | 3,2<br>3,6<br>4,2<br>5,0       | 3,6 / 4,0<br>3,6 / 4,0<br>3,6 / 4,0<br>3,6 / 4,0 |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|    | Nobel Biocare™      | NobelActive™                                           | 3,5<br>4,3 / 5,0               | NP<br>RP                                         | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     |
|    | Nobel Biocare™      | NobelReplace® / Replace Select™ / NobelSpeedy™ Replace | 3,5<br>4,0 / 4,3<br>5,0<br>6,0 | NP<br>RP<br>WP<br>6,0                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     |
|    | Nobel Biocare™      | Brånemark System® / NobelSpeedy™ Shorty / Groovy       | 3,3<br>3,75 / 4,0<br>5,0       | NP<br>RP<br>WP                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     |
|   | Straumann®          | synOcta® / Standard / Standard Plus / Tapered Effect   | 4,1 / 4,8<br>4,8               | RN 4,8<br>WN 6,5                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     |
|  | Straumann®          | Straumann® BoneLevel                                   | 3,3<br>4,1 / 4,8               | NC<br>RC                                         | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     | ✓ <sup>2)</sup>                                                                     |
|  | Straumann®          | NarrowNeckCrossFit®                                    | NNC                            | 3,5                                              | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | Zimmer Dental       | Tapered Screw-Vent®                                    | 3,7 / 4,1<br>4,7<br>6,0        | 3,5<br>4,5<br>5,7                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

<sup>1)</sup> Individuelle okklusal verschraubbare Brücken und Stegversorgungen sind auch mit dem Multi<sup>Plus</sup> System von BEGO Implant Systems möglich.

<sup>2)</sup> Individuelle Steg- und Brückenversorgungen sind auch auf Multi-unit Abutments von Nobel Biocare™ möglich. Die Multi-unit Abutments sind bei Nobel Biocare™ separat zu bestellen.

## BeCe® CAD Zirkon XH –

### Die zahnfarbene Alternative für individuelle Abutments

BeCe® CAD Zirkon XH ist ein spezielles hochfestes Zirkoniumdioxid für die Herstellung von individuellen, ästhetischen Keramik-Abutments. Die CAD/CAM-Fertigung bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, ein patientenspezifisches Emergenzprofil sowie eine anatomische Form zu erstellen und gewährleistet dadurch eine optimale Weichgewebsunterstützung. Die individuellen Abutments können optimal an das vorhandene Platzangebot im Mund des Patienten angepasst werden. So wird eine optimale Voraussetzung für die Verblendmaterialien geschaffen.

Die dichte Oberfläche von BeCe® CAD Zirkon XH ermöglicht eine exzellente Adaption des Zahnfleisches am Aufbau und sorgt so für


eine Unterstützung der Zahnfleischregeneration beim Patienten.

#### Vorteile im Überblick

- Sichere und langlebige Versorgungen dank ausgezeichneter Stabilität und hoher Festigkeit
- Individuelles, patientenspezifisches Emergenzprofil gewährleistet eine optimale Weichgewebsunterstützung
- Exakte Passung dank hochpräziser CAD/CAM-Fertigung
- Perfekte „weiße Ästhetik“ zwischen Implantatbasis und Gerüst
- Ausschließlich zertifizierte biokompatible Materialien – durch externe Institute bestätigt



Einteiliges individuelles Abutment aus BeCe® CAD Zirkon XH (für den Frontzahn)



Zweiteiliges individuelles Abutment aus BeCe® CAD Zirkon XH



Ein- und zweiteilige Abutments aus BeCe® CAD Zirkon XH – in 3 Farben (LL0, LL2, LL3) erhältlich


## Titan Grade 5 – für höchste Ansprüche

Restaurationen aus BEGO Titan Grade 5 zeichnen sich durch eine perfekte Passung mit glatten Oberflächen aus. BEGO Titan Grade 5 ist korrosionsbeständig und höchst biokompatibel. Die Restaurationen gewährleisten somit eine unübertroffene Qualität. Besonders die Implantatprothetik stellt hohe Anforderungen an Materialgüte und Herstellverfahren. BEGO bietet hier das passende biokompatible Material. BEGO Titan Grade 5 ist der ideale Werkstoff für Abutments, Implantatbrücken und Stege und zeichnet sich durch eine sehr hohe Festigkeit und extrem niedrige Plaqueaffinität aus. Bedingt durch seine hohe Festigkeit sind selbst grazile Strukturen kein Problem mehr.

#### Vorteile im Überblick

- Dichte, hochglänzende Oberfläche und Dichtigkeit von über 99 %
- Höchste Passung bei jeder Einheit dank 5-Achs-Simultan-Fräsen
- Große Festigkeit bei allen Spannweiten, dadurch sehr breiter Indikationsbereich

- Restaurationen aus Titan Grade 5 zeichnen sich durch filigrane, glatte Oberflächen und Kauflächen aus
- Mit handelsüblichen Kunststoffen verblendbar
- Biokompatibilität durch ein neutrales Institut untersucht und durch ein Zertifikat bestätigt



Gefräste Stegversorgung aus Titan Grade 5

# INDIVIDUELLE ABUTMENTS

| BEGO CADAbut F – einteilige individuelle Abutments inkl. Prothetikschaube*                                                                                                                             |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BeCe® CAD Zirkon XH<br/>(ausschließlich für Frontzahnversorgungen)</li> </ul>                                                                                   |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wirobond® MI+</li> </ul>                                                                                                                                        |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO Titan Grade 5</li> </ul>                                                                                                                                   |   |
| BEGO CADAbut D – zweiteilige individuelle Abutments inkl. Prothetikschaube* (zzgl. Titan Klebebasis)                                                                                                   |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BeCe® CAD Zirkon+ / BeCe® CAD Zirkon XH / BeCe® CAD Zirkon HT+</li> </ul>                                                                                       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CAD/Cast® Legierungen<br/>Ausgewählte BEGO Edelmetalllegierungen zum jeweils gültigen Tagespreis, siehe aktuelle Preiskarte (Tel. +49 421 20 28-251)</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wirobond® C+</li> </ul>                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BeCe® Temp</li> </ul>                                                                                                                                           |  |

\* Verfügbarkeit siehe Tabelle auf Seite 18/19 (Tabelle Schnittstellenvielfalt)

# STEGBASEN UND STEGE


## BEGO CADBase (Stegbasen inkl. Prothetiksrauben)\*

| Produktbezeichnung | Material           | Anzahl Implantateinheiten |                                                                                     |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • BEGO CADBase     | BEGO Titan Grade 5 | 2-4<br>5-7<br>≥ 8         |  |
| • BEGO CADBase     | Wirobond® MI+      | 2-4<br>5-7<br>≥ 8         |                                                                                     |

## Stege

| Produktbezeichnung | Material           |                                                                                     |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • BEGO CADBar      | BEGO Titan Grade 5 |  |
| • BEGO CADBar      | Wirobond® MI+      |                                                                                     |

## Stegformen

| Produktbezeichnung                      | Querschnitt                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Dolder®-Steggelenk 2,3 mm             |  |  |
| • Dolder®-Steggelenk 3,0 mm             |  |                                                                                       |
| • Dolder®-Steggeschiebe 3,0 mm          |  |  |
| • Rundsteg 1,8 mm                       |  |  |
| • Horix®-Steg 1,8 mm                    |  |  |
| • Individuelle Stegformen/Steggeschiebe |   |  |

\* Verfügbarkeit siehe Tabelle auf Seite 18/19 (Tabelle Schnittstellenvielfalt)

# ATTACHMENTS UND ZUBEHÖR

## Steggeschiebe/Locator®-Bohrungen

### Produktbezeichnung

### Material

- Stabgeschiebe 1,8 mm (Ancora/Preci-Vertex®)

BEGO Titan Grade 5  
Wirobond® MI+



- Gewindebohrungen für Retentionselemente, erhältlich für:
  - Zest® Anchors
  - CEKA® Attachment M2
  - CEKA® Attachment M3
  - CEKA® Kugellanker M2



## Retentionselemente

- Stegreiter aus Platingold mit Retentionen, Länge 50 mm, Steghöhe 3,0 mm erhältlich bei BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Dolder® (REF 62726)



- Stegreiter Micro aus Platingold mit Retentionen, Länge 50 mm, Steghöhe 2,2 mm erhältlich bei BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Dolder® (REF 62725)



## Ancora Matrizen (kompatibel mit Preci-Vertex®/Preci-Horix®)

- Ancora Matrizen, Ø 1,8 mm, Gelb, 1 Einheit = 6 Stück, erhältlich bei BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG (REF 52593)



## Schraubendreher für Technikerschrauben

- Technikerschraubendreher mit vier Schraubklingen (REF 53728)



# IMPLANTATGETRAGENE BRÜCKEN

## Okklusal verschraubte Brücken (Suprastruktur)\*

| Produktbezeichnung            | Material           | Anzahl Implantateinheiten |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| • Implantatkrone/Brückenbasis | BEGO Titan Grade 5 | 2–4<br>5–7<br>≥ 8         |
| • Pontic/Brückenglied         | BEGO Titan Grade 5 |                           |
| • Implantatkrone/Brückenbasis | Wirobond® MI+      | 2–4<br>5–7<br>≥ 8         |
| • Pontic/Brückenglied         | Wirobond® MI+      |                           |



## Verklebte Brücken inkl. Prothetikschaube (zzgl. Titan Klebebasis No-Hex)\*\*

| Produktbezeichnung    | Material          |
|-----------------------|-------------------|
| • Klebebrückenbasis   | BeCe® CAD Zirkon+ |
| • Pontic/Brückenglied | BeCe® CAD Zirkon+ |



\* Verfügbarkeit siehe Tabelle auf Seite 18/19 (Tabelle Schnittstellenvielfalt)

\*\* Erhältlich nur für BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RX-Line



# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Sub-Tec<sup>Plus</sup> – BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RXS-Line

### BEGO CAD Abut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durchmesser       | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Titan Klebebasis inkl. Techniker-<br>und Prothetikschaube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschaube |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                                                                   |                                                                                   | REF                                                       | REF                                      |
| S 3,25–3,75 /<br>RI/RS/RXS 3,75 |  |  | 57285                                                     | 57060                                    |
| S/RI/RS/RXS 4,1                 |  |                                                                                   | 57287                                                     |                                          |
| S/RI/RS/RXS 4,5                 |  |                                                                                   | 57289                                                     |                                          |
| S/RI/RS/RXS 5,5                 |  |                                                                                   | 57291                                                     |                                          |

## Sub-Tec<sup>Plus</sup> – BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RXS-Line

### BEGO CAD Abut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durchmesser       | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Schraubenset Zirkon | Schraubenset EMF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschaube |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | REF                 | REF              | REF                                      |
| S 3,25–3,75 /<br>RI/RS/RXS 3,75 |  |  | 57316               | 57315            | 57060                                    |
| S/RI/RS/RXS 4,1                 |  |                                                                                     |                     |                  |                                          |
| S/RI/RS/RXS 4,5                 |  |                                                                                     |                     |                  |                                          |
| S/RI/RS/RXS 5,5                 |  |                                                                                     |                     |                  |                                          |

## Sub-Tec<sup>Plus</sup> – BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RXS-Line


### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durchmesser       | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Technikerschaube | Prothetikschaube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschaube |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | REF              | REF              | REF                                      |
| S 3,25–3,75 /<br>RI/RS/RXS 3,75 |  |  | 57385            | 57384            | 57060                                    |
| S/RI/RS/RXS 4,1                 |  |                                                                                     |                  |                  |                                          |
| S/RI/RS/RXS 4,5                 |  |                                                                                     |                  |                  |                                          |
| S/RI/RS/RXS 5,5                 |  |                                                                                     |                  |                  |                                          |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Sub-Tec<sup>Plus</sup> – BEGO Implant Systems – Semados® S/RI/RS/RXS-Line

### Verklebte Brücken aus Zirkon auf No-Hex-Basen

| Implantat-<br>durchmesser       | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Titan Kleebasis inkl. Techniker-<br>und Prothetikschaube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                   |                                                                                   | REF                                                      | REF                                                                                |
| S 3,25–3,75 /<br>RI/RS/RXS 3,75 |  |  | 57286                                                    |  |
| S/RI/RS/RXS 4,1                 |  |                                                                                   | 57288                                                    |                                                                                    |
| S/RI/RS/RXS 4,5                 |  |                                                                                   | 57290                                                    |                                                                                    |
| S/RI/RS/RXS 5,5                 |  |                                                                                   | 57292                                                    |                                                                                    |


## PS-Line – BEGO Implant Systems – Semados® RS/RXS-Line (Verfügbar ab 30.06.2014)

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl. Techniker-<br>und Prothetikschaube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                    |                         | REF                                                      | REF                                                                                  |
| RS/RXS<br>3,75                 |   |  | 3,67                    | 57823                                                    |  |
| RS/RXS<br>4,1                  |  |                                                                                    | 4,1                     | 57824                                                    |                                                                                      |
| RS/RXS<br>4,5                  |  |                                                                                    | 4,5                     | 57825                                                    |                                                                                      |
| RS/RXS<br>5,5                  |  |                                                                                    | 5,5                     | 57826                                                    |                                                                                      |

## PS-Line – BEGO Implant Systems – Semados® RS/RXS-Line (Verfügbar ab 30.06.2014)

### BEGO CADAbut F (Einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Schraubenset Zirkon | Schraubenset EMF                                                                     | CAD Positioner inkl. Techniker-<br>schraube |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF                 | REF                                                                                  | REF                                         |
| RS/RXS<br>3,75                 |  |  | 3,67                    | 57316               |  | 57060                                       |
| RS/RXS<br>4,1                  |  |                                                                                     | 4,1                     |                     |                                                                                      |                                             |
| RS/RXS<br>4,5                  |  |                                                                                     | 4,5                     |                     |                                                                                      |                                             |
| RS/RXS<br>5,5                  |  |                                                                                     | 5,5                     |                     |                                                                                      |                                             |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## PS-Line – BEGO Implant Systems – Semados® RS/R SX-Line (Verfügbar ab 30.06.2014)

### Verklebte Brücken aus BeCe® CAD Zirkon+ auf No-Hex-Basen

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl. Techniker-<br>und Prothetikschraube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                   |                         | REF                                                        | REF                                       |
| RS/RSX<br>3,75                 |  |  | 3,67                    | 57827                                                      | 57060                                     |
| RS/RSX<br>4,1                  |  |                                                                                   | 4,1                     | 57828                                                      |                                           |
| RS/RSX<br>4,5                  |  |                                                                                   | 4,5                     | 57829                                                      |                                           |
| RS/RSX<br>5,5                  |  |                                                                                   | 5,5                     | 57830                                                      |                                           |

## BEGO Implant Systems – Semados® Mini

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube | Prothetikschraube                                                                   | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF               | REF                                                                                 | REF                                       |
| Mini 2,7                       |  |  | 3,5                     | 57382             |  | 57330                                     |
| Mini 2,9                       |  |                                                                                     | 3,5                     |                   |                                                                                     |                                           |
| Mini 3,1                       |  |                                                                                     | 3,5                     |                   |                                                                                     |                                           |

## BEGO Implant Systems – Semados® Multi<sup>Plus</sup>

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen)

| Implantat-<br>durch-<br>messer      | Sekundärschraube | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                     | REF              | REF                                       |
| Auf Multi <sup>Plus</sup><br>Niveau | 57387            | 57529                                     |

## Serie 1.1 – Kompatibel zu Straumann® – synOcta®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschraube | CAD Positioner inkl. Techniker-<br>schraube                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF                                         | REF                                                                                 |
| 3,3                            |  |  | RN 4,8                  | 520134                                      |  |
| 4,1                            |  |                                                                                     | RN 4,8                  |                                             |                                                                                     |
| 4,8                            |  |                                                                                     | WN 6,5                  | 520204                                      |                                                                                     |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 1.1 – Kompatibel zu Straumann® – synOcta®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube                                                                        | Prothetikschrabe                                                                           | CAD Positioner<br>inkl. Technikerschraube                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                   |                         | REF                                                                                      | REF                                                                                        | REF                                                                                        |
| 3,3                            |  |  | RN 4,8                  | 520131  | 524338  | 520129  |
| 4,1                            |  |                                                                                   | RN 4,8                  |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |
| 4,8                            |  |                                                                                   | WN 6,5                  |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |

## Serie 1.1 – Kompatibel zu Straumann® – synOcta®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube                                                                         | Prothetikschrabe                                                                            | CAD Positioner<br>inkl. Technikerschraube                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                    |                         | REF                                                                                       | REF                                                                                         | REF                                                                                         |
| 3,3                            |    |  | RN 4,8                  | 520131  | 524338  | 520129  |
| 4,1                            |    |                                                                                    | RN 4,8                  |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| 4,8                            |  |                                                                                    | WN 6,5                  |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |

## Serie 1.2 – Kompatibel zu Straumann® – BoneLevel

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschrabe                                          | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF                                                                                 | REF                                                                                   |
| 3,3                            |  |  | NC                      | 520274                                                                              | 520269                                                                                |
| 4,1                            |  |                                                                                     | RC                      | 520344                                                                              | 520339                                                                                |
| 4,8                            |  |                                                                                     | RC                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         |  |  |

## Serie 1.2 – Kompatibel zu Straumann® – BoneLevel

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube                                                                          | Prothetikschrabe                                                                             | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF                                                                                        | REF                                                                                          | REF                                                                                          |
| 3,3                            |  |  | NC                      | 520271  | 524340  | 520269                                                                                       |
| 4,1                            |  |                                                                                     | RC                      |                                                                                            |                                                                                              | 520339  |
| 4,8                            |  |                                                                                     | RC                      |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER


## Serie 1.2 – Kompatibel zu Straumann® – BoneLevel

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube | Prothetikschrabe                                                                  | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                   |                         | REF               | REF                                                                               | REF                                       |
| 3,3                            |  |  | NC                      | 524340            |  | 520340                                    |
| 4,1                            |  |                                                                                   | RC                      | 520340            |                                                                                   | 520269                                    |
| 4,8                            |  |                                                                                   | RC                      |                   |                                                                                   | 520339                                    |

## Serie 1.3 – Kompatibel zu Straumann® – Narrow Neck CrossFit®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,5                            |  |  | NNC                     | 520062                   | 520061                  | 520269                                                                               |
|                                |                                                                                   |                                                                                    |                         |                          |                         |  |
|                                |                                                                                   |                                                                                    |                         |                          |                         |                                                                                      |

## Serie 2.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – FRIALIT®/XiVe®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl.<br>Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,4                            |  |  | 3,4                     | 520562                                           | 520559                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                     | 3,8                     | 520632                                           | 520629                                           |
| 4,5                            |  |                                                                                     | 4,5                     | 520703                                           | 520700                                           |
| 5,5                            |  |                                                                                     | 5,5                     | 520773                                           |                                                  |

## Serie 2.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – FRIALIT®/XiVe®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,4                            |  |  | 3,3                     | 520561                   | 520630                  | 520559                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                     | 3,8                     |                          |                         | 520629                                           |
| 4,5                            |  |                                                                                     | 4,5                     |                          |                         | 520700                                           |
| 5,5                            |  |                                                                                     | 5,5                     |                          |                         |                                                  |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 2.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – FRIALIT®/XiVe®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,4                            |  |  | 3,3                     | 520561                   | 520630                  | 520559                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                   | 3,8                     |                          |                         | 520629                                           |
| 4,5                            |  |                                                                                   | 4,5                     |                          |                         | 520700                                           |
| 5,5                            |  |                                                                                   | 5,5                     |                          |                         |                                                  |

## Serie 2.2 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Ankylos® Balance Base Abutment

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            |   |                    | 3,5                     | 520821                   | 520820                  | 520813                                           |
| 4,5                            |  |                    | 4,5                     |                          |                         |                                                  |
| 5,5                            |  |                    | 5,5                     |                          |                         |                                                  |
| 7,0                            |  |                    | 7,0                     |                          |                         |                                                  |

## Serie 3.1 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelActive™

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            |  |  | NP                      | 521065                                            | 521060                                           |
| 4,3                            |  |                                                                                     | RP                      | 521135                                            | 521130                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                     | RP                      |                                                   |                                                  |

## Serie 3.1 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelActive™

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            |  |  | NP                      | 521062                   | 524342                  | 521060                                           |
| 4,3                            |  |                                                                                     | RP                      | 521132                   | 524344                  | 521130                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                     | RP                      |                          |                         |                                                  |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 3.1 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelActive™

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube |                                                                                   | Prothetikschrabe |                                                                                     | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                   |                         | REF               |  | REF              |  | REF                                       |  |
| 3,5                            |  |  | NP                      | 521062            |                                                                                   | 524342           |                                                                                     | 521060                                    |                                                                                     |
| 4,3                            |  |                                                                                   | RP                      | 521132            |                                                                                   | 524344           |                                                                                     | 521130                                    |                                                                                     |
| 5,0                            |  |                                                                                   | RP                      |                   |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                           |                                                                                     |

## Serie 3.2 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelReplace®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl. Techni-<br>ker- und Prothetikschrabe | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                    |                         | REF                                                        | REF                                       |
| 3,5                            |    |  | NP                      | 521205                                                     | 521200                                    |
| 4,0/4,3                        |   |                                                                                    | RP                      | 521275                                                     | 521270                                    |
| 5,0                            |  |                                                                                    | WP                      | 521347                                                     | 521340                                    |
| 6,0                            |  |                                                                                    | 6,0                     | 521415                                                     | 521410                                    |

## Serie 3.2 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelReplace®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube | Prothetikschrabe | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF               | REF              | REF                                       |
| 3,5                            |  |  | NP                      | 521202            | 524346           | 521200                                    |
| 4,0/4,3                        |  |                                                                                     | RP                      |                   |                  | 521270                                    |
| 5,0                            |  |                                                                                     | WP                      | 521272            | 524348           | 521340                                    |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 6,0                     |                   |                  | 521410                                    |

## Serie 3.2 – Kompatibel zu Nobel Biocare – NobelReplace®


### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube |                                                                                     | Prothetikschrabe |                                                                                       | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF               |                                                                                     | REF              |                                                                                       | REF                                       |                                                                                       |
| 3,5                            |  |  | NP                      | 521202            |  | 524346           |  | 521200                                    |  |
| 4,0/4,3                        |  |                                                                                     | RP                      | 521272            |                                                                                     | 524348           |                                                                                       | 521270                                    |                                                                                       |
| 5,0                            |  |                                                                                     | WP                      |                   |                                                                                     |                  |                                                                                       | 521340                                    |                                                                                       |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 6,0                     |                   |                                                                                     |                  |                                                                                       | 521410                                    |                                                                                       |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER


## Serie 3.3 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Brånemark System®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl.<br>Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            | ■             |  | NP                      | 521485                                            | 521480                                           |
| 3,75/4,0                       | ■             |                                                                                   | RP                      | 521555                                            | 521550                                           |
| 5,0                            | ■             |                                                                                   | WP                      | 521625                                            | 521620                                           |


## Serie 3.3 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Brånemark System®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            | ■             |  | NP                      | 521482                   | 524350                   | 521480                                           |
| 3,75/4,0                       | ■             |                                                                                    | RP                      | 521552                   | 524351                   | 521550                                           |
| 5,0                            | ■             |                                                                                    | WP                      | 521622                   | 524353                   | 521620                                           |

## Serie 3.3 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Brånemark System®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            | ■             |  | NP                      | 521482                   | 524350                   | 521480                                           |
| 3,75/4,0                       | ■             |                                                                                     | RP                      | 521552                   | 524351                   | 521550                                           |
| 5,0                            | ■             |                                                                                     | WP                      | 521622                   | 524353                   | 521620                                           |

## Serie 3.4 – Kompatibel zu Nobel Biocare – Multi Unit

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Auf<br>Multi Unit<br>Niveau    |               |                    |                         | 521704                   | 521703                   | 521706                                           |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 4.1 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE® Certain®/NanoTite® Certain®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,25;<br>3/4/3; 4/3            |  |  | 3,4                     | 522065                                             | 522060                                           |
| 4,0; 4/5/4;<br>5/4             |  |                                                                                   | 4,1                     | 522135                                             | 522130                                           |
| 5,0;<br>5/6/5; 6/5             |  |                                                                                   | 5,0                     | 522205                                             |                                                  |

## Serie 4.1 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE® Certain®/NanoTite® Certain®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,25;<br>3/4/3; 4/3            |   |  | 3,4                     | 522062                   | 522061                   | 522060                                           |
| 4,0; 4/5/4;<br>5/4             |  |                                                                                    | 4,1                     |                          |                          | 522130                                           |
| 5,0;<br>5/6/5; 6/5             |  |                                                                                    | 5,0                     |                          |                          |                                                  |

## Serie 4.1 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE® Certain®/NanoTite® Certain®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,25;<br>3/4/3; 4/3            |  |  | 3,4                     | 522059                   | 522069                   | 522060                                           |
| 4,0; 4/5/4;<br>5/4             |  |                                                                                     | 4,1                     |                          |                          | 522130                                           |
| 5,0;<br>5/6/5; 6/5             |  |                                                                                     | 5,0                     |                          |                          |                                                  |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 4.2 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE®/NanoTite®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl.<br>Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,25                           |  |  | 3,4                     | 522275                                            | 522270                                           |  |
| 3,75; 4,0;<br>3/4              |  |                                                                                   | 4,1                     | 522345                                            | 522340                                           |                                                                                     |
| 5,0; 4/5                       |  |                                                                                   | 5,0                     | 522415                                            |                                                  |                                                                                     |

## Serie 4.2 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE®/NanoTite®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,25                           |    |  | 3,4                     | 522272                   | 524357                   | 522270                                           |
| 3,75; 4,0;<br>3/4              |   |                                                                                    | 4,1                     |                          |                          | 522340                                           |
| 5,0; 4/5                       |  |                                                                                    | 5,0                     |                          |                          |                                                  |

## Serie 4.2 – Kompatibel zu BIOMET 3i – OSSEOTITE®/NanoTite®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,25                           |  |  | 3,4                     | 522272                   | 524357                   | 522270                                           |
| 3,75; 4,0;<br>3/4              |  |                                                                                     | 4,1                     |                          |                          | 522340                                           |
| 5,0; 4/5                       |  |                                                                                     | 5,0                     |                          |                          |                                                  |

## Serie 5.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Astra Tech-OsseoSpeed™

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl.<br>Prothetikschraube<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,5/4,0                        |  |  | 3,5/4,0                 | 523065                                            | 523060                                           |  |
| 4,5/5,0                        |  |                                                                                     | 4,5/5,0                 | 523135                                            | 523130                                           |                                                                                       |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 5.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Astra Tech-OsseoSpeed™

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube | Prothetikschrabe                                                                  | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                   |                         | REF               | REF                                                                               | REF                                       |                                                                                     |
| 3,5/4,0                        |  |  | 3,5/4,0                 | 523062            |  | 523061                                    |  |
| 4,5/5,0                        |  |                                                                                   | 4,5/5,0                 | 523132            | 523131                                                                            | 523130                                    |                                                                                     |

## Serie 5.1 – Kompatibel zu DENTSPLY Implants – Astra Tech-OsseoSpeed™

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube |                                                                                    | Prothetikschrabe |                                                                                      | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   |                                                                                    |                         | REF               |                                                                                    | REF              |                                                                                      | REF                                       |                                                                                      |
| 3,5/4,0                        |  |  | 3,5/4,0                 | 523062            |  | 523061           |  | 523060                                    |  |
| 4,5/5,0                        |  |                                                                                    | 4,5/5,0                 | 523132            |                                                                                    | 523131           |                                                                                      | 523130                                    |                                                                                      |

## Serie 6.1 – Kompatibel zu Zimmer Dental – Tapered Screw-Vent®

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Kleebasis inkl. Techni-<br>ker- und Prothetikschrabe | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF                                                        | REF                                       |
| 3,7/4,1                        |  |  | 3,5                     | 523565                                                     | 523560                                    |
| 4,7                            |  |                                                                                     | 4,5                     | 523634                                                     | 523630                                    |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 5,7                     | 523704                                                     | 523700                                    |

## Serie 6.1 – Kompatibel zu Zimmer Dental – Tapered Screw-Vent®

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube | Prothetikschrabe                                                                    | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube |                                                                                       |        |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                     |                         | REF               | REF                                                                                 | REF                                       |                                                                                       |        |                                                                                       |
| 3,7/4,1                        |  |  | 3,5                     | 523562            |  | 523561                                    |  | 523560 |  |
| 4,7                            |  |                                                                                     | 4,5                     |                   |                                                                                     |                                           |                                                                                       | 523630 |                                                                                       |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 5,7                     |                   |                                                                                     |                                           |                                                                                       | 523700 |                                                                                       |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 6.1 – Kompatibel zu Zimmer Dental – Tapered Screw-Vent®


### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,7/4,1                        |  |  | 3,5                     | 523637                   | 523638                  | 523560                                           |
| 4,7                            |  |                                                                                   | 4,5                     |                          |                         | 523630                                           |
| 6,0                            |  |                                                                                   | 5,7                     |                          |                         | 523700                                           |



## Serie 7.1 – Kompatibel zu Phibo – TSH®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| S2                             |    |  | 3,3                     | 523753                   | 523752                  | 523756                                           |
| S3                             |    |                                                                                    | 3,6                     | 523773                   | 523772                  | 523776                                           |
| S4                             |  |                                                                                    | 4,2                     |                          |                         |                                                  |
| S5                             |  |                                                                                    | 4,8                     |                          |                         | 523796                                           |

## Serie 8.1 – Kompatibel zu CAMLOG® – CAMLOG® SCREW-LINE/ROOT-LINE

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,3                            |  |  | 3,3                     | 523920                                            | 523919                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                     | 3,8                     | 523943                                            | 523942                                           |
| 4,3                            |  |                                                                                     | 4,3                     | 523966                                            | 523965                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                     | 5,0                     | 523989                                            | 523988                                           |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 6,0                     | 524012                                            |                                                  |




# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 8.1 – Kompatibel zu CAMLOG® – CAMLOG® SCREW-LINE/ROOT-LINE

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,3                            |  |  | 3,3                     | 524061                   | 524060                  | 524068                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                   | 3,8                     |                          |                         | 524069                                           |
| 4,3                            |  |                                                                                   | 4,3                     |                          |                         | 524070                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                   | 5,0                     | 524063                   | 524062                  | 524071                                           |
| 6,0                            |  |                                                                                   | 6,0                     |                          |                         |                                                  |

## Serie 8.1 – Kompatibel zu CAMLOG® – CAMLOG® SCREW-LINE/ROOT-LINE

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,3                            |  |  | 3,3                     | 524061                   | 524060                  | 524068                                           |
| 3,8                            |  |                                                                                     | 3,8                     |                          |                         | 524069                                           |
| 4,3                            |  |                                                                                     | 4,3                     |                          |                         | 524070                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                     | 5,0                     | 524063                   | 524062                  | 524071                                           |
| 6,0                            |  |                                                                                     | 6,0                     |                          |                         |                                                  |

## Serie 8.2 – Kompatibel zu CAMLOG® – CONELOG® SCREW-LINE

### BEGO CADAbut D (zweiteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle | Prothetik-<br>plattform | Titan Klebebasis inkl.<br>Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Techniker-schraube<br>REF |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3                            |  |                    | 3,3                     | 524145<br>(GH 0,8)<br>524146<br>(GH 2,0)          | 524144                                            |  |
| 3,8                            |  |                    | 3,8                     | 524194<br>(GH 0,8)<br>524195<br>(GH 0,8)          | 524193                                            |                                                                                     |
| 4,3                            |  |                    | 4,3                     | 524243<br>(GH 0,8)<br>524244<br>(GH 2,0)          |                                                   |                                                                                     |
| 5,0                            |  |                    | 5,0                     | 524292<br>(GH 0,8)<br>524293<br>(GH 2,0)          | 524291                                            |                                                                                     |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER


## Serie 9.1 – Kompatibel zu Dyna – Helix®

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,2                            | ■             |  | 3,6/4,0                 | 524376                   | 524377                  | 524379                                           |
| 3,6                            | ■             |                                                                                   | 3,6/4,0                 |                          |                         |                                                  |
| 4,2                            | ■             |                                                                                   | 3,6/4,0                 |                          |                         |                                                  |
| 5,0                            | ■             |                                                                                   | 3,6/4,0                 |                          |                         |                                                  |

## Serie 10.1 – Kompatibel zu Biocomp Implant Level

### BEGO CAD Base (Stegversorgungen) + verschraubte Brücken

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,4                            |  | 4,0                     | 524414                   | 524413                  | 524416                                           |
| 4,0                            |                                                                                    | 4,0                     |                          |                         |                                                  |
| 4,6                            |                                                                                    | 5,2                     |                          |                         |                                                  |
| 5,2                            |                                                                                    | 5,2                     |                          |                         |                                                  |

## Serie 11.1 – Kompatibel zu NEOSS – ProActive® (Verfügbar ab 4. Quartal 2014)

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code | Schnitt-<br>stelle                                                                  | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            | ■             |  | 4,5                     | 524420                   | 524419                  | 524422                                           |
| 4,0                            | ■             |                                                                                     | 4,5                     |                          |                         |                                                  |
| 4,5                            | ■             |                                                                                     | 4,5                     |                          |                         |                                                  |
| 5,0                            | ■             |                                                                                     | 4,5                     |                          |                         |                                                  |
| 5,5                            | ■             |                                                                                     | 4,5                     |                          |                         |                                                  |

# PROTHETIK-KOMPONENTEN UND CAD POSITIONER

## Serie 12.1 – Kompatibel zu Keystone – PrimaConnex® (Verfügbar ab 4. Quartal 2014)

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                     | Schnitt-<br>stelle                                                                | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,5                            |  |  | SD                      | 524430                   | 524429                  | 524434                                           |
| 4,1                            |  |                                                                                   | RD                      |                          |                         | 524435                                           |
| 5,0                            |  |                                                                                   | WD                      |                          |                         | 524436                                           |

## Serie 13.1 – Kompatibel zu BioHorizons – Internal (Verfügbar ab 4. Quartal 2014)

### BEGO CADAbut F (einteilige Abutments)

| Implantat-<br>durch-<br>messer | Farb-<br>code                                                                       | Schnitt-<br>stelle                                                                 | Prothetik-<br>plattform | Technikerschraube<br>REF | Prothetikschrabe<br>REF | CAD Positioner inkl.<br>Technikerschraube<br>REF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 3,8                            |    |  | 3,5                     | 524446                   | 524445                  | 524450                                           |
| 4,6                            |    |                                                                                    | 4,5                     |                          |                         | 524451                                           |
| 5,8                            |  |                                                                                    | 5,7                     |                          |                         | 524452                                           |



BEGO Anwendungsberatung (v. l. n. r.: Timo Wiesenbach, Matthias Riethmüller, Anja Abhauer, Nils Deterding, Sven Kloker, Stefan Sammert; es fehlt: David Forker)

## Ihre Bestelloptionen für CAD/CAM-Restaurationen von BEGO

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen zur Bestellung und Fertigung Ihrer CAD/CAM-Versorgungen in unserem Bremer Produktionszentrum:

Sofern Sie einen **Scanner** in Ihrem Labor haben, stehen Ihnen alle nachfolgend genannten Optionen zur Auswahl:

### 1 Übermittlung von Modellationsdaten

#### a) Datenübermittlung aus dem BEGO SPEEDSCAN®/ 3Shape Scanner

Als BEGO Kunde mit einem 3Shape Scanner bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Datenübermittlung aus dem 3Shape DentalDesigner™ oder 3Shape AbutmentDesigner™. So können Sie Ihre designten Versorgungen bequem mit einem Mausklick direkt aus dem System an unser Produktionszentrum übermitteln.

#### b) Datenübermittlung im STL-Format via FileGenerator oder Orderportal

Wenn Sie mit einem Scanner arbeiten, der STL-Daten liefert, können Sie entweder den BEGO FileGenerator, der auf unserer Homepage heruntergeladen werden kann, für das Übermitteln der Daten nutzen, oder die STL-Daten in unserem hierfür eingerichteten Portal auf der Homepage hochladen und an die Produktion übermitteln. Nähere Informationen finden Sie im BEGO Orderportal.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Bestelloption (1b) derzeit nur für Kronen- und Brückenprothetik verfügbar ist. Individuelle Implantatprothetik können Sie über den FileGenerator nur bei Verwendung eines 3Shape Scanners (BEGO oder sonstige Anbieter) bestellen!

Sie verfügen nicht über eine Design-Software, haben **keinen Scanner** in Ihrem Labor oder möchten beides aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Krankheit oder Urlaub des verantwortlichen Mitarbeiters) nicht nutzen?

Auch ohne Investition in notwendige Hard- und/oder Software (Scanner, AbutmentDesigner™ etc.) können Sie die BEGO CAD/CAM-Technologien optimal für Ihr Labor nutzen und auf einfachstem Wege individuelle CAD/CAM-Prothetik von BEGO beziehen. Unser Scan- und Designservice ermöglicht es Ihnen für eine geringe Gebühr.

### 2 Übermittlung von Scandaten der Modelle

Auch die Übermittlung von Scandaten von Modellen an unser Scan- und Designcenter aus dem 3Shape DentalDesigner™ (ab Version 2012 Release 2.7.8.13 oder höher) ist in Verbindung mit einem Inbox-Client von 3Shape möglich – ganz ohne Investitionskosten für den 3Shape AbutmentDesigner™. Unser kompetentes Team übernimmt das Designen Ihrer Arbeit. Nach Abstimmung mit Ihnen und Ihrer Freigabe werden die Versorgungen von BEGO produziert.

### 3 Versand von Modellen

Nach Anmeldung über das bedienerfreundliche Portal unseres Scan- und Designcenters, in dem Sie das Auftragsformular ausfüllen, können Sie Ihr Modell zu uns schicken oder es in Ihrem Labor von unserem Paketservice abholen lassen. Wir scannen Ihr Modell und designen die gewünschten Versorgungen nach Ihren Vorgaben. Vor der Produktion bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Design zu prüfen und freizugeben.

#### Preise Scan- und Designservice

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| • Design          | 7,00 €/Einheit  |
| • Scan und Design | 10,00 €/Einheit |

#### Bestelloptionen für BEGO CAD/CAM-Restaurationen

|                                          | Scan      | Design    | Produktion |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1a 1b Übermittlung von Modellationsdaten | Ihr Labor | Ihr Labor | BEGO       |
| 3 Übermittlung von Scandaten der Modelle | Ihr Labor | BEGO      | BEGO       |
| 4 Versand von Modellen                   | BEGO      | BEGO      | BEGO       |

Nähere Informationen finden Sie unter [www.bego.com](http://www.bego.com).

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Allgemeine Informationen

### Anwendungsberatung (für technische Fragen)

- Servicezeiten
  - Mo–Do 08:00–18:00 Uhr
  - Fr 08:00–17:00 Uhr
- Kontakt
  - Telefon +49 421 2028-200

### Kontakt und Service (Bestellannahme, Fragen zur Rechnungsstellung)

- Servicezeiten
  - Mo–Do 08:00–17:00 Uhr
  - Fr 08:00–16:00 Uhr
- Kontakt
  - Telefon +49 421 2028-251  
+49 421 2028-253  
+49 421 2028-256  
+49 421 2028-298
  - Fax +49 421 2028-240
  - E-Mail [vertrieb@bego-medical.de](mailto:vertrieb@bego-medical.de)

### Lieferzeiten nach Datenübermittlung (bei Auftragseingang bis 14:00 Uhr)\*

|                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Individuelle Abutments, verschraubte Brücken und Stegversorgungen aus Wirobond® MI+ und BEGO Titan | 2–4 Werktage |
| • Zweiteilige Abutments und individuelle Abutments aus BeCe® CAD Zirkon XH                           | 2 Werktage   |
| • Kronen und Brücken                                                                                 | 2 Werktage   |

### Versandkosten

- Versandkosten pauschal innerhalb Deutschlands für eine Anlieferung bis 12:00 Uhr  
(Bei anderen Zustellwünschen wenden Sie sich bitte an das Team unserer Anwendungsberatung.) 6,00 €/Sendung

### Rücksendungen

- Bitte senden Sie Ihre Rücksendungen im Falle von Beanstandungen zusammen mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsformular\*\* an die nachfolgende Adresse:

BEGO Medical GmbH  
Anwendungsberatung  
Wilhelm-Herbst-Str. 1  
28359 Bremen



\* Bei den angegebenen Lieferzeiten handelt es sich um Werktage – Wochenenden und Feiertage sind nicht berücksichtigt.

\*\* Das Reklamationsformular finden Sie in unserem CAD/CAM-Downloadcenter unter [www.bego.com](http://www.bego.com).

## BEGO Security Prosthetics – die kostenfreie Garantieleistung



Seit 1890 ist BEGO mit Erfolg im Dentalbereich tätig und verfügt über eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie eine Produktions- und Qualitätssicherung, damit die hohen Anforderungen an Medizinprodukte erfüllt werden. Die Verträglichkeit der BEGO Materialien wird zusätzlich durch unabhängige Institute überprüft.

Setzen auch Sie Vertrauen in die Marke BEGO und profitieren Sie von unserer kostenfreien Garantiezusage BEGO SECURITY Prosthetics rund um das Thema Zahnersatz.

BEGO SECURITY Prosthetics beinhaltet die kostenfreie und unkomplizierte Ersatzlieferung von BEGO Produkten im Falle einer nachweisbaren Beanstandung. Für jede Versorgungsart bieten wir Ihnen passende BEGO SECURITY Prosthetics Module und gehen mit unserer freiwilligen Leistung über die gesetzliche Gewährleistung hinaus – je nach Modul sogar bis zu max. 30 Jahre.

| BEGO SECURITY Prosthetics          |                           |                                                                        |          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsart                     | Material                  |                                                                        | Dauer    | Leistung                                                                                                                                            |
| Modul „Legierungen“                |                           |                                                                        |          |                                                                                                                                                     |
| Kronen, Brücken und Modellguss     | Edelmetall-Legierung      | • gilt für sämtliche BEGO Legierungen                                  | 1 Jahr   | kostenfreier Ersatz der Legierung                                                                                                                   |
|                                    | Edelmetallfreie Legierung |                                                                        |          |                                                                                                                                                     |
| Modul „CAD/CAM Kronen und Brücken“ |                           |                                                                        |          |                                                                                                                                                     |
| Kronen und Brücken                 | Metall                    | • gilt für von BEGO CAD/CAM-gefertigte Kronen- und Brückengerüste      | 30 Jahre | kostenfreier Ersatz des Produktes                                                                                                                   |
|                                    | Keramik                   |                                                                        | 5 Jahre  | kostenfreier Ersatz des Produktes                                                                                                                   |
| Modul „CAD/CAM Implantatprothetik“ |                           |                                                                        |          |                                                                                                                                                     |
| Abutments                          | Metall                    | • gilt für von BEGO CAD/CAM-gefertigte individuelle Implantatprothetik | 30 Jahre | kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,- und Stellung eines BEGO Semados® Ersatzimplantats     |
|                                    | Zirkon                    |                                                                        | 5 Jahre  | kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,- und Stellung eines BEGO Semados® Ersatzimplantats     |
| Stege/Brücken                      | Metall                    |                                                                        | 30 Jahre | kostenfreier Ersatz der Stege/Brücken, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,- und Stellung eines BEGO Semados® Ersatzimplantats |

## **BEGO ProGarant – die umfassende 5-Jahres-Garantie\* Beste Bedingungen für ein erfolgreiches Miteinander**

### **BEGO ProGarant – das Pro für Ihr Dentallabor**

- BEGO ProGarant unterstützt Sie bei der Kundengewinnung und -bindung durch eine schriftliche Garantiezusage Ihres Dentallabors.
- BEGO ProGarant kommuniziert durch das individuelle Garantieversprechen Ihre Kompetenz und trägt so zur positiven Imagebildung Ihres Dentallabors bei.
- BEGO ProGarant unterstützt – wenn gewünscht – die Abgrenzung von Regelleistungen (ausreichend und zweckmäßig) sowie gleich- und andersartigen (medizinisch sinnvollen) Versorgungen durch flexible Garantiedauern.
- BEGO ProGarant kennt keine Einschränkungen der Indikationsbereiche.
- BEGO ProGarant leistet bis zu 60 Monate und bis zu 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung, unabhängig davon, ob es sich um einen Material- oder Verarbeitungsfehler handelt.
- BEGO ProGarant leistet auch, wenn die Kasse die Leistung berechtigt verweigert.
- BEGO ProGarant leistet gemäß der zum Zeitpunkt des Eintritts des Garantiefalles gültigen Gebührenordnungen (BEL/BEB bzw. BEMA/GOZ) ohne Begrenzung der Liquidationsfaktoren.

### **BEGO ProGarant – das Pro für Ihren Zahnarzt**

- BEGO ProGarant ist ein Argument für den Verkauf hochwertiger Präparationen, die nach GOZ (privat) liquidiert werden können.
- BEGO ProGarant beweist dem Patienten die Zusammenarbeit seines Zahnarztes mit einem professionellen Meisterbetrieb.
- BEGO ProGarant steigert die Patientenfrequenz in der Praxis durch frei festlegbare Kontrollintervalle zur Aufrechterhaltung des Garantieanspruchs.
- BEGO ProGarant minimiert die betriebswirtschaftlichen Risiken des Zahnarztes.
- BEGO ProGarant löst keine zusätzliche Haftung des Zahnarztes aus.

### **BEGO ProGarant – das Pro für Ihre Patienten**

- BEGO ProGarant garantiert dem Patienten eine zahntechnische Versorgung unter Verwendung hochwertiger Materialien aus dem Hause BEGO.
- BEGO ProGarant beweist dem Patienten die Herstellung durch einen zahntechnischen Meisterbetrieb in Deutschland.
- BEGO ProGarant gibt dem Patienten bis zu 60 Monate Sicherheit, egal ob gesetzlich oder privat versichert.
- BEGO ProGarant garantiert dem Patienten die Übernahme der Eigenanteile gemäß der schriftlich zugesagten Garantiebedingungen unabhängig vom Patientenstatus.
- BEGO ProGarant entbindet den Patienten während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von der Beweislast im Garantiefall ab dem 7. Monat nach der Eingliederung der zahntechnischen Versorgung.

## **BEGO ProGarant Data\* – Das Pro für eine einfache und effiziente Garantieabwicklung**

Die entgeltfreie Software BEGO ProGarant Data macht es Ihnen leicht, individuelle Garantiezusagen zu erstellen und zu verwalten. Von der Datenerfassung über die rechtssichere Dokumentation bis hin zur Garantiefallabwicklung – ein paar Mausklicks genügen.

### **So einfach ...**

Auf der BEGO ProGarant Homepage ([www.bego-progarant.de](http://www.bego-progarant.de)) laden Sie die aktuelle Vollversion herunter und installieren diese auf Ihrem Computer. Nach der Lizenzierung wird das System umgehend für Sie freigeschaltet.

### **So effizient ...**

Erfassen Sie mit BEGO ProGarant Data:

- Rechnungsnummer und Herstellungsdatum
- Technik- und Materialkosten der zahntechnischen Versorgung
- gewünschtes Garantiemodell, Garantiedauer und Kontrollintervall

und schon können Sie die individuelle Garantiezusage in Form einer Garantieurkunde für Ihre Kunden drucken. Gleichzeitig wird via Internet das entsprechende Garantiemodell bei BEGO bestellt. Patienten- und Zahnarzt Daten werden selbstverständlich nicht übermittelt.

Die Erfassung von Garantiezusagen geht sogar noch einfacher – fast jede namhafte Laborabrechnungssoftware verfügt über eine Datenschnittstelle, mit der die Rechnungsdaten automatisch an BEGO ProGarant Data übergeben werden.

Die Liste der Softwareanbieter und viele weitere hilfreiche Informationen rund um BEGO ProGarant finden Sie unter [www.bego-progarant.de](http://www.bego-progarant.de).

Und sollte es zu einem Garantiefall kommen, sind in BEGO ProGarant Data alle notwendigen Formulare hinterlegt und können mit den individuellen Daten ausgedruckt werden.

### **So freundlich ...**

Das BEGO ProGarant Supportteam im Dentalforum hilft Ihnen bei allen Fragen rund um BEGO ProGarant schnell und gerne weiter.

### **DENTALFORUM**

Zeppelinstrasse 6, D-86343 Königsbrunn  
Telefon 08231 9898-660  
Fax 08231 9898-699  
E-Mail [info@dentalforum.net](mailto:info@dentalforum.net)

Alle Downloads  
und Infos unter  
[www.bego-progarant.de](http://www.bego-progarant.de)\*

\* Bitte beachten Sie, dass sich die Ausführungen auf die BEGO ProGarant Leistungen für gewerbliche Dentallabore beziehen. Alle Informationen und Downloads zu den BEGO ProGarant Leistungen für Praxislabore finden Sie unter [www.bego-progarant.net](http://www.bego-progarant.net).

## BEGO ProGarant Leistungen für gewerbliche Dentallabore\*

(Auszug aus den BEGO ProGarant Garantiebedingungen, siehe [www.bego-progarant.de](http://www.bego-progarant.de))

| BEGO ProGarant Garantiemodelle            |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                 |                                                                |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Versorgungsart                            | Material                     | Bezeichnung                                                                                                                                     | Geltungsbereich                                                                                                                                                                       | Dauer   | Erstattungsleistung                                                             | Selbstbehalt                                                   | Kosten               |
| <b>Modul „Legierungen“</b>                |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                 |                                                                |                      |
| Kronen, Brücken und Modellguss            | Edelmetall-Legierung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant EM Guss (DEN 99850)</li> <li>BEGO ProGarant EM CAD/Cast® (MED 992005)</li> </ul>          | gilt für zahntechnische Versorgungungen, deren Gerüste aus BEGO Edelmetall-Legierungen für Kronen und Brücken im Guss- oder CAD/Cast® Verfahren hergestellt wurden                    | 5 Jahre | max. 500,- € je berechnetem g** / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung | 50,- € je Einheit / max. 250,- € je zahntechnischer Versorgung | 2,50 € je g          |
|                                           | Edelmetall-freie Legierung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant EMF Guss (DEN 99851)</li> <li>BEGO ProGarant EMF CAD/Cast® (MED 992012)</li> </ul>        | gilt für zahntechnische Versorgungungen, deren Gerüste aus BEGO EMF-Legierungen für Kronen und Brücken im Guss- oder CAD/Cast® Verfahren hergestellt wurden                           | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Einheit / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung       | 50,- € je Einheit / max. 250,- € je zahntechnischer Versorgung | 9,90 € je Einheit    |
|                                           | Edelmetall-freier Modellguss | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant EMF Modellguss*** (DEN 99852)</li> </ul>                                                  | gilt für Modellgussversorgungungen, die aus BEGO EMF-Legierungen für Modellguss hergestellt wurden                                                                                    | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Modellguss                                                    | 50,- € je Modellguss                                           | 9,90 € je Modellguss |
| <b>Modul „CAD/CAM Kronen und Brücken“</b> |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                 |                                                                |                      |
| Kronen und Brücken                        | Legierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant EMF SLM (MED 992006)</li> <li>BEGO ProGarant EMF gefräst (MED 992007)</li> </ul>          | gilt für zahntechnische Versorgungungen, deren Gerüste aus BEGO EMF-Legierungen für Kronen und Brücken im Fräs- oder SLM-Verfahren von der Firma BEGO Medical GmbH hergestellt wurden | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Einheit / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung       | 50,- € je Einheit / max. 250,- € je zahntechnischer Versorgung | 9,90 € je Einheit    |
|                                           | Keramik                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant Zirkon gefräst (MED 992008)</li> <li>BEGO ProGarant e.max gefräst (MED 992009)</li> </ul> | gilt für zahntechnische Versorgungungen, deren keramische Gerüste von der Firma BEGO Medical GmbH hergestellt wurden                                                                  | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Einheit / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung       | 50,- € je Einheit / max. 250,- € je zahntechnischer Versorgung | 9,90 € je Einheit    |
| <b>Modul „CAD/CAM Implantatprothetik“</b> |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                 |                                                                |                      |
| Individuelle Abutments                    | Metall                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant Individual-Abutment*** (MED 992010)</li> </ul>                                            | gilt für individuelle Metall-Abutments, die von der Firma BEGO Medical GmbH hergestellt wurden                                                                                        | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Einheit / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung       | ohne                                                           | 5,90 € je Einheit    |
|                                           | Zirkon                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>BEGO ProGarant Individual-Abutment*** (MED 992010)</li> </ul>                                            | gilt für individuelle Zirkon-Abutments, die von der Firma BEGO Medical GmbH hergestellt wurden                                                                                        | 5 Jahre | max. 1.000,- € je Einheit / max. 10.000,- € je zahntechnischer Versorgung       | ohne                                                           | 5,90 € je Einheit    |

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %.

\* Bitte beachten Sie, dass sich die Ausführungen auf die BEGO ProGarant Leistungen für gewerbliche Dentallabore beziehen. Alle Informationen und Downloads zu den BEGO ProGarant Leistungen für Praxislabor finden Sie unter [www.bego-progarant.net](http://www.bego-progarant.net).

\*\* Werden weniger als 2 g berechnet, beträgt die Erstattungsleistung max. 1.000,- €.

\*\*\* mit anderen BEGO ProGarant Garantiemodellen kombinierbar

## CAD/CAM par excellence – BEGO CAD/CAM-Kurse für Ihre erfolgreiche Zukunft!



Die Digitalisierung zahntechnischer Arbeitsprozesse führt zu gravierenden Veränderungen des zahntechnischen Arbeitsumfeldes und erfordert eine immer schnellere Adaption an neue Technologien.

Ob Einsteiger oder Profi – profitieren Sie von der Kompetenz unserer erfahrenen CAD/CAM-Spezialisten und lernen Sie das breite Spektrum neuer Möglichkeiten kennen, dass Ihnen die CAD/CAM-Technologie mit Blick auf Materialien und Herstellverfahren bietet.

Im Rahmen verschiedener Kurse können Sie sich u. a. im Scannen, virtuellen Modellieren und Konstruieren üben.

In Bremen, aber auch in weiteren regionalen Stützpunktlaboren, haben wir vollausgestattete Arbeitsplätze und Schulungsräume eingerichtet.

Starten Sie mit BEGO Medical in die Zukunft der individuellen Prothetik!

Mehr Informationen zu unserem gesamten Kursprogramm finden Sie unter [www.bego.com](http://www.bego.com).





[www.bego.com](http://www.bego.com)

**BEGO Scan- und Designcenter Nord**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen

**Hotline +49 421 2028-200**

**BEGO Scan- und Designcenter Süd**

Max-Planck-Str. 7 · 85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 32155-311

**BEGO Medical GmbH**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Telefon +49 421 2028-0 · Telefax +49 421 2028-174

E-Mail [info@bego-medical.com](mailto:info@bego-medical.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Wir verkaufen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.