




→ DIE ZUKUNFT DER PROPHYLAXE
MULTIPIEZO *touch*





SCHÖNER KANN SCHÖNER AUSSEHEN NICHT AUSSEHEN. DAS NEUE MULTIPIEZO *touch*.



Das ergonomisch gestaltete Touch-Panel des multipiezo *touch* ermöglicht es, alle Funktionen schnell und intuitiv anzusteuern. Gleichzeitig lässt sich das Gerät dank seiner glatten Touch-Oberfläche deutlich leichter reinigen und desinfizieren.

Mit seinem innovativen soft mode setzt das multipiezo *touch* einen neuen Maßstab in der Instrumentenkontrolle - und sorgt für eine jederzeit schmerzarme Behandlung.

STANDARD MODE SOFT MODE



SOFT MODE FÜR SANFTEN ULTRASCHALL

Wenn nötig, kann die innovative Software das Gerät in den einzigartigen SOFT MODE schalten und so für eine sanfte und gleichzeitig kraftvolle Instrumentenbewegung sorgen. Das Ergebnis: perfekte Behandlungsergebnisse – und maximaler Komfort für schmerzempfindliche Patienten.

EINFACHE REINIGUNG

Das exklusive Glas-Display und die klare Form des multipiezo *touch* sind die Basis dafür, dass das Gerät in wirklich jeder Situation außergewöhnlich einfach zu reinigen ist.

LED HANDSTÜCK

- Handstück mit 360 Grad drehbarem LED Lichtfokus
- Lichtstrahl unabhängig von der Instrumentenform immer auf der Instrumentenspitze
- Wahl zwischen automatischem Licht, Dauerlicht oder ausgeschaltetem Licht



→ FLEXIBEL WIE NIE: DAS MULTIPIEZO *touch* FLÜSSIGKEITSSYSTEM.



→ SPÜL-SYSTEM

- kein Tropfen und kein Auslaufen
- beleuchtete 500 ml Flasche
- optionaler Anschluss an den Wasserkreislauf



→ SPÜLEN MIT MEDIZINISCHEN LÖSUNGEN

- mit medizinischen Lösungen (z.B. H₂O₂, Chlorhexidin)
- auch mit aggressiven Lösungen wie Natriumhypochlorit für endodontische Behandlungen
- Schläuche können einfach mit der „flush“ Funktion gespült werden



→ OPTIONALER ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

- Für herkömmliches supragingivales Scaling ist Wasser ein vollkommen ausreichendes Kühlmittel. Das optionale Anschluss-Kit Wasser erlaubt das multipiezo *touch* an die Wasserleitung anzuschließen.



→ MULTIPIEZO *touch* – MEHR ALS NUR PROPHYLAXE!

Das multipiezo *touch* deckt eine Vielfalt von Indikationen ab – vom normalen Scaling über die Parodontitisbehandlung und Implantatreinigung bis hin zu allen Arten endodontischer Behandlungen.

→ SCALING

→ PERIO

→ IMPLANT CLEANING

→ ENDO

→ RETRO

→ REVISION

