

Implantate mit konischer Verbindung

Produktüberblick




Optimierte Funktionalität und Ästhetik mit der konischen Innenverbindung



Natürliche Ästhetik

Das integrierte Platform Switching sorgt für die Optimierung von Knochen und Weichgewebsanlagerung.



Innovative prothetische Lösungen

Nutzen Sie die innovativen Lösungen, die nur für die konische Innenverbindung von Nobel Biocare erhältlich sind. Hierzu zählen das zementfreie NobelProcera ASC Abutment mit abgewinkeltem Schraubenzugangskanal und die NobelProcera vollanatomische Zirkondioxid-Implantatkrone.

Stabile konische Verbindung

Die moderne konische Innenverbindung mit Sechskant bietet eine hohe mechanische Festigkeit.

Eine prothetische Verbindung, drei Implantatdesigns

Eine einzige prothetische Verbindung eröffnet Ihnen die chirurgische Flexibilität von gleich drei Implantaten – und das mit jeweils derselben Auswahl an prothetischen Komponenten und denselben Abläufen –, die alle zum Erreichen einer hohen Primärstabilität entwickelt wurden.



NobelParallel Conical Connection – Parallelwandiges Design

- Gut dokumentierter parallelwandiger Implantatkörper für den universellen Einsatz bei allen Knochenqualitäten und zahlreichen Indikationen.
- Unkompliziertes, flexibles chirurgisches Protokoll für kürzere Behandlungszeiten.
- Die TiUnite Oberfläche, das chirurgische Protokoll, die konische Implantatspitze und das Gewinde von der Spitze bis zur Plattform sind auf eine hohe Primärstabilität und die Unterstützung des Immediate-Function-Protokolls ausgelegt.



NobelReplace Conical Connection – Wurzelförmiges Design

- Bewährter wurzelförmiger Implantatkörper für hohe Primärstabilität bei allen Belastungsprotokollen.
- Effizienter Behandlungsablauf dank des Schritt-für-Schritt-Bohrprotokolls für wurzelförmige Implantate und der einheitlichen Farbkodierung aller Implantate, Bohrer und prothetischen Komponenten.
- Erhältlich mit und ohne 0,75 mm maschinierter Schulter.



NobelActive – Hybriddesign

- Die einzigartige Kombination aus einem Bohrprotokoll für parallelwandige Implantate und einem wurzelförmigen Implantatkörper sorgt selbst in anspruchsvollen Situationen für eine hohe Primärstabilität und ermöglicht Immediate Function.
- Das schmal zulaufende koronale Design und das integrierte Platform Switching optimieren das Knochen- und Weichgewebsvolumen für eine natürliche Ästhetik.

Chirurgische Komponenten

Gemeinsame Komponenten

Präzisionsbohrer	
3.0, NP, RP, WP	36118

STERILE R



Rosenbohrer	
NP, RP, WP	35426

STERILE R




Implantateindreher	28 mm	37 mm
3.0	36773	36774
NP	36718	36719
RP	36720	36721
WP	37859	37860



Knochenfräsen und Führungen	Knochenfräse mit Führung	Knochenfräsenführung
3.0	37861 Ø4,0	37862
NP	37863 Ø4,4, 37864 Ø5,2	37865
RP	37866 Ø5,2, 37867 Ø6,2	37868
WP	37869 Ø6,7	37870



37888 Knochenfräsen-Kit Conical Connection
Knochenfräsen mit Führungen für alle Plattformen mit konischer Verbindung.



NobelActive 3.0 bei begrenztem Platzangebot.




NobelActive WP und NobelParallel CC WP mit NobelProcera FCZ (vollanatomischer Zirkondioxid-) Implantatkronen (0–25° Abwinkelung) entwickelt für Fälle im Seitenzahnbereich.



Das vollständige Produktsortiment finden Sie im aktuellen Produktkatalog von Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/catalog



Online bestellen

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr auf der Nobel Biocare Online-Store-Website bestellt werden.

nobelbiocare.com/store



Per Telefon bestellen

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

Bohrprotokoll für parallelwandige Implantate NobelActive und NobelParallel Conical Connection

Spiralbohrer	7–10 mm	7–15 mm	10–18 mm
Ø 1,5	–	31278	–
Ø 2	32296	32297	32299



Stufenspiralbohrer	7–10 mm	7–15 mm	10–18 mm
Ø 2,4/2,8	32260	32261	32262
Ø 2,8/3,2	37873	34638	34639
Ø 3,2/3,6	32263	32264	32265
Ø 3,8/4,2	32275	32276	32277
Ø 4,2/4,6	37874	34582	34583
Ø 4,2/5,0	37875	37876	–



Kortikalbohrer NobelParallel CC	
Ø 3,75	38000
Ø 4,3	38001
Ø 5,0	38002
Ø 5,5	38003



Gewindeschneider NobelParallel CC	7–10 mm	7–13 mm	7–15 mm	7–18 mm
Ø 3,75	–	37990	–	37991
Ø 4,3	–	37992	–	37993
Ø 5,0	–	37994	–	37995
Ø 5,5	37996	–	37997	–



Bohrprotokoll für wurzelförmige Implantate NobelReplace Conical Connection (und PMC)

Bohrer mit Spitze Tapered Ø 2 mm	
NP, RP	36117



Bohrer	8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP 3,5 mm	32075	29367	36113	29368	29369
RP 4,3 mm	32076	29370	36114	29371	29372
RP 5,0 mm	32077	29373	36115	29374	29375



Bohrer für dichten Knochen	13 mm	16 mm	Gewindeschneider	
NP 3,5 mm	29377	29378	NP 3,5 mm	36717
RP 4,3 mm	29380	29381	RP 4,3 mm	32090
RP 5,0 mm	29383	29384	RP 5,0 mm	32091



37883 NobelActive Chirurgie-Kit
Enthält Instrumente für die Implantatinserion von NobelActive Implantaten. Bohrer und Gewindeschneider sind separat erhältlich



38004 NobelParallel CC Chirurgie-Kit
Enthält Instrumente für die Implantatinserion von NobelParallel Conical Connection Implantaten. Bohrer und Gewindeschneider sind separat erhältlich.



37465 NobelReplace CC Chirurgie-Kit
Enthält Instrumente und Bohrer für die Implantatinserion aller NobelReplace Conical Connection Implantate.



36915 Implantateindreher-Kit
Conical Connection
Ergänzungs-Kit für 36894 NobelReplace Tapered Chirurgie-Kit. Implantateindreher für NP- und RP-Implantate mit konischer Verbindung.



Prothetikkomponenten

Gingivaformer

		3.0			NP			RP			WP	
		3mm	5mm	7mm	3mm	5mm	7mm	3mm	5mm	7mm	3mm	5mm
	Gingivaformer											
	Ø 3,2	36794	36795	36796	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø 3,6	-	-	-	36639	36640	36867	36643	36644	36872	-	-
	Ø 3,8	36797	36798	36799	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø 5,0	-	-	-	36641	36642	36868	36645	36646	36873	37813	37814
	Ø 6,0	-	-	-	-	-	-	36647	36648	36874	-	-
	Ø 6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37815	37816
	Slim	-	37669	37670	-	37666	37665	-	37667	37668	-	-
	Healing Abutment											

		NP			RP			WP	
		3mm	5mm	7mm	3mm	5mm	7mm	3mm	5mm
	Gingivaformer für Brücke								
	Ø 4,0	36864	36865	36866	-	-	-	-	-
	Ø 5,0	-	-	-	36869	36870	36871	-	-
	Ø 6,0	-	-	-	-	-	-	37817	37818
WP									
	Anatomischer Gingivaformer (PEEK)							6 x 7 mm	7 x 8 mm
								37819	37820

Provisorische Abutments¹

		3.0		NP		RP		WP	
		1,5mm	3mm	1,5mm	3mm	1,5mm	3mm	1,5mm	3mm
	Provisorisches Abutment zur Sofortversorgung ²	36777	36778	36653	36655	36654	36656	-	-
	Provisorisches Snap-Abutment, rotations-gesichert	36779*	-	38760	38847	38761	38848	38762	38849
	Provisorische Snap-Kappe Multi-unit Plus ^{3,4}	-		38915		38915		38915	
	Slim Temporary Abutment	6,5mm	7,5mm	6,5mm	7,5mm	6,5mm	7,5mm	-	
		37675	37676	37671	37672	37673	37674		

		NP		RP		WP	
		1,5mm	3mm	1,5mm	3mm	1,5mm	3mm
	QuickTemp Abutment ⁵	36659	36657	36660	36658	-	-
	Provisorisches Snap-Abutment, nicht rotations-gesichert	38763	38850	38764	38851	38845	38852
	Provisorische Kappe Multi-unit Kunststoff ^{6,7}	DCA 468-0		DCA 468-0		DCA 468-0	
	Anatomisches provisorisches Abutment (PEEK)	-		-		6 x 7 mm	7 x 8 mm
						37821	37822

* Rotationsgesichertes provisorisches Abutment ohne Snap-Funktion

Abformpfosten

Implantatniveau

		3.0	NP	RP	WP
		13mm	13mm	9mm	13mm
	Geschlossener Löffel				
	Ø 3,3	36801	-	-	-
	Ø 3,6	-	36538	36541	36540
	Ø 3,8	36803	-	-	-
	Ø 5,0	-	36539	36543	36542
	Ø 6,0	-	-	36545	36544
	Ø 6,5			37853	37852

		3.0	NP	RP	WP
		14mm	10mm	14mm	10mm
	Offener Löffel				
	Ø 3,2	36800	-	-	-
	Ø 3,6	-	36258	36260	36263
	Ø 3,8	36802	-	-	-
	Ø 5,0	-	36259	36261	36265
	Ø 6,0	-	-	-	36266
	Ø 6,5	-	-	-	37857

	Offener Löffel für Brücke	-	36930	36931	37858
--	---------------------------	---	-------	-------	-------

Abutmentniveau

		NP	RP	WP
	Geschlossener Löffel Multi-unit ⁷	38924	38924	38924
	Steg (geschlossener Löffel) Multi-unit ⁷	38925	38925	38925
	Snappy™ Abutment			
	4,0	35995	35996	35997
	5,5	35868	35869	35870

		NP	RP	WP
	Offener Löffel Multi-unit ^{7,8}	29089	29089	29089
		4/Pkg	20/Pkg	
	Locator R-Tx™ Abutment	REF30017-01	-	
	Distanzring	-	REF08514	

Intraorales Scannen

		3.0	NP	RP	WP	Kit
	Elos	IO 2B-D SA	IO 2B-A SA	IO 2B-B SA	IO 2B-C SA	IO 2B SA KIT
	Positionsgeber					

Vorgefertigte endgültige Abutments¹

Titan

	3.0		NP		RP		WP	
	Esthetic Abutment	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	6 x 7 mm
		36782	36783	36665	36666	36669	36671	37827
		4,5 mm		4,5 mm		4,5 mm		7 x 8 mm
		36814		36249		36251		37828
	Abutment mit schmalem Profil	7 mm	9 mm	7 mm	9 mm	7 mm	9 mm	
		36781	36780	36678	36679	36680	36681	
	Snappy™ Abutment 4,0°	NP		RP		WP		
		1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	
		36695	36696	36693	36694	37834	37835	
				36691 Breit		36692 Breit		
	Snappy™ Abutment 5,5°	NP		RP		WP		
		1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	
		36684	36688	36682	36683	37836	37837	
				36689 Breit		36690 Breit		
	Universal Base Abutment ¹⁰	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	3 mm	
		38213	38216	38214	38217	38215	38218	
	Universal Base ausbrennbare Kappe	38221		38221		38222		

Zirkondioxid

	NP		RP	
	Esthetic Abutment ¹²	NP #1	36627	RP #5 36631
		NP #2	36628	RP #6 36632
		NP #3	36629	RP #7 36633
		NP #4	36630	RP #8 36634
				RP #9 36635
				RP #10 36636
				RP #11 36637
				RP #12 36638

Gold

		3.0	NP	RP	WP
	GoldAdapt, rotations- gesichert	36790	36728	36729	37849

Multi-unit

STERILE

	NP	RP	WP	
	Multi-unit Abutment Plus¹³			
	1,5 mm	38878	38879	38880
	2,5 mm	38881	38882	38883
	3,5 mm	38884	38885	38886
	4,5 mm	—	38887	—
	17° Multi-unit Abutment Plus¹³			
	2,5 mm	38888	38889	38890
	3,5 mm	38891	38892	38893
	30° Multi-unit Abutment Plus¹³			
	3,5 mm	38894	38895	—
	4,5 mm	38896	38897	—

Einheitliche Farbkodierung
Prothetische Komponenten sind farbkodiert für eine schnelle und präzise Identifikation.



	3.0	NP	RP
	Esthetic Abutment 15°	1,5 mm 3 mm	1,5 mm 3 mm
		36784 36785	36667 36668
		4,5 mm	4,5 mm
		36815	36250 36252

		NP	RP	WP
	Locator R-Tx™			
	Abutment¹¹			
	1,0mm	REF30506-01	REF30507-01	REF30508-01
	2,0mm	REF30506-02	REF30507-02	REF30508-02
	3,0mm	REF30506-03	REF30507-03	REF30508-03
	4,0mm	REF30506-04	REF30507-04	REF30508-04
	5,0mm	REF30506-05	REF30507-05	REF30508-05
6,0mm	REF30506-06	REF30507-06	-	

Prozesskomponenten Locator R-TX™ (vier pro Packung)		
	Prozesseinsatz	REF30012-01
	Prothesenmatrize	REF30013-01
	Distanzring	REF30018-01
	Retentionseinsatz (null)	REF30001-01
	Retentionseinsatz (leicht)	REF30002-01
	Retentionseinsatz (mittel)	REF30003-01
	Retentionseinsatz (stark)	REF30004-01
	Retentionseinsatz (extra stark)	REF30005-01

	NP	RP	WP	
	GoldAdapt, nicht rotations- gesichert	36726	36727	37848

		NP	RP	WP
	Heilkappe Multi-unit⁷			
	1/Pkg	31145	31145	31145
	5/Pkg	29064	29064	29064
	Breit 1/Pkg	31146	31146	31146
	Goldkappe Multi-unit^{3,7}			
	1/Pkg	29043	29043	29043
	5/Pkg	29042	29042	29042
	Goldkappe Multi-unit für Steg^{3,7}	29045	29045	29045



Modellanaloge

	3.0	NP	RP	WP
 Implantat	36791	36697	36698	37879
	NP	RP	WP	
 Snappy™ Abutment				
4,0	35982	35983	35984 Breit	37842
5,5	35854	35855	35856 Breit	37847
	3.0	NP	RP	WP
 IOS-Modell	38188	38189	38189	38191
 Insertionshilfe (IOS-Modell)	38200	38201	38203	38204



Schutzkappen

	NP	RP	WP
 Implantat (5/Pkg)	38855	38856	38857
 Multi-unit Abutments 7" (5/Pkg)	29123	29123	29123



Schrauben

	3.0	NP	RP/WP
 Klinische Schraube	37890	37891	37892
 Omni-grip Abutmentschraube 14	–	37367	37606
 Schraube Multi-unit 7 abgewinkelt	–	36892	37893
 Prothetikschrabe Multi-unit 7	–	29285	29285

	1/Pkg	5/Pkg
 Multi-unit Abutment 7	38918	38919
	4/Pkg	20/Pkg
 Locator R-Tx™ Abutment		
Ø 3,35 mm	REF30014-01	–
Ø 4 mm	REF30015-01	REF08530-20
Ø 5 mm	REF30016-01	REF08516-20


Schraubenzugangsführung



	NP	RP	WP
 Apikaler Bohrer Multi-unit 7/Provisorisches Snap-Abutment	38853	38853	38853
 Bohrerführung Multi-unit 7	38917	38917	38917
 Bohrerführung Provisorisches Snap-Abutment (5/Pkg)	38855	38856	38857



Weitere Komponenten

	37448 Prothetik-Kit	
	Unigrip™ maschineller Schraubendreher 20 mm	29151
	Unigrip™ maschineller Schraubendreher 30 mm	29153
	Multi-unit maschineller Schraubendreher 21 mm	29158
	Omni-grip maschineller Schraubendreher 20 mm	37379
	Omni-grip maschineller Schraubendreher 30 mm	37381
	Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
		
	Implantateindreher CC 3.0 für Slim Abutment	37713
	Implantateindreher CC NP für Slim Abutment	37677
	Implantateindreher CC RP für Slim Abutment	37678

	37508 Abutment-Entfernungs-Kit	
	Abutment-Entfernungsinstrument Zirkondioxid CC NP	37512
	Abutment-Entfernungsinstrument Zirkondioxid CC RP/WP	37882
	Abutment-Entfernungsinstrument Titan NP	36247
	Abutment-Entfernungsinstrument Titan RP/WP	37881
	Abutment-Entfernungsstift 3.0	37509
	Abutment-Entfernungsstift NP	37510
	Abutment-Entfernungsstift RP/WP	37511
		
	Sechskant-Schraubendreher 0,050" (1,25 mm)	REF08008
	Retentionseinsetz-Instrument	REF30021-01

1. Abutmentschraube im Lieferumfang der Abutments enthalten.
2. Kunststoffkappe 31656 enthalten (nicht ausbrennbar).
3. Prothetikschrabe enthalten.
4. Nur kompatibel mit Multi-unit Abutment Plus.
5. Kunststoffkappe 33404 enthalten (nicht ausbrennbar).
6. Prothetikschrabe nicht enthalten (nicht ausbrennbar).
7. Kompatibel mit Multi-unit Abutment und Multi-unit

- Abutment Plus.
- 15-mm-Schraube für Abformpfosten enthalten.
- Abutmentschraube, Abformpfosten, Heilkappe und Kunststoff-/provisorische Kappe rotationsgesichert (auch als nicht rotationsgesichert erhältlich) enthalten.
- Ausbrennbare Kappe und klinische Schraube enthalten.
- Die „All-in-one“-Verpackung enthält ein Locator R-Tx™ Attachmentsystem und die für die nachfolgende

- Herstellung erforderlichen Prozesskomponenten (alle Bestandteile werden unter einer Teilenummer geführt).
- Vorgefertigte Abutments aus Zirkondioxid mit konischer Innenverbindung sind nicht für die Anwendung im Seitenzahnbereich indiziert.
- Halter für die Abutmentmontage enthalten.
- Für NobelProcera ASC Abutments und FCZ Implantatkronen.

Bestellen Sie noch heute das Implantat der Wahl

NobelParallel Conical Connection*

Plattform	Implantat Ø	Länge						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
NP	3,75 mm	37963	37964	37965	37966	37967	37968	37969
RP	4,3 mm	37970	37971	37972	37973	37974	37975	37976
RP	5,0 mm	37977	37978	37979	37980	37981	37982	37983
WP	5,5 mm	37984	37985	37986	37987	37988	37989	–



NobelActive

Plattform	Implantat Ø	Länge						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
3.0	3,0 mm	–	–	36769	36770	36771	36772	–
NP	3,5 mm	–	35221	34125	34126	34127	34128	35215
RP	4,3 mm	–	35223	34131	34132	34133	34134	35219
RP	5,0 mm	–	35225	34137	34138	34139	34140	35220
WP	5,5 mm*	37806	37807	37808	37809	37810	37811	–



NobelReplace Conical Connection

Plattform	Implantat Ø	Länge				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP	3,5 mm	36699	36700	36701	36702	36703
RP	4,3 mm	36704	36705	36707	36708	36709
RP	5,0 mm	36710	36711	36712	36713	36714



Mit TiUnite auf der Schulter

NobelReplace Conical Connection PMC (Partially Machined Collar)*

Plattform	Implantat Ø	Länge				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP	3,5 mm	37284	37285	37287	37288	37289
RP	4,3 mm	37290	37291	37292	37293	37294
RP	5,0 mm	37295	37296	37297	37298	37299



Mit 0,75 mm maschinierter Schulter

Deckschraube

	3.0	NP	RP	WP
	36775	36649	36650	37812

* Deckschraube enthalten



Extra Sicherheit

Die Garantie erstreckt sich auf alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/implants

80680 DE 1612 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken der Nobel Biocare Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Hinweis: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und -verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetz dürfen diese Produkte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.