

MicroClean

Jetzt
Angebot
anfordern!



Lassen Sie das MicroClean-System die Arbeit machen und verdienen Sie das Geld!

Hygienische Reinigung von Prothesen, Kronen, Brücken und sonstigen zahntechnischen Arbeiten.

- **Schnell:** Duales Reinigungssystem (mechanische und chemische Reinigung in einem)
- **Schonend:** Speziell abgerundete Reinigungsnadeln schützen Ihre Arbeit.
- **Kompakt:** Passt in jede Zahnarztpraxis und jedes Labor.
- **Gesundheitsschonend:** Reinigen Sie alte Prothesen von Zahnstein und Verschmutzungen noch bevor Sie z. B. mit der Reparatur beginnen.



SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group

... natürlich auch für KFO!


MicroClean

Endlich Schluss mit dem Polieren von Ekelprothesen!

Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden auch an schwer zugänglichen Stellen durch MicroClean mühelos automatisch entfernt.

Getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen werden nahezu ohne Zeitaufwand gesäubert und poliert – bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

Anwenderbericht:
www.sdent.eu/microclean



| Produktbezeichnung | Art.-Nr |
|--|---------------|
| MicroClean Reinigungsgerät | 676410 |
| Nadeln kurz, 150 g | 678866 |
| Nadeln lang, 150 g | 678865 |
| Reinigungsfluid grün (säurehaltig), 500 ml | 678857 |
| Reinigungsfluid orange (universal), 500 ml | 678855 |
| Plastikbehälter, 500 ml | 678820 |
| Pinzette, 18 cm | 678852 |
| Haltemagnet komplett | 678849 |
| Messzylinder, 50 ml | 676452 |
| Info-Aufsteller | 678860 |

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Spannung: | 230 V~ |
| Leistung: | 200 VA |
| Umdrehungen: | 1450 U/min |
| Geräuschpegel: | < 65 dB (A) |
| Abmessungen (B x T x H): | 185 x 175 x 195 mm |
| Gewicht: | 7 kg |



Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Telefon: 06003 814-334

E-Mail: info@schuetz-dental.de

Abbildungen können abweichen.

SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group