

Messergebnisse	T1	T2	T3	T2-T1	T3-T2
Winkel (°)	Median	Median	Median	Median	Median
Messstrecke (mm)	(range)	(range)	(range)		
SNA (°)	77,2 (71–81)	77,2 (71–81)	76,6 (71–80)	0,0	-0,6
SNB (°)	67,3 (61–76)	71,4 (66–78)	69,0 (62–76)	4,1	-2,4
ANB (°)	9,8 (4–20)	5,0 (3–11)	7,0 (4–16)	-4,8	2,0
NSL-ML (°)	54,2 (47–72)	47,8 (40–63)	44,0 (40–65)	-6,4	3,8
MA (°)	133,0 (99–150)	125,5 (100–146)	132,4 (120–150)	-7,5	6,9
tGO-Me (mm)	58,0 (38–67)	68,8 (55–81)	67,8 (58–75)	10,8	-1,0
ar-tGO (mm)	57,2 (50–70)	60,8 (50–73)	53,8 (45–65)	3,6	-7,0

- SNA = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem A-Punkt der Maxilla. Ermittlung der sagittalen Position der Maxilla
SNB = Winkel zwischen der Sella-Nasion-Ebene und dem B-Punkt der Mandibula. Ermittlung der sagittalen Position der Mandibula
ANB = Winkel zwischen dem A- und B-Punkt in Relation zum Nasion
NSL = Nasion-Sella-Ebene (anteriore Schädelbasis), Hauptreferenzebene
NL = Ebene durch den Gaumen, Nasenboden
ML = Unterkieferebene (durch Gnathion und den tiefsten Punkt des Kieferwinkels gemessen)
MA = Kieferwinkel tGO-Me and ar-tGO
tGO-Me = Strecke zwischen Gonion und Menton
ar-tGO = Strecke zwischen articulare und Gonion
T1 = Zeitpunkt vor der Operation
T2 = Zeitpunkt sechs Monate nach Entfernung der Distraktoren
T3 = Zeitpunkt ein bzw. zwei Jahre nach Abschluss der Distraction