

© American Dental Systems



© American Dental Systems


© B.A. International

	American Dental Systems	American Dental Systems	B.A. International
Name	Velopex proClean Soft	Velopex proSylc	B.A. Ulticlean Prophylaxepulver Perio Plus
Verwendungsbereich	supragingival	supragingival	vielseitiges, nicht kariogenes und neutral schmeckendes Pulver mit Polierwirkung auf Tagatose-Basis für die professionelle Zahnreinigung; mit optimierter Partikelgröße (~15 µm) und spezieller Partikelgeometrie sehr schonend für die sub- und supragingivale Anwendung
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	nein	nein	für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet
Zusammensetzung	Natriumbikarbonat	Bioglas	Tagatose
Wasserlöslichkeit	–	nein	ja
Korngröße	–	–	~15 µm
Lieferumfang	4 Dosen à 60 g	4 Dosen à 40 g	Flasche 100 g
Geschmack	Minzgeschmack	neutral	neutral
Garantie	–	–	ja
Website	www.ADSystems.de	www.ADSystems.de	www.henryschein-dental.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026



© B.A. International



© EMS Electro Medical Systems S.A.



© EMS Electro Medical Systems S.A.

B.A. International	EMS	EMS
B.A. Ulticlean Prophylaxepulver	AIRFLOW® PLUS Pulver	AIRFLOW® PERIO Pulver
zur supragingivalen Anwendung auf Natriumbicarbonat-Basis. Entfernt Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen. Bei Bedarf kann damit die Zahnoberfläche für verschiedene Behandlungen vorbereitet werden.	sub- und supragingivale Entfernung von Biofilm und Verfärbungen; AIR-FLOWING® (PLUS Pulver ~14 µm) ist sicher, schnell, effektiv, effizient und minimalinvasiv auf: Schmelz, Dentin, Weichgeweben, Zunge und Gaumen, Milchzähnen, orthodontischen Apparaturen, Implantatoberflächen, prothetischen Restaurationen; Pulver in eigener Manufaktur produziert und geprüft; nach Verbrauch des PLUS Pulvers wird diese zur hochwertigen Aluminium-Trinkflasche; die 100 % biologisch abbaubare Tülle ermöglicht einen präzisen kontrollierten Pulverfluss ohne Pulverstaub beim Nachfüllen; Aluminium ist ein nahezu vollständig recycelbarer Rohstoff, der bei richtiger Entsorgung zu fast 100 % wiederverwendet werden kann	sub- und supragingivale Biofilmentfernung auf: Schmelz, Dentin, Weichgewebe, Zunge und Gaumen, Milchzähnen, orthodontischen Apparaturen, Implantatoberflächen und prothetischen Restaurationen – sicher, schnell und effektiv. Das AIRFLOW® PERIO Glycin Pulver ~25 µm ist das erste Pulver, das weltweit bei der subgingivalen AIRFLOW® Behandlung zum Einsatz kam; alle Pulver in eigener Manufaktur produziert und geprüft; EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Geräte, des AIRFLOW® PLUS Pulvers, des PERIOFLOW®, der AIRFLOW® Methode und ist Initiator des Guided Biofilm Therapy (GBT) Protokolls
für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver" (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver" (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt
Natriumbicarbonat	Erythritol	Glycin
ja	ja	ja
~40 µm	~14 µm	~25 µm
Flasche 300 g	1 Aluminiumflasche à 400 g	4 Flaschen à 120 g
Zitrone oder Minze	angenehm süßlich	angenehm süßlich
ja	ja, analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
www.henryschein-dental.de	ems-dental.com/de swissdentalacademy.com/de	ems-dental.com/de swissdentalacademy.com/de



© EMS Electro Medical Systems S.A.



© Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.



© Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

	EMS	Guilin Woodpecker	Guilin Woodpecker
Name	AIRFLOW® CLASSIC Comfort Pulver	ABC Gentel Mini 25 µm	ABC Plus 14 µm
Verwendungsbereich	supragingivale Entfernung von Biofilm und starken Verfärbungen durch wesentlich kleinere Korngröße und sanftere Reinigung; Pulver in eigener Manufaktur produziert und geprüft; EMS ist Erfinder der original AIRFLOW® Technologie und Initiator des Guided Biofilm Therapy (GBT) Protokolls	Entfernen von Zahnbelag und Verfärbungen unterhalb und oberhalb des Zahnfleischrandes, ohne zusätzliches Polieren; entfernt Zahnbelag unterhalb und oberhalb des Zahnfleischrandes von Implantaten und festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen (Brackets); entfernt Zahnbelag und Verfärbungen von Zahnwurzeln und Zahnschmelzoberflächen; Nachsorge bei Implantat-Periimplantitis nach der Erstbehandlung; Nachsorge bei Parodontitis nach der Erstbehandlung, um Bakterien in den Zahnfleischtaschen wirksamer zu reduzieren	Entfernen von Zahnbelag und Verfärbungen unterhalb und oberhalb des Zahnfleischrandes, ohne zusätzliches Polieren; entfernt Zahnbelag unterhalb und oberhalb des Zahnfleischrandes von Implantaten und festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen (Brackets); entfernt Zahnbelag und Verfärbungen von Zahnwurzeln und Zahnschmelzoberflächen; Nachsorge bei Implantat-Periimplantitis nach der Erstbehandlung; Nachsorge bei Parodontitis nach der Erstbehandlung, um Bakterien in den Zahnfleischtaschen wirksamer zu reduzieren
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	von der Anwendung sogenannter „kompatibler Pulver" (Dritthersteller) wird abgeraten; EMS-Pulver sind auf EMS-Geräte abgestimmt	Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte
Zusammensetzung	Natriumbicarbonat	Glycin	Tagatose
Wasserlöslichkeit	ja	ja	ja
Korngröße	~40 µm	25 µm	14 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 300 g	1 Flasche à 120 g	1 Flasche à 120 g
Geschmack	vier Geschmacksrichtungen: Lemon, Neutral, Mint und Cherry	angenehm süß	angenehm süß
Garantie	ja, analog Haltbarkeitsdatum	2 Jahre	2 Jahre
Website	ems-dental.com/de und swissdentalacademy.com/de	shop.gerl-dental.de/praxis/verbrauchsmaterial/	shop.gerl-dental.de/praxis/verbrauchsmaterial/

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026



© Henry Schein



© Henry Schein



© Henry Schein

Henry Schein	**Henry Schein**	**Henry Schein**
HS-Acclean Air Polishing Powder	HS-Acclean Prophylaxe Pulver Perio	HS-Acclean Prophylaxe Pulver Perio Plus
der Klassiker für die professionelle Zahnreinigung; für den Einsatz in allen herkömmlichen Prophylaxe-Pulverstrahlgeräten; enthält Sodium Bicarbonate, modifiziertes Silica umhüllt jeden Partikel, kein Fluorid und vegan; Korngröße: 40 µm	für den Einsatz in Prophylaxe-Pulverstrahlgeräten und ein effektives Biofilmmanagement; das Zahnfleisch wird während der Behandlung gestrafft und die Taschentiefe reduziert; enthält Glycin und hydrophob modifizierte Kieselsäure; vegan und extrem feinkörnig mit nur 25 µm	auf Basis des nicht kariogenen Zuckers Tagatose speziell für die schonende Entfernung von Ablagerungen und Verfärbungen im sub- und supragingivalen Bereich und bei Implantatoberflächen entwickelt; mit mittlerer Korngröße von 15 µm besonders sanft zu Zahnoberfläche und Zahnhälsen; hervorragende und schnelle Reinigungswirkung; durch optimierte Korngröße und besondere Teilchengeometrie sehr schonend für die Zahn- und Zahnwurzeloberfläche mit herausragender Politurleistung; das Monosaccharid Tagatose hat einen sehr niedrigen Glykämischen Index (GI) und ist für Diabetiker geeignet; vegan; geringe Abrasivität, sehr gute Reinigungsleistung und -geschwindigkeit sowie hervorragender Smooth-Effekt
für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet	für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet	für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet
Sodium Bicarbonate	Glycin	Tagatose
ja	ja	ja
40 µm	25 µm	15 µm
250 g Flasche	100 g Flasche	100 g Flasche
Zitrone oder Minze	neutral	neutral
ja	ja	ja
www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026



© NSK Europe GmbH



© NSK Europe GmbH



© NSK Europe GmbH

	NSK	NSK	NSK
Name	FLASH pearl	Perio-Mate Powder	SOFT pearl
Verwendungsbereich	supragingival, für alle Arten von Plaque und Verfärbungen, mit besonderer Wirksamkeit bei starken Verfärbungen	sub- und supragingival	supragingival, für leichte bis mittlere Verfärbungen und Plaque
Verwendung für alle Pulverstrahlgeräte	für alle supragingival einsetzbaren Pulverstrahlgeräte	ja	für alle Pulverstrahlgeräte (supragingivale Anwendung)
Zusammensetzung	Calciumcarbonat	glycinbasiert	Glycin
Wasserlöslichkeit	nicht wasserlöslich	ja	ja
Korngröße	Ø 54 µm	Ø 25 µm	Ø 65 µm
Lieferumfang	4 Flaschen à 300 g, Dosierbecher; alternativ: 100 x 15 g Sticks	2 Flaschen à 160 g	4 Flaschen à 250 g
Geschmack	neutral	leicht süßlich	angenehmer, neutral-süßer Geschmack
Garantie	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum	analog Haltbarkeitsdatum
Website	www.nsk-europe.de	www.nsk-europe.de	www.nsk-europe.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026